

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: 21010578 din 01.08.2019						
Denumirea achiziției: valoare mică						
Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Truse pentru diagnosticul prin tehnici de biologie moleculară (PCR) și ELISA pentru anul 2019						
Lot 1						
IgM Measles Virus (Rujeola)				Tip reacție – imunoenzimatică, pentru diagnostic uman. Durata perioadei de incubare în reacția de testare - până la 120 minute. Incubarea nu va include procesul de agitare. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a câte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigații inclusiv controalele.		
IgG Measles Virus (Rujeola)				Tip reacție – imunoenzimatică, pentru diagnostic uman. Durata perioadei de incubare în reacția de testare - până la 120 minute. Incubarea nu va include procesul de agitare. Lichid stabili gata de lucru.		

				Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a câte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele.		
Aviditatea IgG Measles virus (Rujeola)				Tip reacție - imunoenzimatică; Principiul metodei - determinarea avidității anticorpilor către virusul rujeolei pentru diferențierea reinfecției de infecția primară. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele și reagent pentru determinarea avidității. Sensibilitatea, și specificitatea $\geq 98\%$. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a câte 8 godeuri demontabile).		
Lotul 2						
IgG Toxocara, calitativ				Tip reacție – imunoenzimatică, pentru diagnostic uman. Durata perioadei de incubare - pînă la 120 minute, incubarea nu va include procesul de agitare. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a câte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele.		
Blot Toxocara IgG				Tip reacție- westernblot, pentru determinarea anticorpilor IgG specifici antigenilor respectivi pentru Toxocara. Pentru diagnostic uman. Perioada de incubare nu mai mare de 130 min. Sensibilitate testului nu mai puțin de 95 %, Specificitate testului nu mai puțin de 95 %.		

				specificitate diagnostica nu mai puțin de 100 %		
Lotul 3						
Test ELISA Adenovirus Ag				Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a câte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigații inclusiv controalele.		
Test ELISA Astrovirus Ag				Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a câte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigații inclusiv controalele.		
Test ELISA Norovirus Ag				Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a câte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigații inclusiv controalele.		
Lot 4						
Coxiella burnetii Phase 1 IgG calitativ				Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a câte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigații inclusiv controalele.		
Coxiella burnetii Phase 2 IgG cantitativ				Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a câte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigații inclusiv controalele.		

				demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele.		
Lot 5						
Francisella tularensis IgM				Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a câte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele.		
Francisella tularensis IgG				Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a câte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele.		
Lot 6						
PCR test-sistemă completă pentru determinarea calitativă a ARN al virusului Rujeolic (Measles),in regim real time				Tip reacție - Reacție de polimerizare în lanț cu detecție in regim real time. Principiul de testare – extragerea ARN total, efectuarea reacției de amplificare cu detecție produsului amplificat. Pentru diagnostic uman. Reactivi pentru nu mai puțin de 45 teste, inclusiv controlurile, compatibil cu amplificator Rotor-Gene -6000, (eprubete 0,2 ml). Setul va include reactivi pentru toate etapele: extragere, amplificare cu detecție în timp real.		
Lot 7						
Test sistemă completă pentru determinarea ADN Coxiella burnetii în timp real (RT-PCR) în material biologic				Reactivi pentru nu mai puțin de 50 teste, inclusiv controalele, compatibil cu amplificator Rotor-Gene-6000, (eprubete 0,2 ml). Sensibilitate între 1000-5000 copii/ml. Setul va include reactivi		

(sînge, spută, spălături bronhice, licvor, material necroptic, etc.)				concepute pentru a efectua o reacție PCR completă, care implică extracția ADN-ului din material biologic și amplificarea ADN-ului Coxiella burnetii cu detecție în timp real. Certificat CE pentru utilizarea in vitro diagnostic în conformitate cu cerințele Directivei Europene.		
Lot 8						
Clostridium difficile GDH	30125_VIDA S CLOSTRIDIU M DIFFICILE GDH	FRANTA	BIOMERIEUX	Test automat pentru screeningul persoanelor suspecte la infecția cu C. Difficile, ELFA C. Difficile GDH (glutamate dehidrogenază) și C. Difficile antigen, din mase fecale, test calitativ. Numărul de teste nu mai mic de 50 teste/kit, reactivi și controale gata de utilizare, incluși în kit.	VIDAS C. difficile GDH (GDH) este un test automat bazat pe tehnica Enzyme Linked Fluorescent Assay technique (ELFA – Analiza reacțiilor enzimatică în fluorescență), care se poate utiliza pe familia de instrumente VIDAS. Analiza VIDAS C. difficile GDH (glutamat dehidrogenază) este un test calitativ, care detectează glutamat dehidrogenaza, antigenul de C. difficile, ca metodă de identificare a prezenței C. difficile în probele de materii fecale de la persoanele suspectate de infecție cu C. difficile (CDI). Cutie cu reactivi necesari pentru 60 teste, gata de utilizare. Control pozitiv și	

					control negativ gata de utilizare inclusi in kit.	
Clostridium Toxin A&B	difficile	30118_VIDA S CLOSTRIDIU M DIFFICILE TOXIN A/B	FRANTA	BIOMERIEUX	Test automat pentru detecția calitativa din mase fecale a toxinei A&BC. Difficile prin tehnica ELFA (Enzyme-Linked Fluorescent Assay), 60 teste/kit, reactivi și controale gata de utilizare, incluși în kit.	Testul VIDAS C. difficile Toxin A & B (CDAB) este un test automat pentru utilizarea pe aparatele din gama VIDAS pentru detectia calitativa a toxinei A Clostridium difficile si a toxinei B in fecale folosind tehnica ELFA (Enzyme-Linked Fluorescent Assay). Cutie contine reactivi necesari pentru 60 teste cu controale gata de utilizare (Control pozitiv Toxin A, Control Pozitiv Toxin B, Control Negativ).

Semnat:

Nume: **Victoria Olaru**

În calitate de: **Manager Departament Comercial**

Ofertantul: **SRL Mediclim AM**

Adresa: **Mun. Chisinau 2005, str. V. Alecsandri, 141/A, et. 1**

Data: **01.08.2019**