

## Plan mentenanta periodică planificată

<b>Periodicitatea:</b>				<b>3 vizite / 2026</b>		
Model	XFM	Italray,	Italia	S/N: 11-401-21		
<b>I.</b>	<b>Verificarea vizuală:</b>				<b>Da</b>	<b>Nu</b>
<b>1</b>	Verificare deteriorări externe				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2</b>	Verificare vizuală a cablului de alimentare și a cablului intern				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3</b>	Verificarea ansamblării șasiului				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4</b>	Verificarea stării roților				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>5</b>	Verificarea câmpului colimatorului				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>6</b>	Verificarea rotației colimatorului				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>7</b>	Fixarea colimatorului la monobloc				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>8</b>	Verificarea integrității și a funcționalității ecranului tactil				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>9</b>	Verificare vizuală a scurgerilor de ulei de la monobloc				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>10</b>	Verificare blocare braț				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>11</b>	Verificați integritatea etichetelor și a semnelor de pericol				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>II.</b>	<b>Verificări complexe:</b>					
<b>1</b>	Verificarea circuitului de împământare				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2</b>	Verificarea stării plăcii electronice				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3</b>	Verificarea integrității conexiunilor electrice (include touchscreen)				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4</b>	Verificarea rotației tubului anodic				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>5</b>	Verificarea funcțională a mișcărilor brațului și monobloc				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>6</b>	Verificarea ferestrei de colimare				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>7</b>	Fereastra de colimare verificare funcțională – fascicul de raze X				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>8</b>	Verificarea contrabalansării brațului la extensia sa maximă				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>9</b>	Verificarea funcțională a blocării brațului				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>10</b>	Verificarea funcțională a sistemului de frinare automat				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>11</b>	Verificare funcțională a joystick-ului pentru mișcări motorizate				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>12</b>	Verificarea funcțională a senzorului anticoliziune				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>13</b>	Verificarea funcțională a măsurătorului automat de distanță focală				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>14</b>	Verificarea CD/DVD/USB				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

15	Verificarea funcționalității consolei ecranului tactil					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Verificarea funcționalității selecției parametrilor generatorului (KV, mA, ms, mAs) pe consola cu ecran tactil					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Verificarea calibrării generatorului de raze X					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Verificarea calibrării detectorului					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	Verificarea funcțională a achiziției și stocării examenului radiografic					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Verificarea funcțională a caracteristicilor DICOM					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	Verificare mAs stabilitatea și reproductibilitatea					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	Verificarea mA de stabilitate și reproductibilitate					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	Verificarea timpului de expunere a stabilității și reproductibilității					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	Verificare versiuni software și eventual upgrade la ultimul software versiune					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	III.	<b>Calibrari complexe:</b>					
1	Calibrare detectorului digital					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Calibrare generatorului					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Verificarea parametrilor de expunere cu dispozitive de testare					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anexa nr.2

Graficul de mentenanta 2026			06.26	07.26	08.26	09.26	10.26	11.26	12.26
	SN:	Periodicitatea							
XFM, Italray	11-401-21	3	*	*					

\*Serviciile vor fi prestate in lunile iunie sau iulie, in dependența de data semnarii contractului.