

LUBRICANT GEL (STERILE & NON STERILE)

LUBRİKANT JEL / GEL LUBRIFIANT / GEL LUBRICANTE



Properties & Use

EN

KLY is water-soluble, non-staining, greaseless and non-irritating jelly.

Intended Use: KLY Sterile Lubricant gel is used for endoscopy, colonoscopy, gynecological examinations, rectoscopy applications and catheter applications. Non-sterile option is available for vaginal lubrication. It is hypoallergenic, does not irritate skin, is soluble in water and cleaned easily, does not contain oil and oily substances. It has no toxic effect and odor.

Storage: Store in a cool and dry environment between 5 – 30 °C away from direct sunlight.

Propriétés & Utilisation

FR

KLY est une gelée hydrosoluble, non tachant, sans graisse et non irritante.

Utilisation prévue: KLY Gel de lubrifiant stérile; Endoscopie, coloscopie, examens gynécologiques, rectoscopie et applications de cathéters. Pour une lubrification vaginale une option non stérile est disponible. Il est hypoallergénique, n'irrite pas la peau, il est soluble dans l'eau et se nettoie facilement, il ne contient pas d'huile ni de matières grasses. Il n'a pas les effets toxiques et il est inodore.

Stockage: Conserver dans un endroit frais et sec entre 5 - 30 ° C à l'abri des rayons soleil.

TR

Özellikler & Kullanım Şekli

KLY, suda çözülebilen yağ içermeyen kayganlaştırıcı jeldir.

Kullanım Amacı: KLY Steril Lubrikant Jel; endoskopi, kolonoskopi, jinekolojik muayeneler, rektoskopi uygulamaları ve sonda uygulamalarında kullanılır. Vajinal lubrikasyon için non-steril opsiyonu mevcuttur. Hipoalerjeniktir, cildi tahriş etmez, suda çözünür ve kolay temizlenir, yağ ve yağlı madde içermez. Toksik tesiri yoktur, koku içermez.

Saklama Koşulları: 5-30°C'nin arasında ve güneş ışığından uzakta, serin bir yerde muhafaza ediniz.

ES

Características y Modo de Empleo

KLY es una jalea soluble en agua, no mancha, sin grasa y no irritante.

Uso previsto: KLY lubricant estéril gel, se usan en las operaciones de endoscopia, colonoscopia, examen ginecológico, en las aplicaciones sonda y rectoscopia. Opción non estéril es disponible para la lubricación vaginal. Es hipoalergénico, no irrita la piel, es soluble en agua y fácil de limpiar; no engrasa. No tiene efecto tóxico ni desprende olor.

Almacenamiento: Conservar en ambiente seco y fresco entre 5-30° C fuera del alcance directo de la luz solar.