

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1754660422338 din 08.08.2025
Obiectul achiziției:	Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.19)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot nr. 7 Lampă bactericidă cu 2 tuburi						
Lot nr. 7 Lampă bactericidă cu 2 tuburi	Model Lampă bactericidă cu 2 tuburi AMDM DM000564950	R Moldova	CARAVAN EXPRESS S.R.L.	Lampă bactericidă pentru sterilizarea aelului în încăperea sălii de proceduri, sălii de operație, salon, etc. Puterea tubului 30 W Unghiul de iradiere min 165° Timpul de funcționare a tubului : ≥8000 ore Lampile au în componenta următoarele parti functionale: a) Tub bactericid -2 buc b) Reflector pentru concentrarea radiatiei UV (mareste puterea radiatiei bactericide); c)Dispozitiv de orientare (permite protectia personalului uman); Alimentare: 110/220V, 50Hz Montabilă pe tavan sau perete.	Lampă bactericidă pentru sterilizarea aelului în încăperea sălii de proceduri, sălii de operație, salon, etc. Puterea tubului 30 W - DA . Unghiul de iradiere - 165° - DA . Timpul de funcționare a tubului : 10 800 ore Lampile au în componenta următoarele parti functionale: a) Tub bactericid -2 buc - DA . b) Reflector pentru concentrarea radiatiei UV (mareste puterea radiatiei bactericide) - DA . c)Dispozitiv de orientare (permite protecția personalului uman) - DA . Alimentare: 110/220V, 50Hz - DA . Montabilă pe tavan sau perete - DA .	
Lot nr. 11 Tub pentru lampa bactericidă						
Lot nr. 11 Tub pentru lampa bactericidă	Tub bactericid Model UVC T8 30W G13	Germania	LEDVANCE GmbH	Tub pentru lampa bactericidă tub putere 30 W. tip conexiune Soclu: G13 Lungimea tubului: aproximativ 900 mm Lungimea de undă emisă: 254 nm ±1 nm (UV-C)	Tub pentru lampa bactericidă tub 30W - DA tip conexiune Soclu: G13 - DA Lungimea tubului: aproximativ 900 mm - DA Lungimea de undă emisă: 254 nm ±1 nm (UV-C) - DA Durata de viață a tubului: 10 800 ore	

				Durata de viață a tubului: minim 9.000 ore Compatibil cu Lampa bactericidă de perete tip T8 aflat în dotare	Compatibil cu Lampa bactericidă de perete tip T8 aflat în dotare - DA	
Lot nr. 16 Spirograf						
Lot nr. 16 Spirograf	Spirograf Model Spirolab AMDM DM000323215	Italia	MIR S.R.L. - MEDICAL INTERNA TIONAL RESEARCH	Descriere Spirometru de diagnosticare utilizat pentru a măsura debitul de aer și a volumelor rezultate din manevrele de spirometrie de bază (de exemplu, capacitatea vitală forțată [SVI], fluxul de vîrf [PF], volumul expirator forțat într-o secundă [FEV1]). Parametrul Specificația Tip Spirometru portabil Memorarea automată a celor mai bune 3 rezultate de spirometrie obligatori Parametri măsurați FVC, FEV1, MVV, FEV1/FVC, Raport PEF, EVC, IVC, Ti, Te, IC, IRV, ERV, TV. Printer incorporat Memorie nu mai puțin de 100 teste grafice memorate Transfer obligatorite la PC teste pacient verificare aparat up-graobligatorire software Dispozitivul de măsură bidirecțional Diapazonul de volum $\geq 0-8$ l Diapazonul de flux $\geq 0-16$ l/s Eroarea la volum $\leq 3\%$ Eroarea la flux $\leq 5\%$ Afișaj Alfanumeric Control taste alfanumerice Display touchscreen, obligatoriu min. 5 inch, obligatoriu Interfața PC obligatori Port USB obligatori Baterie interna min. 4 ore, obligatoriu Alimentare Cu sursă internă de alimentare, acumulator reîncărcabile Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz Accesorii	Spirograf Descriere Spirometru de diagnosticare utilizat pentru a măsura debitul de aer și a volumelor rezultate din manevrele de spirometrie de bază (de exemplu, capacitatea vitală forțată [SVI], fluxul de vîrf [PF], volumul expirator forțat într-o secundă [FEV1]). <u>Parametrul Specificația</u> Tip Spirometru portabil - DA; Memorarea automată a celor mai bune 3 rezultate de spirometrie - DA; Parametri măsurați FVC, FEV1, FEV1/FVC%, FEV1/PEF, FEV1/VC, FEV1/FEF0.5,DTPEF, FEV0.5, FEV0.5/FVC, FEV0.75, FEV0.75/FVC, FEV2, FEV2/FVC, FEV3, FEV3/FVC, FEV6, FEV1/FEV6, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF2575, FEF7585, FET, Vext, ELA, EVOL, FIVC, FIV1, PIF, FIV1/FIVC, FIF25, FIF50, FIF75, R50, MVVcal, PIF, IRV, VC, EVC, IVC, IC, ERV, IRV, FEV1/VC, TV,VE, RR, ti, te, ti/t-tot, TV/ti, MVV - Da Data sheet; Printer incorporat - DA; Memorie 10 000 teste grafice - pag 15 user manual; Transfer de date la PC teste pacient – DA; Verificare aparat - <i>Este posibilă verificarea calibrării pe dispozitiv și prin software. O verificare finală (calibrare inclusă) este programată înainte ca dispozitivul să fie vândut și după aceea se emite un certificat de către producător</i>; Up-gradare software - pag 35 punctul 3.4 user manual; Dispozitivul de măsură bidirecțional - DA Data sheet; Diapazonul de volum 10l - DA Data sheet; Diapazonul de flux ± 16 l/s - DA Data sheet; Eroarea la volum $\pm 2\%$ sau 50 ml - DA Data sheet; Eroarea la flux $\pm 5\%$ sau 200 ml - DA Data sheet;	

				Senzor SpO2 obligatoriu Turbina reutilizabilă obligatoriu Să fie incluse toate consumabilele necesare pentru 500 investigații: filtre antibacteriale cu muștucuri de unica folosință sau turbine cu muștucuri de unica utilizare Geanta de transportare obligatoriu Seringă de calibrare obligatoriu Clește pentru nas tip adult ≥ 2 buc Clește pentru nas tip pediatric ≥ 2 buc Hirtie ≥ 20 buc	Afișaj Alfnumeric - DA; Control taste alfanumerice - DA; Display 7 inch color touchscreen LCD - DA Data sheet; Interfața PC - pag 15 tabel user manual; Port USB - pag 3 Tabelul cu accesorii user manual; Baterie internă - 10 ore - DA Data sheet; Alimentare Cu sursă internă de alimentare, acumulatori reîncărcabile - DA Data sheet; Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz clasa de protecție II - anexat poze anexa 2; <u>Accesorii</u> Sensor SpO2 - DA, cod 919024 pag 3 user manual Turbina reutilizabilă - DA, cod 910002 pag 3 user manual Consumabile necesare pentru 500 investigații: filtre antibacteriale - cod 910306, cu muștucuri de unica folosință - cod 910300 - DA Geantă de transportare - DA, inclusa în set, cod 672684 Seringă de calibrare - DA cod 919000; Clește pentru nas tip adult - 2 buc. cod 910320 Clește pentru nas tip pediatric - 2 buc. cod 910322-F Hârtie - 20 buc. cod 910350	
Lot nr. 18 Electrocardiograf cu 12 canale						
Lot nr. 18 Electrocardiograf cu 12 canale	Electrocardiograf 12 canale Model SE 12 express AMDM DM000499509	China	EDAN INSTRUMENTS, INC.	Parametrul Specificația: Tip pacient:adult, pediatric Numărul de canale de procesare 12 Configurația Portabil obligatoriu Derivațiile: Tip înregistrare auto și manual Sensivitatea 2.5, 5, 10/12,5, 20, 40 mm/mv Semnal de calibrare 1 mV, $\pm 5\%$ Gama de frecvență: De diagnostic 0.05-150 Hz Filtru frecvență joasă 0.05Hz, 0.10/0.16Hz, 0.20/0.25Hz, 0.50Hz Filtru frecvență înaltă 20/25, 40/45, 100, 150Hz	Parametrul Specificația: Tip pacient:adult, pediatric DA (pag 1 user manual SE series) Numărul de canale de procesare 12 DA (pag 14 user manual SE series) Configurația Portabil - DA Derivațiile: Tip înregistrare auto și manual DA (pag 18 user manual SE series) Sensivitatea 2.5, 5, 10/12,5, 20, 40 mm/mv DA (pag 67 user manual SE series) Semnal de calibrare 1 mV, $\pm 5\%$ DA (pag 97 user manual SE series) Gama de frecvență:	

				Filtru de rețea 50 Hz Impedanța de intrare $\geq 50 \text{ M Ohm}$ Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz $> 110 \text{ dB}$ Convertor analog-digital $\geq 24 \text{ bit}$ Scurgeri spre pacient prin electrozi $\leq 10 \mu\text{A}$ Detector de pacemaker obligatoriu frecvența de eșantionare $> 1000 \text{ Hz}$ Indicator deconectare electrod acustic sau vizual obligatoriu Detectarea automată a deconectării cablului EKG Imprimantă: Termică încorporată Mărimea hîrtiei $\geq 210 \text{ mm}$ obligatoriu Să se indice numele derivației printate obligatoriu Viteza de înscriere 5, 10, 25, 50 mm/s Densitatea imprimării 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s Acuratețea $\pm 5\%$ (axa x), $\pm 5\%$ (axa y) Derivațiile înscrise minim 12 Numărul de derivații înscrise simultan 3, 6, 12 Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG obligatoriu Display: Grafic, LCD TFT color obligatoriu Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile obligatoriu Marime ecran $\geq 7 \text{ inch}$ Rezoluția $\geq 800 \times 480 \text{ pix}$ Touchscreen, tehnologie Multi-touch. obligatoriu Numărul de derivații afișate simultan 12	De diagnostic 0.01Hz~500Hz (pag 97 user manual SE series) Filtru frecvență joasă 0.01Hz/0.05Hz/0.15Hz/0.25Hz/0.32Hz/0.5Hz/0.67Hz (pag 97 user manual SE series) Filtru frecvență înaltă 20/25, 40/45, 100, 150Hz (pag 97 user manual SE series) Filtru de rețea 50 Hz (pag 97 user manual SE series) Impedanța de intrare $\geq 100 \text{ M Ohm}$ (pag 97 user manual SE series) Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz: $\geq 140 \text{ dB}$ (AC ON) $\geq 123 \text{ dB}$ (AC OFF) (pag 97 user manual SE series) Convertor analog-digital 24 bit (pag 96 user manual SE series) Scurgeri spre pacient prin electrozi $\leq 0.01 \mu\text{A}$ (pag 97 user manual SE series) Detector de pacemaker DA (pag 97 user manual SE series) frecvența de eșantionare $> 0.01\text{-}500 \text{ Hz}$ (pag 97 user manual SE series) Indicator deconectare electrod acustic sau vizual DA (pag 76 user manual SE series) Detectarea automată a deconectării cablului EKG DA (pag 76 user manual SE series) Imprimantă: Termică încorporată DA (pag 95 user manual SE series) Mărimea hîrtiei Folded thermal paper: 210mm×295mm×100pages (pag 96 user manual SE series) Să se indice numele derivației printate DA Viteza de înscriere 5mm/s, 6.25mm/s, 10mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s ($\pm 3\%$) (pag 95 user manual SE series) Densitatea imprimării 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s DA (pag 95 user manual SE series) Acuratețea $\pm 5\%$ (axa x), $\pm 5\%$ (axa y) DA (pag 96 user manual SE series)	
--	--	--	--	---	--	--

				Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG: Ethernet / USB / SD card obligatoriu Format date ECG BMP / JPG / GIF / PDF / XML / DICOM obligatoriu Memorie ≥ 200 înregistrări ECG obligatoriu Soft specializat pentru analiza rezultatelor ECG la calculator obligatoriu Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea Ajustarea automată a izoliniei obligatoriu Identificarea aritmiei obligatoriu Ritmului cardiac: Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM Interpretarea: Sistem de interpretare a datelor ECG obligatoriu Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Detectarea Sindromului coronarian acut Algoritm de interpretare specific după sexul pacientului Timpul interpretării minim 10 s Calculul de corecție al segmentului QT cu posibilitatea de selectare a formulei: Bazett Fridericia Framingham Notificator de valoare critică a unuia din parametrii măsurați HR, QTc obligatoriu Detectarea următoarelor condiții Bloc atrioventricular, Infarct Miocardic cu supradenivelare de segment ST, Ischemie cardiacă, Full disclosure ≥ 4 min, 12 derivatii Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă reîncărcabilă obligatoriu Timp operare autonomă ≥ 2 ore Protecție defibrilator ≥ 360 J	Derivațiile înscrise- 12 (pag 96 user manual SE series) Numărul de derivații înscrise simultan 3, 6, 12 (pag 96 user manual SE series) Hârtia termică este compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG DA Display: Grafic, LCD TFT color - DA (pag 94 user manual SE series) Monitorizarea pe display: data (pag.58), ora (pag.58), sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile obligatoriu (pag.38 user manual SE series) Marime ecran 12.1 inch (pag 94 user manual SE series) Rezoluția 800x600 pix (pag 94 user manual SE series) Touchscreen, tehnologie Multi-touch. DA (pag 94 user manual SE series) Numărul de derivații afișate simultan 12 DA (pag 96 user manual SE series) Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG: Ethernet / USB / SD card DA (pag 43 user manual SE series) Format date DAT/PDF/SCP/FDA-XML/DICOM (pag 43 user manual SE series) Memorie 800 înregistrări ECG Da (pag 48 user manual SE series) Soft specializat pentru analiza rezultatelor ECG la calculator DA (pag 23 user manual SE series) Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea (pag.53 user manual SE series) Ajustarea automată a izoliniei (pag 52 user manual SE series) Identificarea aritmiei (pag 50 user manual SE series) Ritmului cardiac: Diapazon 30 - 300 BPM DA (pag 96 user manual SE series) Acuratețea ± 1 BPM DA (pag 96 user manual SE series)	
--	--	--	--	---	--	--

				Indicatori vizuali: vizualizarea în 3 culori a calității conexiunii fiecărui electrod în parte plasat pe corpul pacientului obligatoriu asistență în identificarea posibilei cauze a calității proaste a semnalului obligatoriu status sistem obligatoriu deconectare alimentare rețea obligatoriu baterie descărcată obligatoriu Accesorii: Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) ≥ 2 set. Hîrtie termică ≥ 30 buc. Gel de contact ≥ 1 litru Troleu pe roțile: indicați modelul oferit obligatoriu troleu pe roțile obligatoriu ≥ 4 roți obligatoriu ≥ 2 roți cu frînă obligatoriu mîner pentru transportarea standului obligatoriu coș pentru accesorii obligatoriu braț articulată pentru electrozi ECG obligatoriu suport pentru gel de contact obligatoriu ajustarea pe înălțime optional sistem de fixare dispozitivului de suport obligatoriu	Interpretarea: Sistem de interpretare a datelor ECG obligatoriu DA (pag 22 user manual SE series) Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; DA (pag 23 user manual SE series) Detectarea Sindromului coronarian acut (pag 61 user manual SE series) Algoritm de interpretare specific după sexul pacientului DA (pag 61 user manual SE series) Timpul interpretării minim 10 s (pag 51 user manual SE series) Calculul de corecție al segmentului QT cu posibilitatea de selectare a formulei: Bazett, Fridericia, Framingham DA (pag 23 user manual SE series) Notificator de valoare critică a unuia din parametrii măsurăți HR (pag.77 user manual SE series) QTc Detectarea următoarelor condiții Bloc atrioventricular, Infarct Miocardic cu supradenivelare de segment ST, Ischemie cardiacă, DA (pag.61 user manual SE series) Full disclosure: ≥4 min, 12 derivatii DA (pag.61 user manual SE series) Alimentarea 220 V, 50 Hz DA (pag.95 user manual SE series) Baterie internă reîncărcabilă DA (pag.95 user manual SE series) Timp operare autonomă ≥ 2 ore DA (pag.95 user manual SE series) Protecție defibrilator ≥ 360 J DA (pag.93 user manual SE series) Indicatori vizuali: vizualizarea în 3 culori a calității conexiunii fiecărui electrod în parte plasat pe corpul pacientului DA (pag.25 user manual SE series) asistență în identificarea posibilei cauze a calității proaste a semnalului DA (pag.77 user manual SE series) status sistem DA (pag.77 user manual SE series)	
--	--	--	--	--	---	--

					deconectare alimentare rețea DA (pag.77 user manual SE series) baterie descărcată DA (pag.77 user manual SE series) Accesorii: Cablul pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) - 2 set. Hârtie termică - 30 buc. Gel de contact - 1 litru Troleu pe roțile: model M02 DM000620045 5 roți - DA 2 roți cu frână - DA mâner pentru transportarea standului - DA coș pentru accesorii - DA braț articulat pentru electrozi ECG - DA suport pentru gel de contact - DA ajustarea pe înălțime optional sistem de fixare dispozitivului de suport - DA	
Lot nr. 22 Electrocardiograf cu 3 canale						
Lot nr. 22 Electrocardiograf cu 3 canale	Electrocardiograf cu 3 canale Model SE-3 AMDM DM000499510	China	EDAN INSTRUMENTS, INC.	Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display color. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 3 Configurația Portabil Derivațiile Tip înregistrare auto și manual Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv Semnal de calibrare 1 mV, ± 3% Gama de frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz Filtru muscular 25, 35Hz Filtru frecvență joasă 0.05Hz, 0.10/0.16Hz, 0.20/0.25Hz, 0.50Hz Filtru frecvență înaltă 20/25, 40/45, 100, 150Hz Filtru de rețea 50 Hz Impedanța de intrare ≥ 10 M Ohm Gama de rejecție a modului comun la 50Hz > 110 dB Convertor analog-digital ≥ 16 bit	Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display color - DA Brosură pag 2; Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric - DA Datasheet pag 1-3; Numărul de canale de procesare 3 - DA Datasheet pag 1-3; Configurația Portabil - DA Datasheet pag 1-3; Derivațiile Tip înregistrare auto și manual - DA Data sheet pag 1-3; Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv - DA Datasheet pag 2; Semnal de calibrare 1 mV, ± 3% - DA Datasheet pag 2; Gama de frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz - DA Datasheet pag 2; Filtru muscular 25, 35Hz - DA Datasheet pag 2; Filtru frecvență joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz - DA Datasheet pag 2; Filtru frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz - DA Datasheet pag 2; Filtru de rețea 50 Hz - DA Datasheet pag 2;	

			Scurgeri spre pacient prin electrozi $\leq 10 \mu A$ Detector de pacemaker Indicator deconectare electrod acustic sau vizual Imprimantă Termică încorporată Mărimea hîrtiei $\geq 60 \text{ mm}$ Să se indice numele derivației printate Viteza de înscriere 5, 10, 12.5, 25, 50 mm/s Densitatea imprimării 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s Derivațiile înscrise minim 12 Numărul de derivații înscrise simultan 3 Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG Display Grafic, LCD TFT color Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile Marime ecran $\geq 3 \text{ inch}$ Rezoluția $\geq 320 \times 240 \text{ pix}$ Numărul de derivații afișate simultan ≥ 6 Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG prin fir (să se indice interfața de transmitere) Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea Ajustarea automată a izoliniei Identificarea aritmiei Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea $\pm 1 \text{ BPM}$ Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Timpul interpretării minim 10 s Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă reîncărcabilă Timp operare autonomă $\geq 3 \text{ h}$ Protecție defibrilator $\geq 400 \text{ J}$	Impedanța de intrare $\geq 50 \text{ M Ohm}$ - DA Datasheet pag 2; Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz $> 110 \text{ dB}$ - DA Datasheet pag 2; Convertor analog - digital 24 bit - DA Datasheet pag 2; Scurgeri spre pacient prin electrozi $\leq 10 \mu A$ - DA Datasheet pag 2; Detector de pacemaker - DA Datasheet pag 2; Indicator deconectare electrod acustic sau vizual - DA User manual pag 61; Imprimantă Termică încorporată - DA; Mărimea hîrtiei 80 mm - DA Datasheet pag 1; Să se indice numele derivației printate - DA User manual pag 36 Viteza de înscriere 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50s - DA Datasheet pag 1; Densitatea imprimării 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s - DA Datasheet pag 1; Derivațiile înscrise 12 - DA Data sheet pag 1; Numărul de derivații înscrise simultan 3 - DA User manual pag 48; Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG - DA Datasheet pag 1; Display Grafic, LCD TFT color - DA Broșură pag 2 "Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile" - DA Datasheet pag 1; Marime ecran 4 inch - DA Datasheet pag 1; Rezoluția 320x240 pix - DA Datasheet pag 1; Numărul de derivații afișate simultan 6 - DA Datasheet pag 1; Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG prin fir TCP/IP, LAN - DA User manual 17,41,54-55; Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea- DA User manual pag 33;	
--	--	--	---	--	--

				Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact stat deconectare alimentare rețea baterie descărcată Accesorii Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) 2 set. Hârtie termică 30 buc. Gel de contact 1 litru sistem	Ajustarea automată a izoliniei - DA User man pag 17; Identificarea aritmiei - DA User manual pag 46; Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM - DA Datasheet pag 1; Acuratețea ± 1 BPM - DA Datasheet pag 1; Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG - DA User manual pag 36; Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR - DA Software User Manual pag 25; Timpul interpretării minim 10 s - DA Software User Manual pag 26; Alimentarea 220V, 50Hz - DA, Datasheet pag 1; Baterie internă reîncărcabilă - DA; Timp operare autonomă 3-6.5h - DA Datasheet pag 1; Protecție defibrilator - 400 J - DA Conform IEC/ EN 60601-1 și IEC/EN 60417 Datasheet pag 1; Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact - DA User manual pag 61; Status sistem - DA User manual pag 61; Deconectare alimentare rețea - DA User man pag 12; Baterie descărcată - DA User manual pag 61; <u>Accesorii</u> Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6buc) și membranari de tip clește (4buc) - 2 set. - DA; Hârtie termică - 30 buc. - DA; Gel de contact - 1 litru - DA;	
TOTAL						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Cobzari-Țurcan Rodica
În calitate de: Administrator
Ofertantul: Aelo Grup SRL
Adresa: mun. Chișinău, str. Ialoveni 107, bl. 6