

Specificații tehnice

Numărul licitației: 21232899 / ocds-b3wdp1-MD-1717168920205 din 26.06.2024									
Denumirea licitației: Achiziționarea Implanturilor traumatologico-ortopedice conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2024 (repetat)									
Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1		2							
331000 00-1	39.1	Sistem de fixare LIA cu fixare femurala cu Implant de tip button cu bucla ajustabila si surub de interferenta	AR-1588RT-2J; AR-1360P ->AR-1370P; AR-5028P-07->AR-5035P-12;	SUA	Artrex	Sistem de fixare femurala pentru reconstructia de ligament incrucisat anterior si ligament incrucisat posterior - Fixarea femurala sa se realizeze cu un implant de tip button cu bucla ajustabila - Bucla de sutura al implantului sa fie banda ortopedica rezistenta cu doua componente de material (polietilena UHMWPE si poliester) de culoare alb - Fixarea pe corticala externa femurala sa se faca pe toata suprafata butonului - Mecanismul de blocare al buclei ajustabile sa fie in minim cinci puncte distincte, care sa reziste deplasarilor ciclice - Sistemul de fixare femurala sa permita tragerea si fixarea ireversibila a grefei in capatul canalului femural, fara a mai exista spatiu gol intre capatul grefonului si tunel - Sistemul de masurare si forare a canalului femural pentru fixarea implantului sa se realizeze printr-o singura manevra cu o brosa de maxim 4 mm diametru - Implantul sa se potriveasca canalelor de os cu dimensiune cuprinsa intre 2-6 cm - Disponibil si pentru tehnica de reconstructie LIA si LIP All-inside si InternalBrace - Disponibil si in varianta de fixare os-tendon-os (BTB) - Incarcat cu fir suplimentar pentru bascularea butonului - Disponibil si in varianta de implant cu bucla ajustabila fara buton pentru interventile LIA si LIP ALL-inside, butonul sa se poata aplica ulterior pe corticala externa - Butonul sa fie din titan cu forma rotunda si concava cu diametrul intre 11 – 20 mm si sa fie prevazut cu canturi pentru introducerea suturii prin el- pe toata durata contractului sa se puna la dispozitie trusa instrumentar pentru interventile de tip LIA-LIP All-insideSURUB DE INTERFERENTA PEEK- Ambalat steril si de unica folosinta- Fixare tibiala cu SURUB DE INTERFERENTA PEEK- fabricate din PEEK (polyetheretherketone), material biocompatibil de ultima generatie - canalul pentru brosa nitinol de 0.9 mm - disponibile cu diametre de 6, 7, 8, 9, 10, 11 si 12 mm- disponibile cu lungimi intre 23 mm, 28 mm si 35 mm- surubelnita sa intre in surub pe toata adancimea acestuia- surubul sa fie tip “Kurosaka” cu filet pe toata lungimea acestuia- filetul sa fie bine rotunjit pentru a nu leza grefa din tesut moale - surubul sa poata fi folosit pentru fixarea grefelor de os sau tesut moale in tunele osoase- sa nu necesite folosirea tarodului	Fixarea femurala sa se realizeze cu un implant de tip button cu bucla ajustabila ACL TIGHTROPE PAG 2 - Bucla de sutura al implantului sa fie banda ortopedica rezistenta cu doua componente de material (polietilena UHMWPE si poliester) de culoare alb KNEE COMPRESSED PAG 35 TEXT SI FOTO - Fixarea pe corticala externa femurala sa se faca pe toata suprafata butonului ACL TIGHTROPE PAG 3 FOTO; - Mecanismul de blocare al buclei ajustabile sa fie in minim cinci puncte distincte, care sa reziste deplasarilor ciclice ACL TIGHTROPE PAG 2, 3; - Sistemul de fixare femurala sa permita tragerea si fixarea ireversibila a grefei in capatul grefonului si tunel ACL TIGHTROPE PAG 3 FOTO, TIGHROPE IMPLANT PAG 10 - Sistemul de masurare si forare a canalului femural pentru fixarea implantului sa se realizeze printr-o singura manevra cu o brosa de maxim 4 mm diametru KNEE COMPRESSED PAG 44; - Implantul sa se potriveasca canalelor de os cu dimensiune cuprinsa intre 2-6 cm; - Disponibil si pentru tehnica de reconstructie LIA si LIP All-inside si InternalBrace ACL TIGHTROPE PAG 2; - Disponibil si in varianta de fixare os-tendon-os (BTB) ACL TIGHTROPE PAG 4; - Incarcat cu fir suplimentar pentru bascularea butonului ACL TIGHTROPE PAG 4; - Disponibil si in varianta de implant cu bucla ajustabila fara buton pentru interventile LIA si LIP ALL-inside, butonul sa se poata aplica ulterior pe corticala externa ACL TIGHTROPE PAG 5; - Butonul sa fie din titan cu forma rotunda si concava cu diametrul intre 11 – 20 mm si sa fie prevazut cu canturi pentru introducerea suturii prin el ACL TIGHTROPE PAG 6, KNEE COMPRESSED PAG 45; - pe toata durata contractului sa se puna la dispozitie trusa instrumentar pentru interventile de tip LIA-LIP All-inside DA; SURUB DE INTERFERENTA PEEK; - Ambalat steril si de unica folosinta - DA - FOTO ETICHETA PRODUS; - Fixare tibiala cu SURUB DE INTERFERENTA PEEK; - fabricate din PEEK (polyetheretherketone), material biocompatibil de ultima generatie- KNEE COMPRESSED PAG 49; - canalul pentru brosa nitinol de 0.9 mm; - disponibile cu diametre de 6, 7, 8, 9, 10, 11 si 12 mm KNEE COMPRESSED PAG 49; - disponibile cu lungimi intre 23 mm, 28 mm si 35 mm KNEE COMPRESSED PAG 49 SI FOTO ETICHETA PRODUS LUNGIME 35MM; - surubelnita sa intre in surub pe toata adancimea acestuia KNEE COMPRESSED PAG 49 FOTO; - surubul sa fie tip “Kurosaka” cu filet pe toata lungimea acestuia - KNEE COMPRESSED PAG 49 FOTO FILETUL ROTUNJIT; - filetul sa fie bine rotunjit pentru a nu leza grefa din tesut moale KNEE COMPRESSED PAG 49 FOTO- surubul sa poata fi folosit pentru fixarea grefelor de os sau tesut moale in tunele osoase KNEE LIGAMENT RECONSTRUCTION PAG 40; - sa nu necesite folosirea tarodului KNEE COMPRESSED PAG 49	DM000690728; DM000690707; DM000669957; DM000669958; DM000669959; DM000669960; DM000669961; DM000669962; DM000669963; DM000669964; DM000669965; DM000669966; DM000669967;	
331000 00-1	39.2	Sistem de fixare LIA cu fixare femurala cu Implant de tip button cu bucla ajustabila si surub de interferenta din titan	AR-1588RT-2J; AR-1371T-> AR-1372T; AR-1381T->AR-1382T; AR-1391T-> AR-1392T; AR-1401T->AR-1402T	SUA	Artrex	Sistem de fixare femurala pentru reconstructia de ligament incrucisat anterior si ligament incrucisat posterior - Fixarea femurala sa se realizeze cu un implant de tip button cu bucla ajustabila - Bucla de sutura al implantului sa fie banda ortopedica rezistenta cu doua componente de material (polietilena UHMWPE si poliester) de culoare alb- Fixarea pe corticala externa femurala sa se faca pe toata suprafata butonului - Mecanismul de blocare al buclei ajustabile sa fie in minim cinci puncte distincte, care sa reziste deplasarilor ciclice - Sistemul de fixare femurala sa permita tragerea si fixarea ireversibila a grefei in capatul canalului femural, fara a mai exista spatiu gol intre capatul grefonului si tunel- Sistemul de masurare si forare a canalului femural pentru fixarea implantului sa se realizeze printr-o singura manevra cu o brosa de maxim 4 mm diametru- Implantul sa se potriveasca canalelor de os cu dimensiune cuprinsa intre 2-6 cm- Disponibil si pentru tehnica de reconstructie LIA si LIP All-inside si InternalBrace - Disponibil si in varianta de fixare os-tendon-os (BTB)- Incarcat cu fir suplimentar pentru bascularea butonului - Disponibil si in varianta de implant cu bucla ajustabila fara buton pentru interventile LIA si LIP ALL-inside, butonul sa se poata aplica ulterior pe corticala externa- Butonul sa fie din titan cu forma rotunda si concava cu diametrul intre 11 – 20 mm si sa fie prevazut cu canturi pentru introducerea suturii prin el- pe toata durata contractului sa se puna la dispozitie trusa instrumentar pentru interventile de tip LIA-LIP All-insideSURUB DE INTERFERENTA METALIC - Confectionat din titan- Diametre disponibile: 5, intre 6 – 10mm- Lungimi disponibile: 3 pentru diametrul de 6mm si 4 pentru diametrul cuprins intre 7 –10mm- Diametrul canelurii: 1mm pentru diametrul de 6mm si 2mm pentru diametrele cuprinse intre 7 – 10mm- Filetul rotunjit; Disponibil in 2 variante cu cap ingropat si cap aparent; - surubul sa poata fi folosit pentru fixarea grefelor de os sau tesut moale in tunele osoase	Fixarea femurala se realizeaza cu un implant de tip button cu bucla ajustabila ACL TIGHTROPE PAG 2 - Bucla de sutura al implantului este banda ortopedica rezistenta cu doua componente de material (polietilena UHMWPE si poliester) de culoare alb KNEE COMPRESSED PAG 35 TEXT SI FOTO - Fixarea pe corticala externa femurala se face pe toata suprafata butonului ACL TIGHTROPE PAG 3 FOTO; - Mecanismul de blocare al buclei ajustabile este in cinci puncte distincte, care sa reziste deplasarilor ciclice ACL TIGHTROPE PAG 2, 3; - Sistemul de fixare femurala permita tragerea si fixarea ireversibila a grefei in capatul canalului femural, fara a mai exista spatiu gol intre capatul grefonului si tunel ACL TIGHTROPE PAG 3 FOTO, TIGHROPE IMPLANT PAG 10- Sistemul de masurare si forare a canalului femural pentru fixarea implantului se realizeaza printr-o singura manevra cu o brosa de maxim 4 mm diametru KNEE COMPRESSED PAG 44 - Implantul se potriveste canalelor de os cu dimensiune cuprinsa intre 2-6 cm; - Disponibil si pentru tehnica de reconstructie LIA si LIP All-inside si InternalBrace ACL TIGHTROPE PAG 2- Disponibil si in varianta de fixare os-tendon-os (BTB) ACL TIGHTROPE PAG 4- Incarcat cu fir suplimentar pentru bascularea butonului ACL TIGHTROPE PAG 4- Disponibil si in varianta de implant cu bucla ajustabila fara buton pentru interventile LIA si LIP ALL-inside, butonul sa se poata aplica ulterior pe corticala externa ACL TIGHTROPE PAG 5 - Butonul este din titan cu forma rotunda si concava cu diametrul intre 11 – 20 mm si prevazut cu canturi pentru introducerea suturii prin el ACL TIGHTROPE PAG 6, KNEE COMPRESSED PAG 45; - pe toata durata contractului se pune la dispozitie trusa instrumentar pentru interventile de tip LIA-LIP All-inside DA; SURUB DE INTERFERENTA METALIC- Confectionat din titan; KNEE COMPRESSED PAG 51; - Diametre disponibile: 5, intre 6 – 10mm; KNEE LIGAMENT RECONSTR AND REPAIR PAG 36; 37; 38; - Lungimi disponibile: 3 pentru diametrul de 6mm si 4 pentru diametrul cuprins intre 7 –10mm; KNEE LIGAMENT RECONSTR AND REPAIR PAG 36; 37; 38; - Diametrul canelurii: 1mm pentru diametrul de 6mm si 2mm pentru diametrele cuprinse intre 7 – 10mm KNEE LIGAMENT RECONSTR AND REPAIR PAG 36; 37; 38 - Filetul rotunjit; KNEE LIGAMENT RECONSTR AND REPAIR PAG 38 FOTO - Disponibile in 2 variante cu cap ingropat si cap aparent; KNEE COMPRESSED PAG 51 FOTO - surubul sa poata fi folosit pentru fixarea grefelor de os sau tesut moale in tunele osoase	DM000690728; DM000669968; DM000669969; DM000669970; DM000669971; DM000669972; DM000669973; DM000669974; DM000669975	

331000 00-1	40	Ancora umar pentru reatasarea de tesuturi moi la os cortical Fastak	AR-1324HF-1; AR-1322- 752SF	SUA	Artrex	Ancora de sutura pentru reatasarea ligamentelor si tendoanelor in os cortical - Sa fie fabricate din aliaj de titan- Prevazuta cu fir de sutura ortopedic Nr. #2, impletit, rezistent cu doua componente de material (polietilena si polyester)- Sa fie de dimensiuni reduse: dimetru 2,4 mm si 2,8 mm; lungimea maxima 12 mm. - Sa se livreze impreuna cu burghiu si gid pentru introducere- Sa se poata folosi pentru: instabilitatea laterala si mediala a gleznei; repararea tendonului biceps; repararea ligamentului patelar; "Bankart"; SLAP;- Prevazuta cu marcaj de adancime pentru introducerea in os- Prevazuta cu filet pentru fixarea in os (impotriva osului cortical).- Ancora sa fie premontata pe un dispozitiv cu tija si maner pentru firul de sutura- Sa se livreze cu instrumentar pentru procedurile de artroscopie pe umar.- Ambalata individual, sterila de unica folosinta	Ancora de sutura pentru reatasarea ligamentelor si tendoanelor in os cortical - Fabricata din aliaj de titan DISTAL EXTREMITY ANCHORS PAG 2- Prevazuta cu fir de sutura ortopedic Nr. #2, impletit, rezistent cu doua componente de material (polietilena si polyester) FASTAK II SLAP AND BANKART PAG 5; - Dimensiuni reduse: dimetru 2,4 mm si 2,8 mm; lungimea maxima 12 mm. FASTAK II SLAP AND BANKART PAG 5; DISTAL EXTREMITY ANCHORS PAG 2; - Se livreaza impreuna cu burghiu si gid pentru introducere FASTAK II SLAP AND BANKART PAG 5- Se poate folosi pentru: instabilitatea laterala si mediala a gleznei; repararea tendonului biceps; repararea ligamentului patelar; "Bankart"; SLAP; FASTAK II SLAP AND BANKART PAG 2; SHOULDER AND , ELBOW PAG 68, 76; - Prevazuta cu marcaj de adancime pentru introducerea in os DISTAL EXTREMITY ANCHORS PAG 2 FOTO; SHOULDER AND , ELBOW PAG 3- Prevazuta cu filet pentru fixarea in os (impotriva osului cortical). SHOULDER AND , ELBOW PAG 27 FOTO; - Ancora este premontata pe un dispozitiv cu tija si maner pentru firul de sutura SHOULDER AND , ELBOW PAG 3 FOTO- Se livreaza cu instrumentar pentru procedurile de artroscopie pe umar. DA - Ambalata individual, sterila de unica folosinta	DM000669977; DM000669978
----------------	----	--	--------------------------------	-----	--------	--	---	-----------------------------

Semnata: _____ Numele, Prenumele: Tudor Ceaicovschi În calitate de: Director
Ofertantul: GBG-MLD SRL, Adresa: mun. Chişinău, str. Albisoara, 64/2