

Specificații tehnice

Numărul licitației: LP nr.21471074 (ocds-b3wdp1-MD-1756459700540)

Data: 03.10.2025

Pagina: 1 din 13

Denumirea licitației: Achiziționarea centralizată a reagenților pentru investigații biochimice conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2026

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model articol	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Std de ref./ Nr înreg. AMDM
1	2			3	4	5	6	7	8
33100000-1	1	Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006389)	Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006389)	AUML-0507	Franta	Elitech/ VitalScientific	Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006389), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator, Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată , urina, Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 4.2 mmol/ l, Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.1, Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.15, Interferențe: Bilirubina până la 0,18 mmol/l, Hemoglobina până la 1,1 g/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l., ml	Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006389), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator, Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată , urina, Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 4.2 mmol/ l, Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.1, Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.15, Interferențe: Bilirubina până la 0,18 mmol/l, Hemoglobina până la 1,1 g/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l., ml	DN000305011
33100000-1	2	Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006462)	Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006462)	AUML-0507	Franta	Elitech/ VitalScientific	Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006462), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator, Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată , urina, Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 4.2 mmol/ l, Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.1, Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.15, Interferențe: Bilirubina până la 0,18 mmol/l, Hemoglobina până la 1,1 g/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l., ml	Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006462), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator, Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată , urina, Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 4.2 mmol/ l, Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.1, Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.15, Interferențe: Bilirubina până la 0,18 mmol/l, Hemoglobina până la 1,1 g/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l., ml	DN000305011
	3	ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică.							
33100000-1	3.1	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006382)	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006382)	ALSL-0510	Franta	Elitech/ VitalScientific	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006382), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent, Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată, Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 4 U/L, Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1.5, Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1.0, Interferențe: Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3.8 g/l, Lipemie până la 21 g/l., ml	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006382), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent, Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată, Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 4 U/L, Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1.5, Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1.0, Interferențe: Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3.8 g/l, Lipemie până la 21 g/l., ml	DN000305017
33100000-1	3.2	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006396)	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006396)	ASSL-0510	Franta	Elitech/ VitalScientific	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006396), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent, Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată, Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2 U/L, Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2,0, Coeficientul de variație extraserial: 1,5, Interferențe: Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3.8 g/l, Lipemie până la 21 g/l., ml	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006396), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent, Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată, Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2 U/L, Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2,0, Coeficientul de variație extraserial: 1,5, Interferențe: Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3.8 g/l, Lipemie până la 21 g/l., ml	DN000305021
	4	ALAT (GPT) și ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat, Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică.							

[illegible]

331000000-1	54	Glucosa (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006435)	Glucosa (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006435)	GPSL-0507	Franta	Elitech/ VitalScientific	Glucosa (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006435), Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD-PAP. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată , urina. Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l. Coeficientul de variație intraserial: ≤ 7.0 . Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.0 . Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,9 mmol/l, Bilirubina până la 0,9 mmol/l, Hemoglobina până la 5 g/l, Lipemie până la 20 g/l., ml	Glucosa (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006435), Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD-PAP. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată , urina. Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l. Coeficientul de variație intraserial: ≤ 7.0 . Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.0 . Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,9 mmol/l, Bilirubina până la 0,9 mmol/l, Hemoglobina până la 5 g/l, Lipemie până la 20 g/l., ml	DN000305000
331000000-1	55	HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006467)	HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (06467)	CHDL-0600+HLCA-0041	Franta	Elitech/ VitalScientific	HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006467), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu imunoinhibiția a colesterolului LDL și VLDL. Fara sedimentare. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.03 mmol/l. Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1.5 . Coeficientul de variație extraserial: ≤ 2.0 , ml.	HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006467), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu imunoinhibiția a colesterolului LDL și VLDL. Fara sedimentare. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator, fl.1ml. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.03 mmol/l. Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1.5 . Coeficientul de variație extraserial: ≤ 2.0 , ml.	DN000305045+ DN000305060
331000000-1	56	HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006468)	HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006468)	CHDL-0600+HLCA-0041	Franta	Elitech/ VitalScientific	HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006468), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu imunoinhibiția a colesterolului LDL și VLDL. Fara sedimentare. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.03 mmol/l. Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1.5 . Coeficientul de variație extraserial: ≤ 2.0 , ml.	HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006468), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu imunoinhibiția a colesterolului LDL și VLDL. Fara sedimentare. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator, fl.1ml. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.03 mmol/l. Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1.5 . Coeficientul de variație extraserial: ≤ 2.0 , ml.	DM000305045+ DN000305060
331000000-1	57	Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (00646)	Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006463)	HBAC-0240+HBAC-0043+HBAC-0049	Franta	Elitech/ VitalScientific	Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006463), Metoda de determinare: Imunoturbidimetrică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. În set să fie inclusi minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control. Material pentru investigatii: Singe integru cu EDTA. Limita minimă de detectie pentru set: $\leq 1,5\%$. Coeficientul de variație intraserial: $\leq 0,3$. Coeficientul de variație extraserial: $\leq 0,2$. Interferențe: Acid Ascorbic până la 3.5 mmol/l, Bilirubina până la 4,4 mmol/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l, Hemoglobina până la 5.5 g/l, Factorul reumatoid până la 500 UI/ml a) Reactive în ambalaj original de la producător pentru analizoare automate (fără adaptare locală a instrucțiunilor cu efortul specialiștilor din firmă). Standardizare autorizată de organele competente. b) Setul să conțină control pozitiv, control negativ și calibratori pentru determinarea HbA1c. Cu material de control normal și patologic inclus, ml	Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006463), Metoda de determinare: Imunoturbidimetrică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. În set este inclus: calibrator in 4 nivele si control in 2 nivele. Material pentru investigatii: Singe integru cu EDTA. Limita minimă de detectie pentru set: $\leq 1,5\%$. Coeficientul de variație intraserial: $\leq 0,3$. Coeficientul de variație extraserial: $\leq 0,2$. Interferențe: Acid Ascorbic până la 3.5 mmol/l, Bilirubina până la 4,4 mmol/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l, Hemoglobina până la 5.5 g/l, Factorul reumatoid până la 500 UI/ml a) Reactive în ambalaj original de la producător pentru analizoare automate (fără adaptare locală a instrucțiunilor cu efortul specialiștilor din firmă). Standardizare autorizată de organele competente. b) Setul conține control pozitiv, control negativ și calibratori in 4 nivele pentru determinarea HbA1c. Cu material de control normal și patologic inclus	DM000305079+DM000305080+DM000305081
331000000-1	58	Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006464)	Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006464)	HBAC-0240+HBAC-0043+HBAC-0049	Franta	Elitech/ VitalScientific	Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006464), Metoda de determinare: Imunoturbidimetrică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. În set să fie inclusi minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control. Material pentru investigatii: Singe integru cu EDTA. Limita minimă de detectie pentru set: $\leq 1,5\%$. Coeficientul de variație intraserial: $\leq 0,3$. Coeficientul de variație extraserial: $\leq 0,2$. Interferențe: Acid Ascorbic până la 3.5 mmol/l, Bilirubina până la 4,4 mmol/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l, Hemoglobina până la 5.5 g/l, Factorul reumatoid până la 500 UI/ml, ml	Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006464), Metoda de determinare: Imunoturbidimetrică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. În set este inclus: calibrator in 4 nivele si control in 2 nivele. Material pentru investigatii: Singe integru cu EDTA. Limita minimă de detectie pentru set: $\leq 1,5\%$. Coeficientul de variație intraserial: $\leq 0,3$. Coeficientul de variație extraserial: $\leq 0,2$. Interferențe: Acid Ascorbic până la 3.5 mmol/l, Bilirubina până la 4,4 mmol/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l, Hemoglobina până la 5.5 g/l, Factorul reumatoid până la 500 UI/ml, ml	DM000305079+ DM000305080+DM000305081

33100000-1	61	LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006465)	LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006465)	CLDL-0250+HLCA-0041	Franta	Elitech/ VitalScientific	LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006465), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu protecția selectivă a colesterolului LDL. Fără sedimentare. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0.03 mmol/l. Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1.5 . Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1.0 . Interferențe: Acid Ascorbic până la 3,0 mmol/l, Bilirubina până la 0,9 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride până la 11 g/l, ml	LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006465), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu protecția selectivă a colesterolului LDL. Fără sedimentare. Cu calibrator, fl.1ml. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0.03 mmol/l. Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1.5 . Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1.0 . Interferențe: Acid Ascorbic până la 3,0 mmol/l, Bilirubina până la 0,9 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride până la 11 g/l, ml.	DM000305047+ DM000305060
33100000-1	62	LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006466)	LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006466)	CLDL-0250+HLCA-0041	Franta	Elitech/ VitalScientific	LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006466), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu protecția selectivă a colesterolului LDL. Fără sedimentare. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0.03 mmol/l. Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1.5 . Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1.0 . Interferențe: Acid Ascorbic până la 3,0 mmol/l, Bilirubina până la 0,9 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride până la 11 g/l, ml	LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006466), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu protecția selectivă a colesterolului LDL. Fără sedimentare. Cu calibrator, fl.1ml. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0.03 mmol/l. Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1.5 . Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1.0 . Interferențe: Acid Ascorbic până la 3,0 mmol/l, Bilirubina până la 0,9 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride până la 11 g/l, ml	DM000305047+ DM000305060
33100000-1	65	Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006445)	Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006445)	MGXB-0600	Franta	Elitech/ VitalScientific	Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006445), Metoda de determinare: Fotometrică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator. Material pentru investigații: Ser, plasma heparinizată ,urina, LCR. Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0.02 mmol/l. Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.03 . Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.06 . Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7mmol/l, Lipemie- trigliceride până la 21g/l., ml	Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006445), Metoda de determinare: Fotometrică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator. Material pentru investigații: Ser, plasma heparinizată ,urina, LCR. Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0.02 mmol/l. Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.03 . Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.06 . Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7mmol/l, Lipemie- trigliceride până la 21g/l., ml	DM000305039
33100000-1	66	Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006446)	Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006446)	MGXB-0600	Franta	Elitech/ VitalScientific	Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006446), Metoda de determinare: Fotometrică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator. Material pentru investigații: Ser, plasma heparinizată ,urina, LCR. Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0.02 mmol/l. Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.03 . Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.06 . Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie- trigliceride până la 21g/l., ml	Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006446), Metoda de determinare: Fotometrică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator. Material pentru investigații: Ser, plasma heparinizată ,urina, LCR. Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0.02 mmol/l. Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.03 . Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.06 . Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie- trigliceride până la 21g/l., ml	DM000305039
33100000-1	74	Ser control normal pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml (006477)	Ser control normal pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml (006477)	CONT-0060	Franta	Elitech/ VitalScientific	Ser control normal pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml (006477), Ser control normal pe baza serului uman cu parametri cunoscuți ambalat în flacoane de maxim 5ml, ml	Ser control normal pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacon 5ml (006477), Ser control normal pe baza serului uman cu parametri cunoscuți ambalat în flacoane 5ml	DM000305057
33100000-1	75	Ser control patologic pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml (006478)	Ser control patologic pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml (006478)	CONT-0160	Franta	Elitech/ VitalScientific	Ser control patologic pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml (006478), Ser control patologic pe baza serului uman cu parametri cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml, ml	Ser control patologic pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacon 5ml (006478), Ser control patologic pe baza serului uman cu parametri cunoscuți ambalat în flacoane 5ml	DM000305058
33100000-1	77	Trigliceride (Triglycerides) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006453)	Trigliceride (Triglycerides) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006453)	TGML-0707	Franta	Elitech/ VitalScientific	Trigliceride (Triglycerides) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006453), Metoda de determinare: Fotometrică GPO. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator. Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detecție pentru set: $\leq 0,01$ mmol/l. Coeficientul de variație intraserial: ≤ 3.5 . Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.0 . Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,35 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 2,6 g/l., ml	Trigliceride (Triglycerides) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006453), Metoda de determinare: Fotometrică GPO. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator. Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detecție pentru set: $\leq 0,01$ mmol/l. Coeficientul de variație intraserial: ≤ 3.5 . Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.0 . Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,35 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 2,6 g/l., ml	DM000305050

33100000-1	85	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006455)	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006455)	URSL-0507	Franta	Elitech/ VitalScientific	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006455), Metoda de determinare: Fotometrica fermentativa dupa punctul final. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata. Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l. Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2.0 , Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.5 , Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride până la 21g/l., ml	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006455), Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata. Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l, Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2.0 , Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.5 , Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride până la 21g/l., ml	DN000305009
33100000-1	86	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006456)	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006456)	URSL-0507	Franta	Elitech/ VitalScientific	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006456), Metoda de determinare: Fotometrica fermentativa dupa punctul final. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata. Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l. Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2.0 . Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.5 . Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride până la 21g/l., ml.	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006456), Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata. Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l. Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2.0 . Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.5 . Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride până la 21g/l., ml.	DN000305009
33100000-1	89	Glucosa (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat, monoreagent (G48037)	Glucosa (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat, monoreagent (G48037)	GPSL-0507	Franta	Elitech/ VitalScientific	Glucosa (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat, monoreagent (G48037), Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD-PAP. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată , urina. Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l. Coeficientul de variație intraserial: ≤ 7.0 . Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.0 . Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,9 mmol/l, Bilirubina până la 0,9 mmol/l, Hemoglobina până la 5 g/l, Lipemie până la 20 g/l., ml	Glucosa (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat, monoreagent (G48037), Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD-PAP. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată , urina. Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.1 mmol/l. Coeficientul de variație intraserial: ≤ 7.0 . Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.0 . Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,9 mmol/l, Bilirubina până la 0,9 mmol/l, Hemoglobina până la 5 g/l, Lipemie până la 20 g/l., ml	DN000305000

Semnat: _____ Numele, prenumele: Tudor Ceaicovschi În calitate de: Director General

Ofertantul: _ „GBG-MLD” SRL ____ Adresa: _mun.Chișinău, str.Albisoara, 64/2, tel/fax: (022) 54 73 73.