

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

IMSP Spitalul Clinic Municipal nr. 1

Numărul achiziției comerciale: 21019812, ocds-b3wdp1-MD-1581944615312.

Denumirea obiectului achiziției: Reactive pentru anul 2020 (volumul II).

Data: 11.03.2020

Alternativa nr.

Lot:

pag. 1 din 4

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8
2	33600000-6	Multicalibrator biochimic	Multi H St-DAC.	Moldova	Dac-SpectroMed	Calibrator biochimic în mod obligatoriu să fie de la același producător cu reactive și standarde .Set 5x5 ml tot pe un lot	Multicalibrator biochimic în baza serului uman, (set 27ml). Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
3	33600000-6	Ser uman de control normal	Sera hN-DAC.	Moldova	Dac-SpectroMed	Ser uman de control în mod obligatoriu să fie de la același producător cu calibrator și reactive, 40x5 ml, tot pe un lot	Ser uman de control normal în baza serului uman, 1fl x 5ml. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
4	33600000-6	Ser uman de control patologic	Sera hP-DAC.	Moldova	Dac-SpectroMed	Ser uman de control pathologic în mod obligatoriu să fie de la același producător cu calibrator și reactive	Ser uman de control patologic în baza serului uman, 1fl x 5ml. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
5	33600000-6	Ser uman de control CK, CK-MB	CK-MB-control serum	Moldova	Dac-SpectroMed	Ser uman de control CK, CK-MB de la același producător reactivele si calibrator	Ser uman de control CK, CK-MB, set 1fl x 2ml. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
9	33600000-6	CPR-LATEX	CRP-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	Ambalaj flacon 5-10 mlAnexa nr.2	CPR-Latex . Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
10	33600000-6	LE-LATEX	SLE-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	Ambalaj flacon 5-10 mlAnexa nr.2	LE-Latex . Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
11	33600000-6	ASLO-LATEX	ASLO-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	Ambalaj flacon 5-10 mlAnexa nr.2	ASLO-Latex . Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
12	33600000-6	RF-LATEX	RefaTex-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	Ambalaj flacon 5-10 mlAnexa nr.2	RF-Latex . Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
13	33600000-6	Troponin	Tn I-WB-Cart-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	Test casetăCerințe generale *Notă	Troponin , expres -test (cartuș). Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
14	33600000-6	HBs Ag test case	HBsAg-S-Cart-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	Test casetăCerințe generale *Notă	HBsAg teste casetă. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
15	33600000-6	HCV test caseta	Anti-HCV-S-Cart-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	Test casetăCerințe generale *Notă	HCV teste casetă. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
16	33600000-6	H.pilori test case	HP-Cart-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	Test casetăCerințe generale *Notă	H. Pylori teste casetă. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.

Lot . Reactivi compatibil cu aparatul biochimic Selectro Pro M

23.1	33600000-6	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul de la 50-100 ml) ambalaj specific pentru analizatorul Selectra Pro M	AST-UV-DAC. Lq	Moldova	Dac-SpectroMed	Marcaj :CEMetoda de determinare: fotometrică fermentativă, determinare cinetică Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 2U/L, coeficientul de cariație intraserial: nu mai mic de 2,0, coeficientul de variație extraserial: nu mai mic de 1,5, interferențe: acid ascorbic până la 1,7mmol/l, Bilirubina până la 0,7mmol/l, hemoglobin până la 3,8g/l, lipemie până la 21 g/l Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	ASAT (GOT), fl. cu vol. de la 50-100ml. Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro M.	ISO, CE.
23.2	33600000-6	ALAT (GPT) Flacoane cu volumul de la 50-100 ml) ambalaj specific pentru analizatorul Selectra Pro M	ALT-UV-DAC. Lq	Moldova	Dac-SpectroMed	Marcaj :CEMetoda de determinare:fotometrică fermentativă, determinare cineticăTipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 4U/L, coeficientul de cariație intraserial : nu mai mic de 1,5, coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 1,0, interferențe: acid ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, hemoglobin până la 3,8 g/l, lipemie până la 21 g/lTermen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	ALAT (GPT), fl. cu vol. de la 50-100ml. Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro M.	ISO, CE.

23.3	33600000-6	Albumina (Albumin) Flacoane cu volumul de la 50-100 ml) ambalaj specific pentru analizatorul Selectra Pro M	Albu-DAC. Lq	Moldova	Dac-SpectroMed	Marcaj :CEMetoda de determinare: Fotometrică cu BCGTipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Monoreagent, cu calibrator. Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detecție p/u set: nu mai mic 2,0 g/l, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 0,15, coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 0,15, interferențe: acid ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, hemoglobin până la 3,8 g/l, lipemie până la 5,6 g/l, hemoglobina până la 5,5 g/l, magneziu până la 8 mmol/lTermen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	Albumina (Albumin), fl. cu vol. de la 50-100ml. Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro M.	ISO, CE.
23.4	33600000-6	Fosfotaza alcalină Flacoane cu volumul de la 50-100 ml) ambalaj specific pentru analizatorul Selectra Pro M	ALP-DEA-DAC.	Moldova	Dac-SpectroMed	Marcaj :CEMetoda de determinare:fotometrică fermentativă, determinare cineticăTipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma heparinizată. Limita minimă de detecție p/u set: nu mai mic 3,0 U/L, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 3,0 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 3,0 interferențe: acid ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l , hemoglobin până la 2 g/l, lipemie până la 21 g/lTermen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	Fosfataza alcalină , fl. cu vol. de la 50-100ml. Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro M.	ISO, CE.
23.5	33600000-6	Alfă Amilază Flacoane cu volumul de la 50-100 ml) ambalaj specific pentru analizatorul Selectra Pro M	Amylo D-DAC. Lq	Moldova	Dac-SpectroMed	Marcaj :CEMetoda de determinare:fotometrică fermentativă, determinare cinetică EPS –G77Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detecție p/u set: nu mai mic 33,0 U/L, coeficientul de Variație intraserial : nu mai mic de 5,0 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 8,0 interferențe: acid ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l , lipemie până la 11 g/lTermen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	Alfa-Amilaza , fl. cu vol. de la 50-100ml. Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro M.	ISO, CE.
23.6	33600000-6	Bilirubină totală Flacoane cu volumul de la 50-100 ml) ambalaj specific pentru analizatorul Selectra Pro M	Bili-T DAC. Lq	Moldova	Dac-SpectroMed	Marcaj :CEMetoda de determinare:fotometrică Indrașec Tipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detecție p/u set: nu mai mic 1,3 U/L, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 5,0, coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 5,0 interferențe: acid ascorbic până la 1,7 mmol/l, hemoglobin până la 5,5 g/l, lipemie până la 21 g/lTermen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	Bilirubina totală , fl. cu vol. de la 50-100ml. Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro M.	ISO, CE.
23.7	33600000-6	Bilirubină directă Flacoane cu volumul de la 50-100 ml) ambalaj specific pentru analizatorul Selectra Pro M	Bili-D DAC. Lq	Moldova	Dac-SpectroMed	Marcaj: CE Metoda de determinare: fotometrică DCATipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minimă de detecție p/u set: nu mai mic 1,8 U/L, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 0,03 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 0,01, interferențe: acid ascorbic până la 1,7 mmol/l, hemoglobin până la 5,5 g/l, lipemie până la 11 g/lTermen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	Bilirubina directă , fl. cu vol. de la 50-100ml. Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro M.	ISO, CE.
23.8	33600000-6	Calciu (Flacoane cu volumul de la 50-100 ml) ambalaj specific pentru analizatorul Selectra Pro M	Calcium Ars-DAC. Lq	Moldova	Dac-SpectroMed	Marcaj :CEMetoda de determinare:fotometrică cu Arsenazo IIITipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire Monoreagent cu calibrator. Material p/u investigații : Ser, plasma heparinizată, urină . Limita minimă de detecție p/u set: nu mai mic 0,01 m mol/l, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 0,3 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 0,3 interferențe: acid ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, hemoglobin până la 5,5 g/l, lipemie până la 21 g/l, magneziu până la 8 mmol/lTermen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	Calciu , fl. cu vol. de la 50-100ml. Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro M.	ISO, CE.

23.9	33600000-6	Creatinină (Flacoane cu volumul de la 50-100 ml) ambalaj specific pentru analizatorul Selectra Pro M	Crea Kinetic-DAC. Lq	Moldova	Dac-SpectroMed	Marcaj:CEMetoda de determinare:Fotometrică Jaffe compensate. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent, cu calibrator.Materila pentru investigații:ser, plasma heparinizată, urină.Limita minima de detecție pentru set <15 mcmmol/l/Coefficientul de variatie intraserial <0.05Coeffientul de varia'ie extraserial < 0.05Interferențe: Acis Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Bilirubină pină la 0,7 mmol/l, Hemoglobină pină la 5,5 g/l. Lipemie pină la 21 g/l.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare, Date de identitate (denumirea , numărului lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea	Creatinină , fl. cu vol. de la 50-100ml. Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro M.	ISO, CE.
23.10	33600000-6	Gamma-GT Flacoane cu volumul de la 50-100 ml) ambalaj specific pentru analizatorul Selectra Pro M	GGT-DAC. Lq	Moldova	Dac-SpectroMed	Marcaj :CEMetoda de determinare:fotometrică fermentativă, determinare cinetică IFCCTipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 2 U/L, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 1,5 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 1,0, interferențe: acid ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Bilirubina pină la 0,7 mmol/l, hemoglobin pină la 4,5 g/l, lipemie pină la 21 g/l.Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de perormanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	Gamma-GT , fl. cu vol. de la 50-100ml. Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro M.	ISO, CE.
23.11	33600000-6	Glucosa (Flacoane cu volumul de la 50-100 ml) ambalaj specific pentru analizatorul Selectra Pro M	Glucu-DAC. Lq	Moldova	Dac-SpectroMed	Marcaj :CEMetoda de determinare: Fotometrică cu Oxidase/PeroxidaseTipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent cu calibrator Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA fluorinizată sau heparinizată, urina.Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 0, mmol/l, coeficientul de cariație intraserial : nu mai mic de 7,0, coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 3,0 interferențe: acid ascorbic pină la 0,9 mmol/l, Bilirubina pină la 0,7 mmol/l , hemoglobin pină la 5,5 g/l, lipemie pină la 21 g/l.Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de perormanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	Glucosa , fl. cu vol. de la 50-100ml. Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro M.	ISO, CE.
23.12	33600000-6	Fier(Flacoane cu volumul de la 50-100 ml) ambalaj specific pentru analizatorul Selectra Pro M	Iron Ferr-DAC. Lq	Moldova	Dac-SpectroMed	Marcaj :CEMetoda de determinare:fotometrică cu ferrozineTipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 0,9 mcmmol/l, coeficientul de cariație intraserial : nu mai mic de 3,0 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 4,0 interferențe: Bilirubina pină la 1,0 mmol/l, hemoglobin pină la 1,1 g/l, lipemie pină la 21 g/l, cupru pină la 6,5 mmol/l , zinc pină la 0,06 mmol/l.Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de perormanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	Fier , fl. cu vol. de la 50-100ml. Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro M.	ISO, CE.
23.13	33600000-6	LDH (LDH)(Flacoane cu volumul de la 50-100 ml) ambalaj specific pentru analizatorul Selectra Pro M	LDH - DAC. Lq	Moldova	Dac-SpectroMed	Marcaj :CEMetoda de determinare:fotometrică fermentativă, determinare cinetică PiruvatTipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent cu calibrator Material p/u investigații : Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 5,0 U/L, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 10,0 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 8,0 interferențe: acid ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Bilirubina pină la 0,7 mmol/l , hemoglobin pină la 3,8 g/l, lipemie triglyceride pină la 21 g/l.Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de perormanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	LDH (LDH), fl. cu vol. de la 50-100ml. Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro M.	ISO, CE.
23.14	33600000-6	Proteina Totală (Total Protein)(Flacoane cu volumul de la 50-100 ml) ambalaj specific pentru analizatorul Selectra Pro M	Prote-DAC. Lq	Moldova	Dac-SpectroMed	Marcaj :CEMetoda de determinare: Colorimetric fermentativăTipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire. Bireagent. Material p/u investigații : Ser, plasma heparinizată. Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 2,0 U/L, coeficientul de cariație intraserial : nu mai mic de 1,5, coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 1,0, interferențe: acid ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Bilirubina pină la 1,0 mmol/l, hemoglobin pină la 5,5 g/l, lipemie triglyceride pină la 11 g/l.Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de perormanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	Proteina Totală (Total Protein), fl. cu vol. de la 50-100ml. Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro M.	ISO, CE.

23.15	33600000-6	Uree (Urea)(Flacoane cu volumul de la 50-100 ml) ambalaj specific pentru analizatorul Selectra Pro M	Ure-DAC. Lq	Moldova	Dac-SpectroMed	Marcaj :CEMetoda de determinare:fotometrică fermentativăTipul reagenților: lichid stabil gata p/u folosire monoreagent, cu calibrator Material p/u investigații : Ser, plasma heparinizată, urină, LCR Limita minima de detecție p/u set: nu mai mic 0,02 m/mol, coeficientul de variație intraserial : nu mai mic de 0,03 coeficientul de variație extraserial : nu mai mic de 0,06 interferențe: acid ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, lipemie triglyceride până la 21 g/lTermen de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni, Seturile vor fi livrate în ambalaj, original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificatia, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.	Uree (Urea), fl. cu vol. de la 50-100ml. Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro M.	ISO, CE.
-------	------------	--	-------------	---------	----------------	--	---	----------

24	33600000-6	Multicalibrator biochimic	Multi H St-DAC.	Moldova	Dac-SpectroMed	Calibrator biochimic în mod obligatoriu să fie de la același producător cu reactie și standarte .Set 5x5 ml tot pe un lot	Multicalibrator biochimic în baza serului uman, 1fl x 3ml. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
25	33600000-6	Ser uman de control patologic	Sera hN-DAC.	Moldova	Dac-SpectroMed	Ser uman de control în mod obligatoriu să fie de la același producător cu calibrator și reactive, 40x5 ml, tot pe un lot	Ser uman de control în baza serului uman, 1fl x 5ml. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
26	33600000-6	Ser uman de control patologic	Sera hP-DAC.	Moldova	Dac-SpectroMed	Ser uman de control pathologic în mod obligatoriu să fie de la același producător cu calibrator și reactive	Ser uman de control patologic în baza serului uman, 1fl x 5ml. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.

Semnat:_____

Numele, prenumele: **Virsi Roman**

În calitate de: **Director firmă**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chișinău, str. Cuza Vodă, 5/1**

Data: 11.03.2020
Valabilitatea ofertei - 60 zile.