




Universa® Firm Ureteral Stent Set

Used for temporary internal drainage from the ureteropelvic junction to the bladder. The thermosensitive stent material provides the benefits of a firm stent at placement and a soft, compliant stent when indwelling. The set includes a stent, a wire guide, and a positioner.

Caution: We advise you to evaluate the stent periodically; the stent must not remain indwelling for more than 12 months.



Order Number	Reference Part Number	Fr	Length cm
Set			
G54378	UFI-522	5	22
G54448	UFI-626	6	26
G54446	UFI-628	6	28
G54379	UFI-726	7	26
G54440	UFI-728	7	28
Stent and Positioner			
G54418	UFI-522-R	5	22
G54416	UFI-524-R	5	24
G54414	UFI-526-R	5	26
G54412	UFI-528-R	5	28
G54410	UFI-622-R	6	22
G54408	UFI-624-R	6	24
G54407	UFI-626-R	6	26
G54404	UFI-628-R	6	28
G54400	UFI-724-R	7	24
G54398	UFI-726-R	7	26
G54396	UFI-728-R	7	28
Stent Set with Roadrunner® Wire Guide and Lockable Pusher			
G54435	UFI-526-RPC-LP	5	26
G54432	UFI-528-RPC-LP	5	28
G54430	UFI-624-RPC-LP	6	24
G54429	UFI-626-RPC-LP	6	26
G54428	UFI-628-RPC-LP	6	28
G54426	UFI-724-RPC-LP	7	24
G54425	UFI-726-RPC-LP	7	26
G54424	UFI-728-RPC-LP	7	28
Stent with Pigtail Sideports Only			
G54422	UFI-726-P	7	26
G54421	UFI-728-P	7	28



Deutsch

Universa® Set mit festem Ureterstent

Zur vorübergehenden internen Drainage vom Ureteropelvinen Übergang zur Blase. Das temperaturempfindliche Stentmaterial bietet den Vorteil, dass der Stent bei der Platzierung fest und während des Verweilens weich und anpassungsfähig ist. Das Set enthält einen Stent, einen Führungsdraht und einen Positionierer.

Achtung: Bitte überprüfen Sie den Stent regelmäßig. Die maximale Verweildauer beträgt 12 Monate.



Italiano

Set con stent ureterale rigido Universa®

Utilizzato per il drenaggio interno temporaneo dalla giunzione ureteropelvica alla vescica. Il materiale termosensibile dello stent offre i vantaggi di uno stent rigido in termini di posizionamento uniti a quelli di uno stent compliant e morbido in termini di permanenza. Il set comprende uno stent, una guida e un posizionatore.

Attenzione: si consiglia di valutare periodicamente lo stent; la permanenza dello stent non deve essere superiore a 12 mesi.



Español

Equipo de stent ureteral firme Universa®

Se utiliza para el drenaje interno temporal desde la unión ureteropélvica hasta la vejiga urinaria. El material termosensible del stent permite disfrutar de los beneficios de un stent firme durante la colocación y de un stent blando y flexible una vez colocado. El equipo incluye un stent, una guía y un posicionador.

Aviso: Le recomendamos que evalúe el stent periódicamente; el stent no debe permanecer implantado más de 12 meses.



Русский

Набор жесткого стента мочеточника Universa®

Используется для временного внутреннего дренирования от места соединения мочеточника с лоханкой до мочевого пузыря. Чувствительный к температуре материал стента сочетает преимущества жесткого стента в процессе установки и мягкого деформируемого стента после установки. В набор входят стент, проводник и позиционирующее устройство.

Предупреждение. Мы рекомендуем периодически оценивать состояние стента. Стент не должен устанавливаться более чем на 12 месяцев.



Polski

Zestaw sztywnego stentu moczowodowego Universa®

Stosowany do czasowego drenażu wewnętrznego z poziomu połączenia miedniczkowo-moczowodowego do pęcherza. Termoczuły materiał stentu zapewnia zalety sztywnego stentu podczas umiejscawiania i miękkiego, podatnego stentu podczas penetracji. Zestaw zawiera stent, przewodnik i pozycjoner.

Przeostrogą: Zalecamy okresową kontrolę stentu; stent nie może pozostać wewnątrz ciała przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.