



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, muș. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / форма Nr. 303-2/e
APROBAT DE MSMPs al RM / Утверждена МЗТЦЗ РМ
31.10.11 Nr. 828

Centrul de încercări de laborator acreditat de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale al RM
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и
Социальной Защиты Республики Молдова
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-4907/2020
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om " 23 " martie a./z. 2020

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Produs biocid – PHAGO`WIPES SPORE, PHAGO`SPORE 750 ml, PHAGO`SPORE 5000 ml

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica
denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)

HG nr.564/2009 din 10.09.2009 Regulamentul sanitar privind stabilirea
condițiilor de plasare pe piață a produselor biocide

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения

Franța, CHRISTEYNS FRANCE SA

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

"SOFRAGRUP"SRL, Moldova, Chișinău, str. M.Costin, 65/3, ap.56

Ca temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, contract f/n din 30.10.2018, informații pe produs, fișe cu date de securitate

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

Indicii de inofensivitate conform HG nr.564/2009 din 10.09.2009 Regulamentul sanitar
privind stabilirea condițiilor de plasare pe piață a produselor biocide

Domeniul de utilizare / Область применения:

întreținere, dezinfectant

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия
использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:

importul, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

30 martie 2021

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до:

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae FURTUNĂ

(numele, prenumele/ Ф.И.О.)



ANSP/HAO3

0001063

03

ex:Șt.Constantinoviți
tel: 574 679

10-XVI-09



PHAGO'SPORE

Detergent dezinfectant de nivel înalt, sporicid pentru podele, suprafețe și dispozitive medicale neinvazive.



Puncte forte

- ✓ Soluție gata de utilizare
- ✓ Bactericid, fungicid, virucid și sporicid (activ în 10 minute pe C. difficile și în 5 minute pe Norovirus)
- ✓ Respectă mediul înconjurător (ingredient activ: acid peracetic)
- ✓ « Food contact » produs (respectă decretul oficial francez din 8 septembrie 1999)

Packagings

Presentare	Code No.	unit/box
750 ml	65003	6 unit
5 lit. canistra	65007	2 unit

Distribuitor exclusiv în Moldova



Tel. 060006226



phagogene®

Christeysns France
31, rue de la Maladrerie - 44120 VERTOU - France
Tel : +33 (0)2 40 80 27 27 / Fax : +33 (0)2 40 03 09 73
www.christeysns.com



PHAGO'SPORE

Aplicarea

- ✓ **PHAGO'SPORE** este biocid (TP02, TP04).
- ✓ **PHAGO'SPORE** este un detergent dezinfectant pentru toate suprafețele, inclusiv pentru suprafețele dispozitivelor medicale neinvazive.
- ✓ **PHAGO'SPORE** poate fi utilizat pe suprafețe care sunt direct în contact cu produsele alimentare dacă este clătit după aplicare (respectă Decretul oficial francez din 8 septembrie 1999).
- ✓ **PHAGO'SPORE** este formulat dintr-un ingredient activ (acid peracetic) și garantează o eficiență microbiologică cu un spectru mare și asigură respectarea mediului, datorită biodegradabilității sale în acid acetic, oxigen și apă.
- ✓ **PHAGO'SPORE** are un spray de spumă care permite evitarea formării aerosolului și protejarea utilizatorului.

Componența

- ✓ Activ disinfecant:
 - Acid Peracetic (CAS No. 79-21-0 ; 0,034% m/m)
 - Peroxid de hidrogen (CAS No. 7722-84-1 ; 3,26% m/m)
- ✓ Parfum

Proprietăți organoleptice

- ✓ Aspect: lichid
- ✓ Colour: incolor
- ✓ Parfum: mentă
- ✓ pH la 20°C : 2,00
- ✓ Densitatea la 20°C : 1,000 – 1,020 g/cm³

Instrucțiuni de utilizare

Uz profesional.

- ✓ **PHAGO'SPORE** Solutie gata de lucru, nu se diluiază.
- ✓ **PHAGO'SPORE** se folosește pentru podele și suprafețe prin impregnarea de lavete. Protocol: 5 impregnari la 1 l
- ✓ Pulverizați pe o lavetă de unică folosință și / sau aplicați pe suprafață. Nu se va clăti.
- ✓ Lăsați să acționeze 5 minute pentru o activitate bactericidă sau 15 minute pentru un spectru complet.

* În cazul dezinfectării suprafețelor care pot fi în contact cu alimentele, clătiți suprafețele cu apă curată (decretul oficial francez din 8 septembrie 1999)

Folosiți cu atenție biocide.

Înainte de a utiliza produsul, citiți eticheta și informațiile din produs.

Recomandări

- ✓ Folosiți mănuși și îmbrăcăminte de protecție corespunzătoare.
- ✓ Nu lăsați produsul să se scurgă.
- ✓ Data de expirare: 18 luni de la data fabricației.
- ✓ n contact cu aerul, într-un recipient deschis (găleată, rezervor), produsul este stabil timp de 3 zile.
- ✓ Fișa cu date de securitate este disponibilă pe site-ul web www.quickfds.com

Antimicrobial activity

Standart	Concentrație	Timp
STANDARD	Concentration	Time
BACTERICIDAL		
EN 1276 Dirty condition (<i>P.aeruginosa</i> et <i>E.hirae</i>)	80%	1 min.
EN 13697 Dirty condition (<i>P.aeruginosa</i> , <i>S.aureus</i> , <i>E.coli</i> et <i>E.hirae</i>)	10 %	5 min.
EN 13727 Dirty condition (<i>P.aeruginosa</i> , <i>S.aureus</i> et <i>E.hirae</i>)	8 %	5 min.
EN 16615 Dirty condition	100 %	5 min
MYCOBACTERICIDE		
EN 14348 Dirty condition (<i>M.avium</i> et <i>M. terrae</i>)	80%	5 min
FONGICIDE		
EN 13697 Dirty condition (<i>C. albicans</i> et <i>A. niger</i>)	100 %	15 min.
EN 13624 Dirty condition (<i>C. albicans</i> et <i>A. niger</i>)	40 %	5 min
EN 1650 Dirty condition (<i>Aspergillus</i>)	80 %	15min.
EN 16615 Dirty condition	100 %	5 min
VIRUCIDE		
prEN 14476 : 2011 Dirty condition (Poliovirus type 1)	100 %	15 min.
prEN 14476 : 2011 Dirty condition (Adeno et Norovirus)	100 %	5 min.
SPORICIDE		
EN 13704 clean condition (<i>C. difficile</i>)	100 %	10 min.
EN 13704 clean condition (<i>B. subtilis</i>)	80 %	15 min.
EN 13697 Dirty condition (<i>C. difficile</i> , forme sporulée)	50 %	15 min.

Vă rugăm să consultați fișierul științific pentru informații și rapoarte mai detaliate.



CHRISTEYNS

MEDICAL HYGIENE

phagogene®

Christeyns France

31, rue de la Maladrie - 44120 VERTOU - France
Tel : +33 (0)2 40 80 27 27 / Fax : +33 (0)2 40 03 09 73

www.christeyns.com



Phago'wipes Spore

**Șervețele pentru curățare și dezinfectanție înaltă
sporicidă pentru podele, suprafețe,
și suprafețele dispozitivelor medicale neinvazive**



Puncte forte

- ✓ Produs gata de utilizare
- ✓ Bactericid, fungicid, virucid și sporicid (activ în 10 minute pe *C. difficile* și în 5 minute pe Norovirus)
- ✓ Respectă mediul înconjurător (ingredient activ: acid peracetic)
- ✓ « Food contact » produs (respectă decretul oficial francez din 8 septembrie 1999)

Prezentare	Code	număr în cutie
ambalaj de 100 șervețele	60012	6 unit

Distribuitor exclusiv în Moldova



Tel. 060006226



CHRISTEYNS
MEDICAL HYGIENE

phagogene®

Christeyns France – Division Santé
31, rue de la Maladrie - 44120 VERTOU - France
Tel : +33 (0)2 40 80 27 27 / Fax : +33 (0)2 40 03 09 73
www.phagogene.fr



Phago'wipes Spore

Domeniul de aplicatie

- ✓ **Phago'wipes Spore** sunt șervețele dezinfectante pentru toate suprafețele, inclusiv suprafețele dispozitivelor medicale neinvazive.
- ✓ **Phago'wipes Spore** poate fi utilizat, cu clătire pe suprafețe care pot fi în contact direct cu produsele alimentare (în conformitate cu decretul din 8 septembrie 1999).
- ✓ **Phago'wipes Spore** sunt formulate dintr-o substanță activă (acid peracetic) care garantează o eficiență microbiologică cu spectru larg, asigurând în același timp respectarea mediului prin biodegradabilitatea sa în acid acetic, oxigen și apă.

Compoziție

- ✓ Substanța activă:
 - Acid Peracetic(CAS No. 79-21-0 ; 0,034% m/m)
 - Peroxid de hidrogen(CAS No. 7722-84-1 ; 3,26%)
- ✓ Parfum

Proprietăți organoleptice

- ✓ Aspect : Șervețele albe
- ✓ Dimensiuni : 200 X 200 mm
- ✓ Parfum : mentă
- ✓ pH pur la 20°C : 2,00
- ✓ Densitatea la 20°C : 1,000 – 1,020 g/cm³

Instrucțiuni de utilizare

- ✓ **Phago'wipes Spore** sunt gata de utilizare.
- ✓ **Phago'wipes Spore** se utilizează pentru dezinfectarea suprafețelor, inclusiv a suprafețelor dispozitivelor medicale neinvazive.
- ✓ Se aplică pe suprafața de dezinfectat. Nu clățiți*
- ✓ Lăsați timp de 5 minute pentru o activitate bactericid sau 15 minute pentru un spectru complet.
- În cazul dezinfectării suprafețelor care pot intra în contact direct cu produsele alimentare, este necesară clătirea cu apă potabilă (decretul din 8 septembrie 1999)

Recomandări

- ✓ Folosiți mănuși și haine de protecție adecvate. Expirare: 18 luni de la data fabricației. Fișa cu date de securitate este disponibilă pe site-ul www.quickfds.com

Acțiune antimicrobiană

Norme	Concentratie	Timp
BACTERICID		
EN 1276 cond. saleté (<i>P.aeruginosa</i> et <i>E.hirae</i>)	80%	1 min.
EN 13697 cond. saleté (<i>P.aeruginosa</i> , <i>S.aureus</i> , <i>E.coli</i> et <i>E.hirae</i>)	10 %	5 min.
EN 13727 cond. saleté (<i>P.aeruginosa</i> , <i>S.aureus</i> et <i>E.hirae</i>)	8 %	5 min.
EN 16615 cond. saleté	100 %	5 min
MYCOBACTERICID		
EN 14348 cond. Saleté (<i>M.avium</i> et <i>M. terrae</i>)	80%	5 min
FONGICIDE		
EN 13697 cond. saleté (<i>C. albicans</i> et <i>A. niger</i>)	100 %	15 min.
EN 13624 cond. saleté (<i>C. albicans</i> et <i>A. niger</i>)	40 %	5 min
EN 1650 cond. saleté (<i>Aspergillus</i>)	80 %	15min.
EN 16615 cond. saleté	100 %	5 min
VIRUCIDE		
prEN 14476 : 2011 cond. saleté (Poliovirus type 1)	100 %	15 min.
prEN 14476 : 2011 cond. saleté (Adeno et Norovirus)	100 %	5 min.
SPORICIDE		
EN 13704 cond. propreté (<i>C. difficile</i>)	100 %	10 min.
EN 13704 cond. propreté (<i>B. subtilis</i>)	80 %	15 min.
EN 13697 cond. saleté (<i>C. difficile</i> , forme sporulée)	50 %	15 min.



CHRISTEYNS
MEDICAL HYGIENE

phagogene®

Christeyns France – Division Santé
31, rue de la Maladrerie - 44120 VERTOU - France
Tel : +33 (0)2 40 80 27 27 / Fax : +33 (0)2 40 03 09 73
www.phagogene.fr

CHRISTEYNS

PHAGO'SPORE

COMPARTIMENT 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății /întreprinderii

1.1. Identificarea produsului

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări recomandări

1.2.1. Utilizări relevante identificate

1.2.2. Utilizări recomandate

1.3. Detaliile furnizorului fișei cu date de securitate

1.4. Numărul de telefon de urgență

COMPARTIMENT 2: Identificarea riscurilor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 [CLP]

Efecte adverse fizico-chimice asupra sănătății umane și asupra mediului înconjurător

2.2. Elemente de etichetare
Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (EC) nr. 1272/2008 [CLP]

2.3. Alte pericole

COMPARTIMENT 3: Compoziție/informații despre ingrediente

3.1. Substanțe

3.2. Amestecuri

Denumire	Identificarea produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 [CLP]

Limite de concentrare specifice:

Denumire	Identificarea produsului	Limite de concentrare specifice

COMPARTIMENT 4: Măsuri de prim ajutor**4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor****4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate****4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamente speciale necesare****COMPARTIMENT 5: Măsuri de combatere a incendiilor****5.1. Mijloace de stingere a incendiilor**

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

5.3. Recomandări pentru pompieri

COMPARTIMENT 6: Măsurile de evacuare accidentală

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

6.1.1. Pentru personalul care nu este de urgență

6.1.2. Pentru persoanele care răspund de urgență

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și curățenie

6.4. Referințe la alte compartimente

COMPARTIMENT 7: Manevrabilitate și depozitare

7.1. Precauții pentru manevrabilitate în condiții de securitate

7.2. Condiții pentru depozitare în condiții de securitate, inclusiv orice incompatibilități

7.3. Utilizări finale specifice

COMPARTIMENT 8: Controlul expunerilor / protecție personală

8.1. Parametrii de control

8.2. Controlul expunerii

COMPARTIMENT 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

9.2. Alte informații

COMPARTIMENT 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

10.2. Stabilitate chimică

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

10.4. Condiții de evitat

10.5. Materiale incompatibile

10.6. Produse de descompunere periculoase

COMPARTIMENT 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind efectele toxicologice

Soluție de peroxid de hidrogen ...% (7722-84-1)	
Propan-2-ol (67-63-0)	
Acid fosforic ...% (7664-38-2)	

COMPARTIMENT 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitate

Soluție de peroxid de hidrogen ...% (7722-84-1)	
Propan-2-ol (67-63-0)	

Acid fosforic ...% (7664-38-2)	

12.2. Persistență și degradabilitate

PHAGO'SPORE	
Propan-2-ol (67-63-0)	

12.3. Potențial bioacumulativ

PHAGO'SPORE	

12.4. Mobilitate în sol

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

12.6. Alte efecte adverse

COMPARTIMENT 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

COMPARTIMENT 14: Informații privind transportul

14.1. Numărul UN

14.2. Denumirea corectă pentru expediere UN

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

14.4. Grupa de ambalare

14.5. Pericole pentru mediu

14.6. Precauții speciale pentru utilizator

14.7. Transport în vrac în conformitate cu anexa II la Marpol și Codul IBC

COMPARTIMENT 15: Informații de reglementare

15.1. Regulamente/legislație în domeniul siguranței, sănătății și mediului specific substanței sau amestecului

15.1.1. Regulamentele UE

15.1.2. Reglementări naționale

15.2. Evaluarea securității chimice

COMPARTIMENT 16: Alte informații

Compartiment	Articol modificat	Modificare	Comentarii

[illegible]

--	--	--

Este responsabilitatea utilizatorului să ia măsurile de precauție menționate și să se asigure că aceste informații sunt complete și suficiente pentru utilizarea acestui produs.