

Dispozitiv de reprocesarea automata a unui endoscop cu uscarea canalelor Cod 290420	DW 6004, DETRO HEALTHCARE KIMYA SANAYI A.Ş., Turcia
Specificația tehnică solicitată Descriere: Concepute pentru a dezinfecta sau steriliza folosind un sistem automat de umezire și curățare a canalelor endoscopului. Parametru Specificația Configurație Static pe podea sau masă Endoscoape per ciclu ≥ 1 Ecran LCD Numărul de canale de conectare ≥ 5 Un ciclu deplin să conțină următoarele etape: Curățare / Spălare ≤ 30 min. Dezinfectarea/ Sterilizarea Clătire Uscare canalelor cu aer sau cu alcool În caz de necesitate să fie posibil adăugarea a unei etape adiționale de recurățare obligatoriu Monitorizarea și controlul fluxului soluții pe fiecare canal separat obligatoriu Monitorizarea nivelului de agenți obligatoriu Compatibil cu următoarele tipuri de endoscoape: Olympus obligatoriu Fujifilm obligatoriu Pentax obligatoriu Storz obligatoriu Alți producători indicați producătorii oferți Tipuri agenți antimicrobieni Chimici (peracetic acid, glutaraldehyde, chlorinedioxide) Reservor, $l \geq 9$ litri Detectarea automata a scurgerilor endoscopului pe parcursul întregului ciclu de dezinfecție obligatoriu Variația de temperatură ≤ 55 grade Dozarea automată a agenților de dezinfectare obligatoriu Dozarea automată a agenților de curățare obligatoriu Alarma Automată Stand pe roți obligatoriu Compresor de aer obligatoriu Autodezinfectare obligatoriu Sistem de filtrare a apei obligatoriu Soluțiile folosite nu sunt permise la utilizare repetată (sunt evacuate după fiecare etapa a ciclului) obligatoriu Să fie certificat după standardele de igienă: UNI EN ISO 1588 obligatoriu Accesorii și consumabile: Adaptoare de conectare pentru: Olympus obligatoriu Fujifilm obligatoriu Pentax obligatoriu Storz obligatoriu Alți producători indicați producătorii oferți Set inclus de filtre antibacteriene de apă pentru buna funcționare a dispozitivului pentru o perioadă de: minim 2 ani, acestea să fie livrate beneficiarului la momentul instalării dispozitivului obligatoriu Soluție de spălare min. 100 cicluri Soluție de dezinfectare min. 100 cicluri.	Specificația tehnică oferită DA, Descriere Concepute pentru a dezinfecta sau steriliza folosind un sistem automat de umezire și curățare a canalelor endoscopului. Parametru Specificația DA, Configurație Static pe podea / Brosura Detrowash-6004_Series_v.0125 pag.2 DA, Endoscoape per ciclu 2 /Detrowash-6004_Series_v.0125/ Capacity DA, Ecran LCD/Detrowash-6004_Series_v.0125/ Traceability of programmes on Graphic LCD display DA, Numărul de canale de conectare 6/ Detrowash-6004_Series_v.0125/Connections/ 6 Channel DA, Un ciclu deplin să conțină următoarele etape: DA, Curățare / Spalare ≤ 30 min. (setabil) / Brosura /Detrowash-6004_Series_v.0125 /Traceability of programmes on graphic LCD display /Detrowash_6000-8000_Service_and_User_Manual_v1.2/ pag. 22/ DA, Dezinfectarea/ Brosura Detrowash-6004_Series_v.0125 /Traceability of programmes on graphic LCD display Detrowash_6000-8000_Service_and_User_Manual_v1.2/ pag. 22/ DA, Clătire/ Brosura Detrowash-6004_Series_v.0125 / Traceability of programmes on graphic LCD display Detrowash_6000-8000_Service_and_User_Manual_v1.2/ pag. 22/ DA, Uscare canalelor cu aer sau cu alcool/ Brosura Detrowash-6004_Series_v.0125/ Traceability of programmes on graphic LCD display /Detrowash_6000-8000_Service_and_User_Manual_v1.2/ pag. 22/ DA, În caz de necesitate să fie posibil adăugarea a unei etape adiționale de precurățare obligatoriu/Detrowash_6000-8000_Service_and_User_Manual_v1.2/pag. 34-35/ The Repeat (TK) section determines how many times each operation is repeated. DA, Monitorizarea și controlul fluxului soluții pe fiecare canal separate obligatoriu/ Brosura /Detrowash-6004_Series_v.0125 / Advanced Hardware/ Flow sensor (6-9pcs) /Detrowash_6000-8000_Service_and_User_Manual_v1.2/ pag. 53/ FLOW ERROR DA, Monitorizarea nivelului de agenți obligatoriu / Brosura Detrowash-6004_Series_v.0125 /Level control for disinfectant, enzyme, alcohol tanks DA, Compatibil cu următoarele tipuri de endoscoape:

	Olympus obligatoriu Fujifilm obligatoriu Pentax obligatoriu Storz obligatoriu Alți producători indicați producătorii oferți: Sonoscape <i>/Detrowash_6000-8000_Service_and_User_Manual_v1.2/ pag. 13/14/4.Endoscopes Compatible with the Device</i> DA, Tipuri agenti antimicrobieni Chimici (peracetic acid, glutaraldehyde, chlorinedioxide) <i>/Detrowash_6000-8000_Service_and_User_Manual_v1.2/ pag. 13/14/5. Detergent/Enzymatic Cleaners and Disinfectants Compatible with the Device</i> DA, Reservoir, 2 buc. 15 litri/ <i>Brosura Detrowash-6004_Series_v.0125 /Tank Capacities</i> DA, Detectarea automata a scurgerilor endoscopului pe parcursul întregului ciclu de dezinfectie obligatoriu / <i>Brosura Detrowash-6004_Series_v.0125 /Advanced Hardware/Automatic and Full Time Leakage Test</i> DA, Variația de temperatură ≤30 grade <i>Detrowash_6000-000_Service_and_User_Manual_v1.2/ pag. 9/ 4. INTENDED USE OF THE DEVICE/ Detrowash Endoscope Washing and Disinfection Device</i> DA, Dozarea automată a agenților de dezinfectare obligatoriu <i>/Brosura Detrowash-6004_Series_v.0125 / Automatic precise dosing for enzyme ,disinfectant, alcohol</i> DA, Dozarea automată a agenților de curățare obligatoriu/<i>Brosura Detrowash-6004_Series_v.0125 / Automatic precise dosing for enzyme ,disinfectant, alcohol</i> DA, Alarma Automată <i>/ Brosura Detrowash-6004_Series_v.0125 / Advanced reporting system& Alarms system</i> DA, Stand pe roți obligatoriu <i>/ Brosura Detrowash-6004_Series_v.0125/pag.2</i> DA, Compresor de aer obligatoriu <i>/ Brosura Detrowash-6004_Series_v.0125 /Traceability of programmes on graphic LCD display /Alcohol+Air</i> “Air Tank: 1 piece 5L” <i>/Detrowash_6000-8000_Service_and_User_Manual_v1.2/pag. 7/ Standard Hardware Specifications/ Internal air compressor, air gun.</i> DA, Autodezinfectare obligatoriu <i>/ Brosura Detrowash-6004_Series_v.0125/Self disinfection system</i> DA, Sistem de filtrare a apei obligatoriu <i>/ Brosura Detrowash-6004_Series_v.0125 /Water Filtration/ 5 micron, 1 micron, 0.2 micron</i> DA, Soluțiile folosite nu sunt permise la utilizare repetată (sunt evacuate după fiecare etapă a ciclului) obligatoriu /
--	--

	<i>Brosura Detrowash-6004_Series_v.0125/ Concentrated Disinfectant Canister: 1 piece 5L Brosura Detrowash-6004_Series_v.0125/ Use of brand-independent disinfectants (single use disinfectants)</i> DA, Să fie certificat după standardele de igienă: UNI EN ISO 1588 obligatoriu/ <i>Brosura Detrowash-6004_Series_v.0125/ Validated by an accredited organisation to EN ISO 15883-1&4 standard.</i> Accesorii și consumabile: DA, Adaptoare de conectare pentru: DA, Olympus obligatoriu DA, Fujifilm obligatoriu DA, Pentax obligatoriu DA, Storz obligatoriu Alți producători indicați producătorii oferiți: Sonoscape DA, Set inclus de filtre antibacteriale de apă pentru buna funcționare a dispozitivului pentru o perioadă de: 2 ani, acestea să fie livrate beneficiarului la momentul instalării dispozitivului obligatoriu DA, Soluție de spălare min. 100 cicluri DA, Soluție de dezinfectare min. 100 cicluri
--	---