



ООО "МиниМед", 241520, Российская Федерация, Брянская область,
Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17 А

Тел. (4832) 92-97-97, 92-24-52, -53, -55, -56, -57, -58, -60, -61, -62

Многоканальный номер - 8-800-100-48-32

Факс (4832) 92-24-54, 92-24-59, 92-24-61

ИНН 3234007127

www.minimed.ru

e-mail: info@minimed.ru

Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5746 от 13.11.2017 г.

Паспорт

Чашки микробиологические (Петри) ЧМ, 100×20 мм, по ТУ 9464-021-29508133-2016

1. Назначение

Чашка микробиологическая (Петри) ЧМ (далее - изделие) изготовлена из стекла, нестерильная, стерилизуемая, для многократного использования, предназначена для культивирования микроорганизмов на плотных питательных средах в лечебно-профилактических и научно-исследовательских лабораториях.

2. Основные технические характеристики

Внешний вид изделия соответствует следующим характеристикам:

	Диаметр, мм	Высота, мм	Толщина стенки, мм
Чашка	100±2,0	20±2,0	Не менее 2
Крышка	110±2,0	18±2,0	Не менее 2

1. Чашки микробиологические изготовлены по ТУ 9464-021-29508133-2016 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82.
2. Изделия изготовлены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400 (), из медицинского стекла по ГОСТ 19808 () или из светотехнического стекла по техническим условиям на него ().
3. Изделия отожжены. Удельная разность хода лучей не превышает 10 млн⁻¹.
4. Дно чашки плоское или незначительно вогнутое и обеспечивает устойчивое ее положение на горизонтальной поверхности.
5. Вогнутость поверхностей чашки и крышки не превышает 1 мм.
6. Разность в высоте по образующей цилиндрической поверхности чашки не превышает 1,5 мм.
7. Внутренний диаметр крышки больше наружного диаметра чашки не менее чем на 2 мм.
8. Изделия являются термически стойкими и выдерживают перепад температур 50°C, согласно ГОСТ 23932.
9. Изделия химически стойкие к воздействию 20 % раствора соляной кислоты по ГОСТ 857.
10. Масса изделия не более 300 грамм.

3. Упаковывание, транспортирование и хранение

Упаковка изделий обеспечивает их сохранность при транспортировке. Транспортная упаковка имеет надпись: «Осторожно, стекло». Условия транспортирования изделий - по ГОСТ 15150-69 в крытом транспорте любого вида. Условия хранения - по ГОСТ 15150-69.

4. Требования безопасности

При эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности при работе со стеклянными изделиями. Изделия не должны подвергаться резким ударам в процессе эксплуатации.

5. Сведения об утилизации

Изделия по опасности относятся к классу Б СанПин 2.1.7.2790. Утилизация изделий осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.1.7.2790.

Изделия после использования обеззараживаются, собираются в одноразовые непрокальваемые влагостойкие емкости (контейнеры) и утилизируются специализированными отделениями, имеющими лицензию на право утилизации медицинских отходов.

6. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие чашек микробиологических требованиям ТУ 9464-021-29508133-2016 и ГОСТ 25336-82 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок хранения изделий - 5 лет. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. Свидетельство о приемке

Изделия изготовлены в соответствии с действующей технической документацией и признаны годными для эксплуатации.

Начальник ОТК



Грузинцев С.А.