

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1701794309008 din 16.01.2024
Obiectul achiziției: Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului (repetat)

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertanta	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Lot nr. 3 Centrifugă 10 – 12 tuburi 150910	Centric 220 MF IVD + rotor RA 8/15 - Order ref. No.: 438526	Slovenia	Domel	Conform Caietului de sarcini	"Centrifugă, de laborator Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sângele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă Maximală, max 6000 rpm (Brosura centric_mf_220 , pag 2 ANGLE ROTOR RA 8/15) Setări setarea vitezei da (Brosura centric_mf_220 , pag 1 Rotational speed 200 to 15.500 rpm, step of 10 rpm) Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 15 ml (Brosura centric_mf_220 , pag 2 ANGLE ROTOR RA 8/15) Numărul de tuburi 8 tuburi (Brosura centric_mf_220 , pag 2 ANGLE ROTOR RA 8/15) Timer Gama de timp 10 sec - ≥99 min Incrementarea 10 s (Brosura centric_mf_220 , pag 1 10 s to 99 min 50s and continuous, step 10 s) Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului da (Manual de utilizare Lot 2 Domel Centric CF & MF 220 IVD, pag.11	

						<i>When closing the lid, press it down with your hands, until it locks up.).</i> Indicatori Indicatori vizual și acustic da Debalansare da Pornire/oprire da (Manual de utilizare Lot 2 Domel Centric CF & MF 220 IVD, pag.12 <i>The centrifuge is equipped with imbalance sensor/ In case of rotor imbalance during operation, the centrifuge will automatically stop, and the display will show error message ERROR E30.).</i> Capac deschis da (Manual de utilizare Lot 2 Domel Centric CF & MF 220 IVD, pag.19 <i>ERROR E50 The lid of the centrifuge ope.).</i> Display Digital da Nivelul de zgomot ≤ 60 dB da (Brosura centric_mf_220 , pag 1 <i>Noise level(at max. speed) < 60 dB(A))</i> Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standardelor in vigoare da (Manual de utilizare Domel Centric CF & MF 220 IVD, pag.7 , fotografie cu indicarea ferestrei).	
--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: Numele, prenumele: Ghenadie Rusu_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau