

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1736433214555 din 29 ianurie 2025
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului (repetat)	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului/cod de referință	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Nr. de înregistrare la AMDM
Sistem de perfuzie (RMN)	SPACE MRI-STATION	Germania	B.Braun	Denumire Sistem de perfuzie compatibil RMN Descriere Sistem de infuzie compatibil RMN este un sistem format din o cutie de protecție a pompelor de infuzie de câmpul magnetic format de sistemul RMN și câteva pompe de infuzie Parametru Descriere Cutie pentru protecție RMN Intensitatea câmpului magnetic 1.5 T Da. MR Scanners 1.5 și 3 T. Brosura Space Station MRI. Densitatea câmpului magnetic Minim 200 Gauss Indicator pentru densitatea câmpului magnetic Da, codificat prin culori Spațiu pentru stocarea pompelor Minim 4 pompe Lacăt pentru fixarea pompelor Da Fereastră pentru vizualizarea pompelor Da, în partea frontală Ușă de acces Da, în partea frontală Troleu amplasat pe roti Da, cu frână Poliță pentru amplasarea consumabilelor Da Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz Acumulator integrat Da Timp de lucru de pe baterie Minim 10 ore Alarmă a statutului de încărcare a bateriei Da Pompă de infuzie cu seringă 2 buc. Descriere Perfuzor cu seringă este un dispozitiv care permite administrarea intravenoasă a fluidelor medicale cu o acuratețe ridicată. Caracteristici generale	Descriere Sistem de infuzie compatibil RMN este un sistem format din o cutie de protecție a pompelor de infuzie de câmpul magnetic format de sistemul RMN și câteva pompe de infuzie Parametru Descriere Cutie pentru protecție RMN Intensitatea câmpului magnetic 1.5 T. Da. MR Scanners 1.5 și 3 T. Brosura Space Station MRI. Densitatea câmpului magnetic Minim 200 Gauss. Da. Max. Magnetic Flux Density: 20mT = 200 Gauss. Brosura Space Station MRI. Indicator pentru densitatea câmpului magnetic. Da. The magnet indicator of the Tesla Spy. Brosura Space Station MRI. Spațiu pentru stocarea pompelor Minim 4 pompe. Da. 4 pompe. Brosura Space Station MRI. Lacăt pentru fixarea pompelor Da. SpaceStation docking system. Brosura Space Station MRI. Fereastră pentru vizualizarea pompelor, în partea frontală. Da. Pump status window. Brosura Space Station MRI. Ușă de acces Da, în partea frontală. Da. Safeguarding door mechanism. Brosura Space Station MRI. Troleu amplasat pe roti Da, cu frână. Da. 4-roti. Cu frână. Brosura Space Station MRI. Poliță pentru amplasarea consumabilelor Da. Desktop Surface and Drawer. Brosura Space Station MRI. Tensiune de alimentare 220 V, 50 Da. Brosura Space Station MRI. Acumulator integrat Da. SpaceStation MRI. Brosura Space Station MRI.	CE,ISO	DM000463255

			Tipul Compatibil cu RMN, conform cerințelor pentru cutia pentru protecție RMN Tipul Cu un canal Display LCD Posibilitatea de ajustare a luminozității Da Posibilitate de amplasare în cutia RMN da Date afișate pe ecran Viteza de infuzie da Volumul de infuzie da Timpul de infuzie da Timpul până la final de infuzie da Mărimea seringii da Producatorul seringii da Nivelul de ocluzie da Rata KVO da Data, ora da Nivelul de încărcare a bateriei da Evenimente da Alarmer da Parametri de infuzie Rata fluxului 0.1 - 999 ml/h Pasul de incrementare a fluxului 0.01 mL/h Dozarea bolusului 0.01 - 999 ml/h	Timp de lucru de pe baterie Minim 10 ore. Da. 10 ore. Brosura Space Station MRI. Alarmă a statutului de încărcare a bateriei Da. Multifunctional operator panel with LED concept. Brosura Space Station MRI. Pompă de infuzie cu seringă 2 buc. Da. Perfusor Space Ref.N 8713030. 2 buc. Descriere Perfuzor cu seringă este un dispozitiv care permite administrarea intravenoasă a fluidelor medicale cu o acuratețe ridicată. Caracteristici generale Tipul Compatibil cu RMN, conform cerințelor pentru cutia pentru protecție RMN. Da. Compatibile cu stația Space Station RMN Ref.N8713152. Tipul Cu un canal. Da. Display LCD. Da. Brosura Space pumps and Accessories. Posibilitatea de ajustare a luminozității Da. Contrast / Display Light / Keypad Light. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.50 Posibilitate de amplasare în cutia RMN da. Da. Brosura Space Station MRI. Date afișate pe ecran. Da. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.11 Viteza de infuzie Da. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.11 Volumul de infuzie Da. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.11 Timpul de infuzie Da. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.11 Timpul până la final de infuzie. Da. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.11 Mărimea seringii Da. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.11 Producătorul seringii. Da. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.11 Nivelul de ocluzie Da. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.11 Rata KVO Da. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.50 Data, ora Da. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.51 Nivelul de încărcare a bateriei Da. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.11 Evenimente Da. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.66 Alarmer Da. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.3 Parametri de infuzie Rata fluxului 0.1 - 999 ml/h Da. 0,01 - 999 ml/h. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.66 Pasul de incrementare a fluxului 0.01 mL/h Da. 0,01 până la 99,9 ml/h. 0,1 de la 100 - 999,9 ml/h. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.66		
--	--	--	--	--	--	--

			Perfuzia pe sfârșite da Baterie descărcată da Volum reglabil da Buton mod silențios da Memorare evenimente Butoane apăsată da Coduri de eroare da Alarmer da Medicamente injectate da Cantitatea infuzată da Setări da Bolus solicitat da Alimentare electrică Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz Baterie reîncărcabilă Da, reîncărcare Timp de lucru cu baterie Minim 11 h la 5 mL/h Cerință față de furnizor Livrare la locul solicitat Da Asamblare Da Dare în exploatare Da Garanție Minim 3 ani Instructaj pentru utilizatori și ingineri Da Manual de utilizare Da, în limba română Manual de service Da, în limba engleză	Dozarea bolusului 0.01 - 999 ml/h. Da. 0,01 - 1800 ml/h. Da. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.66 Rata KVO 0.1 - 3 ml/ h. Da. 0,1 - 3 ml/h. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.66 Acuratețea pompei ≤2% Da. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.66 Compatibil cu toate mărimile de seringi. solicitate produse de diferiți producători min. 5 producători. Da. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.59-63 Posibilitate de adăugare a noilor tipuri de seringi în bibliotecă Da, de către utilizator. Da. Cu program de service Hibased. GA. Hibased. ver.9.0. Modifying disposable table. Pag.35. Seringi noi recomandate de către producător în conformitate cu IEC60601-2-24 (Particular requirements for the safety of infusion pumps and controllers). Seringi acceptate 2/3, 5, 10, 20, 30, 50. Da Instruction for Use Perfusor Space. Pag.66 Detectare automată a seringii da. Da. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.14 Intervalul presiunilor de ocluzie 75 - 900 mmHg. Da. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.65 Numărul nivelelor min. 9 nivele. Da. 9 nivele. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.65 Posibilitate de adăugare în bibliotecă alte denumiri medicamente Da. Da. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.21 Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv minim IP22. Da. IP22. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.65 Moduri de infuzie Rata de perfuzie Da. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.15 Dozarea în timp Da. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.15 Modul crescător și descrescător Da. Ramp and Taper Mode. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.35 Dozarea micro-perfuzie Da. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.15 Alarmer și indicatori Ocluzie Da. Instruction for Use Perfusor Space. Pag. 46 Eroare de sistem da. Da. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.53-55 Seringă goală da Da. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.53-55 Perfuzia pe sfârșite da Da. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.53-55 Baterie descărcată da Da. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.53-55 Volum reglabil da Da. Instruction for Use Perfusor Space. Pag.51		
--	--	--	---	--	--	--