

Dispozitiv fizioterapie cu ultrasunet		FISIOSONIC, Fisioline, Italia
Cod	400120	
Descriere	este indicată în mod obișnuit pentru ameliorarea durerii, reducerea spasmelor musculare, creșterea fluxului sanguin local	Da , Descriere este indicată în mod obișnuit pentru ameliorarea durerii, reducerea spasmelor musculare, creșterea fluxului sanguin local
Parametru	Specificație	
Ecran dimensiune	min. 4 inch	Da , Ecran dimensiune 4,3 inch color, touch-screen/ Fisiosonic_EN_WEB/pag.4/ DISPLAY:
	color, touch-screen	Da , color, touch-screen/ Fisiosonic_EN_WEB/pag.4/ DISPLAY:
Frecventa de lucru	diapazon minim 1-3 MHz	Da , Frecventa de lucru diapazon minim 1-3 MHz/ Fisiosonic_EN_WEB/pag.4/ ULTRASOUND FREQUENCY:
Puterea maxima	≥ 15W	Da , Puterea maxima 15W/ Fisiosonic_EN_WEB/pag.4/ OUTPUT POWER: Max. 15W
Moduri de operare	continuu sau pulsatoriu	Da , Moduri de operare continuu sau pulsatoriu/ Fisiosonic_EN_WEB/pag.4/ OPERATING MODE
Functia de comutarea automata a frecventei	obligatoriu	Da , Functia de comutarea automata a frecventei obligatoriu/ Fisiosonic_EN_WEB/pag.2/ sequential treatment and automatic frequency switching
Testarea automata	da	Da , Testarea automata da / Fisiosonic_EN_WEB/pag.4/ Visual and sound contact CONTROL SYSTEM and SELF-CALIBRATION SYSTEM
Suprafata de contact a sondei	min. 5 cm2	Da , Suprafata de contact a sondei 5 cm2/ Fisiosonic_EN_WEB/pag.4/ STANDARD ACCESSORIES: Multifrequency applicator Ø 35mm 1/3 MHz - 5 cm2 surface
Posibilitatea reglarii puterii	obligatoriu	Da , Posibilitatea reglarii puterii Fisiosonic_EN_WEB/pag.4/ POWER DENSITY ON THE TRANSDUCERS: it may be regulated continuously 0÷3 W/cm2 Multifrequency applicator Ø 35mm 1/3 MHz - 5 cm2 surface
Timpul de tratament	1-30 min.	Da , Timpul de tratament 1-30 min. / Fisiosonic_EN_WEB/pag.4/ TIMER
Alarma finalizare tratament	obligatoriu	Da , Alarma finalizare tratament obligatoriu/ Fisiosonic_EN_WEB/pag.4/ ACOUSTIC SIGNAL at end of treatment
Alarma sonora si vizuala contact sonda	obligatoriu	Da , Alarma sonora si vizuala contact sonda obligatoriu/ Fisiosonic_EN_WEB/pag.4/ Visual and sound contact CONTROL SYSTEM
Librarie de protocoale interne de tratament	≥ 30	Da , Librarie de protocoale interne de tratament 40/ Fisiosonic_EN_WEB/pag.4/ PRESET PROGRAMS
Posibilitatea de creare a programelor	≥ 50	Da , Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator 100/ Fisiosonic_EN_WEB/pag.4/ FREE PROGRAMS

de tratament de catre utilizator		
Tensiune	220V 50Hz	Da , Tensiune 220V 50Hz/ Fisiosonic_EN_WEB/pag.4/POWER
Accesorii	Sonda cu ultrasunet, 1 buc., să se indice codul produsului	Da , Sonda cu ultrasunet, 1 buc., Multifrequency applicator Ø 35mm 1/3 MHz - 5 cm ² surface cod.FIS254
	Gel contact, să se indice codul produsului	Da , Gel contact, cod.FIS14
	Troleu dispozitiv 1 buc., să se indice codul produsului	Da , Troleu dispozitiv 1 buc., cod.FIS964