

Quality Control Data sheet & Instructions for Use
Fiche de Contrôle Qualité et Conditions d'Utilisation

Freeze-dried Brucellosis negative serum / Sérum négatif Brucellose lyophilisé

Product code / Code Produit: MRINEG-BRU

Batch / N° de lot: 003

Date of manufacture / Date de fabrication: 2019/09

Description:

Freeze-dried bovine serum free of anti-*Brucella* specific antibodies.

Sérum de bovin lyophilisé ne présentant aucun anticorps spécifique anti-*Brucella*.

Storage / Conservation:

- Store between +2°C and +26°C before reconstitution.
Conservation entre +2°C et +26°C avant reconstitution.
- Store at -20°C in aliquots after reconstitution up to 1 year.
Conservation à -20°C en aliquots après reconstitution pendant 1 an.
- Never thaw more than 3 times.
Ne jamais décongeler plus de 3 fois.
- May be stored undiluted at +4°C in liquid form up to 2 days.
Peut être stocké deux jours à +4°C sous forme liquide et non diluée.

Shelf life:

This product does not bear an exact expiry date because it is freeze-dried and very stable over time. As a general rule, it may be kept for up to 10 years at +2 – 26°C from its production date in its freeze-dried form.

Ce produit ne porte pas de date de péremption, étant donné qu'il est lyophilisé et par conséquent, très stable dans le temps. De règle générale, il peut être conservé jusqu'à 10 ans à partir de sa date de fabrication sous forme lyophilisée.

Quality Control / Contrôle de qualité:

This serum was found negative when tested by / Ce sérum a été trouvé négatif lorsqu'il a été analysé par :

ID Screen® Brucellosis Serum Indirect Multi-species ELISA

Complement Fixation Test CFT / RFC

Rose Bengal RSA / EAT

Use / Utilisation:

EN

- 1- Reconstitute in **1 ml** of distilled water.
- 2- Wait 1-2 min and mix well in order to homogenize the solution.

FR

- 1- Reprendre dans **1 ml** d'eau distillée.
- 2- Attendre 1-2 min et bien agiter pour tout homogénéiser.



Quality Control Manager : A. Agnel
Responsable Contrôle Qualité
anais.agnel@id-vet.com



Director : P. Pourquier
Directeur
philippe.pourquier@id-vet.com

Quality Control Data sheet & Instructions for Use
Fiche de Contrôle Qualité et Conditions d'Utilisation

Freeze-dried Brucellosis negative serum / Sérum négatif Brucellose lyophilisé

Product code / Code Produit: MRINEG-BRU

Batch / N° de lot: 003

Date of manufacture / Date de fabrication: 2019/09

Description:

Freeze-dried bovine serum free of anti-*Brucella* specific antibodies.

Sérum de bovin lyophilisé ne présentant aucun anticorps spécifique anti-*Brucella*.

Storage / Conservation:

- Store between +2°C and +26°C before reconstitution.
Conservation entre +2°C et +26°C avant reconstitution.
- Store at -20°C in aliquots after reconstitution up to 1 year.
Conservation à -20°C en aliquots après reconstitution pendant 1 an.
- Never thaw more than 3 times.
Ne jamais décongeler plus de 3 fois.
- May be stored undiluted at +4°C in liquid form up to 2 days.
Peut être stocké deux jours à +4°C sous forme liquide et non diluée.

Shelf life:

This product does not bear an exact expiry date because it is freeze-dried and very stable over time. As a general rule, it may be kept for up to 10 years at +2 – 26°C from its production date in its freeze-dried form.

Ce produit ne porte pas de date de péremption, étant donné qu'il est lyophilisé et par conséquent, très stable dans le temps. De règle générale, il peut être conservé jusqu'à 10 ans à partir de sa date de fabrication sous forme lyophilisée.

Quality Control / Contrôle de qualité:

This serum was found negative when tested by / Ce sérum a été trouvé négatif lorsqu'il a été analysé par :

ID Screen® Brucellosis Serum Indirect Multi-species ELISA

Complement Fixation Test CFT / RFC

Rose Bengal RSA / EAT

Use / Utilisation:

EN

- 1- Reconstitute in **1 ml** of distilled water.
- 2- Wait 1-2 min and mix well in order to homogenize the solution.

FR

- 1- Reprendre dans **1 ml** d'eau distillée.
- 2- Attendre 1-2 min et bien agiter pour tout homogénéiser.



Quality Control Manager : A. Agnel
Responsable Contrôle Qualité
anais.agnel@id-vet.com



Director : P. Pourquier
Directeur
philippe.pourquier@id-vet.com