

GEYI TROCARS

Specification	Assembly	Note
Φ 3	1 pcs of 3mm canula with stopcock, 1 pcs of 3mm dilating tip obturator	
Φ 5	1 pcs of 5mm canula with stopcock, 1 pcs of 5mm dilating tip obturator	
Φ 10	1 pcs of 10mm canula with stopcock, 1 pcs of 10mm dilating tip obturator	
Φ 12	1 pcs of 12mm canula with stopcock, 1 pcs of 12mm dilating tip obturator	
Φ 15	1 pcs of 15mm canula with stopcock, 1 pcs of 15mm dilating tip obturator	
Kit A	2 pcs of 5mm canula with stopcock, 2 pcs of 10mm canula with stopcock, 1 pcs of 5mm dilating tip obturator, 1 pcs of 10mm dilating tip obturator, 1 pcs of veress needle, 1 standard bag	
Kit B	2 pcs of 5mm canula with stopcock, 1 pcs of 10mm canula with stopcock, 1 pcs of 5mm dilating tip obturator, 1 pcs of 10mm dilating tip obturator, 1 pcs of veress needle, 1 standard bag	
Kit C	3 pcs of 5mm canula with stopcock, 1 pcs of 10mm canula with stopcock, 1 pcs of 5mm dilating tip obturator, 1 pcs of 10mm dilating tip obturator, 1 pcs of veress needle, 1 standard bag	
Kit E	1 pcs of 5mm canula with stopcock, 2 pcs of 10mm canula with stopcock, 1 pcs of 5mm dilating tip obturator, 1 pcs of 10mm dilating tip obturator, 1 pcs of veress needle, 1 standard bag	
Kit F	2 pcs of 5mm canula with stopcock, 2 pcs of 12mm canula with stopcock, 1 pcs of 5mm dilating tip obturator, 1 pcs of 12mm dilating tip obturator, 1 pcs of veress needle, 1 standard bag	
Kit K	2 pcs of 5mm canula with stopcock, 1 pcs of 5mm dilating tip obturator	
Kit L	2 pcs of 10mm canula with stopcock, 1 pcs of 10mm dilating tip obturator	
Kit AA	1 pcs of 5mm canula with stopcock, 2 pcs of 12mm canula with stopcock, 1 pcs of 5mm dilating tip obturator, 1 pcs of 12mm dilating tip obturator, 1 pcs of veress needle, 1 standard bag	

Packing inside



GEYI®



Disposable Trocars

Specification with Φ3, Φ5, Φ10, Φ12
 Sharp blade, Smooth entrance, 100% airproof
 CE, ISO, FSC, SFDA Certificates

GEYI®

Zhejiang Geyi Medical Instrument Co.LTD
 No.190 Chutian Road, Binjiang Zone, Hangzhou 310051, China
 Tel: 86 571 86676308 Fax: 86 571 86676306
 Web: www.geyimedical.com Email: geyimedical@gmail.com

Zhejiang Geyi Medical Instrument Co.Ltd

www.geyimedical.com geyimedical@gmail.com

GEYI® Disposable Trocars

High Quality Only



GYTR-III



No need extra adaptor
5-12mm device works directly



Zigzag ring design for sleeve
make stability and fasted wel



Sharp blade
Reduce damage

Features:

- ◆ Triple seal for design, double insurance for airproof
- ◆ Ergonomically constructed, comfortable operation
- ◆ Design of thread cannula, which minimizes the celiac damage
- ◆ The piercing head is made of sharp and thin blade, which design makes the wound small and heal quickly
- ◆ Detachable design of triple seal, easy to extract
- ◆ Disposable and effectively prevent cross infection



GYTR-I



No need extra adaptor
5-12mm device works directly



Zigzag ring design for sleeve
make stability and fasted wel



design of blunt tip,
reduce damage



GEYI[®]

格重品质 宜医无忧

注册证号：浙食药监械（准）字2014第2220349号

GEYI[®]

一次性使用冲洗吸引器



Disposable
Suction&Irrigation Sets

一次性使用冲洗吸引器



格宜一次性使用冲洗吸引器优点：

- ◆ 全透明道路设计，为手术提供最佳冲吸观察方式。
- ◆ 冲洗吸引双重功能设计，提供手术中最佳冲吸表现。
- ◆ 可拆式前后端设计，方便手术中吸取异物。
- ◆ 人体工程学外形设计，具备更好的触感及操控性。
- ◆ 一次性使用，杜绝交叉感染。

浙江格宜医疗器械有限公司
Zhejiang Geyi Medical Instrument Co.,Ltd.

浙江格宜医疗器械有限公司

地 址：浙江省杭州市滨江区西兴街道楚天路190号4号厂房5楼
电 话：0571-86676309 传 真：0571-86676303
网 址：www.zjgeyi.com 邮 编：310051



Disposable circular stapler

一次性使用管型消化道吻合器

注册证号: 浙械注准20152080240

浙江格宜医疗器械有限公司

ZHEJIANG GEYI MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD.

一次性使用管形消化道吻合器 Disposable circular stapler

关键特征及利益

1. 更大内仓容积，更多悬吊选择
2. 更多缝针，更佳止血效果
3. 环形刀一体化设计，更好的稳定性和切割力度
4. 带翼磨砂调节螺母，避免打滑，手感更清晰
5. 采用科技革新新材料，切断时提示声更清脆，让操作更安心
6. 精确的最小吻合间隙，避免过度压迫造成组织损伤

Key Features & benefits

1. Larger housing size, more hanging choose
2. More staples, more effective for stopping bleeding
3. Circumferential blade design, better stability and cutting efforts
4. Frosted nut with wing and the adjustment function, avoid slipping and feeling is more perfect
5. Using new scientific material making the reminder sound more clearly so that the operation is secure
6. Setting minimal anastomosis gap, avoids over pressing and damaging tissue

适用范围:

适用于食道、胃、肠等消化道手术中的端端吻合、端侧吻合、侧侧吻合。

Application Scope:

Suitable for end to end, end to side and side to side anastomosis in the alimentary canal operation, such as esophagus, stomach, intestine and etc.

型号规格 Model&Specification	抵钉座直径 (mm) Anvil Diameter	环形刀直径(mm) Circular Cutter(mm)	钉高 (mm) Staple Height(mm)	钉数 (个) Staple Quantity (pcs)
GYCS-B21(H)	21.6	13	5.2	18
GYCS-B21(L)	21.6	13	4.8	18
GYCS-B23(H)	23.6	15	5.2	18
GYCS-B23(L)	23.6	15	4.8	18
GYCS-B25(H)	25.6	17	5.2	20
GYCS-B25(L)	25.6	17	4.8	20
GYCS-B29(H)	28.6	20	5.2	24
GYCS-B29(L)	28.6	20	4.8	24
GYCS-B32(H)	31.6	22	5.2	30
GYCS-B34(H)	33.6	24	5.2	32



无唇边抵钉座
Anvil without lip

采用科技革新材料，切断时提示声更清脆，让操作更安心
Using new scientific material making the reminder sound more clearly so that the operation is secure

保险块
Safety button

人体工程学流线型手柄
Ergonomic handle

**双筋定位专利
钉成型更完美**

THE PALENT DOUBLE STEMS DESIGN EXACTLY
LOCATION AND BETTERFORMING OF STAPLES

Disposable Circular
Stapler For Hemorrhoid

一次性使用管型痔吻合器

注册证号：浙械注准20152090239

浙江格宜医疗器械有限公司

ZHEJIANG GEYI MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD.

一次性使用管形痔吻合器 Disposable Circular Stapler For Hemorrhoid

关键特征及利益

1. 更多吻合钉，更加止血效果
2. 带翼磨砂调节螺母，避免打滑，手感更清晰
3. 采用科技革新新材料，切断时提示声更清脆，让操作更安心
4. 精确的最小吻合间隙，避免过度压迫造成组织损伤
5. 器械经表面处理，亮度适中，不因发光而刺眼

Key Features & benefits

1. More staples , more effective for stopping bleeding
2. Frosted nut with wing and the adjustment function , avoid slipping and feeling is more perfect
3. Using new scientific material making the reminder sound more clearly so that the operation is secure
4. Setting minimal anastomosis gap , avoids over pressing and damaging tissue
5. Equipment by surface treatment , moderate intensity, not glare because of reflection

适用范围

适用于Ⅲ° -Ⅳ° 痔、直肠粘膜内套叠手术。

Application Scope:

Mainly Suitable for Ⅲ° -Ⅳ° hemorrhoid and the rectal mucosa in the intussusception operation

规格型号 Model & Specification :

型号规格 Model specification	抵钉座直径 (mm) Pin base diameter	环形刀直径(mm) Annular cutter diameter	钉高 (mm) High nail	钉数 (个) The number of nails
GYHS-32	32	23	4.0 ± 0.4	32
GYHS-34	34	25		34



Type A Disposable
Linear Cutter Staplers

一次性使用直线型切割吻合器

注册证号：浙械注准20152080241

浙江格宜医疗器械有限公司

ZHEJIANG GEYI MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD.

A型 一次性使用直线型切割吻合器 Type A Disposable Linear Cutter Staplers

产品特性:

1. 开口较大，有助于调整位置
2. 独特的击发按钮，有利于左右手操作
3. 中间锁定装置，锁定更加方便可靠
4. 进口钛钉，提高更高强度和拉伸度
5. 整体成形的钉砧，确保吻合钉B字成形完整
6. 刀片与钉仓一体设计，具有更佳切割效果

适用范围

适用于临床消化道组织的离断、切除和吻合

Application Scope:

Suitable for dividing, resection and anastomosis in the alimentary canal operation.

Product characteristics:

1. Bigger jaw, easier to adjust position .
2. Unique firing burton, in favor of left and right hand operation .
3. The intermediate locking mechanism is more convenient and reliable to lock.
4. Imported titanium wire to offer better strength and stretch.
5. One step forming anvil to ensure the staples formed B shape completely.
6. Intergrated design of blade and cartridge for bringing better cutting effect.

规格型号 Model & Specification :

产品型号 Model&Specification	组件型号 Component Model	缝合长度 (mm) Suture Length(mm)	钉高 (mm) Staple Height (mm)	钉数 (个) Staple Quantity
GYCW-(A) 60L	GYCW-(A) 60L	63	3.8	64
GYCW-(A) 60H	GYCW-(A) 60H		4.8	
GYCW-(A) 80L	GYCW-(A) 80L	83	3.8	84
GYCW-(A) 80H	GYCW-(A) 80H		4.8	
GYCW-(A) 100L	GYCW-(A) 100L	103	3.8	104
GYCW-(A) 100H	GYCW-(A) 100H		4.8	



Type B Disposable
Linear Staplers

一次性使用直线型吻合器

注册证号：浙械注准20152080242

浙江格宜医疗器械有限公司

ZHEJIANG GEYI MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD.

B型一次性使用直线型吻合器 Type B Disposable Linear Staplers

产品特性:

- 1.自动夹紧组织，单手击发更为容易
- 2.可根据组织厚度调节钉仓闭合高度
- 3.两段式闭合，便于调节闭合的组织
- 4.进口钛钉，提供更高强度和拉伸度
- 5.整体成形的钉砧，确保吻合钉B字形完整
- 6.手动一体式组织定位针，使操作更加灵活

Product characteristics:

- 1.Clamp tissue automatically, firing with single hand is easier.
- 2.The cartridge closure height can be adjusted according to the thickness of tissue.
- 3.2-stage closure function makes it is easier to adjust closure tissue.
- 4.Imported titanium wire to offer better strength and stretch.
- 5.One step forming anvil to ensure the staples formed B shape completely.
- 6.Manual retaining pin to make operation more flexible.

适用范围:

适用于消化道胃、肠手术中封闭残端和切口。

Application Scope:

Suitable for closing stump and incision in the alimentary canal operation, such as stomach and intestine etc.

规格型号 Model & Specification :

产品型号 Model&Specification	缝合长度 (mm) Suture Length(mm)	钉高 (mm) Staple Height (mm)	钉数 (个) Staple Quantity
GYLS-B30(L)	35	3.8	11
GYLS-B30(H)	35	4.8	11
GYLS-B45(L)	46	3.8	15
GYLS-B45(H)	46	4.8	15
GYLS-B60(L)	62.5	3.8	21
GYLS-B60(H)	62.5	4.8	21
GYLS-B90(L)	95.5	3.8	33
GYLS-B90(H)	95.5	4.8	33



● 组件可左右45度旋转，灵活到达不同手术部位
Components can be rotated 45 degree left and right, flexible to reach different surgical site.

直观、简单的手柄设计，可使
医生一目了然，操作方便
Intuitive and simple handle design
makes the doctor be clear at a
glance, easy to operate.

● 器械杆可以360度旋转，使器
械可以在任意部位使用
Instrument can be rotated 360
degree, which makes the
equipment can be used in any place.

● 扳机与手柄之间的小跨度，增加
了击发时的舒适度，减小击发用力
The small span between the trigger
and handle increases the fires of comfort
and reduces the firing strength

Disposable Linear Cutter
for Endoscope Use

一次性使用旋转切割吻合器

注册号：浙食药监械（准）字2014第2080610号

浙江格宜医疗器械有限公司

ZHEJIANG GEYI MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD.

一次性使用旋转切割吻合器 Disposable Linear Cutter for Endoscope Use

产品特性:

- 1.组件可左右45度旋转,灵活到达不同手术部位
- 2.三排钉高不同,确保吻合效果
- 3.扳机与手柄之间的小跨度,增加了击发时的舒适度,减小击发用力
- 4.击发时的触觉反馈,可使外科医生确认缝钉已成型
- 5.器械杆可以360度旋转,使器械可以在任意部位使用
- 6.直观、简单的手柄设计,可使医生一目了然,操作方便

适用范围:

适用于腔镜和开放手术的消化道组织离断、切除和吻合。

Application Scope:

Suitable for dividing, resection and anastomosis in the endoscopic surgery or open surgery.

Product characteristics:

- 1.Components can be rotated 45 degree left and right, flexible to reach different surgical site.
- 2.Three rows of staple height are different, which ensure the consistent results.
- 3.The small span between the trigger and handle increases the fires of comfort and reduces the firing strength
- 4.The tactile feedback when firing, allows the surgeon to confirm that suture staple has shaped
- 5.Instrument can be rotated 360 degree, which makes the equipment can be used in any place.
- 6.Intuitive and simple handle design makes the doctor be clear at a glance, easy to operate.

规格型号 Model & Specification :

旋转切割吻合器型号 Stapler Model	切割组件型号 Cutting Component Model	缝合长度(mm) Suture Length(mm)	杆部长度(mm) Rod Length(mm)	钉高 Staple Height	缝钉数(个) Staple Quantity(pcs)
GYRC-60	GYRCZ-(A/B)30(V/L/H/M)	31	60	V:2.0	42
	GYRCZ-(A/B)45(V/L/H/M)	46		L:2.5	66
	GYRCZ-(A/B)60(V/L/H/M)	61		H:3.5	90
GYRC-100	GYRCZ-(A/B)30(V/L/H/M)	31	100	M:4.8	42
	GYRCZ-(A/B)45(V/L/H/M)	46		V:2.0	66
	GYRCZ-(A/B)60(V/L/H/M)	61		L:2.5	90
GYRC-160	GYRCZ-(A/B)30(V/L/H/M)	31	160	H:3.5	42
	GYRCZ-(A/B)45(V/L/H/M)	46		M:4.8	66
	GYRCZ-(A/B)60(V/L/H/M)	61		V:2.0	90
GYRC-260	GYRCZ-(A/B)30(V/L/H/M)	31	260	L:2.5	42
	GYRCZ-(A/B)45(V/L/H/M)	46		H:3.5	66
	GYRCZ-(A/B)60(V/L/H/M)	61		M:4.8	90



1. 整体成形的钉砧，确保钉成形完整。
The overall forming of the anvil to ensure that the staples forming integrity.

2. 特殊结构的垫刀圈，有效提示切割缝合完成
Special structure of the mat ring, effectively prompted the cutting suture to complete

3. 环形刀与推钉片一体化结构，确保切割缝合的完整。
The combination of the ring knife and the push piece piece ensures the integrity of the cutting suture.

4. 更大直径的螺纹设计，确保切割和缝合时拉力
Larger diameter thread design to ensure tension during cutting and stitching

5. 人体工程学防滑设计，手感更舒适。
Anti-skid design of ergonomics. More comfortable to handle.

*Disposable Circumcision
Staplers*

一次性使用包皮切割缝合器

浙江格宜医疗器械有限公司

ZHEJIANG GEYI MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD.

一次性使用包皮切割缝合器 Disposable Circumcision Staplers

产品特性:

- 1.整体成形的钉砧，确保钉成形完整。
- 2.特殊结构的垫刀圈，有效提示切割缝合完成
- 3.环形刀与推钉片一体化结构，确保切割缝合的完整。
- 4.更大直径的螺纹设计，确保切割和缝合时拉力
- 5.人体工程学防滑设计，手感更舒适。

Product characteristics:

- 1.The overall forming of the anvil to ensure that the staples forming integrity.
- 2.Special structure of the mat ring, effectively prompted the cutting suture to complete
- 3.The combination of the ring knife and the push piece piece ensures the integrity of the cutting suture.
- 4.Larger diameter thread design to ensure tension during cutting and stitching
- 5.Anti-skid design of ergonomics. More comfortable to handle.

适用范围:

适用于临床包皮切割缝合手术

Application Scope:

Suitable for foreskin suture surgery

规格型号 Model&Specification

型号规格 Model&Specification	凹形座内径 Inner diameter of Concave	环形刀直径 diameter of Circular knife	钉数 staple quantity
GYCD-9	9	13.5	10
GYCD-11	11	16.5	12
GYCD-15	15	21.7	15
GYCD-21	20	27.6	18
GYCD-27	26	33.2	20
GYCD-33	31	37	24