

Numărul licitației: 21308449/ ocds-b3wdp1-MD-1731065730555 din 09.12.2024								
Denumirea licitației: Achiziționarea Implanturilor traumatologico-ortopedice conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025								
Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Lotul 59. Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată, (titan)						
33100 000-1	59.1	Tijă Centromedulară femurală blocată, retrograda, canulată (titan)	Charfix System, Femoral nail 3.2855.280->3.2855.380; 3.2854.280->3.2854.380; 3.2857.280->3.2857.380; 3.2856.280->3.2856.380	Polonia	CHM	Tijă Femur retrogradă canulată Ø9mm x 300mm, titan Diametrul 9,0- 10,0mm. Lungimea 280,0- 380,0mm. - Ofertantul va prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tije centromedulare. - Tija să fie canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj; - să poată fi introdusă retrograd (să permită zăvorirea condiliană cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor); - Material de confecționare titan Nesteril - fara termen de valabilitate; - Tijele să aibă marcajul producătorului; - În partea proximală să prezinte 2 găuri pentru zăvorire orizontală, si 2 gauri pentru zăvorire în plan sagital, dintre care una ovală pentru compactare; - Să prezinte obturatoare de 5 dimensiuni cu increment de 5 mm; - Zăvorirea proximala să se realizeze cu șuruburi de zăvorire de diametru 5,0 mm; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare; - Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.	Tijă Femur retrogradă canulată , Diametrul 9,0- 10,0mm. Lungimea 280,0- 380,0 mm, - Vom prezenta variant electronica sau pe support hirtie a tehnicii de aplicare a tije centromedulare. - Tija este canulată cu design, care să permită implantarea fără alezaj;- poate fi introdusă retrograd (permite zăvorirea condiliană cu șuruburi de zăvorite de diametru 6,5 mm sau cu sistem de bulonaj de diametru 6,5 cu reglare – obligatoriu în acest caz trusa trebuie să conțină sistemul de introducere și fixare a buloanelor);- Material de confecționare titan Nesteril - fara termen de valabilitate- În partea proximală prezinta 2 găuri pentru zăvorire orizontală, si 2 gauri pentru zăvorire în plan sagital, dintre care una ovală pentru compactare;- Prezinta obturatoare de 5dimensiuni cu increment de 5 mm;- Zăvorirea proximala se realizeaza cu șuruburi de zăvorire de diametru 4.5- 5,0 mm;- Toate șuruburile de blocaj să fie cu vârf tăietor (self tapping);- Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare- Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor,vom prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor. Informatie tehnica implanturi conform brosurii Charfix femoral nail pag 10; instrumentar pag. 12-14; tehnici chirurgicale pag. 15-52	DM000094867; DM000094866; DM000094868; DM000094869;
33100 000-1	59.2	Șuruburi zăvorare distale, diam. 6.0-6.5mm, titan	CHARFIX Distal screw 3.1651.060->3.1651.070	Polonia	CHM	Surub zăvorare distală, lungime de 60mm, 65 mm și 70 mm, titan Toate șuruburile de zăvorare să fie cu vârf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate.	Surub zăvorare distală, lungime de 60mm, 65 mm și 70 mm, titan Toate șuruburile de zăvorare vor fi cu vârf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate.	DM000101259
33100 000-1	59.3	Suruburi de zavorire proximală diam. 4.5 – 5.0mm, titan	CHARFIX Distal screw 3.1654.040->3.1654.050	Polonia	CHM	Surub zăvorare proximală, lungime de la 40mm până la 50 mm, cu incrementul de 2 mm, titan Toate șuruburile de zăvorare să fie cu vârf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate	Surub zăvorare proximală, lungime de la 40mm până la 50 mm, cu incrementul de 5 mm, titan Toate șuruburile de zăvorare vor fi cu vârf autotarodant (self tapping). Material: Titan. Nesterile, fără termen de valabilitate	DM000101262
33100 000-1	59.4	Set instrumente	Instrument set for femoral nails: 40.5390.500	Polonia	CHM	Set instrumente Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie; Componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de același producător cu tije; - Instrumentariu cât și tije și șuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentariul să conțină elemnte de ochire cu reglaj fin atât pentru găurile din plan orizontal cât și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul să conțină alezatoare cu diametru de la 8mm la 12mm și pasul de 5mm.; - Instrumentarul să conțină tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alez cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul să conțină elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru.	Set instrumente Fixatoarele să fie livrate cu două seturi de instrumente în custodie; Componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă; - Instrumentarul este de același producător cu tije; - Instrumentariu cât și tije și șuruburile au marcajul producătorului; - Instrumentariul scontine elemnte de ochire cu reglaj fin atât pentru găurile din plan orizontal cât și pentru cele din plan sagital; - Instrumentariul conține alezatoare cu diametru de la 8mm la 12mm și pasul de 5mm. - Instrumentarul conține tub de teflon sau silicon pentru schimbarea ghidului de alez cu cel de introducere a tijelor; - Instrumentariul conține elemente care să permită identificarea joncțiunii tijă-cadru.	DM000075759
		Lotul 60. Tijă Centromedulară femurală blocată, anatomica, reconstructiva, canulată (Titan)						

33100 000-1	67.1	Sistem de fixare LIA	AR-1588RT-2J; AR-1371T-> AR-1372T; AR-1381T->AR-1382T; AR-1391T-> AR-1392T; AR-1401T->AR-1402T	SUA	Artrex	Sistem de fixare femurala pentru reconstructia de ligament incrucisat anterior si ligament incrucisat posterior - Fixarea femurala sa se realizeze cu un implant de tip button cu bucla ajustabila - Bucla de sutura al implantului sa fie banda ortopedica rezistenta cu doua componente de material (polietilena UHMWPE si poliester) de culoare alb - Fixarea pe corticala externa femurala sa se faca pe toata suprafata butonului - Mecanismul de blocare al buclei ajustabile sa fie in minim cinci puncte distincte, care sa reziste deplasarilor ciclice - Sistemul de fixare femurala sa permita tragerea si fixarea ireversibila a grefei in capatul canalului femural, fara a mai exista spatiu gol intre capatul grefonului si tunel - Sistemul de masurare si forare a canalului femural pentru fixarea implantului sa se realizeze printr-o singura manevra cu o brosa de maxim 4 mm diametru - Implatul sa se potriveasca canalelor de os cu dimensiune cuprinsa intre 2-6 cm - Disponibil si pentru tehnica de reconstructie LIA si LIP All-inside si InternalBrace - Disponibil si in varianta de fixare os-tendon-os (BTB) - Incarcat cu fir suplimentar pentru bascularea butonului - Disponibil si in varianta de implant cu bucla ajustabila fara buton pentru interventiile LIA si LIP ALL-inside, butonul sa se poata aplica ulterior pe corticala externa - Butonul sa fie din titan cu forma rotunda si concava cu diametrul intre 11 – 20 mm si sa fie prevazut cu canturi pentru introducerea suturii prin el - pe toata durata contractului sa se puna la dispozitie trusa instrumentar pentru interventiile de tip LIA-LIP All-inside SURUB INTERFERENTA METALIC - Confectionat din titan; - Diametre disponibile: 5, intre 6 – 10mm; - Lungimi disponibile: 3 pentru diametrul de 6mm si 4 pentru diametrul cuprins intre 7 –10mm; - Diametrul canelurii: 1mm pentru diametrul de 6mm si 2mm pentru diametrele cuprinse intre 7 – 10mm - Filetul rotunjit; - Disponibile in 2 variante cu cap ingropat si cap aparent; - surubul sa poata fi folosit pentru fixarea grefelor de os sau tesut moale in tunele osoase	Fixarea femurala se realizeaza cu un implant de tip button cu bucla ajustabila ACL TIGHTROPE PAG 2 - Bucla de sutura al implantului este banda ortopedica rezistenta cu doua componente de material (polietilena UHMWPE si poliester) de culoare alb KNEE COMPRESSED PAG 35 TEXT SI FOTO - Fixarea pe corticala externa femurala se face pe toata suprafata butonului ACL TIGHTROPE PAG 3 FOTO; - Mecanismul de blocare al buclei ajustabile este in cinci puncte distincte, care sa reziste deplasarilor ciclice ACL TIGHTROPE PAG 2, 3; - Sistemul de fixare femurala permita tragerea si fixarea ireversibila a grefei in capatul canalului femural, fara a mai exista spatiu gol intre capatul grefonului si tunel ACL TIGHTROPE PAG 3 FOTO, TIGHROPE IMPLANT PAG 10- Sistemul de masurare si forare a canalului femural pentru fixarea implantului se realizeaza printr-o singura manevra cu o brosa de maxim 4 mm diametru KNEE COMPRESSED PAG 44 - Implatul se potriveste canalelor de os cu dimensiune cuprinsa intre 2-6 cm; - Disponibil si pentru tehnica de reconstructie LIA si LIP All-inside si InternalBrace ACL TIGHTROPE PAG 2- Disponibil si in varianta de fixare os-tendon-os (BTB) ACL TIGHTROPE PAG 4- Incarcat cu fir suplimentar pentru bascularea butonului ACL TIGHTROPE PAG 4- Disponibil si in varianta de implant cu bucla ajustabila fara buton pentru interventiile LIA si LIP ALL-inside, butonul sa se poata aplica ulterior pe corticala externa ACL TIGHTROPE PAG 5 - Butonul este din titan cu forma rotunda si concava cu diametrul intre 11 – 20 mm si prevazut cu canturi pentru introducerea suturii prin el ACL TIGHTROPE PAG 6, KNEE COMPRESSED PAG 45; - pe toata durata contractului se pune la dispozitie trusa instrumentar pentru interventiile de tip LIA-LIP All-inside DA; SURUB DE INTERFERENTA METALIC- Confectionat din titan; KNEE COMPRESSED PAG 51; - Diametre disponibile: 5, intre 6 – 10mm; KNEE LIGAMENT RECONSTR AND REPAIR PAG 36; 37; 38; - Lungimi disponibile: 3 pentru diametrul de 6mm si 4 pentru diametrul cuprins intre 7 –10mm; KNEE LIGAMENT RECONSTR AND REPAIR PAG 36; 37; 38; - Diametrul canelurii: 1mm pentru diametrul de 6mm si 2mm pentru diametrele cuprinse intre 7 – 10mm KNEE LIGAMENT RECONSTR AND REPAIR PAG 36; 37; 38 - Filetul rotunjit; KNEE LIGAMENT RECONSTR AND REPAIR PAG 38 FOTO - Disponibile in 2 variante cu cap ingropat si cap aparent; KNEE COMPRESSED PAG 51 FOTO - surubul sa poata fi folosit pentru fixarea grefelor de os sau tesut moale in tunele osoase	DM000690728; DM000669968; DM000669969; DM000669970; DM000669971; DM000669972; DM000669973; DM000669974; DM000669975
33100 000-1	67.2	Ancora umar	AR-1324HF-1; AR-1322-752SF	SUA	Artrex	Ancora de sutura pentru reatasatea ligamentelor si tendoanelor in os cortical - Sa fie fabricate din aliaj de titan - Prevazuta cu fir de sutura ortopedic Nr. #2, impletit, rezistent cu doua componente de material (polietilena si polyester) - Sa fie de dimensiuni reduse: dimetru 2,4 mm si 2,8 mm; lungimea maxima 12 mm. Sa se livreze impreuna cu burghiu si gid pentru introducere - Sa se poata folosi pentru: instabilitatea laterala si mediala a gleznei; repararea tendonului biceps; repararea ligamentului patelar; “Bankart”; SLAP; - Prevazuta cu marcaj de adancime pentru introducerea in os - Prevazuta cu filet pentru fixarea in os (impotriva osului cortical). - Ancora sa fie premontata pe un dispozitiv cu tija si maner pentru firul de sutura - Sa se livreze cu instrumentar pentru procedurile de artroscopie pe umar. - Ambalata individual, sterila de unica folosinta	Ancora de sutura pentru reatasatea ligamentelor si tendoanelor in os cortical - Fabricata din aliaj de titan DISTAL EXTREMITY ANCHORS PAG 2- Prevazuta cu fir de sutura ortopedic Nr. #2, impletit, rezistent cu doua componente de material (polietilena si polyester) FASTAK II SLAP AND BANKART PAG 5; - Dimensiuni reduse: dimetru 2,4 mm si 2,8 mm; lungimea maxima 12 mm. FASTAK II SLAP AND BANKART PAG 5; DISTAL EXTREMITY ANCHORS PAG 2; - Se livreaza impreuna cu burghiu si gid pentru introducere FASTAK II SLAP AND BANKART PAG 5- Se poate folosi pentru: instabilitatea laterala si mediala a gleznei; repararea tendonului biceps; repararea ligamentului patelar; “Bankart”; SLAP; FASTAK II SLAP AND BANKART PAG 2; SHOULDER AND , ELBOW PAG 68, 76; - Prevazuta cu marcaj de adancime pentru introducerea in os DISTAL EXTREMITY ANCHORS PAG 2 FOTO; SHOULDER AND , ELBOW PAG 3- Prevazuta cu filet pentru fixarea in os (impotriva osului cortical). SHOULDER AND , ELBOW PAG 27 FOTO; - Ancora este premontata pe un dispozitiv cu tija si maner pentru firul de sutura SHOULDER AND , ELBOW PAG 3 FOTO- Se livreaza cu instrumentar pentru procedurile de artroscopie pe umar. DA - Ambalata individual, sterila de unica folosinta	DM000669977; DM000669978

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Tudor Ceaicovschi În calitate de: Director

Ofertantul: GBG-MLD SRL, Adresa:mun. Chişinău, str. Albisoara, 64/2