



广微测
Gmicro Testing



201819000883



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1747

广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测报告

REPORT FOR ANALYSIS

报告编号

2024SP05585R01D

Report №.

样品名称

撕碎灭菌一体机

Name of Sample

Integrated Autoclave with Shredder

委托单位

江苏如翼医疗科技有限公司

Applicant

Jiangsu Rooe Medical Technology Co., Ltd.

检测类型

委托检测

Test Type

Entrustment Test

单位地址: 广州市先烈中路 100 号大院 66 号楼

Address: Building 66, No.100 Central Xian Lie Road, Guangzhou, China

邮政编码: 510070

Postcode:

电话号码: (020)87137666

Tel:

传真号码: (020)87137668

Fax:

网 址: www.gddcm.com

Website:



广微测
Gmicro Testing

广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测报告

REPORT FOR ANALYSIS



报告编号 (Report No.) 2024SP05585R01D

校验码 (Verification Code): VPV968CF

样品名称 Name of Sample	撕碎灭菌一体机 Integrated Autoclave with Shredder	检测类型 Test Type	委托检测 Entrustment Test
委托单位 Applicant	江苏如翼医疗科技有限公司 Jiangsu Rooe Medical Technology Co., Ltd.	地址 Address	张家港市杨舍镇人民东路 19 号 (国泰新天地广场) Z1310 NO.19, Renmin East Road, YangShe Town, Zhangjiagang City (Cathay Pacific Plaza) Z1310
样品来源 Sample Source	委托方送检 Submitted for Testing by the Applicant	样品数量 Sample Quantity	1 台 One
样品规格和批号 Spec and Lot No of Sample	MCDS Series	样品状态和特性 State and Characteristic	机器 Machine
接样日期 Sample Received Date	2024-05-11	验讫日期 Completion Date	2024-05-21
检测项目 Item Tested	压力蒸汽灭菌器的生物监测 Biological monitoring of pressure steam sterilizer		
检测依据和方法 Test Standard and Method	WS 310.3-2016 附录 A WS 310.3-2016 Appendix A		
检测结论 Test Conclusion	送检样品所检项目的实测数据见本检测报告续页。 The test data of the sample(s) is attached to the page(s) of this report. 签发日期: 2024-05-21 Issue Date (机构盖章 Official Seal)		
备注 Remarks			

制表:
Editor

陈景珩

审核:
Verifier

陈维

批准:
Approver

尹



广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测结果

ANALYSIS AND TEST RESULT

报告编号 (Report №.) : 2024SP05585R01D

灭菌温度: 120 °C, 灭菌时间: 30 min (由委托方提供)

Sterilization temperature :120 °C, sterilization time :30 min(Provided by the applicant)

检测项目 Item Tested	组别 Group	检测结果 Test Result	标准要求 Standard Request	检测方法 Test Method	结果判定 Result judgment
压力蒸汽灭菌器 的生物监测 Biological monitoring of pressure steam sterilizer	试验包 1 test pack 1	—	—	WS 310.3-2016 附录 A WS 310.3-2016 Appendix A	灭菌合格 Sterilization qualified
	试验包 2 test pack 2	—	—		
	试验包 3 test pack 3	—	—		
	阳性对照 positive control	+	+		
	阴性对照 negative control	—	—		

注: 紫色为阴性记 “—”, 黄色为阳性记 “+”。

Note: Purple is negative, marked with "-", and yellow is positive, marked with "+".

(以下空白, Blank Below)



报告编号 (Report No.) : 2024SP05585R01D

注意事项 Notice Items

1. 检测报告无本机构检验检测专用章、骑缝章无效。

The test report is invalid without the special stamp of testing and paging seal.

2. 检测报告无制表、审核、批准人签字无效。

The test report is invalid without the signatures of the editor, the verifier and the approver.

3. 检测报告涂改增删无效。

The test report is invalid if being supplemented, deleted or altered.

4. 未经本机构书面同意, 不得部分复制 (全部复制除外) 检测报告。

Without prior written permission, the test report cannot be reproduced, except in full.

5. 除非另有说明, 检测报告仅对来样负责。

Unless otherwise stated, the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

6. 对检测报告有异议的, 应于收到报告之日起十五日内提出, 逾期不予受理。

Any dispute of the test report must be raised to the testing institution within 15 days after the test report is received, exceeding which the dispute will not be accepted.

7. 对送检样品, 样品信息由委托方提供, 本机构不对其真实性负责。

For the sample(s) submitted for testing, the sample information is provided by the applicant, and this testing institution is not responsible for its authenticity.

