




↑
Atenție

Nivel de umplere

↑
Atenție




PERICOL BIOLOGIC

RECIPIENT PLASTIC PENTRU DEȘEURI ÎNȚEPĂTOARE-TĂIETOARE

A nu se depăși nivelul de umplere indicat pe cutie. Odată cu închiderea definitivă a capacului, recipientul nu mai poate fi folosit.

Asamblare




Instituția medico-sanitară

Persoana desemnată pentru manipularea recipientului

Data umplerii definitive

Inchidere capac




În timpul utilizării recipientului respectarea instrucțiunilor de utilizare este **OBLIGATORIE**. Pentru măsurile de securitate, vezi fișa.

Instrucțiuni de folosire: Montați capacul recipientului, deschideți căpăcelul provizoriu și aruncați deșeurile. În momentul umplerii până la linia marcată închideți definitiv căpăcelul, completați datele și trimiteți recipientul spre distrugere la centre specializate.

Fabricat în Moldova
Producător: SC UISPAC SRL
Distribuitor oficial: SC BELNIS SRL
Date de contact: (22) 843242,
(79) 585889



UN 3921



DE UNICĂ FOLOSINȚĂ

1.25L
CIPSAFE
CAPACITATE UTILĂ 1L