

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1769767165388/ 21558882 din 11/02/2026						
Cererea ofertelor de prețuri (bunuri): Consumabile p-u mașinile de spălare și dezinfecție din dotare - 2026						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr.3 Detergent și Neutralizator de uz profesional compatibil pentru mașinile spălate WD-6 Sterilmed						
3.1 Detergent alcalin pentru mașinile de spălare a instrumentalului medical. Compatibil cu mașina de spălat WD-6 Sterilmed (ambalaj ≤ 5L)	DETRO MATIC A	Turcia	DETRO HEALTH CARE	<p>Tip: Detergent lichid alcalin. Ingredientele active: ≥ 5% hidroxid de potasiu. Concentrația de utilizare: < 0,2% Aplicații: Spălarea instrumentalului medical, a materialelor rezistente la căldură și a altor echipamente. Materiale tratate: Materiale plastice, sticlă, ceramică și metal. Funcții principale: Să îndepărteze puternic rezidurile organice la toate nivelurile de duritate a apei. Să curățe și să dezinfecteze chimotermic instrumentalului rezistent la căldură. Să curățe materialele rezistente la căldură la 40–60°C. Să inhibeze coroziunea: să conțină inhibitori de coroziune pentru protejarea instrumentelor și a pieselor aparatului. Compatibilitate: Să fie Compatibil cu mașina de spălat WD-6 Sterilmed. Certificări: - certificatul de înregistrare de stat/avizare sanitară a produsului biodistructiv eliberat de autoritatea națională competentă în domeniu și/sau certificat de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale;- Certificat CE/sau SM și /sau declarație de conformitate. Certificat ISO -14971 și ISO-13485. Fișa tehnică de securitate a produsului chimic (tradusă în limba română); instrucțiunea de utilizare. Compatibil cu neutralizatorul din lotul dat.</p>	<p>Da, Tip: Detergent lichid alcalin. Ingredientele active: ≥ 5% hidroxid de potasiu. Concentrația de utilizare 0,1-0,2% Da, Aplicații: Spălarea instrumentalului medical, a materialelor rezistente la căldură și a altor echipamente. Materiale tratate: Materiale plastice, sticlă, ceramică și metal. Funcții principale: Să îndepărteze puternic rezidurile organice la toate nivelurile de duritate a apei. Să curățe și să dezinfecteze chimotermic instrumentalului rezistent la căldură. Da, Să curățe materialele rezistente la căldură la 40–60°C. Să inhibeze coroziunea: să conțină inhibitori de coroziune pentru protejarea instrumentelor și a pieselor aparatului. Compatibilitate: Să fie Compatibil cu mașina de spălat WD-6 Sterilmed. Da, Certificări: - certificatul de înregistrare de stat/avizare sanitară a produsului biodistructiv eliberat de autoritatea națională competentă în domeniu și/sau certificat de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale;- Certificat CE/sau SM și /sau declarație de conformitate. Da, Certificat EU DC - ISO -14971 și ISO-13485. Da, Fișa tehnică de securitate a produsului chimic (tradusă în limba română); instrucțiunea de utilizare. Compatibil cu neutralizatorul din lotul dat.</p>	CE, ISO Inreg AMDM DM000822352

<p style="text-align: center;">3.2. Neutralizator pentru mașinile de spălarea a instrumentalulu i medical. Compatibil cu mașina de spălat WD-6 Sterilmed (ambalaj ≤ 5L)</p>	<p style="text-align: center;">DETRO MATIC NS</p>	<p style="text-align: center;">Turcia</p>	<p style="text-align: center;">DETRO HEALTH CARE</p>	<p>Compoziție: Pe bază de Acid citric ≥20%. Formă: Lichid. Aspect: Clar, incolor.pH: 2–4 (acid). Caracteristici principale. Neutralizare: Să neutralizeze eficient reziduurile alcaline rămase după etapele anterioare de curățare. Să îndepărteze depunerile : să elimine depunerile de calcar acumulate în mașina de spălat.Protecție anticorozivă: să conțină inhibitori de coroziune care să protejeze instrumentele și echipamentele împotriva deteriorării. Activarea neutralizantului la temperatura ≤ 45 de grade conform recomandărilor. Compatibilitate: să fie compatibil cu toate mărcile de mașini automate de spălat și dezinfectat WD-6 Sterilmed. Certificări: - certificatul de înregistrare de stat/avizare sanitară a produsului biodistructiv eliberat de autoritatea națională competentă în domeniu și/sau certificat de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale;-Certificat CE/sau SM și /sau declarație de conformitate. Certificat ISO - 14971 și ISO-13485. Fișa tehnică de securitate a produsului chimic (tradusă în limba română); instrucțiunea de utilizare. Utilizare în concentrații reduse: să fie eficient la concentrații scăzute, oferind avantaj economic.Clătirea instrumentelor: să asigure instrumenteleca să rămână impecabile după procesul de spălare. Scop și utilizare Aplicație: Să fie folosit în principal pentru instrumentar medical în mașinile automate de spălat–dezinfectat. Proces: Se adaugă în prima apă de clătire după utilizarea unui detergent alcalin, pentru neutralizare și prevenirea formării de depuneri.Beneficii: Contribuie la prelungirea duratei de viață a mașinii de spălat și a instrumentarului curățat.Compatibil cu detergentul din lotul dat.</p>	<p>Da, Compoziție: Pe bază de Acid citric > 20%. Formă: Lichid. Aspect: Clar, incolor.pH: 2–4 (acid). Caracteristici principale. Neutralizare: Să neutralizeze eficient reziduurile alcaline rămase după etapele anterioare de curățare. Da, Să îndepărteze depunerile : să elimine depunerile de calcar acumulate în mașina de spălat.Protecție anticorozivă: să conțină inhibitori de coroziune care să protejeze instrumentele și echipamentele împotriva deteriorării. Activarea neutralizantului la temperatura ≤ 45 de grade conform recomandărilor. Compatibilitate: să fie compatibil cu toate mărcile de mașini automate de spălat și dezinfectat WD-6 Sterilmed. Da, Certificări: - certificatul de înregistrare de stat/avizare sanitară a produsului biodistructiv eliberat de autoritatea națională competentă în domeniu și/sau certificat de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale;-Certificat CE/sau SM și /sau declarație de conformitate. Da, Certificat EU DC ISO -14971 și ISO-13485. Da, Fișa tehnică de securitate a produsului chimic (tradusă în limba română); instrucțiunea de utilizare. Utilizare în concentrații reduse: eficient la concentrații scăzute 0,05-0,1% oferind avantaj economic.Clătirea instrumentelor: să asigure instrumenteleca să rămână impecabile după procesul de spălare. Scop și utilizare Da, Aplicație: Să fie folosit în principal pentru instrumentar medical în mașinile automate de spălat–dezinfectat. Proces: Se adaugă în prima apă de clătire după utilizarea unui detergent alcalin, pentru neutralizare și prevenirea formării de depuneri.Beneficii: Contribuie la prelungirea duratei de viață a mașinii de spălat și a instrumentarului curățat.Compatibil cu detergentul din lotul dat.</p>	<p style="text-align: center;">CE, ISO Inreg AMDM DM000822356</p>
<p>TOTAL</p>						

Semnat:

Numele, Prenumele: Lungu Ion

În calitate de : Administrator

Ofertantul: Health Medical Solutions SRL

Adresa: str. Grenoble 128, of. 011