



Клинически
биохимия

Agat

ООО «Агат-Мед»
105173, г. Москва, ул. Главная, 6-12
тел. (495) 777-41-92
agat@agat.ru www.agat.ru

ПАСПОРТ

Набор контрольных растворов гемоглобина
для биохимических исследований 3 фл. х 5 мл.

«Гемоглобин –Контроль» (Биоконт ГК)

ТУ 9398-275-11498242-00

Серия **57/880721** Дата выпуска **07.2021** Годен до **08.2023**
Количество наборов в серии **500**

Наименование показателя	Требования ТУ	Результаты анализа
1. Внешний вид		
1.1 Раствор гемоглобина ГК-1 (Кат.№339), ГК-2 (Кат.№340), ГК-3 (Кат.№341)	Жидкость от темно- красного до темно- коричневого цвета	Жидкость темно- красного цвета
2. Технические характеристики		
2.1 Концентрация раствора гемоглобина:		
ГК-1, г/л, в интервале,	65-75	70
ГК-2, г/л, в интервале,	110-130	121
ГК-3, г/л, в интервале.	145-175	160
3. Показатели правильности определения		
3.1 Коэффициент вариации результатов определения, %, не более	2,0	соответствует
3.2 Допустимое отклонение от аттестационного значения концентрации гемоглобина, % не более	2,0	соответствует
3.3 Межфлаконная вариация расхождение, %, не более	2,0	соответствует
3.4 Допустимый разброс результатов определения концентрации гемоглобина в разных наборах одной серии, % не более	2,0	соответствует

Заключение ОКК ООО «Агат-Мед»:

Набор серии **57/880721** требованиям ТУ 9398-275-11498242-00 предприятия
соответствует.

Начальник ОКК ООО «АГАТ-МЕД» Гладун В.В.
« 12 » июля 2021 г.



MI I



Клиническая
биохимия

Agat

ООО «Агат-Мед»
105173, г. Москва, ул. Главная, 6-12
тел. (495) 777-41-92
agat@agat.ru www.agat.ru

ПАСПОРТ

Набор реагентов для определения
концентрации **белка в моче**, 660 опр. х 3 мл
«Белок в моче - АГАТ».

Серия... 66/781221

Дата выпуска... 12.2021 Годен до... 01.2024

Количество наборов в серии... 500

Наименование показателя	Требования НТД предприятия	Результаты анализа
1. Внешний вид		
1.1 Калибровочный раствор альбумина	Жидкость бесцветная прозрачная без посторонних включений	Жидкость бесцветная прозрачная
1.2 Сульфосалициловая кислота	ГОСТ 4478-78	Соответствует
2. Технические характеристики		
2.1 Значение pH калибровочного раствора альбумина, ед., в интервале	6,5-8,0	Соответствует
3. Показатели правильности определения		
3.1 Соответствие стандартному образцу, отклонение, %, не более	2,0	Соответствует

Заключение ОКК ООО «Агат-Мед»:

Набор серии 66/781221 требованиям НТД предприятия соответствует.

Начальник ОКК ООО «АГАТ-МЕД» Гладун В.В.

«09» декабря 2021г.



МП

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Набор реактивов для

лабораторной диагностики

скрытой крови

ОКП 32.50.50.000

АПР 2022

СЕРИЯ

0 4 2 2

Дата изготовления

Изготовитель НИИ ИТМ, г. Санкт-Петербург

№Показатель	Требования по ТУ	Результаты анализа
1. Внешний вид 1.11. Реактив А амидонин 1.12. Реактив СА Содинокислый анилин	Порошок белого цвета Порошок белого (от серого до светло- зеленого) цвета	
2. Технические характеристики 2.1. Чувствительность Азопирам проб из разных реактивов Положительная реакция при разведении крови не менее	1:100000	

Заключение: Требования ТУ

Начальник ОТК

Гавриков К.Е.



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Настоящим удостоверяется, что товар, идентифицированный как сухие компоненты реактива для определения скрытой крови Азопирам лабораторная диагностика код:382200000 ТНВЭД

Страна происхождения : Россия

Изготовитель: НИИ ИТМ

Дата изготовления: АПР 2022

Годен до: АПР 2023

№ партии: 0 4 2 2

Соответствует требованиям:

1 ГОСТ 5822-78

2. СанПиН № 8.01.013.03

3. Методическим указаниям МЗ СССР 28-6/13 от 26/05/1988г.

4. ТУ-9398-004-90814321-2012

Подпись ответственного лица

