

ÎM „Autoritate Grup” SRL

MD-2064, r-nul Dubăsari, s. Coșnița, str. Păcii 68 A;
 Tel. : (+373 22) 921470 fax: (+373 22)592016
 B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;
 Cod:AGRNMD2x832;
 c/f: 1012600005027

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1605622162044 din 17.11.2020
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri set diagnostic LEB-ELISA

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
Lotul 1.1 SET DIAGNOSTIC LEB-ELISA (1set/960 teste)	ID Screen BLV Competition	Franta	ID-vet	Set de diagnostic prin tehnica ELISA blocking pentru detectia anticorpilor contra Virusului Leucozei Enzootice Bovine (gp.51) in ser sangvin de la bovine (probe de ser individuale și amestecuri de 10 probe), pentru monitoring . Componența setului:	Set de diagnostic prin tehnica ELISA blocking pentru detectia anticorpilor contra Virusului Leucozei Enzootice Bovine (gp.51) in ser sangvin de la bovine (probe de ser individuale și amestecuri de 10 probe), pentru monitoring . Componența setului: 1 set – 10 placi 960 teste. O	ISO

				1 set – 2-10 placi/192-960 teste. O placa cu 96 godeuri captușite cu stripuri (barete) detașabile (12/placa) cite 8 godeuri, de polisteren, control pozitiv – lichid sau liofilizat, control negativ – lichid sau liofilizat, soluție de stopare, substrat, conjugatul gata de utilizare sau conjugat concentrat, soluții pentru diluarea probelor examinate, prepararea reactivelor și soluție de spălare concentrată folii adezive pentru plăci. In cazul de diluarea serurilor cercetate, aceasta să se facă direct în placa captușită DO-450nm ori DO-620nm Setul trebuie sa contina suficient martor pozitiv cat si negativ, incat sa se poata lucra fractionat (nu numai o singura placa in intregima), respectiv minim 6 masurari dintr-o placa. Dupa	placa cu 96 godeuri captușite cu stripuri (barete) detașabile (12/placa) cite 8 godeuri, de polisteren, control pozitiv – liofilizat , control negativ – liofilizat, soluție de stopare, substrat, conjugat concentrat (10x), soluție pentru diluarea probelor examinate, prepararea reactivelor, soluție de spălare concentrată 20x, In cazul diluării serurilor cercetate, aceasta se fac direct în placa captușită DO-450nm Setul contine suficient martor pozitiv cat si negativ, incat sa se poata lucra fractionat (nu numai o singura placa in intregime), respectiv minim 6 masurari dintr-o placa. Dupa reconstituire, martorii liofilizati pot fi folositi pana la epuizare. Setul detine performantele in conformitate cu cerintele Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial	
--	--	--	--	---	---	--

				reconstituire, martorii liofilizate trebuie sa poata fi folositi pana la epuizare. Sa fie produse si sa detina performantele in conformitate cu cerintele Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals al The World Organisation for Animal Health (OIE) editia in vigoare si cerinților prevăzute în Directiva 64/432/CCE (Commission decision din 15 decembrie 2009) actualizat. Serul de refrinta OIE E05 trebuie sa fie pozitiv la o dilutie de 10 ori mai mare decit numarul de seruri individuale in amestec de seruri (10seruri in amestec – dilutia 1/100). Setul sa contina un certificat,sau alt document care confirma calitatea produsului, de la producator sau de la un laborator international de referinta OIE, in care sa se specifice: sensibilitatea; specficitatea; reproductibilitatea; limita de detectie a setului.	Animals al The World Organisation for Animal Health (OIE) editia in vigoare si cerinților prevăzute în Directiva 64/432/CCE (Commission decision din 15 decembrie 2009) actualizat. Serul de refrinta OIE E05 este pozitiv la o dilutie de 10 ori mai mare decit numarul de seruri individuale in amestec de seruri (10seruri in amestec – dilutia 1/100). Setul contine document care confirma calitatea, in care se specifica: sensibilitatea; specficitatea; reproductibilitatea; limita de detectie a setului. Instructiunea in limba de stat. Certificat ISO 9001.	
--	--	--	--	---	--	--

				Instrucțiunea la limba de stat. Certificat ISO 9001.		
Lot 1.2 SET DIAGNOSTIC LEB-ELISA (1set/480 teste)	12.BLV.K1	Spania	INMUNOLOGIA Y GENETICA APLICADA S.A.	Set de diagnostic prin tehnica ELISA indirect pentru detectia anticorpilor contra Virusului Leucozei Enzootice Bovine in ser sangvin de la bovine, pentru confirmare. Componența setului: 2-5 placi/192-480 teste. O placa cu 96godeuri captușite cu antigen viral cu stripuri (barete) detașabile (12/placa) cite 8 godeuri, de polisteren, 2-5 placi/192-480 teste. O placa cu 96godeuri captușite cu antigen negativ cu stripuri (barete) detașabile (12/placa) cite 8 godeuri, de polisteren, control pozitiv – lichid sau liofilizat, control negativ – lichid sau liofilizat, soluție de stopare, substrat, conjugatul gata de utilizare sau conjugat concentrat, soluții pentru diluarea probelor examinate,	Set de diagnostic prin tehnica ELISA indirect pentru detectia anticorpilor contra Virusului Leucozei Enzootice Bovine in ser sangvin de la bovine, pentru confirmare. Componența setului: 5 placi 480 teste. O placa cu 96 godeuri captușite cu antigen viral cu stripuri (barete) detașabile (12/placa) cite 8 godeuri, de polisteren, 5 placi/480 teste. O placa cu 96 godeuri captușite cu antigen negativ cu stripuri (barete) detașabile (12/placa) cite 8 godeuri, de polisteren, control pozitiv – lichid, control negativ – lichid, soluție de stopare, substrat, conjugat concentrat (100x), diluant, soluție de spălare concentrată x25, folii adezive pentru plăci. DO-450nm	ISO

				prepararea reactivelor și soluție de spălare concentrată folii adezive pentru plăci. In cazul de diluarea serurilor cercetate, aceasta să se facă direct în placa captușită DO-450nm ori DO-620nm Setul trebuie sa contina suficient martor pozitiv cat si negativ, incat sa se poata lucra fractionat (nu numai o singura placa in intregima), respectiv minim 6 masurari dintr-o placa. Dupa reconstituire, martorii liofilizati trebuie sa poata fi folositi pana la epuizare. Sa fie produse si sa detina performantele in conformitate cu cerintele Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals al The World Organisation for Animal Health (OIE) editia in vigoare si cerințelor prevăzute în Directiva 64/432/CCE (Commission	Setul contine suficient martor pozitiv cat si negativ, incat sa se poata lucra fractionat (nu numai o singura placa in intregima), respectiv minim 6 masurari dintr-o placa. Dupa reconstituire, martorii liofilizati trebuie sa poata fi folositi pana la epuizare. Setul detine performantele in conformitate cu cerintele Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals al The World Organisation for Animal Health (OIE) editia in vigoare si cerințelor prevăzute în Directiva 64/432/CCE (Commission decision din 15 decembrie 2009) actualizat. Serul de refrinta OIE E05 este pozitiv la o dilutie de 10 ori mai mare decit numarul de seruri individuale in amestec de seruri (10 seruri in amestec – dilutia 1/100). Setul contine document care confirma calitatea produsului, in care se specifica: sensibilitatea; specificitatea; reproductibilitatea; limita de detectie a setului.	
--	--	--	--	--	--	--

				decision din 15 decembrie 2009) actualizat. Serul de refrinta OIE E05 trebuie sa fie pozitiv la o dilutie de 10 ori mai mare decit numarul de seruri individuale in amestec de seruri (10seruri in amestec – dilutia 1/100). Setul sa contina un certificat,sau alt document care confirma calitatea produsului, de la producator sau de la un laborator international de referinta OIE, in care sa se specifice: sensibilitatea; specficitatea; reproductibilitatea; limita de detectie a setului. Instructiunea la limba de stat. Certificat ISO 9001.	Instructiunea la limba de stat. Certificat ISO 9001.	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____
Ofertantul: **ÎM Autoritate Grup**

Numele, Prenumele **Vasile CUCU** În calitate de: **Director**
Adresa juridică : **r-nul Dubăsari s.Coșnița Str. Păcii 68 A**
Adresa de reședință : **mun.Chișinău str. Primăverii 11**

