

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1703770311399 din 22.01.2024
Obiectul achiziției: <u>Materiale și consumabile stomatologice pentru anul 2024</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri:						
Lotul 1						
Composit fotopolimerizabil hibrid	Gradia Direct Premium Kit	Japonia	GC	Compozit fotopolimerizabil hibrid cu microumplură, utilizat pentru orice tip de restaurare. Rezistență în timp. Estetică excelentă și adaptarea perfectă a nuanței la structurile dentare adiacente. Timp de lucru extins datorită sensibilității scăzute la lumină. Vâscozitate echilibrată pentru manevrare superioară. Pe ambalaj să fie indicat: producătorul: da adresa producătorului: da lotul produsului: da Prezentare: Kit – 5 seringi x minim 2,7ml/4g + 2 seringi x minim 2,7ml/4,7g; nuanțe – A1, A2, A3, AO2, AO3, PA2, PA3; adeziv – maxim 5 ml; aplicatoare; godeuri;	Compozit fotopolimerizabil hibrid cu microumplură, utilizat pentru orice tip de restaurare. Rezistență în timp. Estetică excelentă și adaptarea perfectă a nuanței la structurile dentare adiacente. Timp de lucru extins datorită sensibilității scăzute la lumină. Vâscozitate echilibrată pentru manevrare superioară. Pe ambalaj să fie indicat: producătorul: da adresa producătorului: da lotul produsului: da	

				<p>instrucțiune de utilizare înclisiv și în limba română. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.</p>	<p>Prezentare: Kit – 5 seringi x minim 2,7ml/4g + 2 seringi x minim 2,7ml/4,7g; nuanțe – A1, A2, A3, AO2, AO3, PA2, PA3; adeziv – maxim 5 ml; aplicatoare; godeuri; instrucțiune de utilizare înclisiv și în limba română. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.</p>	
Lotul 6						
Ciment ionomer de sticlă	Fuji IX	Japonia	GC	<p>Ciment ionomer de sticlă, condensabil, pentru restaurări definitive. Indicat în restaurarea coronară a cavitațiilor de clasa I, II și V; obturații de bază; reconstruirea bonturilor. Adeziune intrinsecă la smalț și dentină fără demineralizare și agenți de adeziune. Aplicare într-o singură etapă. Eliberează fluor, biocompatibilitate excelentă, radiopac, priză bună în mediul umed. Consistență ridicată, nelipicioasă, condensabil, rezistență ridicată la abraziune. Nuanța – A2 sau A3 Timp de mixare – 25-30 sec Timp de lucru – 2:00 min Timp net de setare – 2:20 min Pe ambalaj să fie indicat: producătorul: da adresa producătorului: da lotul produsului: da Prezentare: Set: praf – minim 15g; lichid – maxim 8 g(6,4ml);</p>	<p>Ciment ionomer de sticlă, condensabil, pentru restaurări definitive. Indicat în restaurarea coronară a cavitațiilor de clasa I, II și V; obturații de bază; reconstruirea bonturilor. Adeziune intrinsecă la smalț și dentină fără demineralizare și agenți de adeziune. Aplicare într-o singură etapă. Eliberează fluor, biocompatibilitate excelentă, radiopac, priză bună în mediul umed. Consistență ridicată, nelipicioasă, condensabil, rezistență ridicată la abraziune. Nuanța – A2 sau A3 Timp de mixare – 25-30 sec</p>	

				<p>linguriță dozatoare; pad de mixare; instrucțiune de utilizare înclisiv și în limba română. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.</p>	<p>Timpe de lucru – 2:00 min Timpe net de setare – 2:20 min Pe ambalaj să fie indicat: producătorul: da adresa producătorului: da lotul produsului: da Prezentare: Set: praf – minim 15g; lichid – maxim 8 g(6,4ml); linguriță dozatoare; pad de mixare; instrucțiune de utilizare înclisiv și în limba română. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.</p>	
Lotul 7						
Ciment ionomer de sticlă	i-Fil	Lituania	i-Dental	<p>Ciment glasionomer pentru obturare și restaurare cu adeziune chimică la smalț și dentină, nivel ridicat de emanaire de fluor, prevenirea cariilor secundare, restaurări durabile. Indicată în cavități de clasa III, V, cavități ale dinților deciduali posteriori, fisuri. Nuanță universală. Timpe de lucru – 1:57 min. Timpe net de setare – 2:32 min. Putere compresivă: 258 Mpa. Pe ambalaj să fie indicat: producătorul: da adresa producătorului: da lotul produsului: da Prezentare: Set: praf – minim 15g; lichid – maxim 8 ml; linguriță dozatoare;</p>	<p>Ciment glasionomer pentru obturare și restaurare cu adeziune chimică la smalț și dentină, nivel ridicat de emanaire de fluor, prevenirea cariilor secundare, restaurări durabile. Indicată în cavități de clasa III, V, cavități ale dinților deciduali posteriori, fisuri. Nuanță universală. Timpe de lucru – 1:57 min. Timpe net de setare – 2:32 min. Putere compresivă: 258 Mpa. Pe ambalaj să fie indicat: producătorul: da</p>	

				<p>pad de mixare; instrucțiune de utilizare înclisiv și în limba română. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.</p>	<p>adresa producătorului: da lotul produsului: da Prezentare: Set: praf – minim 15g; lichid – maxim 8 ml; linguriță dozatoare; pad de mixare; instrucțiune de utilizare înclisiv și în limba română. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.</p>	
Lotul 8						
Material fotopolimerizabil pentru sigilarea fisurilor	Fissurit FX	Germania	VOCO	<p>Material fluid fotopolimerizabil pentru sigilarea fisurilor. Degajare continuă de fluor. Conținut de filler cu concentrație mare(>50%) pentru rezistență excelentă la abraziune. Aplicare rapidă și simplă din seringă cu canula flexibilă metalică. Proprietăți optime de curgere. Aderență bună pe smalț. Culoarea - albă Pe ambalaj să fie indicat: producătorul: da adresa producătorului: da lotul produsului: da Prezentare: seringă minim 2,5 g; canule pentru aplicare; instrucțiune de utilizare înclisiv și în limba română. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.</p>	<p>Material fluid fotopolimerizabil pentru sigilarea fisurilor. Degajare continuă de fluor. Conținut de filler cu concentrație mare(>50%) pentru rezistență excelentă la abraziune. Aplicare rapidă și simplă din seringă cu canula flexibilă metalică. Proprietăți optime de curgere. Aderență bună pe smalț. Culoarea - albă Pe ambalaj să fie indicat: producătorul: da adresa producătorului: da lotul produsului: da Prezentare: seringă minim 2,5 g; canule pentru aplicare; instrucțiune de utilizare înclisiv și în limba română.</p>	

					Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.	
Lotul 10						
Pastă pe bază de hidroxid de calciu fotopolimerizabilă	Ultra Blend Plus	SUA	Ultradent	<p>Material pentru coafaj, fotopolimerizabil, radio-opac, conține hidroxid de calciu, într-o baza dimetacrilat uretan. Are contracție minimă, bioactiv, aplicare precisă, nu necesită mixare, eliberează calciu.</p> <p>Pe ambalaj să fie indicat: producătorul: da adresa producătorului: da lotul produsului: da</p> <p>Prezentare: Seringă minim 1,2ml instrucțiune de utilizare înclisiv și în limba română. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an</p>	<p>Material pentru coafaj, fotopolimerizabil, radio-opac, conține hidroxid de calciu, într-o baza dimetacrilat uretan. Are contracție minimă, bioactiv, aplicare precisă, nu necesită mixare, eliberează calciu.</p> <p>Pe ambalaj să fie indicat: producătorul: da adresa producătorului: da lotul produsului: da</p> <p>Prezentare: Seringă minim 1,2ml instrucțiune de utilizare înclisiv și în limba română. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an</p>	
Lotul 11						
Pasta pe bază de hidroxid de calciu	Ultra Cal XS	SUA	Ultradent	<p>Pastă pe bază de hidroxid de calciu ce se recomandă ca pansament provizoriu în procedurile endodontice de apexificare. Este radioopac, PH ridicat 12,5. Aplicare precisă și ușoară.</p> <p>Prezentare: Seringă minim 1,2ml instrucțiune de utilizare înclisiv și în limba română. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.</p>	<p>Pastă pe bază de hidroxid de calciu ce se recomandă ca pansament provizoriu în procedurile endodontice de apexificare. Este radioopac, PH ridicat 12,5. Aplicare precisă și ușoară.</p> <p>Prezentare: Seringă minim 1,2ml</p>	

					instrucțiune de utilizare înclisiv și în limba română. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.	
Lotul 12						
Material pentru obturarea canalelor radiculare	Well-Pex Kit	Vericom	Korea	<p>Material cu conținut de iodoform și hidroxid de calciu pentru obturarea canalelor radiculare infectate și greu accesibile, antibacterian, radioopac.</p> <p>Pe ambalaj să fie indicat: producătorul: da adresa producătorului: da lotul produsului: da</p> <p>Prezentare: seringă minim 2,2 g; canule de unica folosință; instrucțiune de utilizare înclisiv și în limba română.</p> <p>Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.</p>	<p>Material cu conținut de iodoform și hidroxid de calciu pentru obturarea canalelor radiculare infectate și greu accesibile, antibacterian, radioopac.</p> <p>Pe ambalaj să fie indicat: producătorul: da adresa producătorului: da lotul produsului: da</p> <p>Prezentare: seringă minim 2,2 g; canule de unica folosință; instrucțiune de utilizare înclisiv și în limba română.</p> <p>Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.</p>	
Lotul 14						
Material pentru obturarea canalelor	Endofill with dexamethazone	Elveția	PD	<p>Material pentru obturarea definitivă a canalelor radiculare pe bază de dexametazon. Posedă o biocompatibilitate înaltă și are acțiune antiinflamatoare, antibacteriană și antiseptică. Pătrunde în microcanale și menține efectul terapeutic până la întărirea completă.</p> <p>Nu se rezorbă.</p> <p>Pe ambalaj să fie indicat: producătorul: da adresa producătorului: da</p>	<p>Material pentru obturarea definitivă a canalelor radiculare pe bază de dexametazon. Posedă o biocompatibilitate înaltă și are acțiune antiinflamatoare, antibacteriană și antiseptică. Pătrunde în</p>	

				<p>lotul produsului: da</p> <p>Prezentare:</p> <p>praf maxim 15 g;</p> <p>lichid minim 15 ml;</p> <p>instrucțiune de utilizare înclisiv și în limba română.</p> <p>Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.</p>	<p>microcanale și menține efectul terapeutic până la întărirea completă. Nu se rezorbă.</p> <p>Pe ambalaj să fie indicat:</p> <p>producătorul: da</p> <p>adresa producătorului: da</p> <p>lotul produsului: da</p> <p>Prezentare:</p> <p>praf maxim 15 g;</p> <p>lichid minim 15 ml;</p> <p>instrucțiune de utilizare înclisiv și în limba română.</p> <p>Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.</p>	
Lotul 15						
Material pentru tratamentul pulpitelor în dinți temporari	Pulpotec	Elveția	PD	<p>Material pentru tratamentul pulpitelor în dinții temporari și permanenți prin metoda: amputare vitală. Substanțele din componența sa manifestă acțiune antiseptică, păstrează structura țesutului pulpar din canalul radicular.</p> <p>Pe ambalaj să fie indicat:</p> <p>producătorul: da</p> <p>adresa producătorului: da</p> <p>lotul produsului: da</p> <p>Prezentare:</p> <p>praf maxim 15 g;</p> <p>lichid minim 15 ml;</p> <p>instrucțiune de utilizare înclisiv și în limba română.</p> <p>Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.</p>	<p>Material pentru tratamentul pulpitelor în dinții temporari și permanenți prin metoda: amputare vitală. Substanțele din componența sa manifestă acțiune antiseptică, păstrează structura țesutului pulpar din canalul radicular.</p> <p>Pe ambalaj să fie indicat:</p> <p>producătorul: da</p> <p>adresa producătorului: da</p> <p>lotul produsului: da</p> <p>Prezentare:</p> <p>praf maxim 15 g;</p> <p>lichid minim 15 ml;</p> <p>instrucțiune de utilizare înclisiv și în limba română.</p>	

					Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.	
Lotul 17						
Pasta pentru obturarea canalelor radiculare infectate	Abscess Remedy Paste with dexamethazone	Elvația	PD	<p>Pastă, gata pentru utilizare, pentru obturarea provizorie a canalelor infectate, precum și pentru obturația permanentă a canalelor după extirparea pulpei. Radioopac.</p> <p>Conține crezol - 9%, panraformaldehid - 2,5%, dexametazone acetat - 0,1%, ulei de scorțișoară - 5,2 %, umplutură până la 100%.</p> <p>Pe ambalaj să fie indicat: producătorul: da adresa producătorului: da lotul produsului: da</p> <p>Prezentare: recipient minim 12 g; instrucțiune de utilizare înclisiv și în limba română.</p> <p>Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.</p>	<p>Pastă, gata pentru utilizare, pentru obturarea provizorie a canalelor infectate, precum și pentru obturația permanentă a canalelor după extirparea pulpei. Radioopac.</p> <p>Conține crezol - 9%, panraformaldehid - 2,5%, dexametazone acetat - 0,1%, ulei de scorțișoară - 5,2 %, umplutură până la 100%.</p> <p>Pe ambalaj să fie indicat: producătorul: da adresa producătorului: da lotul produsului: da</p> <p>Prezentare: recipient minim 12 g; instrucțiune de utilizare înclisiv și în limba română.</p> <p>Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.</p>	
Lotul 23						
Pasta abrazivă (fără uleiuri)	i-Faste	Lituania	i-Dental	<p>Pastă abrazivă fără uleiuri pentru curățarea și lustruirea dinților. Indicată pentru îndepărtarea plăcii bacteriene, tartrului și pigmentației, pentru pregătirea suprșafețelor dentare înainte de fluorizare.</p> <p>Nivelul de abraziune mediu.</p>	<p>Pastă abrazivă fără uleiuri pentru curățarea și lustruirea dinților. Indicată pentru îndepărtarea plăcii bacteriene, tartrului și</p>	

				<p>Pe ambalaj să fie indicat: producătorul: da adresa producătorului: da lotul produsului: da Prezentare: borcănaș minim 30 g; instrucțiune de utilizare înclisiv și în limba română. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.</p>	<p>pigmențației, pentru pregătirea suprșafețelor dentare înainte de fluorizare. Nivelul de abraziune mediu. Pe ambalaj să fie indicat: producătorul: da adresa producătorului: da lotul produsului: da Prezentare: borcănaș minim 30 g; instrucțiune de utilizare înclisiv și în limba română. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.</p>	
Lotul 27						
Cremă topică	Tooth Mousse	Japonia	GC	<p>Cremă topică , pe bază de apă, fără zahăr, ce conține Recaldent CPP-ACP. Reduce demineralizarea și induce mineralizarea. Previne formarea cariilor incipiente. Indicată și la copii de la 6 luni. Gust: Tutti-Frutti Pe ambalaj să fie indicat: producătorul: da adresa producătorului: da lotul produsului: da Prezentare: Tub minim 40g (35 ml); instrucțiune de utilizare înclisiv și în limba română. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.</p>	<p>Cremă topică , pe bază de apă, fără zahăr, ce conține Recaldent CPP-ACP. Reduce demineralizarea și induce mineralizarea. Previne formarea cariilor incipiente. Indicată și la copii de la 6 luni. Gust: Tutti-Frutti Pe ambalaj să fie indicat: producătorul: da adresa producătorului: da lotul produsului: da Prezentare: Tub minim 40g (35 ml); instrucțiune de utilizare înclisiv și în limba română. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50%</p>	

					din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.	
Lotul 89						
Piesa de turbină	Turbina SJ-164AP LED	China	Dent-Club	<p>Turbina dentară cu led, dotată cu rulmenți ceramic cu 4 ieșiri.</p> <p>Compatibilă cu orice unit stomatologic, auto-iluminare , funcționează și pe uniturile care nu sunt dotate cu fibra optică. Dotată cu sursă de lumină LED, luminozitate superioară, longevitate de 10000 ore. Cap ”torque” pentru mai multă putere. Sistem de prindere a frezei push button.</p> <p>Metoda de sterilizare: autoclav. Viteza rotației $\geq 300\ 000$. Presiunea 0.25~0.27Mpa.</p> <p>Nivelul zgomot < 68dB.</p> <p>Metoda de sterilizare: autoclav.</p>	<p>Turbina dentară cu led, dotată cu rulmenți ceramic cu 4 ieșiri.</p> <p>Compatibilă cu orice unit stomatologic, auto-iluminare , funcționează și pe uniturile care nu sunt dotate cu fibra optică.</p> <p>Dotată cu sursă de lumină LED, luminozitate superioară, longevitate de 10000 ore. Cap ”torque” pentru mai multă putere.</p> <p>Sistem de prindere a frezei push button.</p> <p>Metoda de sterilizare: autoclav. Viteza rotației $\geq 300\ 000$. Presiunea 0.25~0.27Mpa.</p> <p>Nivelul zgomot < 68dB.</p> <p>Metoda de sterilizare: autoclav.</p>	
Lotul 90						
Piesa contraunghi	Piesa contraunghi cu buton	China	Dent-Club	<p>Piesă contraunghi 1:1, din materiale de înaltă calitate, ușor de utilizat, dotată cu Push Button. Metoda de sterilizare: autoclave cât și chimică. Viteza rotatie: aprox 20.000 RPM. Diametru freza: 2.345~2.355mm.</p> <p>Tehnologie precisă, stabilă, fără vibrație în timpul lucrului. Priză confortabilă de utilizat și ușor de curățat.</p> <p>Zgomotul emis de piesa: ≤ 70dB. Presiunea aer: $\leq 0,3$Mpa</p>	<p>Piesă contraunghi 1:1, din materiale de înaltă calitate, ușor de utilizat, dotată cu Push Button. Metoda de sterilizare: autoclave cât și chimică. Viteza rotatie: aprox 20.000 RPM.</p> <p>Diametru freza: 2.345~2.355mm.</p> <p>Tehnologie precisă, stabilă, fără vibrație în timpul</p>	

					lucrul. Priză confortabilă de utilizat și ușor de curățat. Zgomotul emis de piesa: ≤70dB. Presiunea aer: ≤0,3Mpa	
Lotul 91						
Micromotor pneumatic	Micromotor pneumatic	China	Dent-Club	Micromotor pneumatic M4	Micromotor pneumatic M4	

Semnat _____ Nume, Prenume Trofimov Iurie, în calitate de: administrator

Ofertantul: "MedTehFarm" SRL, Adresa: m.Chișinău, Bul.Negruzzi,3/2