

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea **Achiziționarea reagenților chimici pentru aparatul ABX Pentra 400 pentru anul 2021**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **Cerere de Ofertă de Preț**

(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: **IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1**
2. IDNO: **1003600152569**
3. Adresa: **MD 2004, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo nr. 7**
4. Numărul de telefon/fax: **022 24 23 69, 022 23 78 11 fax. 022 24 16 93**
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **scmc1@ms.md**
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.**
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Autoritatea bugetară.**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV    | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate        | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|         |            | <b>Lotul 1 ABX Pentra 400 (analizator biochimic automat)</b> |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>150000,00</b>                                             |
| 1       | 33696500-0 | <b>ALT ABX Pentra ALT CP</b>                                 | KIT                | 12         | Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii ALT in ser sau plasma;<br>250 teste/kit<br>Test enzimatic cinetic in conformitate cu IFCC;<br>Metoda fara piridoxal-fosfat;<br>Liniaritate: 4-600 U/L;<br>Lungime de unda: 340/420 nm;<br>Volum proba: 20 µL<br>Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dl;<br>Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de: 600 mg/dl;<br>Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dl; |                                                              |
| 2       | 33696500-0 | <b>AST ABX Pentra AST CP</b>                                 | KIT                | 12         | Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii AST in ser sau plasma;<br>250 teste/kit<br>Test enzimatic cinetic in conformitate cu IFCC;<br>Metoda fara piridoxal-fosfat;<br>Liniaritate: 4-600 U/L;<br>Lungime de unda: 340/420 nm;<br>Volum proba: 20 µL<br>Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu                                                                                                                                                                                  |                                                              |



|   |                |                                                                |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|---|----------------|----------------------------------------------------------------|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |                |                                                                |     |    | Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL;<br>Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de: 600 mg/dL;<br>Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 3 | 33696500<br>-0 | <b>Amilaza ABX</b> Pentra<br>Amylase CP                        | KIT | 16 | Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii amilazei in ser, plasma sau urina;<br>125 teste/kit<br>Test enzimatic cinetic in conformitate cu IFCC;<br>Metoda cu EPS-G7;<br>Liniaritate: 9 -2000 U/L;<br>Lungime de unda: 405/660 nm;<br>Volum proba: 4 µL<br>Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL;<br>Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de: 600 mg/dL;<br>Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; |  |
| 4 | 33696500<br>-0 | <b>GGT ABX</b> Pentra GGT CP                                   | KIT | 3  | Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii gamma-glutamil transferazei in ser, plasma;<br>250 teste/kit Test enzimatic;<br>Metoda: Szasz modificata;<br>Liniaritate: 4 -1000 U/L;<br>Lungime de unda: 405/660 nm;<br>Volum proba: 10 µL<br>Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL;                                                                                         |  |
| 5 | 33696500<br>-0 | <b>BILIRUBINA TOTALA</b><br>ABX Pentra Bilirubin<br>Total CP   | KIT | 22 | Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea bilirubinei totale in ser, plasma; 130 teste/kit<br>Test colorimetric; Metoda: cu 2,4-dicloranilina (DCA)<br>Liniaritate: >20 mg/dL;<br>Lungime de unda: 550/660nm;<br>Volum proba: 5µL<br>Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL;<br>Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL                                                                                               |  |
| 6 | 33696500<br>-0 | <b>BILIRUBINA DIRECTA</b><br>ABX Pentra Bilirubin<br>Direct CP | KIT | 22 | Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea bilirubinei directe in ser, plasma;<br>100 teste/kit<br>Test colorimetric;<br>Metoda: cu 2,4-dicloranilina (DCA)<br>Liniaritate: <6.78 mg/dL;<br>Lungime de unda: 550/660 nm;<br>Volum proba: 25µL<br>Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL;<br>Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL                                                                                    |  |
| 7 | 33696500<br>-0 | <b>ALBUMINA ABX</b> Pentra<br>Albumin CP                       | KIT | 3  | Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea albuminei in ser, plasma (cu heparina)<br>327 teste/kit<br>Test colorimetric;<br>Metoda: cu brocresol green<br>Liniaritate: 2.9 µmol/L- 1818 µmol/L;<br>Lungime de unda: 600-700nm;<br>Volum proba: 2µL<br>Stabilitatea reactivului de lucru: 2-                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |



|    |                |                                                        |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|----|----------------|--------------------------------------------------------|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                |                                                        |     |    | 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 616 µmol/L;<br>Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 232 µmol/L;<br>Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 7 mmol/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 8  | 33696500<br>-0 | <b>CALCIU ABX Pentra</b><br><b>Calcium AS CP</b>       | KIT | 8  | Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea calciului in ser, plasma, urina;<br>250 teste/kit<br>Test colorimetric;<br>Metoda: Arsenazo<br>Liniaritate: 0.16- 20 mg/dL;<br>Lungime de unda: 660-700nm;<br>Volum proba: 4 µL<br>Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL;<br>Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL;<br>Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 9  | 33696500<br>-0 | <b>GLUCOZA PAP ABX</b><br><b>Pentra Glucose PAP CP</b> | KIT | 10 | Reactiv de biochimie clinica pentru determinarea glucozei in ser, plasma si urina<br>295 teste/kit<br>Test enzimatic colorimetric;<br>Metoda: Trinder<br>Liniaritate: 3.96- 430 mg/dL;<br>Lungime de unda: 505/700 nm;<br>Volum proba: 4 µL<br>Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL;<br>Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL;<br>Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 10 | 33696500<br>-0 | <b>Phosphorus ABX</b><br><b>Phosphorus CP</b>          | KIT | 6  | Reactiv de biochimie clinica pentru determinarea fosforului in ser, plasma si urina<br>100 teste/kit<br>Test colorimetric;<br>Metoda: UV cu fosfomolibdat<br>Liniaritate: 0.09 - 7.8 mmol/L<br>Volum proba: 2.8 µL/test<br>Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente:<br>Hemoglobina: > 125 mg/dL<br>Trigliceride: concentratia intralipidelor > 262.5 mg/dL<br>Total Bilirubina: > 6 mg/dL<br>Direct Bilirubina: > 22.5 mg/dL<br>Reactiv de biochimie clinica pentru determinarea fosforului in ser, plasma si urina<br>100 teste/kit<br>Test colorimetric;<br>Metoda: UV cu fosfomolibdat<br>Liniaritate: 0.09 - 7.8 mmol/L<br>Volum proba: 2.8 µL/test<br>Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente:<br>Hemoglobina: > 125 mg/dL<br>Trigliceride: concentratia intralipidelor > 262.5 mg/dL<br>Total Bilirubina: > 6 mg/dL<br>Direct Bilirubina: > 22.5 mg/dL |  |
| 11 | 33696500<br>-0 | <b>MAGNEZIU ABX Pentra</b><br><b>Magnesium RTU</b>     | KIT | 3  | Reactiv de biochimie clinica pentru determinarea magneziului in ser, plasma<br>2x100teste/kit<br>Test colorimetric;<br>Metoda: xylidyl blue<br>Liniaritate: 0.17 – 4.6 mg/dL;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |



|    |                |                                                                     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                |                                                                     |     |     | Lungime de unda: 520/700 nm; Volum proba: 2.5 µL<br>Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL;<br>Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL;<br>Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 12 | 33696500<br>-0 | <b>PROTEINE TOTALE –<br/>TP ABX Pentra Total<br/>Protein 100 CP</b> | KIT | 25  | Reactiv de biochimie clinica pentru determinarea proteinelor totale in ser, plasma<br>100 teste/kit<br>Test colorimetric;<br>Metoda: biuret<br>Liniaritate: 1.56- 160 g/L;<br>Lungime de unda: 550/700 nm;<br>Volum proba: 2µL<br>Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 13 | 33696500<br>-0 | <b>UREA ABX Pentra Urea<br/>CP</b>                                  | KIT | 12  | Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea ureei in ser, plasma si urina;<br>220 teste/kit<br>Test colorimetric;<br>Metoda: enzimatica cu GLDH<br>Liniaritate: 300 mg/dL;<br>Lungime de unda: 340/405 nm;<br>Volum proba: 3 µL<br>Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu:<br>Bilirubina Totala la valori mai mari de: 22.19 mg/dL;<br>Bilirubina Directa la valori mai mari de: 23.36 mg/dL;<br>Hemoglobina la valori mai mari de: 290 µmol/L;<br>Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL |  |
| 14 | 33696500<br>-0 | <b>MultiCal ABX Pentra<br/>Multical</b>                             | KIT | 1,5 | Ser de calibrare liofilizat pentru calibrarea reactivilor de biochimie.<br>Stabilitate: 1 luna de la reconstituire la -25-15°C.<br>Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C sau la -20°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 15 | 33696500<br>-0 | <b>N Control ABX Pentra N<br/>Control</b>                           | KIT | 1   | Ser de control liofilizat – nivel normal pentru controlul reactivilor de biochimie.<br>Stabilitate: 2 saptamani de la reconstituire la -25-15°C.<br>Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 16 | 33696500<br>-0 | <b>P Control ABX Pentra P<br/>Control</b>                           | KIT | 1   | Ser de control liofilizat – nivel patologic pentru controlul reactivilor de biochimie.<br>Stabilitate: 2 saptamani de la reconstituire la -25-15°C.<br>Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 17 | 33696500<br>-0 | <b>Deproteinizer CP ABX<br/>Pentra Deproteinizer CP</b>             | KIT | 10  | Solutie de deproteinizare cu hipoclorit de sodiu (< 5 %) si hidroxid de sodiu (< 0.5 %)<br>R: 30 mL<br>Stabilitate: 1 luna de la deschidere .<br>Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 18 | 33696500<br>-0 | <b>CleanChem ABX Clean<br/>Chem</b>                                 | KIT | 2   | Solutie de spalare ( NaOH > 2%)<br>Volum caseta:99ml<br>Stabilitate: 1 luna de la deschidere .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |



|                |                |                                                                               |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                |                |                                                                               |     |       | Stabilitate înainte de deschidere:<br>pana la data expirării înscrisa pe<br>eticheta la 2-8°C<br>Mod prezentare: kit format din 4<br>casete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| 19             | 33696500<br>-0 | <b>Cuve citire – Segmenti<br/>cuvete ABX Pentra<br/>Cuvette Segments Rack</b> | KIT | 6     | Cuve de reacție de unica folosință,<br>compatibile cu ABX Pentra 400.<br>Mod de prezentare cutie cu 450<br>segmenti a câte 12 cuvete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| 20             | 33696500<br>-0 | <b>Cupe proba – Blue<br/>sample cups ABX Pentra<br/>Sample Cups</b>           | KIT | 2     | Cupe proba albastre, compatibile cu<br>analizorul ABX Pentra 400.<br>Mod de prezentare punga 1000<br>bucati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| 21             | 33696500<br>-0 | <b>Proteina C-reactivă CRP</b>                                                | KIT | 12    | Reactivi de biochimie clinica pentru<br>determinarea proteinei C reactive in<br>ser si plasma<br>200 teste/kit<br>Test: turbidimetric<br>Metoda: imunoturbidimetrica<br>Liniaritate: 1600 mg/L; postdilutie<br>10<br>Lungime de unda: 560/700 nm;<br>Volum proba: 4µL<br>Stabilitatea reactivului de lucru: 2-<br>8°C pana la expirarea termenului de<br>pe eticheta flaconului<br>Interferente cu:<br>Bilirubina Totala la valori mai mari<br>de: 289 µmol/l<br>Bilirubina Directa la valori mai<br>mari de: 321 µmol/<br>Hemoglobina la valori mai mari de:<br>4.85g/L;<br>Trigliceridele la valori mai mari de<br>7mmoli/l |                  |
| 22             | 33696500<br>-0 | <b>Calibrator pentru<br/>Proteina C-reactivă ABX<br/>Pentra CRP Cal</b>       | KIT | 3     | Ser de calibrare gata de folosire<br>pentru calibrarea metodei CRP .<br>Stabilitate: 3 saptamani de la<br>deschidere la<br>2-8°C.<br>Stabilitate înainte de deschidere:<br>pana la data expirării înscrisa pe<br>eticheta la 2-8°C<br>Mod de prezentare flacon 5x1ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| 23             | 33696500<br>-0 | <b>QC (Quality Control)<br/>ABX Pentra Immuno I<br/>control L/H</b>           | KIT | 4     | Ser liofilizat de albumina serica<br>bovina pentru controlul metodelor<br>pentru CRP, RF ASLO, nivel<br>normal si patologic<br>Stabilitate: 2 saptamani de la<br>reconstituire la la 2-8°C; 3 luni la -<br>20 °C<br>Stabilitate înainte de deschidere:<br>pana la data expirării înscrisa pe<br>eticheta la 2-8°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| 24             | 33696500<br>-0 | <b>CREATININA ABX<br/>Pentra creatinine 120 CP</b>                            | KIT | 18    | Reactiv de biochimie clinica pentru<br>determinarea creatininei în ser, plasma<br>și urina 120 teste /kit test colorimetric;<br>Metoda: jaffe. Liniaritate: 0.11 – 18.1<br>mg/dL, lungime de undă: 505/580 nm;<br>volum proba: 10 µL<br>Stabilitatea reactivului de lucru: 2 - 8°C<br>pînă la la expirarea termenului de pe<br>eticheta flaconului interferente cu<br>Bilirubina la valori mai mari de 30<br>mg/dL;<br>Interferente cu Hemoglobina la valori mai<br>mari de: 150 mg/dL; Interferente cu<br>Trigliceridele                                                                                                     |                  |
| <b>LOT-II</b>  |                |                                                                               |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>12000,00</b>  |
| 25             | 33696500<br>-0 | <b>Kit de mentenanță<br/>pentru PENTRA 400<br/>Maintenance kit</b>            | KIT | 1     | Kitul de 12 luni compatibil cu analizorul<br>Yumizen H500 pentru PENTRA 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <b>LOT-III</b> |                |                                                                               |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>41000,00</b>  |
| 26             | 33696500<br>-0 | <b>Multistix 10 SG Multistix<br/>10SG</b>                                     | buc | 10000 | Stripuri de urina 10 parametri + auto<br>check sistem de autocalibrare pentru<br>fiecare strip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <b>LOT-IV</b>  |                |                                                                               |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>200000,00</b> |
| 27             | 33696500<br>-0 | <b>Reactiv pentru<br/>impregnuire, diluarea</b>                               | buc | 18    | Compozitie:<br>- Tampon organic < 5 %<br>- Conservanti < 0,1 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |



|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                | leucocitelor, pentru determinarea si diferentierea celulelor sangvine si masurarea hematocritului<br>leucocitelor, pentru determinarea si diferentierea celulelor sangvine si masurarea<br>Reactiv pentru imprejmuire, diluarea leucocitelor, pentru determinarea si diferentierea celulelor sangvine si masurarea hematocritului ABX<br>Diluent |     |    | - Agenti tensiactivi < 0,1 %<br>Stabilitate dupa deschidere:<br>- 6 luni la 18 - 25°C<br>Prezentare:<br>Solutie apoasa limpede si necolorata la bidon de 20 L/kit<br>Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta                                                                                       |  |
| 28 | 33696500<br>-0 | Reactiv pentru lizarea celulelor,numararea si diferentierea leucocitelor (B) Lizant unic ce asigura numararea si diferentierea leucocitelor, lizarea eritrocitelor, determinarea hemoglobinei.(WHITE DI F)                                                                                                                                       | buc | 20 | Compozitie: - Agent lizant< 5% -<br>Surfactanti < 5% - Conservant i< 1%<br>Stabilitate dupa deschidere: - 2 luni la 15 – 30°C<br>Prezentare: Solutie apoasa limpede, culoare galben pal, la bidon de 1 L/set<br>Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta                                            |  |
| 29 | 33696500<br>-0 | Reactiv pentru curatarea analizorului ABX Cleaner                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 18 | Compozitie:<br>- Tampon organic < 5 %<br>- Enzima proteolitica < 1 %<br>- Conservanti < 0,1 %<br>Stabilitate dupa deschidere:<br>- 3 luni la 18 - 25°C<br>Prezentare:<br>Solutie apoasa limpede si slab glabena, la bidon de 1 L/kit<br>Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta                    |  |
| 30 | 33696500<br>-0 | Reactiv pentru intretinerea periodica a analizorului ABX Minoclair                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 6  | Compozitie:<br>- Agent chimic de curatare < 5 %<br>- Conservanti < 1 %<br>Stabilitate dupa deschidere:<br>- 6 luni la 18 - 25°C<br>Prezentare:<br>Solutie apoasa limpede si slab glabena, cu miros de inalbitor, la bidon de 0.5 L/kit<br>Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta                  |  |
| 31 | 33696500<br>-0 | Material de control pentru verificarea valorilor patologice scazute ale controlului de calitate, pentru toti parametri, inclusiv 5 DIFF ABX Diffrol                                                                                                                                                                                              | set | 10 | Compozitie:<br>- Leucocite de mamifere, eritrocite si trombocite suspendate intr-un lichid similar cu plasma.<br>Stabilitate dupa deschidere:<br>- 16 zile la 2 - 8°C<br>Prezentare:<br>Suspensie similara cu o proba de sange proaspat, 2 flacoane/kit<br>Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta |  |
| 32 | 33696500<br>-0 | Material de control pentru verificarea valorilor normale ale controlului de calitate, pentru toti parametri, inclusiv 5 DIFF ABX Diffrol                                                                                                                                                                                                         | set | 10 | Compozitie:<br>- Leucocite de mamifere, eritrocite si trombocite suspendate intr-un lichid similar cu plasma.<br>Stabilitate dupa deschidere:<br>- 16 zile la 2 - 8°C<br>Prezentare:<br>Suspensie similara cu o proba de sange proaspat, 2 flacoane/kit<br>Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta |  |
| 33 | 33696500<br>-0 | Material de control pentru verificarea                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | set | 10 | Compozitie:<br>- Leucocite de mamifere, eritrocite si                                                                                                                                                                                                                                                                |  |



|                                   |                |                                                                                                                |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                   |                | valorilor patologice crescute ale controlului de calitate, pentru toti parametri, inclusiv 5 DIFF ABX Difftrol |     |   | trombocite suspendate intr-un lichid similar cu plasma.<br>Stabilitate dupa deschidere:<br>- 16 zile la 2 - 8°C<br>Prezentare:<br>Suspensie similara cu o proba de sange proaspat, 2 flacoane/kit<br>Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta |                  |
|                                   |                | <b>LOT - V</b>                                                                                                 |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>130000,00</b> |
| 34                                | 33696500<br>-0 | Kitul de mentenanta pentru Yumizen H500 de 12 luni Maintenance kit                                             | buc | 2 | Kitul de 12 luni compatibil cu analizorul Yumizen H500                                                                                                                                                                                                         |                  |
| 35                                | 33696500<br>-0 | Lampa compatibila cu Yumizen H500 Lampa                                                                        | buc | 2 | Lampa compatibila cu analizorul Yumizen H500                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| 36                                | 33696500<br>-0 | Lampa compatibila cu Pentra 400 Lampa                                                                          | buc | 1 | Lampa compatibila cu analizorul P400                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <b>VALOAREA ESTIMATIVĂ TOTALĂ</b> |                |                                                                                                                |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>533000,00</b> |

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):  
Pentru fiecare lot aparte:
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit  
(indicați se admite sau nu se admite)
11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: la comanda Cumpărătorului în decurs de 10 zile.
12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021  
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu.  
(indicați da sau nu)
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): Nu.  
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

16.

| Nr. d/o | Denumirea documentului/cerinței                                          | Cerințe suplimentare față de document                                                                                                 | Obligativitatea |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1       | Certificat de înregistrare a întreprinderii                              | copie emis de Camera Înregistrării de Stat, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului                         | Obligativ       |
| 2       | DUAE Formularul Standard al Documentului Unic de Achiziții European      | Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului                                                                        | Obligativ       |
| 3       | Certificat de atribuire a contului bancar                                | copie eliberat de banca deținătoare de cont                                                                                           | Obligativ       |
| 4       | Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor | copie eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului-conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova) | Obligativ       |
| 5       | Ultimul raport financiar                                                 | copie confirmată prin semnătura                                                                                                       | Obligativ       |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                              | și ștampila participantului                                                                                                  |            |
| 6  | Formularul ofertei F3.1                                                                                                                                                                                                                                      | original-confirmat prin semnătura și ștampila participantului                                                                | Obligatori |
| 7  | Declarație privind situația personală a operatorului economic                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | Obligatori |
| 8  | Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere                                                                                                                                                                     | Conform F3.4 din Documentația Standard.                                                                                      | Obligatori |
| 9  | Garanția pentru ofertă                                                                                                                                                                                                                                       | Conform F3.2 din Documentația Standard                                                                                       | Obligatori |
| 10 | CertIFICATELE solicitate în lista reagenților și articolelor de laborator                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              | Obligatori |
| 11 | Licența de activitate                                                                                                                                                                                                                                        | copia semnată și ștampilată de participant se prezintă atunci când activitatea lui se licențiază conform prevederilor legale | Obligatori |
| 12 | Lista fondatorilor operatorilor economici – nume, prenume, cod personal                                                                                                                                                                                      | copie confirmată prin semnătura și ștampilată de participant                                                                 | Obligatori |
| 13 | Oferta                                                                                                                                                                                                                                                       | original- confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului                                                  | Obligatori |
| 14 | Formular informativ despre ofertant                                                                                                                                                                                                                          | original-confirmat prin semnătura și ștampila participantului                                                                | Obligatori |
| 15 | Specificația de preț                                                                                                                                                                                                                                         | original-confirmat prin semnătura și ștampila participantului                                                                | Obligatori |
| 16 | Certificatul pentru reactivi                                                                                                                                                                                                                                 | Sa fie anexat certificatul pentru reactivi de la producatorul analizatorului.                                                | Obligatori |
| 17 | Reactivii propusi de la producator din manualul de utilizare.                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | Obligatori |
| 18 | Castigatorul va asigura mentenanta gratuita ( manopera ).                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              | Obligatori |
| 18 | Recipientele (sub forma de casete) de reactivi trebuie să prezinte coduri de bare identificate automat de analizator, să poata fi inregistrate automat ca și caseta de back-up, atunci cand acestea se afla în dublu exemplar, in inventarul analizatorului. |                                                                                                                              | Obligatori |
| 19 | Inginerii care asigura sevice-ul are nevoi de certificat de la producator                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              | Obligatori |
| 20 | Certificat de deservire a analizatorului original, de la producător.                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | Obligatori |

**17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz nu se aplică.**

**18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.**

**19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Livrarea 01.01.2021 – 31.12.2021 cu transport propriu al agentului economic la solicitare (conform**



specificației tehnice din anunțul de participare) la IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1.

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
|---------|----------------------------------|-----------|
|         | Nu se aplică                     |           |

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] prin intermediul SIA RSAP
- pe: [data] prin intermediul SIA RSAP

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.

24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP.

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

*Ofertele întârziate vor fi respinse.*

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".*

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:

româna

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:

nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

28. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică.

29. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu

30. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu se aplică

(se specifică da sau nu)

31. Alte informații relevante: Nu

Conducătorul grupului de lucru:

*S. Corley*

Stepan CALANCEA

