


smi

MATERIALI IMPIEGATI PER LE SUTURE

*Qualità
&
sicurezza*



www.sutures.be

SMI: Suture chirurgiche di qualità superiore

SMI AG fu fondata nel 1987 – prima azienda Belga a produrre suture chirurgiche - cresciuta molto rapidamente fino a diventare oggi un fornitore di suture chirurgiche di caratura mondiale.

L'azienda è situata a San Vith, nelle immediate vicinanze dell' intersezione dei confini tra Belgio, Germania e Lussemburgo.

☒ *ECCELLENTE QUALITÀ E SICUREZZA*

SMI applica gli standard produttivi internazionali quali EN ISO 13485 così come le procedure di buona fabbricazione (GMP).

Tutte le materie prime ed i prodotti finiti sono sottoposti a rigorosi controlli di qualità da parte di un team altamente qualificato.

SMI pone primaria importanza alla soddisfazione del cliente garantendo prodotti di alta qualità ed un eccellente servizio basato sull'attenzione alle sue esigenze ed affidabilità e rapidità nelle spedizioni.

☒ *DIFFUSIONE DI CARATTERE MONDIALE*

SMI esporta in 120 diverse nazioni di tutto il Mondo. Questo risultato le ha garantito l'ottenimento dell' ambito riconoscimento "Royal export Award 2000" assegnato dal BFTB (istituto Belga del commercio estero).


☒ *IL CATALOGO*

Questo catalogo contiene informazioni sull' intera gamma di prodotti SMI, tenuti costantemente presenti a magazzino, pronti per la consegna. Suture con caratteristiche speciali possono essere fornite su richiesta del cliente. SMI è costantemente impegnata ad incrementare la gamma di suture offerte sulla base dell' evoluzione del mercato e delle esigenze dei clienti.

SMI offre tutte le misure di suture da USD 12/0 a USP 6 consentendone l'utilizzo in tutte le specializzazioni incluso la cardiologia, la microchirurgia e la chirurgia oftalmica.

Da molti anni i prodotti SMI sono apprezzati ed impiegati dai migliori chirurghi al mondo.





1 20 01 15 2 P

materiali impiegati per le suture

- 1 CATGUT Plain
- 2 CATGUT Chrom
- 4 SUPRAMIDE
- 5 POLIPROPILENE
- 7 POLIESTERE
- 8 SETA
- 9 DACLON Nylon
- 10 ACCIAIO Monofilamento
- 11 SURGICRYL® PGA Acido poliglicolico
- 13 SURGICRYL® Monofilament Polidiossanone
- 14 SURGICRYL® Rapid Acido poliglicolico
- 15 SURGICRYL® 910 Polyglactide
- 16 SURGICRYL® Monofast Poliglecaprone

calibro del filo

metrico EP

tipo ago

- 03 5/8 cerchio • corpo cilindrico • punta affusolata FR
- 01 1/2 cerchio • corpo cilindrico • punta affusolata HR
- 09 1/2 cerchio • corpo cilindrico • punta affusolata • loop HR
- 02 3/8 cerchio • corpo cilindrico • punta affusolata DR
- 35 3/8 cerchio • corpo cilindrico micro ago • punta affusolata MDR
- 07 1/4 cerchio • corpo cilindrico • punta affusolata VR
- 20 ago retto • corpo cilindrico • punta affusolata GR
- 30 J-ago • corpo cilindrico • punta affusolata JR
- 05 1/2 cerchio • corpo cilindrico • punta triangolare HRT
- 04 3/8 cerchio • corpo cilindrico • punta triangolare DRT
- 31 J-ago • corpo cilindrico • punta triangolare JRT
- I 26 3/8 cerchio • punta sottile micro affilata • coronarica CC
- 14 1/2 cerchio • dorso tagliente HS
- 15 3/8 cerchio • dorso tagliente DS
- 21 ago retto • dorso tagliente GS
- 16 1/2 cerchio • interno tagliente NH
- 17 3/8 cerchio • interno tagliente NS
- 22 1/2 cerchio • spatola tagliente esterno HSP
- 23 3/8 cerchio • spatola tagliente esterno DSP
- 24 1/4 cerchio • spatola tagliente esterno VSP
- 25 ago retto • spatola tagliente esterno GSP
- 18 1/2 cerchio • corpo cilindrico • punta smussa HRB
- 19 3/8 cerchio • corpo cilindrico • punta smussa DRB
- I 00 senza ago

lunghezza ago

millimetri

doppio ago

- U sutura incolore
- P ago Easy Pass
- VB ago nero

Gli aghi delle suture chirurgiche SMI sono prodotti utilizzando le migliori leghe di acciaio disponibili sul mercato, per garantire prestazioni eccezionali, combinando alta duttilità, e forte resistenza alla torsione.

Un avanzato sistema di rivestimento in silicone garantisce una dolce penetrazione nei tessuti e ne riduce il trauma.

La sagoma del corpo dell'ago è progettata per consentire la massima stabilità nel porta aghi.

5/8 CERCHIO



1/2 CERCHIO

3/8 CERCHIO

1/4 CERCHIO


J-AGO

AGO RETTO




PUNTA AFFUSOLATA

Una punta affusolata con corpo cilindrico.




AGO A SEZIONE TRAPEZOIDALE TAGLIO LATERALE

Agno con 2 lati taglienti laterali.




PUNTA "TAPERCUT"

Punta triangolare che gradualmente si trasforma in corpo cilindrico.




AGO A PUNTA SOTTILE MICROAFFILATA - PER CHIRURGIA CORONARICA

Una punta microaffilata seguita da un corpo rotondo e da una parte principale rettangolare per una migliore penetrazione in chirurgia cardiovascolare.




PUNTA A DORSO TAGLIENTE

Un corpo triangolare con una terza lama tagliente sul lato esterno della curvatura.




AGO CONVENZIONALE CON INTERNO TAGLIENTE

Un corpo triangolare con una terza lama tagliente sulla curva interna.



AGO EASY PASS

Punta di precisione con speciale affilatura.




AGO A PUNTA SMUSSA

Agno a corpo cilindrico con punta arrotondata. Per tessuti soffici come fegato e reni. Riduce il rischio di lesioni.

- ✓ *Affilato e resistente*
- ✓ *Passaggio facile nei tessuti*
- ✓ *Ad ogni passaggio la penetrazione è perfetta come nel primo*

L'ago Easy Pass combina tre avanzate tecnologie per generare un ago di precisione di prima qualità



CARATTERISTICHE

- ✓ Punta di precisione con speciale affilatura
- ✓ Una nuova generazione di leghe di acciaio inossidabile
- ✓ Un' avanzata tecnologia di rivestimento con silicone ricopre l' intero ago

BENEFICI


Eccellente penetrazione nei tessuti che ne riduce il trauma e ne garantisce l' integrità
Ottima e prevedibile penetrazione
Affilatura e penetrazione di lunga durata anche dopo numerosi passaggi

Affilatura inalterata dopo numerosi passaggi
Migliore curvatura e resistenza alla rottura
Ottima combinazione di resistenza e duttilità

Superficie estremamente morbida
Migliore penetrazione, controllo e passaggio dell' ago
Mantiene affilatura inalterata anche dopo numerosi passaggi

INDICAZIONI chirurgia plastica e cosmetica

Prestazioni di penetrazione incrementati del 40-50% rispetto agli aghi tradizionali




MATERIALI IMPIEGATI PER LE SUTURE

smi
www.sutures.be

ASSORBIBILI



SURGICRYL®
910
POLYGLACTINE




SURGICRYL®
PGA
POLYGLYCOLIC ACID




SURGICRYL®
RAPID
POLYGLYCOLIC ACID




SURGICRYL®
MONOFAST
POLYGLICAPRONE 25



SURGICRYL®
MONOFILAMENT
POLYDIOXANONE




CATGUT
PLAIN



CATGUT
CHROM


NON-ASSORBIBILI




POLYPROPYLENE
BLUE




POLYESTER




DACLON
NYLON
BLUE




DACLON
NYLON
BLACK




SILK
BRAIDED
BLACK



SILK
VIRGIN
BLUE



STEEL
MONOFILAMENT



SUPRAMID
BLACK

Suture in confezioni di alluminio

assorbibili

-  SURGICRYL[®] 910 Polyglactide 910
-  SURGICRYL[®] PGA Acido poliglicolico
-  SURGICRYL[®] Rapid Acido poliglicolico
-  SURGICRYL[®] Monofast Poliglecaprone
-  SURGICRYL[®] Monofilament Polidiossanone

Perdita resistenza tensile nel tempo:



non-assorbibili

-  POLIPROPILENE
-  DACLON Nylon
-  SUPRAMIDE Polyamide
-  SETA Rivestita
-  POLIESTERE
-  ACCIAIO Monofilamento

Microchirurgia

assorbibili

-  SURGICRYL[®] 910 Polyglactide 910

non-assorbibili

-  DACLON Nylon
-  POLIPROPILENE

Chirurgia oftalmica

assorbibili

-  SURGICRYL[®] PGA Acido poliglicolico
-  SURGICRYL[®] 910 Polyglactide 910

non-assorbibili

-  SETA Vergine
-  SETA Rivestita
-  DACLON Nylon
-  POLIESTERE
-  POLIPROPILENE

Prodotti speciali

Suturatrici e rimozione suture
Biopsy punch
Mobiletto per suture
Rete di polipropilene
Lame chirurgiche e scalpelli
Episio set
Set per la cervice

Patella set
Pilomat - divisore e polverizzatore di pillole
Aghi chirurgici
Pennarello per la pelle
Cera per ossa
Spugna SMI - Spugna di gelatina emostatica assorbibile

Suture confezionate in cassette

assorbibili

-  SURGICRYL[®] PGA Acido poliglicolico
-  SURGICRYL[®] PGA Plus Acido poliglicolico
-  SURGICRYL[®] Monofilament Polidiossanone
-  SURGICRYL[®] Monofast Poliglecaprone
-  CATGUT Plain
-  CATGUT Chrom

non-assorbibili


-  SETA Rivestita nera
-  SUPRAMID Polyamide bianca
-  SUPRAMID Polyamide nera
-  LINAFILE Naturale
-  VITAFIL Polyester bianca
-  DERMAFIL Polyester verde
-  DACLON Nylon
-  ACCIAIO Monofilamento

Per più accurate informazioni tecniche, leggere il libretto illustrativo del prodotto.
La lista completa dei prodotti SMI è sul sito www.sutures.be.

SURGICRYL[®]

910

POLYGLACTINE



Тип	Плетеный полифиламент с покрытием
Состав	Полиглактин 910, кополимер, состоящий на 90% из гликолидной кислоты и на 10% из L-лактида
Покрывтие	Поли-гликолид-ко-L-лактид и стеарат кальция (<1%)
Цвет	Фиолетовый
Тканевая реакция	Минимальная
Рассасывание	За счет гидролиза. Полное рассасывание от 56 до 70 дней. 50-ти % потеря прочности происходит через 21 день после имплантации.
Комплект поставки	Коробка с 12 упаковками



Качество
и
надежность

smi

www.sutures.be



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ☒ Высокая прочность на растяжение
- ☒ Синтетический
- ☒ Рассасывается за счет гидролиза
- ☒ Плетеная структура
- ☒ Полифиламент с покрытием
- ☒ Герметичная упаковка

ПОКАЗАНИЯ

Бщая аппроксимация мягких тканей и/или наложение лигатур

особенно в

- Общая хирургия
- Кожные швы
- Желудочно-кишечная хирургия
- Пластическая хирургия
- Офтальмологическая хирургия
- Гинекология
- Акушерство
- Ортопедия
- Урология

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная поддержка тканей
- Минимальная тканевая реакция
- Предсказуемая динамика рассасывания
- Великолепные эргономичные свойства
- Высокая гибкость
- Высокая прочность на растяжение
- Отличная защита узлов
- Легко и с минимальным травматизмом проникает сквозь ткани
- Хорошая завязка узла / регулировка
- Низкая капиллярность
- Гарантированная герметичность и стерильность продукта


ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Сердечно-сосудистая хирургия
Нейрохирургия


Не используется для аппроксимации тканей в течение длительного периода времени.

Использовать с осторожностью для пациентов с замедленным восстановлением после операции (т.е. с ослабленной иммунной системой).

ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ



РАССАСЫВАНИЕ





Without needle

Metric	USP	Length	Order number
--------	-----	--------	--------------

1.5	4/0	150 cm	<i>violet</i>	15150015
2	3/0	150 cm	<i>violet</i>	15200015
3	2/0	150 cm	<i>violet</i>	15300015
3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	15350015
4	1	150 cm	<i>violet</i>	15400015
5	2	150 cm	<i>violet</i>	15500015
3	2/0	3 x 45 cm	<i>violet</i>	15300045-3
3.5	0	3 x 45 cm	<i>violet</i>	15350045-3
1.5	4/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	15150045-6
2	3/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	15200045-6
3	2/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	15300045-6
3.5	0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	15350045-6
1.5	4/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15150045
2	3/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15200045
3	2/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15300045
3.5	0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15350045
4	1	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15400045
5	2	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15500045
2	3/0	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15200070-2
3	2/0	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15300070-2
3.5	0	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15350070-2
4	1	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15400070-2
5	2	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15500070-2
4	1	7 x 75 cm	<i>violet</i>	15400075



Without needle

Ligapack



Metric	USP	Length	Order number
--------	-----	--------	--------------

2	3/0	250 cm	<i>violet</i>	15200025
3	2/0	250 cm	<i>violet</i>	15300025
3.5	0	250 cm	<i>violet</i>	15350025
4	1	250 cm	<i>violet</i>	15400025
5	2	250 cm	<i>violet</i>	15500025



Round bodied taper point

1/2 circle



		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	HR 13 mm	0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	15070113
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15100113
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150113
	HR 17 mm	0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	15070117
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15100117
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150117
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200117
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300117
	HR 22 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150122
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200122
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300122
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400122
	HR 26 mm	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15100126
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150126
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200126
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300126
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	15300126U
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350126
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400126
		5	2	75 cm	<i>violet</i>	15500126
	HR 30 mm	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200130
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300130
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350130
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400130
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500130
	HR 36 mm	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200136
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300136
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	15300136U
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350136
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15400136
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500136



Round bodied taper point

1/2 circle



		Metric	USP	Length		Order number
HR 40 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200140
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300140
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350140-75
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350140
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400140-75
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15400140
		5	2	75 cm	<i>violet</i>	15500140-75
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500140
HR 45 mm		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15400145
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500145
HR 48 mm		3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	15300148
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350148
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15400148
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500148
HR 60 mm		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400160
HR 65 mm		3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	15300165
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350165
HR 80 mm		4	1	100 cm	<i>violet</i>	15400180




Round bodied taper point double armed

1/2 circle



		Metric	USP	Length		Order number
2 x HR 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200126-2
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300126-2

 Round bodied taper point loop	Metric	USP	Length	Order number		
1/2 circle 	HR 45 mm 	3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	15350945

 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number		
5/8 circle 	FR 27 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300327
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350327

 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number			
3/8 circle 	DR 17 mm		1.5	4/0	45 cm	<i>violet</i>	15150217
	DR 22 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200222
	DR 30 mm		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400230
	DR 32 mm		3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	15300232
			3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350232

Reverse cutting			Metric	USP	Length	Order number	
1/2 circle 	HS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	15071412
	HS 17 mm		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15101417
			1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151417
	HS 22 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201422
	HS 23 mm		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501423
	HS 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201426
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301426
			3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15351426
			4	1	75 cm	<i>violet</i>	15401426
	HS 30 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201430



Reverse cutting

1/2 circle




		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	HS 36 mm	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301436
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15351436
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15401436
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501436
	HS 40 mm	2	3/0	90 cm	<i>violet</i>	15201440
		3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	15301440
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15351440
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15401440
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501440
	HS 48 mm	3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15351448
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15401448
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501448



Reverse cutting

3/8 circle



		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	DS 12 mm	0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	15071512
		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	15101512
		1.5	4/0	45 cm	<i>violet</i>	15151512
	DS 16 mm	0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	15071516
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15101516
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151516
		2	3/0	45 cm	<i>violet</i>	15201516-45
	DS 16 mm Easy Pass	2	3/0	50 cm	<i>undyed</i>	15201516UP
	DS 16 mm black	0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	15071516VB
	DS 19 mm	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15101519
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151519
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201519
	DS 19 mm Easy Pass	1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	15151519UP
		2	3/0	50 cm	<i>undyed</i>	15201519UP
	DS 19 mm black	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15101519VB
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151519VB
	DS 24 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151524
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201524
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301524
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15351524

 Reverse cutting			Metric	USP	Length		Order number
	DS 24 mm Easy Pass		2	3/0	50 cm	undyed	15201524UP
	DS 26 mm		2	3/0	75 cm	violet	15201526
			3	2/0	75 cm	violet	15301526
	DS 26 mm Easy Pass		2	3/0	75 cm	undyed	15201526UP
	DS 30 mm		2	3/0	75 cm	violet	15201530
			3	2/0	75 cm	violet	15301530
			3	2/0	90 cm	violet	15301530-90
			3.5	0	75 cm	violet	15351530
			3.5	0	90 cm	violet	15351530-90
	DS 30 mm Easy Pass		3	2/0	75 cm	undyed	15301530UP-75
	DS 36 mm		3	2/0	75 cm	violet	15301536
			3.5	0	75 cm	violet	15351536
			4	1	75 cm	violet	15401536
	DS 40 mm		3.5	0	75 cm	violet	15351540
			4	1	75 cm	violet	15401540
	DS 45 mm		3	2/0	75 cm	violet	15301545
	DS 80 mm		7	5	150 cm	violet	15701580

 Round bodied taper cutting point			Metric	USP	Length		Order number
	HRT 13 mm		1.5	4/0	75 cm	violet	15150513
	HRT 17 mm		1.5	4/0	75 cm	violet	15150517
			2	3/0	75 cm	violet	15200517
	HRT 26 mm		1.5	4/0	75 cm	violet	15150526
			2	3/0	75 cm	violet	15200526
			3	2/0	75 cm	violet	15300526
	HRT 30 mm		3	2/0	75 cm	violet	15300530
			3.5	0	75 cm	violet	15350530
			4	1	75 cm	violet	15400530



Round bodied taper cutting point

			Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HRT 36 mm		3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	15300536
			3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350536
			4	1	90 cm	<i>violet</i>	15400536
	HRT 40 mm		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350540
			4	1	90 cm	<i>violet</i>	15400540
			5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500540
	HRT 48 mm		8	6	150 cm	<i>violet</i>	15800548



Round bodied taper cutting point

			Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DRT 17 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150417
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200417



Round bodied taper cutting point

			Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DRT 13 mm		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15100530-0413
	HRT 30 mm						



Round bodied taper point Round bodied taper cutting point


			Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HR 40 mm		4	1	180 cm	<i>violet</i>	15400140-0540-180
	HRT 40 mm						



Cutting

			Metric	USP	Length		Order number
Straight 	GS 60 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15202160
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15302160

 Blunt		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HRB 36 mm	 3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15351836
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15401836
	HRB 40 mm	 4	1	90 cm	<i>violet</i>	15401840
	HRB 45 mm	 5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501845

 Blunt		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DRB 63 mm	 4	1	100 cm	<i>violet</i>	15401963
	DRB 85 mm	 5	2	75 cm	<i>violet</i>	15501985

SURGICRYL[®]

PGA

POLYGLYCOLIC ACID

SURGICRYL[®]
PGA
POLYGLYCOLIC ACID



Тип	Плетеный полифиламент с покрытием
Состав	Полигликолиевая кислота
Покрывтие	Поликапролактон и стеарат кальция (1%)
Цвет	Фиолетовый / Беж - неокрашенный
Тканевая реакция	Минимальная
Рассасывание	За счет гидролиза. Полное рассасывание от 60 до 90 дней. 50-ти % потеря прочности происходит через 21 день после имплантации
Комплект поставки	Коробка с 12 упаковками



Качество
и
надежность

smi

www.sutures.be

SURGICRYL®

PGA
POLYGLYCOLIC ACID

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Высокая прочность на растяжение
- ✓ Синтетический
- ✓ Рассасывается за счет гидролиза
- ✓ Плетеная структура

- ✓ Полифиламент с покрытием

- ✓ Герметичная упаковка

ПРЕИМУЩЕСТВА

Отличная поддержка тканей

Минимальная тканевая реакция

Предсказуемая динамика рассасывания

Великолепные эргономичные свойства

Высокая гибкость

Высокая прочность на растяжение

Отличная защита узлов

Легко и с минимальным травматизмом проникает
сквозь ткани

Хорошая завязка узла / регулировка

Низкая капиллярность

Гарантированная герметичность и стерильность
продукта

ПОКАЗАНИЯ

Бщая аппроксимация мягких
тканей и/или наложение
лигатур

особенно в

Общая хирургия
Кожные швы
Желудочно-кишечная хирургия
Гинекология
Акушерство
Пластическая хирургия
Урология
Офтальмологическая хирургия
Ортопедия


ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Сердечно-сосудистая хирургия
Нейрохирургия


Не используется для
аппроксимации тканей в течение
длительного периода времени.

Использовать с осторожностью
для пациентов с замедленным
восстановлением после операции
(т.е. с ослабленной иммунной
системой).

ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ



РАССАСЫВАНИЕ





Without needle

Metric	USP	Length		Order number
2	3/0	150 cm	<i>violet</i>	11200015
3	2/0	150 cm	<i>violet</i>	11300015
3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	11350015
4	1	150 cm	<i>violet</i>	11400015
5	2	150 cm	<i>violet</i>	11500015
6	3&4	150 cm	<i>violet</i>	11600015
7	5	150 cm	<i>violet</i>	11700015
8	6	150 cm	<i>violet</i>	11800015
1.5	4/0	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11150050
2	3/0	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11200050
3	2/0	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11300050
3.5	0	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11350050
4	1	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11400050
5	2	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11500050
2	3/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11200045
3	2/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11300045
3.5	0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11350045
4	1	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11400045
5	2	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11500045
1.5	4/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11150045-6
2	3/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11200045-6
3	2/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11300045-6
3.5	0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11350045-6
4	1	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11400045-6
5	2	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11500045-6
2	3/0	10 x 60 cm	<i>violet</i>	11200060
3	2/0	10 x 60 cm	<i>violet</i>	11300060
2	3/0	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11200070
3	2/0	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11300070
3.5	0	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11350070
4	1	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11400070
5	2	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11500070



Without needle

Ligapack



Metric	USP	Length		Order number
--------	-----	--------	--	--------------

1.5	4/0	250 cm	<i>violet</i>	11150025
2	3/0	250 cm	<i>violet</i>	11200025
3	2/0	250 cm	<i>violet</i>	11300025
3.5	0	250 cm	<i>violet</i>	11350025
4	1	250 cm	<i>violet</i>	11400025
5	2	250 cm	<i>violet</i>	11500025
6	3&4	250 cm	<i>violet</i>	11600025



Round bodied taper point

Metric	USP	Length		Order number
--------	-----	--------	--	--------------

1/2 circle



HR 13 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	11070113
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	11100113
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11150113
HR 17 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	11070117
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	11100117
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11150117
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200117
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300117
HR 22 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11150122
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200122
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	11200122U
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300122
HR 26 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11150126
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200126
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	11200126U
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300126
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	11300126U
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11350126
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	11400126
HR 30 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200130
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300130
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	11300130U
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11350130
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	11400130
HR 36 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200136
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300136
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11350136
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	11400136

 Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
 1/2 circle	HR 40 mm	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300140
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11350140
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	11400140-75
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	11400140
		5	2	75 cm	<i>violet</i>	11500140-75
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	11500140
	HR 48 mm	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300148
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11350148
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	11400148
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	11500148
		6	3&4	90 cm	<i>violet</i>	11600148

 Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
 3/8 circle	DR 17 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11150217
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200217
	DR 25 mm	4	1	75 cm	<i>violet</i>	11400225

 Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
 5/8 circle	FR 27 mm	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300327

 Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
 J-needle	JR 36 mm	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11303036
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11353036
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	11403040

 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number	
5/8 circle  J-needle 	JR 36 mm FR 27 mm 	3.5	0	75 cm	<i>violet</i> 11353036-0327

 Round bodied taper point loop	Metric	USP	Length	Order number	
1/2 circle 	HR 50 mm 	4	1	150 cm	<i>violet</i> 11400950

 Round bodied taper cutting point	Metric	USP	Length	Order number			
1/2 circle 	HRT 26 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300526
	HRT 30 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300530
			3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11350530
			4	1	75 cm	<i>violet</i>	11400530
	HRT 36 mm		3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	11300536
			3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11350536
			4	1	90 cm	<i>violet</i>	11400536
	HRT 40 mm		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11350540
			4	1	90 cm	<i>violet</i>	11400540
			5	2	90 cm	<i>violet</i>	11500540
	HRT 48 mm		4	1	90 cm	<i>violet</i>	11400548

 Round bodied taper cutting point	Metric	USP	Length	Order number	
J-needle 	JRT 31 mm 	4	1	75 cm	<i>violet</i> 11403131




Reverse cutting

3/8 circle



			Metric	USP	Length		Order number
DS 12 mm			0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	11071512
			0.7	6/0	45 cm	<i>undyed</i>	11071512U
			1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	11101512
			1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11151512
DS 12 mm Easy Pass			0.7	6/0	50 cm	<i>undyed</i>	11071512UP
			1	5/0	50 cm	<i>undyed</i>	11101512UP
			1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	11151512UP
DS 16 mm			0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	11071516
			1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	11101516
			1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	11101516U
			1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11151516
			1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	11151516U
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201516
DS 16 mm Easy Pass			1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	11151516UP
DS 19 mm			1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	11101519
			1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11151519
			1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	11151519U
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201519
			2	3/0	90 cm	<i>violet</i>	11201519-90
			2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	11201519U
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301519
DS 19 mm Easy Pass			1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	11151519UP
			2	3/0	50 cm	<i>undyed</i>	11201519UP
DS 24 mm			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201524
			2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	11201524U
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301524
			3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	11301524U
			3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11351524
DS 24 mm Easy Pass			2	3/0	50 cm	<i>undyed</i>	11201524UP
			3	2/0	50 cm	<i>undyed</i>	11301524UP
DS 30 mm			1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11151530
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201530
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301530
			3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	11301530U
			3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11351530
			4	1	75 cm	<i>violet</i>	11401530
			5	2	75 cm	<i>violet</i>	11501530

Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DS 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301536
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11351536
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	11401536
		5	2	75 cm	<i>violet</i>	11501536
	DS 40 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301540
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11351540
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	11401540
		5	2	75 cm	<i>violet</i>	11501540

Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HS 22 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201422
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	11201422U
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301422
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	11301422U
	HS 26 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11151426
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201426
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301426
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11351426
	HS 30 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201430
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301430
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	11501430
	HS 36 mm 	3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	11301436
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11351436
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	11401436
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	11501436
	HS 40 mm 	3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	11301440
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11351440
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	11401440
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	11501440
	HS 48 mm 	3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11351448
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	11401448
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	11501448
		6	3&4	90 cm	<i>violet</i>	11601448

 Cutting		Metric	USP	Length		Order number
Straight 	GS 60 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11202160
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	11202160U
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11302160
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	11302160U

 Cutting		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	NS 16 mm 	1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	11101716

SURGICRYL[®]

RAPID

POLYGLYCOLIC ACID



Тип	Плетеный полифиламент с покрытием
Состав	Полигликолиевая кислота
Покрывтие	Поликапролактон и стеарат кальция (1%)
Цвет	Беж - неокрашенный / Фиолетовый
Тканевая реакция	Минимальная
Рассасывание	За счет гидролиза. Полное рассасывание приблизительно за 42 дня. 50-ти % потеря прочности происходит через 7 дней после имплантации.
Комплект поставки	Коробка с 12 упаковками



Качество
и
надежность

smi

www.sutures.be

SURGICRYL®

RAPID

POLYGLYCOLIC ACID

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Высокая начальная прочность на растяжение
- ✓ Синтетический
- ✓ Рассасывается за счет гидролиза
- ✓ Плетеная структура
- ✓ Полифиламент с покрытием
- ✓ Герметичная упаковка

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная поддержка тканей
- Минимальная тканевая реакция
- Предсказуемая динамика рассасывания, быстрое поглощение массы
- Великолепные эргономичные свойства
- Высокая гибкость
- Высокая прочность на растяжение
- Отличная защита узлов
- Легко и с минимальным травматизмом проникает сквозь ткани
- Хорошая завязка узла / регулировка
- Низкая капиллярность
- Гарантированная герметичность и стерильность продукта

ПОКАЗАНИЯ Поверхностная мягкая ткань
Только для закрытия кожи и слизистой оболочки


особенно в Пластическая хирургия
Акушерство (восстановление эпизиотомии)
Гинекология
Урология (обрезание)
Офтальмологическая хирургия (Конъюктива)
Детская хирургия

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ Сердечно-сосудистая хирургия
Нейрохирургия
Наложение лигатур


Когда требуется поддержка раны более 7 дней.

Использовать с осторожностью для пациентов с замедленным восстановлением после операции (т.е. с ослабленной иммунной системой).

ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ



РАССАСЫВАНИЕ





Without needle

Metric USP Length Order number

2	3/0	150 cm	<i>undyed</i>	14200015
3	2/0	150 cm	<i>undyed</i>	14300015
3.5	0	150 cm	<i>undyed</i>	14350015
4	1	150 cm	<i>undyed</i>	14400015
5	2	150 cm	<i>undyed</i>	14500015




Round bodied taper point

Metric USP Length Order number


1/2 circle




HR 13 mm		1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	14100113
HR 17 mm		1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	14100117
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	14150117
HR 22 mm		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200117
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	14150122
HR 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200122
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300122
HR 30 mm		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200126
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300126
		3.5	0	75 cm	<i>undyed</i>	14350126
HR 36 mm		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14200130
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300130
		3.5	0	75 cm	<i>undyed</i>	14350130
HR 40 mm		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300136
		3.5	0	90 cm	<i>undyed</i>	14350136
		4	1	90 cm	<i>undyed</i>	14400136
HR 48 mm		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300140
		3.5	0	90 cm	<i>undyed</i>	14350140
		4	1	90 cm	<i>undyed</i>	14400140
HR 48 mm		5	2	90 cm	<i>undyed</i>	14500140
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14300148
		3.5	0	90 cm	<i>undyed</i>	14350148
HR 48 mm		4	1	90 cm	<i>undyed</i>	14400148
		5	2	90 cm	<i>undyed</i>	14500148


Reverse cutting			Metric	USP	Length	Order number
 3/8 circle	DS 12 mm		0.7	6/0	75 cm	undyed 14071512
			1	5/0	75 cm	undyed 14101512
			1.5	4/0	75 cm	undyed 14151512
	DS 12 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	undyed 14071512P
			1	5/0	50 cm	undyed 14101512P
			1.5	4/0	50 cm	undyed 14151512P
	DS 16 mm		1	5/0	75 cm	undyed 14101516
			1.5	4/0	75 cm	undyed 14151516
			2	3/0	45 cm	undyed 14201516
	DS 16 mm black		1	5/0	75 cm	undyed 14101516VB
	DS 19 mm		1	5/0	75 cm	undyed 14101519
			1.5	4/0	75 cm	undyed 14151519
			2	3/0	75 cm	undyed 14201519
			3	2/0	75 cm	undyed 14301519
	DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	undyed 14151519P
			2	3/0	50 cm	undyed 14201519P
	DS 19 mm black		1.5	4/0	75 cm	undyed 14151519VB
			2	3/0	75 cm	undyed 14201519VB
	DS 24 mm		2	3/0	75 cm	undyed 14201524
			3	2/0	75 cm	undyed 14301524
	DS 24 mm Easy Pass		3	2/0	50 cm	undyed 14301524P
	DS 26 mm		2	3/0	75 cm	undyed 14201526
			3	2/0	75 cm	undyed 14301526
			3.5	0	75 cm	undyed 14351526
	DS 30 mm		3.5	0	90 cm	undyed 14351530
	DS 36 mm		3	2/0	75 cm	undyed 14301536
			3.5	0	75 cm	undyed 14351536

Reverse cutting		Episio Set		Order number
Round bodied taper cutting point				
3/8 circle			1 x USP 2/0 – DS 26 mm – 75 cm 2 x USP 0 – HRT 40 mm – 90 cm	undyed S-1430-1435
1/2 circle				
	DS 26 mm HRT 40 mm			


 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
	HS 17 mm	1.5	4/0	45 cm	undyed	14151417
		2	3/0	45 cm	undyed	14201417
	HS 36 mm	3	2/0	75 cm	undyed	14301436
		3.5	0	75 cm	undyed	14351436
	HS 40 mm	3.5	0	90 cm	undyed	14351440
		4	1	90 cm	undyed	14401440
		5	2	90 cm	undyed	14501440

 Cutting		Metric	USP	Length		Order number
Straight	GS 60 mm	2	3/0	75 cm	undyed	14202160

 Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number
	HRT 17 mm	2	3/0	75 cm	undyed	14200517
	HRT 26 mm	2	3/0	75 cm	undyed	14200526
		3	2/0	75 cm	undyed	14300526
	HRT 36 mm	3	2/0	90 cm	undyed	14300536
		3.5	0	90 cm	undyed	14350536
		4	1	90 cm	undyed	14400536
	HRT 40 mm	3	2/0	90 cm	undyed	14300540
		3.5	0	90 cm	undyed	14350540
		4	1	90 cm	undyed	14400540
	HRT 48 mm	3.5	0	90 cm	undyed	14350548

 Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number
	DRT 16 mm	1	5/0	75 cm	undyed	14100416
		1.5	4/0	75 cm	undyed	14150416
		2	3/0	75 cm	undyed	14200416
	DRT 19 mm	1.5	4/0	75 cm	undyed	14150419
		2	3/0	75 cm	undyed	14200419

SURGICRYL® MONOFAST POLYGLYCAPRONE 25



Тип	Монофиламент
Состав	Полиглекапрон-25, кополимер гликолида (75%) и эpsilon-капролактона (25%)
Покрытие	Нет
Цвет	Фиолетовый / Беж - неокрашенный
Тканевая реакция	Минимальная
Рассасывание	За счет гидролиза. Полное рассасывание 90 -110 дней. 75-ти % потеря прочности происходит через 7 дней после имплантации.
Комплект поставки	Коробка с 12 упаковками



Качество
и
надежность

smi

www.sutures.be

SURGICRYL[®]

MONOFAST

POLYGLECAPRONE 25

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Высокая прочность на растяжение
- ✓ Синтетический
- ✓ Рассасывается за счет гидролиза
- ✓ Монофиламент однородного диаметра

- ✓ Пластичность и мягкость

- ✓ Герметичная упаковка

ПРЕИМУЩЕСТВА

Отличная поддержка тканей

Минимальная тканевая реакция

Предсказуемая динамика рассасывания

Легко и с минимальным травматизмом проникает
сквозь ткани

Отсутствие капиллярности (отсутствие возможности
роста бактерий)

Отличная прочность узла

Хорошие манипуляционные свойства
Простой и надежный узел

Гарантированная герметичность и стерильность
продукта

ПОКАЗАНИЯ Поверхностные мягкие ткани
и / или лигирование

особенно в


- Общая хирургия
- Кожные швы
- Пластическая хирургия
- Желудочно-кишечная хирургия
- Гинекология
- Урология

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ Сердечно-сосудистая хирургия
Нейрохирургия
Офтальмологическая хирургия


Не используется для
аппроксимации тканей в течение
длительного периода времени.

Использовать с осторожностью
для пациентов с замедленным
восстановлением после операции
(т.е. с ослабленной иммунной
системой).

ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ



РАССАСЫВАНИЕ



 Without needle	Metric	USP	Length		Order number
	3	2/0	150 cm	<i>violet</i>	16300015
	3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	16350015
	4	1	150 cm	<i>violet</i>	16400015
	5	2	120 cm	<i>violet</i>	16500012
	5	2	150 cm	<i>violet</i>	16500015

 Without needle	Metric	USP	Length		Order number
Ligapack					
	5	2	250 cm	<i>violet</i>	16500025

 Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number	
	HR 13 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	16070113
			1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	16100113
			1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16150113
	HR 17 mm		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	16100117
			1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16150117
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16200117
	HR 22 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16150122
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16200122
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16300122
	HR 26 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16150126
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16200126
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16300126
			3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	16350126
	HR 30 mm		4	1	75 cm	<i>violet</i>	16400126
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16200130
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16300130
			3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	16350130
	HR 36 mm		4	1	75 cm	<i>violet</i>	16400130
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16300136
			3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	16350136
	HR 40 mm		4	1	90 cm	<i>violet</i>	16400136
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16300140
			3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	16350140
				4	1	90 cm	<i>violet</i>

 Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HR 48 mm		3.5	0	90 cm	<i>violet</i> 16350148
			4	1	90 cm	<i>violet</i> 16400148
	HR 65 mm		3	2/0	90 cm	<i>violet</i> 16300165

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>undyed</i> 16071512
			0.7	6/0	75 cm	<i>undyed</i> 16071512-75
			0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i> 16071512V
			1	5/0	45 cm	<i>undyed</i> 16101512
			1	5/0	45 cm	<i>violet</i> 16101512V
	DS 12 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	<i>undyed</i> 16071512P
			1	5/0	50 cm	<i>undyed</i> 16101512P
			1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i> 16151512P
	DS 16 mm		1	5/0	75 cm	<i>undyed</i> 16101516
			1	5/0	75 cm	<i>violet</i> 16101516V
			1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i> 16151516
			1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 16151516V
			2	3/0	75 cm	<i>undyed</i> 16201516
	DS 16 mm Easy Pass		1	5/0	50 cm	<i>undyed</i> 16101516P
			1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i> 16151516P
	DS 16 mm black		1	5/0	75 cm	<i>violet</i> 16101516VB
	DS 19 mm		1	5/0	45 cm	<i>undyed</i> 16101519
			1	5/0	75 cm	<i>violet</i> 16101519V
			1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i> 16151519
			1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 16151519V
			2	3/0	75 cm	<i>undyed</i> 16201519
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 16201519V
			3	2/0	75 cm	<i>undyed</i> 16301519
	DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i> 16151519P
			2	3/0	50 cm	<i>undyed</i> 16201519P

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DS 19 mm black 	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	16101519VB
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16151519VB
	DS 24 mm 	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	16201524
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301524
	DS 24 mm Easy Pass 	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	16201524P-75
	DS 26 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	16151526
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	16201526
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16201526V
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301526
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16301526V
	DS 30 mm 	3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	16351530V
	DS 40 mm 	3.5	0	75 cm	<i>undyed</i>	16351540
		4	1	90 cm	<i>undyed</i>	16401540

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HS 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301436
		3.5	0	75 cm	<i>undyed</i>	16351436
	HS 40 mm 	4	1	90 cm	<i>undyed</i>	16401440

 Cutting		Metric	USP	Length		Order number
Straight 	GS 60 mm 	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	16202160
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16302160

 Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DRT 16 mm 	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	16100416



Blunt

1/2 circle



HRB 40 mm



3.5

USP

0

Length

90 cm

violet

Order number

16351840

HRB 48 mm



4

1

90 cm


violet

16401848

SURGICRYL[®]

MONOFILAMENT

POLYDIOXANONE



Тип	Монофиламент
Состав	Полидиоксанон Полимер полиэстера поли (п-диоксанон)
Покрытие	Нет
Цвет	Фиолетовый
Тканевая реакция	Минимальная
Рассасывание	За счет гидролиза. Полное рассасывание приблизительно от 180 до 210 дней. 50-ти % потеря прочности происходит через 28-42 дня после имплантации.
Комплект поставки	Коробка с 12 упаковками



Качество
и
надежность

smi

www.sutures.be

SURGICRYL[®]

MONOFILAMENT

POLYDIOXANONE

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Высокая прочность на растяжение, сохраняющаяся в течение продолжительного времени
- ✓ Синтетический
- ✓ Рассасывается за счет гидролиза
- ✓ Монофиламент однородного диаметра
- ✓ Пластичность и мягкость
- ✓ Герметичная упаковка

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличные характеристики прочности на растяжение для поддержки обширных ран
- Минимальная тканевая реакция
- Предсказуемая динамика рассасывания
- Легко и с минимальным травматизмом проникает сквозь ткани
- Отсутствие капиллярности (отсутствие возможности роста бактерий)
- Отличная прочность узла
- Хорошие манипуляционные свойства
- Простой и надежный узел
- Гарантированная герметичность и стерильность продукта

ПОКАЗАНИЯ

Общая аппроксимация мягких тканей

особенно в

- Общая хирургия
- Желудочно-кишечная хирургия
- Офтальмологическая хирургия
- Ортопедия
- Наложении швов брюшины
- Гинекология
- Пластическая хирургия
- Урология

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Сердечно-сосудистая хирургия


Нейрохирургия

Протезирование


Если требуется поддержка раны в течение более чем 6 недель.

Использовать с осторожностью для пациентов с замедленным восстановлением после операции (т.е. с ослабленной иммунной системой).

ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ



РАССАСЫВАНИЕ



 Without needle	Metric	USP	Length		Order number
	5	2	150 cm	<i>violet</i>	13500015
	6	3&4	150 cm	<i>violet</i>	13600015


 Without needle	Metric	USP	Length		Order number
--	--------	-----	--------	--	--------------


Ligapack



2	3/0	250 cm	<i>violet</i>	13200025
---	-----	--------	---------------	----------

 Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number	
1/2 circle 	HR 13 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	13070113
			1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13100113
	HR 17 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	13070117
			1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13100117
			1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13150117
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13200117
	HR 22 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13150122
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13200122
	HR 26 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13150126
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13200126
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13300126
			3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	13350126
	HR 30 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13200130
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13300130
			3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	13350130
	HR 36 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13300136
			3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	13350136
			4	1	90 cm	<i>violet</i>	13400136
	HR 40 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13300140
			3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	13350140
			4	1	90 cm	<i>violet</i>	13400140
			5	2	90 cm	<i>violet</i>	13500140
	HR 48 mm		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	13350148
			4	1	90 cm	<i>violet</i>	13400148
			5	2	90 cm	<i>violet</i>	13500148

 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number		
3/8 circle 	DR 13 mm 	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13100213
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13150213
 Round bodied taper point double armed	Metric	USP	Length	Order number		
1/2 circle 	2 x HR 13 mm 	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13100113-2
	2 x HR 17 mm 	1	5/0	90 cm	<i>violet</i>	13100117-2
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13150117-2
 Round bodied taper point double armed	Metric	USP	Length	Order number		
3/8 circle 	2 x DR 13 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	13070213-2
 Round bodied taper point loop	Metric	USP	Length	Order number		
1/2 circle 	HR 40 mm 	3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	13350940
		4	1	150 cm	<i>violet</i>	13400940
	HR 50 mm 	3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	13350950
		4	1	150 cm	<i>violet</i>	13400950
		5	2	150 cm	<i>violet</i>	13500950
	HR 65 mm 	4	1	150 cm	<i>violet</i>	13400965


 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DS 12 mm	0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	13071512
		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	13101512
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13151512
	DS 16 mm	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13101516
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13151516
	DS 16 mm Easy Pass	1	5/0	50 cm	<i>violet</i>	13101516P
	DS 16 mm black	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13101516VB
	DS 19 mm	1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	13101519
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13101519-75
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13151519
		1.5	4/0	90 cm	<i>violet</i>	13151519-90
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13201519
	DS 19 mm black	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13151519VB
	DS 24 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13151524
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13201524
		2	3/0	90 cm	<i>violet</i>	13201524-90
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13301524
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	13351524
	DS 26 mm	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13201526
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13301526
	DS 30 mm	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13301530
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	13351530
	DS 40 mm	4	1	90 cm	<i>violet</i>	13401540
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	13501540

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HS 36 mm	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13301436
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	13351436
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	13401436

 Blunt loop		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HRB 50 mm	4	1	150 cm	<i>violet</i>	13401850

CATGUT

PLAIN



Тип	Крученный полифиламент с внешним видом монофиламент
Состав	соединительная ткань серозного слоя кишечника крупного рогатого скота, из стран, где не существует опасности заражения КГЭ (коровья губчатая энцефалопатия).
Покрытие	Нет
Цвет	Слоновья кость
Тканевая реакция	Умеренная
Рассасывание	За счет фагоцитоза. Полное рассасывание в течение 63 дней. 50-ти % потеря прочности происходит через 7 дней после имплантации. При использовании в инфицированных тканях, или в тканях с повышенным содержанием протолитических ферментов (желудок, вагина) скорость рассасывания увеличивается.
Комплект поставки	Коробка с 12 упаковками

Качество
и
надежность



www.sutures.be

CATGUT

PLAIN

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Высокая прочность на растяжение
- ✓ Рассасывается за счет фагоцитоза
- ✓ Крученая структура
- ✓ Однородный диаметр с бесцентровой шлифовкой (внешний вид монофиламента)
- ✓ Герметичная упаковка


ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная поддержка тканей
- Равномерное рассасывание
- Великолепные эргономичные свойства
- Высокая гибкость
- Высокая прочность на растяжение
- Отличная защита узлов
- Легко и с минимальным травматизмом проникает сквозь ткани
- Отличная прочность узла
- Гарантированная герметичность и стерильность продукта


ПОКАЗАНИЯ Бщая аппроксимация мягких тканей и/или наложение лигатур
особенно в
Общая хирургия
Желудочно-кишечная хирургия
Гинекология
Акушерство
Урология
Офтальмологическая хирургия

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ Сердечно-сосудистая хирургия
Нейрохирургия
Не используется для аппроксимации тканей в течение длительного периода времени.
Использовать с осторожностью для пациентов с замедленным восстановлением после операции (т.е. с ослабленной иммунной системой).
Инфицированные раны
При повышенной чувствительности или аллергии пациента на коллаген

ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ



РАССАСЫВАНИЕ





Without needle

Metric USP Length Order number

2	4/0	150 cm	ivory	1200015
3	3/0	150 cm	ivory	1300015
3.5	2/0	150 cm	ivory	1350015
4	0	150 cm	ivory	1400015
5	1	150 cm	ivory	1500015
6	2	150 cm	ivory	1600015
7	3	150 cm	ivory	1700015



Round bodied taper point

Metric USP Length Order number

1/2 circle



HR 16 mm		1.5	5/0	75 cm	ivory	1150116
		2	4/0	75 cm	ivory	1200116
HR 20 mm		2	4/0	75 cm	ivory	1200120
		3	3/0	75 cm	ivory	1300120
		3.5	2/0	75 cm	ivory	1350120
HR 26 mm		2	4/0	75 cm	ivory	1200126
		3	3/0	75 cm	ivory	1300126
		3.5	2/0	75 cm	ivory	1350126
		4	0	75 cm	ivory	1400126
HR 30 mm		3	3/0	75 cm	ivory	1300130
HR 37 mm		3	3/0	75 cm	ivory	1300137
		3.5	2/0	75 cm	ivory	1350137
		4	0	75 cm	ivory	1400137
		5	1	75 cm	ivory	1500137
HR 40 mm		5	1	90 cm	ivory	1500140-90
HR 45 mm		4	0	75 cm	ivory	1400145
		5	1	75 cm	ivory	1500145
		6	2	75 cm	ivory	1600145
HR 50 mm		3.5	2/0	75 cm	ivory	1350150



Reverse cutting

Metric

USP

Length

Order number


3/8 circle



DS 12 mm		1.5	5/0	45 cm	<i>ivory</i>	1151512
DS 16 mm		1	6/0	45 cm	<i>ivory</i>	1101516
		1.5	5/0	75 cm	<i>ivory</i>	1151516
		2	4/0	75 cm	<i>ivory</i>	1201516
		3	3/0	75 cm	<i>ivory</i>	1301516
DS 19 mm		2	4/0	75 cm	<i>ivory</i>	1201519
		3	3/0	75 cm	<i>ivory</i>	1301519
		3.5	2/0	75 cm	<i>ivory</i>	1351519
DS 24 mm		2	4/0	75 cm	<i>ivory</i>	1201524
		3	3/0	75 cm	<i>ivory</i>	1301524
		3.5	2/0	75 cm	<i>ivory</i>	1351524
		4	0	75 cm	<i>ivory</i>	1401524
DS 37 mm		3.5	2/0	75 cm	<i>ivory</i>	1351537

CATGUT

CHROM



Тип	Крученный полифилламент с внешним видом монофиламента
Состав	Соединительная ткань серозного слоя кишечника крупного рогатого скота, закреплённый (дублёный) солями хрома, из стран, где не существует опасности заражения КГЭ (коровья губчатая энцефалопатия).
Покрытие	Нет
Цвет	Темно-коричневый
Тканевая реакция	Умеренная
Рассасывание	За счет фагоцитоза. Скорость рассасывания замедлена за счет хромирования. Полное рассасывание происходит за 70 дней. 50-ти % потеря прочности происходит через 14 дней после имплантации. При использовании в инфицированных тканях, или в тканях с повышенным содержанием протолитических ферментов (желудок, вагина) скорость рассасывания увеличивается.
Комплект поставки	Коробка с 12 упаковками

*Качество
и
надежность*



www.sutures.be

CATGUT

CHROM

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Высокая прочность на растяжение
- ✓ Рассасывается за счет фагоцитоза
- ✓ Крученая структура
- ✓ Однородный диаметр с бесцентровой шлифовкой (внешний вид монофиламента)
- ✓ Герметичная упаковка

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная поддержка тканей
- Равномерное рассасывание
- Великолепные эргономичные свойства
- Высокая гибкость
- Высокая прочность на растяжение
- Отличная защита узлов
- Легко и с минимальным травматизмом проникает сквозь ткани
- Отличная прочность узла
- Гарантированная герметичность и стерильность продукта

ПОКАЗАНИЯ

Бщая аппроксимация мягких тканей и/или наложение лигатур


особенно в

- Общая хирургия
- Желудочно-кишечная хирургия
- Гинекология
- Акушерство
- Урология
- Офтальмологическая хирургия


ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Сердечно-сосудистая хирургия
- Нейрохирургия
- Не используется для аппроксимации тканей в течение длительного периода времени.
- Использовать с осторожностью для пациентов с замедленным восстановлением после операции (т.е. с ослабленной иммунной системой).
- Инфицированные раны
- Известна чувствительности или аллергия на коллаген или хром

ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ



РАССАСЫВАНИЕ





Without needle

Metric USP Length Order number

2	4/0	150 cm	<i>brown</i>	2200015
3	3/0	150 cm	<i>brown</i>	2300015
3.5	2/0	150 cm	<i>brown</i>	2350015
4	0	150 cm	<i>brown</i>	2400015
5	1	150 cm	<i>brown</i>	2500015
6	2	150 cm	<i>brown</i>	2600015
7	3	150 cm	<i>brown</i>	2700015
8	4	150 cm	<i>brown</i>	2800015
10	6	150 cm	<i>brown</i>	21000015



Round bodied taper point

Metric USP Length Order number

1/2 circle



HR 15 mm



1	6/0	75 cm	<i>brown</i>	2100115
1.5	5/0	75 cm	<i>brown</i>	2150115
2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2200115

HR 20 mm



1.5	5/0	75 cm	<i>brown</i>	2150120
2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2200120
3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2300120
3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2350120
4	0	75 cm	<i>brown</i>	2400120

HR 26 mm



1.5	5/0	75 cm	<i>brown</i>	2150126
2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2200126
3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2300126
3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2350126
4	0	75 cm	<i>brown</i>	2400126
5	1	75 cm	<i>brown</i>	2500126

HR 30 mm



2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2200130
3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2300130
3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2350130
4	0	75 cm	<i>brown</i>	2400130
5	1	75 cm	<i>brown</i>	2500130

HR 37 mm




2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2200137
3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2300137
3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2350137
4	0	75 cm	<i>brown</i>	2400137
5	1	75 cm	<i>brown</i>	2500137

 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number	
 1/2 circle	 HR 40 mm	3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i> 2350140
		4	0	75 cm	<i>brown</i> 2400140
		5	1	75 cm	<i>brown</i> 2500140
		5	1	90 cm	<i>brown</i> 2500140-90
		6	2	75 cm	<i>brown</i> 2600140
	 HR 45 mm	4	0	75 cm	<i>brown</i> 2400145
		6	2	75 cm	<i>brown</i> 2600145
	 HR 48 mm	5	1	75 cm	<i>brown</i> 2500148
	 HR 50 mm	6	2	75 cm	<i>brown</i> 2600150
		6	2	90 cm	<i>brown</i> 2600150-90

	Round bodied taper point reverse cutting double armed	Metric	USP	Length	Order number	
1/2 circle	 HR 37 mm HS 37 mm		3.5	2/0	150 cm	<i>brown</i> 2350137-1437


 Blunt		Metric	USP	Length		Order number	
	DRB 63 mm		5	1	75 cm	<i>brown</i>	2501963

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DS 12 mm		1	6/0	45 cm	<i>brown</i> 2101512
			1.5	5/0	45 cm	<i>brown</i> 2151512
	DS 16 mm		1.5	5/0	75 cm	<i>brown</i> 2151516
			2	4/0	75 cm	<i>brown</i> 2201516
	DS 19 mm		1.5	5/0	75 cm	<i>brown</i> 2151519
			2	4/0	75 cm	<i>brown</i> 2201519
			3	3/0	75 cm	<i>brown</i> 2301519
	DS 24 mm		3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i> 2351519
			2	4/0	75 cm	<i>brown</i> 2201524
			3	3/0	75 cm	<i>brown</i> 2301524
			3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i> 2351524
			4	0	75 cm	<i>brown</i> 2401524
	DS 30 mm		5	1	75 cm	<i>brown</i> 2501524
			3	3/0	75 cm	<i>brown</i> 2301530
			3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i> 2351530
			4	0	75 cm	<i>brown</i> 2401530
	DS 37 mm		5	1	75 cm	<i>brown</i> 2501530
			3	3/0	75 cm	<i>brown</i> 2301537
			3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i> 2351537
	DS 40 mm		4	0	75 cm	<i>brown</i> 2401537
			5	1	75 cm	<i>brown</i> 2501537
			3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i> 2351540
			6	2	75 cm	<i>brown</i> 2601540
			7	3	75 cm	<i>brown</i> 2701540

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HS 37 mm		4	0	75 cm	<i>brown</i> 2401437
			5	1	75 cm	<i>brown</i> 2501437

POLYPROPYLENE

BLUE



Тип	Монофиламент
Состав	Полипропилен, полимер пропилена
Покрытие	Нет
Цвет	Синий
Тканевая реакция	Минимальная
Рассасывание	Нерассасывающийся
Комплект поставки	Коробка с 12 упаковками

Качество
и
надежность



www.sutures.be

POLYPROPYLENE

BLUE

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Высокая прочность на растяжение, нерассасывающийся
- ✓ Стойкий к повторным изгибающим нагрузкам
- ✓ Синтетический
- ✓ Монофиламент однородного диаметра
- ✓ Пластичность и мягкость
- ✓ Герметичная упаковка

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная постоянная поддержка тканей
- Используется в сердечно-сосудистой хирургии (протезирование сердца, сосудистый анастомоз)
- Минимальная тканевая реакция
- Легко и с минимальным травматизмом проникает сквозь ткани
- Отсутствие капиллярности (отсутствие возможности роста бактерий)
- Отличная прочность узла
- Хорошие манипуляционные свойства
- Простой и надежный узел
- Гарантированная герметичность и стерильность продукта

- ПОКАЗАНИЯ** Бщая аппроксимация мягких тканей и/или наложение лигатур
- особенно в Сердечно-сосудистая хирургия
 Нейрохирургия
 Офтальмологическая хирургия
 Микрохирургии
 Пластическая хирургия
 Кожные швы
 Ортопедия
 Грыжи (также как сетка)
 Желудочно-кишечная хирургия
 Общая хирургия
 Гинекология
 Акушерство



Round bodied taper point

1/2 circle



			Metric	USP	Length		Order number
HR 10 mm			0.5	7/0	45 cm	blue	5050110
			0.7	6/0	75 cm	blue	5070110
HR 15 mm			0.7	6/0	75 cm	blue	5070115
			1	5/0	75 cm	blue	5100115
			1.5	4/0	75 cm	blue	5150115
HR 17 mm			1	5/0	75 cm	blue	5100117
			2	3/0	75 cm	blue	5200117
HR 20 mm			1	5/0	75 cm	blue	5100120
			1.5	4/0	75 cm	blue	5150120
			2	3/0	75 cm	blue	5200120
			3	2/0	75 cm	blue	5300120
HR 25 mm			1	5/0	75 cm	blue	5100125
			1.5	4/0	75 cm	blue	5150125
			2	3/0	75 cm	blue	5200125
			3	2/0	75 cm	blue	5300125
			3.5	0	75 cm	blue	5350125
			4	1	75 cm	blue	5400125
HR 30 mm			2	3/0	75 cm	blue	5200130
			3	2/0	75 cm	blue	5300130
			3.5	0	75 cm	blue	5350130
			4	1	75 cm	blue	5400130
HR 35 mm			3	2/0	75 cm	blue	5300135
			3.5	0	75 cm	blue	5350135
			4	1	75 cm	blue	5400135
HR 40 mm			3.5	0	75 cm	blue	5350140
			4	1	90 cm	blue	5400140
			5	2	75 cm	blue	5500140




Round bodied taper point

3/8 circle



			Metric	USP	Length		Order number
DR 16 mm			1.5	4/0	75 cm	blue	5150216





Round bodied taper point double armed

1/2 circle



		Metric	USP	Length		Order number
	2 x HR 8 mm	0.4	8/0	60 cm	blue	5040108-2
		0.5	7/0	60 cm	blue	5050108-2
		0.7	6/0	60 cm	blue	5070108-2
	2 x HR 9.3 mm	0.5	7/0	60 cm	blue	5050193-2
		0.7	6/0	60 cm	blue	5070193-2
	2 x HR 10 mm	0.5	7/0	60 cm	blue	5050110-2
		0.7	6/0	60 cm	blue	5070110-2
		1	5/0	60 cm	blue	5100110-2
	2 x HR 13 mm	0.5	7/0	60 cm	blue	5050113-2
		0.7	6/0	60 cm	blue	5070113-2
		1	5/0	75 cm	blue	5100113-2
	2 x HR 16 mm	1	5/0	90 cm	blue	5100116-2
		1.5	4/0	90 cm	blue	5150116-2
		2	3/0	90 cm	blue	5200116-2
	2 x HR 20 mm	1	5/0	90 cm	blue	5100120-2
		1.5	4/0	90 cm	blue	5150120-2
		2	3/0	90 cm	blue	5200120-2
	2 x HR 25 mm	1.5	4/0	90 cm	blue	5150125-2
		2	3/0	90 cm	blue	5200125-2
		3	2/0	90 cm	blue	5300125-2
	2 x HR 30 mm	2	3/0	90 cm	blue	5200130-2
		3	2/0	90 cm	blue	5300130-2
	2 x HR 35 mm	3	2/0	90 cm	blue	5300135-2
	2 x HR 40 mm	3.5	0	90 cm	blue	5350140-2
		4	1	90 cm	blue	5400140-2

 Round bodied taper point double armed	Metric	USP	Length	Order number
1/2 circle 	HR 15 mm			
HR 30 mm	2	3/0	90 cm	<i>blue</i> 5200115-30

 Round bodied taper point double armed		Metric	USP	Length		Order number	
 3/8 circle	2 x DR 8 mm		0.4	8/0	45 cm	blue	5040208-2
			0.5	7/0	60 cm	blue	5050208-2
	2 x DR 9.3 mm		0.5	7/0	60 cm	blue	5050293-2
			0.7	6/0	60 cm	blue	5070293-2
	2 x DR 10 mm		0.7	6/0	60 cm	blue	5070210-2
	2 x DR 13 mm		0.5	7/0	60 cm	blue	5050213-2
			1	5/0	60 cm	blue	5100213-2
			0.7	6/0	60 cm	blue	5070213-2
	2 x DR 18 mm		1	5/0	90 cm	blue	5100218-2
			1.5	4/0	90 cm	blue	5150218-2
	2 x DR 22 mm		1.5	4/0	90 cm	blue	5150222-2
			2	3/0	90 cm	blue	5200222-2
	2 x DR 25 mm		2	3/0	90 cm	blue	5200225-2
	2 x DR 26 mm		1	5/0	90 cm	blue	5100226-2
			1.5	4/0	90 cm	blue	5150226-2
	2 x DR 30 mm		3	2/0	90 cm	blue	5300230-2



Reverse cutting


Metric

USP

Length

Order number

3/8 circle



DS 10 mm		0.7	6/0	45 cm	blue	5071510
DS 12 mm		0.5	7/0	45 cm	blue	5051512
		0.7	6/0	45 cm	blue	5071512
		1	5/0	45 cm	blue	5101512
		1.5	4/0	75 cm	blue	5151512
DS 12 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	blue	5071512P
		1	5/0	50 cm	blue	5101512P
DS 16 mm		0.7	6/0	45 cm	blue	5071516
		1	5/0	45 cm	blue	5101516
		1.5	4/0	45 cm	blue	5151516-45
		1.5	4/0	75 cm	blue	5151516
		2	3/0	75 cm	blue	5201516
DS 16 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	blue	5071516P
		1	5/0	50 cm	blue	5101516P
		1.5	4/0	50 cm	blue	5151516P
DS 16 mm black		1	5/0	45 cm	blue	5101516VB
DS 19 mm		0.7	6/0	75 cm	blue	5071519
		1	5/0	45 cm	blue	5101519-45
		1	5/0	75 cm	blue	5101519
		1.5	4/0	45 cm	blue	5151519-45
		1.5	4/0	75 cm	blue	5151519
		2	3/0	45 cm	blue	5201519-45
		2	3/0	75 cm	blue	5201519
		3	2/0	75 cm	blue	5301519
		3.5	0	75 cm	blue	5351519
DS 19 mm Easy Pass		1	5/0	50 cm	blue	5101519P
		1.5	4/0	50 cm	blue	5151519P
		2	3/0	50 cm	blue	5201519P
DS 19 mm black		1	5/0	75 cm	blue	5101519VB
		1.5	4/0	75 cm	blue	5151519VB
DS 24 mm		1.5	4/0	75 cm	blue	5151524
		2	3/0	45 cm	blue	5201524-45
		2	3/0	75 cm	blue	5201524
		3	2/0	45 cm	blue	5301524-45
		3	2/0	75 cm	blue	5301524
		3.5	0	75 cm	blue	5351524
		4	1	75 cm	blue	5401524

 Reverse cutting			Metric	USP	Length		Order number
 3/8 circle	DS 24 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	blue	5151524P
			2	3/0	50 cm	blue	5201524P
			3	2/0	50 cm	blue	5301524P
	DS 26 mm		2	3/0	45 cm	blue	5201526-45
			2	3/0	75 cm	blue	5201526
			3	2/0	45 cm	blue	5301526-45
			3	2/0	75 cm	blue	5301526
	DS 30 mm		2	3/0	75 cm	blue	5201530
			3	2/0	75 cm	blue	5301530
			3.5	0	75 cm	blue	5351530
			4	1	75 cm	blue	5401530
	DS 36 mm		2	3/0	75 cm	blue	5201536
			3	2/0	75 cm	blue	5301536
			3.5	0	75 cm	blue	5351536
			4	1	75 cm	blue	5401536
	DS 40 mm		3	2/0	75 cm	blue	5301540
			3.5	0	75 cm	blue	5351540
			4	1	90 cm	blue	5401540
	DS 45 mm		5	2	90 cm	blue	5501540
			4	1	90 cm	blue	5401545
	DS 90 mm		4	1	90 cm	blue	5401590

 Reverse cutting			Metric	USP	Length		Order number
 1/2 circle	HS 22 mm		2	3/0	45 cm	blue	5201422
	HS 24 mm		3	2/0	75 cm	blue	5301424

 Cutting			Metric	USP	Length		Order number
 Straight	GS 60 mm		2	3/0	75 cm	blue	5202160
			3	2/0	75 cm	blue	5302160
	GS 75 mm		3	2/0	75 cm	blue	5302175



Round bodied taper cutting point double armed

			Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	2 x HRT 16 mm		1	5/0	75 cm	blue	5100516-2
			1.5	4/0	90 cm	blue	5150516-2
	2 x HRT 22 mm		1.5	4/0	90 cm	blue	5150522-2
			1.5	4/0	90 cm	blue	5150525-2
	2 x HRT 25 mm		2	3/0	90 cm	blue	5200525-2
			3	2/0	90 cm	blue	5300525-2
			2	3/0	90 cm	blue	5200530-2
	2 x HRT 30 mm		3	2/0	90 cm	blue	5300530-2
			3	2/0	90 cm	blue	5300530-2



Round bodied taper cutting point

			Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HRT 10 mm		0.7	6/0	75 cm	blue	5070510
	HRT 25 mm		3	2/0	75 cm	blue	5300525




Soft cutting point coronary double armed

			Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	2 x CC 6.4 mm		0.4	8/0	60 cm	blue	5042606-2
			0.4	8/0	60 cm	blue	5042608-2
	2 x CC 8 mm		0.5	7/0	75 cm	blue	5052608-2
			0.7	6/0	75 cm	blue	5072608-2
			0.5	7/0	60 cm	blue	5052693-2
	2 x CC 9.3 mm		0.7	6/0	60 cm	blue	5072693-2
			0.5	7/0	75 cm	blue	5052610-2
	2 x CC 10 m		0.7	6/0	75 cm	blue	5072610-2
			0.5	7/0	75 cm	blue	5052613-2
	2 x CC 13 mm		0.7	6/0	75 cm	blue	5072613-2
			1	5/0	75 cm	blue	5102613-2



Soft cutting point coronary
black double armed

3/8 circle




			Metric	USP	Length		Order number
2 x CC 8 mm black 			0.4	8/0	60 cm	<i>blue</i>	5042608-2VB
			0.5	7/0	75 cm	<i>blue</i>	5052608-2VB
			0.7	6/0	75 cm	<i>blue</i>	5072608-2VB
	2 x CC 9 mm black 		0.4	8/0	60 cm	<i>blue</i>	5042609-2VB
			0.5	7/0	60 cm	<i>blue</i>	5052609-2VB
	2 x CC 13 mm black 		0.7	6/0	75 cm	<i>blue</i>	5072613-2VB
			1	5/0	75 cm	<i>blue</i>	5102613-2VB

DACLON

NYLON

DACLON
NYLON



Тип	Монофиламент
Состав	Экструзия полиамида 6.0 или 6.6
Покрытие	Нет
Цвет	Синий Черный
Тканевая реакция	Минимальная
Рассасывание	Нерассасывающийся. Постепенно инкапсулируется соединительной тканью. Масса нити уменьшается, приблизительно, на 10% в год из-за разрыва химических связей (в процессе гидролиза).
Комплект поставки	Коробка с 12 упаковками

Качество
и
надежность

smi

www.sutures.be



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Высокая прочность на растяжение, нерассасывающийся
- ✓ Синтетический
- ✓ Монофиламент однородного диаметра
- ✓ Пластичность и мягкость
- ✓ Герметичная упаковка

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная постоянная поддержка тканей
- Минимальная тканевая реакция
- Легко и с минимальным травматизмом проникает сквозь ткани
- Отсутствие капиллярности (отсутствие возможности роста бактерий)
- Отличная прочность узла
- Хорошие манипуляционные свойства
- Простой и надежный узел
- Гарантированная герметичность и стерильность продукта

ПОКАЗАНИЯ Бщая аппроксимация мягких тканей и/или наложение лигатур

Daclon Синий
особенно в Кожные швы
 Общая хирургия
 Пластическая хирургия
 Желудочно-кишечная хирургия
 Гинекология
 Акушерство
 Ортопедия

Daclon Черный
особенно в Пластическая хирургия
 Офтальмологическая хирургия



Round bodied taper point

1/2 circle



		Metric	USP	Length		Order number
HR 16 mm		1	5/0	75 cm	black	9100116
		1.5	4/0	75 cm	blue	9150116
HR 20 mm		0.7	6/0	75 cm	black	9070120
		1	5/0	75 cm	black	9100120
		1.5	4/0	75 cm	blue	9150120
		2	3/0	75 cm	blue	9200120
		3	2/0	75 cm	blue	9300120
HR 26 mm		1.5	4/0	75 cm	blue	9150126
		2	3/0	75 cm	blue	9200126
		3	2/0	75 cm	blue	9300126
		3.5	0	75 cm	blue	9350126
		4	1	75 cm	blue	9400126
HR 30 mm		3	2/0	75 cm	blue	9300130
		3.5	0	75 cm	blue	9350130
		4	1	75 cm	blue	9400130
HR 37 mm		3	2/0	75 cm	blue	9300137
		3.5	0	75 cm	blue	9350137
		4	1	75 cm	blue	9400137
HR 40 mm		3	2/0	75 cm	blue	9300140
		3.5	0	75 cm	blue	9350140
		4	1	75 cm	blue	9400140
		5	2	75 cm	blue	9500140
HR 50 mm		4	1	100 cm	blue	9400150



Round bodied taper point loop

Metric

USP


Length

Order number

1/2 circle



HR 30 mm



3.5

0

150 cm

blue

9350930

4


1

150 cm

blue

9400930

HR 35 mm



3.5

0

150 cm

blue

9350935

4


1

150 cm

blue

9400935

HR 40 mm



3.5

0

150 cm

blue

9350940

4

1

150 cm

blue

9400940

HR 50 mm



3.5

0

150 cm

blue

9350950

4

1

150 cm

blue

9400950



Reverse cutting

			Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DS 12 mm		0.5	7/0	75 cm	black	9051512
			0.7	6/0	75 cm	black	9071512
			1	5/0	75 cm	black	9101512
			1.5	4/0	75 cm	blue	9151512
	DS 12 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	black	9071512P
			1	5/0	50 cm	black	9101512P
			1.5	4/0	50 cm	blue	9151512P
	DS 16 mm		0.7	6/0	45 cm	black	9071516-45
			0.7	6/0	75 cm	black	9071516
			1	5/0	45 cm	black	9101516-45
			1	5/0	75 cm	black	9101516
			1.5	4/0	45 cm	blue	9151516-45
			1.5	4/0	75 cm	blue	9151516
			2	3/0	75 cm	blue	9201516
	DS 16 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	black	9071516P
			1	5/0	50 cm	black	9101516P
			1.5	4/0	50 cm	blue	9151516P
	DS 16 mm black		1	5/0	75 cm	black	9101516VB
	DS 19 mm		1	5/0	45 cm	black	9101519-45
			1	5/0	75 cm	black	9101519
			1.5	4/0	45 cm	blue	9151519-45
			1.5	4/0	75 cm	blue	9151519
			1.5	4/0	90 cm	blue	9151519-90
			2	3/0	45 cm	blue	9201519-45
			2	3/0	75 cm	blue	9201519
			2	3/0	90 cm	blue	9201519-90
			3	2/0	75 cm	blue	9301519
	DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	blue	9151519P
			2	3/0	50 cm	blue	9201519P
			3	2/0	50 cm	blue	9301519P
	DS 19 mm black		1	5/0	75 cm	black	9101519VB
			1.5	4/0	75 cm	blue	9151519VB



Reverse cutting


3/8 circle



		Metric	USP	Length		Order number
DS 24 mm		1	5/0	75 cm	black	9101524
		1.5	4/0	45 cm	blue	9151524-45
		1.5	4/0	75 cm	blue	9151524
		2	3/0	45 cm	blue	9201524-45
		2	3/0	75 cm	blue	9201524
		3	2/0	45 cm	blue	9301524-45
		3	2/0	75 cm	blue	9301524
		3.5	0	75 cm	blue	9351524
		4	1	75 cm	blue	9401524
		5	2	90 cm	blue	9501524
DS 24 mm Easy Pass		3	2/0	50 cm	blue	9301524P
DS 26 mm		2	3/0	45 cm	blue	9201526-45
		2	3/0	75 cm	blue	9201526
		3	2/0	45 cm	blue	9301526-45
		3	2/0	75 cm	blue	9301526
DS 30 mm		1.5	4/0	75 cm	blue	9151530
		2	3/0	75 cm	blue	9201530
		3	2/0	75 cm	blue	9301530
		3.5	0	75 cm	blue	9351530
		4	1	75 cm	blue	9401530
DS 36 mm		2	3/0	75 cm	blue	9201536
		3	2/0	75 cm	blue	9301536
		3.5	0	75 cm	blue	9351536
		4	1	90 cm	blue	9401536-90
DS 40 mm		3	2/0	75 cm	blue	9301540
		3.5	0	75 cm	blue	9351540
		4	1	75 cm	blue	9401540
		5	2	90 cm	blue	9501540
DS 45 mm		3	2/0	100 cm	blue	9301545
		4	1	75 cm	blue	9401545
DS 60 mm		3	2/0	75 cm	blue	9301560
DS 90 mm		3	2/0	100 cm	blue	9301590
		3.5	0	100 cm	blue	9351590
		4	1	100 cm	blue	9401590


 Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number	
1/2 circle 	HS 17 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i> 9151417
			2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 9201417
	HS 22 mm		2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 9201422
	HS 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 9201426
			3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 9301426
	HS 30 mm		3	2/0	90 cm	<i>blue</i> 9301430
			3.5	0	75 cm	<i>blue</i> 9351430
	HS 36 mm		3.5	0	75 cm	<i>blue</i> 9351436
			4	1	75 cm	<i>blue</i> 9401436
			5	2	75 cm	<i>blue</i> 9501436
	HS 40 mm		3.5	0	75 cm	<i>blue</i> 9351440
			4	1	75 cm	<i>blue</i> 9401440
	HS 48 mm		4	1	100 cm	<i>blue</i> 9401448

 Cutting		Metric	USP	Length	Order number	
Straight	GS 60 mm		2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 9202160
			3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 9302160

 Cutting		Metric	USP	Length	Order number	
3/8 circle 	NS 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 9201726
	NS 30 mm		3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 9301730
	NS 40 mm		3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 9301740

SUPRAMID

BLACK



Тип	Плетёный и мультифиламент с покрытием Размеры 5/0 и 6/0 монофиламент
Состав	Полиамидные 6.6 нити, заключенные в покрытие из полиамида 6
Цвет	Черный
Тканевая реакция	Минимальная
Рассасывание	Нерассасывающийся. Постепенно инкапсулируется соединительной тканью.
Комплект поставки	Коробка с 12 упаковками

Качество
и
надежность



www.sutures.be

SUPRAMID

BLACK

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Высокая прочность на растяжение, нерассасывающийся
- ✓ Синтетический
- ✓ Крученая структура

- ✓ Мультифиламент в оболочке

- ✓ Пластичность и мягкость

- ✓ Герметичная упаковка

ПОКАЗАНИЯ Бщая аппроксимация мягких тканей и/или наложение лигатур
особенно в Кожные швы

ПРЕИМУЩЕСТВА

Отличная постоянная поддержка тканей


Минимальная тканевая реакция

Великолепные эргономичные свойства
Высокая гибкость
Высокая прочность на растяжение
Отличная защита узлов


Легко и с минимальным травматизмом проникает
сквозь ткани
Хорошая завязка узла / регулировка
Низкая капиллярность

Хорошие манипуляционные свойства
Простой и надежный узел


Гарантированная герметичность и стерильность
продукта

 Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
	HR 16 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4150116
			2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4200116
	HR 20 mm		2	3/0	45 cm	<i>black</i> 4200120
	HR 26 mm		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 4300126

 Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
	GR 22 mm		1.5	4/0	50 cm	<i>black</i> 4152022

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
	HS 17 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151417
			2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201417
	HS 20 mm		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 4101420
			1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151420
			2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201420
	HS 22 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151422
			2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201422
	HS 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201426
			3	2/0	75 cm	<i>black</i> 4301426

 Cutting		Metric	USP	Length		Order number
	GS 20 mm		1.5	4/0	50 cm	<i>black</i> 4152120
	GS 25 mm		1.5	4/0	60 cm	<i>black</i> 4152125

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
	DS 12 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>black</i> 4071512
			1	5/0	45 cm	<i>black</i> 4101512-45
			1	5/0	75 cm	<i>black</i> 4101512
			1.5	4/0	45 cm	<i>black</i> 4151512



Reverse cutting

3/8 circle



		Metric	USP	Length		Order number
DS 16 mm		0.7	6/0	75 cm	black	4071516
		1	5/0	45 cm	black	4101516-45
		1	5/0	75 cm	black	4101516
		1.5	4/0	45 cm	black	4151516
		1.5	4/0	75 cm	black	4151516-75
		2	3/0	45 cm	black	4201516
		2	3/0	75 cm	black	4201516-75
	DS 16 mm black	1	5/0	75 cm	black	4101516VB
	DS 19 mm	0.7	6/0	75 cm	black	4071519
		1	5/0	75 cm	black	4101519
		1.5	4/0	45 cm	black	4151519
		1.5	4/0	75 cm	black	4151519-75
		2	3/0	75 cm	black	4201519
		3	2/0	75 cm	black	4301519
	DS 19 mm Easy Pass	1.5	4/0	75 cm	black	4151519P-75
	DS 19 mm black	1	5/0	75 cm	black	4101519VB
		1.5	4/0	75 cm	black	4151519VB
DS 24 mm		2	3/0	75 cm	black	4201524
		3	2/0	75 cm	black	4301524
		3.5	0	75 cm	black	4351524
DS 36 mm		3	2/0	75 cm	black	4301536
		3.5	0	75 cm	black	4351536
		4	1	75 cm	black	4401536



Round bodied taper cutting point

1/2 circle



		Metric	USP	Length		Order number
HRT 18 mm		1.5	4/0	75 cm	black	4150518
		2	3/0	75 cm	black	4200518




Round bodied taper cutting point

3/8 circle



		Metric	USP	Length		Order number
DRT 18 mm		1.5	4/0	75 cm	black	4150418
		2	3/0	75 cm	black	4200418

SILK



Шелк Плетеный

Шелк Естественный

Тип	Плетеный полифилament	Крученный полифилament
Состав	Плетеный нити кокона шелкопряда	Крученные нити кокона шелкопряда
Покрытие	Силикон	Нет
Цвет	Черный	Синий
Тканевая реакция	Умеренная	
Рассасывание	Вызывает начальную воспалительную реакцию в тканях (за счет ферментативного гидролиза за период времени более 2-х лет), постепенно инкапсулируется соединительной тканью.	
Комплект поставки	Коробка с 12 упаковками	

Качество
и
надежность



www.sutures.be

SILK

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Высокая прочность на растяжение, нерассасывающийся
- ✓ Плетеная или крученая структура
- ✓ Полифиламент с покрытием
- ✓ Герметичная упаковка

ПРЕИМУЩЕСТВА

Хорошая продолжительная поддержка тканей до 3 месяцев

Великолепные эргономичные свойства
Высокая гибкость
Высокая прочность на растяжение
Отличная защита узлов

Легко и с минимальным травматизмом проникает сквозь ткани
Хорошая завязка узла / регулировка
Низкая капиллярность

Гарантированная герметичность и стерильность продукта

ПОКАЗАНИЯ

Бщая аппроксимация мягких тканей и/или наложение лигатур

особенно в

Общая хирургия
Кожные швы
Офтальмологическая хирургия
Хирургия ротовой полости
Желудочно-кишечная хирургия
Гинекология
Акушерство

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Мочевыводящие пути хирургия
Желчные пути

При повышенной чувствительности или аллергии пациента на шелк



Without needle

Metric USP Length Order number

2	3/0	150 cm	black	8200015
3	2/0	150 cm	black	8300015
3.5	0	150 cm	black	8350015
4	1	150 cm	black	8400015
5	2	150 cm	black	8500015
6	3&4	150 cm	black	8600015
8	6	150 cm	black	8800015
2	3/0	6 x 45 cm	black	8200044
3	2/0	6 x 45 cm	black	8300044
3.5	0	6 x 45 cm	black	8350044
4	1	6 x 45 cm	black	8400044
5	2	6 x 45 cm	black	8500044
1.5	4/0	17 x 45 cm	black	8150046
2	3/0	17 x 45 cm	black	8200046
3	2/0	17 x 45 cm	black	8300046
3.5	0	17 x 45 cm	black	8350046
4	1	17 x 45 cm	black	8400046
1.5	4/0	13 x 60 cm	black	8150060
2	3/0	13 x 60 cm	black	8200060
3	2/0	13 x 60 cm	black	8300060
3.5	0	13 x 60 cm	black	8350060
4	1	13 x 60 cm	black	8400060
1.5	4/0	12 x 75 cm	black	8150075
2	3/0	12 x 75 cm	black	8200075
3	2/0	12 x 75 cm	black	8300075
3.5	0	12 x 75 cm	black	8350075
4	1	12 x 75 cm	black	8400075
5	2	12 x 75 cm	black	8500075



Without needle

Metric USP Length Order number

2	3/0	250 cm	black	8200025
3	2/0	250 cm	black	8300025
3.5	0	250 cm	black	8350025
4	1	250 cm	black	8400025
5	2	250 cm	black	8500025
6	3&4	250 cm	black	8600025

Ligapack





Round bodied taper point

Metric

USP


Length

Order number

1/2 circle




HR 12 mm		0.7	6/0	45 cm	black	8070112
		1	5/0	45 cm	black	8100112
		1.5	4/0	75 cm	black	8150112
HR 16 mm		0.7	6/0	45 cm	black	8070116
		1	5/0	75 cm	black	8100116
		1.5	4/0	75 cm	black	8150116
		2	3/0	75 cm	black	8200116
HR 20 mm		1	5/0	75 cm	black	8100120
		1.5	4/0	75 cm	black	8150120
		2	3/0	75 cm	black	8200120
		3	2/0	75 cm	black	8300120
		3.5	0	75 cm	black	8350120
HR 26 mm		1	5/0	75 cm	black	8100126
		1.5	4/0	75 cm	black	8150126
		2	3/0	75 cm	black	8200126
		3	2/0	75 cm	black	8300126
		3.5	0	75 cm	black	8350126
		4	1	75 cm	black	8400126
HR 30 mm		2	3/0	75 cm	black	8200130
		3	2/0	75 cm	black	8300130
		3.5	0	75 cm	black	8350130
		4	1	75 cm	black	8400130
		5	2	75 cm	black	8500130
HR 37 mm		2	3/0	75 cm	black	8200137
		3	2/0	75 cm	black	8300137
		3.5	0	75 cm	black	8350137
		4	1	75 cm	black	8400137
		5	2	75 cm	black	8500137
HR 40 mm		3.5	0	75 cm	black	8350140
		4	1	75 cm	black	8400140
		5	2	75 cm	black	8500140
HR 45 mm		4	1	75 cm	black	8400145
		5	2	75 cm	black	8500145
		6	3&4	75 cm	black	8600145

 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number		
3/8 circle 	DR 12 mm 	1	5/0	45 cm	black	8100212
	DR 16 mm 	1	5/0	75 cm	black	8100216
		1.5	4/0	75 cm	black	8150216
		2	3/0	75 cm	black	8200216
	DR 25 mm 	2	3/0	75 cm	black	8200225
		3	2/0	75 cm	black	8300225
	DR 30 mm 	3	2/0	75 cm	black	8300230

 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number	
Straight	GR 40 mm	3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8302040

 Reverse cutting double armed	Metric	USP	Length	Order number		
	2 x DS 12 mm 	0.5	7/0	45 cm	<i>black</i>	8051512-2
		0.7	6/0	45 cm	<i>black</i>	8071512-2

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number	
	DS 12 mm		0.5	7/0	45 cm	black	8051512
			0.7	6/0	45 cm	black	8071512
			1	5/0	45 cm	black	8101512
			1.5	4/0	75 cm	black	8151512
			2	3/0	75 cm	black	8201512
	DS 12 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	black	8071512P
	DS 16 mm		0.7	6/0	75 cm	black	8071516
			1	5/0	75 cm	black	8101516
			1.5	4/0	75 cm	black	8151516
			2	3/0	75 cm	black	8201516
			3	2/0	75 cm	black	8301516



Reverse cutting

3/8 circle




			Metric	USP	Length		Order number
DS 16 mm Easy Pass			1	5/0	50 cm	black	8101516P
			1.5	4/0	50 cm	black	8151516P
DS 16 mm black			1	5/0	75 cm	black	8101516VB
			1.5	4/0	75 cm	black	8151516VB
DS 19 mm			0.7	6/0	75 cm	black	8071519
			1	5/0	75 cm	black	8101519
			1.5	4/0	75 cm	black	8151519
			2	3/0	45 cm	black	8201519-45
			2	3/0	75 cm	black	8201519
			3	2/0	75 cm	black	8301519
			3.5	0	75 cm	black	8351519
			4	1	75 cm	black	8401519
DS 19 mm Easy Pass			1.5	4/0	50 cm	black	8151519P
			2	3/0	50 cm	black	8201519P
DS 19 mm black			1	5/0	75 cm	black	8101519VB
			1.5	4/0	75 cm	black	8151519VB
			2	3/0	75 cm	black	8201519VB
DS 24 mm			1	5/0	75 cm	black	8101524
			1.5	4/0	75 cm	black	8151524
			2	3/0	75 cm	black	8201524
			3	2/0	75 cm	black	8301524
			3.5	0	75 cm	black	8351524
			4	1	75 cm	black	8401524
DS 26 mm			2	3/0	75 cm	black	8201526
			3	2/0	75 cm	black	8301526
DS 30 mm			1.5	4/0	75 cm	black	8151530
			2	3/0	75 cm	black	8201530
			3	2/0	75 cm	black	8301530
			3.5	0	75 cm	black	8351530
			4	1	75 cm	black	8401530
			5	2	75 cm	black	8501530
DS 37 mm			2	3/0	75 cm	black	8201537
			3	2/0	75 cm	black	8301537
			3.5	0	75 cm	black	8351537
			4	1	75 cm	black	8401537
			5	2	75 cm	black	8501537
			6	3&4	75 cm	black	8601537

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DS 45 mm 	3	2/0	75 cm	<i>black</i>	8301545
		3.5	0	75 cm	<i>black</i>	8351545
		4	1	75 cm	<i>black</i>	8401545
		5	2	75 cm	<i>black</i>	8501545
	DS 60 mm 	4	1	75 cm	<i>black</i>	8401560
	DS 90 mm 	3.5	0	100 cm	<i>black</i>	8351590

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HS 12 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>black</i>	8071412
	HS 17 mm 	1	5/0	75 cm	<i>black</i>	8101417
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	8151417
		2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8201417
	HS 20 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	8151420
		2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8201420
	HS 22 mm 	1	5/0	75 cm	<i>black</i>	8101422
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	8151422
		2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8201422
	HS 26 mm 	3	2/0	75 cm	<i>black</i>	8301422
		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	8101426
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	8151426
		2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8201426
	HS 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>black</i>	8301426
		3.5	0	75 cm	<i>black</i>	8351426
		3.5	0	75 cm	<i>black</i>	8351436
		4	1	75 cm	<i>black</i>	8401436

 Cutting		Metric	USP	Length		Order number
 Straight	GS 40 mm 	3	2/0	75 cm	<i>black</i>	8302140
	GS 60 mm 	2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8202160
		3	2/0	75 cm	<i>black</i>	8302160
		3.5	0	75 cm	<i>black</i>	8352160

 Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number
 1/2 circle	HRT 18 mm 	1	5/0	75 cm	<i>black</i>	8100518
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	8150518
		2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8200518
		3	2/0	75 cm	<i>black</i>	8300518
	HRT 27 mm 	2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8200527
		3	2/0	75 cm	<i>black</i>	8300527

 Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number
 3/8 circle	DRT 18 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	8150418
		2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8200418

POLYESTER



Тип	Плетеный полифиламент
Состав	Полиэстер – полимер полиэтилен - терафталат
Покрытие	Силикон
Цвет	Зеленый Белый
Тканевая реакция	Минимальная
Рассасывание	Нерассасывающийся. Постепенно инкапсулируется соединительной тканью.
Комплект поставки	Коробка с 12 упаковками

*Качество
и
надежность*

smi

www.sutures.be

POLYESTER

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Непревзойденная прочность на растяжение, нерассасывающийся
- ✓ Стойкий к повторным изгибающим нагрузкам
- ✓ Синтетический
- ✓ Плетеная структура

- ✓ Полифиламент с покрытием

- ✓ Герметичная упаковка

ПОКАЗАНИЯ Бщая аппроксимация мягких тканей и/или наложение лигатур

особенно в Сердечно-сосудистая хирургия
Офтальмологическая хирургия
Общая хирургия
Кожные швы
Ортопедия
Желудочно-кишечная хирургия
Акушерство

ПРЕИМУЩЕСТВА

Отличная постоянная поддержка тканей

Используется в сердечно-сосудистой хирургии (протезирование сердца)

Минимальная тканевая реакция

Великолепные эргономичные свойства
Высокая гибкость
Высокая прочность на растяжение
Отличная защита узлов

Легко и с минимальным травматизмом проникает сквозь ткани
Хорошая завязка узла / регулировка
Низкая капиллярность

Гарантированная герметичность и стерильность продукта



Without needle

Metric USP Length Order number

1.5	4/0	150 cm	green	7150015
2	3/0	150 cm	green	7200015
3	2/0	150 cm	green	7300015
3.5	0	150 cm	green	7350015
4	1	150 cm	green	7400015
5	2	150 cm	green	7500015
6	3&4	150 cm	green	7600015
1.5	4/0	6 x 45 cm	green	7150045
2	3/0	6 x 45 cm	green	7200045
3	2/0	6 x 45 cm	green	7300045
3.5	0	6 x 45 cm	green	7350045
4	1	6 x 45 cm	green	7400045
5	2	6 x 45 cm	green	7500045
6	3&4	6 x 45 cm	green	7600045
2	3/0	3 x 50 cm	green	7200050
3	2/0	3 x 50 cm	green	7300050
3.5	0	3 x 50 cm	green	7350050
4	1	3 x 50 cm	green	7400050
5	2	3 x 50 cm	green	7500050
2	3/0	2 x 75 cm	green	7200075-2



Without needle

Metric USP Length Order number

1.5	4/0	250 cm	green	7150025
2	3/0	250 cm	green	7200025
3	2/0	250 cm	green	7300025
3.5	0	250 cm	green	7350025
4	1	250 cm	green	7400025
5	2	250 cm	green	7500025
6	3&4	250 cm	green	7600025

Ligapack





Round bodied taper point

1/2 circle



		Metric	USP	Length		Order number
HR 16 mm		1	5/0	75 cm	green	7100116
		1.5	4/0	75 cm	green	7150116
		2	3/0	75 cm	green	7200116
HR 20 mm		1.5	4/0	75 cm	green	7150120
		2	3/0	75 cm	green	7200120
HR 26 mm		2	3/0	75 cm	green	7200126
		3	2/0	75 cm	green	7300126
		3.5	0	75 cm	green	7350126
		4	1	75 cm	green	7400126
HR 30 mm		2	3/0	75 cm	green	7200130
		3	2/0	75 cm	green	7300130
		3.5	0	75 cm	green	7350130
		4	1	75 cm	green	7400130
HR 36 mm		3	2/0	75 cm	green	7300136
		3.5	0	75 cm	green	7350136
HR 40 mm		4	1	75 cm	green	7400136
		3.5	0	75 cm	green	7350140
		4	1	75 cm	green	7400140
		5	2	75 cm	green	7500140
HR 48 mm		7	5	75 cm	green	7700140
		4	1	75 cm	green	7400148
		5	2	75 cm	green	7500148



Round bodied taper point double armed

1/2 circle



		Metric	USP	Length		Order number
2 x HR 17 mm		3	2/0	90 cm	green	7300117-2
2 x HR 20 mm		3	2/0	90 cm	green	7300120-2
2 x HR 26 mm		2	3/0	90 cm	green	7200126-2
		3	2/0	90 cm	green	7300126-2

 Round bodied taper point double armed	Metric	USP	Length	Order number			
1/2 circle 	HR 16 mm HR 36 mm		2	3/0	60 cm	<i>green</i>	7200116-36

 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number	
3/8 circle 	DR 50 mm 	7	5	75 cm	<i>green</i> 7700250

 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number		
Straight	GR 19 mm	1.5	4/0	45 cm	green	7152019
		2	3/0	50 cm	green	7202019

	Round bodied taper cutting point double armed		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	2 x HRT 17 mm		1.5	4/0	90 cm	green	7150517-2
			2	3/0	90 cm	green	7200517-2
			3	2/0	90 cm	green	7300517-2
			with pledget - 4x green, 4x white				7300517-2P
	2 x HRT 25 mm		2	3/0	90 cm	green	7200525-2
			3	2/0	90 cm	green	7300525-2
			with pledget - 4x green, 4x white				7300525-2P


 Round bodied taper cutting point	Metric	USP	Length	Order number		
1/2 circle 	HRT 18 mm 	1.5	4/0	75 cm	green	7150518
		2	3/0	75 cm	green	7200518
	HRT 40 mm 	5	2	75 cm	green	7500540
		8	6	90 cm	green	7800540
	HRT 55 mm 	7	5	4 x 75 cm	green	7700555-4



Reverse cutting

3/8 circle




			Metric	USP	Length		Order number
	DS 12 mm		1	5/0	45 cm	green	7101512
			1	5/0	75 cm	green	7101516
	DS 16 mm		1.5	4/0	75 cm	green	7151516
			2	3/0	75 cm	green	7201516
			1	5/0	75 cm	green	7101519
	DS 19 mm		1.5	4/0	75 cm	green	7151519
			2	3/0	75 cm	green	7201519
			3	2/0	75 cm	green	7301519
	DS 19 mm black		1.5	4/0	75 cm	green	7151519VB
			2	3/0	75 cm	green	7201519VB
			2	3/0	75 cm	green	7201524
	DS 24 mm		3	2/0	75 cm	green	7301524
			3.5	0	75 cm	green	7351524
			1.5	4/0	75 cm	green	7151526
	DS 26 mm		3	2/0	75 cm	green	7301526
			2	3/0	75 cm	green	7201530
			3	2/0	75 cm	green	7301530
	DS 30 mm		3.5	0	75 cm	green	7351530
			4	1	75 cm	green	7401530
			3	2/0	75 cm	green	7301536
	DS 36 mm		4	1	75 cm	green	7401536
			5	2	75 cm	green	7501536
			3.5	0	75 cm	green	7351540
	DS 40 mm		4	1	75 cm	green	7401540
			5	2	75 cm	green	7501540



Reverse cutting


1/2 circle



			Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	HS 17 mm		1.5	4/0	75 cm	green	7151417
			2	3/0	75 cm	green	7201417
	HS 20 mm		3	2/0	75 cm	green	7301420
	HS 22 mm		2	3/0	75 cm	green	7201422
	HS 26 mm		2	3/0	75 cm	green	7201426
			3	2/0	75 cm	green	7301426
	HS 30 mm		3	2/0	75 cm	green	7301430
			3.5	0	75 cm	green	7351430
			4	1	75 cm	green	7401430
			5	2	75 cm	green	7501430
	HS 36 mm		3.5	0	75 cm	green	7351436
			4	1	75 cm	green	7401436
	HS 40 mm		3.5	0	75 cm	green	7351440
			4	1	75 cm	green	7401440
			5	2	75 cm	green	7501440
	HS 48 mm		6	3&4	75 cm	green	7601448
			7	5	75 cm	green	7701448

STEEL

MONOFILAMENT



Тип	Монофиламент
Состав	Сплав железа, никеля и хрома
Покрытие	Нет
Цвет	Металл
Тканевая реакция	Минимальная
Рассасывание	Нерассасывающийся
Комплект поставки	Коробка с 12 упаковками

Качество
и
надежность



www.sutures.be

STEEL

MONOFILAMENT

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Высокая прочность на растяжение, нерассасывающийся
- ✓ Синтетический
- ✓ Пластичный и тягучий
- ✓ Монофиламент однородного диаметра
- ✓ Герметичная упаковка

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная постоянная поддержка тканей
- Минимальная тканевая реакция
- Хорошие манипуляционные свойства
- Легко и с минимальным травматизмом проникает сквозь ткани
- Отсутствие капиллярности (отсутствие возможности роста бактерий)
- Отличная прочность узла
- Гарантированная герметичность и стерильность продукта

ПОКАЗАНИЯ

Сшивание грудины
Ортопедия
Наложении швов брюшины
и хирургия грыж

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

При повышенной чувствительности или аллергии пациента на нержавеющую сталь, а также на такие металлы, как хром и никель



Round bodied taper cutting point

Metric

USP

Length

Order number

1/2 circle



HRT 40 mm



6

3&4

4 x 45 cm

ST45

HRT 48 mm



7

5

4 x 45 cm

ST55

8

6

4 x 45 cm

ST65

HRT 54 mm



7

5

1 x 75 cm

ST54



Reverse cutting


Metric

USP

Length

Order number

1/2 circle



HS 25 mm



3.5

0

4 x 45 cm

ST01

HS 40 mm



4

1

4 x 45 cm

ST11

5

2

4 x 45 cm

ST21

HS 48 mm



6

3&4

4 x 45 cm

ST41

9

7

4 x 45 cm

ST71

HS 50 mm



7

5

1 x 75 cm

ST53

7

5

4 x 45 cm

ST51

8

6

4 x 45 cm

ST61

HS 58 mm



7

5

4 x 45 cm

ST52

8

6

4 x 45 cm

ST62

HS 120 mm



9

7

60 cm

ST75



Cutting

Metric

USP

Length

Order number

1/2 circle



NH 48 mm



7

5

4 x 45 cm

ST56

8

6

4 x 45 cm

ST63

9

7

4 x 45 cm

ST72



МИКРОХИРУРГИЯ

*Качество
и
надежность*



www.sutures.be

MICROSURGERY

DACLON
NYLON



Micro needle taper point


Metric

USP

Length

Order number

3/8 circle



MDR 3.8 mm 50µm	0.1	11/0	10 cm	black	MN116
	0.2	10/0	10 cm	black	MN102
MDR 3.8 mm 70µm	0.1	11/0	10 cm	black	MN113
	0.2	10/0	10 cm	black	MN103
MDR 3.8 mm 100µm	0.1	11/0	10 cm	black	MN112
	0.2	10/0	15 cm	black	MN105
	0.3	9/0	15 cm	black	MN094
MDR 5.1 mm 100µm	0.2	10/0	15 cm	black	MN106
	0.3	9/0	15 cm	black	MN096
MDR 6.4 mm 140µm	0.2	10/0	15 cm	black	MN1011
	0.3	9/0	15 cm	black	MN098
	0.4	8/0	15 cm	black	MN087
MDR 9.7 mm 200µm	0.5	7/0	45 cm	black	MN078

MICROSURGERY

POLYPROPYLENE

BLUE



Micro needle taper point

Metric

USP

Length

Order number


3/8 circle



MDR 5.1 mm 100µm	0.2	10/0	15 cm	blue	MP106
MDR 6.4 mm 150µm	0.3	9/0	15 cm	blue	MP097

smi
www.sutures.be

 Micro needle taper point		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	MDR 6.4 mm 150µm		0.4	8/0	20 cm	<i>violet</i> M910087



ОФТАЛЬМО- ЛОГИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ


Качество
и
надежность





www.sutures.be

 Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	2 x HSP 8 mm 200 µm		0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i> OSU07
	2 x HSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i> OSU061

 Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	2 x DSP 6 mm 200 µm		0.4	8/0	30 cm	<i>violet</i> OSU08-30
			0.4	8/0	45 cm	<i>violet</i> OSU08
	2 x DSP 6.2 mm 150 µm		0.2	10/0	30 cm	<i>violet</i> OSU10
	2 x DSP 6.4 mm 200 µm		0.3	9/0	30 cm	<i>violet</i> OSU09
			0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i> OSU072
	2 x DSP 8 mm 200 µm		0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i> OSU071

 Side cutting spatula		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DSP 6.2 mm 150 µm		0.2	10/0	10 cm	<i>violet</i> OSU101
	DSP 6.4 mm 200 µm		0.3	9/0	30 cm	<i>violet</i> OSU09-1

 Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length		Order number
1/4 circle 	2 x VSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i> OSU06
	350 µm		1	5/0	45 cm	<i>violet</i> OSU05

 Micro needle taper point double armed		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	MDR 6.4 mm 150µm		0.3	9/0	30 cm	<i>violet</i> OSU095

 Reverse cutting			Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	11071512
			1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	11101512
	DS 12 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	<i>undyed</i>	11071512UP
			1	5/0	50 cm	<i>undyed</i>	11101512UP

 Side cutting spatula double armed			Metric	USP	Length	Order number	
1/2 circle 	2 x HSP 8 mm 200 µm		0.4	8/0	45 cm	<i>violet</i>	O910081
	2 x HSP 8 mm 200 µm		0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i>	O91007
	300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	O910061
	2 x HSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>undyed</i>	O910061U
	2 x HSP 8 mm 350 µm		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	O910052

 Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length		Order number	
3/8 circle 	2 x DSP 6 mm 200 µm		0.4	8/0	45 cm	<i>violet</i>	O91008
	220 µm		0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i>	O910072
	2 x DSP 6.5 mm 200 µm		0.4	8/0	30 cm	<i>violet</i>	O910082
			0.5	7/0	30 cm	<i>violet</i>	O910077
	2 x DSP 11 mm 350 µm		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	O910051

 Side cutting spatula		Metric	USP	Length		Order number
	DSP 6.5 mm	0.4	8/0	30 cm	<i>violet</i>	O910082-1
	200 µm	0.5	7/0	30 cm	<i>violet</i>	O910077-1

 Side cutting spatula double armed			Metric	USP	Length	Order number
 1/4 circle	2 x VSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i> O91006
			0.7	6/0	20 cm	<i>undyed</i> O91006U-20
			0.7	6/0	45 cm	<i>undyed</i> O91006U
	2 x VSP 8 mm 350 µm		1	5/0	45 cm	<i>violet</i> O91005
			1	5/0	45 cm	<i>undyed</i> O91005U
						

 Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	2 x DSP 6.5 mm 200 µm 	0.4	8/0	45 cm	blue	OS81


 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number		
3/8 circle 	2 x DSP 6.5 mm 200 µm 	0.4	8/0	45 cm	<i>black</i>	OS81B
	2 x DSP 6.5 mm 240 µm 	0.5	7/0	45 cm	<i>black</i>	OS71
		0.7	6/0	45 cm	<i>black</i>	OS61
	2 x DSP 8 mm 350 µm  	1	5/0	30 cm	<i>black</i>	OS52


 Side cutting spatula double armed			Metric	USP	Length		Order number
1/4 circle 	2 x VSP 8 mm 250 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>black</i>	OS62
	2 x VSP 10 mm 350 µm		1	5/0	45 cm	<i>black</i>	OS51


 Reverse cutting			Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	black	8071512
			1	5/0	45 cm	black	8101512
			1.5	4/0	75 cm	black	8151512
	DS 16 mm		1.5	4/0	75 cm	black	8151516
	DS 19 mm		1.5	4/0	75 cm	black	8151519



 Reverse cutting double armed	Metric	USP	Length	Order number			
3/8 circle 	2 x DS 12 mm		0.5	7/0	45 cm	<i>black</i>	8051512-2
			0.7	6/0	45 cm	<i>black</i>	8071512-2

 Round bodied taper point double armed	Metric	USP	Length	Order number
1/4 circle  2 x VR 8 mm 220 µm 	0.4	8/0	45 cm	<i>black</i> ON81
 Side cutting spatula	Metric	USP	Length	Order number
1/2 circle  HSP 5.5 mm 150 µm 	0.2	10/0	30 cm	<i>black</i> ON1081
 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number
1/2 circle  2 x HSP 5.5 mm 150 µm 	0.2	10/0	30 cm	<i>black</i> ON108
2 x HSP 6.2 mm 150 µm 	0.2	10/0	30 cm	<i>black</i> ON102
2 x HSP 6.4 mm 220 µm 	0.2	10/0	30 cm	<i>black</i> ON106
2 x HSP 8 mm 300 µm 	0.7	6/0	45 cm	<i>black</i> ON62
 Side cutting spatula	Metric	USP	Length	Order number
3/8 circle  DSP 6.2 mm 150 µm 	0.2	10/0	15 cm	<i>black</i> ON1011




 Side cutting spatula double armed			Metric	USP	Length	Order number	
	2 x DSP 6 mm 220 µm		0.2	10/0	30 cm	<i>black</i>	ON103
	2 x DSP 6.2 mm 150 µm		0.1	11/0	20 cm	<i>black</i>	ON111
			0.2	10/0	30 cm	<i>black</i>	ON101
			0.3	9/0	30 cm	<i>black</i>	ON95
			0.3	9/0	45 cm	<i>black</i>	ON95-45
			0.4	8/0	30 cm	<i>black</i>	ON85
			0.4	8/0	45 cm	<i>black</i>	ON85-45
	2 x DSP 6.2 mm 200 µm		0.5	7/0	30 cm	<i>black</i>	ON75
	2 x DSP 6.4 mm 220 µm		0.2	10/0	30 cm	<i>black</i>	ON105
			0.2	10/0	38 cm	<i>black</i>	ON105-38
			0.2	10/0	45 cm	<i>black</i>	ON105-45
	2 x DSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>black</i>	ON61

 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number		
1/4 circle 	2 x VSP 8 mm 350 µm 	1	5/0	45 cm	<i>black</i>	ON51

 Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number	
	DS 12 mm 	0.5	7/0	75 cm	<i>black</i>	9051512
		0.7	6/0	75 cm	<i>black</i>	9071512

 Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	2 x HSP 8 mm 350 µm 	1	5/0	45 cm	<i>white</i>	OP52
 Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	2 x DSP 8 mm 350 µm 	1	5/0	45 cm	<i>white</i>	OP53
 Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length		Order number
1/4 circle 	2 x VSP 8 mm 250 µm 	0.5	7/0	45 cm	<i>white</i>	OP71
	2 x VSP 8 mm 300 µm 	0.7	6/0	45 cm	<i>white</i>	OP61
	2 x VSP 8 mm 350 µm 	1	5/0	45 cm	<i>white</i>	OP51
	2 x VSP 8 mm 350 µm 	1.5	4/0	45 cm	<i>white</i>	OP41

 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number
1/2 circle  2 x HSP 6.2 mm 200 µm 	0.2	10/0	30 cm	<i>blue</i> OPP106
 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number
3/8 circle  2 x DSP 6.4 mm 200 µm 	0.2	10/0	30 cm	<i>blue</i> OPP105
	0.3	9/0	30 cm	<i>blue</i> OPP95
 Side cutting spatula	Metric	USP	Length	Order number
3/8 circle  DSP 6 mm 200 µm 	0.5	7/0	45 cm	<i>blue</i> OPP71-1
 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number
1/4 circle  2 x VSP 8 mm 300 µm 	0.7	6/0	45 cm	<i>blue</i> OPP62
 Side cutting spatula	Metric	USP	Length	Order number
1/4 circle  VSP 16 mm 150 µm 	0.2	10/0	10 cm	<i>blue</i> OPP103

 Side cutting spatula loop	Metric	USP	Length	Order number
 1/4 circle VSP 15.3 mm 150 µm 	0.2	10/0	20 cm	<i>blue</i> OPP113L-2
 1/4 circle VSP 16 mm 150 µm 	0.2	10/0	20 cm	<i>blue</i> OPP103L-2
 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number
 Straight 2 x GSP 16.15 mm 150 µm 	0.2	10/0	20 cm	<i>blue</i> OPP101
	0.3	9/0	20 cm	<i>blue</i> OPP91
 Side cutting spatula loop	Metric	USP	Length	Order number
 Straight GSP 16.15 mm 150 µm 	0.2	10/0	15 cm	<i>blue</i> OPP110
 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number
 3/8 circle GSP 16 mm 150 µm DSP 4 mm 100 µm 	0.2	10/0	10 cm	<i>blue</i> OPP102



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

*Качество
и
надежность*



www.sutures.be

Suturatrici e rimozione suture


INDICAZIONI:

Suturatrice meccanica SMI, utile per diverse varietà di chiusure della pelle.

VANTAGGI:

- ✓ *Ergonomico e di disegno semplice*
- ✓ *Chiara visione del campo operatori*
- ✓ *Semplice controllo dei punti rimanenti*

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Suturatrice con punti da 35 mm | ZS35W |
| 2. Leva punti monouso | ZSR |
| 3. Leva punti monouso 2 | ZSR2 |



Biopsy Punch

Punch sterile per biopsia, per una biopsia cutanea accurata e delicata

Acciaio inossidabile senza saldatura, con bordo tagliente ben affilato

Maniglia a costine per una presa sicura ed un ottimo controllo



Ø 2 mm	25 pz	ZBP2
Ø 3 mm	25 pz	ZBP3
Ø 4 mm	25 pz	ZBP4
Ø 5 mm	25 pz	ZBP5
Ø 6 mm	25 pz	ZBP6
Ø 8 mm	25 pz	ZBP8
Ø 10 mm	20 pz	ZBP10
Ø 12 mm	20 pz	ZBP12

Mobiletto per suture

Mobiletto e cassetto per mobiletto



Il sistema flessibile del mobiletto consente di tenere le suture ben ordinate e accessibili durante l'intervento chirurgico.

Il sistema di parti intercambiabili consente di assemblare il sistema in molteplici configurazioni.

1 sistema per 2 confezioni di suture in orizzontale (125 mm x 72 mm x 143 mm) **Z070**

Cassetto permobiletto **Z071**

Rete di polipropilene

INDICAZIONI:

Soluzione di rinforzo della parete addominale

- ernia
 - eventrazione
- attraverso celioscopia o laparotomia

COMPOSIZIONE:

Monofilamento di polipropilene lavorato in forma di rete elastica e duratura

VANTAGGI:

- ✓ *Dimensioni estremamente stabili*
- ✓ *Struttura dellamaglia molto sottile*
- ✓ *Porosità ideale*
- ✓ *Eccellente trasparenza*
- ✓ *Buona maneggevolezza*
- ✓ *Facile da tagliare*
- ✓ *Buona tolleranza*

Square & Rectangular Mesh

STANDARD MESH	5 cm x 10 cm	ZMS0510
5 pz	6 cm x 11 cm	ZMS0611
	7.5 cm x 15 cm	ZMS07515
	10 cm x 15 cm	ZMS1015
	15 cm x 15 cm	ZMS1515
	30 cm x 30 cm	ZMS3030



Pilomat

Frantuma pillole Z045

Per frantumare le pillole con un semplice gesto.



Divisore di pillole Z044

Per tagliare qualsiasi formato di pillole in 2 parti.



Lame chirurgiche e scalpelli

Per manico di lame n. 3



N° 10 N° 11 N° 12 N° 12d N° 15 N° 15c

Lame chirurgiche
senza manico

ZB10 ZB11 ZB12 ZB12d ZB15 ZB15c

Lame chirurgiche
con manico di plastica

ZBD10 ZBD11 ZBD12 ZBD15

Per manico di lame n. 4



N° 18 N° 20 N° 21 N° 22 N° 23 N° 24 N° 25

Lame chirurgiche
senza manico

ZB18 ZB20 ZB21 ZB22 ZB23 ZB24 ZB25

Lame chirurgiche
con manico di plastica

ZBD20 ZBD21 ZBD22 ZBD23 ZBD24



COMPOSIZIONE:
Acciaio/carbonio

CONFEZIONE:
Confezioni singole sterili laminate

senza manico 100 unità per cartone
con manico in plastica 10 unità per cartone

Stitch Cutter



ZBS

Manico di lame

COMPOSIZIONE: Acciaio inossidabile

CONFEZIONE: 10 unità per cartone



N° 3 ZBH3



N° 4 ZBH4

Episio Set

Surgicryl® Rapid: Acido poliglicolico assorbibile sintetico – multifilamento intrecciato e rivestito - assorbimento veloce

Dorso tagliente

Corpo cilindrico punta triangolare



Codice prodotto

3/8 Cerchio



1/2 Cerchio



DS 26 mm
HRT 40 mm



1 x USP 2/0 – DS 26 mm – 75 cm
2 x USP 0 – HRT 40 mm – 90 cm

incolore S-1430-1435

Set per la cervice

Set di sutura secondo la tecnica Shirodkar

2 x ago a punta smussa



Codice prodotto



2 x HRB 50 mm

nastro di poliestere da 4 mm lunghezza 40 cm

ZCE1

nastro di poliestere da 4 mm lunghezza 50 cm

ZCE4

2 x HRB 65 mm

nastro di poliestere da 4 mm lunghezza 50 cm

ZCE3

Set di sutura secondo la tecnica Mc. Donald / Wurm-Hefner

2 x ago corpo cilindrico punta triangolare



Codice prodotto



2 x HRT 48 mm

EP 6 / USP 8 poliestere verde 75 cm

ZCE9

Patella Set

Interno tagliente



Metric

USP

Lunghezza filo

Codice prodotto

1/2 Cerchio




HS 120 mm

9

7

60 cm

ST75



Pennarello per la pelle

Pennarello per la pelle per uso generico. Indelebile, colore viole. Biocompatibile, non-tossico, e non-irritante. Con righello in centimetri e inch.

ZSM 20 Pennarello per la pelle, doppia punta, normale e sottile, con righello, sterile



Cera per ossa



12 x 2.5 g

Z046

COMPOSIZIONE:

Cera D'api bianca raffinata, con paraffina e isopropil palmitato

INDICAZIONI:

Utilizzato nel controllo di un'emorragia dalla superficie dell'osso fungendo da barriera meccanica.

CONFEZIONE:

Lastre da 2,5 grammi individualmente confezionate
Confezione da 12 unità, sterile

Spugna SMI


Spugna emostatica di gelatina assorbitibile

COMPOSIZIONE:

Gelatina di prima scelta ad elevata purezza

INDICAZIONI:


Per uso in varie procedure chirurgiche. Per uso emostatico con applicazione sulla superficie sanguinante. Non pirogenica e biocompatibile.



1. STANDARD	80 x 50 x 10 mm	ZHG805010
2. REGULAR	70 x 50 x 10 mm	ZHG705010
3. SPECIAL	80 x 50 x 1 mm	ZHG805001
4. TAMPONE	80 x 30 mm DIA	ZHG8030
5. CUBO DENTALE	10 x 10 x 10 mm	ZHG101010

Aghi chirurgici

Confezione
da 12 unità



1/2 Cerchio



	Occhiello ordinario GN	Occhiello „spring” multiplo GF	Occhiello ordinario GRN	Occhiello „spring” multiplo GRF
90 mm N°00		Z 751		Z 850
80 mm N°1	Z 702	Z 752		Z 851
70 mm N°2	Z 703	Z 753		Z 853
65 mm N°3	Z 704			
60 mm N°4		Z 755		Z 855
55 mm N°6	Z 706	Z 756	Z 806	Z 856
50 mm N°7		Z 758	Z 807	Z 858
48 mm				Z 840
45 mm N°8	Z 708	Z 759	Z 808	Z 859
40 mm N°9	Z 710	Z 760	Z 810	Z 860
37 mm		Z 746		
35 mm N°10	Z 711	Z 761	Z 811	Z 861
32 mm N°11		Z 745		
30 mm N°12	Z 712	Z 762	Z 812	Z 862
25 mm N°13	Z 713	Z 763	Z 813	Z 863
20 mm N°15	Z 714	Z 764	Z 814	Z 864
16 mm N°16		Z 766		Z 866

AGO SERPENTINO



Occhiello ordinario GSN



145 mm	Z 402
135 mm	Z 401
110 mm	Z 403

AGO RETTO



Occhiello ordinario GSN Occhiello „spring” multiplo GSF



75 mm N° 1	Z 904
60 mm N° 4	Z 903 Z 913
45 mm N° 8	Z 902
40 mm N° 9	Z 912
35 mm N° 10	Z 911



3/8 Cerchio



	 Occhiello ordinario BN		 Occhiello „spring” ordinario BRN		 Occhiello ordinario BRT
	 Occhiello „spring” multiplo BF		 Occhiello „spring” multiplo BRF		
200 mm	Z 400				
130 mm N°6-0	Z 495		Z 595		
110 mm N°4-0			Z 599		
100 mm N°000	Z 500	Z 550		Z 650	
90 mm N°00	Z 501	Z 551	Z 601	Z 651	Z 301
90 mm LIGHT N°00	Z 502		Z 602		
85 mm N°0			Z 590		
80 mm N°1	Z 503	Z 552	Z 591		Z 303
70 mm N°2	Z 504	Z 553	Z 603	Z 653	
70 mm LIGHT N°2	Z 504L				
65 mm N°3			Z 604		
60 mm N°4	Z 505	Z 555		Z 655	
57 mm N°5	Z 506		Z 605		
55 mm N°6		Z 556		Z 656	
50 mm N°7		Z 557	Z 607	Z 657	
45 mm N°8	Z 508	Z 558	Z 608	Z 658	
40 mm N°9	Z 510	Z 560	Z 610	Z 660	
35 mm N°10	Z 511	Z 561	Z 611	Z 661	
32 mm N°11		Z 570		Z 670	
30 mm N°12	Z 512	Z 562	Z 612	Z 662	
25 mm N°13	Z 513	Z 563	Z 613	Z 663	
22 mm N°14		Z 571		Z 671	
20 mm N°15	Z 514	Z 564	Z 614	Z 664	
16 mm N°16	Z 516	Z 566		Z 666	
14 mm N°17		Z 567		Z 667	
12 mm N°20		Z 568		Z 668	

AGHI A SLITTA mezzo cerchio



Occhiello
ordinario



Occhiello
„spring”
multiplo



80 mm N°1

Z 202

70 mm N°2

Z 203

65 mm N°3

Z 204

60 mm N°4

Z 205

57 mm N°5

Z 201

55 mm N°6

Z 206

50 mm N°7

Z 207

45 mm N°8

Z 208

40 mm N°9

Z 260

35 mm N°10

Z 261

32 mm N°11

Z 270

30 mm N°12

Z 262

25 mm N°13

Z 263

22 mm N°14

Z 271

20 mm N°15

Z 264

16 mm N°16

Z 266

14 mm N°17

Z 267

12 mm N°20

Z 268

AGHI A SLITTA POST MORTEM



Occhiello ordinario




130 mm 5"

Z 281

100 mm 4"

Z 282

AGHI POST MORTEM 3/8 CERCHIO



Occhiello ordinario



150 mm 6"

Z 480

130 mm 5"

Z 481

100 mm 4"

Z 482