

STATEMENT

We, ACON Laboratories, Inc., having a registered office at *5850 Oberlin Drive #340, San Diego, CA 92121* authorize SRL Sanmedico having a registered office at *A. Corobceanu street 7A, apt. 9, Chisinău, MD-2012, Moldova*

to register, notify, renew or modify the registration of medical devices on the territory of the Republic of Moldova.

Date: January 3, 2023

Signature:



Qiyi Xie, Md, MPH
Sr. Officer, Regulatory & Clinical Affairs
ACON Laboratories, Inc.
Ph: 858-875-8011
Email: qxie@aconlabs.com



Certificate

No. Q5 104507 0001 Rev. 03

Holder of Certificate: **ACON Laboratories, Inc.**
5850 Oberlin Drive, #340
San Diego CA 92121
USA

Certification Mark:



Scope of Certificate: **Design and Development, Manufacture and distribution of In Vitro Diagnostic Test Kits and Reagents for the Determination of Infectious Diseases, Clinical Chemistry, Drugs of Abuse, Tumor/Cardiac Marker, Fertility/Pregnancy and Blood Glucose Monitoring System, Lancing Devices and Lancets**

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH certifies that the company mentioned above has established and is maintaining a quality management system, which meets the requirements of the listed standard(s). All applicable requirements of the testing and certification regulation of TÜV SÜD Group have to be complied with. For details and certificate validity see: www.tuvsud.com/ps-cert?q=cert:Q5 104507 0001 Rev. 03

Report No.: SH22743A01

Valid from: 2022-09-15
Valid until: 2025-09-06

Date, 2022-09-15

Christoph Dicks
Head of Certification/Notified Body

Certificate

No. Q5 104507 0001 Rev. 03

Applied Standard(s):

EN ISO 13485:2016
Medical devices - Quality management systems -
Requirements for regulatory purposes
(ISO 13485:2016)
DIN EN ISO 13485:2016

Facility(ies):

ACON Laboratories, Inc.
5850 Oberlin Drive, #340, San Diego CA 92121, USA

Address holder for registration only

ACON Laboratories, Inc.
10125 Mesa Rim Road, San Diego CA 92121, USA

Manufacture and distribution of
In Vitro Diagnostic Test Kits and Reagents for the Determination of
Infectious Diseases, Clinical Chemistry, Drugs of Abuse,
Tumor/Cardiac Marker, Fertility/Pregnancy and Blood Glucose
Monitoring System, Lancing Devices and Lancets

ACON Laboratories, Inc.
6865 Flanders Dr., Suite B, San Diego CA 92121, USA

Storage of
In Vitro Diagnostic Test Kits and Reagents for the Determination of
Infectious Diseases, Clinical Chemistry, Drugs of Abuse,
Tumor/Cardiac Marker, Fertility/Pregnancy and Blood Glucose
Monitoring System, Lancing Devices and Lancets

AZURE Institute, Inc.
10125 Mesa Rim Road, San Diego CA 92121, USA

Design and Development of
In Vitro Diagnostic Test Kits and Reagents for the Determination of
Infectious Diseases, Clinical Chemistry, Drugs of Abuse,
Tumor/Cardiac Marker, Fertility/Pregnancy and Blood Glucose
Monitoring System, Lancing Devices and Lancets

Acon Laboratories Inc.
Guerrero Negro 9942 Parque Industrial Pacifico IV, 22644
Tijuana B.C. CP, MEXICO

Manufacture of
blood glucose test strips, antigen rapid test and IgG/IgM antibody
rapid test for infectious disease.

Declaration of Conformity

ACON Laboratories, Incorporated
5850 Oberlin Drive #340
San Diego, CA 92121, USA

**We, the manufacturer, declare under our sole responsibility that the
in vitro diagnostic device:**

Mission® Urinalysis Reagent Strips (U031-XX1)

classified as Others in the directive 98/79/EC,

**meets all the provisions of the directive 98/79/EC on *in vitro* diagnostic
medical devices which apply to it**

**The self-declaration is according to Annex III
(excluding Section 6) of the Directive.**

Authorized Representative:
Medical Device Safety Service GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

Signed this 11 day of February, 2020
in San Diego, CA USA



Qi Yi Xie, MD, MPH
Senior Staff, Regulatory Affairs & Clinical Affairs
Acon Laboratories, Inc.



Declaration of Conformity

ACON Laboratories, Incorporated
5850 Oberlin Drive, #340
San Diego, CA 92121, USA

**We, the manufacturer, declare under our sole responsibility that the
in vitro diagnostic device:**

Device Name	REF Number	Model Number
Mission® Liquid Urine Control	U021-011	n/a
SPINREACT Liquid Urine Control	U021-013A	n/a
Insight® Liquid Urine Control	U021-015	n/a
Mission® Liquid Diptube Urine Control	U021-071	n/a
Insight® Liquid Diptube Urine Control	U021-075	n/a

classified as Others in the directive 98/79/EC,

**meets all the provisions of the directive 98/79/EC on *in vitro* diagnostic
medical devices which apply to it**

**The self-declaration is according to Annex III
(excluding Section 6) of the Directive.**

Authorized Representative:
Medical Device Safety Service GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

Signed this 22 day of October, 2021
in San Diego, CA, USA



Qiyi Xie, MD, MPH
Senior Staff, Regulatory Affairs & Clinical Affairs
Acon Laboratories, Inc.





ACON Laboratories, Inc.

10125 Mesa Rim Road. • San Diego, CA 92121 • USA
Tel: (858) 875-8000 • Fax: (858) 875-8099 • E-mail: info@aconlabs.com

November 11th 2016

CERTIFICATION LETTER

This letter is to certify that, Vitalie Goreacii, employed by Sanmedico SRL located at: Republic of Moldova, city Chisinau, str. Petricani 88/1 of. 10, MD-2059, have received all required training and is enabled and authorized to provide services with installation, commissioning, and maintenance to the products listed below:

Mission® U120 Urine Analyzer
Mission® U120 Ultra Urine Analyzer
Mission® U500 Urine Analyzer
Mission® PT/INR Coagulation Monitoring System
Mission® Cholesterol Monitoring System
Mission® Ultra Cholesterol Monitoring System
Mission® HB Hemoglobin Testing System
Mission® Plus HB Hemoglobin Testing System
OnCall® Glucose Meter

For further questions or inquiries regarding this matter, please refer to the contact information below.

Sincerely

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jassy Alvarenga", is written over a red circular stamp.

Jassy Alvarenga
International Account Manager
ACON Laboratories, Inc. S.A.

jalvarenga@aconlabs.com

+1 858 875 8085



ACON Laboratories, Inc.

10125 Mesa Rim Road. • San Diego, CA 92121 • USA
Tel: (858) 875-8000 • Fax: (858) 875-8099 • E-mail: info@aconlabs.com

November 11th 2016

CERTIFICATION LETTER

This letter is to certify that, Cerbari Oleg, employed by Sanmedico SRL located at: Republic of Moldova, city Chisinau, str. Petricani 88/1 of. 10, MD-2059, have received all required training and is enabled and authorized to provide services with installation, commissioning, and maintenance to the products listed below:

Mission® U120 Urine Analyzer
Mission® U120 Ultra Urine Analyzer
Mission® U500 Urine Analyzer
Mission® PT/INR Coagulation Monitoring System
Mission® Cholesterol Monitoring System
Mission® Ultra Cholesterol Monitoring System
Mission® HB Hemoglobin Testing System
Mission® Plus HB Hemoglobin Testing System
OnCall® Glucose Meter

For further questions or inquiries regarding this matter, please refer to the contact information below.

Sincerely

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jassy Alvarenga", is written over a red circular stamp.



Jassy Alvarenga
International Account Manager
ACON Laboratories, Inc
jalvarenga@aconlabs.com
+1 858 875 8085

Mission[®]

Urine Controls

Simply validate
visual and analyzer
urinalysis with
Mission[®] Liquid and
Dry Strip Urine
Controls!

- *Reliable*
- *Quick and Easy*
- *Available in Liquid and Dry Strip*



Global Diagnostics for Local Markets™

Mission® Urine Controls

Reliable

- Use with Mission® and Mission® Expert Urinalysis Reagent Strips and Urine Analyzers for optimum quality control
- Validate urinalysis results and prevent procedure errors
- Control Level 1 provides negative results for LEU, NIT, URO, PRO, pH, BLO, SG, KET, BIL, GLU, ASC, ALB^{test} and CRE^{test}
- Control Level 2 provides positive results for LEU, NIT, URO, PRO, pH, BLO, SG, KET, BIL, GLU, ALB^{test} and CRE^{test} with negative results for ASC

Quick and Convenient Testing

- Ensures accurate results for all parameters
- Obtain quick results in any setting
- Competitively priced

Two Types of Urine Controls Available

Liquid Urine Control

- Ready-to-use without dissolving in distilled water
- 24 months shelf life for unopened controls at 2-8°C
- Two Packaging Options
 - Dropper Tip Bottles-Current packaging now available in separate positive and negative levels!
 - Dropper tip bottles provide efficient use of the control solution
 - Easily drop the control solution onto each reagent pad using the dropper tip bottle
 - Control can be used up to 40 times within 30 days at room temperature
 - Diptube-New packaging available in separate positive and negative levels!
 - Diptube packaging allows for quick testing similar to using a urine specimen
 - Simply dip the strip into the control solution and read results
 - Control can be used up to 20 times within 30 days at room temperature

Dry Strip Urine Control

- Portable for use anywhere with no refrigeration required
- Dissolve the dry strip urine control in distilled water, dip urine strip in the control solution, then compare to color chart
- Each control solution can be used for up to 12 tests at 2-30°C within 8 hours for all parameters
- 24 months shelf life at 2-30°C for unopened controls



Specifications

Features		Specifications		
Product Name		Liquid Urine Control	Liquid Diptube Urine Control	Dry Strip Urine Control
Test Parameters		LEU, NIT, URO, PRO, pH, BLO, SG, KET, BIL, GLU, ASC, ALB, CRE (13)		
Solution Detection Levels	Level 1	Negative: LEU, NIT, URO, PRO, pH, BLO, SG, KET, BIL, GLU, ASC, ALB, CRE		
	Level 2	Positive: LEU, NIT, URO, PRO, pH, BLO, SG, KET, BIL, GLU, ALB and CRE, Negative ASC		
Compatible Urine Strips		Mission® Urinalysis Reagent Strips, Mission® Expert Urinalysis Reagent Strips		
Reading Time/Stability		Refer to insert	Refer to insert	Refer to insert
Storage Temperature		2-8°C	2-8°C	2-30°C
Unopened Control Shelf Life		24 months	24 months	24 months
Opened Control Stability		30 days at 15-30°C or until the expiration date at 2-8°C	30 days at 15-30°C or until the expiration date at 2-8°C	2-30°C: 3 months for Dry Strip; 8 hours for Control Solution for all parameters
Maximum Tests per Unit		20 or 40 tests/bottle	20 tests/diptube	12 tests/control solution of 1 dry strip

Ordering Information

Product Name	Catalog No.	Components	Kit Box Dimensions (LxWxH) & Weight	Carton Dimensions (LxWxH) & Weight	# Kits/Carton
Liquid Urine Control [†]	U021-011: Combo	Level 1: 3 x 10 mL/bottle; Level 2: 3 x 10 mL/bottle	85 mm x 55 mm x 60 mm; 107 g	400 mm x 270 mm x 345 mm; 5.2 kg	198
		Level 1: 3 x 5 mL/bottle; Level 2: 3 x 5 mL/bottle	85 mm x 55 mm x 60 mm; 75 g	400 mm x 270 mm x 345 mm; 4.2 kg	198
		Level 1: 1 x 10 mL/bottle; Level 2: 1 x 10 mL/bottle	55 mm x 28 mm x 60 mm; 41 g	400 mm x 270 mm x 345 mm; 6.6 kg	228
		Level 1: 1 x 5 mL/bottle; Level 2: 1 x 5 mL/bottle	55 mm x 28 mm x 60 mm; 31 g	400 mm x 270 mm x 345 mm; 5.5 kg	228
	U021-021: Level 1; U021-031: Level 2	6 x 10 mL/bottle	85 mm x 55 mm x 60 mm; 107 g	400 mm x 270 mm x 345 mm; 5.2 kg	198
		6 x 5 mL/bottle	85 mm x 55 mm x 60 mm; 75 g	400 mm x 270 mm x 345 mm; 4.2 kg	198
		2 x 10 mL/bottle	55 mm x 28 mm x 60 mm; 41 g	400 mm x 270 mm x 345 mm; 6.6 kg	228
		2 x 5 mL/bottle	55 mm x 28 mm x 60 mm; 31 g	400 mm x 270 mm x 345 mm; 5.5 kg	228
Liquid Diptube Urine Control [†]	U021-071: Combo	Level 1: 2 x 12 mL/diptube; Level 2: 2 x 12 mL/diptube	130 mm x 55 mm x 55 mm; 101 g	385 mm x 255 mm x 320 mm; 4.7 kg	30
		Level 1: 1 x 12 mL/diptube; Level 2: 1 x 12 mL/diptube	130 mm x 55 mm x 55 mm; 62 g	385 mm x 255 mm x 320 mm; 3.5 kg	30
	U021-081: Level 1; U021-091: Level 2	4 x 12 mL/diptube	130 mm x 55 mm x 55 mm; 101 g	385 mm x 255 mm x 320 mm; 4.7 kg	30
		2 x 12 mL/diptube	130 mm x 55 mm x 55 mm; 62 g	385 mm x 255 mm x 320 mm; 3.5 kg	30
Dry Strip Urine Control [†]	U021-041: Combo	Level 1: 1 x 25 strips/canister; Level 2: 1 x 25 strips/canister	100 mm x 51 mm x 110 mm; 126 g	280 mm x 280 mm x 260 mm; 3.6 kg	24
		Level 1: 1 x 10 strips/canister; Level 2: 1 x 10 strips/canister	100 mm x 51 mm x 110 mm; 106 g	280 mm x 280 mm x 260 mm; 3.1 kg	24
	U021-051: Level 1; U021-061: Level 2	2 x 25 strips/canister	100 mm x 51 mm x 110 mm; 126 g	280 mm x 280 mm x 260 mm; 3.6 kg	24
		2 x 10 strips/canister	100 mm x 51 mm x 110 mm; 106 g	280 mm x 280 mm x 260 mm; 3.1 kg	24

✓ CE Marked for sale in the European Community 
 † FDA 510(k) Cleared

We also offer other rapid diagnostic and medical products for:

Blood Glucose Monitoring Systems, Clinical Chemistry including Urinalysis, Immunoassay EIA/ELISA and more.

Contact us for worldwide distribution and custom manufacturing (OEM) opportunities



Mission® Urinalysis Reagent Strips and Urine Analyzers

Obtain reliable and cost-effective results with *Mission®* Urinalysis Reagent Strips and Urine Analyzers!

- *Accurate*
- *Reliable*
- *Convenient*



Global Diagnostics for Local Markets™

Urinalysis Reagent Strips

Simple and Accurate


- Analytical sensitivity better than or comparable to market leaders
- High quality color chart ensures accurate visual reading

Flexible

- Compatible for visual and analyzer reading
- More than 30 different combinations available

Multiple Packaging Options and Long Shelf Life


- Canister Packaging
 - Available in 25, 50, 100 and 150 strips per kit
 - 2 year shelf life for unopened canisters which offers cost savings and convenience for high volume testing
 - 3 month shelf life for strips in opened canisters
- Pouch Packaging *New!*
 - Single-strip Pouch
 - Individually packaged strips with 1, 3, 6 and 20 strips and 1 color chart per kit for OTC or low volume testing
 - Unique packaging maintains 2 year shelf life for all strips in the kit compared to 3 months for remaining strips in an opened canister
 - Multi-strip Pouch
 - Canister Refill Kits with 25 strips/pouch uniquely packaged to save cost for low volume testing and extended shelf life by using the canister for refills



Step 1: Immerse strip into urine



Step 2: Remove excess urine



Step 3: Obtain results by analyzer or visual reading

Catalog No.	No. of Parameters	Type of Strip [♦]		Strips per Canister [◊]	Pouch Packaging [▲]	Reading Method			Analyzer-Read Strips: Standard (S) or Additional (A)	Parameters												
		For Visual Reading	For Analyzer Reading (U120/U500)			Visual	U120	U500		ASC	GLU	BIL	KET	SG	BLO	pH	PRO	URO	NIT	LEU	ALB	CRE
U031-131	13	13C	NA	100 [■]	✓	✓	NA	NA	A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
U031-111	11	11A		100	✓	✓	✓	✓	S	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
U031-101	10	10U		100	✓	✓	✓	✓	S		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
		10A				✓	✓	✓	A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
		10C				✓	✓	✓	S		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
U031-091	9	9U		100	✓	✓	✓	✓	S		*	*	*	*	*	*	*	*	*			
U031-081	8	8U		100	✓	✓	✓	✓	A		*	*	*	*	*	*	*	*	*			
		8N				✓	✓	✓	S		*	*	*	*	*	*	*	*	*			
		8S				✓	✓	✓	A		*	*	*	*	*	*	*	*	*			
U031-071	7	7N		100	✓	✓	✓	✓	A		*	*	*	*	*	*	*	*	*			
U031-061	6	6N	6NE	100	✓	✓	✓	✓	A		*	*	*	*	*	*	*	*	*			
		6U	6UE			✓	✓	✓			*	*	*	*	*	*	*	*				
U031-051	5	5B	5BE	100	✓	✓	✓		A		*	*	*	*	*	*	*	*	*			
		5N	5NE			✓	✓	✓			*	*	*	*	*	*	*	*				
		5S	5SE			✓	✓				*	*	*	*	*	*	*	*				
		5U	5UE			✓	✓				*	*	*	*	*	*	*	*				
U031-041	4	4S	4SE	100	✓	✓	✓	✓	A		*	*	*	*	*	*	*	*	*			
		4B	4BE			✓	✓				*	*	*	*	*	*	*	*				
		4K	4KE			✓	✓	✓			*	*	*	*	*	*	*	*				
		4G	4GE			✓	✓				*	*	*	*	*	*	*	*				
		4N	4NE			✓	✓	✓			*	*	*	*	*	*	*	*				
		4P	4PE			✓	✓	✓			*	*	*	*	*	*	*	*				
U031-031	3	3P	3PE	100	✓	✓	✓	✓	A		*	*	*	*	*	*	*	*	*			
		3K	3KE			✓	✓	✓			*	*	*	*	*	*	*	*				
		3G	3GE			✓	✓	✓			*	*	*	*	*	*	*	*				
		3N	3NE			✓	✓	✓			*	*	*	*	*	*	*	*				
U031-021	2	2G	2GE	100	✓	✓	✓	✓	A		*	*	*	*	*	*	*	*	*			
		2K	2KE			✓	✓	✓			*	*	*	*	*	*	*	*				
		2N	2NE			✓	✓	✓			*	*	*	*	*	*	*	*				
		2B	2BE			✓	✓	✓			*	*	*	*	*	*	*	*				
		2U	2UE			✓	✓	✓			*	*	*	*	*	*	*	*				
		2S	2SE			✓	✓	✓			*	*	*	*	*	*	*	*				
		2C	2CE	100 [■]	✓	✓	✓		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
U031-011	1	1B	1BE	100	✓	✓	✓		A		*	*	*	*	*	*	*	*	*			
		1P	1PE			✓	✓	✓			*	*	*	*	*	*	*	*				
		1G	1GE			✓	✓	✓			*	*	*	*	*	*	*	*				
		1K	1KE			✓	✓	✓			*	*	*	*	*	*	*	*				
		1R	1RE			✓	✓	✓			*	*	*	*	*	*	*	*				

♦ Type of Strip:
Visual Strip Size
1-6 Parameters: 5 mm x 80 mm; 7-11 Parameters: 5 mm x 108 mm;
12-13 Parameters: 5 mm x 121 mm
U120/U500 Strip Size
1-11 Parameters: 5 mm x 108 mm;
"E" means extended strip length for 1-6 Parameters

◊ Also available in canisters of 25, 50 and 150 strips
■ Not available in canisters of 150 strips
▲ Single-strip Pouch available in 1, 3, 6 and 20 strip kit
Canister Refill Kit, with 25 strips per pouch or canister, available in 3-pouch and 1- canister kit, or 4-pouch kit

CE Marked for sale in the European Community
Cleared for US 510(k)



U120 Urine Analyzer



Accurate

- Up to 120 tests/hour in Continuous Test Option
- Capable of reading 1 strip at a time in Single Test Option
- Test modes include Routine, STAT and QC
- Automatic calibration for accurate results and easy operation

Reliable

- Can read up to 4 Strip combinations with 8, 9, 10, 11 parameters, additional strips with 1-11 parameters available upon request
- Minimal training required

Convenient Operation

- Saves and recalls the last 2,000 results automatically
- Audible beep signals operator to dip strips in urine
- Can print up to 3 copies per test for convenient reviewing and easy record keeping
- Option to print results on sticker paper for quick and simple record management

Easy Data Management

- Includes RS232C port for easy data transfer to an external computer or LIS
- Optional Barcode Reader to record patient ID

Unique Lockout Functions *new!*

- Strip Lockout
 - Prevents using strips of another brand on the U120 Urine Analyzer
 - Requires barcode reader scan or manual entry of the canister code
- User Lockout
 - Eliminates unapproved users from testing
 - Up to 10 lab operators can perform testing, but only the lab administrator can change analyzer settings
- QC Lockout
 - Prevents testing without passing QC
 - QC tests can be performed once every 8 hours, day, week or month
 - Analyzer will alert when to run QC test
 - If QC tests fail, analyzer will switch to STAT mode and list "E" at the end of each test number

Specifications

Feature	Specifications
Analyzer Type	Manual
Methodology	Reflectance Photometry
Detection	Photosensitive Diode
Throughput	Single Test Option: 60 tests/hour Continuous Test Option: 120 tests/hour
Test Modes	Routine, STAT and QC
Lockout Functions	Strip Lockout: Available Upon Request; User/QC Lockout: Included with option to turn ON/OFF
Memory	Last 2,000 results
Strip Incubation Time	1 Minute
Wavelength of Monochromatic LED	525 nm and 635 nm
Standard Strips	8, 9, 10, 11 Parameters (5 mm x 108 mm)
Additional Strips Available	1-11 Parameters (5 mm x 108 mm); see URS Parameters
Total Combinations Per Analyzer	4 Combinations
Analyzer Ports	Standard RS232C Port for Barcode Reader or Data Transfer USB Port for Data Transfer 25 Pin Parallel Port for External Printer
Capabilities	Internal Thermal Printer (included) RS232C Barcode Reader (optional) Optional External Printer (not included) USB or RS232C Data Transfer Cable (optional)
Major Readable Barcodes	Code 128, Code 39, Codabar (NW-7), Interleaved 25, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13
Calibration	Automatic
Available Languages on the Screen	English and additional language(s)
Operating Conditions	0-40°C (32-104°F); ≤ 85% RH
Storage Conditions	-5-50°C (23-122°F); ≤ 90% RH
Power Source	100-240 VAC, 50-60 Hz
Dimensions (L x W x H)	27.2 cm x 26.9 cm x 14.6 cm (10.7" x 10.6" x 5.7")
Display Dimensions (L x W)	10.8 cm x 5.7 cm (4.2" x 2.2")
Weight	2.6 kg (5.7 lbs)

Ordering Information

Product Name	Catalog No.	Components		Kit Box Dimensions (L x W x H) & Weight	Carton Dimensions (L x W x H) & Weight	Number of Kits/Carton
U120 Urine Analyzer	U111-101 [†]	1 Urine Analyzer 1 Strip holder 2 Printer Paper Rolls	2 Fuses (2.0A) 1 Power Cord 1 Quick Start Guide 1 Instruction Manual	42.0 cm x 41.5 cm x 31 cm; 5.0 kg 16.4" x 16.2" x 12.1"; 176.4 oz		1
U120 Urine Analyzer with Barcode Reader	U111-111 [†]	1 Urine Analyzer 1 Strip holder 2 Printer Paper Rolls 1 Barcode Reader (RS232C)	2 Fuses (2.0A) 1 Power Cord 1 Serial Splitter Cable (RS232C) 1 Quick Start Guide 1 Instruction Manual	44.5 cm x 44.5 cm x 40.0 cm; 5.5 kg 17.5" x 17.5" x 15.7"; 194 oz		1
Barcode Reader	U221-111 [†]	1 Barcode Reader (RS232C)	1 Serial Splitter Cable (RS232C)	23.6 cm x 10.8 cm x 7.8 cm; 0.482 kg 9.3" x 4.3" x 3.1"; 17.0 oz	63.0 cm x 37.0 cm x 30.0 cm; 12.0 kg 24.8" x 14.6" x 11.8"; 423.3 oz	22
Printer Paper Rolls	U121-101	4 Printer Paper Rolls	Thermal Paper (0.06 m x 20 m): 200 results/roll Sticker Paper (0.06 m x 9 m): 100 results/roll	12.0 cm x 12.0 cm x 6.5 cm; 0.36 kg 4.7" x 4.7" x 2.6"; 12.7 oz	63.0 cm x 37.0 cm x 30.0 cm; 19.4 kg 24.8" x 14.6" x 11.8"; 684.3 oz	50
U120 Data Transfer Kit	U221-131 [†]	1 Data Transfer Cable (RS232C)	1 Package Insert	12.0 cm x 12.0 cm x 6.5 cm; 0.4 kg 4.7" x 4.7" x 2.6"; 14.1 oz	63.0 cm x 37.0 cm x 30.0 cm; 21.4 kg 24.8" x 14.6" x 11.8"; 684.3 oz; 754.9 oz	8

U500 Urine Analyzer



Accurate and Efficient

- Up to 500 tests/hour for medium/large volume sample testing
- Professional accuracy equivalent to market leader
- Automatic strip detection and alignment for better efficiency
- Test modes include Routine, STAT and QC

Easy to Operate

- Large touch screen LCD offers simple menu navigation
- Uniquely designed strip platform/waste tray unit for easy one-step cleaning

Convenient

- Automatic calibration and waste disposal reduce hands-on time
- Can read strips with 8, 9, 10, 11 parameters, additional strips with 1-11 parameters available upon request
- Strip selection of up to 4 combinations for analyzer reading
- Stores up to 2,000 records and automatically flags abnormal results
- Capable of printing results on sticker paper for quick and easy record management

Data Management Capability

- Includes RS232C port for easy data transfer to an external computer or LIS
- Optional Barcode Reader to record patient ID

Unique Lockout Functions Coming Soon!

- Strip Lockout
 - Prevents using strips of another brand on the U500 Urine Analyzer
 - Requires barcode reader scan or manual entry of the canister code
- User Lockout
 - Eliminates unapproved users from testing
 - Up to 10 lab operators can perform testing, but only the lab administrator can change analyzer settings
- QC Lockout
 - Prevents testing without passing QC
 - QC tests can be performed once every 8 hours, day, week or month
 - Analyzer will alert when to run QC test
 - If QC tests fail, analyzer will switch to STAT mode and list "E" at the end of each test number

Specifications

Feature	Specifications
Analyzer Type	Semi-Automatic
Methodology	Reflectance Photometry
Detection	Photosensitive Diode
Throughput	500 tests/hour (Measuring cycle: 7 seconds/test)
Test Modes	Routine, STAT and QC
Lockout Functions	Strip Lockout: Available Upon Request; User/QC Lockout: Included with option to turn ON/OFF
Memory	Last 2,000 Records
Strip Incubation Time	1 Minute
Wavelength	525 and 635 nm
Standard Strips	8, 9, 10, 11 Parameters (5 mm x 108 mm)
Additional Strips Available	1-11 Parameters (5 mm x 108 mm); see URS Parameters
Total Combinations Per Analyzer	4 Combinations
Waste Disposal Capacity	Up to 150 Strips
Analyzer Ports	Standard RS232C Port for Barcode Reader or Data Transfer 25 Pin Parallel Port for External Printer
Capabilities	Internal Thermal Printer (included) RS232C Barcode Reader (optional) Optional External Printer (not included) RS232C Data Transfer Cable (optional)
Major Readable Barcodes	Code 128, Code 39, Codabar (NW-7), Interleaved 25, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13
Calibration	Automatic
Available Languages on the Screen	English and additional language(s)
Operating Conditions	0-40°C (32-104°F); ≤85% RH
Storage Conditions	-5-50°C (23-122°F); ≤90% RH
Power Source	100-240 VAC, 50-60 Hz
Dimensions (L x W x H)	36.6 cm x 28.3 cm x 19.5 cm (14.4" x 11.1" x 7.7")
Display Dimensions (L x W)	11.5 cm x 9.0 cm (4.5" x 3.5")
Weight	4.0 kg (8.8 lbs)

Ordering Information

Product Name	Catalog No.	Components	Kit Box Dimensions (L x W x H) & Weight	Carton Dimensions (L x W x H) & Weight	Number of Kits/Carton
U500 Urine Analyzer	U211-101✓	1 Urine Analyzer 1 Strip Platform/Waste Tray 2 Printer Paper Rolls	2 Fuses (2.0A) 1 Power Cord 1 Instruction Manual	51.0 cm x 42.0 cm x 38.5 cm; 7 kg 20.1" x 16.5" x 15.2"; 246.9 oz	1
U500 Urine Analyzer with Barcode Reader	U211-111✓	1 Urine Analyzer 1 Strip Platform/Waste Tray 2 Printer Paper Rolls 1 Barcode Reader (RS232C)	2 Fuses (2.0A) 1 Power Cord 1 Serial Splitter Cable (RS232C) 1 Instruction Manual	55.0 cm x 55.0 cm x 55.0 cm; 9.2 kg 21.7" x 21.7" x 21.7"; 324.5 oz	1
Barcode Reader	U221-111✓†	1 Barcode Reader (RS232C)	1 Serial Splitter Cable (RS232C)	23.6 cm x 10.8 cm x 7.8 cm; 0.482 kg 9.3" x 4.3" x 3.1"; 17.0 oz	22
Printer Paper Rolls	U121-101	4 Printer Paper Rolls	Thermal Paper (0.06 m x 20 m): 200 results/roll Sticker Paper (0.06 m x 9 m): 100 results/roll	12.0 cm x 12.0 cm x 6.5 cm; 0.360 kg 4.7" x 4.7" x 2.6"; 12.7 oz	50
U500 Data Transfer Kit	U221-131✓	1 Data Transfer Cable (RS232C)	1 Package Insert	12.0 cm x 12.0 cm x 6.5 cm; 0.40 kg 4.7" x 4.7" x 2.6"; 14.1 oz	8

We also offer other rapid diagnostic and medical products:

Blood Glucose Monitoring Systems, Immunoassay EIA/ELISA and more.

✓ CE Marked for sale in the European Community

† Cleared for US 510(k)



REF U021-011	English
REF U021-021	
REF U021-031	

INTENDED USE

The Liquid Urine Control is intended for use in validating the visual and analyzer reading of urinalysis. The results should be compared to the expected results listed below to ensure the consistent performance of *Mission®* and *Mission® Expert* Urinalysis Reagent Strips and Urine Analyzers. The Liquid Urine Control is available in two levels and is ready to use for monitoring routine urinalysis.

PRECAUTIONS

- For *in vitro* diagnostic use only. Do not use after the expiration date.
- All materials should be considered potentially hazardous and handled in the same manner as an infectious agent.
- Discard if there is excessive turbidity or evidence of microbial contamination.
- The used materials should be discarded according to local regulations after testing.
- This product is not intended for use as a standard.
- The use of quality control materials is an important part of good laboratory practices. Quality control materials are an objective method of assessing techniques or practices in use.

REAGENTS

The product is a liquid stable control prepared from simulated human urine with added chemicals, constituents of animal origin, preservatives and stabilizers. The control does not include human resource materials. Various pure chemicals are used to adjust each analyte level.

STORAGE AND STABILITY

- Store and ship at 2-8°C (35-46°F). Do not freeze.
- Controls are stable until the expiration date printed on the bottle label when stored at 2-8°C (35-46°F).
- All analytes are stable for 20 days at 2-30°C (35-86°F) once opened and stored with the cap on tightly.

MATERIALS

Materials Provided

- Liquid Urine Control Level 1 and/or Level 2
- Package Insert

Materials Required But Not Provided

- Strips
- Timer

DIRECTIONS FOR USE

Allow all test materials to reach room temperature (15-30°C) prior to testing.

- Invert the urine control bottle 3 times to ensure reproducible results, then remove the cap. While holding the urinalysis reagent strip, invert the urine control bottle and gently squeeze the urine control bottle to dispense the urine control. Ensure each reagent area on urinalysis reagent strip is completely saturated with urine control. See illustration 1 below.

Note:


- Do not touch the tip of the urine control bottle to the reagent areas on the urinalysis reagent strip to avoid contamination.
- Dispense the remaining hanging drop of urine control before turning the urine control bottle upright.

- Hold the strip in a horizontal position and bring the edge of the strip into contact with an absorbent material (e.g. a paper towel) to avoid mixing chemicals from adjacent reagent areas and/or soiling hands with the urine control. See illustration 2 below.
- Compare the reagent areas to the corresponding color blocks on the canister label at the specified times. Hold the strip close to the color blocks and compare carefully. See illustration 3 below.

Note:

- Results may be read up to 2 minutes after the specified times.
- Results may also be read using the *Mission®* and *Mission® Expert* Urine Analyzers. Refer to the Instruction Manual for details.

- Clean the dropper tip, and immediately replace the cap tightly.



EXPECTED VALUES

The expected values listed on the following page should only be used for the specific lots printed. Expected values were obtained from replicate analysis. The urine control and urinalysis reagent strip lots can create slight differences in expected results. Different laboratory methods, instruments and reagents can create variations between laboratories and variations over time. Use the results provided as reference only. It is recommended that each laboratory establish its own parameters of precision.

Note: The color reactions of Urobilinogen and Bilirubin reagent areas on the urinalysis reagent strips may produce colors that are atypical when visually compared to the color blocks on the color chart.

LIMITATIONS

The *Mission®* Liquid Urine Control can only be used with *Mission®* and *Mission® Expert* Urinalysis Reagent Strips and Urine Analyzers. Ensure reproducible results by inverting the urine control bottle 3 times before each use. Interpretation of visual results depends on several factors: the variability of color perception, the presence or absence of inhibitory factors, and the lighting conditions when the strip is read. Each color block on the color chart does not correspond to a specific concentration, but it does correspond to a range of analyte concentrations.

Index of Symbols

	Attention, see instructions for use		Tests per kit		Manufacturer
	For <i>in vitro</i> diagnostic use only		Use by		Authorized Representative
	Store between 2-8°C		Lot Number		Catalog #



ACON Laboratories, Inc.
10125 Mesa Rim Road,
San Diego, CA 92121, USA



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

Mission® Urinalysis Reagent Strips (Urine)

Package Insert

REF U031-011	REF U031-051	REF U031-091	English
REF U031-021	REF U031-061	REF U031-101	
REF U031-031	REF U031-071	REF U031-111	
REF U031-041	REF U031-081		

For rapid detection of multiple analytes in human urine.

For *in vitro* diagnostic use only.

INTENDED USE

The Urinalysis Reagent Strips (Urine) are firm plastic strips onto which several separate reagent areas are affixed. The test is for the qualitative and semi-quantitative detection of one or more of the following analytes in urine: Ascorbic acid, Glucose, Bilirubin, Ketone (Acetoacetic acid), Specific Gravity, Blood, pH, Protein, Urobilinogen, Nitrite and Leukocytes.

SUMMARY

Urine undergoes many changes during states of disease or body dysfunction before blood composition is altered to a significant extent. Urinalysis is a useful procedure as an indicator of health or disease, and as such, is a part of routine health screening. The Urinalysis Reagent Strips (Urine) can be used in general evaluation of health, and aids in the diagnosis and monitoring of metabolic or systemic diseases that affect kidney function, endocrine disorders and diseases or disorders of the urinary tract.^{1,2}

PRINCIPLE AND EXPECTED VALUES

Ascorbic acid: This test involves decolorization of Tillmann's reagent. The presence of ascorbic acid causes the color of the test field to change from blue-green to orange. Patients with adequate diet may excrete 2-10 mg/dL daily. After ingesting large amounts of ascorbic acid, levels can be around 200 mg/dL.

Glucose: This test is based on the enzymatic reaction that occurs between glucose oxidase, peroxidase and chromogen. Glucose is first oxidized to produce gluconic acid and hydrogen peroxide in the presence of glucose oxidase. The hydrogen peroxide reacts with potassium iodide chromogen in the presence of peroxidase. The extent to which the chromogen is oxidized determines the color which is produced, ranging from green to brown. Glucose should not be detected in normal urine. Small amounts of glucose may be excreted by the kidney.³ Glucose concentrations as low as 100 mg/dL may be considered abnormal if results are consistent.

Bilirubin: This test is based on azo-coupling reaction of bilirubin with diazotized dichloroaniline in a strongly acidic medium. Varying bilirubin levels will produce a pinkish-tan color proportional to its concentration in urine. In normal urine, no bilirubin is detectable by even the most sensitive methods. Even trace amounts of bilirubin require further investigation. Atypical results (colors different from the negative or positive color blocks shown on the color chart) may indicate that bilirubin-derived bile pigments are present in the urine specimen, and are possibly masking the bilirubin reaction.

Ketone: This test is based on ketones reacting with nitroprusside and acetoacetic acid to produce a color change ranging from light pink for negative results to a darker pink or purple color for positive results. Ketones are normally not present in urine. Detectable ketone levels may occur in urine during physiological stress conditions such as fasting, pregnancy and frequent strenuous exercise.⁴⁻⁶ In starvation diets, or in other abnormal carbohydrate metabolism situations, ketones appear in the urine in excessively high concentration before serum ketones are elevated.⁷

Specific Gravity: This test is based on the apparent pKa change of certain pretreated polyelectrolytes in relation to ionic concentration. In the presence of an indicator, colors range from deep blue-green in urine of low ionic concentration to green and yellow-green in urine of increasing ionic concentration. Randomly collected urine may vary in specific gravity from 1.003-1.035.⁸ Twenty-four hour urine from healthy adults with normal diets and fluid intake will have a specific gravity of 1.016-1.022.⁹ In cases of severe renal damage, the specific gravity is fixed at 1.010, the value of the glomerular filtrate.

Blood: This test is based on the peroxidase-like activity of hemoglobin which catalyzes the reaction of diisopropylbenzene dihydroperoxide and 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine. The resulting color ranges from orange to dark blue. Any green spots or green color development on the reagent area within 60 seconds is significant and the urine specimen should be examined further. Blood is often, but not invariably, found in the urine of menstruating females. The significance of a trace reading varies among patients and clinical judgment is required in these specimens.

pH: This test is based on a double indicator system which gives a broad range of colors covering the entire urinary pH range. Colors range from orange to yellow and green to blue. The expected range for normal urine specimens from newborns is pH 5-7.⁹ The expected range for other normal urine specimens is pH 4.5-8, with an average result of pH 6.⁹

Protein: This reaction is based on the phenomenon known as the "protein error" of pH indicators where an indicator that is highly buffered will change color in the presence of proteins (anions) as the indicator releases hydrogen ions to the protein. At a constant pH, the development of any green color is due to the presence of protein. Colors range from yellow to yellow-green for negative results and green to green-blue for positive results. 1-14 mg/dL of protein may be excreted by a normal kidney.¹⁰ A color matching any block greater than trace indicates significant proteinuria. Clinical judgment is required to evaluate the significance of trace results.

Urobilinogen: This test is based on a modified Ehrlich reaction between p-diethylaminobenzaldehyde and urobilinogen in strongly acidic medium to produce a pink color. Urobilinogen is one of the major compounds produced in heme synthesis and is a normal substance in urine. The expected range for normal urine with this test is 0.2-1.0 mg/dL (3.5-17 µmol/L).⁸ A result of 2.0 mg/dL (35 µmol/L) may be of clinical significance, and the patient specimen should be further evaluated.

Nitrite: This test depends upon the conversion of nitrate to nitrite by the action of Gram negative bacteria in the urine. In an acidic medium, nitrite in the urine reacts with p-arsanilic acid to form a diazonium compound. The diazonium compound in turn couples with 1 N-(1-naphthyl) ethylenediamine to produce a pink color. Nitrite is not detectable in normal urine.⁹ The nitrite area will be positive in some cases of infection, depending on how long the urine specimens were retained in the bladder prior to collection. Retrieval of positive cases with the nitrite test ranges from as low as 40% in cases where little bladder incubation occurred, to as high as approximately 80% in cases where bladder incubation took place for at least 4 hours.

Leukocytes: This test reveals the presence of granulocyte esterases. The esterases cleave a derivatized pyrazole amino acid ester to liberate derivatized hydroxy pyrazole. This pyrazole then reacts with a diazonium salt to produce a beige-pink to purple color. Normal urine specimens generally yield negative results. Trace results may be of questionable clinical significance. When trace results occur, it is recommended to retest using a fresh specimen from the same patient. Repeated trace and positive results are of clinical significance.

REAGENTS AND PERFORMANCE CHARACTERISTICS

Based on the dry weight at the time of impregnation, the concentrations given may vary within manufacturing tolerances. The following table below indicates read times and performance characteristics for each parameter.

Reagent	Read Time	Composition	Description
Ascorbic Acid (ASC)	30 seconds	2,6-dichlorophenolindophenol; buffer and non-reactive ingredients	Detects ascorbic acid as low as 5-10 mg/dL (0.28-0.56 mmol/L).
Glucose (GLU)	30 seconds	glucose oxidase; peroxidase; potassium iodide; buffer; non-reactive ingredients	Detects glucose as low as 50-100 mg/dL (2.5-5 mmol/L).
Bilirubin (BIL)	30 seconds	2, 4-dichloroaniline diazonium salt; buffer and non-reactive ingredients	Detects bilirubin as low as 0.4-1.0 mg/dL (6.8-17 µmol/L).
Ketone (KET)	40 seconds	sodium nitroprusside; buffer	Detects acetoacetic acid as low as 2.5-5 mg/dL (0.25-0.5 mmol/L).
Specific Gravity (SG)	45 seconds	bromthymol blue indicator; buffer and non-reactive ingredients; poly (methyl vinyl ether/maleic anhydride); sodium hydroxide	Determines urine specific gravity between 1.000 and 1.030. Results correlate with values obtained by refractive index method within ± 0.005.
Blood (BLO)	60 seconds	3,3',5,5'-tetramethylbenzidine (TMB); diisopropylbenzene dihydroperoxide; buffer and non-reactive ingredients	Detects free hemoglobin as low as 0.018-0.060 mg/dL or 5-10 Ery/µL in urine specimens with ascorbic acid content of < 50 mg/dL.
pH	60 seconds	methyl red sodium salt; bromthymol blue; non-reactive ingredients	Permits the quantitative differentiation of pH values within the range of 5-9.
Protein (PRO)	60 seconds	tetrabromophenol blue; buffer and non-reactive ingredients	Detects albumin as low as 7.5-15 mg/dL (0.075-0.15 g/L).
Urobilinogen (URO)	60 seconds	p-diethylaminobenzaldehyde; buffer and non-reactive ingredients	Detects urobilinogen as low as 0.2-1.0 mg/dL (3.5-17 µmol/L).
Nitrite (NIT)	60 seconds	p-arsanilic acid; N-(1-naphthyl) ethylenediamine; non-reactive ingredients	Detects sodium nitrite as low as 0.05-0.1 mg/dL in urine with a low specific gravity and less than 30 mg/dL ascorbic acid.
Leukocytes (LEU)	120 seconds	derivatized pyrrole amino acid ester; diazonium salt; buffer; non-reactive ingredients	Detects leukocytes as low as 9-15 white blood cells Leu/µL in clinical urine.

The performance characteristics of the Urinalysis Reagent Strips (Urine) have been determined in both laboratory and clinical tests. Parameters of importance to the user are sensitivity, specificity, accuracy and precision. Generally, this test has been developed to be specific for the parameters to be measured with the exceptions of the interferences listed. Please refer to the Limitations section in this package insert.

Interpretation of visual results is dependent on several factors: the variability of color perception, the presence or absence of inhibitory factors, and the lighting conditions when the strip is read. Each color block on the chart corresponds to a range of analyte concentrations.

PRECAUTIONS

- For *in vitro* diagnostic use only. Do not use after the expiration date.
- The strip should remain in the closed canister until use.
- Do not touch the reagent areas of the strip.
- Discard any discolored strips that may have deteriorated.
- All specimens should be considered potentially hazardous and handled in the same manner as an infectious agent.
- The used strip should be discarded according to local regulations after testing.

STORAGE AND STABILITY

Store as packaged in the closed canister either at room temperature or refrigerated (2-30°C). Keep out of direct sunlight. The strip is stable through the expiration date printed on the canister label. Do not remove the desiccant. Remove only enough strips for immediate use. Replace cap immediately and tightly. **DO NOT FREEZE.** Do not use beyond the expiration date.

Note: Once the canister has been opened, the remaining strips are stable for up to 3 months. Stability may be reduced in high humidity conditions.

SPECIMEN COLLECTION AND PREPARATION

A urine specimen must be collected in a clean and dry container and tested as soon as possible. Do not centrifuge. The use of urine preservatives is not recommended. If testing cannot be done within an hour after voiding, refrigerate the specimen immediately and let it return to room temperature before testing.

Prolonged storage of unpreserved urine at room temperature may result in microbial proliferation with resultant changes in pH. A shift to alkaline pH may cause false positive results with the protein test area. Urine containing glucose may decrease in pH as organisms metabolize the glucose.

Contamination of the urine specimen with skin cleansers containing chlorhexidine may affect protein (and to a lesser extent, specific gravity and bilirubin) test results.

MATERIALS

Materials Provided

- Strips
- Package insert

Materials Required But Not Provided


- Specimen collection container
- Timer

DIRECTIONS FOR USE

Allow the strip, urine specimen, and/or controls to reach room temperature (15-30°C) prior to testing.

- Remove the strip from the closed canister and use it as soon as possible. Immediately close the canister tightly after removing the required number of strip(s). Completely immerse the reagent areas of the strip in fresh, well-mixed urine and immediately remove the strip to avoid dissolving the reagents. See illustration 1 below.
- While removing the strip from the urine, run the edge of the strip against the rim of the urine container to remove excess urine. Hold the strip in a horizontal position and bring the edge of the strip into contact with an absorbent material (e.g. a paper towel) to avoid mixing chemicals from adjacent reagent areas and/or soiling hands with urine. See illustration 2 below.
- Compare the reagent areas to the corresponding color blocks on the canister label at the specified times. Hold the strip close to the color blocks and match carefully. See illustration 3 below.

Note: Results may be read up to 2 minutes after the specified times.



INTERPRETATION OF RESULTS

Results are obtained by direct comparison of the color blocks printed on the canister label. The color blocks represent nominal values; actual values will vary close to the nominal values. In the event of unexpected or questionable results, the following steps are recommended: confirm that the strips have been tested within the expiration date printed on the canister label, compare results with known positive and negative controls and repeat the test using a new strip. If the problem persists, discontinue using the strip immediately and contact your local distributor.

QUALITY CONTROL

For best results, performance of reagent strips should be confirmed by testing known positive and negative specimens/controls whenever a new test is performed, or whenever a new canister is first opened. Each laboratory should establish its own goals for adequate standards of performance.

LIMITATIONS

Note: The Urinalysis Reagent Strips (Urine) may be affected by substances that cause abnormal urine color such as drugs containing azo dyes (e.g. Pyridium®. Azo Gantrisin®, Azo Gantanol®), nitrofurantoin (Microdantin®, Furadantin®), and riboflavin.⁸ The color development on the test pad may be masked or a color reaction may be produced that could be interpreted as false results.

Ascorbic acid: No interference is known.

Glucose: The reagent area does not react with lactose, galactose, fructose or other metabolic substances, nor with reducing metabolites of drugs (e.g. salicylates and nalidixic acid). Sensitivity may be decreased in specimens with high specific gravity (>1.025) and with ascorbic acid concentrations of ≥ 25 mg/dL. High ketone levels ≥ 100 mg/dL may cause false negative results for specimens containing a small amount of glucose (50-100 mg/dL).

Bilirubin: Bilirubin is absent in normal urine, so any positive result, including a trace positive, indicates an underlying pathological condition and requires further investigation. Reactions may occur with urine containing large doses of chlorpromazine or rifampin that might be mistaken for positive bilirubin.⁹ The presence of bilirubin-derived bile pigments may mask the bilirubin reaction. This phenomenon is characterized by color development on the test patch that does not correlate with the colors on the color chart. Large concentrations of ascorbic acid may decrease sensitivity.

Ketone: The test does not react with acetone or β-hydroxybutyrate.⁸ Urine specimens of high pigment, and other substances containing sulfindryl groups may occasionally give reactions up to and including trace (±).

Specific Gravity: Ketoacidosis or protein higher than 300 mg/dL may cause elevated results. Results are not affected by non-ionic urine components such as glucose. If the urine has a pH of 7 or greater, add 0.005 to the specific gravity reading indicated on the color chart.

Blood: A uniform blue color indicates the presence of myoglobin, hemoglobin or hemolyzed erythrocytes.⁸ Scattered or compacted blue spots indicate intact erythrocytes. To enhance accuracy, separate color scales are provided for hemoglobin and for erythrocytes. Positive results with this test are often seen with urine from menstruating females. It has been reported that urine of high pH reduces sensitivity, while moderate to

high concentration of ascorbic acid may inhibit color formation. Microbial peroxidase, associated with urinary tract infection, may cause a false positive reaction. The test is slightly more sensitive to free hemoglobin and myoglobin than to intact erythrocytes.

pH: If the procedure is not followed and excess urine remains on the strip, a phenomenon known as "runover" may occur, in which the acid buffer from the protein reagent will run onto the pH area, causing the pH result to appear artificially low. pH readings are not affected by variations in urinary buffer concentration.

Protein: Any green color indicates the presence of protein in the urine. This test is highly sensitive for albumin, and less sensitive to hemoglobin, globulin and mucoprotein.⁸ A negative result does not rule out the presence of these other proteins. False positive results may be obtained with highly buffered or alkaline urine. Contamination of urine specimens with quaternary ammonium compounds or skin cleansers containing chlorhexidine may produce false positive results.⁸ The urine specimens with high specific gravity may give false negative results.

Urobilinogen: All results lower than 1 mg/dL urobilinogen should be interpreted as normal. A negative result does not at any time preclude the absence of urobilinogen. The reagent area may react with interfering substances known to react with Ehrlich's reagent, such as p-aminosalicylic acid and sulfonamides.⁹ False negative results may be obtained if formalin is present. The test cannot be used to detect porphobilinogen.

Nitrite: The test is specific for nitrite and will not react with any other substance normally excreted in urine. Any degree of uniform pink to red color should be interpreted as a positive result, suggesting the presence of nitrite. Color intensity is not proportional to the number of bacteria present in the urine specimen. Pink spots or pink edges should not be interpreted as a positive result. Comparing the reacted reagent area on a white background may aid in the detection of low nitrite levels, which might otherwise be missed. Ascorbic acid above 30 mg/dL may cause false negatives in urine containing less than 0.05 mg/dL nitrite ions. The sensitivity of this test is reduced for urine specimens with highly buffered alkaline urine or with high specific gravity. A negative result does not at any time preclude the possibility of bacteruria. Negative results may occur in urinary tract infections from organisms that do not contain reductase to convert nitrate to nitrite; when urine has not been retained in the bladder for a sufficient length of time (at least 4 hours) for reduction of nitrate to nitrite to occur; when receiving antibiotic therapy or when dietary nitrate is absent.

Leukocytes: The result should be read between 60-120 seconds to allow for complete color development. The intensity of the color that develops is proportional to the number of leukocytes present in the urine specimen. High specific gravity or elevated glucose concentrations (≥ 2,000 mg/dL) may cause test results to be artificially low. The presence of cephalixin, cephalothin, or high concentrations of oxalic acid may also cause test results to be artificially low. Tetracycline may cause decreased reactivity, and high levels of the drug may cause a false negative reaction. High urinary protein may diminish the intensity of the reaction color. This test will not react with erythrocytes or bacteria common in urine.⁸

BIBLIOGRAPHY

- Free AH, Free HM. *Urinalysis, Critical Discipline of Clinical Science*. CRC Crit. Rev. Clin. Lab. Sci. 3(4): 481-531, 1972.
- Yoder J, Adams EC, Free, AH. *Simultaneous Screening for Urinary Occult Blood, Protein, Glucose, and pH*. Amer. J. Med Tech. 31:285, 1965.
- Shchersten B, Fritz H. *Subnormal Levels of Glucose in Urine*. JAMA 201:129-132, 1967.
- McGarry JD, Lilly. Lecture, 1978: New Perspectives in the Regulation of Ketogenesis. Diabetes 28: 517-523 May, 1978.
- Williamson DH. *Physiological Ketoses, or Why Ketone Bodies?* Postgrad. Med. J. (June Suppl.): 372-375, 1971.
- Paterson P, et al. *Maternal and Fetal Ketone Concentrations in Plasma and Urine*. Lancet: 862-865; April 22, 1967.
- Fraser J, et al. *Studies with a Simplified Nitroprusside Test for Ketone Bodies in Urine, Serum, Plasma and Milk*. Clin. Chem. Acta II: 372-378, 1965.
- Henry JB, et al. *Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods*, 20th Ed. Philadelphia. Saunders. 371-372, 375, 379, 382, 385, 2001.
- Tietz NW. *Clinical Guide to Laboratory Tests*. W.B. Saunders Company. 1976.
- Burtis CA, Ashwood ER. *Tietz Textbook of Clinical Chemistry* 2nd Ed. 2205, 1994.

Index of Symbols			
	Consult instructions for use		Tests per kit
	For <i>in vitro</i> diagnostic use only		Use by
	Store between 2-30°C		Lot Number
	Authorized Representative		

**ACON Laboratories, Inc.**
10125 Mesa Rim Road,
San Diego, CA 92121, USA

**MDSS GmbH**
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany



浙江东方基因生物制品股份有限公司
Zhejiang Orient Gene Biotech Co.,LTD

STATEMENT

We, Zhejiang Orient Gene Biotech Co., Ltd , having a registered office at 3787#, East Yangguang Avenue, Dipu Street Anji 313300, Huzhou, Zhejiang, China assign SRL SANMEDICO having a registered office at A. Corobceanu street 7A, apt. 9, Chişinău MD-2012, Moldova, as non-exclusive authorized representative for Orient Gene Brand product in correspondence with the conditions of directive 98/79/EEC.

We declare that the company mentioned above is authorized to register, notify, renew or modify the registration of medical devices on the territory of the Republic of Moldova.

This Statement letter will be valid from Feb.21th,2023 to Feb.20th, 2024.

Zhejiang Orient Gene Biotech Co., Ltd

General Manager:

Date:2023/2/21



[Handwritten signature in blue ink]

地址：浙江省湖州市安吉县递铺镇阳光大道东段 3787 号
Add: 3787#, East Yangguang Avenue, Dipu Street Anji 313300, Huzhou, Zhejiang, China
电话 Tel:+86-572-5226111 传真 Fax: +86-572-5226222 邮编 P.C.:313300



Certificate

No. Q5 092305 0001 Rev. 01

Holder of Certificate: **Zhejiang Orient Gene Biotech Co., Ltd.**
3787#, East Yangguang Avenue, Dipu Street Anji
313300 Huzhou, Zhejiang
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Certification Mark:



Scope of Certificate: **Design and Development, Production and Distribution of In Vitro Diagnostic Reagent and Instrument for the Detection of Drugs of Abuse, Fertility, Infectious Diseases, Oncology, Biochemistry, Cardiac Diseases, Allergic Disease based on Rapid Test, PCR and Liquid Biochip Method.**

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH certifies that the company mentioned above has established and is maintaining a quality management system, which meets the requirements of the listed standard(s). All applicable requirements of the testing and certification regulation of TÜV SÜD Group have to be complied with. For details and certificate validity see: www.tuvsud.com/ps-cert?q=cert:Q5 092305 0001 Rev. 01

Report No.: SH2198802

Valid from: 2022-04-11

Valid until: 2024-03-16

Date, 2022-04-11

Christoph Dicks

Head of Certification/Notified Body

Certificate

No. Q5 092305 0001 Rev. 01

Applied Standard(s):

EN ISO 13485:2016
Medical devices - Quality management systems -
Requirements for regulatory purposes
(ISO 13485:2016)
DIN EN ISO 13485:2016

Facility(ies):

Zhejiang Orient Gene Biotech Co., Ltd.
3787#, East Yangguang Avenue, Dipu Street Anji, 313300
Huzhou, Zhejiang, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

See Scope of Certificate



EC Declaration of Conformity

In accordance with Directive 98/79/EC

Legal Manufacturer: Healgen Scientific Limited Liability Company

Legal Manufacturer Address: 3818 Fuqua Street, Houston, TX 77047, USA.

Declares, that the products
Product Name and Model(s)

Orient Gene HCV Hepatitis C Virus Rapid Test (Serum/Plasma) (Cassette)	GCHCV-302a
Orient Gene HCV Hepatitis C Virus Rapid Test (Whole blood/Serum/Plasma)(Cassette)	GCHCV-402a

EDMA Code: 15 70 02 02

Classification: Annex II List A
Conformity assessment route: Annex IV (Full Quality Assurance)

Compliance of the designated product with the Directive 98/79/EC has been assessed and certified by the Notified Body

Notified Body: TÜV SÜD Product Service GmbH

Notified Body Address: Munich Branch Ridlerstraße 65 80339 München Germany

EC Certificate No.: V1 092378 0004 Rev. 02 Valid until: 2025-05-26

EC Design-Examination Certificate No.: V7 092378 0009 Rev. 00 Valid until: 2025-05-26

It bears the mark

CE 0123

We, the Manufacturer, herewith declare with sole responsibility that our product/s mentioned above meet/s the provisions of the Directive 98/79/EC of the European Parliament and of the Council on In-Vitro Diagnostic Medical Devices.


We hereby explicitly appoint

EC Representative Name: QARAD b.v.b.a.

EC Representative Address: Cipalstraat 3, B-2440 Geel, Belgium

to act as our European Authorized Representative as defined in the aforementioned Directive.

I, the undersigned, hereby declare that the medical devices specified above conform with the directive 98/79/EC on in vitro diagnostic medical devices and pertinent essential requirements

Signature: 
Name of authorized signatory: Joyce Pang
Position held in the company: Vice-President
Date: 2022.4.22



Zhejiang Orient Gene Biotech Co., LTD

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Product Name: HBsAg Rapid Test (Whole blood/Serum/Plasma) (Cassette)

Catalog NO.: GCHBsg-402a

Purchase NO.: 2023-IEU157#

Lot NO.: 2310203

Quantity: 3000pcs

Expiration Date: 2025.09

CONTROLS		SPECIFICATION	TEST RESULT	CONCLUSION
Negative Specimens		Negative	Negative	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Fail
Positive Specimens	1ng/ml	Positive	Positive	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Fail
	2ng/ml	Positive	Positive	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Fail
	3ng/ml	Positive	Positive	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Fail
	5ng/ml	Positive	Positive	<input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Fail

Conclusion: ☒Pass: All results meet QC standard.
☐Fail

Test by:

QC Supervisor:

Date:

2023.10.28

HBsAg Rapid Test Cassette (Whole Blood/Serum/Plasma)

INTENDED USE

The HBsAg Rapid Test Cassette is a lateral flow chromatographic immunoassay for the qualitative detection of Hepatitis B surface antigen (HBsAg) in human whole blood, serum or plasma. It is intended to be used as a screening test and as an aid in the diagnosis of infection with Hepatitis B virus (HBV). Any reactive specimen with the HBsAg Rapid Test Cassette must be confirmed with alternative testing method(s) and clinical findings.

INTRODUCTION

Viral hepatitis is a systemic disease primarily involving the liver. Most cases of acute viral hepatitis are caused by Hepatitis A virus, Hepatitis B virus (HBV) or Hepatitis C virus. The complex antigen found on the surface of HBV is called HBsAg. The presence of HBsAg in serum or plasma is an indication of an active Hepatitis B infection, either acute or chronic. In a typical Hepatitis B infection, HBsAg will be detected 2 to 4 weeks before the ALT level becomes abnormal and 3 to 5 weeks before symptoms or jaundice develop. HBsAg has four principal subtypes: adw, ayw, adr and ayr. Because of antigenic heterogeneity of the determinant, there are 10 major serotypes of Hepatitis B virus. The HBsAg Test Cassette (Whole Blood/Serum/Plasma) is a rapid test to qualitatively detect the presence of HBsAg in whole blood, serum or plasma specimens. The test utilizes a combination of double monoclonal antibodies to selectively detect elevated levels of HBsAg in whole blood, serum or plasma.

PRINCIPLE

The HBsAg Rapid Test Cassette is a lateral flow chromatographic immunoassay based on the principle of the double antibody-sandwich technique. The membrane is pre-coated with anti-HBsAg antibodies on the test line region of the test. During testing, Hepatitis B Surface Antigen in the whole blood, serum or plasma specimen reacts with the particle coated with anti-HBsAg antibody. The mixture migrates upward on the membrane chromatographically by capillary action to react with anti-HBsAg antibodies on the membrane and generate a colored line. The presence of this colored line in the test region indicates a positive result, while its absence indicates a negative result. To serve as a procedural control, a colored line will always appear in the control line region indicating that the proper volume of specimen has been added and membrane wicking has occurred.

PRODUCT CONTENTS

The HBsAg Test Cassette (Whole Blood/Serum/Plasma) containing anti-HBsAg antibodies particles and anti-HBsAg antibodies coated on the membrane.

MATERIALS SUPPLIED

1. Test Cassette
2. Desiccant
3. Pipette Dropper
4. Buffer
5. Package Insert

MATERIAL REQUIRED BUT NOT PROVIDED

1. Specimen collection containers
2. Lancets (for fingerstick whole blood only)
3. Centrifuge (for plasma only)
4. Timer
5. Heparinized capillary tubes and dispensing bulb (for fingerstick whole blood only)

STORAGE AND STABILITY

The kit can be stored at room temperature or refrigerated (2-30°C). The test device is stable through the expiration date printed on the sealed pouch. The test device must remain in the sealed pouch until use. DO NOT FREEZE. Do not use beyond the expiration date.

WARNINGS AND PRECAUTIONS

1. For professional In Vitro diagnostic use only. Do not use after expiration date.
2. Warning: the reagents in this kit contain sodium azide which may react with lead or copper plumbing to form potentially explosive metal azides. When disposing of such reagents, always flush with large volumes of water to prevent azide build-up.
3. Do not use it if the tube/pouch is damaged or broken.

4. Test is for single use only. Do not re-use under any circumstances.
5. Handle all specimens as if they contain infectious agents. Observe established precautions against microbiological hazards throughout testing and follow the standard procedures for proper disposal of specimens.
6. Wear protective clothing such as laboratory coats, disposable gloves and eye protection when specimens are assayed.
7. Humidity and temperature can adversely affect results.
8. Do not perform the test in a room with strong air flow, ie. electric fan or strong air conditioning.

SPECIMEN COLLECTION


1. HBsAg Rapid Test Cassette (Whole Blood/Serum/Plasma) can be performed using whole blood (from venipuncture or fingerstick), serum or plasma.
2. To collect Fingerstick Whole Blood specimens:
 - Wash the patient's hand with soap and warm water or clean with an alcohol swab. Allow to dry.
 - Massage the hand without touching the puncture site by rubbing down the hand towards the fingertip of the middle or ring finger.
 - Puncture the skin with a new sterile lancet for each person. Wipe away the first sign of blood.
 - Gently rub the hand from wrist to palm to finger to form a rounded drop of blood over the puncture site.
 - Add the Fingerstick Whole Blood specimen to the test device by using a capillary tube:
 - Touch the end of the capillary tube to the blood until filled to approximately 50 µL. Avoid air bubbles.
 - Place the bulb onto the top end of the capillary tube, then squeeze the bulb to dispense the whole blood into the specimen well (S) of the test device.
 - Add the Fingerstick Whole Blood specimen to the test device by using hanging drops:
 - Position the patient's finger so that the drop of blood is just above the specimen well (S) of the test device.
 - Allow 2 hanging drops of fingerstick whole blood to fall into the center of specimen well (S) on the test device, or move the patient's finger so that the hanging drop touches the center of the specimen well (S). Avoid touching the finger directly to the specimen well (S).
3. Separate serum or plasma from blood as soon as possible to avoid hemolysis. Use only clear, non-hemolyzed specimens.
4. Testing should be performed immediately after specimen collection. Do not leave the specimens at room temperature for prolonged periods. Serum and plasma specimens may be stored at 2-8°C for up to 3 days. For long term storage, specimens should be kept below -20°C. Whole blood collected by venipuncture should be stored at 2-8°C if the test is to be run within 2 days of collection. Do not freeze whole blood specimens. Whole blood collected by fingerstick should be tested immediately.
5. Bring specimens to room temperature prior to testing. Frozen specimens must be completely thawed and mixed well prior to testing. Specimens should not be frozen and thawed repeatedly.
6. If specimens are to be shipped, they should be packed in compliance with local regulations covering the transportation of etiologic agents.

TEST PROCEDURE

Allow test device, specimen, buffer and/or controls to equilibrate to room temperature (15-30°C) prior to testing.

1. Remove the test device from the foil pouch and use it as soon as possible. Best results will be obtained if the assay is performed within one hour.
2. Place the test device on a clean and level surface.
For Serum or Plasma Specimens: Hold the dropper vertically and transfer 2-3 drops of serum or plasma (approximately 60-90 µL) to the specimen well (S) of the test device. See illustration below.
For Venipuncture Whole Blood Specimens: Hold the dropper vertically and transfer 2 drops of venipuncture whole blood (approximately 50 µL) to the specimen well (S) of the test device, then add 1 drop of buffer (approximately 40 µL) and start the timer. See illustration below.
For Fingerstick Whole Blood Specimens: Allow 2 hanging drops of fingerstick whole blood (approximately 50 µL) to fall into the center of the specimen well (S) on the test device, then add 1 drop of buffer (approximately 40 µL) and start the timer. See illustration below.
3. Wait for the red line(s) to appear. The result should be read in 15 minutes. Do not interpret the result after 15 minutes.

HBsAg Rapid Test Cassette (Whole Blood/Serum/Plasma)



INTERPRETATION OF RESULTS

(Please refer to the illustration above)

POSITIVE: Two distinct red lines appear. One line should be in the control region (C) and another line should be in the test region (T).

NEGATIVE: One red line appears in the control region (C). No apparent red or pink line appears in the test region (T).

INVALID: Control line fails to appear. Insufficient specimen volume or incorrect procedural techniques are the most likely reasons for control line failure. Review the procedure and repeat the test with a new test Cassette. If the problem persists, discontinue using the test kit immediately and contact your local distributor.

QUALITY CONTROL

A procedural control is included in the test. A red line appearing in the control region (C) is the internal procedural control. It confirms sufficient specimen volume and correct procedural technique.

Control standards are not supplied with this kit; however it is recommended that positive and negative controls be tested as a good laboratory practice to confirm the test procedure and to verify proper test performance.

LIMITATIONS

- Though the HBsAg Rapid Test Cassette is a reliable screening assay, it should not be used as a sole criterion for diagnosis of HBV infection.
- The HBsAg Rapid Test Cassette is limited to the qualitative detection of HBsAg in human whole blood, serum or plasma. The intensity of the test band does not have linear correlation with HBsAg titer in the specimen.
- A negative test result does not preclude the possibility of exposure to or infection with HBV. Infection through recent exposure (seroconversion) to HBV may not be detectable.
- A negative result can occur if the quantity of HBsAg present in the specimen is below the detection limits of the assay (lower than 1 ng/mL), or the HBsAg that are detected are not present during the stage of disease in which a sample is collected.
- Interference due to heterophile antibodies, Rheumatoid Factors and other nonanalyte substances in patient's serum, capable of binding antibodies multivalently and providing erroneous analyte detection in immunoassays, has been reported in various studies. Both laboratory professionals and clinicians must be vigilant to this possibility of antibody interference. Results that appear to be internally inconsistent or incompatible with the clinical presentation should invoke suspicion of the presence of an endogenous artifact and lead to appropriate in vitro investigative action.
- This kit is intended ONLY for testing of individual samples. Do not use it for testing of cadaver samples, saliva, urine or other body fluids, or pooled (mixed) blood.

7. As with all diagnostic tests, a definitive clinical diagnosis should not be based on the result of a single test, but should only be made by the physician after all clinical and laboratory findings have been evaluated.

PERFORMANCE CHARACTERISTICS

Sensitivity:

The HBsAg Rapid Test Cassette (Whole Blood/Serum/Plasma) has been tested with a sensitivity panel ranging from 0 to 300 ng/mL. All 10 HBsAg subtypes produced positive results on the HBsAg Rapid Test Cassette (Whole Blood/Serum/Plasma). The test can detect 5ng/mL of HBsAg in 10 minutes, and 1 ng/mL of HBsAg in 15 minutes.

Specificity:

Antibodies used for the HBsAg Rapid Test Cassette (Whole Blood/Serum/Plasma) were developed against whole Hepatitis B antigen isolated from Hepatitis B virus. Specificity of the HBsAg Rapid Test Cassette (Whole Blood/Serum/Plasma) was also tested with laboratory strains of Hepatitis A and Hepatitis C. They all yielded negative results.

HBsAg Rapid Test Cassette vs. EIA test

Method		EIA		Total Results
HBsAg Rapid Test Cassette	Results	Positive	Negative	
	Positive	345	5	350
	Negative	2	980	982
Total Results		347	985	1332

Relative sensitivity: 99.4%

Relative specificity: 99.5%

Accuracy: 99.5%

REFERENCE

- Blumberg, B. S. The Discovery of Australian Antigen and its relation to viral hepatitis. *Vitro*. 1971; 7: 223

HCV Ab Rapid Test Cassette (Whole Blood/Serum/Plasma)

INTENDED USE

The HCV Ab Rapid Test Cassette (Whole Blood/Serum/Plasma) is a sandwich lateral flow chromatographic immunoassay for the qualitative detection of antibodies (IgG, IgM, and IgA) anti- Hepatitis C virus (HCV) in human whole blood, serum or plasma. It is intended to be used as a screening test and as an aid in the diagnosis of infection with HCV. Any reactive specimen with the HCV Ab Rapid Cassette must be confirmed with alternative testing method(s) and clinical findings.

INTRODUCTION

Hepatitis C Virus (HCV) is a small, enveloped, positive-sense, single-stranded RNA Virus. Antibody to HCV is found in over 80% of patients with well-documented non-A, non-B hepatitis. Conventional methods fail to isolate the virus in cell culture or visualize it by electron microscope. Cloning the viral genome has made it possible to develop serologic assays that use recombinant antigens ^(1, 2). Compared to the first generation HCV EIAs using single recombinant antigen, multiple antigens using recombinant protein and/or synthetic peptides have been added in new serologic tests to avoid nonspecific cross-reactivity and to increase the sensitivity of the HCV antibody tests ^(3, 4).

HCV Ab Rapid Test Cassette (Whole Blood/Serum/Plasma) is a rapid test to qualitatively detect the presence of antibody to HCV in a whole blood, serum or plasma specimen. The test utilizes a combination of recombinant antigen to selectively detect elevated levels of HCV antibodies in whole blood, serum or plasma.

PRINCIPLE

The HCV Ab Rapid Test Cassette is a lateral flow chromatographic immunoassay based on the principle of the double antigen–sandwich technique. The test cassette consists of: 1) a burgundy colored conjugate pad containing HCV antigens conjugated with colloidal gold (HCV Ag conjugates) and rabbit IgG–gold conjugates, 2) a nitrocellulose membrane strip containing a test band (T band) and a control band (C band). The T band is pre-coated with non-conjugated HCV antigens, and the C band is pre-coated with goat anti-rabbit IgG. When an adequate volume of test specimen is dispensed into the sample well of the cassette, the specimen migrates by capillary action across the cassette. The antibodies: either the IgG, the IgM, or the IgA, to HCV if present in the specimen will bind to the HCV Ag conjugates. The immunocomplex is then captured on the membrane by the pre-coated HCV antigens, forming a burgundy colored T band, indicating a HCV Ab positive test result. Absence of the T band suggests a negative result. The test contains an internal control (C band) which should exhibit a burgundy colored band of the immunocomplex of goat anti-rabbit IgG/rabbit IgG–gold conjugate regardless the presence of any antibodies to HCV. Otherwise, the test result is invalid and the specimen must be retested with another device.

PRODUCT CONTENTS

HCV Ab Rapid Test Cassette (Whole Blood/Serum/Plasma) containing HCV antigen coated particles and HCV antigen coated on the membrane.

MATERIALS SUPPLIED

1. Test Strip 2. Pipette Dropper 3.Desiccant 4.Buffer 5.Package Insert

MATERIAL REQUIRED BUT NOT PROVIDED

1.Specimen collection containers 2.Lancets (for fingerstick whole blood only)
3.Centrifuge (for plasma only) 4.Timer
5.Heparinized capillary tubes and dispensing bulb (for fingerstick whole blood only)

STORAGE AND STABILITY

The kit can be stored at room temperature or refrigerated (2-30°C). The test device is stable through the expiration date printed on the sealed pouch. The test device must remain in the sealed pouch until use. DO NOT FREEZE. Do not use beyond the expiration date.

WARNINGS AND PRECAUTIONS

1.For professional In Vitro diagnostic use only. Do not use after expiration date.
2.Warning: the reagents in this kit contain sodium azide which may react with lead or copper plumbing to form potentially explosive metal azides. When disposing of such reagents, always flush with large volumes of water to

prevent azide build-up.

3. Do not use it if the tube/pouch is damaged or broken.

4.Test is for single use only. Do not re-use under any circumstances.

5.Handle all specimens as if they contain infectious agents.Observe established precautions against microbiological hazards throughout testing and follow the standard procedures for proper disposal of specimens.

6. Wear protective clothing such as laboratory coats, disposable gloves and eye protection when specimens are assayed.

7. Humidity and temperature can adversely affect results .

SPECIMEN COLLECTION

1.The HCV Rapid Test Cassette (Whole Blood/Serum/Plasma) can be performed using whole blood (from venipuncture or fingerstick), serum or plasma.

2.To collect Fingerstick Whole Blood specimens:

- Wash the patient's hand with soap and warm water or clean with an alcohol swab. Allow to dry.

- Massage the hand without touching the puncture site by rubbing down the hand towards the fingertip of the middle or ring finger.

- Puncture the skin with a new sterile lancet for each person. Wipe away the first sign of blood.

- Gently rub the hand from wrist to palm to finger to form a rounded drop of blood over the puncture site.

- Add the Fingerstick Whole Blood specimen to the test device by using a capillary tube:

- Touch the end of the capillary tube to the blood until filled to approximately 50 µL. Avoid air bubbles.

- Place the bulb onto the top end of the capillary tube, then squeeze the bulb to dispense the whole blood into the specimen well (S) of the test device.

- Add the Fingerstick Whole Blood specimen to the test device by using hanging drops:

- Position the patient's finger so that the drop of blood is just above the specimen well (S) of the test device.

- Allow 2 hanging drops of fingerstick whole blood to fall into the center of specimen well (S) on the test device or, move the patient's finger so that the hanging drop touches the center of the specimen well (S). Avoid touching the finger directly to the specimen well (S).

3.Separate serum or plasma from blood as soon as possible to avoid hemolysis. Use only clear, non-hemolyzed specimens.

4.Testing should be performed immediately after specimen collection. Do not leave the specimens at room temperature for prolonged periods. Serum and plasma specimens may be stored at 2-8°C for up to 3 days. For long term storage, specimens should be kept below -20°C. Whole blood collected by venipuncture should be stored at 2-8°C if the test is to be run within 2 days of collection. Do not freeze whole blood specimens. Whole blood collected by fingerstick should be tested immediately.

5.Bring specimens to room temperature prior to testing. Frozen specimens must be completely thawed and mixed well prior to testing. Specimens should not be frozen and thawed repeatedly.

6.If specimens are to be shipped, they should be packed in compliance with local regulations covering the transportation of etiologic agents.

TEST PROCEDURE

Allow test device, specimen, buffer and/or controls to equilibrate to room temperature (15-30°C) prior to testing.

1.Remove the test device from the foil pouch and use it as soon as possible. Best results will be obtained if the assay is performed within one hour.

2. Place the test device on a clean and level surface.


For Serum or Plasma Specimens: Hold the dropper vertically and transfer 1 drop of serum or plasma (approximately 30 µL) to the specimen well (S) of the test device, then add 1 drop of buffer (approximately 40 µL) and start the timer. See illustration below.

For Venipuncture Whole Blood Specimens: Hold the dropper vertically and transfer 2 drops of venipuncture whole blood (approximately 50µL) to the specimen well (S) of the test device, then add 1 drop of buffer (approximately 40 µL) and start the timer. See illustration below.

For Fingerstick Whole Blood Specimens: Allow 2 hanging drops of fingerstick whole blood (approximately 50 µ L) to fall into the center of the specimen well (S) on the test device, then add 1 drop of buffer (approximately 40 µ L) and start the timer. See illustration below.

HCV Ab Rapid Test Cassette (Whole Blood/Serum/Plasma)

3. Wait for the red line(s) to appear. The result should be read in 15 minutes. Do not interpret the result after 15 minutes.



INTERPRETATION OF RESULTS

(please refer to the illustration above)

Positive: Two lines appear. One colored line should be in the control line region (C) and another apparent colored line should be in the test line region (T).

Negative: One colored line appears in the control line region (C). No line appears in the test line region (T).

Invalid: Control line fails to appear. Insufficient specimen volume or incorrect procedural techniques are the most likely reasons for control line failure. Review the procedure and repeat the test with a new test device. If the problem persists, discontinue using the test kit immediately and contact your local distributor.

QUALITY CONTROL

A procedural control is included in the test. A red line appearing in the control region (C) is the internal procedural control. It confirms sufficient specimen volume and correct procedural technique. Control standards are not supplied with this test. However, it is recommended that positive and negative controls are sourced from a local competent authority and tested as a good laboratory practice, to confirm the test procedure and verify the test performance.

LIMITATIONS

1. The HCV Ab Rapid Test Cassette (Whole Blood/ Serum/Plasma) is for in vitro diagnostic use only. This test should be used for the detection of antibodies to HCV in whole blood, serum or plasma specimen.
2. The HCV Ab Rapid Test Cassette (Whole Blood/Serum/Plasma) will only indicate the presence of antibodies to HCV in the specimen and should not be used as the sole criteria for the diagnosis of Hepatitis C viral infection.
3. As with all diagnostic tests, all results must be considered with other clinical information available to the physician.
4. If the test result is negative and clinical symptoms persist, additional follow-up testing using other clinical methods is recommended. A negative result at any time does not preclude the possibility of Hepatitis C Virus infection.
5. A negative result can occur if the quantity of the antibodies to HCV present in the specimen is below the detection limits of the assay, or the antibodies that are detected are not present during the stage of disease in which a sample is collected.
6. Some specimens containing unusually high titer of heterophile antibodies or rheumatoid factor may affect expected results.

PERFORMANCE CHARACTERISTICS

Sensitivity: HCV Ab Rapid Test Cassette (Whole Blood/ Serum/Plasma) has passed a seroconversion panel and compared with leading commercial HCV EIA test using clinical specimens.

Specificity: The recombinant antigens used for HCV Ab Rapid Test Cassette (Whole Blood/Serum/Plasma) are encoded by genes for both structural (nucleocapsid) and non-structural proteins. HCV Ab Rapid Test Cassette (Whole Blood/Serum/Plasma) is highly specific for antibodies to Hepatitis C Virus compared with a leading

commercial HCV EIA test.

The HCV Ab Rapid Test Cassette vs EIA test

Method		EIA		Total Results
HCV Ab RapidTest	Results	Positive	Negative	
	Positive	105	19	124
	Negative	2	1760	1762
Total Results		107	1779	1886

Relative sensitivity: 98.1%

Relative specificity: 98.9%

Accuracy: 98.9%

REFERENCE

1. Choo, Q.L., G.Kuo,A.J. Weiner, L.R. Overby,D.W. Bradley, andM. Houghton. Isolation of a cDNA clone derived from a blood-borne non-A, non-B viral hepatitis genome Science 189;244:359
2. Kuo, G., Q.L. Choo, H.J. Alter, and M. Houghton. An assay for circulating antibodies to a major etiolog Virus of human non-A, non-B hepatitis. Science 1989; 244:362.
3. Van der Poel, C.L., H.T.M. Cuypers, H.W. Reesink, and P.N. Lelie .Confirmation of hepatitis C Virus infection by new four- antigen recombinant immunoblot assay. Lancet 1991;337:317
4. Wilber, J.C.Development and use of laboratory tests for hepatitis C infection: a review.J. Clin. Immunoassy 1993;16:204.

TO WHOM IT MAY CONCERN

To any governmental departments,
registration and/or trade offices in MOLDOVA

Distribution Authorisation Letter

This letter confirms that

Sanmedico
Mun. Chisinau
Str. Petricani 88/1 of. 10
Republica MOLDOVA

is the **legal, exclusive and sole** representative of **TECO Medical Instruments Production + Trading GmbH, Dieselstr. 1, 84088 Neufahrn NB, Germany**, for the territory of **MOLDOVA** only for all TECO products listed below. **Sanmedico** may participate in public and private tenders, providing sales to all TECO customers in the territory. We as manufacturer certify that our warranty is duly passed to the purchaser through **Sanmedico** for the price, delivery schedules and the specifications of the published literature, catalogues and fully covering the commodities offered.

Sanmedico will provide the following information to TECO GmbH when so required in relation to its market surveillance activities:

Reporting of incidents to TECO must take place within 3 working days

Serial number of the device, exact location of the device and the user.

Validity:

January 1st, 2023 to December 31st, 2024

Termination:

Confirmation ends automatically on Dec. 31st of 2024
and must be then renewed.

Products:

- | | |
|--|---|
| • Coatron M1 | Semi-automated 1-channel Coagulometer (out of production) |
| • Coatron M2 | Semi-automated 2-channel Coagulometer (out of production) |
| • Coatron X Eco | Semi-automated 1-channel Coagulometer |
| • Coatron X Pro | Semi-automated 2-channel Coagulometer |
| • Coatron X Top | Semi-automated 4-channel Coagulometer |
| • Coatron A4 | Fully automated Coagulometer, 4 optic channels |
| • Coatron A6 | Fully automated Coagulometer, 6 optic channels |
| • Coatron A6 plus | Fully automated Coagulometer, 6 optic channels |
| all instruments with complete accessory, consumables and spare parts | |
| • Hemostasis Reagents | Complete product line |

This document is signed in Neufahrn, Germany, on January 18th, 2023

TECO Medical Instruments Production+Trading GmbH

Christian Hoetzel



Certificate of Approval

This is to certify that the Management System of:

TECO Medical Instruments, Production + Trading GmbH

Dieselstr. 1, 84088 Neufahrn, Germany

has been approved by LRQA to the following standards:

ISO 13485:2016

Approval number(s): ISO 13485 – 00038268

The scope of this approval is applicable to:

Design, development, manufacturing, storage and sales of coagulation instruments and in-vitro-diagnostic reagents used in the hemostaseology and coagulation.



Paul Graaf

Area Operations Manager, Europe

Issued by: LRQA Limited



0001



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DECLARATION OF CONFORMITY

Doc#200/08-2022

Hersteller / Manufacturer:

**TECO Medical Instruments
Production + Trading GmbH**

Adresse / Address:

Dieselstrasse 1, 84088 Neufahrn, Germany

Marktakteur / Actor ID SRN:

DE-MF-000022642 <https://ec.europa.eu>

Wir erklären hier für die im Anhang A (Seite 2 – 23 IVD Produkte) spezifizierten Produkte dass sie gemäß der Richtlinie für In-vitro-Diagnostika Medizinprodukte 98/79/EC klassifiziert sind als allgemeine IVD.

Diese Konformitätserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers i.V.m. Artikel 110 Abs.3 und Abs.4 der Verordnung (EU) 2017/746 und des § 8 Abs.1 des Medizinprodukte-Durchführungsgesetzes, in der jeweils geltenden Fassung, ausgestellt.

Im Falle eigenmächtiger Veränderungen am Produkt oder der nicht bestimmungsgemäßen Verwendung verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

We declare herewith for the products specified in Annex A (page 2 - 23 IVD products) that they are classified as general IVD according to the In Vitro Diagnostic Medical Devices Directive 98/79/EC.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer in according to article 110 para.3 and para.4 of Regulation (EU) 217/746 and section 8 para.1 of the Medical Device Law Implementing Act.

In case of unauthorised modifications to the products or un-intended use, this declaration loses its validity.

Sie entsprechen den anwendbaren Anforderungen der Richtlinie:

They meet applicable requirements of:

Richtlinie 98/79/EG über In-vitro-Diagnostika
klassifiziert gemäß Artikel 9 als "alle anderen Produkte"

Directive 98/79/EC on in-vitro-diagnostic medical devices
classified according to article 9 as „all other products“

Die Qualitätssicherung entspricht den Anforderungen der
Richtlinie 98/79/EG über In-vitro-Diagnostika
für diese Art von Produkten.

The Quality Assurance is in accordance with the requirements
of Directive 98/79/EC on in-vitro-diagnostic medical devices
for those kind of products.

Der implementierte QM-Prozess entspricht der EN ISO 13485:2021

The implemented QM Process complies with EN ISO 13485:2021

Die vorstehende Konformitätserklärung ist gültig für alle Chargen
dieser Produkte, die nach dem Datum der Unterzeichnung in Verkehr
gebracht wurden.

The above mentioned declaration of conformity is valid for all lots
of this product, which are distributed after the date of signature.

Das Konformitätsbewertungsverfahren entspricht Anhang III
der Richtlinie 98/79/EG über In-vitro-Diagnostika
für diese Art von Produkten.

The conformity assessment procedure complies with Annex III
of Directive 98/79/EC on in-vitro-diagnostic medical devices
for those kind of products.

Ort und Datum der Unterzeichnung:
Place and date of issue:

Neufahrn, 2022-08-31


Christian Hötzi
Verantwortliche Person / PRRC

Doc#200/08-2022

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG – DECLARATION OF CONFORMITY

Directive 98/79/EC Annex A

Übrige Produkte – Reagenzien für In-vitro-Diagnostika

Other products – Reagents for in vitro diagnostic – general IVD

Pos.	Article No	Tradename	Unit	Generic Device Term	EMDN / GMDN Code EUDAMED DI
1	A0230-040	TEClot PT-S (Quick)	10x4ml PT-S	Prothrombin time (quick test)	W0103020101 / 30539 B-PTS-A0230-040X7
2	A0230-100	TEClot PT-S (Quick)	10x10ml PT-S	Prothrombin time (quick test)	W0103020101 / 30539 B-PTS-A0230-100WY
3	A0260-050	TEClot PT-B (Owren)	5x10ml PT-B	Prothrombin time (quick test)	W0103020199 / 55986 B-PTB-A0260-050G2
4	A0320-050	TEClot APTT-S	10x5ml APTT-S	Activated partial thromboplastin time	W0103020102 / 55982 B-APTT-A0320-050AM
5	A0401-020	TEClot TT	10x2ml TT	Thrombin time / reptilase / batroxbin time	W0103020103 / 55988 B-TT-A0401-0207P
6	A0511-020	TEClot FIB	10x2ml FIB	Fibrinogen assays (factor i)	W0103020201 / 55997 B-FIB-A0511-020N2
7	A0511-050	TEClot FIB	10x5ml FIB	Fibrinogen assays (factor i)	W0103020201 / 55997 B-FIB-A0511-050NB
8	C1010-020	TEChrom AT	6x6ml reagent FXa 3x3 ml substrate	Antithrombin	W0103020602 / 56156 B-AT-C1010-020HL
9	D2010-012	Red D-Dimer	3x4ml latex 3x7ml reaction buffer	D-Dimer	W0103020503 / 47349 B-DD-D2010-0126W
10	D2020-005	Blue D-Dimer LC	1x5ml latex LC 1x7ml reaction buffer	D-Dimer	W0103020503 / 47349 B-DD-D2020-0057E
11	P8001-010	TECal N	10x1ml	Calibration plasma for haemostasis	W0103020701 / 45786 B-CAL-P8001-005X8
12	P8200-005	TECal DD	5x1ml	Calibration plasma for haemostasis	W0103020701 / 47348 B-CAL-P8200-005XX
13	P6001-010	TEControl N	10x1ml	Control plasma for haemostasis	W0103020702 / 30590 B-CTRL-P6001-010H7
14	P6101-010	TEControl A	10x1ml	Control plasma for haemostasis	W0103020702 / 30590 B-CTRL-P6101-010HQ
15	P6201-010	TEControl A Plus	10x1ml	Control plasma for haemostasis	W0103020702 / 30590 B-CTRL-P6201-010J9
16	P5001-010	TEClot Factor II	10x1ml	Coagulation factor ii (prothrombin)	W0103020202 / 30542 B-FAC-II-P5001-010ML
17	P5101-010	TEClot Factor V	10x1ml	Coagulation factor v	W0103020204 / 30544 B-FAC-V-P5101-010AN
18	P5201-010	TEClot Factor VII	10x1ml	Coagulation factor vii	W0103020205 / 30545 B-FAC-VII-P5201-0107B
19	P5301-010	TEClot Factor VIII	10x1ml	Coagulation factor viii	W0103020207 / 30547 B-FAC-VIII-P5301-01097
20	P5401-010	TEClot Factor IX	10x1ml	Coagulation factor ix	W0103020208 / 30548 B-FAC-IX-P5401-0106C
21	P5501-010	TEClot Factor X	10x1ml	Coagulation factor x	W0103020209 / 30549 B-FAC-X-P5501-010EQ
22	P5601-010	TEClot Factor XI	10x1ml	Coagulation factor xi	W0103020210 / 30551 B-FAC-XI-P5601-010A8
23	P5701-010	TEClot Factor XII	10x1ml	Coagulation factor xii	W0103020211 / 30552 B-FAC-XII-P5701-010CJ

(Recital 23 of Directive 98/79/EC on In Vitro Diagnostics Medical Devices) - Annex A - general IVD



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DECLARATION OF CONFORMITY

Doc#001-01/06-2022

Hersteller / Manufacturer:

TECO Medical Instruments

Adresse / Address:

Production and Trading GmbH**Dieselstrasse 1, 84088 Neufahrn, Germany**

Marktakteur / Actor ID SRN:

DE-MF-000022642 <https://ec.europa.eu>

Die hier benannten Produkte der generischen Produktgruppe erfüllen die Anforderungen der aufgeführten Verordnungen, Richtlinien und Normen. Im Falle eigenmächtiger Veränderungen am Produkt oder der nicht bestimmungsgemäßen Verwendung verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Diese Konformitätserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

BASIS UDI-DI 426018278CMX81152

IVD - halb-automatische Blutgerinnungsmessgeräte - Handelsbezeichnung, Typ, Kat.-Nr.

IVD - semi-automated Coagulation Systems - trade name, type, model, Cat.-No.

Coatron X Eco / Coatron X Pro / Coatron X Top**81 101 10****81 101 20****81 101 40**

The products of the generic product group named here fulfil the requirements of listed regulations, directives and standards. In the case of unauthorised modifications to the product or use not in accordance with the intended purpose, this declaration becomes invalid.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Verordnung (EU) 2017/746

für in-vitro Diagnostika-IVDR

und dem harmonisierten Standard am 2022-05-12:

Risikoklassifizierung gemäß Artikel 47–Anhang VIII

Regel 5 b – „Klasse A“

Konformitätsbewertungsverfahren gemäß:

(EU) 2017/746 Artikel 17 (Anhang II+III)

Angewandte Normen zur Sicherstellung der grundlegenden Anforderungen an Leistung und Sicherheit:

EN ISO 18113-3:2011

DIN EN 62304:2018

DIN EN 62366-1

DIN EN 62366-1:2017

DIN EN 61326-1:2013

DIN EN 55011:2009 + A1:2010

IEC 61010-1:2010, AMD1:2016

IEC 61010-2-101:2015

IEC 61010-1:2010

Richtlinie 2011/65/EU RoHS III

(incl. (EU) 2015/863) - DIN EN IEC 63000

QM-System gemäß (EU) 2017/746 Art.10(8)

angewandter Standard: EN ISO 13485:2021

Regulation (EU) 2017/746

for In-vitro diagnostic medical devices

and it's harmonized standard at 2022-05-12:

Risk classified according to article 47 annex VIII

Rule 5 b – "Class A"

Conformity assessment procedure in accordance with:

(EU) 2017/746 Article 17 (annex II+III)

Standards applied to ensure the essential requirements for performance and safety:

EN ISO 18113-3:2011

DIN EN 62304:2018

DIN EN 62366-1

DIN EN 62366-1:2017

DIN EN 61326-1:2013

DIN EN 55011:2009 + A1:2010

IEC 61010-1:2010, AMD1:2016

IEC 61010-2-101:2015

IEC 61010-1:2010

Directive 2011/65/EU RoHS III

(incl. (EU) 2015/863 - DIN EN IEC 63000

QM-Systems in accordance with (EU) 2017/746 art.10(8)

Applied standard procedure: EN ISO 13485:2021

Ort und Datum der Unterzeichnung:

Place and date of issue:

Neufahrn, 2022-06-21

Matthias Dieckmann
General Manager



Christian Hötzel
Verantwortliche Person / PRRC



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

DECLARATION OF CONFORMITY

Doc#100/07-2021

Wir / We

TECO Medical Instruments Production and Trading GmbH

Name des Herstellers / Manufacturer's name
Dieselstrasse 1, 84088 Neufahrn, Germany
Anschrift / Address

erklären in alleiniger Verantwortung, dass die unten gelisteten IVD Zubehör Produkte:
declare under our own responsibility, that the IVD accessories products, listed below:

Doppelküvette / <i>Double cuvette</i>	Ref. 19 000 02
Einzelküvette / <i>Single cuvette</i>	Ref. 20 000 02, 24 100 00
4-fach Küvette / <i>Cuvette 4 pos/ea</i>	Ref. 80 521 10
6-fach Küvette / <i>Cuvette 6 pos/ea</i>	Ref. 80 560 00
6-fach Küvette (micro) / <i>Cuvette 6 pos/ea (micro)</i>	Ref. 80 570 00

allen anwendbaren Anforderungen folgender Richtlinien entsprechen: *meet all applicable requirements of:*

1. Richtlinie 98/79/EG über In-vitro Diagnostika und ihrem Zubehör, klassifiziert gemäß Artikel 9 als: "alle anderen Produkte"- im Sinne von Zubehör zu In vitro Diagnostika gemäß Artikel 1.

1. Directive 98/79/EC on In-vitro diagnostic medical devices and their accessories, classified according to article 9 as: "all other products" – and in term of accessories for in vitro diagnostics according to article 1.

2. Richtlinie 2011/65/EU (RoHS III)

2. Directive 2011/65/EU (RoHS III)

Das QM-System des Herstellers ist zertifiziert nach:

The QM-system of the manufacturer is certified for:

EN ISO 13485:2016

EN ISO 13485:2016

Konformitätsbewertungsverfahren gemäß:

Conformity assessment procedure according to:

Gemäß Anhang III der Richtlinie 98/79/EG

According to Annex III of Directive 98/79/EC

Ort und Datum der Unterzeichnung:
Place and date of issue:

Neufahrn, 27.07.2021
Neufahrn, July 27, 2021

Matthias Dieckmann
General Manager





Quality Management

We are certified

Voluntary participation in regular monitoring according to ISO 9001:2008



TECO

MEDICAL INSTRUMENTS
PRODUCTION+TRADING GMBH

Dieselstraße 1

D-84088 Neufahrn N.B.

fon: +49-8773/707 80-0

fax: +49-8773/707 80-29

CERTIFICATE

for: **Mr. Vitalie Goreacii**

Company: **Sanmedico SRL**
Str. Petricani 88/1, oficiul 10
Chisinau - Rep. Moldova MD-2059
MOLDOVA

have participated with success at the intensive training session:

Application and technical training for following instruments:

- **Coatron X series**
 - **Installation**
 - **Application**
 - **General use, also in combination with TECAM Software**
 - **Technical and After Sales Service**

Supervisors: **Mr. Chr. Hoetzi and Mrs. Wendy Guo**

Place of Training: **TECO – Germany**

Date: **November 18th, 2019**



Christian Hoetzi
General Manager

TECO

MEDICAL INSTRUMENTS
PRODUCTION+TRADING GMBH

Dieselstraße 1
D-84088 Neufahrn N.B.
fon: +49-8773/707 80-0
fax: +49-8773/707 80-29

Neufahrn, 26/04/2018

TO WHOM IT MAY CONCERN

We confirm that the instruments Coatron X Eco, Coatron X Pro and Coatron X Top have a closed cuvette system. Cuvettes have to be purchased with voucher identification code from TECO GmbH.



Christian Hoetzl
General Manager
TECO Germany

**Utilizare**

Acest produs este utilizat pentru determinarea timpului de protrombină (PT) în plasmă, conform Quick^{1,2}. Testul este sensibil la activitatea factorilor de coagulare implicați pe calea “extrinsecă”, și anume: II, V, VII, X și fibrinogen și prin urmare este utilizat pentru terapie anticoagulantă orală cu inhibitori ai Vitaminei-K precum Warfarin sau Marcumar. De asemenea, se utilizează și pentru determinarea cantitativă a factorilor de coagulare implicați pe calea “extrinsecă”. PT-ul măsoară timpul de coagulare extrinsecă (activarea factorului VII) a plazmei de testare după adăugarea reagentului PT.

Conținut și Determinări

Product	TEClot PT-S	TEClot PT-S	TEClot PT-S
Cat.No.	A0230-010	A0230-040	A0230-100
PT-S Reagent*	5x2 mL	10x4 mL	10x10 mL

Determinări

Coatron M**	200 Det.	800 Det.	2000 Det.
Coatron A4	100 Det.	400 Det.	1000 Det.
Coatron A6	200 Det.	800 Det.	2000 Det.

*conține un extract din creier de iepure cu Buffer, stabilizatori și Clorură de Calciu.

**Metoda micro (75μl în total)

Preparare

Reconstituiți cu apă de înaltă puritate cu volumul indicat pe eticheta flaconului

A0230-010	A0230-040	A0230-100
2 mL	4 mL	10 mL

Lăsați la temperatura camerei pentru cel puțin 15 minute cu învârtiri/rotiri ocazionale. Plasați reagentul în aparat și lăsați să se incubeze pentru încă 15 minute. Reactivul sedimentează și trebuie învârtit/rotit înainte de fiecare testare. La aparatele Coatron puteți utiliza o bară de amestecare pentru asta.

Păstrare și Stabilitate

Reagenții nedesfăcuți și păstrați între 2^o-8^oC, sunt stabili până la data expirării indicate pe ambalaj. Reagenții deschiși deja, sunt stabili :

	2 ^o -8 ^o C	20-25 ^o C	37 ^o C
PT reagent	5 zile	36 ore	8 ore

Măsuri de precauție

Evitați contactul cu pielea și ochii. Purtați haine de protecție adecvate. Eliminați componentele în conformitate cu reglementările locale pentru materialele infecțioase. Toate componentele sunt verificate pentru HIV, VHB, VHC. Cu toate acestea, produsele din sângele uman ar trebui considerate potențial infecțioase.

Colectarea și depozitarea probei ⁴

1. Obțineți sângele venos prin puncție curată a venei.
2. Amestecați imediat 9 părți de sânge cu 1 parte de 3,2% de Citrat de Na (0.105M) și amestecați bine.
3. Centrifugați specimenul la 1500g pentru 10 min (trombocite < 10000/ μ L).
4. Separați plasma după centrifugare și depozitați în tuburi de sticlă siliconizată.
5. Utilizați plasma în timp de 4 ore sau înghețați și dezghețați doar înainte de utilizare.

Stabilitatea plazmei: 4 ore la 18-26°C, 8 ore la 2-8°, 30 zile la -20°C, 6 luni la -70°C

Procedura

A. Metoda automată: Coatron A

Prothrombin Time		A4		A6			A4	A6		A4	A6
PAT	Patient	50 μ l	CP1	25 μ l	CP1	Incubation	0s		SENS	2	
BUF	IBS Buffer	0 μ l	P39	0 μ l	P79	Maxtime	120s		POINTS	4	
CLR	-	0 μ l	-	0 μ l	-	Unit	251		MIX	No	
DP	-	0 μ l	P00	0 μ l	P00	Method	Coag		Clean	0	0
R0	-	0 μ l	P00	0 μ l	P00	Math	log XY		Multi	1	3
R1	-	0 μ l	P00	0 μ l	P00	CT-Mech	No		S-Corr	0%	
R2	PT Reagent	100 μ l	P25	50 μ l	P46	Deadtime	7s		T-Corr	30% - 4s	

B. Metoda manuală:

1. Incubați reagentul PT la 37°C pentru cel puțin 10 minute
2. Pipetați **25 μ l** din specimen în cuveta pentru testare. Incubați la 37°C pentru 1-2 min
3. Adăugați **50 μ l** de reagent PT (37°C) și începeți simultan testul.
4. Înregistrați/măsurați în secunde timpul de coagulare.

Rezultate așteptate

Secunde tipice : 11-18 sec

Intervalul normal: 70 - 130% 0.85 – 1.15 INR

Oricum, rezultatele sunt influențate de aparate, tehnică, calibrare etc. Se recomandă ca fiecare laborator să-și stabilească propriul interval, specific aparatelor utilizate.

Standardizare și Calibrare

Rezultatul PT este exprimat în secunde sau activitate (% Quick) sau INR (International Normalised Ratio).

Rezultatele INR:

-au fost calculate din timpul normal și valoarea ISI (international sensitivity index/ indicele internațional de sensibilitate). Primul este obținut prin testarea plazmei proaspete a unui grup de indivizi sănătoși. Valoarea ISI este stabilită în certificatul de analiză specific fiecărui lot.

$$INR = \left(\frac{Patient\ PT}{Normal\ PT} \right)^{ISI}$$

Rezultatele % activității (Quick):

-au fost calculate dintr-o curbă de calibrare, care a fost pregătită după plasma de referință (e.g. **TECAL N**) și diluări în soluții saline ca 0.9% de NaCl2 sau TECLOT IBS buffer. Sunt recomandate cel puțin 3 sau mai multe puncte de calibrare. Curba de calibrare trebuie confirmată cu plasma de control cu interval normal și patologic.

% din normal	100%*	50%	25%	12,5%**
diluat în soluție salină	Fără diluție	1+1	1+3	1+7

*media de la cel puțin 21 de indivizi sănătoși este definită ca 100%⁵

**diluția de 12.5% poate cauza rezultate “+++” în unele cazuri, pentru că nivelul de diluție al fibrinogenului este prea mare pentru detecție optică.

Controlul Calității

TEControl sau altă plasmă de control comercială trebuie utilizată pentru controlul calității performanței la o frecvență în conformitate cu practicele bune de laborator (GLP). TEControl poate fi înghețat o singură dată după reconstituire. 120-150 µl păstrat închis în tuburi de polipropilen la -20°C, este stabil timp de 30 zile.

Restricții/ Limitări

O mare grijă și atenție trebuie de avut la factorii care pot părea ne semnificativi.

A. Colectarea probei. Evitați:

1. Folosiți doar tuburi de plastic sau sticlă siliconizată.
2. Amestecarea întârziată a sîngelui cu anticoagulant.
3. Contaminarea cu tromboplastină tisulară.
4. Raportul greșit de sînge cu anticoagulant.
5. Probele hemolizate, icterice sau lipemice pot interfera sistemele optice.

B. Tehnici de Laborator:

1. Efectuați testul la 37°C.
2. Utilizați doar apă cu puritate înaltă.
3. pH-ul optim este 7.0-7.5.
4. Valoarea ISI nu e constantă în primile 30 min după reconstituire.
5. Reagentul face sedimente, de aceea trebuie de agitat înainte de fiecare testare.

Caracteristici de performanță

Performanțe tipice pe aparatul Coatron M4:

Precision:	CV% (în timpul testării)	CV% (între testări)
Normal control	< 3,0	< 5,0
Abnormal control	< 3,0	< 5,0













Garantie

Acest produs este garantat doar dacă se utilizează în conformitate cu informațiile de pe eticheta proprie și din instrucțiune. TECO nu acordă garanție dacă produsul este utilizat în alt scop și în niciun caz TECO nu va fi răspunzător pentru daunele care rezultă din garanția expresă menționată mai sus.

Referințe:

1. Quick, A.J., The Hemorrhagic Diseases and the Physiology of Hemostasis. Charles C. Thomas: Springfield, IL. 1942.
2. Quick, A.J., Hemorrhagic Diseases. Lea and Febiger: Philadelphia. 1957.
3. Miale, J.B., Laboratory Medicine-Hematology, 4th Edition. C.V. Mosby: St. Louis. 1972.
4. National Committee for Clinical Laboratory Standards: Guidelines for the Standardized Collection, Transport and Preparation of Blood Specimens for Coagulation Testing and Performance of Coagulation Assays.
5. Besselaar A M H P van den, Lewis SM, Mannucci P n Poller L. 1993. Status of present and candidate International Reference Preparations (IRP) of thromboplastin for prothrombin time. Thromb Hemostas 69; 85
6. Besselaar A M H P van den. 1991. The significance of the International Normalized Ratio (INR) for oral anticoagulant therapy. H17CC 3; 146153.

Symbol keys

 Expiry date	 In Vitro Diagnostica	 Biological hazard	 Catalogue Number	 Reconstitute with dest. water	 Consult accompanying documents
 Store at 2-8°C	 EU conformity	 Manufacturer	 Lot. Number	 Ready to use	 Authorized Representative

**Utilizare**

TEClot FIB este utilizat pentru determinarea cantitativă a fibrinogenului în plasma umană, conform tehnicii dezvoltată de Clauss¹. Nivelul de fibrinogen poate crește ca rezultat al inflamării, sarcinii sau utilizarea contraceptivelor orale². Nivelul scăzut de fibrinogen poate fi identificat în situații concrete precum boli de ficat sau DIC (Coagulare intravasculară diseminată). Deficiențele congenitale includ afibrinogenaemia (nici un fibrinogen detectabil), hypofibrinogenaemia (<1 mg/ml) și dysfibrinogenaemia (molecula anormală de fibrinogen).

Conținut și preparare

Product	TEClot FIB Kit-10	TEClot FIB Kit-25	TEClot FIB	TEClot FIB
Cat.No.	A0501-010	A0501-025	A0511-020	A0511-050
Reactivul de trombină	5x2 mL	5x5 mL	10x2 mL	10x5 mL
IBS Buffer	1x125 mL	1x125 mL	-	-
TECal Normal	1x1 mL	1x1 mL	-	-
TEControl A	1x1 mL	1x1 mL	-	-

Determinări

Coatron M*	400 Det.	1000 Det.	800 Det.	2000 Det.
Coatron A4	200 Det.	500 Det.	400 Det.	1000 Det.
Coatron A6	200 Det.	500 Det.	400 Det.	1000 .

*Metoda micro (75μL în total)

1. Reactivul de trombină:
Conține trombină de bovină (~80NIH) cu stabilizatori.
REF: A0501-010/A0511-020: reconstituiți cu 2 ml de apă purificată.
REF: A0501-025/A0511-050: reconstituiți cu 5 ml de apă purificată.
2. IBS Buffer: Gata de utilizare. Conține soluție salină tamponată Imidazol.
3. TECal Normal: reconstituiți cu 1 ml de apă purificată. Conține plasma umană citrată.
4. TEControl A: reconstituiți cu 1 ml de apă purificată. Conține plasma umană citrată.



Rotiți ușor după reconstituire și lăsați timp de 15 minute la temperatura camerei. Amestecați bine înainte de utilizare. Nu agitați/ scuturați.

Păstrare și stabilitate

Reagenții care nu au fost deschiși sunt stabili pînă la data expirării indicate pe ambalaj, păstrați la temperatura de 2°-8°C. Reagenții deschiși deja se păstrează:

Reactivul de trombină*	2-8 °C	15-25 °C	37 °C
	12 zile	5 zile	24 ore
TEControl sau Plasma	2-8 °C	15-25 °C	-20 °C
	8 ore	4 ore	30 zile

*Reactivul trebuie de protejat razele ultraviolete și evaporatie.

Măsuri de precauție

Evitați contactul cu pielea și ochii. Purtați haine de protecție adecvate. Eliminați componentele în conformitate cu reglementările locale pentru materialele infecțioase. Toate componentele sunt verificate pentru HIV, HBV, HCV. Cu toate acestea, produsele din sângele uman ar trebui considerate potențial infecțioase.

Colectarea și păstrarea probelor³

1. Obțineți sânge venos printr-o puncție curată a venei.
2. Amestecați imediat 9 părți de sânge cu 1 parte de 3.2% sodium citrate (0.105M) și amestecați bine.
3. Centrifugați proba la 1500g timp de 10 minute (trombocite < 10000/ μ L).
4. Separați plasma după centrifugare și păstrați în plastic sau tuburi de sticlă siliconată.
5. Folosiți plasma în timp de 4 ore sau depozitați/păstrați înghețat și dezghețați numai înainte de folosire.

Procedura

A. Metoda automată Coatron A

Fibrinogen		A4		A6	
PAT	Patient	10 μ L	CP1	10 μ L	CP1
BUF	IBS Buffer	90 μ L	P39	90 μ L	P79
CLR	-	0 μ L	-	0 μ L	-
DP	-	0 μ L	P00	0 μ L	P00
R0	-	0 μ L	P00	0 μ L	P00
R1	-	0 μ L	P00	0 μ L	P00
R2	Fibrinogen	50 μ L	P29	50 μ L	P49

	A4	A6
Incubation	0s	
Maxtime	120s	
Unit	769	
Method	Coag	
Math	log XY	
CT-Mech	Yes	
Deadtime	3s	

	A4	A6
SENS	0	
POINTS	4	
MIX	No	
Clean	1	3
Multi	1	1
S-Corr	0%	
T-Corr	0%	

B. Metoda manuală Coatron M

1. Prepararea diluțiilor pentru Standard, Control și Pacient.

Diluția Standard	Plazma	IBS Buffer
1:5	200 μ L Standard	800 μ L
1:10	500 μ L 1:5 STD	500 μ L
1:20	500 μ L 1:10 STD	500 μ L
1:40	500 μ L 1:20 STD	500 μ L
Pacient sau Control	100 μ L Plasma	900 μ L

2. Pipetați 50 μ L de standard diluat sau plasma pacientului (1:10) într-o cuvetă pentru testare. Preîncălziți la 37°C timp de 1-2 minute.
3. Adăugați 25 μ L de reactiv de trombină și simultan începeți testul.
Pentru alte aparate, consultați manualul cu instrucțiuni specifice mai detaliate.

Calibrare

Ca referință trebuie de utilizat TECal Normal sau altă Plasma standard comercială preparată în care fibrinogenul a fost determinat. (200-300mg/dL). Reprezintă grafic timpul de coagulare obținut cu fiecare din diluțiile standard ale fibrinogenului pe axa-y , opus concentrației de fibrinogen (mg/dL) pe axa-x utilizând hîrtia grafică log-log. Linia cea mai potrivită trebuie de determinat prin analiza regresiei liniare. Fibrinogenul din probele de plasmă poate fi determinat prin interpolare din curba de calibrare.

Rezultate așteptate

Rezultatele normale tipice sunt 180-450 mg/dL^{4,5}. Oricum , rezultatele sunt influențate de metoda de detecție a coagulării și poate varia de la laborator la laborator. Este recomandat ca fiecare laborator să-și stabilească propriul interval normal specific aparatului utilizat.

Controlul Calității

Pentru un control de încredere al calității performanței , trebuie utilizată TEControl sau altă plasmă de control comercială la o frecvență în conformitate cu practicele bune de laborator (GLP). TEControl poate fi înghețat o singură dată după reconstituire. 120-150 μl păstrat închis în tuburi de polipropilen la -20°C , este stabil timp de 30 zile.

Limitări / Restricții

A. Colectarea probei.EVITAȚI:

1. Folosiți doar tuburi de plastic sau sticlă siliconizată.
2. Întîrzierea amestecării sîngelui cu anticoagulant.
3. Contaminarea cu tromboplastină tisulară.
4. Raportul greșit dintre sînge și anticoagulant.
5. Probele hemolizate, icterice sau lipemice pot interfera sistemele optice.

B . Tehnici de Laborator:

1. Efectuați testul la 37°C.
2. Utilizați doar apă cu puritate înaltă.
3. pH-ul optim este 7.0-7.5.

Caracteristici de performanță:

Precizia	CV%(în timpul testării)	CV%(între testări)
Normal control	< 5.0	< 5.0
Abnormal control	< 5.0	< 10.0

(Performanțe tipice pentru aparatul Coatron M4)

Garantie

Acest produs este garantat doar dacă se utilizează în conformitate cu informațiile de pe eticheta proprie și din instrucțiune. TECO nu acordă garanție dacă produsul este utilizat în alt scop și în niciun caz TECO nu va fi răspunzător pentru daunele care rezultă din garanția expresă menționată mai sus.

Referinte

1. Clauss, A., Gerinnungsphysiologische Schnellmethode zur bestimmung des Fibrinogens. Acta Haematol., 1957, 17: 237-246.
2. Shaw, T.S., Assays for Fibrinogen and its Derivatives, CRC Crit. Rev. Clin. Lab. Sci., 1977, 8: 145-192.
3. National Committee for the National Laboratory (NCCLS) Standards: Collection transport and preparation of blood specimens for coagulation testing and performance of coagulation assays. Document H21-A2, vol. 11, No. 23, 1991.
4. Scully, R.E. et al., Normal Reference Laboratory Values, N. Eng. J. Med., 1980, 302(37) : 37-48.
5. Okuno, T. and Selenko, V., Amer. J. Med. Tech., 1972, 38(6) : 196-201.

Symbols key:

 Expiry date	 In Vitro Diagnostics	 Biological hazard	 Catalogue Number	 Consult accompanying documents
 Store at 2-8°C	 EU conformity	 Manufacturer	 Lot. Number	 Authorized Representative



IVD

REF

A0590-125

Intended Use

The IBS Buffer solution is optimally formulated for use on Coagulation Analyzers. Use in accordance with the recommended Operators Manuals for installing and replacing Owrens Veronal Buffer (OVB). The IBS can be used as the diluent for preparing plasma dilutions in the performance of Fibrinogen determinations and Coagulation Factor Assays with all manual, mechanical, or photo-optical means of clot detection. Follow Reagent manufacturer's recommended procedures for preparation of plasma dilutions using Imidazole Buffered Saline.

Contents & Determinations

Product	IBS Buffer
Cat.No.	A0590-125
IBS Buffer	1x125 mL

Preparation

IBS: pH 7.3 - 7.4, liquid
Ready to use.

Storage and Stability

Unopened reagents are stable until the expiration date shown on the label stored at 2-8°C.

Precautions

Avoid contact with skin and eyes. Wear suitable protective clothing. Dispose components in compliance with local regulations for infectious material.

Warranty

This product is warranted to perform in accordance with its labelling and literature. TECO disclaims any implied warranty of merchantability or fitness for any other purpose, and in no event will TECO be liable for any consequential damages arising out of aforesaid express warranty.

Symbols key:

Expiry date	In Vitro Diagnostica	Biological hazard	Catalogue Number	Consult accompanying documents
Store at 2-8°C	EU conformity	Manufacturer	Lot. Number	Authorized Representative





IVD

REF

A0590-125

Verwendungszweck

Die IBS Pufferlösung (Imidazole Buffered Saline) wird für die Verdünnung von Plasma verwendet werden, wie es z.B. bei der koagulometrischen Bestimmung von Fibrinogen, Einzelfaktoren oder auch Verdünnungsreihen für die Methoden Kalibrierung notwendig ist.

Inhalte und Bestimmungen

Produkt	IBS Puffer
Kat.Nr.	A0590-125
IBS Buffer	1x125 mL

Vorbereitung

IBS: pH 7.3 - 7.4, flüssig
Gebrauchsfertig

Lagerung und Stabilität

Ungeöffnete Reagenzien sind bei Lagerung zwischen 2-8°C bis zum auf dem Etikett angegebenen Verfallsdatum haltbar.

Vorsichtsmaßnahmen

Haut- und Augenkontakt vermeiden. Angemessene Schutzkleidung tragen. Bestandteile gemäß lokaler Vorschriften für infektiöse Materialien entsorgen.

Garantie

Es wird garantiert, dass die Wirkungsweise dieses Produktes den Angaben auf der Packung und in der Produktliteratur entspricht. TECO haftet weder für die Veräußlichkeit oder Eignung dieses Produktes für irgendwelche andere Zwecke noch für irgendwelche Folgeschäden, die sich aus der vorstehenden, expliziten Garantie ergeben.

Erklärung der Symbole:

Verfallsdatum	In-Vitro Diagnostik	Biologische Gefahr	Katalog-Nummer	Begleitpapiere beachten
Bei 2-8°C lagern	EU Konformität	Hersteller	Lot. - Nummer	Bevollmächtigter





IVD

REF

P6001-010

Intended Use

Use as a normal control for following coagulation tests:

**PT, APTT, Thrombin time, Fibrinogen,
Anti-thrombin and D-Dimer**

Contents

10 x 1mL freeze dried citrate-anticoagulated human plasma

Preparation

Reconstitute individual vials with **1,0 ml** distilled water. Allow to stand at room temperature, with occasional swirling, for 15 min before use. Be certain all particulate matter is well dissolved.

PT whole blood (TEClot PT-B): Reconstitute individual vials with **1,7 ml** distilled water.

Storage & Stability

Unopened vials are stable until the expiration date shown on the label stored at 2°-8°C.

Dissolved plasma change analytic levels below 10% if stored as following:

-20 °C	2-8 °C	20-25 °C
1 month	8 hours	4 hours

Dissolved plasma can be refrozen only one time in aliquots (120-150µL). Stored at -20°C in closed polypropylene tubes, the aliquots must be used within 30 days.

Precautions

This product contains substance from human origin!
Avoid contact with skin and eyes. Wear suitable protective clothing. Dispose components in compliance with local regulations for infectious material. All components are checked for HIV, HBV and HCV. However products from human blood should be considered as potentially infectious.

Expected Results

Refer to "Certificate of Analysis".

Warranty

This product is warranted to perform in accordance with its labelling and literature. TECO disclaims any implied warranty of merchantability or fitness for any other purpose, and in no event will TECO be liable for any consequential damages arising out of aforesaid express warranty.

Symbols key:

Expiry date	In Vitro Diagnostica	Biological hazard	Catalogue Number	Consult accompanying documents
Store at 2-8°C	EU conformity	Manufacturer	Lot. Number	Authorized Representative





IVD

REF

P6001-010

Verwendungszweck

Als normale Kontrolle für folgende Gerinnungstests verwenden:

**PT, APTT, Thrombinzeit, Fibrinogen,
Antithrombin und D-Dimer**

Inhalt

10 x 1mL gefriergetrocknetes mit Zitrat versetztes gerinnungshemmendes Humanplasma

Vorbereitung

Die einzelnen Fläschchen mit 1,0ml destilliertem Wasser anlösen. Fläschchen bei Raumtemperatur bis zur Anwendung unter gelegentlichen Verwirbeln 15 Minuten lang stehen lassen. Stellen Sie sicher, dass alle Partikel gut aufgelöst sind.

Vollblut PT (TECLOT PT-B): einzelne Fläschchen mit 1,7ml destilliertem Wasser anlösen.

Lagerung und Stabilität

Ungeöffnete Fläschchen sind bei Lagerung zwischen 2-8°C zum bis auf dem Etikett angegebenen Verfallsdatum haltbar.

Gelöstes Plasma verändern die analytischen Levels unter 10% wenn wie folgt gelagert:

-20 °C	2-8 °C	20-25 °C
1 Monat	8 Stunden	4 Stunden

Gelöstes Plasma kann einmalig wiedereingefroren werden. Die Aliquots (120-150µL) sind 30 Tage haltbar, wenn sie in polypropylen Gefäßen bei -20°C aufbewahrt werden.

Vorsichtsmaßnahmen

Dieses Produkt enthält Substanzen humanen Ursprungs! Haut- und Augenkontakt vermeiden. Angemessene Schutzkleidung tragen. Abfälle laut lokaler Regelungen für infektiöse Materialien entsorgen. Alle Bestandteile wurden auf HIV, HBV und HCV getestet. Trotzdem müssen Produkte aus menschlichem Blut immer als potentiell infektiös angesehen werden.

Erwartete Ergebnisse

Lesen Sie das Analysenzertifikat

Garantie

Es wird garantiert, dass die Wirkungsweise dieses Produkts den Angaben auf der Packung und in der Produktliteratur entspricht. TECO haftet weder für die Veräußerlichkeit oder Eignung dieses Produktes für irgendwelche andere Zwecke noch für irgendwelche Folgeschäden, die sich aus der vorstehenden, expliziten Garantie ergeben.

Erklärung der Symbole:

Verfallsdatum	In-Vitro Diagnostik	Biologische Gefahr	Katalog-Nummer	Begleitpapiere beachten
Bei 2-8°C lagern	EU Konformität	Hersteller	Lot. - Nummer	Bevollmächtigter





IVD

REF

P6101-010

Intended Use

Use as an abnormal control for following coagulation tests:

**PT, APTT, Thrombin time, Fibrinogen,
Antithrombin and D-Dimer**

Contents

10 x 1mL freeze dried citrate-anticoagulated human plasma

Preparation

Reconstitute individual vials with **1,0 ml** distilled water. Allow to stand at room temperature, with occasional swirling, for 15 min before use. Be certain all particulate matter is well dissolved.

PT whole blood (TEClot PT-B): Reconstitute individual vials with **1,7 ml** distilled water.

Storage & Stability

Unopened vials are stable until the expiration date shown on the label stored at 2°-8°C.

Dissolved plasma change analytic levels below 10% if stored as following:

-20 °C	2-8 °C	20-25 °C
1 month	8 hours	4 hours

Dissolved plasma can be refrozen only one time in aliquots (120-150µL). Stored at -20°C in closed polypropylene tubes, the aliquots must be used within 30 days.

Precautions

This product contains substance from human origin!
Avoid contact with skin and eyes. Wear suitable protective clothing. Dispose components in compliance with local regulations for infectious material. All components are checked for HIV, HBV and HCV. However products from human blood should be considered as potentially infectious.

Expected Results

Refer to "Certificate of Analysis".

Warranty

This product is warranted to perform in accordance with its labelling and literature. TECO disclaims any implied warranty of merchantability or fitness for any other purpose, and in no event will TECO be liable for any consequential damages arising out of aforesaid express warranty.

Symbols key:

Expiry date	In Vitro Diagnostica	Biological hazard	Catalogue Number	Consult accompanying documents
Store at 2-8°C	EU conformity	Manufacturer	Lot. Number	Authorized Representative





IVD

REF

P6101-010

Verwendungszweck

Als abnormale Kontrolle für folgende Gerinnungstests verwenden:

**PT, APTT, Thrombinzeit, Fibrinogen,
Antithrombin und D-Dimer**

Inhalt

10 x 1mL gefriergetrocknetes mit Zitrat versetztes gerinnungshemmendes Humanplasma

Vorbereitung

Die einzelnen Fläschchen mit 1,0ml destilliertem Wasser anlösen. Fläschchen bei Raumtemperatur bis zur Anwendung unter gelegentlichen Verwirbeln 15 Minuten lang stehen lassen. Stellen Sie sicher, dass alle Partikel gut aufgelöst sind.

Vollblut PT (TEClot PT-B): einzelne Fläschchen mit 1,7ml destilliertem Wasser anlösen.

Lagerung und Stabilität

Ungeöffnete Fläschchen sind bei Lagerung zwischen 2-8°C zum bis auf dem Etikett angegebenen Verfallsdatum haltbar.

Gelöstes Plasma verändern die analytischen Levels unter 10% wenn wie folgt gelagert:

-20 °C	2-8 °C	20-25 °C
1 Monat	8 Stunden	4 Stunden

Gelöstes Plasma kann einmalig wiedereingefroren werden. Die Aliquots (120-150µL) sind 30 Tage haltbar, wenn sie in polypropylen Gefäßen bei -20°C aufbewahrt werden.

Vorsichtsmaßnahmen

Dieses Produkt enthält Substanzen humanen Ursprungs! Haut- und Augenkontakt vermeiden. Angemessene Schutzkleidung tragen. Abfälle laut lokaler Regelungen für infektiöse Materialien entsorgen. Alle Bestandteile wurden auf HIV, HBV und HCV getestet. Trotzdem müssen Produkte aus menschlichem Blut immer als potentiell infektiös angesehen werden.

Erwartete Ergebnisse

Lesen Sie das Analysenzertifikat

Garantie

Es wird garantiert, dass die Wirkungsweise dieses Produkts den Angaben auf der Packung und in der Produktliteratur entspricht. TECO haftet weder für die Veräußerlichkeit oder Eignung dieses Produktes für irgendwelche andere Zwecke noch für irgendwelche Folgeschäden, die sich aus der vorstehenden, expliziten Garantie ergeben.

Erklärung der Symbole:

Verfallsdatum	In-Vitro Diagnostik	Biologische Gefahr	Katalog-Nummer	Begleitpapiere beachten
Bei 2-8°C lagern	EU Konformität	Hersteller	Lot. – Nummer	Bevollmächtigter





IVD

REF

P8001-005

Intended Use

Use as a calibrator or normal control for following coagulation tests:

**PT, APTT, Thrombin time, Fibrinogen,
Factors: II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
Antithrombin, Protein-C, free Protein-S,
D-Dimer**

Contents

5 x 1 mL freeze dried citrate-anticoagulated human plasma

Preparation

Reconstitute individual vials with **1,0 ml** distilled water. Allow to stand at room temperature, with occasional swirling, for 15 min before use. Be certain all particulate matter is well dissolved.

PT whole blood (TECLOT PT-B CAT=A0260 xxx): Reconstitute individual vials with **1,7 ml** distilled water.

Storage & Stability

Unopened vials are stable until the expiration date shown on the label stored at 2°-8°C.

Dissolved plasma change analytic levels below 10% if stored as following:

-20 °C	2-8 °C	20-25 °C	37°C
30 days	24h	8h	2 hours

Dissolved plasma can be refrozen only one time in aliquots (120-150µL). Stored at -20°C in closed polypropylene tubes, the aliquots must be used within 30 days.

Precautions: Potential Biohazardous material

This product contains substance from human origin! Avoid contact with skin and eyes. Wear suitable protective clothing. Dispose components in compliance with local regulations for infectious material. All components are checked for HIV, HBV and HCV. However products from human blood should be considered as potentially infectious.

Performance Characteristics:

Refer to "Certificate of Analysis".

Limitations:

The control plasma is subject to the limitations of the assay system (reagent + instrument). Results out of expected range may indicate deterioration, false test calibration or problems with one or more components of the test system

Warranty

This product is warranted to perform in accordance with its labelling and literature. TECO disclaims any implied warranty of merchantability or fitness for any other purpose, and in no event will TECO be liable for any consequential damages arising out of aforesaid express warranty.

Symbols key:

Expiry date	In Vitro Diagnostic	Biological hazard	Catalogue Number	Consult accompanying documents
Store at 2-8°C	EU conformity	Manufacturer	Lot. Number	Authorized Representative



IVD

REF

P8001-005

Verwendungszweck

Als Kalibrator oder Normalkontrolle für folgende Gerinnungstests verwenden:

**PT, APTT, Thrombinzeit, Fibrinogen,
Faktoren: II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
Antithrombin, Protein-C, freies Protein-S,
D-Dimer**

Inhalt

5 x 1mL gefriergetrocknetes mit Zitrat versetztes gerinnungshemmendes Humanplasma

Vorbereitung

Die einzelnen Fläschchen mit 1,0ml destilliertem Wasser anlösen. Fläschchen bei Raumtemperatur bis zur Anwendung unter gelegentlichen Verwirbeln 15 Minuten lang stehen lassen. Stellen Sie sicher, dass alle Partikel gut aufgelöst sind.

Vollblut PT (TEClot PT-B CAT=A0260 xxx): einzelne Fläschchen mit 1,7ml destilliertem Wasser anlösen.

Lagerung und Stabilität

Ungeöffnete Fläschchen sind bei Lagerung zwischen 2-8°C zum bis auf dem Etikett angegebenen Verfallsdatum haltbar.

Gelöstes Plasma verändern die analytischen Levels unter 10% wenn wie folgt gelagert:

-20 °C	2-8 °C	20-25 °C	37°C
30 Tage	24 Stunden	8 Stunden	2 Stunden

Gelöstes Plasma kann einmalig wiedereingefroren werden. Die Aliquots (120-150µL) sind 30 Tage haltbar, wenn sie in polypropylen Gefäßen bei -20°C aufbewahrt werden.

Vorsichtsmaßnahmen: Potentiell infektiöses Material

Dieses Produkt enthält Substanzen humanen Ursprungs! Haut- und Augenkontakt vermeiden. Angemessene Schutzkleidung tragen. Abfälle laut lokaler Regelungen für infektiöse Materialien entsorgen. Alle Bestandteile wurden auf HIV, HBV und HCV getestet. Trotzdem müssen Produkte aus menschlichem Blut immer als potentiell infektiös angesehen werden.

Erwartete Ergebnisse

Lesen Sie das Analysenzertifikat

Einschränkungen:

Das Kontrollplasma unterliegt den Einschränkungen der verwendeten Reagenzien und Geräte. Ergebnisse außerhalb des Sollbereichs können verursacht werden durch abgelaufene Materiale, ungültige Methodenkalibration oder Problemen an Reagenz, Gerät oder Zubehör.

Garantie

Es wird garantiert, dass die Wirkungsweise dieses Produkts den Angaben auf der Packung und in der Produktliteratur entspricht. TECO haftet weder für die Veräußerlichkeit oder Eignung dieses Produktes für irgendwelche andere Zwecke noch für irgendwelche Folgeschäden, die sich aus der vorstehenden, expliziten Garantie ergeben.

Erklärung der Symbole:

	Verfallsdatum		In-Vitro Diagnostik		Biologische Gefahr		Katalog-Nummer		Begleitpapiere beachten
	Bei 2-8°C lagern		EU Konformität		Hersteller		Lot. - Nummer		Bevollmächtigter