

ДЕКЛАРАЦІЯ про відповідність

1. Модель виробу/виріб (номер виробу, тип або номер партії чи серійний номер):
Апарат для місцевої дарсонвалізації Корона
2. Найменування та місцезнаходження виробника:
Державне підприємство «Новатор»,
вул. Тернопільська, 17, м. Хмельницький, 29018
3. Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника.
4. Об'єкт декларації (ідентифікація електричного та електронного обладнання, яка дає змогу забезпечити його простежуваність; у разі потреби може включати фотографію):
Апарат для місцевої дарсонвалізації Корона
5. Об'єкт декларації, описаний вище, відповідає вимогам таких технічних регламентів:
Технічному регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №139 від 10.03.2017 р.
6. Посилання на відповідні стандарти з переліку національних стандартів, що були застосовані, або посилання на інші технічні специфікації, стосовно яких декларується відповідність: **ДСТУ EN 50581:2014 (EN 50581:2012, IDT);**
7. Додаткова інформація:
технічна документація, яка є доказовою базою відповідності продукції вимогам технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, зберігається на **ДП «Новатор», вул. Тернопільська, 17, м. Хмельницький;**


Підписано від імені та за дорученням: **ДП «Новатор»**
м. Хмельницький, 02 листопада 2018 р.

(місце та дата видання)

Вдовиченко Анатолій Андрійович, директор
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)



“Корона”



Малогабаритный аппарат Дарсонваля “Корона” заменяет, а также дополняет и многократно усиливает эффективность действия кремов и мазей, обладает уникальными возможностями для профилактики и лечения не только дерматологических, но и неврологических, сосудистых, респираторных и других заболеваний.

“Корона” применяется в косметологии, спортивной медицине, в лечебно-профилактических учреждениях, а также в практике семейного врача, домашней физиотерапии. Простота и удобство “Короны” в эксплуатации делает его незаменимой для использования в домашних условиях (по рекомендации врача).

Коронный разряд, который возникает между поверхностью тела и электродом, развивается не только в воздушном промежутке, но и в глубинах биологических тканей. Электромагнитные излучения разнообразного диапазона, которые возникают в глубинах тканей, стимулируют обмен веществ, тканевое дыхание, нормализуют деятельность вегетативной нервной системы, деятельность эндокринных желез, способствует частичному рассасыванию солевых отложений в суставах, регенерации поврежденной ткани.



Аппарат “Корона” отвечает требованиям государственных стандартов для медицинских приборов, утвержденный министерством здравоохранения и имеет соответствующие сертификаты.

Аппарат рекомендован для лечения таких заболеваний:

- кожные болезни (экзема, лишай, юношеские угри, нейродермит, псориаз, красный плоский лишай, очаговая и системная склеродермия, келоиды, выпадение волос, себорея, перхоть и др.);
- гнойные и воспалительные процессы (фурункулы, ожоги, обморожения, ушибы, гематомы, послеоперационные инфильтраты и раны, трофические язвы и др.);
- заболевания дыхательной системы (трахеиты, бронхиты, бронхиальная астма и др.);
- заболевания носа (аллергический насморк, гайморит и др.);
- заболевания мышц, сухожилий, апоневрозов (миалгия, миозит и др.);
- заболевания суставов (полиартрит, артрит, спондилоартроз и др.);
- заболевания артерий и вен (облитерирующий эндартерит, болезнь Рейно, варикозное расширение вен, тромбофлебиты, трофические язвы);
- неврологические заболевания (невриты, функциональные вегетососудистые заболевания).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Амплитудное значение выходного напряжения (плавно регулируется от минимального до максимального) не менее, кВ	15
Частота прохождения пачек видеоимпульсов, Гц	100
Частота заполнения импульсов, кГц	110
Напряжение питания переменного тока, В	220
Масса аппарата (без упаковки), кг	0.5
Циклический режим работы на протяжении 8 час: 20 мин. работы, 10 мин. перерыва	