

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1764927029975 din 12.01.2026						
Obiectul achiziției: Materiale stomatologice						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
1. Adeziv autogravant, fotopolimerizabil, monocomponent	G-Premio BOND 5ml Kit, EEP, GC 009031	Japonia	GC	Flacon adeziv – min 4,5ml, Paletă pentru amestec – 1 buc, Aplicatoase de unică folosință (super subțiri) – 25 buc. Termen de valabilitate minim 18 luni.	G-Premio BOND - adeziv universal monocomponent, fotopolimerizabil, compatibil cu toate tipurile de demineralizare, ce poate fi utilizat în adeziunea directă, dar și în cazurile ce necesită reparații sau pentru tratamentul hipersensibilității. Avantaje: Utilizare simplă și versatilitate, fără impact asupra calității adeziunii; Oferă avantajele unui adeziv universal cu o performanță de top în orice situații; Zero adeziuni nereușite - având o rezistență excelentă a adeziunii atât la smalț, cât și la dentină, indiferent de tipul de demineralizare, și o stabilitate excelentă, G-Premio BOND asigură o adeziune durabilă în timp, datorită unei combinații de trei monomeri funcționali ; Zero decoloranți - având o penetrare și o capacitate de umectare perfectă, precum și un procedeu de uscare eficient, produsul oferă o grosime extrem de subțire a filmului de doar 3 μm pentru a garanta o estetică durabilă; Zero sensibilitate post-operatorie - efect asupra tubulilor dentinari în cazul automineralizării și infiltrare completă a agentului de adeziune în cazul demineralizării totale, datorită umectării optime; Zero greseli - datorită unui procedeu simplu cu o sensibilitate foarte scăzută din punct de vedere al tehnicii de realizare, G-Premio Bond oferă o rezistență a adeziunii adecvată, chiar și atunci când este respectat timpul de așteptare; Zero probleme - având un timp de lucru de 7 min, produsul permite lucrul fără presiunea timpului, oferind de asemenea o soluție versatilă și ușor de utilizat într-un singur flacon; Zero pierderi - cu un timp total de realizare a procedurii de 25s în cazul autodeminalizării și 35s în cazul demineralizării selective sau totale se economisește timpul de lucru, iar controlul optimizat al dozării ajută la economisirea materialului prin picături mici - până la 300. Prezentare: G-Premio BOND - flacon 5 ml	
2. Adeziv monocomponent autodeminalizant	G-Premio BOND 5ml Kit, EEP, GC 009031	Japonia	GC	Adeziv monocomponent autodeminalizant care oferă adeziune puternică și asigură atât la smalț cât și la dentină cu nivel ridicat de monomer	G-Premio BOND - adeziv universal monocomponent, fotopolimerizabil, compatibil cu toate tipurile de demineralizare, ce poate fi utilizat în adeziunea directă, dar și în cazurile ce necesită reparații sau pentru tratamentul hipersensibilității. Avantaje: Utilizare simplă și versatilitate, fără impact asupra calității adeziunii; Oferă avantajele unui adeziv universal cu o performanță de top în orice situații;	

				ester fosfat ce oferă optimizarea demineralizarea și îmbunătățirea stratului hibrid. Zona de nano-interacțiune superioară și formulă fără HEMA. Set conține flacoane de min.5 ml. 50 aplicatoare. Termen de valabilitate minim 18 luni	Zero adeziuni nereusite - avind o rezistenta excelenta a adeziunii atat la smalt, cat si la dentina, indiferent de tipul de demineralizare, si o stabilitate excelenta, G-Premio BOND asigura o adeziune durabila in timp, datorita unei combinatii de trei monomeri functionali ; Zero decoloranti - avind o penetrare si o capacitate de umectare perfecta, precum si un procedeu de uscare eficient, produsul ofera o grosime extrem de subtire a filmului de doar 3 um pentru a garanta o estetica durabila; Zero sensibilitate post-operatorie - efect asupra tubulilor dentinari in cazul automineralizarii si infiltrare completa a agentului de adeziune in cazul demineralizarii totale, datorita umectarii optime; Zero greseli - datorita unui procedeu simplu cu o sesnsibilitate foarte scazuta din punct de vedere al tehnicii de realizare, G-Premio Bond ofera o rezistenta a adeziunii adecvata, chiar si atunci cind este respectat timpul de asteptare; Zero probleme - avind un timp de lucru de 7 min, produsul permite lucrul fara presiunea timpului, oferind deasemenea o solutie versatila si usor de utilizat intr-un singur flacon; Zero pierderi - cu un timp total de realizare a procedurii de 25s in cazul autodemineralizarii si 35s in cazul demineralizarii selective sau totale se economiseste timpul de lucru, iar controlul optimizat al dozarii ajuta la economisirea materialului prin picaturi mici - pina la 300. Prezentare: G-Premio BOND - flacon 5 ml	
3. Adeziv pentru linguri amprentare din metal	Universal tray Adhesive 10ml, C700025 Zhermack	Italia	Zhermack	Adeziv universal, pentru linguri amprentare, flacon 10 ml. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Universal Tray Adhesive este un adeziv pentru A-silicon. Proiectat pentru utilizare cu linguri de amprentă metalice standard, aplicat cu o perie. Ușor de aplicat, aderă bine, nu adaugă grosime. Solventul se evaporă rapid. Culoarea albastră a substanței. 10 ml într-un flacon.	
4. Adeziv universal autopolimerizabil	G2-Bond Universal Bottle Kit, GC 10006820	Japonia	GC	Sistem dentar adeziv universal autopolimerizabil, cu doua componente, pentru restaurari directe și indirecte. Este indicat pentru restaurări directe anterioare și posterioare cu materiale compozite fotopolimerizabile, cu polimerizare duală și autopolimerizabile; repararea intraorală a restaurărilor din materiale compozite, porțelan fuzionat la metal, metal și toate restaurările	G2-Bond Universal - sistem adeziv universal, complex, cu doua componente. Indicatii: Restaurari directe Reparatii intra-orale Sigare imediata a dentinei (IDS, Immediate Dentine Sealing) Tratamentul dintilor hipersensibili Tratamentul suprafetelor radiculare expuse Cimentarea restaurarilor indirecte (in combinatie cu G-Cem LinkForce) Post-cimentare si constructie de bonturi (in combinatie cu Gradia Core si G-Premio Bond DCA) Prezentare: G2-Bond Universal Bottle Kit - 1 set (1 flacon G2-Bond Universal 1-Primer x 5ml + 1 husa pentru flaconul G2-Bond Universal 1-Primer + 1 flacon G2-Bond Universal 2-Bond x 5ml + 1 husa pentru flaconul G2-Bond Universal 2-Bond + 20 godeuri de unica folosinta + 50 aplicatoare + instructiuni tehnice)	

				confeccionate integral din ceramică, fără primer suplimentar; cimentarea restaurărilor indirecte și a fațetelor atunci când se combină cu cimenturi rășinice fotopolimerizabile, cu polimerizare dublă și autopolimerizabile; lipirea bonturilor reconstruite, confeccionate din materiale pentru reconstrucția bonturilor; lipirea protezei rășinice de bază, croșetul sau atașamentul metalic; repararea protezei cu bază, croșet sau atașament metalic; lipirea rășinii opace de o bază metalică la confeccionarea coroanelor, cu fațete de rășină. Termen de valabilitate minim 18 luni. Prezentare: Bond A flacon 5ml + Bond B flacon 5ml; 25 microaplicatoare; recipient de mixare 1 buc ; recipient de mixare de unica folosinta 5 buc. Termen de valabilitate de minim 18 luni		
19. A-siliconic	Elite H-D+ Putty Normal, 450ml+450ml , Zermack C203002 Elite H-D+ Light Normal, 2x50ml+ 12mixing canule, Zhermack C	Italia	Zhermack	Cu precizie înaltă, pentru amprente duble. Ambalaj: set ce conține stratul chitos în formă de pastă min 450 ml x 2 bucăți, stratul vâscos în cartridje sau tuburi min 50 ml x 2	Elite HD+ Putty Normal 2 x 450ml Zhermack Silicon de aditie cu vascozitate foarte ridicata; Consistenta ridicata. Priza normala. Indicatii: Lucrari protetice fixe. Tehnica dublului amestec cu lingura de amprenta standard. Caracteristici: Duritate finala: 60 Shore-A.	

				bucăți, 10 tipsuri pentru automalaxare, duritatea Shore-A a stratului chitos 62, duritatea Shore-A a stratului vâscos 48	Timp de lucru total (23 grade C): 2'. Timp în gura: 3'30". Biocompatibil. Culoare: portocaliu. Avantaje: Rezistența ridicată la deformare. Refacere elastică excelentă. Stabilitate dimensională ridicată. Prezentare: Elite HD+ Putty Normal 1 cutie x 450 ml baza + 1 cutie x 450 ml catalizator. Caracteristici: • Hidrocompatibilitatea fluidelor • Tixotropie • Rezistența la rupere • Cel puțin 99% recuperare elastică • Stabilitate dimensională până la 15 zile • Biocompatibil chiar și pe mucoase lezate • Contrastul culorilor Avantaje • Versatilitate în aplicații: gama oferă 6 consistențe diferite și 4 tipuri de pachete diferite (tube, tuburi și cartușe 1:1 și 5:1) • Acuratețea și precizia amprentei: hidrocompatibilitatea spălărilor ajută medicii să obțină amprente de înaltă calitate • Precizia și fiabilitatea amprentei, datorită rezistenței la rupere și refacerii elastice • Stabilitate dimensională chiar și după dezinfectie • Confort vizual: contrastul de culori al materialelor cu diferite vâscozități facilitează interpretarea amprentei • Siguranță atât pentru pacient, cât și pentru medic: produsele pot fi dezinfectate folosind dezinfectanți care conțin săruri cuaternare de aluminiu, amestecuri de alcool și reductoare de tensiune superficială, păstrându-și în același timp caracteristicile de acuratețe și stabilitate dimensională chiar și după dezinfectie.	
25. Ceară pentru băița de ceară	GEO-Dip yellow, 200g , Renfert 4823000	Germania	Renfert	Ceară pentru baia de ceară, predestinată pentru modelarea machetelor din ceară prin imersie, culoare cafenie, precizie mare de turnare, rezistență ridicată. Cutie a câte 200 g. Termen de valabilitate minim 18 luni din momentul livrării	Ceara GEO-Dip de la Renfert este disponibilă sub forma de granule, gata de pus în baia de ceară. Foarte precisă și cu o contracție minimă, fiind ideală pentru toate tipurile de coroane și punți. Este o ceară moale și elastică cu caracteristici excelente de modelare. Nu se deformează la îndepărtarea de pe bonturi deoarece este elastică și rezistentă la rupere. Ideală pentru ceramica și ceramica presată deoarece este o ceară organică ce arde fără reziduuri. Indicații - pentru realizarea de cape pentru coroane și punți, prin tehnici de imersie Recomandăm setarea baitei de ceară la 90-92°C Renfert GEO-Dip are temperatura de lichefiere 80-85°C Mod de prezentare: 200g	
27. Ciment glasionomer cu adaos de rășină și solubilitate joasă în cavitatea	Fuji Plus 1-1 pkg (15g+7ml+6.5ml), GC 003211	Japonia	GC	Ambalaj: cutie 1:1:1 (flacon maxim 15 gr praf, flacon maxim 7 ml lichid, flacon maxim 6,5 ml conditioner). Termen de valabilitate minim	Performanțele remarcabile datorate asocierii dintre o rășină și un ionomer de sticlă precum și existența diferitelor nuanțe fac din GC Fuji PLUS un ciment cu indicații multiple. GC Fuji PLUS (EWT) permite prelungirea timpului de lucru în vederea cimentării punților cu mai multe elemente a sistemelor speciale și a mai multor restaurări într-o singură etapă. Caracteristici și beneficii:	

bucala pentru fixarea lucrarilor protetice				16 luni din momentul livrării. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Amestecare si manipulare simple asemanatoare cimenturilor conventionale cu proprietati mecanice similare cu cele ale cimenturilor rasinice; Adeziune intrinseca la structura dentara pentru a elimina necesitatea utilizării tehnicilor adezive complicate si sensibile la umiditate; Grosime redusa a filmului ce favorizeaza inserarea usoara si o mai buna adaptare; Fara sensibilitate post-operatorie; Solubilitate foarte scazuta pentru o sigilare marginala de durata; Radioopacitate ce facilitează diagnosticarea. Indicatii: GC Fuji PLUS este un ciment cu indicatii multiple capabil sa cimenteze restaurari metalice inlay-uri ceramice coroane si punti din ceramica armata precum si orice fel de inlay-uri onlay-uri coroane si punti acrilice/rasinice. Prezentare Pachet Intro set complet A3 - 15g pulbere + 7ml lichid	
28. Ciment ionomer de sticlă	Fuji IX GP capsule, A2 50 caps., GC 003273	Japonia	GC	Ciment ionomer de sticlă condensabil pentru restaurare, ambalat în capsule. Ideal pentru restaurările de lungă durată sau provizorii de clasa I, II și V, ca bază sau ca material pentru refaceri de bonturi, ca liner sau ca bază în tehnica sandwich. Adeziune intrinsecă la smalț și dentină fără demineralizare și agenți de adeziune. Aplicare într-o singură etapă. Radioopacitate bună ce facilitează controlul post- operator. Rezistență ridicată a adeziunii pentru o sigilare sigură și de durată. Durabilitate pe termen lung. Eliberare susținută de fluor pentru extra protecție. Poate fi folosit cu matrici metalice pentru modelare ușoară în cavitate. Biocompatibilitate excelentă. Tolerat de	Consistentă condensabilă și nelipicioasă a lui GC Fuji IX GP îl face ideal pentru restaurările de clasa I II & V cu baza sau cu material pentru refaceri de bonturi. Proprietățile autentice ale ionomerului de sticlă în combinație cu ușurința utilizării fac ca GC Fuji IX GP să îndeplinească toate cerințele materialelor de restaurare moderne. Caracteristici și beneficii: Ionomer de sticlă posterior condensabil ușor de folosit cu rezistență ridicată la abraziune; Nu necesită digă; Adeziune intrinsecă la smalț și dentină fără demineralizare și agenți de adeziune; Nu este necesară prepararea retentivă a cavității permițând tehnicilor conservatoare de preparare; Poate fi folosit ca matrici metalice pentru modelare ușoară în cavitate; Aplicare într-o singură etapă; Radioopacitate bună ce facilitează controlul post-operator; Bio- compatibilitate excelentă. Mod de utilizare: Pe lângă avantajele pentru restaurări posterioare GC Fuji IX GP este deseori ales atunci când nu s-a stabilit încă planul de tratament final. Sunt posibile mai multe tratamente: o tehnică sandwich cu un material compozit un inlay sau chiar obturația cu ionomer de sticlă Prezentare GC Fuji IX GP CAPS volum mixt pe capsula 0.14ml - o cutie x 50 capsule, culoarea A2	

				pacienții care prezintă sensibilitate la metale sau la monomerii rășinici. Set ce conține 50 capsule. Culoarea A2. Termen de valabilitate minim 18 luni din momentul livrării	
29. Ciment ionomer de sticla	Fuji IX GP praf 15g A2 , GC 003265 Fuji IX GP lichid 8g.(6.4ml) , GC 003271	Japonia	GC	Ciment ionomer de sticla condensabil pentru restaurare, ambalat în capsule. Ideal pentru restaurările de lungă durată sau provizorii de clasa I, II și V, ca bază sau ca material pentru refaceri de bonturi, ca liner sau ca bază în tehnica sandwich. Adeziune intrinsecă la smalț și dentină fără demineralizare și agenți de adeziune. Aplicare într-o singură etapă. Radioopacitate bună ce facilitează controlul post-operator. Rezistență ridicată a adeziunii pentru o sigilare sigură și de durată. Durabilitate pe termen lung. Eliberare susținută de fluor pentru extra protecție. Poate fi folosit cu matrici metalice pentru modelare ușoară în cavitare. Biocompatibilitate excelentă. Tolerat de pacienții care prezintă sensibilitate la metale sau la monomerii rășinici.	Consistentă condensabilă și nelipicioasă a lui GC Fuji IX GP îl face ideal pentru restaurările de clasa I II & V cu bază sau cu material pentru refaceri de bonturi. Proprietățile autentice ale ionomerului de sticla în combinație cu ușurința utilizării fac ca GC Fuji IX GP să îndeplinească toate cerințele materialelor de restaurare moderne. Caracteristici și beneficii: Ionomer de sticla posterior condensabil ușor de folosit cu rezistență ridicată la abraziune; Nu necesită digă; Adeziune intrinsecă la smalț și dentină fără demineralizare și agenți de adeziune; Nu este necesară prepararea retentivă a cavității permitând tehnici conservatoare de preparare; Poate fi folosit ca matrici metalice pentru modelare ușoară în cavitare; Aplicare într-o singură etapă; Radioopacitate bună ce facilitează controlul post-operator; Bio-compatibilitate excelentă. Mod de utilizare: Pe lângă avantajele pentru restaurări posterioare GC Fuji IX GP este deseori ales atunci când nu s-a stabilit încă planul de tratament final. Sunt posibile mai multe tratamente: o tehnică sandwich cu un material compozit un inlay sau chiar obturația cu ionomer de sticla. Prezentare: GC Fuji IX Powder - 15g, A2. Consistentă condensabilă și nelipicioasă a lui GC Fuji IX GP îl face ideal pentru restaurările de clasa I II & V cu bază sau cu material pentru refaceri de bonturi. Proprietățile autentice ale ionomerului de sticla în combinație cu ușurința utilizării fac ca GC Fuji IX GP să îndeplinească toate cerințele materialelor de restaurare moderne. Caracteristici și beneficii: Ionomer de sticla posterior condensabil ușor de folosit cu rezistență ridicată la abraziune; Nu necesită digă; Adeziune intrinsecă la smalț și dentină fără demineralizare și agenți de adeziune; Nu este necesară prepararea retentivă a cavității permitând tehnici conservatoare de preparare; Poate fi folosit ca matrici metalice pentru modelare ușoară în cavitare; Aplicare într-o singură etapă; Radioopacitate bună ce facilitează controlul post-operator; Bio-compatibilitate excelentă. Mod de utilizare: Pe lângă avantajele pentru restaurări posterioare GC Fuji IX GP este deseori ales atunci când nu s-a stabilit încă planul de tratament final. Sunt posibile mai multe tratamente: o tehnică sandwich cu un material compozit un inlay sau chiar obturația cu ionomer de sticla. Prezentare: GC Fuji IX Liquid - 6.4ml

				Set 1-1: 15g pulbere + 6.4ml lichid Culoarea A2. Termen de valabilitate minim 18 luni din momentul livrării		
30. Ciment ionomer de sticla auto-polimerizabil	Fuji IX GP 1-1 pkg, A3 15 g + 6.4 ml GC 003264	Japonia	GC	Ciment ionomer de sticla auto-polimerizabil, condensabil pentru restaurare, in varianta normala sau cu priza rapida. Usor de folosit, cu rezistenta ridicata la abraziune. Adeziune intrinsecă la smalț și dentina fără demineralizare și agenți de adeziune. Aplicare într-o singură etapă. Radioopacitate bună ce facilitează controlul post-operator. Indicații pentru utilizare: obturații definitive, reconstruiri de bonturi, obturație de bază, restaurare coronară a cavitațiilor de clasa I, II, V. Setul conține 1-1 pkg, Pulbere min.15gr. Lichid min. 6,4ml. Termen de valabilitate minim 18 luni	Consistentă condensabilă și nelipicioasă a lui GC Fuji IX GP îl face ideal pentru restaurările de clasa I II & V cu baza sau cu material pentru refaceri de bonturi. Proprietățile autentice ale ionomerului de sticla în combinație cu ușurința utilizării fac ca GC Fuji IX GP să îndeplinească toate cerințele materialelor de restaurare moderne. Caracteristici și beneficii: Ionomer de sticla posterior condensabil ușor de folosit cu rezistență ridicată la abraziune; Nu necesită digă; Adeziune intrinsecă la smalț și dentină fără demineralizare și agenți de adeziune; Nu este necesară prepararea retentivă a cavității permise și tehnici conservatoare de preparare; Poate fi folosit ca matrice metalice pentru modelare ușoară în cavitate; Aplicare într-o singură etapă; Radioopacitate bună ce facilitează controlul post-operator; Bio-compatibilitate excelentă. Mod de utilizare: Pe lângă avantajele pentru restaurări posterioare GC Fuji IX GP este deseori ales atunci când nu s-a stabilit încă planul de tratament final. Sunt posibile mai multe tratamente: o tehnică sandwich cu un material compozit un inlay sau chiar obturarea cu ionomer de sticla. Prezentare: Fuji IX GP Set 1-1 A3 - 15g pulbere + 6.4ml lichid	
31. Ciment ionomeric de sticla pentru cimentari definitive, radiopac, ce eliberează fluor.	Meron combi 1086 VOCO	Germania	Voco	Ciment pentru fixarea protezelor fixe, în cut., praf min 32gr și max. 35 gr. pulbere, lichidul min 18 ml și max.20 ml.Termen de valabilitate minim 18 luni.	Ciment glasionomer pentru cimentari definitive. Indicații: Cimentari de coroane, incrustatii de tip Inlay Onlay, dispozitive radiculare, benzi ortodontice. Avantaje: Solubilitate redusă în gură Aciditate redusă Biocompatibil Aplicare rapidă Prezentare: Set pulbere/lichid (35g/15ml)	

35. Compozit fluid hibrid foto-polimerizabil	G-aenial Universal Flo, Syringe 2ml(3.4g) A2 , GC 004620	Japonia	GC	Compozit fluid hibrid foto-polimerizabil cu viscozitate ridicată. Poate fi folosit ca liner în restaurarea cavităților de clasa a V-a, dar și pentru cavitățile de clasa I, a II-a și a III-a. Rezistența la abraziune și la fracturare, comparabile cu cele ale compozitelor moderne posterioare. Seringă de min.1.5g-max. 3.4 g/2.0 ml. Nuanța A2. Con tracție la priza cu până la 55%. Nuanțele se îmbină cu structurile dentare învecinate. Structura pre-polimerizare cu umplutură cu nano-particule de silicat. Radio-opac. Termen de valabilitate minim 18 luni	GC G-?nial Universal Flo ofera o serie de solutii inteligente si convenabile care depasesc posibilitatile compozitelor fluide standard aflate pe piata: performanta fizica a unui compozit obisnuit oferita intr-o consistenta fluida. Cu CG G-?nial Universal Flo obtineti o combinatie exclusiva de vascozitate fluida pentru o aplicare usoara si convenabila si propritati fizice exceptionale pentru restaurari sigure de lunga durata. GC G-aenial Universal Flo ofera solutia pentru cazurile dificile in care nu doriti sa faceti un compromis intre aplicarea perfecta, estetica si rezistenta. Caracteristici si beneficii: Proprietati fizice exceptionale pentru restaurari de lunga durata; Vascozitate atent echilibrata: fluiditate omogena pentru o aplicare simpla dar si tixotropica pentru mentinerea formei; Nivel ridicat de luciu si de mentinere a acestuia; Poate fi considerat un material ce se finiseaza singur; Estetica invizibila superba fara compromisuri; Gama larga ce cuprinde 15 nuanțe si 3 nivele diferite de translucența; Seringa cu un design special ce ofera o solutie ergonomica pentru o aplicare imbunatatita Prezentare: G-Aenial Universal Flo Refill 3.4g A2	
36. Compozit fluid hibrid foto-polimerizabil	G-aenial Universal Flo, Syringe 2ml(3.4g) A3 , GC 004621	Japonia	GC	Compozit fluid hibrid foto-polimerizabil cu viscozitate ridicată. Poate fi folosit ca liner în restaurarea cavităților de clasa a V-a, dar și pentru cavitățile de clasa I, a II-a și a III-a. Rezistența la abraziune și la fracturare, comparabile cu cele ale compozitelor moderne posterioare. Seringă de min.1.5g-max. 3.4 g/2.0 ml.Nuanța A3. Con tracție la priza cu până la 55%. Nuanțele se îmbină	GC G-?nial Universal Flo ofera o serie de solutii inteligente si convenabile care depasesc posibilitatile compozitelor fluide standard aflate pe piata: performanta fizica a unui compozit obisnuit oferita intr-o consistenta fluida. Cu CG G-?nial Universal Flo obtineti o combinatie exclusiva de vascozitate fluida pentru o aplicare usoara si convenabila si propritati fizice exceptionale pentru restaurari sigure de lunga durata. GC G-aenial Universal Flo ofera solutia pentru cazurile dificile in care nu doriti sa faceti un compromis intre aplicarea perfecta, estetica si rezistenta. Caracteristici si beneficii: Proprietati fizice exceptionale pentru restaurari de lunga durata; Vascozitate atent echilibrata: fluiditate omogena pentru o aplicare simpla dar si tixotropica pentru mentinerea formei; Nivel ridicat de luciu si de mentinere a acestuia; Poate fi considerat un material ce se finiseaza singur; Estetica invizibila superba fara compromisuri; Gama larga ce cuprinde 15 nuanțe si 3 nivele diferite de translucența; Seringa cu un design special ce ofera o solutie ergonomica pentru o aplicare imbunatatita Prezentare: G-Aenial Universal Flo Refill 3.4g A3	

				cu structurile dentare învecinate. Structura pre-polimerizare cu umplutura cu nano-particule de silicat. Radio-opac. Termen de valabilitate minim 18 luni		
37. Compozit fluid hibrid foto-polimerizabil	G-aenial Universal Flo, Syringe 2ml(3.4g) A3.5 , GC 004622	Japonia	GC	Compozit fluid hibrid foto-polimerizabil cu viscozitate ridicată. Poate fi folosit ca liner în restaurarea cavităților de clasa a V-a, dar și pentru cavitățile de clasa I, a II-a și a III-a. Rezistența la abraziune și la fracturare, comparabile cu cele ale compozitelor moderne posterioare. Seringă de min. 1.5g-max. 3.4 g/2.0 ml. Nuanța A3.5. Contracție la priza cu până la 55%. Nuanțele se îmbină cu structurile dentare învecinate. Structura pre-polimerizare cu umplutura cu nano-particule de silicat. Radio-opac. Termen de valabilitate minim 18 luni	GC G-?nial Universal Flo ofera o serie de solutii inteligente si convenabile care depasesc posibilitatile compozitelor fluide standard aflate pe piata: performanta fizica a unui compozit obisnuit oferita intr-o consistenta fluida. Cu CG G-?nial Universal Flo obtineti o combinatie exclusiva de vascozitate fluida pentru o aplicare usoara si convenabila si proprietati fizice exceptionale pentru restaurari sigure de lunga durata. GC G-aenial Universal Flo ofera solutia pentru cazurile dificile in care nu doriti sa faceti un compromis intre aplicarea perfecta, estetica si rezistenta. Caracteristici si beneficii: Proprietati fizice exceptionale pentru restaurari de lunga durata; Vascozitate atent echilibrata: fluiditate omogena pentru o aplicare simpla dar si tixotropica pentru mentinerea formei; Nivel ridicat de luciu si de mentinere a acestuia; Poate fi considerat un material ce se finiseaza singur; Estetica invizibila superba fara compromisuri; Gama larga ce cuprinde 15 nuanțe si 3 nivele diferite de translucența; Seringa cu un design special ce ofera o solutie ergonomica pentru o aplicare imbunatatita Prezentare: G-Aenial Universal Flo Refill 3.4g A3.5	
40. Compozit fluid Nuanța A2	Neo Spectra ST Flow A2 (ser.1.8gr), Dentsply 60701922	SUA	Dentsply	Compozit Fluid cu o vâscozitate intermediară, tixotrop; timp rapid de polimerizare 10 secunde; umplutură de particule supranano. Seringa min 1,8 ml maxim 2ml. Nuanța A2. Termen de	Compozit fluid fotopolimerizabil pentru restaurari estetice durabile. Avantaje: Datorita tehnologiei unice SphereTEC de la Dentsply, compozitul fluid Neo Spectra ST Flow ofera, mai mult decat oricare alt compozit fluid, simplificarea procedurii si versatilitate. Datorita tehnologiei SphereTEC, Neo Spectra Flow este un material rezistent la coloranti, precum cei pe care ii contin cafeaua, ceaiul sau vinul rosu. Material versatil care ramane in locul unde a fost aplicat, pana cand se initiaza intinderea lui dupa necesitati. Caracteristici:	

				valabilitate minim 18 luni.	Cu un sistem de numai 5 nuanțe, produsul acopera întreaga gama Vita, structurată în 16 nuanțe, datorită efectului cameleonic. Manevrabilitate optimizată. Estetica de durată. Lustruire ușoară și un luciu final al obturatiei de o înaltă estetică. Cromatică simplificată. Prezentare: seringă 1,8 gr. A2	
41. Compozit fluid nuanța A3	Neo Spectra ST Flow A3 (ser.1.8gr), Densply 60701923	SUA	Dentsply	Compozit Fluid cu o vâscozitate intermediară, tixotrop; timp rapid de polimerizare 10 secunde; umplutură de particule supranano. Seringă min 1,8 ml maxim 2ml. Nuanța A3. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Compozit fluid fotopolimerizabil pentru restaurări estetice durabile. Avantaje: Datorită tehnologiei unice SphereTEC de la Dentsply, compozitul fluid Neo Spectra ST Flow oferă, mai mult decât oricare alt compozit fluid, simplificarea procedurii și versatilitate. Datorită tehnologiei SphereTEC, Neo Spectra Flow este un material rezistent la coloranți, precum cei pe care îi conțin cafeaua, ceaiul sau vinul roșu. Material versatil care rămâne în locul unde a fost aplicat, până când se inițiază întinderea lui după necesități. Caracteristici: Cu un sistem de numai 5 nuanțe, produsul acopera întreaga gama Vita, structurată în 16 nuanțe, datorită efectului cameleonic. Manevrabilitate optimizată. Estetica de durată. Lustruire ușoară și un luciu final al obturatiei de o înaltă estetică. Cromatică simplificată. Prezentare: seringă 1,8 gr. A3	
42. Compozit fluid nuanța A3,5	Neo Spectra ST Flow A3.5 (ser.1.8gr), Densply 60701925	SUA	Dentsply	Compozit Fluid cu o vâscozitate intermediară, tixotrop; timp rapid de polimerizare 10 secunde; umplutură de particule supranano. Seringă min 1,8 ml maxim 2ml. Nuanța A3,5. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Compozit fluid fotopolimerizabil pentru restaurări estetice durabile. Avantaje: Datorită tehnologiei unice SphereTEC de la Dentsply, compozitul fluid Neo Spectra ST Flow oferă, mai mult decât oricare alt compozit fluid, simplificarea procedurii și versatilitate. Datorită tehnologiei SphereTEC, Neo Spectra Flow este un material rezistent la coloranți, precum cei pe care îi conțin cafeaua, ceaiul sau vinul roșu. Material versatil care rămâne în locul unde a fost aplicat, până când se inițiază întinderea lui după necesități. Caracteristici: Cu un sistem de numai 5 nuanțe, produsul acopera întreaga gama Vita, structurată în 16 nuanțe, datorită efectului cameleonic. Manevrabilitate optimizată. Estetica de durată. Lustruire ușoară și un luciu final al obturatiei de o înaltă estetică. Cromatică simplificată. Prezentare: seringă 1,8 gr. A3.5	
43. Compozit fotopolimerizabil microhibrid	Gradia Direct -Syringe Introductory Kit, GC 003332	Japonia	GC	• Compozit rășinic hibrid cu microumplutură. Nanoumplutură prepolimerizată cu	Cu GC GRADIA Direct se pot realiza toate restaurările în cabinet dificile din punct de vedere estetic doar cu un singur material de restaurare ușor de folosit. Indiferent că este vorba de o procedură cu o singură nuanță sau cu multiple nuanțe, folosirea GC GRADIA Direct face mai ușoară și mai rapidă obținerea unor restaurări superbe cu	

				dispersie înaltă cu fluoro-lantanoid. Radioopacitate combinată cu estetică excelentă. Rezistență crescută la abraziune, nu abraziază dinții antagoniști. Setul conține: - 7 seringi (min.2,7 ml = 5g) - 6 seringi pentru grupul frontal de dinți (A2, A3, A3.5, AO3, CV, CT). - 1 seringă pentru grupul lateral de dinți (P-A2) Cheie de culori. Termen de valabilitate minim 18 luni.	aspect natural și rezistente în timp. Datorită adaptării perfecte a nuanței la structura dentară apropiată pot fi realizate cu ușurință restaurări estetice remarcabile doar cu o singură nuanță. Combinarea diferitelor nuanțe va oferi rezultate estetice nelimitate folosind maxim trei nuanțe pentru o restaurare anterioară și două nuanțe pentru o restaurare posterioară. Caracteristici și beneficii: Compozit rasinic hibrid cu micro umplutura; Un singur sistem de restaurare pentru toate necesitățile dumneavoastră; Concept unic ce conține nuanțele Standard Speciale Exterioare și Speciale Interioare pentru restaurări invizibile; Timp de lucru extins datorită sensibilității scăzute la lumina din cabinet; Viscositate echilibrată pentru manevrare superioară. GC GRADIA Direct Anterior: Estetică excelentă și suprafață netedă; Potrivire și adaptare perfectă la culoarea naturală a dintelui. GC GRADIA Direct Posterior: Proprietăți mecanice excelente. Rezistență ridicată la fracturare pentru a suporta tensiunile ocluzale. Radioopac pentru a identifica ușor. Mod de utilizare: Nuanțe Standard: nuanțe cu efect cameleon pentru restaurări anterioare și posterioare. Speciale Exterioare: nuanțe translucente pentru restaurări anterioare și posterioare. Speciale Interioare: nuanțe opace doar pentru restaurări anterioare. Prezentare GC GRADIA Direct Kit Introductiv 7 seringi (A2 A3 A3.5 AO3 CV CT P-A2 & 1 cheie de culori)	
51. Compozit monocomponent, fotopolimerizabil, cu fluor	Clip Tripack ser 4g(1285)	Germania	Voco	Recomandat pentru obturații provizorii. Sigilarea temporară a cavităților în special în tehnica inlay/onlay. Avantaje: Ușor de aplicat ușor de scos într-o singură bucată; Nu se deteriorează marginile cavitațiilor preparate; Economie de timp; Asigură margini etanșe și durabile. Mod de prezentare: Seringă min 4g. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Clip - material de capturare fotopolimerizabil pentru restaurări provizorii Avantaje: - Ușor de plasat și de îndepărtat - Economisește timpul de lucru - Ideal în tehnicile inlay/onlay - Margini durabile și dense - Nu distruge marginile preparării - Rezistent la saliva Indicații: Captuseli provizorii Sigilare provizorie a cavităților, în special în tehnicile inlay/onlay Prezentare: Clip - 1 seringă x 4g	
54. Dentin strat ceramică pentru	Dentin VMK Master, 50g A1, Vita B4845150	Germania	Vita	Pe bază de potasiu natural (KAlSi₃O₈), și minerale feldspar	Vita VMK Master - ceramica feldspatică folosită pentru fatetarea scheletelor metalice realizate din aliaje cu CTE conventional.	

confecționarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M				de bicarbonat de sodiu și ortoză (NaAlSi ₃ O ₈ , albit) Fl min.praf. 50 gr. în flac. Culoarea- A1. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Este creata special pentru aliaje nenobile, datorita temperaturilor de ardere si a proprietatilor fizice. Se foloseste schema clasica de stratificare: dentina -enamel. Disponibila in culorile clasice si 3D-Master. Indicatii: - Coroane totale pe metalo-ceramica; - Fatete pe metalo-ceramica. Dentina: - Material de baza pentru restaurarea ceramica conform dintelui natural. Prezentare: Flacon 50g, diferite nuante Dentina (sistem VITA Classical) A1	
55. Dentin strat ceramică pentru confecționarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M	Dentin VMK Master, 50g A2, Vita B4845250	Germania	Vita	Pe bază de potasiul natural (KAISi ₃ O ₈), și minerale feldspar de bicarbonat de sodiu și ortoză (NaAlSi ₃ O ₈ , albit). Fl min.praf. 50 gr. în flac. Culoarea- A2. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Vita VMK Master - ceramica feldspatica folosita pentru fatetarea scheletelor metalice realizate din aliaje cu CTE conventional. Este creata special pentru aliaje nenobile, datorita temperaturilor de ardere si a proprietatilor fizice. Se foloseste schema clasica de stratificare: dentina -enamel. Disponibila in culorile clasice si 3D-Master. Indicatii: - Coroane totale pe metalo-ceramica; - Fatete pe metalo-ceramica. Dentina: - Material de baza pentru restaurarea ceramica conform dintelui natural. Prezentare: Flacon 50g, diferite nuante Dentina (sistem VITA Classical) A2	
56. Dentin strat ceramică pentru confecționarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M	Dentin VMK Master, 50g A3, Vita	Germania	Vita	Pe bază de potasiul natural (KAISi ₃ O ₈), și minerale feldspar de bicarbonat de sodiu și ortoză (NaAlSi ₃ O ₈ , albit). Fl min.praf. 50 gr. în flac. Culoarea- A3. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Vita VMK Master - ceramica feldspatica folosita pentru fatetarea scheletelor metalice realizate din aliaje cu CTE conventional. Este creata special pentru aliaje nenobile, datorita temperaturilor de ardere si a proprietatilor fizice. Se foloseste schema clasica de stratificare: dentina -enamel. Disponibila in culorile clasice si 3D-Master. Indicatii: - Coroane totale pe metalo-ceramica; - Fatete pe metalo-ceramica. Dentina: - Material de baza pentru restaurarea ceramica conform dintelui natural. Prezentare: Flacon 50g, diferite nuante Dentina (sistem VITA Classical) A3	
57. Dentin strat ceramică pentru confecționarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M	Dentin VMK Master, 50g A3.5, Vita	Germania	Vita	Pe bază de potasiul natural (KAISi ₃ O ₈), și minerale feldspar de bicarbonat de sodiu și ortoză (NaAlSi ₃ O ₈ , albit). Fl min.praf. 50 gr. în flac. Culoarea- A3,5. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Vita VMK Master - ceramica feldspatica folosita pentru fatetarea scheletelor metalice realizate din aliaje cu CTE conventional. Este creata special pentru aliaje nenobile, datorita temperaturilor de ardere si a proprietatilor fizice. Se foloseste schema clasica de stratificare: dentina -enamel. Disponibila in culorile clasice si 3D-Master. Indicatii: - Coroane totale pe metalo-ceramica; - Fatete pe metalo-ceramica. Dentina:	

					- Material de baza pentru restaurarea ceramica conform dintelui natural. Prezentare: Flacon 50g, diferite nuante Dentina (sistem VITA Classical) A3.5	
58. Dentin strat ceramică pentru confecționarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M	Dentin VMK Master, 50g B3, Vita B4845850	Germania	Vita	Pe bază de potasiul natural (KAlSi3O8), și minerale feldspar de bicarbonat de sodiu și ortoză (NaAlSi3O, albit). Fl min.praf. 50 gr. în flac. Culoarea- B3. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Vita VMK Master - ceramica feldspatica folosita pentru fatetarea scheletelor metalice realizate din aliaje cu CTE conventional. Este creata special pentru aliaje nenobile, datorita temperaturilor de ardere si a proprietatilor fizice. Se foloseste schema clasica de stratificare: dentina -enamel. Disponibila in culorile clasice si 3D-Master. Indicatii: - Coroane totale pe metalo-ceramica; - Fatete pe metalo-ceramica. Dentina: - Material de baza pentru restaurarea ceramica conform dintelui natural. Prezentare: Flacon 50g, diferite nuante Dentina (sistem VITA Classical) B3	
59. Dentina în capsule flow	SDR Plus Eco Universal Shade (0.25 gr), Dentsply 61C103P	SUA	Dentsply	Set cîte 50 capsule. Termen de valabilitate minim 18 luni.	SDR Plus - compozit de umplere fluid, fotopolimerizabil, foarte versatil. Avantaje: Tensiune scazuta la contractie - tehnologia SDR faciliteaza formarea unei retele mai relaxate, reducand acumularea tensiunii si reducand riscul de formare a bulelor de aer in timpul polimerizarii. Compozitie chimica unica - contribuie la longevitatea si calitatea generala a restaurarilor tip bulk-fill. Tehnologia SDR cu material de umplutura fluid permite umplerea si adaptarea usoara la peretii cavitatii, patrundand in colturi si crapaturi pentru a oferi o adaptare excelenta in cavitate pe timpul aplicarii. Materialul se poate aplica in straturi de 4mm, fara sa necesite liner aditional. Economiseste timpul de lucru cu pana la 40%, comparativ cu tehnicile conventionale de stratificare. Se autoniveleaza si nu necesita manevrare suplimentara pentru adaptare. Versatilitate datorata introducerii de noi culori si extinderii gamei de indicatii. Noile culori A1, A2 si A3 cresc adaptabilitatea intr-o gama larga de cazuri, inclusiv in restaurarile vizibile de clasa II, dinti de lapte posteriori, restaurari de clasa III si de clasa V. Datorita compozitiei chimice unice si a rezistentei imbunatatite la uzura, materialul SDR Plus se poate utiliza si in restaurarile din clasa III si clasa V, in care nu s-ar utiliza un agent de coafaj. Se poate utiliza in umplerea si sigilarea fisurilor. In dentitia posterioara primara, materialul poate fi utilizat fara un compozit universal suplimentar, in straturi pana la suprafata ocluzala; tehnica de aplicare rapida si usoara il fac ideal pentru tratarea copiilor. Materialul poate fi o alternativa rapida si facila in reconstructia nucleului, datorita polimerizarii in profunzime (4mm); instrumentarea si modelarea formei se realizeaza cu usurinta. Aderenta sigura si sigilare ermetica a cavitatilor cu factor de configurare ridicat (C-Factor cavities).	

					Materialul poate aborda cavitatile cu factor ridicat de configurare, oferind o sigilare coronala etansa, chiar si in cazul cavitatilor post-endodontice. SDR Plus asigura o sigilare etansa a cavitatii de acces endodontic, factor important pentru succesul pe termen lung al tratamentului endodontic. Risc redus de sensibilitate post-operatorie. Fara efecte adverse asupra gingiilor in contact cu SDR Plus. Prezentare: SDR Plus Eco Refill Universal - 1 capsula x 0,25 g.	
62. Enamel strat ceramică pentru confecționarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M	Enamel VMK Master, 50g En1, Vita B4819150	Germania	Vita	Pe bază de potasiul natural (KAlSi3O8), și minerale feldspar de bicarbonat de sodiu și ortoză (NaAlSi3O, albit) Fl min. praf. 50 gr. în flac. Culoarea En-1. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Vita VMK Master - ceramica feldspatica folosita pentru fatetarea scheletelor metalice realizate din aliaje cu CTE conventional. Este creata special pentru aliaje nenobile, datorita temperaturilor de ardere si a proprietatilor fizice. Se foloseste schema clasica de stratificare: dentina - enamel. Disponibila in culorile clasice si 3D-Master. Indicatii: - Coroane totale pe metalo-ceramica; - Fatete pe metalo-ceramica. Enamel: - Pentru reproducerea smaltului natural al dintelui. Prezentare: Flacon 50g EN1	
63. Enamel strat ceramică pentru confecționarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M	Enamel VMK Master, 50g En2, Vita	Germania	Vita	Pe bază de potasiul natural (KAlSi3O8), și minerale feldspar de bicarbonat de sodiu și ortoză (NaAlSi3O, albit) Fl min. praf. 50 gr. în flac. Culoarea En-2. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Vita VMK Master - ceramica feldspatica folosita pentru fatetarea scheletelor metalice realizate din aliaje cu CTE conventional. Este creata special pentru aliaje nenobile, datorita temperaturilor de ardere si a proprietatilor fizice. Se foloseste schema clasica de stratificare: dentina - enamel. Disponibila in culorile clasice si 3D-Master. Indicatii: - Coroane totale pe metalo-ceramica; - Fatete pe metalo-ceramica. Enamel: - Pentru reproducerea smaltului natural al dintelui. Prezentare: Flacon 50g EN2	
68. Gel pentru lărgirea chimică a canalelor radiculare	Glyde ser-3ml , Dentsply	SUA	Dentsply	pe baza de EDTA 15% și peroxide de carbamidă, solubilă în apă seringă maxim 3 ml. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Glyde - lubrifiant pentru canalele radiculare. Avantaje: Reduce riscurile de fracturare a instrumentelor. Ajuta la curatarea reziduurilor. Ajuta la curatarea petelor de pe peretii canalului radicular datorita EDTA si a actiunii demineralizante a acesteia. Curata si indeparteaza chimic stratul de murdarie datorita peroxidului de carbamida. Indepartare completa prin clatire datorita formulei solubile. Prezentare: Glyde - 1 seringă x 3ml .	
70. Gel revelator de placă	Tri Plaque ID gel, GC 004273	Japonia	GC	Pentru identificarea virstei și acidogenității plăcii bacteriene Tub maxim	Un gel revelator de placa inovator ce identifica biofilmul nou matur si pe cel responsabil de producerea acidului. Caracteristici si beneficii:	

				45g/40ml, utilizat pentru minim 100 aplicări. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Instrument pentru motivarea/educarea pacientului care il va ajuta sa inteleaga mai bine modul de formare a leziunilor si cum poate fi mentinuta sanatatea mediului oral Un gel unic care ajuta la identificarea varstei precum si a acidogenitatii placii bacteriene Evaluarea riscului cariogen poate fi realizata in doar cateva minute Mod de utilizare: Aplicati GC Tri Plaque ID Gel pe suprafata dintilor utilizand un instrument adecvat (micro perie sau periuta de dinti) Identificati placa bacteriana observand culoarea gelului Roz sau rosu: placa bacteriana proaspata Albastru sau mov: placa bacteriana matura (veche de cel putin 48 de ore) Albastru deschis Prezentare: Tub 40g (36 ml aproximativ 130 aplicari)	
71. Gingiva strat ceramică pentru confecționarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M	Gingiva VMK Master, 12g G1, Vita B4823112	Germania	Vita	Pe bază de potasiul natural (KAlSi3O8), și minerale feldspar de bicarbonat de sodiu și ortoză (NaAlSi3O, albit) Fl min. praf. 2 gr. în flac. Culoarea-G1. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Vita VMK Master - ceramica feldspatica folosita pentru fatetarea scheletelor metalice realizate din aliaje cu CTE conventional. Este creata special pentru aliaje nenobile, datorita temperaturilor de ardere si a proprietatilor fizice. Se foloseste schema clasica de stratificare: dentina -enamel. Disponibila in culorile clasice si 3D-Master. Indicatii: - Coroane totale pe metalo-ceramica; - Fatete pe metalo-ceramica. Gingiva: - Pentru restaurari ale tesutului moale; - Materialul se arde pe baza parametrilor de ardere pentru primul si al doilea strat de dentina; - Se poate folosi atat o culoare cat si combinatii intre ele. Prezentare: Flacon 12g nuanta Gingiva: G1	
72. Gingiva strat ceramică pentru confecționarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M	Gingiva VMK Master, 12g G2, Vita B4823212	Germania	Vita	Pe bază de potasiul natural (KAlSi3O8), și minerale feldspar de bicarbonat de sodiu și ortoză (NaAlSi3O, albit) Fl min. praf. 12 gr. în flac. Culoarea-G2. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Vita VMK Master - ceramica feldspatica folosita pentru fatetarea scheletelor metalice realizate din aliaje cu CTE conventional. Este creata special pentru aliaje nenobile, datorita temperaturilor de ardere si a proprietatilor fizice. Se foloseste schema clasica de stratificare: dentina -enamel. Disponibila in culorile clasice si 3D-Master. Indicatii: - Coroane totale pe metalo-ceramica; - Fatete pe metalo-ceramica. Gingiva: - Pentru restaurari ale tesutului moale; - Materialul se arde pe baza parametrilor de ardere pentru primul si al doilea strat de dentina; - Se poate folosi atat o culoare cat si combinatii intre ele. Prezentare: Flacon 12g nuanta Gingiva: G2	
73. Gingiva strat ceramică pentru confecționarea protezelor	Gingiva VMK Master, 12g G3, Vita B4823312	Germania	Vita	Pe bază de potasiul natural (KAlSi3O8), și minerale feldspar de bicarbonat de sodiu și ortoză	Vita VMK Master - ceramica feldspatica folosita pentru fatetarea scheletelor metalice realizate din aliaje cu CTE conventional. Este creata special pentru aliaje nenobile, datorita temperaturilor de ardere si a proprietatilor fizice. Se foloseste schema clasica de stratificare: dentina -enamel.	

metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M				(NaAlSi ₃ O ₈ , albit) Fl min. praf. 12 gr. în flac. Culoarea-G3. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Disponibila in culorile clasice si 3D-Master. Indicatii: - Coroane totale pe metalo-ceramica; - Fatete pe metalo-ceramica. Gingiva: - Pentru restaurari ale tesutului moale; - Materialul se arde pe baza parametrilor de ardere pentru primul si al doilea strat de dentina; - Se poate folosi atat o culoare cat si combinatii între ele. Prezentare: Flacon 12g nuanta Gingiva: G3	
75. Hârtie de articulație	Hirtie p/articulare BK-1002 Bausch	Germania	Bausch	Min 200 foi în cutie (de 200 microni) culoare roșie. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Hirtie de articulatie dreapta, BK1002 200 mkm roșie rezerva, BAUSCH	
76. Hârtie de articulație	Hirtie p/articulare BK-1001 Bausch	Germania	Bausch	Min 200 foi (de 100 microni) culoare albastră. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Hirtie de articulatie dreapta, BK1001 200 mkm albastra rezerva, BAUSCH	
77. Hârtie de articulație	Hirtie p/articulare BK-15 Bausch	Germania	Bausch	Grosimea de 40 microni, culoare albastra sau neagra, rulou min. 10 metri. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Hartie de articulatie Bausch, micro-subtire, de 40μ Cod produs: BK 15 Culoare: albastra Mod de prezentare: rola 10m x 22 mm	
81. Izolant bonturi	Picosep 30ml , Renfert 15520030	Germania	Renfert	Lichid de izolare siliconic a bonturilor de ghips, min.30 ml. Termen de valabilitate minim 18 luni.	PICOSEP RENFERT SOLUTIE IZOLARE CERAMICA – GIPS, AGENT DE IZOLARE BAZAT PE SILICON RECOMANDAT PENTRU TEHNICILE DE CERARE PRIN IMERSIE. NU CONTINE SOLVENTI: NU ATACA CEARA SAU LACURILE SI NU SE EVAPORA Avantaje: Microfilmul izoleaza gipsul de ceara sau portelan Un strat subtire ramane efectiv timp de zile; nu necesita reaplicare Izoleaza gipsul suprafetele metalice si acrilate pentru a permite aplicarea cerii Nu contine solventi: nu ataca ceara sau lacurile si nu se evapora Asigura o fixare precisa a cerurilor. Agent de izolare bazat pe silicon recomandat pentru tehnicile de cerare prin imersie. Mod de ambalare: 1 x Solutie izolare ceramica – gips Picosep 30 ml Renfert	
82. Lac de compensare	Master die Varnish Gold, Renfert 19560500	Germania	Renfert	Lac de compensare auriu folosit la bonturile mobilizabile. Minim 10 ml/flacon. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Lac pentru bonturi Renfert cu proprietati tixotropice excelente ce asigura o aplicare uniforma si precisa. Rezistent la aburi si zgarieturi, uscare rapida. Beneficii: Densitate ridicata; Rezistent la aburi si zgarieturi; Uscare rapida; Manevrare usoara;	

					Proprietati tixotropice excelente; Aplicare uniforma si precisa; Contrast optim cu toate modelele si cerurile de modelare. Prezentare: Lac pentru vopsit Die Master Renfert x 15 ml; Culoare: gold; 13 microni.	
84. Lac fluorat	Bifluorid 10, 4 g, VOCO 1615	Germania	Voco	Lac transparent cu fluor care contine fluorura de sodiu si fluorura de calciu intr-un raport care ofera efect maxim. Bifluorid 10 - 1x4 g, Solvent-10 ml. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Indicatii: Lac cu fluor Bifluorid 10 Tratamentul hipersensibilitatii include: zona cervicala si marginile coronare sensibilitatea aparuta dupa periajul profesional si indepartarea tartrului suprafata dentara dupa preparare si / sau slefuire suprafetele ocluzale tocite si dintii purtatori de crosote dupa accidente ale smaltului (ex: fracturi, ciobirea stratului de smalt) sigilarea marginilor cavitatii dupa restaurare în special dupa folosirea tehnicii de gravare ca si protectie a dentinei / baza sub obturatiile de amalgam	
85. Lichid pentru diluarea prafului de Opac compatibilă cu praful de Opac pentru cuptoarele VITA VACUMAT 6000M	Solutie opaque 250ml , Vita	Germania	Vita	Lichid p/u diluarea prafului de ceramică la lucrările din metal-ceramică min. 250 ml/Flac Compatibil cu pozițiile anterioare. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Lichid p/u diluarea prafului de ceramică la lucrările din metal-ceramică. Flacon 250 ml	
90. Material amprentar	Zetaplus 900ml + Oranwash L 140ml Oferta Zhermark	Italia	Zhermark	Set prezentat de stratul chitos (putty) în formă de pastă (minim 900gr), stratul viscos (light body) minim 140 ml și catalizator minim 60ml. Termen de valabilitate minim 18 luni.	ZetaPlus Putty - material de amprenta pe baza de silicon Avantaje: Hidrocompatibilitatea fluidelor: permite obtinerea unei amprente precise Duritate finala ridicata: contribuie la obtinerea unui model precis dupa ce a fost turnat gipsul Rezistenta la rupere: reduce riscul de rupere a amprentei in momentul cand este indepartata din gura pacientului Tehnica de mixare: manuala Date tehnice: Timp de lucru clinic (de la inceputul mixarii la, 23°C): 3:15min Timp in gura (la 35°C): 3:15min Timp de fixare: 4:30min Tehnica recomandata: tehnica de amprentare in 2 pasi ISO4823: consistenta chitoasa tip 0 Duritate: 70 Shore A Reproducerea detaliilor de suprafata: 50 µm Aroma: menta Oranwash L - material de amprenta pe baza de silicon, light body Avantaje: Hidrocompatibilitatea fluidelor: permite obtinerea unei amprente precise	

					Duritate finala ridicata: contribuie la obtinerea unui model precis dupa ce a fost turnat gipsul Rezistenta la rupere: reduce riscul de rupere a amprentei in momentul cand este indepartata din gura pacientului Tehnica de mixare: manuala Ideal in combinatie cu ZetaPlus Putty si Indurent Gel Date tehnice: Timp de lucru clinic (de la inceputul mixarii la, 23°C): 1:30min Timp in gura (la 35°C): 3:30min Timp de fixare: 5:00min Tehnica recomandata: tehnica de amprentare in 2 pasi ISO4823: consistenta light body tip 3 Duritate: 30 Shore A Reproducerea detaliilor de suprafata: 20 µm Aroma: portocala Indicatii: Tehnica de amprentare in 2 pasi Indurent Gel - gel catalizator Avantaje: Culoarea rosie permite recunoasterea usoara a omogenitatii amestecului Usor de masurat Poate fi utilizat cu toate materialele de amprenta pe baza de silicon de condensare de la Zhermack (ZetaPlus, Titanium, ZetaLabor) Utilizare facila Se poate folosi in diverse tehnici de amprentare Continut pachet: ZetaPlus Putty - 1 cutie x 900 ml Oranwash - 1 tub x 140 ml Indurent - 1 tub x 60 ml	
92. Material amprentar A-siliconic, vinilpolixiloxanic de aditie hidrofilic, cu precizie inalta, pentru amprente duble	Elite H-D+ Putty Normal, 450ml+450ml , Zermack C203002 Elite H-D+ Light Normal, 2x50ml+ 12mixing canule, Zhermack C	Italia	Zhermack	Set prezentat de stratul chitos in formă de pastă minim 380 ml.si max. 450 ml. x 2 cut., stratul viscos în cartridje sau tuburi minim (50ml.x2), 10 tipsuri pentru automalaxare, duritatea Shore - A a stratului chitos min.58 si max. 67, duritatea Shore-A a stratului viscos min.47 si max. 49. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Elite HD+ Putty Normal 2 x 450ml Zhermack Silicon de aditie cu vascozitate foarte ridicata; Consistenta ridicata. Priza normala. Indicatii: Lucrari protetice fixe. Tehnica dublului amestec cu lingura de amprenta standard. Caracteristici: Duritate finala: 60 Shore-A. Timp de lucru total (23 grade C): 2'. Timp in gura: 3'30". Biocompatibil. Culoare: portocaliu. Avantaje: Rezistenta ridicata la deformare. Refacere elastica excelenta. Stabilitate dimensionala ridicata. Termen de garantie 3 ani de la data fabricatiei. Prezentare: Elite HD+ Putty Normal 1 cutie x 450 ml baza + 1cutie x 450 ml catalizator. Caracteristici: • Hidrocompatibilitatea fluidelor • Tixotropie	

					• Rezistentă la rupere • Cel puțin 99% recuperare elastică • Stabilitate dimensională până la 15 zile • Biocompatibil chiar și pe mucoase lezate • Contrastul culorilor Avantaje • Versatilitate în aplicații: gama oferă 6 consistențe diferite și 4 tipuri de pachete diferite (tube, tuburi și cartușe 1:1 și 5:1) • Acuratețea și precizia amprentei: hidrocompatibilitatea spălărilor ajută medicii să obțină amprente de înaltă calitate • Precizia și fiabilitatea amprentei, datorită rezistenței la rupere și refacerii elastice • Stabilitate dimensională chiar și după dezinfecție • Confort vizual: contrastul de culoare al materialelor cu diferite vâscozități facilitează interpretarea amprentei • Siguranță atât pentru pacient, cât și pentru medic: produsele pot fi dezinfectate folosind dezinfectanți care conțin săruri cuaternare de aluminiu, amestecuri de alcool și reductoare de tensiune superficială, păstrându-și în același timp caracteristicile de acuratețe și stabilitate dimensională chiar și după dezinfecție.	
93. Material amprentar alginat chromatic trifazic	Tropicalgin 453g , Zermack	Italia	Zhermack	Cutie minim 453 gr. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Alginat cromatic cu priza rapidă. Timp de priza 2'35". Indicații: - Proteze mobile. - Modele de studiu. - Antagoniști în protetică fixă și mobilă. Caracteristici: - Alginat cromatic în trei faze: violet (timpul de amestecare), fază portocalie (timpul de lucru), fază galbenă (timpul de inserare). - Timp de lucru și de priza rapid. - Tixotrop. - Aroma de mango. Avantaje: - Absorbție rapidă a apei. - Amestecare ușoară. - Masă omogenă; material neted, suprafețe compacte. - Depozitare a amprentei pe termen lung. Prezentare: 1 pungă x 453 g.	
94. Material amprentar dublu C-siliconic de condensare	Zetaplus 900ml + Oranwash L 140ml Oferta Zhermack	Italia	Zhermack	Set prezentat de stratul chitos în formă de pastă minim 900 ml, stratul viscos minim 140ml, și catalizator min. 60ml. Termen de valabilitate minim 18 luni.	ZetaPlus Putty - material de amprentă pe bază de silicon Avantaje: Hidrocompatibilitatea fluidelor: permite obținerea unei amprente precise Duritate finală ridicată: contribuie la obținerea unui model precis după ce a fost turnat gipsul Rezistentă la rupere: reduce riscul de rupere a amprentei în momentul când este îndepărtată din gura pacientului Tehnica de mixare: manuală Date tehnice: Timp de lucru clinic (de la începutul mixării la, 23°C): 3:15min Timp în gură (la 35°C): 3:15min Timp de fixare: 4:30min Tehnica recomandată: tehnica de amprentare în 2 pași	

					ISO4823: consistenta chitoasa tip 0 Duritate: 70 Shore A Reproducerea detaliilor de suprafata: 50 µm Aroma: menta Oranwash L - material de amprenta pe baza de silicon, light body Avantaje: Hidrocompatibilitatea fluidelor: permite obtinerea unei amprente precise Duritate finala ridicata: contribuie la obtinerea unui model precis dupa ce a fost turnat gipsul Rezistenta la rupere: reduce riscul de rupere a amprente in momentul cand este indepartata din gura pacientului Tehnica de mixare: manuala Ideal in combinatie cu ZetaPlus Putty si Indurent Gel Date tehnice: Timp de lucru clinic (de la inceputul mixarii la, 23°C): 1:30min Timp in gura (la 35°C): 3:30min Timp de fixare: 5:00min Tehnica recomandata: tehnica de amprentare in 2 pasi ISO4823: consistenta light body tip 3 Duritate: 30 Shore A Reproducerea detaliilor de suprafata: 20 µm Aroma: portocala Indicatii: Tehnica de amprentare in 2 pasi Indurent Gel - gel catalizator Avantaje: Culoarea rosie permite recunoasterea usoara a omogenitatii amestecului Usor de masurat Poate fi utilizat cu toate materialele de amprenta pe baza de silicon de condensare de la Zhermack (ZetaPlus, Titanium, ZetaLabor) Utilizare facila Se poate folosi in diverse tehnici de amprentare Continut pachet: ZetaPlus Putty - 1 cutie x 900 ml Oranwash - 1 tub x 140 ml Indurent - 1 tub x 60 ml	
96. Material compozit autopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare temporare, prin metoda directă, în cavitatea bucală	Structur 2 SC-cartridge 75g A2, VOCO 1480	Germania	Voco	Compozit autopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare provizorii, cartuş 50 ml (75 gr) cu raport 1:1, 10 canule pentru malaxare, culoare A2. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Material compozit autopolimerizabil pentru fabricarea coroanelor și punților provizorii. Indicatii: Realizarea de coroane, punți provizorii, incrustatii de tip Inlay si Onlay Avantaje: Pasi de lucru simplii si rapizi Timp de priza in cavitatea orala sub 1 minut Usor de modelat si lustruit Disponibil in 8 nuante pentru aspect natural Lucrari provizorii durabile Stabilitate crescuta a formei si nuantei Foarte economic Prezentare: Structur 2 SC - 1 cartus x 75g A2	

97. Material compozit autopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare temporare, prin metoda directă, în cavitatea bucală	Structur 2 SC-cartridge 75g A3, VOCO 1481	Germania	Voco	Compozit autopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare provizorii, cartuș 50 ml (75 gr),cu raport 1:1, 10 canule pentru malaxare, culoare A3. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Material compozit autopolimerizabil pentru fabricarea coroanelor si punților provizorii. Indicații: Realizarea de coroane, punți provizorii, incrustatii de tip Inlay si Onlay Avantaje: Pasi de lucru simplii si rapizi Timp de priza in cavitatea orala sub 1 minut Usor de modelat si lustruit Disponibil in 8 nuante pentru aspect natural Lucrari provizorii durabile Stabilitate crescuta a formei si nuantei Foarte economic Prezentare: Structur 2 SC - 1 cartus x 75g A3	
98. Material compozit fotopolimerizabil cu nanoumplutură	SDR Plus Bulk Fill, Dentsply 61C101P	SUA	Dentsply	Pentru restaurarea dinților laterali având culoare universală și cel mai mic procent de contractare 1,5%. Prezintă o adaptare fluida excelenta către cavitatea carioasă, poate fi aplicat in straturi de 4 mm grosime, compatibil cu toate sistemele adezive. Setul conține: - Min 45 capsule a câte 0,25 g/capsula - Cutie pentru păstrarea capsulelor. Termen de valabilitate minim 18 luni.	SDR Plus este un material restaurator compozit monocomponent, fluid, volumetric, radioopac, fotopolimerizabil, cu conținut de fluor. Este destinat utilizării ca material de căptușire în cavități de clasa I și II. Poate fi utilizat și ca material de obturație independent în zone care nu sunt supuse unor sarcini masticatorii. SDR® Plus are proprietățile unui compozit fluid atunci când este modelat, dar poate fi plasat în trepte de 4 mm cu stres minim de polimerizare. Indicații de utilizare SDR Plus este destinat restaurărilor directe: Bază pentru restaurări directe ale cavităților de clasa I și II Liner pentru restaurări directe - acoperirea pereților și a podelei cavităților de clasa II Sigilant pentru fisuri și fose Restaurări conservative de clasa I Acumulare de bonturi Restaurări de clasa III și V	
99. Material de amprentare siliconic	Zetaplus 900ml + Oranwash L 140ml Oferta Zhermark	Italia	Zhermack	Timp de lucru clinic (de la inceputul mixarii la, 23°C): 1:30min. Timp in gura (la 35°C): 3:30min, Timp de fixare: 5:00min. Consistenta light body tip 3, Duritate: 30 Shore A. Reproducerea detaliilor de suprafata: 20 μm Set: Stratul unu - cutie de la 900ml, stratul doi - tub de la 140 ml, activator -	ZetaPlus Putty - material de amprenta pe baza de silicon Avantaje: Hidrocompatibilitatea fluidelor: permite obtinerea unei amprente precise Duritate finala ridicata: contribuie la obtinerea unui model precis dupa ce a fost turnat gipsul Rezistenta la rupere: reduce riscul de rupere a amprenteii in momentul cand este indepartata din gura pacientului Tehnica de mixare: manuala Date tehnice: Timp de lucru clinic (de la inceputul mixarii la, 23°C): 3:15min Timp in gura (la 35°C): 3:15min Timp de fixare: 4:30min Tehnica recomandata: tehnica de amprentare in 2 pasi ISO4823: consistenta chitoasa tip 0 Duritate: 70 Shore A Reproducerea detaliilor de suprafata: 50 μm	

				tub de la 60 ml. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Aroma: menta Oranwash L - material de amprenta pe baza de silicon, light body Avantaje: Hidrocompatibilitatea fluidelor: permite obtinerea unei amprente precise Duritate finala ridicata: contribuie la obtinerea unui model precis dupa ce a fost turnat gipsul Rezistenta la rupere: reduce riscul de rupere a amprentei in momentul cand este indepartata din gura pacientului Tehnica de mixare: manuala Ideal in combinatie cu ZetaPlus Putty si Indurent Gel Date tehnice: Timp de lucru clinic (de la inceputul mixarii la, 23°C): 1:30min Timp in gura (la 35°C): 3:30min Timp de fixare: 5:00min Tehnica recomandata: tehnica de amprentare in 2 pasi ISO4823: consistenta light body tip 3 Duritate: 30 Shore A Reproducerea detaliilor de suprafata: 20 µm Aroma: portocala Indicatii: Tehnica de amprentare in 2 pasi Indurent Gel - gel catalizator Avantaje: Culoarea rosie permite recunoasterea usoara a omogenitatii amestecului Usor de masurat Poate fi utilizat cu toate materialele de amprenta pe baza de silicon de condensare de la Zhermack (ZetaPlus, Titanium, ZetaLabor) Utilizare facila Se poate folosi in diverse tehnici de amprentare Continut pachet: ZetaPlus Putty - 1 cutie x 900 ml Oranwash - 1 tub x 140 ml Indurent - 1 tub x 60 ml	
100. Material de restaurare fotopolimerizabil	G-aenial Quick Start kit Syringe, GC	Japonia	GC	Material de restaurare fotopolimerizabil, cu abilitate de a crea restaurări cu aspect natural, ușor de utilizat, fiind indicate în cazul restaurărilor cu o estetică ridicată realizate cu o singură nuanță sau cu mai multe nuanțe, pentru toate clasele de cavități, sistem de selecție a nuanțelor în funcție de vârsta pacientului. Tehnologia patentată	GC G-aenial Anterior si Posterior sunt doua materiale de restaurare fotopolimerizabile care va vor imbunatati ulterior estetice si capacitatea de a crea restaurari cu aspect natural. Ambele materiale sunt usor de utilizare fiind indicate in cazul restaurarilor cu o estetica ridicata realiza cu o singura nuanta sau cu mai multe nuante pentru toate clasele de cavitati. Prin GC G-aenial GC introduce un nou sistem de selectie a nuantelor in functie de varsta pacientului. Tehnologia patentata a Radioopacitatii cu Densitate Ridicata (RDR) reprezinta garantia faptului ca restaurarile pot fi usor urmarite radiologic fara a pune in pericol este excelenta. Caracteristici si beneficii: Compozitie unica cu o reflexie interna a luminii identice cu cea a dintelui natural pentru o estetica excelenta realizata doar cu o singura nuanta. Satisface toate asteptarile estetice avand 22 de nuante in 3 opacitati diferite.	

				a radioopacității cu densitate ridicată (RDR). Rezistența ridicată la fisurare și la flexie, combinată cu un coeficient scăzut de elasticitate. Setul conține: 7 Seringi: 1x A1, A2, A3, B2, JE, AE, IE de min. 2.7 ml (4.7 g) fiecare. Cheie de culori. Termen de valabilitate minim 18 luni	Consistentă și timpi de lucru adaptate la diferite clase de cavități. Manipulare confortabilă. Lustruire simplă și rapidă pentru o suprafață netedă și lucioasă. Tehnologie unică patentată GC a Radioopacității cu Densitatea Ridicată (RDR) pentru un control radiologic facil. Rezistența ridicată la fisurare și la flexie combinată cu un coeficient scăzut de elasticitate. GC G-aenial Anterior: Consistentă omogenă pentru o manipulare fără efort. Timp de aproximativ 4 min pentru eliminarea stresului implicat în realizarea restaurărilor multi-stratificate. GC G-aenial Posterior: Usor de modelat tixotrop și adaptare bună la pereții cavității. Timp de lucru de 2 min adaptat indicațiilor posterioare. Mod de utilizare (Sistem de nuanțe adaptate vârstei pentru înlocuirea smalțului): Junior Enamel pentru pacienți tineri; Adult Enamel pentru pacienți adulți; Senior Enamel pentru pacienți în vârstă. Prezentare: GC Quick Starter Kit: 7 seringi (A1 A2 A3 B2 JE AE IE)	
101. Material de sigilare a fisurilor	Fissurit FX (ser-2.5g), VOCO	Germania	Voco	Sigilant cu conținut mare de filler, fotopolimerizabil, pentru fisuri. Sigilarea fisurilor și suprafețelor ocluzale pentru profilaxia cariilor. Sigilarea fisurilor extinse. Obturarea cavităților mici 55% grav. conținut de filler pentru rezistență excelentă la abraziune. Aplicare rapidă și simplă din seringă de aplicare cu canulă flexibilă metalică. Proprietăți optime de curgere. Stabilitate mare și bună aderență la smalț. Adaptare marginală perfectă. Degajare continuă de fluor. Alb, pentru control vizual ușor, seringă min. 3gr. Termen de valabilitate minim 18 luni	Fissurit FX - sigilant fotopolimerizabil cu fluor Indicații: Sigilarea fisurilor și a suprafețelor ocluzale în profilaxia cariilor Sigilarea fisurilor largi Capturarea cavităților minore Avantaje: 55% filler pentru rezistența ridicată la abraziuni Aplicare rapidă și ușoară dintr-o seringă aplicatoare cu canulă flexibilă din metal Proprietăți fluide optime Stabilitate mare și aderență bună pe smalț. Eliberează fluor Culoare albă pentru un control vizual ușor Prezentare: Fissurit FX - seringă 2.5g.	
108. Material pentru fixarea provizorie fără	Provicol 25gx25g, VOCO 1075	Germania	Voco	Pastă(baza) 25gr. + pastă(catalizator)25gr . Termen de	Provicol în versiunea pasta/pasta pentru mixare manuală. Indicații:	

eugenol pe baza de hidroxid de calciu				valabilitate minim 18 luni	Fixarea incrustatiilor de tip Inlay Onlay, coroanelor, coroanelor partiale, puntilor, dispozitivelor radiculare. Obturatii temporare a cavitatilor mici Avantaje: Proprietati semi-elastice pentru aderenta sigura la lucrarile temporare Fara eugenol, deci potential alergen redus Hidroxidul de calciu promoveaza formarea dentinei secundare efect bacteriostatic Ideal inainte de fixarea cu cimenturi pe baza de rasina deoarece nu inhiba reactia de polimerizare a materialelor pe baza de rasina sau a materialelor de cimentare Prezentare: Provicol Tub (2 x 25g) (baza/catalizator)	
110. Material pentru obturarea definitiva a canalelor radiculare	AH Plus ,Dentsply	SUA	Dentsply	Pe bază de rășini amino-epoxide ce poate fi folosită în obturarea cu conuri de gutapercă. Radioopacitate – 13.6 mm/mm Contrație foarte mică. Proprietățile adezive la dentină constituie 6,5 MPa Set: Pasta A – min.4 ml, Pasta B – min.4 ml. Conține: Rășini epoxide, în bază conținut de calciu, oxid de zirconiu, oxid de fier, siliciu.Termen de valabilitate minim 18 luni din momentul livrării	AH Plus este un sigilator pe baza de rasina amino-epoxica oferita in sistem pasta-pasta. Avantaje: Proprietati de sigilare de lunga durata Excelenta stabilitate dimensionala Neresorbabila Radiopacitate superioara Fara efecte iritante Actiune anti - microbiana Foarte buna aderenta pe dentina in canalul radicular Prezentare: Tub pasta A (1 x 4ml) Tub pasta B (1 x 4ml) Pad mixare (x 1 bucata)	
113. Material radioopac pentru obturarea definitiva a canalelor, cu Eugenol.	Endofill w/dexam. (15g+15g) , PD	Elvetia	PD	Material radioopac pentru obturarea definitiva a canalelor, cu Eugenol. Compozitia sa este bine tolerată de catre țesuturi si oferă acțiuni antiinflamatorii, antiseptice si germicide. Înainte de a se întari, pasta penetreaza cele mai mici fisuri și își menține efectele terapeutice in timpul	Endofill este un preparat radioopac pentru obturarea permanenta a canalelor radiculare. Compozitia sa este bine tolerata de tesuturi si asigura o actiune antiinflamatoare, antiseptica si bactericida. Pasta patrunde in cele mai inguste fisuri inainte de a se întari si își pastreaza efectul terapeutic pe toata durata tratamentului până la întarirea completa. INDICATII: Obturarea permanenta a canalului radicular dupa o pulpectomie PD Endofill (15 gm pulbere + 15 ml lichid)	

				tratatamentului pana cand este intarita complet. Obturatia finala nu se retracteaza si nu se resoarbe. Compozitie: Dexamethasone Acetate 0.01% Hydrocortisone Acetate 1.0% Polyoxymethylene 2.2% Thymol Iodide 22.5% excipient ad 100%. Setul contine min. 15 g pulbere 15 ml lichid. Termen de valabilitate minim 18 luni		
114. Material siliconic de aditie pentru inregistrarea ocluziei	Occlufast Rock 2x50ml Cartridges, Zermack C200726	Italia	Zhermack	Set prezentat de stratul viscos in min. 2 cartridje, cite max.-100ml., min.8 tipsuri pentru automalaxarea materialului. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Silicon de aditie pentru inregistrarea ocluziei. Indicatii: Pentru inregistrarea ocluziei Caracteristici: Duritate finala 95 Shore A Rapid 60 secunde in cavitatea orala Tixotropic Culoare mov Avantaje: Imperceptibil pentru pacienti Control la pozitionare Manipulare usoara si fara bule Amprente stabile si de acuratete: grosime 0 Nu se deformeaza Prezentare: Baza/Catalizator 50/50 ml	
119. Nisip pentru sablare cu oxid de Al2O3	Nisip "Cobra white" 250mk, Renfert	Germania	Renfert	250 microni. Minimum 4.5 - Maxim 5kg. in cutie. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Puritate foarte mare. Oxid de aluminiu 99.7%. Particule cu muchii extrem de ascutite. Mod de prezentare: bidon 5kg.	
121. Opac strat ceramică pentru confectionarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M	Opaque VMK Master, 12g A2, Vita B4840212	Germania	Vita	Pe bază de potasiul natural (KAlSi3O8), și minerale feldspar de bicarbonat de sodiu și ortoză (NaAlSi3O, albit). Fl min.praf. 12 gr. în flac. Culoarea-A2. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Vita VMK Master - ceramica feldspatica folosita pentru fatetarea scheletelor metalice realizate din aliaje cu CTE conventional. Este creata special pentru aliaje nenobile, datorita temperaturilor de ardere si a proprietatilor fizice. Se foloseste schema clasica de stratificare: dentina -enamel. Disponibila in culorile clasice si 3D-Master. Indicatii: - Coroane totale pe metalo-ceramica; - Fatete pe metalo-ceramica. Opac: - Se utilizeaza pentru mascarea scheletului metalic.	

					Prezentare: Flacon 12g nuanta Opac A2	
122. Opac strat ceramică pentru confecționarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M	Opaque VMK Master, 12g A3, Vita B4840312	Germania	Vita	Pe bază de potasiul natural (KAlSi3O8), și minerale feldspar de bicarbonat de sodiu și ortoză (NaAlSi3O, albit). F1 min.praf. 12 gr. în flac. Culoarea-A3. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Vita VMK Master - ceramica feldspatica folosita pentru fatetarea scheletelor metalice realizate din aliaje cu CTE conventional. Este creata special pentru aliaje nenobile, datorita temperaturilor de ardere si a proprietatilor fizice. Se foloseste schema clasica de stratificare: dentina -enamel. Disponibila in culorile clasice si 3D-Master. Indicatii: - Coroane totale pe metalo-ceramica; - Fatete pe metalo-ceramica. Opac: - Se utilizeaza pentru mascarea scheletului metalic.	
123. Opac strat ceramică pentru confecționarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M	Opaque VMK Master, 12g A3.5, Vita B4840412	Germania	Vita	Pe bază de potasiul natural (KAlSi3O8), și minerale feldspar de bicarbonat de sodiu și ortoză (NaAlSi3O, albit). F1 min.praf. 12 gr. în flac. Culoarea-A3,5. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Vita VMK Master - ceramica feldspatica folosita pentru fatetarea scheletelor metalice realizate din aliaje cu CTE conventional. Este creata special pentru aliaje nenobile, datorita temperaturilor de ardere si a proprietatilor fizice. Se foloseste schema clasica de stratificare: dentina -enamel. Disponibila in culorile clasice si 3D-Master. Indicatii: - Coroane totale pe metalo-ceramica; - Fatete pe metalo-ceramica. Opac: - Se utilizeaza pentru mascarea scheletului metalic.	
124. Opac strat ceramică pentru confecționarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M	Opaque VMK Master, 12g B3, Vita B4840812	Germania	Vita	Pe bază de potasiul natural (KAlSi3O8), și minerale feldspar de bicarbonat de sodiu și ortoză (NaAlSi3O, albit). F1 min.praf. 12 gr. în flac. Culoarea-B3. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Vita VMK Master - ceramica feldspatica folosita pentru fatetarea scheletelor metalice realizate din aliaje cu CTE conventional. Este creata special pentru aliaje nenobile, datorita temperaturilor de ardere si a proprietatilor fizice. Se foloseste schema clasica de stratificare: dentina -enamel. Disponibila in culorile clasice si 3D-Master. Indicatii: - Coroane totale pe metalo-ceramica; - Fatete pe metalo-ceramica. Opac: - Se utilizeaza pentru mascarea scheletului metalic.	
128. Pastă curativă hidroxid de calciu cu întărire rapidă, autopolimerizabil	Calcimol (13+11gr) VOCO	Germania	Voco	Ambalaj: set ce conține 2 tuburi a câte minim 11 gr baza/minim 11 gr catalizator. Termen de valabilitate minim 18 luni	Calcimol - pasta hidroxid de calciu autopolimerizabila, radio-opaca Avantaje: Protectie eficienta a pulpei Aplicare usoara Timp de lucru adecvat Timp de priza scurt Contine de hidroxid de calciu 26% Radio-opaca Ajuta la formarea dentinei terțiare Indicatii: Acoperire indirecta a pulpei Material de captusire ce se poate folosi sub toate materialele de obturatie	

129. Pastă curativă hidroxid de calciu fotopolimerizabilă	Calcimol LC 2ml syringe , VOVO 1307	Germania	Voco	Ambalaj: o seringă minim 2,5 gr. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Prezentare: Calcimol - 1 tub baza x 13g + 1 tub catalizator x 11g Pasta de hidroxid de calciu radio-opacă fotopolimerizabilă. Indicații: Acoperire indirectă a pulpei dentare Material de capturare ce se poate folosi sub toate materialele de obturație Protecție la acidul fosforic atunci când se folosește tehnica de gravare totală Avantaje: Economie de timp datorită fotopolimerizării directe a materialului și datorită aplicării directe din noile seringi Material mono-component gata de utilizare Protecție eficientă a pulpei Rezistentă la acizi Ajută la stimularea neodentinogenezei Calcimol LC în noile seringi NDT: NDT reprezintă tehnologia inovatoare fără pierderi de material Special concepută pentru materialele fluide fine Materialul poate fi aplicat și dozat cu precizie Fără pierderi de material Prezentare: Calcimol LC - seringă	
134. Pasta temporară pentru obturație radiculară radioopacă (Abscess remedy)	Abscess Remedy Paste w/dexam., 12g PD	Elveția	PD	Conține: Dexametazon, Paraformaldehidă 1,1%, Excipienți radioopaci ad 100%, Formaldehidă 40%, Crezol de fag 9,2%, Timol 4,9 % Excipienți ad 100%. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Abscess Remedy Paste este o pasta neresorbabilă radioopacă, gata de utilizare, cu efect bactericid și antiseptic. Se utilizează pentru obturarea temporară a canalului radicular. COMPOZIȚIE: Cresol (9%) paraformaldehidă (2,5%) Ulei de scortisoară (5,2%) Umplutura (până la 100%). INDICAȚII: Dezinfectarea canalelor radiculare în tratamentul pulpitei ulcerative cronice (K04.4) și al necrozei pulpare (K04.1) Sigilarea temporară a canalelor radiculare infectate după o pulpectomie Ca sigiliu terapeutic pentru hiperemia pulpară PREVENȚIE Conține paraformaldehidă și formaldehidă. Produsul este toxic prin ingestie și inhalare. Poate provoca iritații și hipersensibilitate prin contact cu pielea. În caz de contact cu ochii, clătiți bine cu apă curentă. În caz de înghițire, beți cantități mari de apă și solicitați asistență medicală. Pasta de remediere a abcesului este utilizată ca preparat pentru un tratament medicamentos suplimentar în timpul dezinfectiei canalului radicular și este utilizată în etapa de tratament endodontic. Preparatul nu este potrivit pentru obturarea permanentă a canalului radicular. 12 g	
138. Rășină pentru imprimanta medicală 3D	Resina Water Washable Gray 1kg, Phrozen 64010101624073	Taiwan	Phrozen	Fotopolimer dentar, pentru confecționarea modelelor la creare elanere și dispositive	Opțiuni de rășină lavabilă cu apă. Economisiți până la 90% din consumul de alcool. Rășină ușor de imprimat, potrivită pentru începători. Gri, 1kg	

				ortodontice. Rezistentă la tracțiune - 32 MPa. Rezistența la încovoiere - 1857 MPa. Rezistentă la impact conform Izod - 8 kJ/m². Duritate Shore - 80 D. Temperatura de tranziție sticloasă - 220 °C. Densitate - 1,17 g/cm³. Vâscozitate la 25 C - 130 - 200 cP. Culoare - Gri, Greutate (fără ambalaj) - 1000 g. Termen de valabilitate minim 18 luni.		
141. Sigilator pentru obturarea canalelor radiculare pe baza de rășină amino-epoxidică	AH Plus ,Dentsply	SUA	Dentsply	Pastă ce conține bisfenol-A, bisfenol-B, tungstat de calciu, oxid de zirconiu, siliciu, pigmenți de oxid de fier, dibenzildiamină, aminoadamantat, triclodecanediamină, ulei de siliciu. Termen de valabilitate minim 18 luni.	AH Plus este un sigilator pe baza de rasina amino-epoxica oferita in sistem pasta-pasta. Avantaje: - Proprietati de sigilare de lunga durata - Excelenta stabilitate dimensionala - Neresorbabila - Radiopacitate superioara - Fara efecte iritante - Actiune anti - microbiana - Foarte buna aderenta pe dentina in canalul radicular Prezentare: - Tub pasta A (1 x 4ml) - Tub pasta B (1 x 4ml) - Pad mixare (x 1 bucata)	
142. Silant de fisuri	Fissurit FX (ser-2.5g), VOCO	Germania	Voco	Sigilant fotopolimerizabil cu conținut de fluor. Indicații: sigilarea suprafețelor ocluzale în profilaxia cariilor dentare și a fisurilor largi, căptușirea cavitațiilor minore. Prezentare: seringă min. 2.5g, canula aplicatoare tip 40. Termen de valabilitate minim 18 luni	Fissurit FX - sigilant fotopolimerizabil cu fluor Indicații: - Sigilarea fisurilor și a suprafețelor ocluzale în profilaxia cariilor - Sigilarea fisurilor largi - Captusirea cavitatilor minore Avantaje: 55% filler pentru rezistenta ridicata la abraziuni - Aplicare rapida si usoara dintr-o seringa aplicatoare cu canula flexibila din metal - Proprietati fluide optime - Stabilitate mare si aderenta buna pe smalt. - Elibereaza fluor Culoare alba pentru un control vizual usor Prezentare: - Fissurit FX - seringă 2.5g.	

143. Sistem adeziv fotopolimerizabil	Prime & Bond NT 3,5ml , Dentsply	SUA	Dentsply	Sistem adeziv fotopolimerizabile, cu reșină UDMA, R5-62-1, T, D, nanofiler, să conțină cetylamină hidroflorid, acetonă. Flaconul să conțină min. 3,5 ml. Termen de valabilitate minim 18 luni	Prime&Bond NT - sistem adeziv universal care combina primer-ul si adezivul intr-o singura sticluta. Avantaje: Usor de folosit. Adeziune puternica. Combina primer si adeziv intr-un singur flacon. Protectie contra microscurgerilor. Special conceput pentru bondingul cu materiale compozite fotopolimerizate si cu materialele compomere Dyract pe smalt si dentina, precum si pentru bondingul pe metale si ceramice Prezentare: Prime&Bond NT Refill - 1 x 3.5ml	
144. Sistem adeziv pentru materialele compozite fotopolimerizabile.	Prime & Bond NT 3,5ml , Dentsply	SUA	Dentsply	Primer universal monocomponent ce asigură adeziunea materialelor compozite la smalt si dentina. Protecție împotriva microscurgerea materialului. Conține molecula PENTA și acetona, ca solvent, cu penetrare excelenta in tubii dentinari. Nu conține heme. Forța de adeziune la dentina constituie (26,8 MPa) și la smalț (31,2 MPa). Degajă ioni de fluor. Flacon – 3,5 ml. Conține: — Rășini di-și trimetilacrilate, Bioxid de siliciu amorf funcționalizat, PENTA, Fotoinițiatori, Stabilizatori, Hidrofluorid de cetilamină, Acetonă. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Prime&Bond NT - sistem adeziv universal care combina primer-ul si adezivul intr-o singura sticluta. Avantaje: Usor de folosit. Adeziune puternica. Combina primer si adeziv intr-un singur flacon. Protectie contra microscurgerilor. Special conceput pentru bondingul cu materiale compozite fotopolimerizate si cu materialele compomere Dyract pe smalt si dentina, precum si pentru bondingul pe metale si ceramice Prezentare: Prime&Bond NT Refill - 1 x 3.5ml	
145. Sistem de obturare a canalelor radiculare	Guttacore Pink Obturator 025B (6buc), Dentsply, A1703B0042500	SUA	Dentsply	Oferă o metodă rapidă și facilă pentru obținerea unei obturații de canal omogenă tridimensională, cu	Sistem de obturare care ofera o metoda rapida si facila pentru obtinerea unei obturatii de canal omogena tridimensional, cu buna sigilare in zona apicala. Marimea obturatorului corespunde cu marimea ultimului ac ProTaper utilizat. Avantaje: - Usor de recunoscut, codul culorilor identic cu sistemul ProTaper;	

				sigilare bună în zona apicală. Mărimea obturatorului corespunde cu mărimea ultimului ac protaper utilizat. Ușor de recunoscut, codul culorilor identic cu sistemul protaper. Conicitate variabilă identică sistemului protaper. Obturație tridimensională perfectă, la cald, prin încălzirea obturatorului în cuptorul încălzile a gutapercii. Obturație perfectă într-un singur pas, printr-o singură inserare în canalul radicular. Sistemul prezintă doar gutaperca compactată, fără tija de plastic, astfel încat, la nevoie, retratamentul este ușor de realizat. Blister steril, ambalare unică. Blister: 6 bucăți, L-25mm. Termen de valabilitate minim 18 luni.	- Conicitate variabila identica sistemului ProTaper; - Obturatie tridimensională perfecta, la cald, prin încălzirea obturatorului GuttaCore in cuptorul ThermaPrep 2; - Obturatie perfecta intr-un singur pas, printr-o singura inserare in canalul radicular; - Blister steril, ambalare unica, usor de utilizat; - Sistemul prezinta doar gutaperca compactata, fara tija de plastic, astfel incat, la nevoie, retratamentul este usor de realizat. Prezentare: Blister: 6 bucati, diferite marimi.	
148. Spray articular-oclusal.	Arti-Spray VERDE, 75ml Bausch BK288	Germania	Bausch	Flacon min. 75ml. Termen de valabilitate minim 18 luni.	Spray de ocluzie, verde, 75ml	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Sergiu Popa În calitate de: Director
Ofertantul: Unident-AS SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Ghiocilor, 1