

CERERE DE PARTICIPARE

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-
2005, bd. Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1719579540724 din 21.07.2024, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2024 (repetat 2)

noi, S.C. OXIVIT-MED S.R.L, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 19.07.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L _____

(semnătura autorizată)

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd.
Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de:
"Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților
beneficiarilor pentru anul 2024 (repetat 2)"

prin procedura de achiziție - Licitație deschisă Nr. ocds-b3wdp1-MD-
1719579540724 din 21.07.2024

pentru o durată de 160 (una sută șaizeci) zile, respectiv până la data de
28.12.2024, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând
înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 19.07.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L. _____

(semnătura autorizată)

Numărul procedurii de achiziție:						ocds-b3wdp1-MD-1719579540724 din 21.07.2024		
Obiectul achiziției:						Achiziționarea consumabilelor costisitoare (anglografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2024 (repetat 2)		
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Balon pentru pre și postdilatare periferică	Balon pentru pre și postdilatare periferică	Amphirion Deep PTA Catheter	SUA	Medtronic	Balon de tip RX/OTW Rapid-Exchange, utilizat în dilatarea leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor iliac, femurale, ilio-femorale, poplitee, infra-poplitee. Indicat pentru postdilatare a stenturilor utilizate în vasculatura periferică. Compatibilitate ghid 0,014" Lungime utilă: 150 cm. Markere cu baloane radioopace: iridiu platină presărată (2) • Diametrul arborelui proximal: 2.1F • Material arbore proximal: arbore hipotub din oțel inoxidabil cu lubrifiant strat • Diametrul arborelui distal: 3.6F (2.0-3.0 mm), 3.9F (3.5-4.0 mm) • Material diaft distal: Pebax / Nylon. Diametre balon: 2, 2.5; 3, 3.5; 4 mm. Lungimi balon: 40; 60; 80; 100; 120; 150; 220 mm (+/- 10 mm) Presiune nominală = minim 8 – 10 atm. RPB: 15-16 atm. Diametrul shaftului compatibil cu 4 Fr.	Balon de tip RX/OTW Rapid-Exchange, - da pagina 1 "amphirion-deep.pdf" - Infraoplitteal OTW+RX PTA Balloon Catheter", utilizat în dilatarea leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor iliac, femurale, ilio-femorale, poplitee, infra-poplitee. Indicat pentru postdilatare a stenturilor utilizate în vasculatura periferică, da pagina 8 "1Fu_Amphirion Deep.pdf" - "The Amphirion Deep PTA catheter is specially designed for the percutaneous transluminal angioplasty of vascular districts as femoral artery and below the knee vessels with a reference diameter equal or larger than selected balloon sizes." Compatibilitate ghid 0,014" - da pagina 1 "catalog Amphirion Deep.pdf" - Technical specifications" - "Guidewire compatibility 0,014" Lungime utilă: 150 cm - da pagina 2 "catalog Amphirion Deep.pdf" - "Product catalogue number" - "OTW usable length 150cm" Markere cu baloane radioopace: iridiu platină presărată (2) - da pagina 1 "catalog Amphirion Deep.pdf" - Technical specifications"- "Balloon marker" - 1/2 swaged, platinum iridium"- pagina 2 "amphirion-deep.sig.pdf" - "Markers" • Diametrul arborelui proximal: 3.9F pentru balon OTW - pagina 1 "catalog Amphirion Deep.pdf" + 2F - "pentru balon RX - pagina 2"amphirion-deep.pdf" • Material arbore proximal: arbore hipotub din oțel inoxidabil cu lubrifiant strat - LFC hydrophilic coating - da pagina 1 "catalog Amphirion Deep.pdf" - "LFC hydrophilic coating" - "Reinforced proximal shaft design for strong pushability" • Diametrul arborelui distal: 2.8F - pagina 1 pentru balon OTW "catalog Amphirion Deep.pdf" + 3.3F - "pentru balon RX - pagina 2 "amphirion-deep.pdf" • Material diaft distal: Pebax / Nylon - da pagina 1 "Captura Website Amphirion Deep.pdf". "MODEL SPECIFICATION" - "Balloon Material". "Plastice Ultra" Diametre balon: 2, 2.5; 3, 3.5; 4 mm - da pagina 2 "catalog Amphirion Deep.pdf" - "Order Information". "Balloon diameter (mm)" Lungimi balon: 40; 80; 100; 120; 150; 220 mm (+/- 10 mm) - a pagina 2 "catalog Amphirion Deep.pdf" - "Order Information". "Balloon length (mm)" Presiune nominală - 7atm. RPB: 14-16 atm. - da pagina 2 "catalog Amphirion Deep.pdf" - "order information" "nominal pressure (bar)" si "RBP(bar)" Diametrul shaftului compatibil cu 4 Fr, da pagina 1 "catalog Amphirion Deep.pdf" - Technical specifications"- Introducer sheath compatibility" - "4F"	ISO, CE Cod înregistrare AMDR: DMD000366248; DMD000366254; DMD000366217; DMD000366236; DMD000366216; DMD000366234; DMD000366247; DMD000366237; DMD000366245; DMD000366211; DMD000366223; DMD000366242; DMD000366250; DMD000366256; DMD000366227; DMD000366229; DMD000366218; DMD000366257; DMD000366210; DMD000366255; DMD000366219; DMD000366251; DMD000366215; DMD000366244; DMD000366230; DMD000366232; DMD000366222; DMD000366214; DMD000366252; DMD000366240; DMD000366239; DMD000366238; DMD000366224; DMD000366225; DMD000366226; DMD000366241; DMD000366220; DMD000366231; DMD000366246; DMD000366213; DMD000366212; DMD000366243; DMD000366235; DMD000366253; DMD000366233; DMD000366221; DMD000366245; DMD000366228; DMD000204692; DMD000204680; DMD000204662; DMD000204698; DMD000204688; DMD000204712; DMD000204671; DMD000204677; DMD000204675; DMD000204693; DMD000204711; DMD000204684; DMD000204710; DMD000204695; DMD000204699; DMD000204681; DMD000204677; DMD000204706; DMD000204704; DMD000204697; DMD000204708; DMD000204707; DMD000204684; DMD000204686; DMD000204676; DMD000204706; DMD000204695; DMD000204694; DMD000204695; DMD000204687; DMD000204683; DMD000204713; DMD000204687; DMD000204702; DMD000204693; DMD000204673; DMD000204670; DMD000204701; DMD000204705; DMD000204696; DMD000204674; DMD000204678; DMD000204699; DMD000204691; DMD000204672;
6	Cateter cu balon	Cateter cu balon	EVERCROSS OTW PTA DILATATION CATHETER	SUA	Medtronic	Balon periferic din Nylon-12, tip OTW cu compatibilitate cu ghidul 0.035". Acoperire hidrofilă pe toată suprafața. Marker radioopace dublu. Presiune RBP 10-20 atm în dependență de dimensiunile balonului. Lungime shaft 40.80 și 135 cm. Rezistent la răsuciri și ridare. Vârful moale 360 de grade conic și oferă ultra tranziție lină de la fr la vârf cu trecere bună prin stenoză. Compatibil cu introductor 5F pentru balon cu diametru 3-7 mm, 6F pentru balon 8-10 mm, 7F pentru balon 12 mm. diametre=3-4.5-6-7-8-9-10-11-12 mm6 lungimi=20-30-40-60-80-100- 120-150-200 mm, SAU Balon OTW Shaft coaxial si lumen larg pentru inflatie si deflatie rapida si repetata Diametre necesare pentru balon: 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm Lungimi balon: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150 mm Tip balon: complianța scăzută, acoperit hidrofilic, 2 markeri radioopaci. Presiune nominala 8-10atm, RPB maxim - 22 atm Diametru shaft 4Fr Lungime utilizabila minim două lungimi: 130 (+/-5cm), și minim 180 cm (obligator pentru tratamentul leziunilor periferice din abrog brahial) Partea distală shaft acoperita hidrofilic Ghiduri compatibile: 0.014" si 0.018 SAU Balon OTW Shaft coaxial si lumen larg pentru inflatie si deflatie rapida si repetata Diametre necesare pentru balon: 3.0-4.0-5.0-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0-12.0 mm; Lungimi balon: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300 mm Tip balon: complianța scăzută, 2 markeri radioopaci Presiune nominala în funcție de dimensiuni, conform specificației producătorului. Diametru shaft 5.6,7Fr, în dependență de diametrul balonului. Dublu lumen pentru îmbunătățirea manevrabilității, flexibilității, penetrabilității și reducerii colabării. Lungime utilizabila minim două dimensiuni: 80 (+/-5cm), și minim 130cm; Partea distală shaft acoperita hidrofilic. Ghiduri compatibile maximum 0,035"	Balon periferic din Nylon-12, tip OTW cu compatibilitate cu ghidul 0.035". Acoperire hidrofilă pe toată suprafața. – da, pagina 1 din „catalog EverCross.pdf” – EverCross™ 0.035" PTA Catheter is an over-the-wire, 0.035" balloon catheter that features a bevel 360° tip for smooth tip to wire tracking. EverCross™ nylon foils, extending the length of the balloon, were engineered for superior rewrap, facilitating multiple inflations and insertions Marker radioopace dublu. – da, pagina 1 din „2.2 Instructions for Use_MS-510561.pdf” – A semi-compliant inflatable balloon is mounted at the distal end / The balloon has 2 radioopaque marker bands (8) for positioning the balloon relative to the stenosis. The dilating or working section of the balloon (9) is marked by the radioopaque marker bands – da, pagina 2 si 3 din „catalog EverCross.pdf” – tabelul „Order information”, coloana „Rated burst pressure (atm)” Lungime shaft 40.80 și 135 cm. – da, pagina 2 si 3 din „catalog EverCross.pdf” – tabelul „Order information”, coloane „Usable shaft length 135 cm”, „Usable shaft length 80 cm”, „Usable shaft length 40 cm” Rezistent la răsuciri și ridare. Vârful moale 360 de grade conic și oferă ultra tranziție lină de la fr la vârf cu trecere bună prin stenoză – da, pagina 1 din „catalog EverCross.pdf” – EverCross™ 0.035" PTA Catheter is an over-the-wire, 0.035" balloon catheter that features a bevel 360° tip for smooth tip to wire tracking. EverCross™ nylon foils, extending the length of the balloon, were engineered for superior rewrap, facilitating multiple inflations and insertions Compatibil cu introductor 5F pentru balon cu diametru 3-7 mm, 6F pentru balon 8-10 mm, 7F pentru balon 12 mm. – da, pagina 2-3 din „catalog EverCross.pdf” – Tabel „Order information”, coloanele „Recommended introducer sheath (Fr)”, „Balloon diameter (mm)” diametre=3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm – da, pagina 2-3 din „catalog EverCross.pdf” – Tabel „Order information”, coloana „Balloon diameter (mm)” lungimi=20-30-40-60-80-100- 120-150-200 mm – da, pagina 2-3 din „catalog EverCross.pdf” – Tabel „Order information”, coloana „Balloon length (mm)” Cod înregistrare AMDR: DMD000366248; DMD000366254; DMD000366217; DMD000366236; DMD000366216; DMD000366234; DMD000366247; DMD000366237; DMD000366245; DMD000366211; DMD000366223; DMD000366242; DMD000366250; DMD000366256; DMD000366227; DMD000366229; DMD000366218; DMD000366257; DMD000366210; DMD000366255; DMD000366219; DMD000366251; DMD000366215; DMD000366244; DMD000366230; DMD000366232; DMD000366222; DMD000366214; DMD000366252; DMD000366240; DMD000366239; DMD000366238; DMD000366224; DMD000366225; DMD000366226; DMD000366241; DMD000366220; DMD000366231; DMD000366246; DMD000366213; DMD000366212; DMD000366243; DMD000366235; DMD000366253; DMD000366233; DMD000366221; DMD000366245; DMD000366228; DMD000204692; DMD000204680; DMD000204662; DMD000204698; DMD000204688; DMD000204712; DMD000204671; DMD000204677; DMD000204675; DMD000204693; DMD000204711; DMD000204684; DMD000204710; DMD000204695; DMD000204699; DMD000204681; DMD000204677; DMD000204706; DMD000204704; DMD000204697; DMD000204708; DMD000204707; DMD000204684; DMD000204686; DMD000204676; DMD000204706; DMD000204695; DMD000204694; DMD000204695; DMD000204687; DMD000204683; DMD000204713; DMD000204687; DMD000204702; DMD000204693; DMD000204673; DMD000204670; DMD000204701; DMD000204705; DMD000204696; DMD000204674; DMD000204678; DMD000204699; DMD000204691; DMD000204672;	

10	Cateter periferic cu balon utilizat în CTO	Cateter periferic cu balon utilizat în CTO	SUA	Medtronic	• Balon dublu-lumen, tip OTW, compatibil cu gid de marimea nu mai mare de 0.018 ". • Diametre : 2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-5,0-5,5-6,0 mm. • Lungimi : 20-40-60-80-100-120-150-180-200 mm (Lungimea de 20 mm trebuie sa fie disponibil in mod obligatoriu). • Presiune nominala - 7-10 atm., presiune RBP – 14-18 atm. • Dizin co-axial pentru posibilitatea ridicata a balonului si torcabilitatea sportiva a ghidului. • Cresterea geometrica a balonului de la presiunea nominala pina la presiunea de spargere nu mai mult de 7%. • Curatitatea pilurilor pentru miscarora profilului nu mai putin de 3 mm. • Deflatia rapida a balonului. • Posibilitatea de re-pliere a balonului si repozitionarea repetata in cateter. • Markeri radiopaci pe cateter la capetele balonului, care indica sectiunea de dilatare a balonului si permite amplasarea exacta a lui fata de leziune. • Markeri radiopaci sa fie obligatoriu flexibili pentru a se conforma complet anatomei vasculare tortuouse. • Virf conic pe toata circumferinta, low-profile, pentru crosabilitate inalta prin leziunile complexe. • Acoperire hidrofila pe toata suprafata (si a balonului si a cateterului) – obligatoriu. • Lungime shaft 90-150cm. • Rezistent la răsuciri și îndrăg(pentru toata lungimea a balonului inclusiv 200mm). • Partea proximală 1,24", distală - 0,99". • Compatibil cu introductor de 4F si 5F in dependenta de diametru. • Diametrul virfului distal nu mai mult de 0,016 in. • Diametrul partii proximale a shaftului nu mai mult de 1,24 mm. • Diametrul partii distale a shaftului nu mai mult 0,99 mm.	• Balon dublu-lumen, tip OTW, compatibil cu gid de marime nu mai mare de 0.018 " - da, pagina 1 din „Captura Website NanoCross.pdf” - Tabelul „ORDERING INFORMATION”, coloanele „Balloon Diameter (mm)” si „Balloon Length (mm)” • Diametre : 2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-5,0-5,5-6,0 mm - da, pagina 1 din „Captura Website NanoCross.pdf” - Tabelul „ORDERING INFORMATION”, coloanele „Balloon Diameter (mm)” si „Balloon Length (mm)” • Lungimi : 20-40-60-80-100-120-150-200 mm (Lungimea de 20 mm trebuie sa fie disponibil in mod obligatoriu). - da, pagina 1 din „Captura Website NanoCross.pdf” - Tabelul „ORDERING INFORMATION”, coloanele „Balloon Diameter (mm)” si „Balloon Length (mm)” • Presiune nominala - 7-10 atm., presiune RBP – 14-18 atm. - da, pagina 2 din „Captura Website NanoCross.pdf” - Tabelul „ORDERING INFORMATION”, coloanele „Normal Pressure (atm)” si „Rated Burst Pressure (atm)” • Dizin co-axial pentru posibilitatea ridicata a balonului si torcabilitatea sportiva a ghidului / Deflatia rapida a balonului / Markeri radiopaci pe cateter la capetele balonului, care indica sectiunea de dilatare a balonului si permite amplasarea exacta a lui fata de leziune. - da • Markeri radiopaci pe cateter la capetele balonului, care indica sectiunea de dilatare a balonului si permite amplasarea exacta a lui fata de leziune. - da • Virf conic pe toata circumferinta, low-profile, pentru crosabilitate inalta prin leziunile complexe / Acoperire hidrofila pe toata suprafata (si a balonului si a cateterului) - obligatoriu. - da, pagina 5 din „2,2 Instructions for Use_MS-510563.pdf” - Dilatation balloon catheters are used to exert radial force to dilate narrow vessel segments. The NanoCross™ Elite 0.36 mm (0.014 in) over-the-wire PTA balloon dilatation catheter is an over-the-wire (OTW) coaxial lumen catheter (1). A semi-compliant inflatable balloon (2) is mounted at the distal end. The distal atraumatic tip is tapered (3). The distal portion of the catheter has a lubricious coating (4). The luer marked THRU (6) on the manifold (5) is the proximal opening for the central lumen. The central lumen ends at the distal tip of the catheter. This lumen is used to pass the catheter over a guidewire with a maximum diameter of 0.36 mm (0.014 in). The luer marked BALLCOON (7) is used to inflate and deflate the dilatation balloon, using a mixture of contrast medium and saline solution. The balloon has 2 radiopaque marker bands (8) for positioning the balloon relative to the stenosis. The radiopaque marker bands indicate the dilating or working section of the balloon (9). On the 150 mm and longer balloons, 2 additional radiopaque marker bands (11) denote the middle of the balloon body. + pagina 1 din „Captura Website NanoCross.pdf” - NanoCross Elite 0.14 OTW PTA balloon catheter has the capability to take you deeper into the anatomy and across difficult lesions / Seamless design results in efficient energy transfer with no hang-up points. / Robust shaft design offers buckle-resistant pushability and delivery across the length of the catheter. / Smooth, tapered tip offers better control to easily navigate turns and tortuosity / Low crossing profile enables successful crossing of lesions. / Tighter pleat fold reduces the crossing profile for easier access to smaller, tighter, more distal regions. • Posibilitatea de re-pliere a balonului si repozitionarea repetata in cateter. - da, pagina 1 din „Captura Website NanoCross.pdf” - “Smooth, tapered tip offers better control to easily navigate turns and tortuosity” • Lungime shaft 90-150cm. - da, pagina 1 din „Captura Website NanoCross.pdf” - Tabelul „ORDERING INFORMATION”, coloanele „Reference Number 90 cm Catheter Length” si „Reference Number 150 cm Catheter Length” • Rezistent la răsuciri și îndrăg(pentru toata lungimea a balonului inclusiv 200mm) - da, pagina 1 din „Captura Website NanoCross.pdf” - Robust shaft design for kink-resistant pushability and delivery across the length of the catheter. / Smooth, tapered tip offers better control to easily navigate turns and tortuosity / Low crossing profile enables successful crossing of tandem lesions / Tighter pleat fold reduces the crossing profile for easier access to smaller, tighter, distal regions. • Compatibil cu introductor de 4F si 5F in dependenta de diametru. - da, pagina 1 din „Captura Website NanoCross.pdf” - “ORDERING INFORMATION”, Recommended Introducer Sheath (F)” - 4F, 5F si 6F	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000400033,DM000399969,DM000399940,DM000400023,DM000400038,DM000400017,DM000399967,DM000399961,DM000399961,DM000399977,DM000400040,DM000400039,DM000399969,DM000400001,DM000400027,DM000400038,DM000400000,DM00399972,DM000399937,DM000400007,DM00040010,DM000399958,DM000400036,DM000399978,DM000400021,DM000399979,DM000399971,DM000399982,DM000400005,DM000399975,DM000400031,DM000399938,DM000400007,DM000399999,DM000400009,DM000400036,DM000399966,DM000400023,DM000399986,DM000400033,DM000399941,DM000399985,DM000399965,DM000399942,DM000400045,DM000399966,DM000399962,DM000400037,DM000400041,DM000399999,DM000399954,DM000399948,DM000399997,DM000399962,DM000400048,DM000400034,DM000400029,DM000399938,DM000399970,DM000039989,DM000399946,DM000400028,DM000400048,DM000399967,DM000400001,DM000399964,DM000399963,DM000399966,DM000399966,DM000399967,DM000400002,DM000399946,DM000400035,DM000400003,DM000400011,DM000400006,DM000399959,DM000399966,DM000399974,DM000399969,DM000400044,DM000400043,DM000400018,DM000399984,DM000400044,DM000400043,DM000400042,DM000400015,DM000400012,DM000399983,DM000400025,DM000400003,DM000400034,DM000400025,DM000400024,DM000399960,DM000399943,DM000399950,
11	Cateter periferic cu balon utilizat în CTO	Cateter periferic cu balon utilizat în CTO	SUA	Medtronic	• Balon dublu-lumen, tip OTW, compatibil cu gid de marime nu mai mare de 0.014 ". • Diametre : 2,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-5,0-5,5-6,0 mm. • Lungimi : 20-40-60-80-100-120-150-210 mm. • Presiune nominala - 7-10 atm., presiune RBP – 14-18 atm. • Dizin co-axial pentru posibilitatea ridicata a balonului si torcabilitatea sportiva a ghidului. • Deflatia rapida a balonului. • Markeri radiopaci pe cateter la capetele balonului, care indica sectiunea de dilatare a balonului si permite amplasarea exacta a lui fata de leziune. • Virf conic pe toata circumferinta, low-profile, pentru crosabilitate inalta prin leziunile complexe. • Acoperire hidrofila pe toata suprafata (si a balonului si a cateterului) – obligatoriu. • Lungime shaft minim două lungimi:90 (+/-5cm), si minim 150cm. • Rezistent la răsuciri și îndrăg; • Compatibil cu introductor de 4F, 5F si 6F in dependenta de diametru. SAU Balon dublu-lumen, tip OTW, compatibil cu gid de marime nu mai mare de 0.014 " , semicompliant, Markeri radiopaci pe cateter la capetele balonului, care indica sectiunea de dilatare a balonului si permite amplasarea exacta a lui fata de leziune. Forma conica a balonului obligatoriu, pentru adaptarea anatomei arterelor tibiale. Compatibil cu introductor nu mai mult de 5F. Diametre 2,5/2,0, 3,0/2,5, 3,5/3,0, 4,0/3,5, 5,0/4,5 - cu lungimi de 30 și 40mm; diametre 4,0/3,0, 4,5/3,5, 5,0/4,0- lungimi de 80mm; diametre de 4,0/2,5, 4,5/3,0, 5,0/3,5 - lungimi 140mm; diametre 4,0/2,0, 4,5/2,5, 5,0/3,0 - lungimi 120mm. Presiunea nominală 8atm; RBP - 10-18 în dependență de dimensiuni.	• Balon dublu-lumen, tip OTW, compatibil cu gid de marime nu mai mare de 0.014 " - da, pagina 1 din „Captura Website NanoCross.pdf” - Approach tight lesions with a low-profile, tapered tip when you use the NanoCross™ Elite 0.14 OTW PTA balloon catheter. The catheter's robust shaft design makes it easier to access, reach and treat distal lesions in the lower leg. + Diametre : 2,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-5,0-5,5-6,0 mm. + Lungimi : 20-40-60-80-100-120-150-210 mm - da, pagina 1 din „Captura Website NanoCross.pdf” - Tabelul „ORDERING INFORMATION”, coloanele „Balloon Diameter (mm)” si „Balloon Length (mm)” • Presiune nominala - 7-10 atm., presiune RBP – 14-18 atm. - da, pagina 2 din „Captura Website NanoCross.pdf” - Tabelul „ORDERING INFORMATION”, coloanele „Normal Pressure (atm)” si „Rated Burst Pressure (atm)” • Dizin co-axial pentru posibilitatea ridicata a balonului si torcabilitatea sportiva a ghidului / Deflatia rapida a balonului / Markeri radiopaci pe cateter la capetele balonului, care indica sectiunea de dilatare a balonului si permite amplasarea exacta a lui fata de leziune. - da • Virf conic pe toata circumferinta, low-profile, pentru crosabilitate inalta prin leziunile complexe / Acoperire hidrofila pe toata suprafata (si a balonului si a cateterului) - obligatoriu. - da, pagina 5 din „2,2 Instructions for Use_MS-510563.pdf” - Dilatation balloon catheters are used to exert radial force to dilate narrow vessel segments. The NanoCross™ Elite 0.36 mm (0.014 in) over-the-wire PTA balloon dilatation catheter is an over-the-wire (OTW) coaxial lumen catheter (1). A semi-compliant inflatable balloon (2) is mounted at the distal end. The distal atraumatic tip is tapered (3). The distal portion of the catheter has a lubricious coating (4). The luer marked THRU (6) on the manifold (5) is the proximal opening for the central lumen. The central lumen ends at the distal tip of the catheter. This lumen is used to pass the catheter over a guidewire with a maximum diameter of 0.36 mm (0.014 in). The luer marked BALLCOON (7) is used to inflate and deflate the dilatation balloon, using a mixture of contrast medium and saline solution. The balloon has 2 radiopaque marker bands (8) for positioning the balloon relative to the stenosis. The radiopaque marker bands indicate the dilating or working section of the balloon (9). On the 150 mm and longer balloons, 2 additional radiopaque marker bands (11) denote the middle of the balloon body. + pagina 1 din „Captura Website NanoCross.pdf” - NanoCross Elite 0.14 OTW PTA balloon catheter has the capability to take you deeper into the anatomy and across difficult lesions / Seamless design results in efficient energy transfer with no hang-up points. / Robust shaft design offers buckle-resistant pushability and delivery across the length of the catheter. / Smooth, tapered tip offers better control to easily navigate turns and tortuosity / Low crossing profile enables successful crossing of lesions. / Tighter pleat fold reduces the crossing profile for easier access to smaller, tighter, more distal regions. • Lungime shaft minim două lungimi:90 (+/-5cm), si minim 150cm. - da, pagina 1 din „Captura Website NanoCross.pdf” - Tabelul „ORDERING INFORMATION”, coloanele „Reference Number 90 cm Catheter Length” si „Reference Number 90 cm Catheter Length” • Rezistent la răsuciri și îndrăg; - da, pagina 1 din „Captura Website NanoCross.pdf” - Robust shaft design for kink-resistant pushability and delivery across the length of the catheter. / Smooth, tapered tip offers better control to easily navigate turns and tortuosity / Low crossing profile enables successful crossing of tandem lesions / Tighter pleat fold reduces the crossing profile for easier access to smaller, tighter, distal regions. - da, pagina 2 din „Captura Website NanoCross.pdf” - “ORDERING INFORMATION”, Recommended Introducer Sheath (F)” - 4F, 5F si 6F	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000400033,DM000399969,DM000399940,DM000400023,DM000400038,DM000400017,DM000399967,DM000399961,DM000399961,DM000399977,DM000400040,DM000400039,DM000399969,DM000400001,DM000400027,DM000400038,DM000400000,DM00399972,DM000399937,DM000400007,DM00040009,DM000399958,DM000400036,DM000399978,DM000400021,DM000399979,DM000399971,DM000399982,DM000400005,DM000399975,DM000400031,DM000399938,DM000400007,DM000399999,DM000400009,DM000399942,DM000400023,DM000399986,DM000400033,DM000399941,DM000399985,DM000399965,DM000399942,DM000400045,DM000399966,DM000399962,DM000400037,DM000400041,DM000399999,DM000399954,DM000399948,DM000399997,DM000399962,DM000400048,DM000400034,DM000400029,DM000399938,DM000399970,DM000039989,DM000399946,DM000400028,DM000400048,DM000399967,DM000400001,DM000399964,DM000399963,DM000399966,DM000399966,DM000399967,DM000400002,DM000399946,DM000400035,DM000400003,DM000400011,DM000400006,DM000399959,DM000399966,DM000399974,DM000399969,DM000400044,DM000400043,DM000400018,DM000399984,DM000400044,DM000400043,DM000400042,DM000400015,DM000400012,DM000399983,DM000400025,DM000400003,DM000400034,DM000400025,DM000400024,DM000399960,DM000399943,DM000399950,
20	Ghid 0.010" microghid cerebral acoperit cu polimer	Ghid 0.010" microghid cerebral acoperit cu polimer	SUA	Medtronic	Ghid hidrofil cu destinație pentru intervenție neuroendovasculara din otel inoxidabil cu capăt distal cu spirala (coil) din platina radiopaca. Porțiunea distală a ghidului este hidrofilă. Lungimea ghidului minim 200 cm.	Ghid hidrofil cu destinație pentru intervenție neuroendovasculara din otel inoxidabil cu capăt distal cu spirala (coil) din platina radiopaca. Porțiunea distală a ghidului este hidrofilă. Lungimea ghidului minim 200 cm - DA, pagina 1 din "captura website Avigo.pdf" - "INDICATIONS" - "The Avigo Hydrophilic guidewire is indicated for general intravascular use to aid in the selective placement of catheters in the peripheral and cerebral vasculature during diagnostic and/or therapeutic procedures." + "AVAILABLE CFN" - "Total Length (cm) - 205"	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000371198

28	Microghid 0.014" utilizat in cazuri dificile	Microghid 0.014" utilizat in cazuri dificile	103-0606-200 AVIGO HYDROPHILIC GUIDEWIRE	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Fir de ghidaj este disponibil in variantele: moale , standard si suport , manevrabil, cu varf modelabil, drept si preformat - fir de ghidaj cu miez mai robust, cu suport extins cu acces distal necompromis destinat pentru a îmbunătăți navigarea catetelor de tromboaspirație pana la cheag;- porțiunea distală este acoperită cu un polimer hidrofil si este radiopacă - porțiunea proximală este capsulată cu PTFE - firul principal proximal rotund din oțel inoxidabil, hipotubul distal microfabricat din nitinol, varful bobinei din aliaj de platina si tungsten - design avansat pentru acces - proiectat pentru controlul cuplului de strângere - destinat pentru stabilitate si flexibilitate, fiabil Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: - diametru disponibil 0.014" (0.36 mm) si 0.010" (0.25 mm) - lungimi disponibile: 200 cm , 300 cm , 215 cm. - segment distal: 35cm, 45 cm, 55 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: Fir de ghidaj este disponibil in variantele: moale , standard si suport , manevrabil, cu varf modelabil, drept si preformat - da pagina 4 din "avigo-flu.pdf". "DESCRIPTION" -" Included within the sterile pouch is a torque device to assist in guidewire manipulation and a guidewire introducer to ease the introduction of the guidewire into the catheter hub and/or hemostasis valve" - fir de ghidaj cu miez mai robust, cu suport extins cu acces distal necompromis destinat pentru a îmbunătăți navigarea catetelor de tromboaspirație pana la cheag;- porțiunea distală este acoperită cu un polimer hidrofil si este radiopacă - da, pagina 4 din "avigo-flu.pdf". "INDICATIONS FOR USE" - "The Hydrophilic Guidewire is indicated for general intravascular use to aid in the selective placement of catheters in the peripheral and cerebral vasculature during diagnostic and/or therapeutic procedures" "DESCRIPTION" - "The Hydrophilic Guidewire is a stainless steel core wire with a radiopaque, distal segment. The guidewire is hydrophilically coated on the distal portion" - porțiunea proximală este capsulată cu PTFE - da pagina 1 din "captura website Avigo.pdf" - "CHARACTERISTICS" - "PTFE cover" - firul principal proximal rotund din oțel inoxidabil, hipotubul distal microfabricat din nitinol, varful bobinei din aliaj de platina si tungsten - da pagina 1 din "captura website Avigo.pdf" - "CHARACTERISTICS" - "Platinum coil radiopaque marker"- tungsten doped radiopaque jacket with hydrophilic coating: 38cm" - "Stainless steel core wire" - design avansat pentru acces - da pagina 1 din "captura website Avigo.pdf" - "TWISTER TECHNOLOGY" - "The core wire is twisted and annealed to improve torque." - proiectat pentru controlul cuplului de strângere - da pagina 4 din "avigo-flu.pdf" - destinat pentru stabilitate si flexibilitate, fiabil - da pagina 4 din "avigo-flu.pdf" Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: - diametru disponibil 0.014" (0.36 mm) si 0.010" (0.25 mm) - a pagina 1 din "captura website Avigo.pdf" - "AVAILABLE CFN" - Diameter (in) - 0.014" - lungimi disponibile: 200 cm , 300 cm , 215 cm - da pagina 1 din "captura website Avigo.pdf" - "AVAILABLE CFN" - "Total Length (cm) - 205" (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000371198
45	Microcateter cerebral reînforșat	Microcateter cerebral reînforșat	105-5081-153 105-5083-153 105-5082-130 Rebar Micro Catheter	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Microcateter cerebral reînforșat cu 2 variante de diametru intern: 021 si 027 inch. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: Caracteristici pentru produsul de 021: diametru extern: 2.7F > 2.4F; lungime utilizabila: 153 cm; compatibilitate ghid: 0.018" max. Caracteristici pentru produsul de 027: diametru extern: 2.8F > 2.8F; lungime utilizabila: 130 cm; compatibilitate ghid: 0.021" max. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: Microcateter cerebral reînforșat – da, pagina 1 din „captura website Rebar.pdf” - Continuous stainless-steel construction provides added reinforcement cu 2 variante de diametru intern: 021 – da, pagina 1 din „Specification Rebar.pdf” – Code:105-5081-153/105-5083-153; Product Name:Rebar™ 18; Proximal Outer Diameter (F):2.7; Distal Outer Diameter (F):2.4; Distal Inner Diameter (in):0.021; Total Length (cm):158; Usable Length (cm):153; Marker Bands:2; Max. Guidewire (in):0.018; si 027 inch. – da, pagina 1 din „Specification Rebar.pdf” – Code:105-5082-130; Product Name:Rebar™ 27; Proximal Outer Diameter (F):2.8; Distal Outer Diameter (F):2.8; Distal Inner Diameter (in):0.027; Total Length (cm):135; Usable Length (cm):130; Marker Bands:1; Max. Guidewire (in):0.021; Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii: Caracteristici pentru produsul de 021: diametru extern: 2.7F > 2.4F; lungime utilizabila: 153 cm; compatibilitate ghid: 0.018" max. – da, pagina 1 din „Specification Rebar.pdf” – Code:105-5081-153/105-5083-153; Product Name:Rebar™ 18; Proximal Outer Diameter (F):2.7; Distal Outer Diameter (F):2.4; Distal Inner Diameter (in):0.021; Total Length (cm):158; Usable Length (cm):153; Marker Bands:2; Max. Guidewire (in):0.018; Caracteristici pentru produsul de 027: diametru extern: 2.8F > 2.8F; lungime utilizabila: 130 cm; compatibilitate ghid: 0.021" max. – da, pagina 1 din „Specification Rebar.pdf” – Code:105-5082-130; Product Name:Rebar™ 27; Proximal Outer Diameter (F):2.8; Distal Outer Diameter (F):2.8; Distal Inner Diameter (in):0.027; Total Length (cm):135; Usable Length (cm):130; Marker Bands:1; Max. Guidewire (in):0.021; (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000371731 DM000371732 DM000371733
46	Dispozitiv revascularizare cerebrala	Dispozitiv revascularizare cerebrala	SFR4-X-XX-XX SOLITAIRE™ X REVASCULARIZATION DEVICE	SUA	Medtronic	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Dispozitivul de revascularizare destinat pentru refacerea circulației sanguine prin îndepărtarea trombilor la pacienții care prezintă accident vascular cerebral ischemic cauzat de ocluzia vaselor intracraniene mari. Caracteristici tehnice: Distanța dintre marcajele radiopace ale stentului: 5 mm, 6 mm, 10 mm.. Produsul sa beneficieze de studii clinice de nivel 1, care sa demonstreze eficacitatea si cost beneficiile terapiei. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Se livreaza pe cateter cu un diametru intern de 0.017" (0.43 mm) si 0.021" (0.53 mm); Diametru: 3 mm, 4 mm, 6 mm; Lungime: 20 mm, 24 mm, 40 mm; Lungime stent: 31 mm, 37 mm, 47 mm, 50 mm; Lungime fir de împingere: 200 cm; (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: Dispozitivul de revascularizare destinat pentru refacerea circulației sanguine prin îndepărtarea trombilor la pacienții care prezintă accident vascular cerebral ischemic cauzat de ocluzia vaselor intracraniene mari. – da, pagina 3 din „solitaire-x-power-package-brochure.pdf” – Simple, self-expanding design allows device to expand and compress in the vessel during deployment and retrieval + pagina 4 din „SolitaireX_FU.pdf” – The Solitaire™ X Revascularization Device is designed to restore blood flow in patients experiencing ischemic stroke due to large intracranial vessel occlusion. The device is designed for use in the neurovasculature such as the internal carotid artery, M1 and M2 segments of the middle cerebral artery, basilar, and the vertebral arteries. Caracteristici tehnice: Distanța dintre marcajele radiopace ale stentului: 5 mm, 6 mm, 10 mm. – da, pagina 4 din „solitaire-x-power-package-brochure.pdf” – Real-time visualization of the distinctive, evenly spaced platinum markers enables accurate alignment and feedback during the procedure with a 3D perspective + pagina 4 din „solitaire-x-power-package-brochure.pdf” – Tabelul Solitaire™ X Revascularization Device Portfolio Information", coloana: "Radiopaque Stent Markers (Spacing mm)" – 5, 6, 10 mm Produsul sa beneficieze de studii clinice de nivel 1, care sa demonstreze eficacitatea si cost beneficiile terapiei. – da, pagina 5 din „solitaire-x-power-package-brochure.pdf” – The Solitaire™ device is the most-published stent retriever with over 200 studies demonstrating clinically proven, trial-and-free performance + pagina 1 din „studi clinice solitaire.pdf" Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Se livreaza pe cateter cu un diametru intern de 0.017" (0.43 mm) si 0.021" (0.53 mm); – da, pagina 4 din „solitaire-x-power-package-brochure.pdf” – Tabelul „Solitaire™ X Revascularization Device Portfolio Information", coloana: "Microcatheter ID Range (in)-max)" – 0.017" - 0.027 (0.43mm - 0.69mm) – diametrele catetelor utilizate pot fi in dispozitiv de 0.017" - 0.027" Diametru: 3 mm, 4 mm, 6 mm; Lungime: 20 mm, 24 mm, 40 mm. – da, pagina 4 din „solitaire-x-power-package-brochure.pdf” – Tabelul „Solitaire™ X Revascularization Device Portfolio Information", coloanele: "Stent Diameter (mm) si Usable Length (mm)" sunt disponibile diametre de 3, 4, 5 mm si lungimi de 20, 24, 40 mm Lungime stent: 31 mm, 37 mm, 47 mm, 50 mm; – da, pagina 4 din „solitaire-x-power-package-brochure.pdf” – Tabelul „Solitaire™ X Revascularization Device Portfolio Information", coloana: "Stent Length (mm)" – sunt disponibile lungimi de 30.6, 31, 37, 47, 50, 51.6 mm Lungime fir de împingere: 200 cm; – da, pagina 4 din „solitaire-x-power-package-brochure.pdf” – Tabelul „Solitaire™ X Revascularization Device Portfolio Information", coloana: "Push Wire Length (mm)" – 200 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000558825; DM000558826; DM000558828; DM000558827; DM000558829; DM000558824; DM000371838; DM000371839

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

Specificații de Preț

Numărul procedurii de achiziție:					ocds-b3wdp1-MD-1719579540724 din 21.07.2024							
Obiectul achiziției:					Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2024 (repetat 2)							
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Balon pentru pre și postdilatare periferică	Balon pentru pre și postdilatare periferică	bucată	10	3 229.20	3 875.04	32 292.00	38 750.40	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024	33100000-1	-	-
6	Cateter cu balon	Cateter cu balon	bucată	20	1 932.00	2 318.40	38 640.00	46 368.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024	33100000-1	-	-
10	Cateter periferic cu balon utilizat în CTO	Cateter periferic cu balon utilizat în CTO	bucată	10	2 875.00	3 450.00	28 750.00	34 500.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024	33100000-1	-	-
11	Cateter periferic cu balon utilizat în CTO	Cateter periferic cu balon utilizat în CTO	bucată	60	2 875.00	3 450.00	172 500.00	207 000.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024	33100000-1	-	-
20	Ghid 0.010" microghid cerebral acoperit cu polimer	Ghid 0.010" microghid cerebral acoperit cu polimer	bucată	4	7 025.00	8 430.00	28 100.00	33 720.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024	33100000-1	-	-

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

OXIVIT MED

Anexa nr. 23
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

28	Microghid 0.014" utilizat in cazuri dificile	Microghid 0.014" utilizat in cazuri dificile	bucată	250	7 025.00	8 430.00	1 756 250.00	2 107 500.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024	33100000-1	-	-
45	Microcateter cerebral reinforsat	Microcateter cerebral reinforsat	bucată	35	6 375.00	6 885.00	223 125.00	240 975.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024	33100000-1	-	-
46	Dispozitiv revascularizare cerebrala	Dispozitiv revascularizare cerebrala	bucată	35	31 492.50	37 791.00	1 102 237.50	1 322 685.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024	33100000-1	-	-
TOTAL Oferta							3 381 894.50	4 031 498.40				

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

**Către Grupul de lucru pentru evaluarea
Procedurii de achiziție Nr:
ocds-b3wdp1-MD-1719579540724 din 21.07.2024
din cadrul CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Oxivit-med”, declara ca:

- Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului.

- Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea.

Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018.

- Produsele sunt înregistrate la AMDM, codul înregistrării este indicat în formularul specificațiilor tehnice, coloana "Standarde de Referință"

Data completării: 19.07.2024

Cu stimă,

Dmitrii Kojevnikov

Administrator

S.C. OXIVIT-MED S.R.L. _____

(semnătura)