

Specificații tehnice (F4.1)

MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1588764073709	Data: 14.05.2020	Alternativa nr. <u>NU</u>
Denumirea licitației: Monitoare pentru monitorizarea funcțiilor vitale Cod CPV: 33100000-1	Lot: 1	Pagina <u>1</u> din <u>2</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/ sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lot 1						
33100000-1	Monitoare pentru monitorizarea funcțiilor vitale	uMEC12	China	Mindray	Tip: pacient adult, pediatric; Display, tip Diagonala – 12.1 inch LCD TFT "Numărul de curbe afișate concomitent" între 3 și 12 minim Parametri afișați ECG Pulsul, SpO2 Fotopletismograma Presiunea sanguină neinvaziv; Temperatura Analiza automată a undei ST; Trendingul ST; Modul ECG "Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 electrozi" I, II, III, aVR, aVL, aVF, Vn Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz $\geq$ 100 dB Rata cardiacă 25- 300 bpm Detectarea aritmiei; Monitorizarea respirației 0 -150rpm; Modul SpO2 Diapazonul 0 - 100% Acuratețea la 70 - 100% $\leq$ 2 % Monitorizarea rata pulsului 30 -300 bpm Monitorizarea pletismogramei Modul NIBP Diapazonul 10 - 300mmHg Regim de măsurare manual, automat, butonul Start Regim automat 5, 10, 15, 30, 60,120 min. "Buton de activare/dezactivare manual a NIBP" Metoda de măsurare oscilometrică Regim pacient adult, pediatric, noul-născut	Tip: pacient adult, pediatric, neonatal Display, tip Diagonala – 12.1 inch LED "Numărul de curbe afișate concomitent" între 3 și 11 Parametri afișați ECG Pulsul, SpO2 Fotopletismograma Presiunea sanguină neinvaziv; Temperatura Analiza automată a undei ST; Trendingul ST; Modul ECG "Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 electrozi" I, II, III, aVR, aVL, aVF, Vn Sensivitatea 1,25 - 40 mm/mV Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz $\geq$ 100 dB Rata cardiacă: Adult 15- 300 bpm, Ped/Neonatal 15- 350 bpm Detectarea aritmiei – 24 clasificări Monitorizarea respirației: Adult 0 -120rpm; Ped/Neonatal 0- 150 rpm Modul SpO2 Diapazonul 0 - 100% Acuratețea la 70 - 100% $\leq$ 2 % Monitorizarea rata pulsului 20 -300 bpm Monitorizarea pletismogramei Modul NIBP Diapazonul 10 - 290mmHg Regim de măsurare manual, automat, butonul Start Regim automat 1- 10, 15, 30, 60,120, 240 min. "Buton de activare/dezactivare manual a NIBP" Metoda de măsurare oscilometrică Regim pacient adult, pediatric, noul-născut	ISO/CE

				"Buton de selectare rapidă a regimului de pacient"; Limita maximă de presiune al regimului de pacient adult 300 mmHg Modul Temperatura Diapazonul 0 - 50.0 °C Rezoluția 0.1 °C Număr de senzori 1 unit. Protocoale de lucru preprogramate Protocoale de lucru setate de utilizator Memorie internă Trendingul evenimentelor Arhivarea datelor Imprimantă Încorporată Forme de raportare Viteza de înscriere 5, 10, 25 mm/s Înscriere continuă; Preprogramate; Personalizate; Alimentarea rețea electrică 220 V 50 Hz da; Baterie internă Timp de lucru autonom a bateriei minim 2 h Interfata de conectare la monitorul central Ethernet, wireless, RS-232 etc. Alarma Vizuala, sonora; Manjetă deconectată; Manjetă defect; Senzor SpO2 deconectat; Senzor SpO2 defect; Alarmă concentrația SpO2 scăzuta/mărită; Nivelul baterie scăzut; Alarmerata cardiacă scăzuta/mărită; Lipsă sursă externă de alimentare; Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore; Ajustarea nivelului de alarmă.	"Buton de selectare rapidă a regimului de pacient"; Limita maximă de presiune al regimului de pacient adult 290 mmHg Modul Temperatura Diapazonul 0 - 50.0 °C Rezoluția 0.1 °C Număr de senzori 1 unit. Protocoale de lucru preprogramate Protocoale de lucru setate de utilizator Memorie internă Trendingul evenimentelor Arhivarea datelor Imprimantă Încorporată Forme de raportare Viteza de înscriere 12,5, 25 și 50 mm/s Înscriere continuă; Preprogramate; Personalizate; Alimentarea rețea electrică 220 V 50 Hz da; Baterie internă Timp de lucru autonom a bateriei 4 h Interfata de conectare la monitorul central Ethernet, wireless, RS-232 etc. Alarma Vizuala, sonora; Manjetă deconectată; Manjetă defect; Senzor SpO2 deconectat; Senzor SpO2 defect; Alarmă concentrația SpO2 scăzuta/mărită; Nivelul baterie scăzut; Alarmerata cardiacă scăzuta/mărită; Lipsă sursă externă de alimentare; Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore; Ajustarea nivelului de alarmă.	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, prenumele: ***Prodan Sveatoslav*** În calitate de: ***Director***

Ofertantul: ***Î.M. "Dutchmed-M" SRL*** Adresa: ***str. Decebal 76 of 807/808, mun. Chișinău; tel: 022 522-022***