

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO TECHNICAL DATA SHEET

DATA EMISSIONE / DATE OF ISSUE  
22.02.2017



CODICE ARTICOLO: **2100**  
ITEM CODE:

### DESCRIZIONE / DESCRIPTION



#### Provette con anticoagulante K<sub>3</sub> EDTA

Provette fondo piatto Ø12 x 56 mm con anticoagulante liquido K<sub>3</sub> EDTA per 2,5 ml di sangue idonee per analisi in ematologia e in immunoematologia.

Con etichetta con indicazione di livello di riempimento a 2,5 ml. Provetta in polipropilene medicale (PP) particolarmente trasparente e con tappo a pressione di colore verde scuro perfettamente a tenuta. Dispositivo Latex free

#### Blood collecting tubes with K<sub>3</sub> EDTA

Blood collecting flat bottom test tubes Ø12 x 56 mm with liquid anti-coagulants K<sub>3</sub> EDTA, for 2.5 ml of blood, suitable for analysis in hematology and immunoematology. With label with filling line at 2.5 ml. Test tubes manufactured in medical polypropylene (PP) particularly transparent. With dark green pressure cap which guarantees the perfect leak-proof. Latex free device

Prodotto con marchio CE - conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000

CE Marked product - manufactured in compliance with 98/79/CE Directive and D.lgs 332 dtd 08/09/2000

| CARATTERISTICHE PRINCIPALI   |                                      | TECHNICAL FEATURES                 |
|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Stato microbiologico         | <b>NON STERILE / NOT STERILE</b>     | <i>Microbiological status</i>      |
| Materiale impiegato provetta | Polipropilene / <i>Polypropylene</i> | <i>Raw material – Test tube</i>    |
| Materiale impiegato tappo    | Polietilene / <i>Polyethylene</i>    | <i>Raw material - cap</i>          |
| Colore tappo:                | Verde scuro / <i>Dark green</i>      | <i>Color - cap:</i>                |
| Temperature tollerate:       | min 0°C max +40°C                    | <i>Temperature range</i>           |
| Dimensioni provetta (mm)     | Ø12 x 56                             | <i>Dimensions - test tube (mm)</i> |
| Volume provetta:             | 3 ml                                 | <i>Test tube volume</i>            |
| Freccia livello riempimento: | 2,5 ml                               | <i>Filling arrow:</i>              |
| Anticoagulante:              | K <sub>3</sub> EDTA                  | <i>Anticoagulant</i>               |
| Validità del prodotto        | 2 Anni / <i>Years</i>                | <i>Shelf life</i>                  |

## DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione d'uso è quella di "DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO" atto a contenere un campione biologico umano (sangue) al fine di effettuare analisi diagnostiche di laboratorio.

**Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale.**

**Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND) > W050101010201** (Provette con additivi o separatori di siero per raccolta di sangue)

**Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici (RDM) > 1246130/R**

**Classificazione EDMA: 51011002 - Tubes with EDTA**

*The intended purpose is "IN VITRO DIAGNOSTIC MEDICAL DEVICE" able to contain a human biological sample (blood) and in order to carry out analysis of laboratory diagnosis. **For professional use only.***

**National classification of medical devices (CND - For Italian law) > W050101010201** (Blood collection, tubes with additives or serum separator)

**EDMA: 51011002 - Tubes with EDTA**

## AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.

*Keep out of flame or heat sources which might damage the product*

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta

*Do not use after expiry date or if packing is opened*

Non riutilizzare: Dispositivo monouso

*Do not re-use: Disposable device*

Non variare la destinazione d'uso

*Do not vary the intended purpose of the product*

Prodotto non adatto ai bambini

*Keep out of reach of children*

Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore e non esporre alla luce diretta del sole.

*Store in dry place, far away from heat sources and not to expose to the direct light of the sun.*

Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo le normative vigenti

*Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations*

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.

*Before use with particular substance check the resistance / compatibility chart on our catalogue*

## IMBALLO / PACKING

Quantità (pz): 1.500  
Quantity (pcs): 1.500

Confezione interna (pz): 50 pezzi in rack polistirolo espanso  
Internal packing (pcs): 50 pieces in styrofoam racks

QUANTITÀ MINIMA VENDIBILE  
MINIMUM SALEABLE QUANTITY

Misura esterna scatola (cm): 47 x 23 x 37  
External box dimensions (cm): 47 x 23 x 37

Peso (Kg): 4,8  
Weight (Kg): 4,8

Volume (m<sup>3</sup>): 0,039  
Volume (m<sup>3</sup>): 0,039

## SIMBOLI UTILIZZATI SULL'IMBALLO / PACKING SYMBOLS



Data di fabbricazione  
Manufacturing date



Data di scadenza  
Expiry date



Consultare i documenti accompagnatori  
Please consult accompanying documents



Numero di lotto  
Lot number



Monouso  
Disposable