

Specificații tehnice

Numărul licitației:			LP nr. 21054129					Data: „14”aprilie 2022	
Denumirea licitației:			Achiziționarea dispozitivelor medicale, testelor și consumabilelor de laborator pentru realizarea Programului Național de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2022 (repetat)					Pagina: 1 din 1	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		3		4	5	6	7	8
3310000-1	9	Teste RPR – test netreponemal, flacon 10ml	Teste RPR – test netreponemal, flacon 10ml	045005A/RPR Carbon Antigen 2* 5 ml	Lorne	Marea Britanie	Testele RPR sunt bazate pe reacția de aglutinare Trusa va conține flacon de 10 ml cu suspensie antigenică. Testul este destinat screening-ul netreponemal al Sifilisului. Sensibilitate >86 % - sifilis primar 100% sifilis secundar > 98% - sifilis latent. Specificitate ≥ 98%	Testele RPR sunt bazate pe reacția de aglutinare Trusa va conține flacon de 2*5 ml cu suspensie antigenică. Testul este destinat screening-ul netreponemal al Sifilisului.	CE,ISO
3310000-1	10	Teste TPHA – pentru detecția anticorpilor anti-Treponema palidum în serul sanguin uman, N100	Teste TPHA – pentru detecția anticorpilor anti-Treponema palidum în serul sanguin uman, N100	TPHA Microtitre Plate Kit Code: 043100A	Lorne	Marea Britanie	Testul TPHA este un test serologic care detectează anticorpi specifici treponemic în toate etapele infecției. Este folosit pentru confirmarea sifilisului. Metoda este bazată pe reacția de hemaglutinare indirectă. Trusa va conține tot necesarul pentru 100 de probe. Trusa conține: 1. TPHA reagent. 2. Diluent - soluție salină cu absorbant. 3. Seruri de control: Control pozitiv – serum defibrinat Control negativ – serum defibrinat. Sensibilitate 100%; Specificitate 100%	Testul TPHA este un test serologic care detectează anticorpi specifici treponemic în toate etapele infecției. Este folosit pentru confirmarea sifilisului. Metoda este bazată pe reacția de hemaglutinare indirectă. Trusa va conține tot necesarul pentru 100 de probe. Trusa conține: 1. TPHA reagent. 2. Diluent - soluție salină cu absorbant. 3. Seruri de control: Control pozitiv – Ser uman imun defibrinat Control negativ – Ser animal defibrinat. Sensibilitate 100%; Specificitate 100%	CE,ISO
3310000-1	11	Test sisteme pentru diagnosticul bolii sifilis prin Western blot Ig G	Test sisteme pentru diagnosticul bolii sifilis prin Western blot Ig G	Anti-Treponema pallidum-Westernblot IgG ,24 teste/ DY 2111-2401G,24 teste	Euroimmun	Germania	Test westernblot pentru detectarea proteinelor specifice pentru IgG pentru confirmarea Sifilisului. Trusa trebuie să conțină: 1. Stripuri de teste pentru 16/20/24 teste 2. Enzima conjugată; 3. Buffer; 4. Substrate; 5. Tava de incubatie; 6. Truse cu control pozitiv și negativ; 7. Instrucțiunea de utilizare Setul trebuie să conțină tot necesarul pentru a efectua 16/20/24 teste. Sensibilitate > 99,8%; Specificitate > 99,5%	Test westernblot pentru detectarea proteinelor specifice pentru IgG pentru confirmarea Sifilisului. Trusa trebuie să conțină: 1. Stripuri de teste pentru 24 teste 2. Enzima conjugată; 3. Buffer; 4. Substrate; 5. Tava de incubatie; 6. Truse cu control pozitiv și negativ; 7. Instrucțiunea de utilizare Setul contine tot necesarul pentru a efectua 24 teste. Sensibilitate > 99,8%; Specificitate > 99,5%	CE,ISO
3310000-1	12	Test sisteme pentru diagnosticul bolii sifilis prin Western blot Ig M	Test sisteme pentru diagnosticul bolii sifilis prin Western blot Ig M	Anti-Treponema pallidum-Westernblot IgM ,24 teste/DY 2111-2401M	Euroimmun	Germania	Test westernblot pentru detectarea proteinelor specifice pentru IgM pentru confirmarea Sifilisului. Trusa trebuie să conțină: 8. Stripuri de teste pentru 16/20/24 teste 9. Enzima conjugată; 10. Buffer; 11. Substrate; 12. Tava de incubatie; 13. Truse cu control pozitiv și negativ; 14. Instrucțiunea de utilizare Setul trebuie să conțină tot necesarul pentru a efectua 16/20/24 teste. Sensibilitate > 99,8%; Specificitate > 99,5%	Test westernblot pentru detectarea proteinelor specifice pentru IgM pentru confirmarea Sifilisului. Trusa trebuie să conțină: 8. Stripuri de teste pentru 24 teste 9. Enzima conjugată; 10. Buffer; 11. Substrate; 12. Tava de incubatie; 13. Truse cu control v; 14. Instrucțiunea de utilizare Setul contine tot necesarul pentru a efectua 24 teste. Sensibilitate > 99,8%; Specificitate > 99,5%	CE,ISO

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ceaicovschi Tudor În calitate de: Director general

Ofertantul: „GBG-MLD” SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Albișoara 64/2