



# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Трубки медицинские поливинилхлоридные

ТУ 9393-018-00149535-2003  
рег. уд. № ФСР 2007/01507

### 1. Назначение

Трубки медицинские поливинилхлоридные предназначены для катетеризации, зондирования, дренирования и соединения с хирургическими аппаратами и приборами ТМП «Альфапластик» (из пластикатов Т-35 и ПМ-1/42, размерами с внутренним диаметром в мм от 0,4 до 25,0)

### 2. Эксплуатация

Трубки медицинские поливинилхлоридные подвергают дезин-фекции, предстерилизационной очистке, стерилизации по МУ 287-113.

### 3. Хранение

Трубки медицинские поливинилхлоридные следует хранить в помещении при температуре от 0 до плюс 25°С и относительной влажности воздуха не более 80 % на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов.

Трубки не должны подвергаться действию прямых солнечных лучей, кислот, щелочей, масел, бензина и других веществ, разрушающих изделие.

Гарантийный срок годности трубок – 3 года со дня изготовления.

### Юридический адрес:

ОАО «Объединение Альфапластик»  
Россия, 107150, Москва,  
4-ый проезд Подбельского, д. 3