

Synimix V

Melange / Application

Mixing / Delivery

Mezclado / Aplicación

Mischung / Applikation



Orthopédie

SYNIMIX V

MÉLANGEUR SOUS VIDE / APPLICATEUR

Permet l'application du ciment chirurgical sous Vide Partiel.

- Réduit la dimension des bulles qui se produisent lors du mélange.
- Améliore les propriétés mécaniques du ciment.
- Simplifie son application.
- Évite l'inhalation de vapeurs.
- La canule découpée permet son emploi pour des chirurgies de la hanche et/ou du genou.
- S'adapte aux pistolets d'application à usage courant.
- La disposition centrale de la canule d'application permet d'appliquer le ciment dans des espaces réduits ou d'accès difficile.

Orthopedics

SYNIMIX V

VACUUM MIXER / DELIVERY SYSTEM

Cement is mixed under Partial Vacuum.

- Reduces entrapment of air bubbles.
- Improves mechanical properties of cements.
- Trouble-free cement application.
- Prevents exposure to fumes.
- Cannula is pre-cut to fit cement delivery in knee and / or hip surgeries.
- Fits current application guns.
- Central application cannula allows cementation in narrow or confined surgical fields.

Ortopedia

SYNIMIX V

MEZCLADOR AL VACÍO / APLICADOR

Permite la preparación del Cemento quirúrgico bajo Vacío Parcial.

- Reduce el tamaño de las burbujas que se producen durante el mezclado.
- Mejora las propiedades Mecánicas del Cemento.
- Simplifica su aplicación.
- Evita la inhalación de Vapores.
- La cánula troquelada permite su empleo en cirugías de cadera y/o rodilla.
- Se adapta a pistolas aplicadoras de uso corriente.
- La disposición central de la cánula aplicadora permite la aplicación del cemento en espacios restringidos o de difícil acceso.


Orthopädie

SYNIMIX V

VAKUUMMISCHER / APPLIKATIONSSYSTEM

Zement ist gemischt unter teilweisem Vakuum

- Reduktion der Luftblasen.
- Verbesserung der mechanischen Eigenschaften des Zementes.
- Fachgerechte Zementapplikation möglich
- Verhindert Geruchsbildung.
- Kanüle ist prekonfiguriert, um in das Applikationssystem für Knie- und/oder Hüftoperation zu passen.
- Auch für andere Applikationssysteme verwendbar.
- Die zentrale Applikationskanüle ermöglicht eine Zementierung bei engen und begrenzten chirurgischen Anwendungen



SYNIMIX V

REF 880439