

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

CENTRUL PENTRU ACHIZITIILE PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SANATATE

Numărul procedurii de achiziție:			ocds-b3wdp1-MD-1729242120165 / 21300003 din 20.11.2024			
Denumirea procedurii de achiziție:			Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentară 28)			
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 20 Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi) Cod 150910	Centrifuga, de laborator (8-12tuburi) DM0412 nr.cat.903400212 2 A12-10P nr.cat.19200348	CHINA	DLAB Scientific Co.	Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi) Cod 150910 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sângele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă Maximală, rpm ≥ 6000 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 8-12 tuburi Timer Diapazon minim de timp 1 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu Indicatori Indicarori vizual și acustic obligatoriu Debalansare obligatoriu Pornire/oprire obligatoriu Capac deschis obligatoriu Display Digital obligatoriu Nivelul de zgomot ≤70 dB obligatoriu Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor și standartelor în vigoare obligatoriu	Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi) (catalog pag.81-82) Cod 150910 <u>Descriere</u> : Centrifuga DM0412 de laborator este folosită pentru separarea centrifugală a sângelui uman sau probelor de urină în rotor, conform EN ISO 12772. Parametrul - Specificația : <u>Viteza de rotație</u> : Minimală, rpm de la 300 Maximală, rpm pină la 4500 (increment 100 rpm) - <i>Manual de utilizare pag 3</i> Setări setarea vitezei -DA Capacitatea și numărul de tubuiri : 8 tub*15 ml ; 12 tub*10 ml Numărul de tuburi 8-12 tuburi (A12-10P,Catalog 19200348 pag.83) Timer Gama de timp 30sec - 99 min HOLD, operare continuă Incrementarea ≤1 min. Recunoșterea automată a rotorului - DA Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului -DA (MANUAL DE UTILIZARE - FIGURA 6.1 -PAG.6 + FIG.7.2 PAG.7) Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor și standartelor în vigoare -DA (Manual de utilizare -Figura 6.2 pag 6 Funcție de autodiagnosticare.Dacă apare o problema pe ecran apare un cod de eroare /avertizare cu Litera E și operatorul poate determina o defecțiune după codul de avertizare aparut -Manual de utilizare punctul 11.1 pag.13 Detector de depășire a vitezei, diagnostic intern automat -DA Indicatori Indicarori vizual și acustic -DA Debalansare -DA (MANUAL DE UTILIZARE PAG.2) Pornire/oprire -DA	Declaratia de conformitate , CE pentru Echipament Electronic , ISO

Nume: Varman Irina În calitate de: Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinău, str. Docuceaev, 6

Semnat electron