

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației: Licitație deschisă: 21012603 / ocds-b3wdp1-MD-1569569049857		Data: 13 oct 2019, 12:00 - 4 nov 2019	Alternativa nr.: nu sunt
Denumirea licitației:	Consumabile și reagenți de laborator pentru anul 2020 conform cerintelor I.M.S.P. Institutul de Medicină Urgentă		Pagina: 1 din 9

<u>Denumire Lot</u>	<u>Model produs propus</u>	<u>Tara de orig.</u>	<u>Produsator</u>	<u>Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință</u>	<u>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant</u>	<u>Standard e de referință</u>
Consumabile, piese de schimb si reagenti p-u analizatorul EasyLyte plus	Electrod Na(original de la producator) p-u analizatorul EasyLyte plus	SUA	Medica Corp.	Electrod Na(original de la producator) p-u analizatorul EasyLyte plus	Electrod Na(original de la producator) p-u analizatorul EasyLyte plus	
	Electrod K(original de la producator) p-u analizatorul EasyLyte plus			Electrod K(original de la producator) p-u analizatorul EasyLyte plus	Electrod K(original de la producator) p-u analizatorul EasyLyte plus	
	Electrod Cl (original de la producator) p-u analizatorul EasyLyte plus			Electrod Cl (original de la producator) p-u analizatorul EasyLyte plus	Electrod Cl (original de la producator) p-u analizatorul EasyLyte plus	
	Electrod de referinta (original de la producator) p-u analizatorul EasyLyte plus			Electrod de referinta (original de la producator) p-u analizatorul EasyLyte plus	Electrod de referinta (original de la producator) p-u analizatorul EasyLyte plus	
	Valva p-u dozarea reagentului, serului si deseurilor (original de la producator).			Valva p-u dozarea reagentului, serului si deseurilor (original de la producator).	Valva p-u dozarea reagentului, serului si deseurilor (original de la producator).	
	Tub din silicon p-u reagenti, ser si deseuri original de la producator			Tub din silicon p-u reagenti, ser si deseuri original de la producator	Tub din silicon p-u reagenti, ser si deseuri original de la producator	
	Membrana de asamblare original de la producator			Membrana de asamblare original de la producator	Membrana de asamblare original de la producator	
	Pachet de reactive(Standart A, StandartB, solutie de spalare) 800 ml original de la producator			Pachet de reactive(Standart A, StandartB, solutie de spalare) 800 ml original de la producator	Pachet de reactive(Standart A, StandartB, solutie de spalare) 800 ml original de la producator	
	Solutie de spalare p-u fiecare zi (6*15 ml) original de la producator			Solutie de spalare p-u fiecare zi (6*15 ml) original de la producator	Solutie de spalare p-u fiecare zi (6*15 ml) original de la producator	
	Solutie de spalare internal filling solution			Solutie de spalare internal filling solution	Solutie de spalare internal filling solution	
Bilirubina Calibrator universal	Elical 2, Calibrator universal	Franta	Elitech	Bilirubina Calibrator universal pentru calibrarea bilirubina totala si bilirubina directa. Ambalaj: Flacoane x 3-5ml	Ambalaj: Flacoane x 3ml, calibrator universal cu continut de bilirubina totala si bilirubina directa	
Control ser Normal	Elitrol I, Control ser normal fl.-5 ml.	Franta	Elitech	Control ser normal. Ser din bovine liofilizat pentru reproductibilitate cu posibilitatea deretminarii indicilor biochimici principali:proteina totala, albumina , urea creatinina, bilirubina totala si directa,glucoza ALAT,ASAT,a-amilaza.cholesterol triglicerid Na K,Cl si alte. fl.3-5 ml.	Control ser normal fl.5 ml. Ser uman liofilizat pentru reproductibilitate cu posibilitatea deretminarii indicilor biochimici principali:proteina totala, albumina , urea creatinina, bilirubina totala si directa,glucoza ALAT, ASAT, a-amilaza. colesterol triglicerid Cl, s.a.	

Control ser Patologic	Elitrol II, Control ser patologic, fl .- 5 ml	Franta	Elitech	Control ser patologic. Ser din bovine liofilizat pentru reproductibilitate cu posibilitatea deretminarii indicilor biochimici principali:proteina totala,albumina ,urea creatinina, bilirubina totala si directa, glucoza ALAT, ASAT,a-amilaza.cholesterol triglicerid Na K,Cl si alte. Ambalaj: 3-5 ml.	Control ser patologic, fl .5 ml. Ser uman liofilizat pentru reproductibilitate cu posibilitatea deretminarii indicilor biochimici principali:proteina totala, albumina , urea creatinina, bilirubina totala si directa,glucoza ALAT, ASAT,a-amilaza. colesterol triglicerid Cl, s.a.	
Investigații imunologice	ASLO-LATEX	Marea Britanie	Lorne Lab.	ASLO-LATEX pentru investigatiile calitative si semicalitative metoda latex,cu posibilitatea investigarii in varianta macro,in set sa fie inclus control negativ si pozitiv	ASLO- LATEX. Investigații imunologice , pentru investigatiile calitative si semicalitative metoda latex,cu posibilitatea investigarii in varianta macro, in set sa fie inclus control negativ si pozitiv; 5ml=100teste	
Investigații imunologice	RF-LATEX	Marea Britanie	Lorne Lab.	RF-LATEX pentru investigatiile calitative si semicalitative metoda latex,cu posibilitatea investigarii in varianta macro,in set sa fie inclus control negativ si pozitiv	RF- LATEX. Investigații imunologice, pentru investigatiile calitative si semicalitative metoda latex, cu posibilitatea investigarii in varianta macro,in set sa fie inclus control negativ si pozitiv; 5ml=100teste	
Investigații imunologice	CPR-LATEX	Marea Britanie	Lorne Lab.	CPR-LATEX pentru investigatiile calitative si semicalitative metoda latex,cu posibilitatea investigarii in varianta macro,in set sa fie inclus control negativ si pozitiv	CPR- LATEX. Investigații imunologice ,pentru investigatiile calitative si semicalitative metoda latex, cu posibilitatea investigarii in varianta macro, in set sa fie inclus control negativ si pozitiv; 5ml=100teste	
Troponin I	Troponin I, 1221	China	Invbio	Troponin I (expres test). Sensibilitatea nu mai mult de 0.5-1ng/ml. Locuri pentru citirea rezultatelor nu mai mic de 5mml	Sensibilitatea = 1ng/ml. 25cards/box	
BM-control	BM-control 8fl*10ml	Rusia	Medlakor	BM-control pentru construirea graficului de calibrare si controlul calitatii determinarea proteinei in urina	BM-control . Puritate: analitic pentru construirea graficului de calibrare si controlul calitatii determinarea proteinei in urina	
Hemoglobina cu ferocianid,	Hemoglobina cu ferocianid,	Rusia	Agat	Hemoglobina cu ferocianid pentru determinarea fotoclorimetrice a hemoglobinei ,metoda manuala	Hemoglobina cu ferocianid. Pentru determinarea fotoclorimetrice a hemoglobinei , metoda manuala; fl.50ml/3000ml sol. gata de lucru	
Azur-Eozină Romanovschii soluție	Azur-Eozină Romanovschii soluție (fl din plastic)	Rusia	Minimed	Azur-Eozină Romanovschii (fl din plastic) soluție pregatita pentru utilizarea.	Azur-Eozină Romanovschii soluție (fl din plastic). p-u investigatii clinice ambalaj 1000ml cu bufer	
Colorant Main-Griunvald, soluție	Colorant Main-Griunvald, soluție	Rusia	Minimed	Colorant Main-Griunvald, soluție p-u investigatii clinice.	p-u investigatii clinice ambalaj -1000ml	
Țoliclon Anti A	Țoliclon Anti A	Rusia	Mediclone	Țoliclon Anti A	Ambalaj -100 doze, 10ml pentru determinarea grupei sanguine pe placa si tub	
Țoliclon Anti B	Țoliclon Anti B	Rusia	Mediclone	Țoliclon Anti B	Ambalaj -100 doze, 10ml pentru determinarea grupei sanguine pe placa si tub	

Țoliclon Anti D super	Țoliclon Anti D super IgM	Rusia	Mediclone	Țoliclon Anti D super	Ambalaj -100 doze, 10ml pentru determinarea grupei sanguine pe placa si tub	
Eprubete din polipropilen V-10ml	Eprubete PP, V-10ml	Italia	Kima	Eprubete din polipropilen V-10ml fara capac	Eprubete PP V-10ml, fara capac.	
Eprubete din polipropilen cu citrat de Na 3.8% p-u coagulograma cu v= 3ml	Eprubete PP, cu citrat de Na 3.8% pentru coagulograma cu v= 3ml	Italia	Kima	Eprubete din polipropilen cu citrat de Na 3.8% pentru coagulograma cu v= 3ml	Eprubete PP cu citrat de Na 3.8% pentru coagulograma cu v= 3ml. Destinatie pentru recoltarea singelui destinat examenarilor de laborator.	
Eprubete polipropilen conice Eppendorf cu capac v= 0,5ml	Eprubete polipropilen conice Eppendorf cu capac v= 0,5ml; 4092.1N	Spania	Deltalab	Eprubete polipropilen conice Eppendorf cu capac v= 0,5ml	Eprubete polipropilen conice Eppendorf cu capac v= 0,5ml	
Pipete automate 500mcl	Pipete automate 500mcl	Rusia	Thermo Fisher	Pipete automate 500mcl	Pipete automate 500mcl	
Pipete automate 200-1000mcl	Pipete automate 200- 1000mcl	Rusia	Thermo Fisher	Pipete automate 200- 1000mc	Pipete automate 200- 1000mc	
Pipete automate 0-50mcl	Pipete automate 0-50mcl	Rusia	Thermo Fisher	Pipete automate 0-50 mcl	Pipete automate 0-50 mcl	
Vîrfuri albe p-u pipette automat tip Eppendorf 1-10 mkl	Vîrfuri albe p-u pipette automat tip Eppendorf 1-10 mkl	Italia	Kima	Vîrfuri albe p-u pipette automat tip Eppendorf 1-10 mkl	Vîrfuri albe p-u pipette automat tip Eppendorf 1-10 mkl	
Cuve cu bile pentru coagulometru Behk Electronic optic mecanic	Cuve cu bile pentru coagulometru Behk Electronic optic mecanic	Germania	Behnk El.	Cuve cu bile pentru coagulometru Behk Electronic optic mecanic	Cuve cu bile pentru coagulometru Behk Electronic	
Container p-u urină nesteril (capac din plastic) 200ml	Container p-u urină nesteril (capac din plastic) 200ml	Italia	Kima	Container p-u urină nesteril (capac din plastic) 200ml	Container p-u urină nesteril (capac din plastic) 200ml. Nesterile cu capac	
Microcuvete p/u Cuatron A-1	Microcuvete p/u Cuatron A-1	Italia	Aptaca	Microcuvete p/u Cuatron A-1	Microcuvete p/u Cuatron A-1. Adaptate pentru coagulometru cuatron	
Consumabile, piese de schimb pentru analizatorul biochimic Stat-FAX 3300	Consumabile, piese de schimb pentru analizatorul biochimic Stat-FAX 3300	SUA	Awareness Int.	Lampa compatibile cu analizatorul biochimic Stat-FAX 3300, original de la producator.	Lampa compatibile cu analizatorul biochimic Stat-FAX 3300, original de la producator.	
Consumabile, piese de schimb pentru analizatorul biochimic Stat-FAX 3300	Consumabile, piese de schimb pentru analizatorul biochimic Stat-FAX 3300	SUA	Awareness Int.	Vas p-u evacuarea deseurilor	Vas p-u evacuarea deseurilor	
Placa de unica folosinta pentru determinarea grupei sanguine cu 50-60 locuri	Placa de unica folosinta pentru determinarea grupei sanguine cu 50-locuri	Rusia	Minimed	Placa de unica folosinta pentru determinarea grupei sanguine cu 50-60 locuri	Placa de unica folosinta pentru determinarea grupei sanguine cu 50- locuri	
ASAT (GOT)	ASAT (GOT)	Franta	Elitech	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul 40-200 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare cinetică pentru analizator semiautomat. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 2,0 Coeficientul de variație extraserial: < 1,5	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul 100 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare cinetică pentru analizator semiautomat. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 2,0 Coeficientul de variație extraserial: < 1,5	

ALAT (GPT)	ALAT (GPT)	Franta	Elitech	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40-200 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare cinetică pentru analizator semiautomat.Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 4 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 1.5 Coeficientul de variație extraserial: < 1.0	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 100 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare:Fotometrică fermentativă. Determinare cinetică pentru analizator semiautomat.Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizatăLimita minimă de detectie pentru set: < 4 U/LCoeficientul de variație intraserial: < 1.5Coeficientul de variație extraserial: < 1.0	
Albumina (Albumin)	Albumina (Albumin)	Franta	Elitech	Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 40-200 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică pentru analizator semiautomat. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2.0 g/l Coeficientul de variație intraserial: < 0,15 Coeficientul de variație extraserial: <0,15	Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 100 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică pentru analizator semiautomat. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibratorMaterial pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizatăLimita minimă de detectie pentru set: < 2.0 g/lCoeficientul de variație intraserial: < 0,15Coeficientul de variație extraserial: <0,15	
Bilirubina totală (Total Bilirubin)	Bilirubina totală (Total Bilirubin)	Franta	Elitech	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 50-150 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică DCA pentru analizator semiautomat. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 1.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 5.0 Coeficientul de variație extraserial: < 5.0	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 125 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică DCA pentru analizator semiautomat.Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent.Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizatăLimita minimă de detectie pentru set: < 1.3 mmol/lCoeficientul de variație intraserial: < 5.0Coeficientul de variație extraserial: < 5.0	
Bilirubina directă (Direct Bilirubin)	Bilirubina directă (Direct Bilirubin)	Franta	Elitech	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 50-150 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică DCA pentru analizator semiautomat. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 1.8 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.03 Coeficientul de variație extraserial: < 0.01	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 125 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică DCA pentru analizator semiautomat.Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. BireagentMaterial pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizatăLimita minimă de detectie pentru set: < 1.8 mmol/lCoeficientul de variație intraserial: < 0.03Coeficientul de variație extraserial: < 0.01	
Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase)	Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase)	Franta	Elitech	Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul 50-100 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Determinare CINETICĂ pentru analizator semiautomat. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 3,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 3.0 Coeficientul de variație extraserial: < 3.0	Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul 60 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Determinare CINETICĂ pentru analizator semiautomat.Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizatăLimita minimă de detectie pentru set: < 3,0 U/LCoeficientul de variație intraserial: < 3.0 Coeficientul de variație extraserial: < 3.0	
alfa-Amilaza (alfa-	alfa-Amilaza (alfa-Amylase)	Franta	Elitech	alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul 50-100 ml.) Marcaj:	alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul 50 ml.) Marcaj: CE	

Amylase)				CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ pentru analizator semiautomat. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 33,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 5.0 Coeficientul de variație extraserial: < 8.0	Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ pentru analizator semiautomat. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 33,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 5.0 Coeficientul de variație extraserial: < 8.0	
Creatinina (Creatinine)	Creatinina (Creatinine)	Franta	Elitech	Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 100-200 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator pentru analizator semiautomat. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigații: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detecție pentru set: < 15 mcmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.05 Coeficientul de variație extraserial: < 0.05	Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 125 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator pentru analizator semiautomat. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigații: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detecție pentru set: < 15 mcmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.05 Coeficientul de variație extraserial: < 0.05	
Calciu (Calcium)	Calciu (Calcium)	Franta	Elitech	Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul 50-100 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu crezolfaleină pentru analizator semiautomat. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire, cu calibrator Material pentru investigații: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detecție pentru set: < 0.01m mol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.3 Coeficientul de variație extraserial: < 0.3	Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul 125 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu crezolfaleină pentru analizator semiautomat. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire, cu calibrator Material pentru investigații: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detecție pentru set: < 0.01m mol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.3 Coeficientul de variație extraserial: < 0.3	
Cholesterol total (Cholesterol)	Cholesterol total (Cholesterol)	Franta	Elitech	Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul 100-200 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică pentru analizator semiautomat. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 0,08 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 2.0 Coeficientul de variație extraserial: < 2.5	Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul 100 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică pentru analizator semiautomat. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 0,08 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 2.0 Coeficientul de variație extraserial: < 2.5	
Gamma-GT (Gamma-GT)	Gamma-GT (Gamma-GT)	Franta	Elitech	Gamma-GT (Gamma-GT) (Flacoane cu volumul 40-100 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ pentru analizator semiautomat. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 1,5 Coeficientul de variație extraserial: < 1,0	Gamma-GT (Gamma-GT) (Flacoane cu volumul 62.5 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ pentru analizator semiautomat. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 1,5 Coeficientul de variație extraserial: < 1,0	

Glucoza (Glucose)	Glucoza (Glucose)	Franta	Elitech	Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 50-150 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD-PAP pentru analizator semiautomat. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: < 0.1 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 7.0 Coeficientul de variație extraserial: < 3.0	Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 100 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD-PAP pentru analizator semiautomat. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată, urina Limita minimă de detectie pentru set: < 0.1 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 7.0 Coeficientul de variație extraserial: < 3.0	
Fier (Iron)	Fier (Iron)	Franta	Elitech	Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 40-100 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu feren pentru analizator semiautomat. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 0.9 mcmol/ l Coeficientul de variație intraserial: < 3.0 Coeficientul de variație extraserial: < 4.0	Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 100 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu feren pentru analizator semiautomat. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 0.9 mcmol/ l Coeficientul de variație intraserial: < 3.0 Coeficientul de variație extraserial: < 4.0	
LDH (LDH)	LDH (LDH)	Franta	Elitech	LDH (LDH) (Flacoane cu volumul 40-100 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa. Determinare cinetica pentru analizator semiautomat. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 5,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 10,0 Coeficientul de variație extraserial: < 8,0	LDH (LDH) (Flacoane cu volumul 60 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa. Determinare cinetica pentru analizator semiautomat. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 5,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 10,0 Coeficientul de variație extraserial: < 8,0	
Magneziu (Magnesium)	Magneziu (Magnesium)	Franta	Elitech	Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul 40-100 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrica pentru analizator semiautomat. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată ,urina, LCR. Limita minimă de detectie pentru set: < 0.02m mol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.03 Coeficientul de variație extraserial: < 0.06	Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul 100 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrica pentru analizator semiautomat. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată ,urina, LCR. Limita minimă de detectie pentru set: < 0.02m mol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.03 Coeficientul de variație extraserial: < 0.06	
Proteina Totală (Total Protein)	Proteina Totală (Total Protein)	Franta	Elitech	Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 50-100 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret pentru analizator semiautomat. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie	Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 100 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret pentru analizator semiautomat. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita	

				pentru set: < 5,0 g/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.1 Coeficientul de variație extraserial: < 0.15	minimă de detecție pentru set: < 5,0 g/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.1 Coeficientul de variație extraserial: < 0.15	
Trigliceride (Triglicerides)	Trigliceride (Triglicerides)	Franta	Elitech	Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul 100-200 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică pentru analizator semiautomat. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 0,01 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 3.5 Coeficientul de variație extraserial: < 3.0	Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul 50 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică pentru analizator semiautomat. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 0,01 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 3.5 Coeficientul de variație extraserial: < 3.0	
Uree (Urea)	Uree (Urea)	Franta	Elitech	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 40-200 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: CINETICĂ ureaze UV pentru analizator semiautomat. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detecție pentru set: < 0.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 2.0 Coeficientul de variație extraserial: < 3.5	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 100 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: CINETICĂ ureaze UV pentru analizator semiautomat. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detecție pentru set: < 0.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 2.0 Coeficientul de variație extraserial: < 3.5	
Acidul Uric (Uric Acid)	Acidul Uric (Uric Acid)	Franta	Elitech	Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul 40-100 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată , urina Limita minimă de detecție pentru set: < 4.2 mmol/ l Coeficientul de variație intraserial: < 0.1 Coeficientul de variație extraserial: < 0.15	Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul 50 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată, urina Limita minimă de detecție pentru set: < 4.2 mmol/ l Coeficientul de variație intraserial: < 0.1 Coeficientul de variație extraserial: < 0.15	
LDL Coolesterol (LDL Cholesterol)	LDL Coolesterol (LDL Cholesterol)	Franta	Elitech	LDL Coolesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40-100 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu protecția selectivă a colesterolului LDL. Fără sedimentare. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 0.03 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 1.5 Coeficientul de variație extraserial: < 1.0	LDL Coolesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 80 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu protecția selectivă a colesterolului LDL. Fără sedimentare. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 0.03 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 1.5 Coeficientul de variație extraserial: < 1.0	

HDL Colesterol (HDL Cholesterol)	HDL Colesterol (HDL Cholesterol)	Franta	Elitech	HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40-100 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu imunoinhibiția a colesterolului LDL și VLDL. Fara sedimentare. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 0.03 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 1.5 Coeficientul de variație extraserial: < 2.0	HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 80 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu imunoinhibiția a colesterolului LDL și VLDL. Fara sedimentare. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 0.03 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 1.5 Coeficientul de variație extraserial: < 2.0	
Creatinchinaza totală (Creatinkinase totale)	Creatinchinaza totală (Creatinkinase totale)	Franta	Elitech	Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul 20-50 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 2,0 Coeficientul de variație extraserial: < 2,5	Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul 50 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 2,0 Coeficientul de variație extraserial: < 2,5	
Creatinchinaza MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.)	Creatinchinaza MB (Creatinkinase MB)	Franta	Elitech	Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul 20-50 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 2,0 Coeficientul de variație extraserial: < 2,5	Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul 50 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 2,0 Coeficientul de variație extraserial: < 2,5	
Proba cu timol	Proba cu timol, 1flx11 ml sol conc. (500ml sol gata de lucru)	Rusia	Agat med.	Proba cu timol (Flacoane cu volumul 20-50 ml.) Marcaj: CE Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 0.5 mg/dl Coeficientul de variație intraserial: < 5.0 Coeficientul de variație extraserial: < 8.0	Proba cu timol (Flacoane cu volumul 11 ml.) Marcaj: CE Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 0.5 g/dl Coeficientul de variație intraserial: < 5.0 Coeficientul de variație extraserial: < 8.0	
Consumabile , reagenti p-u analizatorul hematologic „Abacus Junior 30,,	Material de control in 3 nivele p-u analizatorul hematologic „Abacus Junior 30,, Norma.	Olanda	Avantor	Material de control in 3 nivele p-u analizatorul hematologic „Abacus Junior 30,, Norma.	Material de control in 3 nivele p-u analizatorul hematologic „Abacus Junior 30,, Norma. 2.5ml/fl	
	Material de control in 3 nivele p-u analizatorul hematologic „Abacus Junior 30,, Low.			Material de control in 3 nivele p-u analizatorul hematologic „Abacus Junior 30,, Low.	Material de control in 3 nivele p-u analizatorul hematologic „Abacus Junior 30,, Low. 2.5ml/fl	
	Material de control in 3 nivele p-u analizatorul hematologic „Abacus Junior 30,, High.			Material de control in 3 nivele p-u analizatorul hematologic „Abacus Junior 30,, High.	Material de control in 3 nivele p-u analizatorul hematologic „Abacus Junior 30,, High. 2.5ml/fl	
	Solutie de diluare p-u analizatorul hematologic „Abacus Junior 30,,			Solutie de diluare p-u analizatorul hematologic „Abacus Junior 30,,	Solutie de diluare p-u analizatorul hematologic „Abacus Junior 30,, 20L	

	Solutie de lizare p-u analizatorul hematologic „Abacus Junior 30,,			Solutie de lizare p-u analizatorul hematologic „Abacus Junior 30,,	Solutie de lizare p-u analizatorul hematologic „Abacus Junior 30,, 5L	
	Solutie de spalare p-u analizatorul hematologic „Abacus Junior 30,,			Solutie de spalare p-u analizatorul hematologic „Abacus Junior 30,,	Solutie de spalare p-u analizatorul hematologic „Abacus Junior 30,, 1L	
	Solutie de hipoclorid 0,5% detergent p-u analizatorul hematologic „Abacus Junior 30,,			Solutie de hipoclorid 0,5% detergent p-u analizatorul hematologic „Abacus Junior 30,,	Solutie concentrata de hipoclorid 0,5% detergent p-u analizatorul hematologic „Abacus Junior 30,, 1L	
Calculator electronic pentru numararea formulei leucocitare, eritrocitelor si alte analize.	Calculator electronic pentru numararea formulei leucocitare, eritrocitelor si alte analize.	Rusia	Minimed	Calculator electronic pentru numararea formulei leucocitare,eritrocitelor si alte analize.	Calculator electronic pentru numararea formulei leucocitare, eritrocitelor si alte analize.	

Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: *DIN MOMENTUL INTRATHI IN VIGOARE A CONTRACTULUI - 31 DECEMBRIE 2020, la solicitare.*

Certificatele solicitate in specificatie - prezentarea in decurs de 3 zile de la solictare.

DDP - Franco destinație vămuit.

Oferta valabila: 60 zile

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Tudor Ceaicovschi În calitate de: director-general

Ofertantul: “GBG-MLD” SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Tighina 65, of. 607