

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție:	Achizitii.md ID 21076147, MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1679057745199 din „19” aprilie 2023
Obiectul achiziției:	Medii de cultură pentru anul 2023

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan-darde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
22	Lot 22. Sticlă de cultură BACT/ALERT FA PLUS Aerobic	410851_BacT/ALERT FA Plus	SUA	bioMerieux, Inc.	Bucată = o sticlă, conține 30 ml de mediu complex suplimentat	Flacoanele de cultură BACT/ALERT® FA Plus se utilizează cu sistemele de detecție microbiană BACT/ALERT® în procedurile calitative de recuperare și detecție a microorganismelor aerobe și facultative anaerobe (bacterii și levuri) din sânge și din alte lichide biologice sterile în mod normal. Buc. = flacon. Conform cerintelor. Ambalaj: 100 flacoane/cutie	CE, ISO
23	Lot 23. Sticlă de cultură BACT/ALERT FN PLUS Anaerobic	410852_BacT/ALERT FN Plus	SUA	bioMerieux, Inc.	Bucată = o sticlă, conține 40 ml de mediu complex suplimentat	Flacoane de hemocultură BacT/ALERT® FN Plus, utilizate cu sistemul de detecție microbiană BacT/ALERT® în procedurile calitative de recuperare și detecție a microorganismelor anaerobe și facultative anaerobe din sânge și din alte lichide biologice sterile. Buc. = flacon. Conform cerintelor. Ambalaj: 100 flacoane/cutie	CE, ISO
24	Lot 24. Sticlă de cultură BACT/ALERT PF PLUS Aerobic pediatric	410853_BacT/ALERT PF Plus	SUA	bioMerieux, Inc.	Bucată = o sticlă, conține 30 ml de mediu complex suplimentat	Flacoanele de cultură BACT/ALERT® PF Plus se utilizează cu sistemele de detecție microbiană BACT/ALERT® în procedurile calitative de recuperare și detecție a microorganismelor microorganismelor aerobe și facultative anaerobe (bacterii și levuri) din sânge. Buc. = flacon. Conform cerintelor. Ambalaj: 100 flacoane/cutie	CE, ISO
94	Lot 94. Strip biochimic pentru identificarea Enterobacteriaceae și altor bacili Gram-negativi nepretențioși (oxidaza "-" și "+") , minim 20 teste cu medii deshidratate în complet cu toți reagenții/Strip format, interpretare electronica.	TOTAL: 41 X API 20 E 25STRIPS, ref. 20100 + 41 X API 20 E REAGENT KIT 6AMP, ref. 20120 + 11 X API NACL 0.85% MEDIUM 5ML 100AMP, ref. 20230 + 41 X API MINERAL OIL 1X125ML, ref. 70100 + 21 X ZN (ZINC POWDER) 2X10G, ref. 70380 + 7 X OXIDASE 50 AMP * 0.75 ML, ref. 55635	Franța	BioMérieux SA	Bucată = strip format	• API 20 E 25STRIPS, ref. 20100, este un sistem calitativ standardizat pentru identificarea Enterobacteriaceae și a altor bacili Gram-negativi nepretențioși. Acesta utilizează teste miniaturizate, precum și o bază de date specifică. Inocularea și citirea stripurilor se efectuează manual, iar identificarea se realizează prin utilizarea unui software de identificare. Bucată = strip format. 1 cutie = 25 de stripuri API® 20 E 25 de cutii de incubare 25 de fișe de rezultate 1 clemă de sigilare 1 Insert Tehnic furnizat în kit sau care poate fi descărcat de pe www.biomérieux.com/techlib; • API 20 E REAGENT KIT 6AMP, ref. 20120: JAMES + NIT 1 + NIT 2 + TDA + VP 1 + VP 2; • API NACL 0.85% MEDIUM 5ML 100AMP, ref. 20230; • API MINERAL OIL 1X125ML, ref. 70100; • ZN (ZINC POWDER) 2X10G, ref. 70380; • OXIDASE 50 AMP * 0.75 ML, ref. 55635. TOTAL: 41 X API 20 E 25STRIPS, ref. 20100 + 41 X API 20 E REAGENT KIT 6AMP, ref. 20120 + 11 X API NACL 0.85% MEDIUM 5ML 100AMP, ref. 20230 + 41 X API MINERAL OIL 1X125ML, ref. 70100 + 21 X ZN (ZINC POWDER) 2X10G, ref. 70380 + 7 X OXIDASE 50 AMP * 0.75 ML, ref. 55635	CE, ISO
114	Lot 114. Reactivi/ consumabile pentru Vitek						
114.1	114.1. Card Vitek 2 GN pentru identificarea m/o Gram negative fermentative si nefermentative	21341_VITEK 2 GN	SUA	bioMerieux, Inc.	Bucata= set/ 20 carduri	21341_VITEK 2 GN. Cardul VITEK® 2 pentru identificarea germenilor Gram-negativi este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems pentru identificarea automatizată a bacililor Gram-negativi fermentativi și nefermentativi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic. Ambalaj: 20 carduri/set. Buc = set	CE, ISO
114.2	114.2. Card Vitek 2 GP pentru identificarea m/o Gram pozitive	21342_VITEK 2 GP	SUA	bioMerieux, Inc.	Bucata= set/ 20 carduri cu 43 de teste biochimice	21342_VITEK 2 GP. Cardul VITEK® 2 pentru identificarea germenilor Gram-pozitivi (GP) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems pentru identificarea automatizată a celor mai importante microorganisme Gram-pozitive. Ambalaj: 20 carduri/set. Buc = set. Conform cerințelor	CE, ISO

114.3	114.3. Card Vitek 2 ANC pentru identificarea bacteriilor anaerobe și specii de <i>Corynebacteriu</i> , <i>Clostridium</i>	21347_VITEK 2 ID ANC	SUA	bioMerieux, Inc.	Bucata= set/ 20 carduri	21347_VITEK 2 ID ANC. Cardul VITEK® 2 pentru identificarea anaerobilor și corinebacteriilor (ANC) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems pentru identificarea automatizată a speciilor de microorganisme anaerobe și din genul <i>Corynebacterium</i> cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic. Ambalaj: 20 carduri/set. Buc = set	CE, ISO
114.4	114.4. Card Vitek 2 AST-N75 pentru testarea sensibilității bacteriilor Gram Negative, ESBL confirm	413432_VITEK 2 AST-GN75	SUA	bioMerieux, Inc.	Bucata= set/ 20 carduri	413432_VITEK 2 AST-GN75. Cardurile pentru testarea susceptibilității bacililor Gram negativi VITEK® 2 sunt destinate utilizării cu sistemele VITEK 2 în laboratoarele clinice ca test <i>in vitro</i> pentru a determina susceptibilitatea la agenții antimicrobieni abacililor Gram negativi aerobi cu semnificație clinică conform instrucțiunilor din Buletinul Informativ Online al Produsului. Ambalaj: 20 carduri/set. Buc = set	CE, ISO
114.5	114.5. Card Vitek 2 AST-N204 pentru testarea sensibilității bacteriilor Gram Negative, ESBL confirm	412865_AST-N204 VITEK	SUA	bioMerieux, Inc.	Bucata= set/ 20 carduri	412865_AST-N204 VITEK. Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare <i>in vitro</i> , pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram-negativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Ambalaj: 20 carduri/set. Buc = set	CE, ISO
114.6	114.6. Card Vitek 2 AST N-397 pentru testarea sensibilității bacteriilor Gram Negative rezistente	423588_AST-N397 TEST KIT 20 CARDS	SUA	bioMerieux, Inc.	Bucata= set/ 20 carduri	423588_AST-N397 TEST KIT 20 CARDS. Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare <i>in vitro</i> , pentru a determina sensibilitatea bacililor Gramnegativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Ambalaj: 20 carduri/set. Buc = set	CE, ISO
114.7	114.7. Card Vitek 2 AST N-222/ pentru testarea sensibilității bacteriilor Gram Negative rezistente	413083_VITEK 2 AST N222	SUA	bioMerieux, Inc.	Bucata= set/ 20 carduri	413083_VITEK 2 AST N222. Cardurile pentru testarea susceptibilității bacililor Gram negativi VITEK® 2 sunt destinate utilizării cu sistemele VITEK 2 în laboratoarele clinice ca test <i>in vitro</i> pentru a determina susceptibilitatea la agenții antimicrobieni a bacililor Gram negativi aerobi cu semnificație clinică conform instrucțiunilor din Buletinul Informativ Online al Produsului. Ambalaj: 20 carduri/set. Buc = set	CE, ISO
114.8	114.8. Card Vitek 2 AST-P592 pentru testarea sensibilității bacteriilor Gram pozitive (Staph, Enterococcus, S. agalactiae)	22287_VITEK 2 AST P592	SUA	bioMerieux, Inc.	Bucata= set/ 20 carduri	22287_VITEK 2 AST P592. Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare <i>in vitro</i> , pentru a determina sensibilitatea <i>Staphylococcus spp.</i> , <i>Enterococcus spp.</i> , și <i>S. agalactiae</i> la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Ambalaj: 20 carduri/set. Buc = set	CE, ISO
114.9	114.9. Card Vitek 2 NH pentru identificarea speciilor de <i>Actinobacillus</i> , <i>Campylobacter</i> , <i>Capnocytophaga</i> , <i>Haemophilus</i> , <i>Kingella</i> , <i>Neisseria</i> , etc	21346_VITEK 2 NH KIT	SUA	bioMerieux, Inc.	Bucata= set/ 20 carduri	21346_VITEK 2 NH KIT. Cardul VITEK® 2 pentru identificarea germenilor <i>Neisseria-Haemophilus</i> (NH) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems pentru identificarea automatizată a microorganismelor rezistente (dificile) cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic. Ambalaj: 20 carduri/set. Buc = set	CE, ISO
114.10	114.10. Card Vitek 2AST-ST03 pentru testarea sensibilității la antibiotice a speciilor de <i>Streptococcus pneumoniae</i> , <i>Streptococi</i> beta hemolitici și streptococi <i>Viridans</i>	421040_VITEK AST-ST03	SUA	bioMerieux, Inc.	Bucata= set/ 20 carduri	421040_VITEK AST-ST03. Cardul pentru testarea sensibilității la speciile de <i>Streptococcus</i> , VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare <i>in vitro</i> , pentru a determina sensibilitatea <i>S. pneumoniae</i> , <i>Streptococcus beta-hemolitic</i> și <i>Viridans Streptococcus</i> la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Ambalaj: 20 carduri/set. Buc = set	CE, ISO
114.11	114.11. Card Vitek AST-YS08 pentru testarea sensibilității fungilor	420739_VITEK AST-YS08	SUA	bioMerieux, Inc.	Set=20 carduri	420739_VITEK AST-YS08. Cardul pentru testarea sensibilității la infecțiile fungice, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare <i>in vitro</i> , pentru a determina sensibilitatea levurilor cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antifungici, conform instrucțiunilor. Ambalaj: 20 carduri/set	CE, ISO
114.12	114.12. Card Vitek YST identificare fungi	21343_VITEK 2 YST	SUA	bioMerieux, Inc.	Set=20 carduri	21343_VITEK 2 YST. Cardul VITEK® 2 pentru identificarea levurilor (YST) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems pentru identificarea automatizată a levurilor și a microorganismelor asemănătoare levurilor cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic. Ambalaj: 20 carduri/set	CE, ISO
114.13	114.13. Soluție salină sterilă (pH 4.5-7) pentru prepararea inoculului, necesar la identificare și testarea sensibilității microorganismelor cu ajutorul cardurilor Vitek 2	V1204_SOLUTIE SUSPENSIE	Franța	BioMérieux SA	Set = 3 flacoane de plastic câte 500 ml	V1204_SOLUTIE SUSPENSIE. Soluție salină sterilă numai pentru utilizarea <i>in vitro</i> . NaCl 0,45 % - pH = 4,5 – 7,0. Flacoane de plastic de 500 ml. Set = 3 flacoane. Accesoriile nu sunt IVD și nu au nevoie de CE	ISO
114.14	114.14. VITEK MS-CHCA	411071_VITEK MS-CHCA	Franța	BioMérieux SA	5x0,5 ml	Matricea VITEK® MS-CHCA este folosită împreună cu sistemele VITEK® MS pentru a permite identificarea microorganismelor. Matricea absoarbe energia din laserul instrumentului și o transferă către microorganisme pentru a activa ionizarea. Matricea VITEK® MS-CHCA este folosită exclusiv împreună cu instrumentele VITEK® MS, așa cum este indicat în manualul de utilizare al sistemului dvs.. VITEK® MS-CHCA = 5 x 0,5 ml/ set	CE, ISO
114.15	114.15. VITEK MS-FA	411072_VITEK MS-FA	Franța	BioMérieux SA	5x0,5 ml	VITEK® MS-FA este folosit pentru a pretrata levurile cu scopul de a facilita identificarea acestora conform metodei MALDI-TOF (Matrix-Assisted Laser Desorption Ionisation-Time Of Flight - Ionizare prin desorbție laser asistată de o matrice-timp de zbor). VITEK® MS-FA este folosită exclusiv împreună cu instrumentele VITEK® MS, așa cum este indicat în manualul de utilizare al sistemului dvs.. VITEK® MS-FA = 5 x 0,5 ml/ set	CE, ISO
114.16	114.16. VITEK MS-DS SLIDE	410893_VITEK MS-DS SLIDE	Franța	BioMérieux SA	8x4 slide	Lamelele țintă VITEK® MS-DS permit identificarea microorganismelor conform metodei de spectrometrie de masă MALDI-TOF (Ionizare prin desorbție laser asistată de o matrice-timp de zbor). Acestea se utilizează exclusiv cu instrumentele VITEK® MS, așa cum este indicat în manualul de utilizare al sistemului dvs.. Fiecare lamelă țintă conține 48 de spoturi de analiză și 3 spoturi de calibrare. 8 x 4 lamele țintă/ set	CE, ISO
114.17	114.17. VITEK PIKME NBS	423551_VITEK PICKME NBS	Franța	BioMérieux SA	18x96 vârfuri	18 x 96 VITEK PIKME NBS. Total= 1.728 buc/ set. Nu este IVD și nu are nevoie de CE	ISO

115	Lot 115. Vidas reactivi						
115.1	115.1. VIDAS CD GDH 60 teste	30125_VIDAS C. Difficile GDH	Franța	BioMérieux SA	Kit-60 teste	30125_VIDAS C. Difficile GDH. VIDAS® C. difficile GDH (GDH) este un test automat bazat pe tehnica Enzyme Linked Fluorescent Assay (ELFA – Analiza reacțiilor enzimatică în fluorescență), care se poate utiliza pe familia de aparate VIDAS®. Analiza VIDAS® C. difficile GDH (glutamat dehidrogenază) este un test calitativ care detectează antigenul C. difficile, glutamat dehidrogenaza, ca metodă de identificare a prezenței C. difficile în probele de materii fecale de la persoanele suspectate de infecție cu C. difficile (CDI). Prin intermediul testelor suplimentare, se detectează toxinele de C. difficile, iar testul trebuie utilizat ca sprijin în diagnosticarea infecției cu C. difficile. Ca și în cazul altor teste de C. difficile, rezultatele trebuie interpretate coroborat cu istoricul pacientului. 60 teste/kit	CE, ISO
115.2	115.2. VIDAS CD Toxina A/B 60 teste	30118_VIDAS C. DIFFICILE TOXIN A/B	Franța	BioMérieux SA	Kit-60 teste	30118_VIDAS C. DIFFICILE TOXIN A/B. Testul VIDAS® C. difficile Toxin A & B (CDAB) este un test automat care se utilizează cu gama de aparate VIDAS® pentru detectarea calitativă a toxinei A și a toxinei B Clostridium difficile în probele de scaun utilizând tehnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay – Analiza reacțiilor enzimatică în fluorescență). Testul VIDAS® C. difficile toxin A & toxin B (CDAB) asistă la diagnosticarea clinică a afecțiunilor asociate cu Clostridium difficile (CDAD). 60 teste/kit	CE, ISO
115.3	115.3. Quality Control Vidas	30706_VIDAS QCV - CONTROLUL CALITATII	Franța	BioMérieux SA	Set=60 teste	30706_VIDAS QCV - CONTROLUL CALITATII. Quality Control VIDAS® (QCV) este utilizat pentru detectarea funcționării anormale a mecanismelor de pipetare care pot afecta rezultatele testelor biologice. De asemenea, este destinat pentru verificarea capacității sistemul optic de a măsura niveluri ridicate de fluorescență. Set = 60 teste	CE, ISO

Semnat:

Numele, Prenumele: Bondarciuc Roman

Ofertantul: SRL Mediclim AM

În calitate de: Director

Adresa: MD-2005, Mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 141/A, et. 1