

SC IMUNOTEHNOMED SRL Confirmarea parametrilor tehnici solicitati

ANEXA Nr. 3

Lot	Denumire lot	Specificatia tehnica solicitata		Specificatia tehnica propusa
3	Sistem radiografic digital (cu bucky vertical) 210220	Sistem radiografic digital (cu bucky vertical) Sisteme radiografice de uz general sunt utilizate pentru a efectua procedurile de rutină cu raze x pentru diagnosticare oferite de cele mai multe spitale, clinici private, cabinete medicale, precum si centre de îngrijire urgentă.		Model Propus: DRGEM, GXR-68SD, Configuratie Premium + accesorii , Korea
		Parametrul	Specificatia	
		Modul radiologic Digital Detector unic	Obligativ	Da, corespunde
	Tip masă	Tip masă	Piedestal	Da, corespunde
		Suport electric	Obligativ	Da, corespunde
		Mișcarea mesei	Longitudinală, de la 90 cm	Da, # PBT-6 Deluxe – corespunde ± 55 cm, (fisier- Configuratie_ pagini din manualul de utilizare pag. 13)
			Laterală, minim ± 13 cm	Da, # PBT-6 Deluxe– corespunde ± 15 cm, (fisier- Configuratie_ pagini din manualul de utilizare pag. 13)
			Verticală, motorizat	Da, # PBT-6 Deluxe– corespunde motorizat (fisier- Configuratie_ pagini din manualul de utilizare pag. 13)
		Fața mesei	Densitatea mesei < 1.0 mm Al	Da, # PBT-6 Deluxe– corespunde 0,5 mm Al- optiune inclusa (fisier- Configuratie_ pagini din manualul de utilizare pag. 13)
		Greutatea maximă a pacientului	200 kg in miscare	Da, # PBT-6 Deluxe– corespunde 400 kg (fisier- Configuratie_ pagini din manualul de utilizare pag. 13)
		Suportul mesei	Piedestal	Da, # PBT-6 Deluxe– corespunde (fisier- Configuratie_ pagini din manualul de utilizare pag. 13)
		Sistem de control	electromagnetic	Da, # PBT-6 Deluxe – corespunde (fisier- Configuratie_ pagini din manualul de utilizare pag. 13)
	Sistemul BUCKY a mesei	Sistemul BUCKY a mesei	motorizat	Da, # PBT-6 Deluxe – corespunde (fisier- Configuratie_ pagini din manualul de utilizare pag. 13)

SC IMUNOTEHNOMED SRL Confirmarea parametrilor tehnici solicitati
ANEXA Nr. 3

		Dimensiunea	cm minimum 43x43	Da, # <i>PBT-6 Deluxe</i> – corespunde (fisier- Configuratie_ pagini din manualul de utilizare pag. 13)
		Controlul automat al expunerii (AEC)	minim 3 câmpuri	Da, # <i>9890 000 70006</i> – corespunde (fisier- Configuratie_ pagini din manualul de utilizare pag. 3)
		Raportul grilei	≥10:1	Da, # <i>PBT-6 Deluxe</i> – corespunde 13:1 (fisier- Configuratie_ pagini din manualul de utilizare pag. 13)
		Sincronizare automata cu tubul radiologic (exemplu autopozitionare, Auto-tracking)	Obligativ	Da, # <i>PBT-6 Deluxe</i> – corespunde 13:1 (fisier- Configuratie_ pagini din manualul de utilizare pag. 13)
		Aria de scanare a pacientului	≥ 180 cm	Da, # <i>TS-FM6 (Motorized)</i> – corespunde , deplasare longitudinala 2 100 mm (fisier- Configuratie_ pagini din manualul de utilizare pag. 15)
Detector digital	Detector digital plat Mărimea detector	cm ≥43x43	Da, # <i>Mano 4343A</i> – corespunde (fisier- Configuratie_ pagini din manualul de utilizare pag. 4)	
	Configurare detector Fără fir	Obligativ	Da, # <i>Mano 4343A</i> – corespunde (fisier- Configuratie_ pagini din manualul de utilizare pag. 4)	
	Caracteristicile detectorului Rezoluția matricei	pixeli ≥ 3052x3052 pixels	Da, # <i>Mano 4343A</i> – corespunde 4267x4267 pixels (fisier- Configuratie_ pagini din manualul de utilizare pag. 4)	
	DQE @ ≤ 1.0 lp/mm	≥ 65 %	Da, # <i>Mano 4343A</i> – corespunde DQE 0 lp/mm -73.4 % (fisier- Configuratie_ pagini din manualul de utilizare pag. 4)	
	DQE @ ≥ 2.0 lp/mm	≥ 37 %	Da, # <i>Mano 4343A</i> – corespunde DQE 2 lp/mm -40.4 % (fisier- Configuratie_ pagini din manualul de utilizare pag. 4)	
	Mărimea pixelului	≤140 μm	Da, # <i>Mano 4343A</i> – corespunde 100 um (fisier- Configuratie_ pagini din manualul de utilizare pag. 4)	
	Tip CSI (Celsiu iodid) s-au similar	Obligativ	Da, # <i>Mano 4343A</i> – corespunde CSI (fisier- Configuratie_ pagini din manualul de utilizare pag. 4)	

SC IMUNOTEHNOMED SRL Confirmarea parametrilor tehnici solicitati
ANEXA Nr. 3

		Procesarea avansată	Obligativ	Da, # <i>Mano 4343A</i> – corespunde (fisier- Configuratie_ pagini din manualul de utilizare pag. 4)
	Generator de raze X	Generator de raze X Puterea maxima	≥ 65 kW	Da, # <i>GXR 68</i> – corespunde 68 kW (fisier- Configuratie_ pagini din manualul de utilizare pag. 11)
		Intensitatea maximă la 100 kV	≥ 650 mA	Da, # <i>GXR 68</i> – corespunde 680 mA la 100 kV
		Domeniu curent (mA)	10-800 mA	Da, # <i>GXR 68</i> – corespunde 10-800 mA (fisier- Configuratie_ pagini din manualul de utilizare pag. 11)
		Domeniu tensiune (kV)	40-150 kV	Da, # <i>GXR 68</i> – corespunde 40-150 kV (fisier- Configuratie_ pagini din manualul de utilizare pag. 11)
		High speed starter	Obligativ	Da, # <i>GXR 68</i> – corespunde dual speed (fisier- Configuratie_ pagini din manualul de utilizare pag. 11)
		Control automat al expunerii AEC	Obligativ	Da, # <i>GXR 68</i> – corespunde (fisier- Configuratie_ pagini din manualul de utilizare pag. 11)
	Tubul de raze X	Tubul de raze X Anod rotativ	Obligativ	Da, # <i>RTM101HS</i> – corespunde (fisier- Configuratie_ pagini din manualul de utilizare pag. 16)
		Dimensiunea spotului focal	mm 0.6 și 1.2	Da, # <i>RTM101HS</i> – corespunde 0.6 și 1.2 mm (fisier- Configuratie_ pagini din manualul de utilizare pag. 16)
		Capacitatea termică	KHU ≥ 400	Da, # <i>RTM101HS</i> – corespunde 400 KHU (fisier- Configuratie_ pagini din manualul de utilizare pag. 16)
		Rata de răcire	KHU/min. ≥ 120	Da, # <i>RTM101HS</i> – corespunde 1200 KHU (fisier- Configuratie_ pagini din manualul de utilizare pag. 16)
		Viteza de start a anodei	rpm min. 9000 rpm	Da, # <i>RTM101HS</i> – corespunde 1200 KHU (fisier- Configuratie_ pagini din manualul de utilizare pag. 16)
		Panou de control pe tubul radiologic	Obligativ	Da, panou de control 7 inch montat pe tubul radiologic
	Colimator	Colimator dotat ecran montat pe Colimator sau pe Tubul de raze X care va afișa	Obligativ	Da, # <i>R 302MLP/A</i> – corespunde motorizat (fisier- Configuratie_ pagini din manualul de utilizare pag. 18)

SC IMUNOTEHNOMED SRL Confirmarea parametrilor tehnici solicitati
ANEXA Nr. 3

		permanent valorile pentru SID, tip Filtru, inclinare		Afisarea parametrilor SID, tip filtru, inclinare sunt pe ecranul montat pe tubul X-ray
		Motorizat	Obligativ	Da, # R 302MLP/A – corespunde motorizat (fisier- Configuratie_ pagini din manualul de utilizare pag. 18)
		Afisare	SID	Afisare SID pe ecranul montat pe tubul X-ray
			tip Filtru	Afisare tip filtru pe ecranul montat pe tubul X-ray
			inclinare	Afisare inclinare pe ecranul montat pe tubul X-ray
		Sincronizare cu regimul de expunere	Obligativ	Da, # R 302MLP/A – corespunde (fisier- Configuratie_ pagini din manualul de utilizare pag. 18)
	Suspensia tubului	Suspensia tubului Instalare/fixare podea tip motorizat	Obligativ	Da, # TS-FM6 (motorized) – corespunde (fisier- Configuratie_ pagini din manualul de utilizare pag. 15)
		Rotatie suspensie	dreapta/stînga $\pm 180^\circ$	Da, # TS-FM6 (motorized) – corespunde dreapta/stînga $\pm 180^\circ$ (fisier- Configuratie_ pagini din manualul de utilizare pag. 15)
		Rotatie tub/axa	orizontală $\pm 90^\circ$	Da, # TS-FM6 (motorized) – corespunde $\pm 135^\circ$ (fisier- Configuratie_ pagini din manualul de utilizare pag. 15)
		Sistem de control	electromagnetic	Da, # TS-FM6 (motorized) – corespunde electromagnetic (fisier- Configuratie_ pagini din manualul de utilizare pag. 15)
		Panou de control pe tubul radiologic	Obligativ	Da, # TS-FM6 (motorized) – corespunde panou de control 7 inch Touch Screen LCD with control buttons (fisier- Configuratie_ pagini din manualul de utilizare pag. 15)
		Contrabalansat	obligativ	Da, # TS-FM6 (motorized) – corespunde (fisier- Configuratie_ pagini din manualul de utilizare pag. 15)
	DAP–metru	DAP–metru Incorporat	Obligativ	Da, # 120-131HS (RS485) – corespunde (fisier- Configuratie_ pagini din manualul de utilizare pag. 19)

SC IMUNOTEHNOMED SRL Confirmarea parametrilor tehnici solicitati
ANEXA Nr. 3

		Afișarea dozei și exportul prin DICOM	Obligativ	Da, corespunde # Radiation Dose Structured Report (fisier- Configuratie_ pagini din manualul de utilizare pag. 9)
	Consola de achizitie integrată (PC Tehnician radiolog)	Consola de achizitie integrată (PC Tehnician radiolog)		Da, corespunde # Workstation ThinkCentre neo 50t i5-14400, 256GB SSD + 2TB HDD, RAM 16GB, 380W, English OS (fisier- Configuratie_ pagini din manualul de utilizare pag. 5)
		CPU (Procesor)	min. 6 nuclee s-au analogic	Da, corespunde # Workstation min. 6 nuclee s-au analogic (fisier- Configuratie_ pagini din manualul de utilizare pag. 5)
		RAM (memorie operativă)	min 8 Gb	Da, corespunde # Workstation 16 GB RAM DDR5 (fisier- Configuratie_ pagini din manualul de utilizare pag. 5)
		HDD	min 1 TB	Da, corespunde # Workstation 256 GB SSD +2 TB SATA HDD (fisier- Configuratie_ pagini din manualul de utilizare pag. 5)
		Administrează	Parametrii generator	Da, corespunde # Workstation (fisier- Configuratie_ pagini din manualul de utilizare pag. 6-10)
			Software de achiziție a imaginii	Da, corespunde # Workstation (fisier- Configuratie_ pagini din manualul de utilizare pag. 6-10)
			Bază de date Pacient	Da, corespunde # Workstation (fisier- Configuratie_ pagini din manualul de utilizare pag. 6-10)
			DAP metru	Da, corespunde # Workstation (fisier- Configuratie_ pagini din manualul de utilizare pag. 6-10)
			Colimator	Da, corespunde # Workstation (fisier- Configuratie_ pagini din manualul de utilizare pag. 6-10)
			Post-procesarea anatomică specifică	Da, corespunde # Workstation (fisier- Configuratie_ pagini din manualul de utilizare pag. 6-10)

SC IMUNOTEHNOMED SRL Confirmarea parametrilor tehnici solicitati
ANEXA Nr. 3

	Software de achiziție a imaginii	Procesarea avansată	Da, corespunde # Workstation (fisier- Configuratie_ pagini din manualul de utilizare pag. 6-10)
		Procesarea manuală	Da, corespunde # Workstation (fisier- Configuratie_ pagini din manualul de utilizare pag. 6-10)
		Preseturi personalizate	Da, corespunde # Workstation (fisier- Configuratie_ pagini din manualul de utilizare pag. 6-10)
		Interfața software rus/rom/eng	Da, corespunde # Workstation (fisier- Configuratie_ pagini din manualul de utilizare pag. 6-10)
	Monitor medical	min. 21 inch	Da, corespunde # EIZO model: MX 243W medical monitor https://www.eizo.com/products/radiforce/mx243w/
		luminozitate calibrată ≥ 250 cd/m ² , conform standardul DICOM Part 14 (Grayscale Standard Display Function – GSDF)	410 CD/m2
		min. 2 mgpixel	2.3 mgpixel
	CD/DVD	Obligativ	Da, corespunde
	Software de achiziție a imaginii	Preseturi personalizate	Da, corespunde # Workstation (fisier- Configuratie_ pagini din manualul de utilizare pag. 6-10)
		Interfața software rus/rom	Da, corespunde # Workstation (fisier- Configuratie_ pagini din manualul de utilizare pag. 6-10)
	Pachet DICOM	Stocare	Da, corespunde # Workstation (fisier- Configuratie_ pagini din manualul de utilizare pag. 6-10)
		printare	Da, corespunde # Workstation (fisier- Configuratie_ pagini din manualul de utilizare pag. 6-10)
		import	Da, corespunde # Workstation (fisier- Configuratie_ pagini din manualul de utilizare pag. 6-10)

SC IMUNOTEHNOMED SRL Confirmarea parametrilor tehnici solicitati
ANEXA Nr. 3

			export	Da, corespunde # Workstation (fisier- Configuratie_ pagini din manualul de utilizare pag. 6-10)
			transmitere min 10 stații de diagnostic	Da, corespunde # Workstation (fisier- Configuratie_ pagini din manualul de utilizare pag. 6-10)
			baza de date	Da, corespunde # Workstation (fisier- Configuratie_ pagini din manualul de utilizare pag. 6-10)
		UPS	min 600 VA	Da, corespunde APC – 1500 VA SMT1500RMI2U
	Stație de arhivare și procesare a imaginii	Stație de arhivare și procesare a imaginii		Da, corespunde ThinkCentre neo 50t i5-14400, 256GB SSD + 2TB HDD, RAM 16GB, 380W, English OS
		CPU (Procesor)	minim 6 nucle , s-au analogic	6 nuclee
		RAM(memorie operativă)	min. 8 Gb	RAM 16GB
		HDD	min. 2 TB	256 GB SSD pentru sistem de operare +2 TB SATA HDD
		Sistem de operare	minim Win 10 PRO s-au analogic	minim Win 10 PRO s-au analogic
		Monitor medical	min. 21 inch	Da, corespunde. EIZO RX 270 https://www.eizo.com/products/radiforce/rx270/
			min 1000 CD/m2	min 1000 CD/m2
			min 2 mgpixel	2 MP
		CD/DVD	Obligativu	Da, inclus
			mini Pacs	Software GEMPACS

SC IMUNOTEHNOMED SRL Confirmarea parametrilor tehnici solicitati
ANEXA Nr. 3

		Software de diagnosticare, procesare si arhivare	certificat CE, ISO 13845	Da, corespunde
		Pachet DICOM	Stocare	Da, corespunde (fisier RMD2406-001_GEMPACS Operation Manual_Rev.2)
			printare	Da, corespunde (fisier RMD2406-001_GEMPACS Operation Manual_Rev.2)
			import	Da, corespunde (fisier RMD2406-001_GEMPACS Operation Manual_Rev.2)
			export	Da, corespunde (fisier RMD2406-001_GEMPACS Operation Manual_Rev.2)
			transmitere	Da, corespunde (fisier RMD2406-001_GEMPACS Operation Manual_Rev.2)
			baza de date	Da, corespunde (fisier RMD2406-001_GEMPACS Operation Manual_Rev.2)
		Imprimanta p/u rapoarte	Obligativu	Da, corespunde, Canon LBP 6030
		UPS	min 600 VA	Da, corespunde APC – 1500 VA SMT1500RMI2U
	Imprimantă DICOM	Imprimantă DICOM	Tave accesibile simultan min 2 buc	Da, Fujifilm model: DryPix Smart
			Tip laser s-au analogic	Laser
			rezolutie, dpi min 300 dpi	500 dpi
			"Productivitate, filme/ora (35x43 cm)" min 80/oră	80 filme/h
		Integrarea Stocarea clasa SOP DICOM 3.0	da	Da, corespunde
		Accesorii		
		Sticlă plumbat	minim 1x0,8 m	Da, geam plumbat 1x0.8 m inclus

SC IMUNOTEHNOMED SRL Confirmarea parametrilor tehnici solicitati**ANEXA Nr. 3**

		Guleraș de protecție	2 seturi	Da, guleras de protectie 2 seturi incluse # <i>Oley Thyroid Collar 5105</i>
		Sort de protecție	2 seturi	Da, Sort de protectie 2 seturi incluse # <i>Oley VEST-SKIRT MODEL PROTECTIVE APRON SERIES 41</i>
		Ochelari de Protectie	2 seturi	Da, Ochelari de Protectie 2 seturi incluse # <i>Oley FIT-OVER MODEL LEAD GOGGLE RPGF</i>
		Sort protector pentru gonade	2 seturi	Da, Sort protector pentru gonade 2 seturi incluse # <i>Oley Half Apron size 40x40</i>
	Cerinte fata de alimentarea electrica		Standard	Corespunde