

Anexa nr.1 la Formularul Specificatiei Tehnice

Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.23)

[ocds-b3wdp1-MD-1758550709607](#)

<u>Lot nr. 1 Dispozitiv pentru reprocesarea automată a endoscoapelor</u>		
Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Trimitere detaliată la documentația tehnică cu clarificari
Descriere: Concepute pentru a dezinfecta și steriliza folosind un sistem automat de spălare și curățare a endoscopului.	Descriere: Concepute pentru a dezinfecta și steriliza folosind un sistem automat de spălare și curățare a endoscopului.	Da
Parametrul Specificatia		
Configurație Static pe podea sau masă	Configurație Static pe podea	Da, static pe podea (EndoCleaner presentation.pdf pag.2)
b) Un ciclu deplin să conțină următoarele etape: - Curățirea/Spălarea - Clătirea - Dezinfecția - Clătirea - Clătirea finală - Uscarea canalelor	b) Un ciclu deplin să conțină următoarele etape: - Curățirea/Spălarea - Clătirea - Dezinfecția - Clătirea - Clătirea finală - Uscarea canalelor	Da, (EndoCleaner presentation.pdf pag.15 – Tabelul programelor prestabilite, Ex: F4 – programul conține toate ciclurile solicitate, inclusive uscarea cu alcool cu durata programului 21minute)
c) In caz de necesitate să fie posibil de adăugat o etapa adițională de pre curățire.	c) In caz de necesitate să fie posibil de adăugat o etapa adițională de pre curățire.	Da, (EndoCleaner Technical Datasheet.pdf pag. 3, pct.4 – The washing and disinfecting steps are configurable in terms of cycle duration and the number of repetitions , depending on user requirements.)
d) Monitorizarea și controlul fluxului soluții pe fiecare canal separat.	d) Monitorizarea și controlul fluxului soluții pe fiecare canal separat.	Da, (EndoCleaner Technical Datasheet.pdf pag. 6, pct.40 – Measurement of the amount of liquid passing through the channel + Endomonitorizing + Chanel monitoring) + Declaratie producator + Foto raport
e) Verificarea și detectarea automată a scurgerilor endoscopului să fie efectuată pe parcursul întregului ciclul de dezinfecție.	e) Verificarea și detectarea automată a scurgerilor endoscopului să fie efectuată pe parcursul întregului ciclul de dezinfecție.	Da, (EndoCleaner webpage.pdf pag. 9 - The leakage test function, applied throughout the entire cycle , aims to protect patient and user health by detecting potential leaks in the endoscope at an early stage.)

Anexa nr.1 la Formularul Specificatiei Tehnice

Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.23)

ocds-b3wdp1-MD-1758550709607

f) Timpul unui ciclu deplin de reprocesare: ≤ 30 min	f) Timpul unui ciclu deplin de reprocesare: ≤ 30 min	Da, (EndoCleaner presentation.pdf pag.15 – Tabelul programelor prestabilite, Ex: F4 – programul conține toate ciclurile solicitate, inclusive uscarea cu alcool cu durata programului 21 minute)
g) Tipuri agenți anti microbieni: Chimici (peracetic acid, glutaraldehyde, chlorinedioxide)	g) Tipuri agenți anti microbieni: Chimici (peracetic acid, glutaraldehyde, chlorinedioxide)	Da, (EndoCleaner Technical Datasheet.pdf pag. 3, pct.2, pot fi folosiți orice tip de agenți antimicrobieni)
h) Compatibil cu următoarele tipuri de endoscoape: Olympus obligatoriu Fujifilm obligatoriu Pentax obligatoriu Storz obligatoriu Alți producători indicați producătorii oferiți	h) Compatibil cu următoarele tipuri de endoscoape: Olympus obligatoriu Fujifilm obligatoriu Pentax obligatoriu Storz obligatoriu, (SonoScape, Aohua, XION, Hawo (Hawomed), Richard Wolf)	Da, (EndoCleaner Technical Datasheet.pdf pag. 3, pct.1 – Olympus, Fujifilm, Pentax, Storz, Other flexible endoscopes) + Declaration compatibility. Pdf (SonoScape, Aohua, XION, Hawo (Hawomed), Richard Wolf)
i) Rezervor, $l \geq 9$ litri	i) Rezervor, $l \geq 10$ litri	Da, (EndoCleaner webpage.pdf pag. 5 – pictograma – 10 liter capacity)
j) Variația de temperatura ≤ 45 grade	j) Variația de temperatura ≤ 45 grade	Da, (EndoCleaner Technical Datasheet.pdf pag. 4, pct.21, temperatura poate fi setată la temperatura necesara fiecarei etape a programului in diapazonul 4-650C) + Declaratie producator
k) Încărcarea detergent Automata	k) Încărcarea detergent Automata	Da, (EndoCleaner Technical Datasheet.pdf pag. 3, pct.7, Dosing concentrated liquids) + , (EndoCleaner webpage.pdf pag.1 - FULLY AUTOMATIC ENDOSCOPE WASHER & DISINFECTOR) + Declaration dosing.pdf

Anexa nr.1 la Formularul Specificatiei Tehnice

Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.23)

[ocds-b3wdp1-MD-1758550709607](#)

l) Alarma Automata	l) Alarma Automata	Da, (EndoCleaner presentation.pdf pag. 14 – Fault detection with remote access)
m) Stand pe roți, opțional”.	m) Stand pe roți, opțional”.	Da, (EndoCleaner Technical Datasheet.pdf pag. 5, pct.30 - 4 lockable wheels)
n) Auto dezinfectare	n) Auto dezinfectare	Da, (EndoCleaner Technical Datasheet.pdf pag. 4, pct.11 - Self disinfection program)
o) Endoscoape per ciclu ≥ 1	o) Endoscoape per ciclu ≥ 1	Da, (EndoCleaner Technical Datasheet.pdf pag. 4, pct.9, Number of scopes, 1 scope, 2 scope Optional)
p) Soluții de dezinfecție pentru minim 100 cicluri depline.	p) Soluții de dezinfecție pentru minim 100 cicluri depline. Da, livrate la punerea in functiune	Da, Declaratie ofertant
q) Cel puțin 5 canale, la care se poate de conectat endoscoapele.	q) 6 canale, la care se poate de conectat endoscoapele.	Da, (EndoCleaner Technical Datasheet.pdf pag. 4, pct.8) + Declaration independent channels.pdf
r) Sistem de prefiltrare a apei.	r) Sistem de prefiltrare a apei.	Da, (EndoCleaner presentation.pdf pag. 14 – Water filter is placed on backside of the device)
s) Imprimanta externă.	s) Imprimanta externă.	Da, (EndoCleaner Technical Datasheet.pdf pag. 5, pct.26- Printer + pct. 27, Data connections)
t) Compresor de aer, în cazul în care dispozitivul are nevoie de compresor pentru funcționare.	t) Compresor de aer, în cazul în care dispozitivul are nevoie de compresor pentru funcționare.	Da, (EndoCleaner Technical Datasheet.pdf pag. 3, pct.5 - By applying 0.20-0.45 mbar air pressure), nu are nevoie de compresor aditional pentru functionare
u) Include în preț deservirea și piesele necesare pentru 4 ani.	u) Include în preț deservirea și piesele necesare pentru 4 ani.	Da, declaratie ofertant