



MEDGAL[®]

ORTHOPAEDIC IMPLANTS & INSTRUMENTS



SPIS TREŚCI / CONTENTS



Wkręty kostne / Bone screws	03 - 26
--	----------------




Płytki kostne proste / Straight bone plates	27 - 42
--	----------------




Płytki kostne kształtowe / Shaped bone plates	43 - 50
--	----------------



Płytki kostne kątowe / Angular bone plates	51 - 62
---	----------------



Gwoździe, druty, grotty, klamry kostne / Bone nails, wires, pines, staples	61 - 74
---	----------------



Gwoździe śródszpikowe blokowane / Intramedullary locking nails	75 - 98
---	----------------

Indeks / Index

Według cechy / In order of reference number	99 - 101
Według nazwy PL / In order of product name PL	102 - 107
Według nazwy EN / In order of product name EN	108 - 113

WKRETY KOSTNE
BONE SCREWS



DOSTĘPNE ODMIANY WKREŃÓW / AVAILABLE TYPES OF SCREWS





Pierwszy człon numeru katalogowego First part of REF No.	Odmiany wkrętów / Types of screws
1	tytan / titanium
4	stal implantacyjna / stainless steel
5	stal implantacyjna + DLC / stainless steel + DLC
11	tytan + DLC / titanium + DLC
21	tytan lity pokryty Si-DLC / titanium + Si-DLC
24	stal pokryta Si-DLC / steel + Si-DLC

PRZYKŁAD / EXAMPLE

X-zz-zzz-zz

X = 1,4,5,11,21,24

z = numeracja / number



WKREĆ DO KOŚCI KOROWEJ
samogwintujący
CORTICAL SCREW
self-tapping
ø 3,5 x 1,25 mm





L (mm)	⊙	+
8	X-01-01-08	X-01-02-08
10	X-01-01-10	X-01-02-10
12	X-01-01-12	X-01-02-12
14	X-01-01-14	X-01-02-14
16	X-01-01-16	X-01-02-16
18	X-01-01-18	X-01-02-18
20	X-01-01-20	X-01-02-20
22	X-01-01-22	X-01-02-22
24	X-01-01-24	X-01-02-24
26	X-01-01-26	X-01-02-26
28	X-01-01-28	X-01-02-28
30	X-01-01-30	X-01-02-30
32	X-01-01-32	X-01-02-32
34	X-01-01-34	X-01-02-34
36	X-01-01-36	X-01-02-36
38	X-01-01-38	X-01-02-38
40	X-01-01-40	X-01-02-40
45	X-01-01-45	X-01-02-45
50	X-01-01-50	X-01-02-50
55	X-01-01-55	X-01-02-55
60	X-01-01-60	X-01-02-60
65	X-01-01-65	X-01-02-65
70	X-01-01-70	X-01-02-70
75	X-01-01-75	X-01-02-75
80	X-01-01-80	X-01-02-80
85	X-01-01-85	X-01-02-85
90	X-01-01-90	X-01-02-90
95	X-01-01-95	X-01-02-95
100	X-01-01-100	X-01-02-100
105	X-01-01-105	X-01-02-105
110	X-01-01-110	X-01-02-110
115	X-01-01-115	X-01-02-115
120	X-01-01-120	X-01-02-120

WKREĆ DO KOŚCI KOROWEJ
samogwintujący
CORTICAL SCREW
self-tapping
ø 4,5 x 1,75 mm





L (mm)	⊙	+	L (mm)	⊙	+
12	X-01-04-12	X-01-05-12	66	X-01-04-66	X-01-05-66
14	X-01-04-14	X-01-05-14	68	X-01-04-68	X-01-05-68
16	X-01-04-16	X-01-05-16	70	X-01-04-70	X-01-05-70
18	X-01-04-18	X-01-05-18	72	X-01-04-72	X-01-05-72
20	X-01-04-20	X-01-05-20	74	X-01-04-74	X-01-05-74
22	X-01-04-22	X-01-05-22	76	X-01-04-76	X-01-05-76
24	X-01-04-24	X-01-05-24	78	X-01-04-78	X-01-05-78
26	X-01-04-26	X-01-05-26	80	X-01-04-80	X-01-05-80
28	X-01-04-28	X-01-05-28	82	X-01-04-82	X-01-05-82
30	X-01-04-30	X-01-05-30	84	X-01-04-84	X-01-05-84
32	X-01-04-32	X-01-05-32	86	X-01-04-86	X-01-05-86
34	X-01-04-34	X-01-05-34	88	X-01-04-88	X-01-05-88
36	X-01-04-36	X-01-05-36	90	X-01-04-90	X-01-05-90
38	X-01-04-38	X-01-05-38	95	X-01-04-95	X-01-05-95
40	X-01-04-40	X-01-05-40	100	X-01-04-100	X-01-05-100
42	X-01-04-42	X-01-05-42	105	X-01-04-105	X-01-05-105
44	X-01-04-44	X-01-05-44	110	X-01-04-110	X-01-05-110
46	X-01-04-46	X-01-05-46	115	X-01-04-115	X-01-05-115
48	X-01-04-48	X-01-05-48	120	X-01-04-120	X-01-05-120
50	X-01-04-50	X-01-05-50	125	X-01-04-125	X-01-05-125
52	X-01-04-52	X-01-05-52	130	X-01-04-130	X-01-05-130
54	X-01-04-54	X-01-05-54	135	X-01-04-135	X-01-05-135
56	X-01-04-56	X-01-05-56	140	X-01-04-140	X-01-05-140
58	X-01-04-58	X-01-05-58	145	X-01-04-145	X-01-05-145
60	X-01-04-60	X-01-05-60	150	X-01-04-150	X-01-05-150
62	X-01-04-62	X-01-05-62			
64	X-01-04-64	X-01-05-64			



WKRĘT DO KOŚCI KOROWEJ
samogwintujący
CORTICAL SCREW
self-tapping
ø 4,5 x 1,75 mm



L (mm)	A (mm)	⊙	⊕
26	13	X-01-03-26	X-01-08-26
28	13	X-01-03-28	X-01-08-28
30	13	X-01-03-30	X-01-08-30
32	13	X-01-03-32	X-01-08-32
34	13	X-01-03-34	X-01-08-34
36	13	X-01-03-36	X-01-08-36
38	13	X-01-03-38	X-01-08-38
40	13	X-01-03-40	X-01-08-40
42	13	X-01-03-42	X-01-08-42
44	16	X-01-03-44	X-01-08-44
46	16	X-01-03-46	X-01-08-46
48	16	X-01-03-48	X-01-08-48
50	16	X-01-03-50	X-01-08-50
52	16	X-01-03-52	X-01-08-52
54	16	X-01-03-54	X-01-08-54
56	16	X-01-03-56	X-01-08-56
58	16	X-01-03-58	X-01-08-58
60	20	X-01-03-60	X-01-08-60
64	20	X-01-03-64	X-01-08-64
68	20	X-01-03-68	X-01-08-68
72	20	X-01-03-72	X-01-08-72
76	20	X-01-03-76	X-01-08-76
80	20	X-01-03-80	X-01-08-80



WKRĘT DO KOŚCI GĄBCZASTEJ
samogwintujący
CANCELLOUS SCREW
self-tapping
ø 4,0 x 1,75 mm




L (mm)	A (mm)	⊙	⊕
10	5	X-01-12-10	X-01-13-10
12	5	X-01-12-12	X-01-13-12
14	5	X-01-12-14	X-01-13-14
16	6	X-01-12-16	X-01-13-16
18	7	X-01-12-18	X-01-13-18
20	8	X-01-12-20	X-01-13-20
22	9	X-01-12-22	X-01-13-22
24	10	X-01-12-24	X-01-13-24
26	12	X-01-12-26	X-01-13-26
28	14	X-01-12-28	X-01-13-28
30	14	X-01-12-30	X-01-13-30
35	14	X-01-12-35	X-01-13-35
40	14	X-01-12-40	X-01-13-40
45	15	X-01-12-45	X-01-13-45
50	15	X-01-12-50	X-01-13-50
55	15	X-01-12-55	X-01-13-55
60	16	X-01-12-60	X-01-13-60
65	16	X-01-12-65	X-01-13-65
70	16	X-01-12-70	X-01-13-70




WKRĘT DO KOŚCI GĄBCZASTEJ
samogwintujący
CANCELLOUS SCREW
self-tapping
ø 4,5 x 1,75 mm






L (mm)	Ø
20	X-01-319-20
25	X-01-319-25
30	X-01-319-30
35	X-01-319-35
40	X-01-319-40
45	X-01-319-45
50	X-01-319-50
55	X-01-319-55
60	X-01-319-60
65	X-01-319-65
70	X-01-319-70
75	X-01-319-75
80	X-01-319-80
85	X-01-319-85
90	X-01-319-90
95	X-01-319-95
100	X-01-319-100
105	X-01-319-105
110	X-01-319-110
115	X-01-319-115
120	X-01-319-120



WKRĘT DO KOŚCI GĄBCZASTEJ
samogwintujący
CANCELLOUS SCREW
self-tapping
ø 6,5 x 2,75 mm




L (mm)	Ø	+
25	X-01-15-25	X-01-16-25
30	X-01-15-30	X-01-16-30
35	X-01-15-35	X-01-16-35
40	X-01-15-40	X-01-16-40
45	X-01-15-45	X-01-16-45
50	X-01-15-50	X-01-16-50
55	X-01-15-55	X-01-16-55
60	X-01-15-60	X-01-16-60
65	X-01-15-65	X-01-16-65
70	X-01-15-70	X-01-16-70
75	X-01-15-75	X-01-16-75
80	X-01-15-80	X-01-16-80
85	X-01-15-85	X-01-16-85
90	X-01-15-90	X-01-16-90
95	X-01-15-95	X-01-16-95
100	X-01-15-100	X-01-16-100
105	X-01-15-105	X-01-16-105
110	X-01-15-110	X-01-16-110
115	X-01-15-115	X-01-16-115
120	X-01-15-120	X-01-16-120
125	X-01-15-125	X-01-16-125
130	X-01-15-130	X-01-16-130
135	X-01-15-135	X-01-16-135
140	X-01-15-140	X-01-16-140



WKRĘT DO KOŚCI GĄBCZASTEJ
samogwintujący
CANCELLOUS SCREW
self-tapping
ø 6,5 x 2,75 mm





L (mm)	⊙	+
25	X-01-18-25	X-01-19-25
30	X-01-18-30	X-01-19-30
35	X-01-18-35	X-01-19-35
40	X-01-18-40	X-01-19-40
45	X-01-18-45	X-01-19-45
50	X-01-18-50	X-01-19-50
55	X-01-18-55	X-01-19-55
60	X-01-18-60	X-01-19-60
65	X-01-18-65	X-01-19-65
70	X-01-18-70	X-01-19-70
75	X-01-18-75	X-01-19-75
80	X-01-18-80	X-01-19-80
85	X-01-18-85	X-01-19-85
90	X-01-18-90	X-01-19-90
95	X-01-18-95	X-01-19-95
100	X-01-18-100	X-01-19-100
105	X-01-18-105	X-01-19-105
110	X-01-18-110	X-01-19-110
115	X-01-18-115	X-01-19-115
120	X-01-18-120	X-01-19-120
125	X-01-18-125	X-01-19-125
130	X-01-18-130	X-01-19-130
135	X-01-18-135	X-01-19-135
140	X-01-18-140	X-01-19-140



WKRĘT DO KOŚCI GĄBCZASTEJ
samogwintujący
CANCELLOUS SCREW
self-tapping
ø 6,5 x 2,75 mm





L (mm)	A (mm)	⊙	+
30	22	X-01-21-30	X-01-22-30
35	27	X-01-21-35	X-01-22-35
40	32	X-01-21-40	X-01-22-40
45	32	X-01-21-45	X-01-22-45
50	32	X-01-21-50	X-01-22-50
55	32	X-01-21-55	X-01-22-55
60	32	X-01-21-60	X-01-22-60
65	32	X-01-21-65	X-01-22-65
70	32	X-01-21-70	X-01-22-70
75	32	X-01-21-75	X-01-22-75
80	32	X-01-21-80	X-01-22-80
85	32	X-01-21-85	X-01-22-85
90	32	X-01-21-90	X-01-22-90
95	32	X-01-21-95	X-01-22-95
100	32	X-01-21-100	X-01-22-100
105	32	X-01-21-105	X-01-22-105
110	32	X-01-21-110	X-01-22-110
115	32	X-01-21-115	X-01-22-115
120	32	X-01-21-120	X-01-22-120
125	32	X-01-21-125	X-01-22-125
130	32	X-01-21-130	X-01-22-130
135	32	X-01-21-135	X-01-22-135
140	32	X-01-21-140	X-01-22-140
145	32	X-01-21-145	X-01-22-145
150	32	X-01-21-150	X-01-22-150



WKRĘT DO KOŚCI ŁÓDKOWATEJ
samogwintujący
NAVICULAR SCREW
self-tapping
ø 3,5 x 1,25 mm




L (mm)	A (mm)	⊖	⊕
8	4	X-01-06-08	X-01-07-08
10	5	X-01-06-10	X-01-07-10
12	6	X-01-06-12	X-01-07-12
14	6	X-01-06-14	X-01-07-14
16	6	X-01-06-16	X-01-07-16
18	8	X-01-06-18	X-01-07-18
20	8	X-01-06-20	X-01-07-20
22	10	X-01-06-22	X-01-07-22
24	10	X-01-06-24	X-01-07-24
26	10	X-01-06-26	X-01-07-26
28	10	X-01-06-28	X-01-07-28
30	12	X-01-06-30	X-01-07-30
32	12	X-01-06-32	X-01-07-32



WKRĘT DO KOŚCI ŁÓDKOWATEJ
LUB GĄBCZASTEJ samogwintujący
NAVICULAR OR CANCELLOUS SCREW
self-tapping
ø 3,5 x 1,75 mm




L (mm)	A (mm)	⊖	⊕
10	5	X-01-09-10	X-01-10-10
12	6	X-01-09-12	X-01-10-12
14	6	X-01-09-14	X-01-10-14
16	6	X-01-09-16	X-01-10-16
18	8	X-01-09-18	X-01-10-18
20	8	X-01-09-20	X-01-10-20
22	10	X-01-09-22	X-01-10-22
24	10	X-01-09-24	X-01-10-24
26	10	X-01-09-26	X-01-10-26
28	10	X-01-09-28	X-01-10-28
30	12	X-01-09-30	X-01-10-30
32	12	X-01-09-32	X-01-10-32
34	12	X-01-09-34	X-01-10-34
36	12	X-01-09-36	X-01-10-36
38	14	X-01-09-38	X-01-10-38
40	14	X-01-09-40	X-01-10-40
42	14	X-01-09-42	X-01-10-42
44	16	X-01-09-44	X-01-10-44
46	16	X-01-09-46	X-01-10-46
48	16	X-01-09-48	X-01-10-48
50	16	X-01-09-50	X-01-10-50
52	18	X-01-09-52	X-01-10-52
54	18	X-01-09-54	X-01-10-54
56	18	X-01-09-56	X-01-10-56
58	18	X-01-09-58	X-01-10-58
60	18	X-01-09-60	X-01-10-60



WKRĘT DO KOŚCI ŁÓDKOWATEJ
samogwintujący
NAVICULAR SCREW
self-tapping
ø 3,5 x 1,75 mm





L (mm)	○	+
10	X-01-24-10	X-01-25-10
12	X-01-24-12	X-01-25-12
14	X-01-24-14	X-01-25-14
16	X-01-24-16	X-01-25-16
18	X-01-24-18	X-01-25-18
20	X-01-24-20	X-01-25-20
22	X-01-24-22	X-01-25-22
24	X-01-24-24	X-01-25-24
26	X-01-24-26	X-01-25-26
28	X-01-24-28	X-01-25-28
30	X-01-24-30	X-01-25-30
32	X-01-24-32	X-01-25-32
34	X-01-24-34	X-01-25-34
35	X-01-24-35	X-01-25-35
36	X-01-24-36	X-01-25-36
38	X-01-24-38	X-01-25-38
40	X-01-24-40	X-01-25-40
42	X-01-24-42	X-01-25-42
44	X-01-24-44	X-01-25-44
45	X-01-24-45	X-01-25-45
46	X-01-24-46	X-01-25-46
48	X-01-24-48	X-01-25-48
50	X-01-24-50	X-01-25-50
55	X-01-24-55	X-01-25-55
60	X-01-24-60	X-01-25-60
65	X-01-24-65	X-01-25-65
70	X-01-24-70	X-01-25-70
75	X-01-24-75	X-01-25-75
80	X-01-24-80	X-01-25-80
85	X-01-24-85	X-01-25-85
90	X-01-24-90	X-01-25-90
95	X-01-24-95	X-01-25-95
100	X-01-24-100	X-01-25-100



WKRĘT DO KOŚCI ŁÓDKOWATEJ
samogwintujący
NAVICULAR SCREW
self-tapping
ø 4,0 x 1,75 mm





L (mm)	○	+
8	X-01-27-8	X-01-28-08
10	X-01-27-10	X-01-28-10
12	X-01-27-12	X-01-28-12
14	X-01-27-14	X-01-28-14
16	X-01-27-16	X-01-28-16
18	X-01-27-18	X-01-28-18
20	X-01-27-20	X-01-28-20
22	X-01-27-22	X-01-28-22
24	X-01-27-24	X-01-28-24
26	X-01-27-26	X-01-28-26
28	X-01-27-28	X-01-28-28
30	X-01-27-30	X-01-28-30
32	X-01-27-32	X-01-28-32
34	X-01-27-34	X-01-28-34
35	X-01-27-35	X-01-28-35
36	X-01-27-36	X-01-28-36
38	X-01-27-38	X-01-28-38
40	X-01-27-40	X-01-28-40
42	X-01-27-42	X-01-28-42
44	X-01-27-44	X-01-28-44
45	X-01-27-45	X-01-28-45
46	X-01-27-46	X-01-28-46
48	X-01-27-48	X-01-28-48
50	X-01-27-50	X-01-28-50
52	X-01-27-52	X-01-28-52
54	X-01-27-54	X-01-28-54
55	X-01-27-55	X-01-28-55
56	X-01-27-56	X-01-28-56
58	X-01-27-58	X-01-28-58
60	X-01-27-60	X-01-28-60
65	X-01-27-65	X-01-28-65
70	X-01-27-70	X-01-28-70



WKRĘT DO KOŚCI ŁÓDKOWATEJ
samogwintujący
NAVICULAR SCREW
self-tapping
ø 4,0 x 1,75 mm







L (mm)	A (mm)	⊖	+
10	7	X-01-29-10	X-01-38-10
12	7	X-01-29-12	X-01-38-12
14	7	X-01-29-14	X-01-38-14
16	7	X-01-29-16	X-01-38-16
28	12	X-01-29-28	X-01-38-28
30	12	X-01-29-30	X-01-38-30
32	12	X-01-29-32	X-01-38-32
34	12	X-01-29-34	X-01-38-34
36	12	X-01-29-36	X-01-38-36
38	12	X-01-29-38	X-01-38-38
40	12	X-01-29-40	X-01-38-40
42	12	X-01-29-42	X-01-38-42
44	12	X-01-29-44	X-01-38-44
45	15	X-01-29-45	X-01-38-45
50	15	X-01-29-50	X-01-38-50
55	17	X-01-29-55	X-01-38-55
60	19	X-01-29-60	X-01-38-60
65	20	X-01-29-65	X-01-38-65
70	22	X-01-29-70	X-01-38-70



WKRĘT DO KOŚCI ŁÓDKOWATEJ
samogwintujący
NAVICULAR SCREW
self-tapping
ø 4,0 x 1,75 mm



L (mm)	A (mm)	⊖	+
8	5	X-01-30-08	X-01-31-08
10	5	X-01-30-10	X-01-31-10
12	5	X-01-30-12	X-01-31-12
14	5	X-01-30-14	X-01-31-14
16	6	X-01-30-16	X-01-31-16
18	7	X-01-30-18	X-01-31-18
20	8	X-01-30-20	X-01-31-20
22	9	X-01-30-22	X-01-31-22
24	10	X-01-30-24	X-01-31-24
26	12	X-01-30-26	X-01-31-26
28	14	X-01-30-28	X-01-31-28
30	14	X-01-30-30	X-01-31-30
32	14	X-01-30-32	X-01-31-32
34	14	X-01-30-34	X-01-31-34
35	14	X-01-30-35	X-01-31-35
36	14	X-01-30-36	X-01-31-36
38	14	X-01-30-38	X-01-31-38
40	14	X-01-30-40	X-01-31-40
42	15	X-01-30-42	X-01-31-42
44	15	X-01-30-44	X-01-31-44
46	15	X-01-30-46	X-01-31-46
48	15	X-01-30-48	X-01-31-48
50	16	X-01-30-50	X-01-31-50
55	16	X-01-30-55	X-01-31-55
60	16	X-01-30-60	X-01-31-60
65	16	X-01-30-65	X-01-31-65
70	16	X-01-30-70	X-01-31-70



WKRĘT KOSTKOWY
samogwintujący
MALLEOLAR SCREW
self-tapping
ø 4,5 x 1,75 mm




L (mm)	A (mm)	⊙	⊕
20	10	X-01-32-20	X-01-35-20
25	12	X-01-32-25	X-01-35-25
30	15	X-01-32-30	X-01-35-30
35	17	X-01-32-35	X-01-35-35
40	20	X-01-32-40	X-01-35-40
45	22	X-01-32-45	X-01-35-45
50	25	X-01-32-50	X-01-35-50
55	27	X-01-32-55	X-01-35-55
60	29	X-01-32-60	X-01-35-60
65	31	X-01-32-65	X-01-35-65
70	33	X-01-32-70	X-01-35-70
75	37	X-01-32-75	X-01-35-75
80	40	X-01-32-80	X-01-35-80
85	42	X-01-32-85	X-01-35-85
90	45	X-01-32-90	X-01-35-90
95	47	X-01-32-95	X-01-35-95
100	50	X-01-32-100	X-01-35-100
105	52	X-01-32-105	X-01-35-105
110	55	X-01-32-110	X-01-35-110
115	57	X-01-32-115	X-01-35-115
120	60	X-01-32-120	X-01-35-120

WKRĘT KOSTKOWY - TRÓJGRANIEC
samogwintujący
MALLEOLAR SCREW
self-tapping
ø 4,5 x 1,75 mm




L (mm)	A (mm)	⊙	⊕
20	10	X-01-33-20	X-01-34-20
25	12	X-01-33-25	X-01-34-25
30	15	X-01-33-30	X-01-34-30
35	17	X-01-33-35	X-01-34-35
40	20	X-01-33-40	X-01-34-40
45	22	X-01-33-45	X-01-34-45
50	25	X-01-33-50	X-01-34-50
55	27	X-01-33-55	X-01-34-55
60	29	X-01-33-60	X-01-34-60
65	31	X-01-33-65	X-01-34-65
70	33	X-01-33-70	X-01-34-70
75	37	X-01-33-75	X-01-34-75
80	40	X-01-33-80	X-01-34-80
85	42	X-01-33-85	X-01-34-85
90	45	X-01-33-90	X-01-34-90
95	47	X-01-33-95	X-01-34-95
100	50	X-01-33-100	X-01-34-100
105	52	X-01-33-105	X-01-34-105
110	55	X-01-33-110	X-01-34-110
115	57	X-01-33-115	X-01-34-115
120	60	X-01-33-120	X-01-34-120


2 : 1


WKRĘT DO KOŚCI DROBNYCH
samogwintujący
SCREW FOR SMALL BONE FRAGMENTS
self-tapping
ø 1,5 x 0,5 mm



L (mm)	⊙	+
5	X-01-42-05	X-01-43-05
6	X-01-42-06	X-01-43-06
7	X-01-42-07	X-01-43-07
8	X-01-42-08	X-01-43-08
9	X-01-42-09	X-01-43-09
10	X-01-42-10	X-01-43-10
11	X-01-42-11	X-01-43-11
12	X-01-42-12	X-01-43-12
14	X-01-42-14	X-01-43-14
16	X-01-42-16	X-01-43-16
18	X-01-42-18	X-01-43-18
20	X-01-42-20	X-01-43-20
22	X-01-42-22	X-01-43-22



WKRĘT DO KOŚCI DROBNYCH
samogwintujący
SCREW FOR SMALL BONE FRAGMENTS
self-tapping
ø 2,7 x 1,0 mm


2 : 1



WKRĘT DO KOŚCI DROBNYCH
samogwintujący
SCREW FOR SMALL BONE FRAGMENTS
self-tapping
ø 2,0 x 0,75 mm



L (mm)	⊙	+
5	X-01-45-05	X-01-46-05
6	X-01-45-06	X-01-46-06
8	X-01-45-08	X-01-46-08
10	X-01-45-10	X-01-46-10
12	X-01-45-12	X-01-46-12
14	X-01-45-14	X-01-46-14
16	X-01-45-16	X-01-46-16
18	X-01-45-18	X-01-46-18
20	X-01-45-20	X-01-46-20
22	X-01-45-22	X-01-46-22
24	X-01-45-24	X-01-46-24
26	X-01-45-26	X-01-46-26
28	X-01-45-28	X-01-46-28
30	X-01-45-30	X-01-46-30
32	X-01-45-32	X-01-46-32
34	X-01-45-34	X-01-46-34
36	X-01-45-36	X-01-46-36
38	X-01-45-38	X-01-46-38
40	X-01-45-40	X-01-46-40





L (mm)	⊙	+
6	X-01-48-06	X-01-49-06
8	X-01-48-08	X-01-49-08
10	X-01-48-10	X-01-49-10
12	X-01-48-12	X-01-49-12
14	X-01-48-14	X-01-49-14
16	X-01-48-16	X-01-49-16
18	X-01-48-18	X-01-49-18
20	X-01-48-20	X-01-49-20
22	X-01-48-22	X-01-49-22
24	X-01-48-24	X-01-49-24
26	X-01-48-26	X-01-49-26
28	X-01-48-28	X-01-49-28
30	X-01-48-30	X-01-49-30
32	X-01-48-32	X-01-49-32
34	X-01-48-34	X-01-49-34
36	X-01-48-36	X-01-49-36
38	X-01-48-38	X-01-49-38
40	X-01-48-40	X-01-49-40
42	X-01-48-42	X-01-49-42
44	X-01-48-44	X-01-49-44


2 : 1


WKRĘT DO KOŚCI DROBNYCH
samogwintujący
SCREW FOR SMALL BONE FRAGMENTS
self-tapping
ø 1,2 x 0,6 mm



L (mm)	⊙	+
4	X-01-93-04	X-01-94-04
5	X-01-93-05	X-01-94-05
6	X-01-93-06	X-01-94-06
7	X-01-93-07	X-01-94-07
8	X-01-93-08	X-01-94-08
9	X-01-93-09	X-01-94-09
10	X-01-93-10	X-01-94-10




WKRĘT DO KOŚCI DROBNYCH
samogwintujący
SCREW FOR SMALL BONE FRAGMENTS
self-tapping
ø 3,5 x 1,25 mm



L (mm)	⊙	+
8	X-01-51-08	X-01-52-08
10	X-01-51-10	X-01-52-10
12	X-01-51-12	X-01-52-12
14	X-01-51-14	X-01-52-14
16	X-01-51-16	X-01-52-16
18	X-01-51-18	X-01-52-18
20	X-01-51-20	X-01-52-20
22	X-01-51-22	X-01-52-22
24	X-01-51-24	X-01-52-24
26	X-01-51-26	X-01-52-26
28	X-01-51-28	X-01-52-28
30	X-01-51-30	X-01-52-30
32	X-01-51-32	X-01-52-32
34	X-01-51-34	X-01-52-34
36	X-01-51-36	X-01-52-36
38	X-01-51-38	X-01-52-38

L (mm)	⊙	+
40	X-01-51-40	X-01-52-40
42	X-01-51-42	X-01-52-42
44	X-01-51-44	X-01-52-44
46	X-01-51-46	X-01-52-46
48	X-01-51-48	X-01-52-48
50	X-01-51-50	X-01-52-50
52	X-01-51-52	X-01-52-52
54	X-01-51-54	X-01-52-54
56	X-01-51-56	X-01-52-56
58	X-01-51-58	X-01-52-58
60	X-01-51-60	X-01-52-60
62	X-01-51-62	X-01-52-62
64	X-01-51-64	X-01-52-64
66	X-01-51-66	X-01-52-66
68	X-01-51-68	X-01-52-68
70	X-01-51-70	X-01-52-70



WKRĘT KOLANOWY INTERFERENCYJNY
INTERFERENCE KNEE SCREW




PODKŁADKA
WASHER
1-01-61-12




PŁYTKA ENDOBUTTON
ENDOBUTTON PLATE
4 x 12
1-01-61-11

D (mm)	L (mm)	Ø drutu prowadzącego d (mm)	S (mm)	TWARDE / HARD		MIĘKKIE / SOFT	
				A	B	A	B
6	20	1,2	2,5	1-01-61-01/20	1-01-64-01/20	1-01-62-01/20	1-01-63-01/20
6	25	1,2	2,5	1-01-61-01/25	1-01-64-01/25	1-01-62-01/25	1-01-63-01/25
6	30	1,2	2,5	1-01-61-01/30	1-01-64-01/30	1-01-62-01/30	1-01-63-01/30
6	35	1,2	2,5	1-01-61-01/35	1-01-64-01/35	1-01-62-01/35	1-01-63-01/35
6	40	1,2	2,5	1-01-61-01/40	1-01-64-01/40	1-01-62-01/40	1-01-63-01/40
6	45	1,2	2,5	1-01-61-01/45	1-01-64-01/45	1-01-62-01/45	1-01-63-01/45
6	50	1,2	2,5	1-01-61-01/50	1-01-64-01/50	1-01-62-01/50	1-01-63-01/50
7	20	2,0	3,5	1-01-61-02/20	1-01-64-02/20	1-01-62-02/20	1-01-63-02/20
7	25	2,0	3,5	1-01-61-02/25	1-01-64-02/25	1-01-62-02/25	1-01-63-02/25
7	30	2,0	3,5	1-01-61-02/30	1-01-64-02/30	1-01-62-02/30	1-01-63-02/30
7	35	2,0	3,5	1-01-61-02/35	1-01-64-02/35	1-01-62-02/35	1-01-63-02/35
7	40	2,0	3,5	1-01-61-02/40	1-01-64-02/40	1-01-62-02/40	1-01-63-02/40
7	45	2,0	3,5	1-01-61-02/45	1-01-64-02/45	1-01-62-02/45	1-01-63-02/45
7	50	2,0	3,5	1-01-61-02/50	1-01-64-02/50	1-01-62-02/50	1-01-63-02/50
8	20	2,0	3,5	1-01-61-03/20	1-01-64-03/20	1-01-62-03/20	1-01-63-03/20
8	25	2,0	3,5	1-01-61-03/25	1-01-64-03/25	1-01-62-03/25	1-01-63-03/25
8	30	2,0	3,5	1-01-61-03/30	1-01-64-03/30	1-01-62-03/30	1-01-63-03/30
8	35	2,0	3,5	1-01-61-03/35	1-01-64-03/35	1-01-62-03/35	1-01-63-03/35
8	40	2,0	3,5	1-01-61-03/40	1-01-64-03/40	1-01-62-03/40	1-01-63-03/40
8	45	2,0	3,5	1-01-61-03/45	1-01-64-03/45	1-01-62-03/45	1-01-63-03/45
8	50	2,0	3,5	1-01-61-03/50	1-01-64-03/50	1-01-62-03/50	1-01-63-03/50
9	20	2,0	3,5	1-01-61-04/20	1-01-64-04/20	1-01-62-04/20	1-01-63-04/20
9	25	2,0	3,5	1-01-61-04/25	1-01-64-04/25	1-01-62-04/25	1-01-63-04/25
9	30	2,0	3,5	1-01-61-04/30	1-01-64-04/30	1-01-62-04/30	1-01-63-04/30
9	35	2,0	3,5	1-01-61-04/35	1-01-64-04/35	1-01-62-04/35	1-01-63-04/35
9	40	2,0	3,5	1-01-61-04/40	1-01-64-04/40	1-01-62-04/40	1-01-63-04/40
9	45	2,0	3,5	1-01-61-04/45	1-01-64-04/45	1-01-62-04/45	1-01-63-04/45
9	50	2,0	3,5	1-01-61-04/50	1-01-64-04/50	1-01-62-04/50	1-01-63-04/50
10	20	2,0	3,5	1-01-61-05/20	1-01-64-05/20	1-01-62-05/20	1-01-63-05/20
10	25	2,0	3,5	1-01-61-05/25	1-01-64-05/25	1-01-62-05/25	1-01-63-05/25
10	30	2,0	3,5	1-01-61-05/30	1-01-64-05/30	1-01-62-05/30	1-01-63-05/30
10	35	2,0	3,5	1-01-61-05/35	1-01-64-05/35	1-01-62-05/35	1-01-63-05/35
10	40	2,0	3,5	1-01-61-05/40	1-01-64-05/40	1-01-62-05/40	1-01-63-05/40
10	45	2,0	3,5	1-01-61-05/45	1-01-64-05/45	1-01-62-05/45	1-01-63-05/45
10	50	2,0	3,5	1-01-61-05/50	1-01-64-05/50	1-01-62-05/50	1-01-63-05/50



WKREĆ KOMPRESYJNY KANIULOWANY
COMPRESSION CANNULATED SCREW
ø 3,0 ø 3,9 mm

L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Nr kat.
12	3,5	4	1-01-74-12
14	3,5	6	1-01-74-14
16	3,5	8	1-01-74-16
18	4	9	1-01-74-18
20	4	10	1-01-74-20
22	4	11	1-01-74-22
24	4	12	1-01-74-24
26	4	13	1-01-74-26
28	4	14	1-01-74-28
30	4	15	1-01-74-30



WKREĆ KOMPRESYJNY LITY
SOLID COMPRESSION SCREW


L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	d1=3,2mm d2=2,5mm	d1=3,9mm d2=3,0mm
12	3,5	4	1-01-75-12	1-01-76-12
14	3,5	6	1-01-75-14	1-01-76-14
16	3,5	8	1-01-75-16	1-01-76-16
18	4	9	1-01-75-18	1-01-76-18
20	4	10	1-01-75-20	1-01-76-20
22	4	11	1-01-75-22	1-01-76-22
24	4	12	1-01-75-24	1-01-76-24
26	4	13	1-01-75-26	1-01-76-26
28	4	14	1-01-75-28	1-01-76-28
30	4	15	1-01-75-30	1-01-76-30

**WKREŢ KOMPRESYJNY
KANIULOWANY**
COMPRESSION
CANNULATED SCREW



L (mm)	⊙	L (mm)	⊙
30	1-01-264-30	95	1-01-264-95
35	1-01-264-35	100	1-01-264-100
40	1-01-264-40	105	1-01-264-105
45	1-01-264-45	110	1-01-264-110
50	1-01-264-50	115	1-01-264-115
55	1-01-264-55	120	1-01-264-120
60	1-01-264-60	125	1-01-264-125
65	1-01-264-65	130	1-01-264-130
70	1-01-264-70	135	1-01-264-135
75	1-01-264-75	140	1-01-264-140
80	1-01-264-80	145	1-01-264-145
85	1-01-264-85	150	1-01-264-150
90	1-01-264-90		

**WKREŢ KOMPRESYJNY
KANIULOWANY**
COMPRESSION
CANNULATED SCREW



L (mm)	⊙	L (mm)	⊙
45	1-01-265-45	100	1-01-265-100
50	1-01-265-50	105	1-01-265-105
55	1-01-265-55	110	1-01-265-110
60	1-01-265-60	115	1-01-265-115
65	1-01-265-65	120	1-01-265-120
70	1-01-265-70	125	1-01-265-125
75	1-01-265-75	130	1-01-265-130
80	1-01-265-80	135	1-01-265-135
85	1-01-265-85	140	1-01-265-140
90	1-01-265-90	145	1-01-265-145
95	1-01-265-95	150	1-01-265-150

**WKREŢ KOMPRESYJNY
KANIULOWANY**
COMPRESSION
CANNULATED SCREW



L (mm)	A (mm)	⊙	L (mm)	A (mm)	⊙
9	4	1-01-271-09	23	4	1-01-271-23
10	4	1-01-271-10	24	5	1-01-271-24
11	4	1-01-271-11	25	5	1-01-271-25
12	4	1-01-271-12	26	5	1-01-271-26
13	4	1-01-271-13	27	6	1-01-271-27
14	4	1-01-271-14	28	6	1-01-271-28
15	4	1-01-271-15	29	6	1-01-271-29
16	4	1-01-271-16	30	7	1-01-271-30
17	4	1-01-271-17	32	7	1-01-271-32
18	4	1-01-271-18	34	8	1-01-271-34
19	4	1-01-271-19	36	9	1-01-271-36
20	4	1-01-271-20	38	9	1-01-271-38
21	4	1-01-271-21	40	10	1-01-271-40
22	4	1-01-271-22			

**WKREĆ KOMPRESYJNY
KANIULOWANY
COMPRESSION
CANNULATED SCREW**



L (mm)	A (mm)		L (mm)	A (mm)	
14	5	1-01-272-14	26	10	1-01-272-26
16	5	1-01-272-16	27	10	1-01-272-27
17	6	1-01-272-17	28	10	1-01-272-28
18	6	1-01-272-18	29	10	1-01-272-29
19	7	1-01-272-19	30	12	1-01-272-30
20	7	1-01-272-20	32	12	1-01-272-32
21	8	1-01-272-21	34	14	1-01-272-34
22	8	1-01-272-22	36	14	1-01-272-36
23	8	1-01-272-23	38	16	1-01-272-38
24	8	1-01-272-24	40	16	1-01-272-40
25	8	1-01-272-25			

**WKREĆ KOMPRESYJNY
KANIULOWANY
COMPRESSION
CANNULATED SCREW**



L (mm)	A (mm)		L (mm)	A (mm)	
10	4	1-01-294-10	23	4	1-01-294-23
11	4	1-01-294-11	24	5	1-01-294-24
12	4	1-01-294-12	25	5	1-01-294-25
13	4	1-01-294-13	26	5	1-01-294-26
14	4	1-01-294-14	27	6	1-01-294-27
15	4	1-01-294-15	28	6	1-01-294-28
16	4	1-01-294-16	29	6	1-01-294-29
17	4	1-01-294-17	30	7	1-01-294-30
18	4	1-01-294-18	32	7	1-01-294-32
19	4	1-01-294-19	34	8	1-01-294-34
20	4	1-01-294-20	36	9	1-01-294-36
21	4	1-01-294-21	38	9	1-01-294-38
22	4	1-01-294-22	40	10	1-01-294-40

**WKREĆ KOMPRESYJNY
KANIULOWANY
COMPRESSION
CANNULATED SCREW**



L (mm)	A (mm)		L (mm)	A (mm)	
16	5	1-01-295-16	26	10	1-01-295-26
17	6	1-01-295-17	27	10	1-01-295-27
18	6	1-01-295-18	28	10	1-01-295-28
19	7	1-01-295-19	29	10	1-01-295-29
20	7	1-01-295-20	30	12	1-01-295-30
21	8	1-01-295-21	32	12	1-01-295-32
22	8	1-01-295-22	34	14	1-01-295-34
23	8	1-01-295-23	36	14	1-01-295-36
24	8	1-01-295-24	38	16	1-01-295-38
25	8	1-01-295-25	40	16	1-01-295-40



**WKREĆ KOMPRESYJNY
KANIULOWANY**
COMPRESSION
CANNULATED SCREW



L (mm)	A (mm)	☼	L (mm)	A (mm)	☼
20	7	1-01-273-20	52	10	1-01-273-52
22	7	1-01-273-22	54	11	1-01-273-54
24	7	1-01-273-24	56	11	1-01-273-56
26	7	1-01-273-26	58	11	1-01-273-58
28	7	1-01-273-28	60	12	1-01-273-60
30	7	1-01-273-30	65	13	1-01-273-65
32	7	1-01-273-32	70	14	1-01-273-70
34	7	1-01-273-34	75	15	1-01-273-75
36	7	1-01-273-36	80	16	1-01-273-80
38	7	1-01-273-38	85	17	1-01-273-85
40	8	1-01-273-40	90	18	1-01-273-90
42	8	1-01-273-42	95	19	1-01-273-95
44	9	1-01-273-44	100	20	1-01-273-100
46	9	1-01-273-46	105	21	1-01-273-105
48	9	1-01-273-48	110	22	1-01-273-110
50	10	1-01-273-50			

**WKREĆ KOMPRESYJNY
KANIULOWANY**
COMPRESSION
CANNULATED SCREW




L (mm)	A (mm)	☼	L (mm)	A (mm)	☼
30	12	1-01-274-30	56	22	1-01-274-56
32	12	1-01-274-32	58	22	1-01-274-58
34	12	1-01-274-34	60	24	1-01-274-60
36	14	1-01-274-36	65	26	1-01-274-65
38	14	1-01-274-38	70	28	1-01-274-70
40	16	1-01-274-40	75	30	1-01-274-75
42	16	1-01-274-42	80	32	1-01-274-80
44	18	1-01-274-44	85	34	1-01-274-85
46	18	1-01-274-46	90	36	1-01-274-90
48	18	1-01-274-48	95	38	1-01-274-95
50	20	1-01-274-50	100	40	1-01-274-100
52	20	1-01-274-52	105	42	1-01-274-105
54	22	1-01-274-54	110	44	1-01-274-110




WKREĆ KOMPRESYJNY
COMPRESSION SCREW



L (mm)	A (mm)	☼
8	4	1-01-278-08
9	4	1-01-278-09
10	4	1-01-278-10
11	4	1-01-278-11
12	4	1-01-278-12
13	4	1-01-278-13
14	4	1-01-278-14
15	4	1-01-278-15
16	5	1-01-278-16
17	5	1-01-278-17
18	5	1-01-278-18
19	5	1-01-278-19
20	6	1-01-278-20




WKRĘT KANIULOWANY
samowiercący
CANNULATED SCREW
self-drilling



L (mm)	A (mm)	○	L (mm)	A (mm)	○
10	4	X-01-285-10	18	8	X-01-285-18
11	5	X-01-285-11	19	9	X-01-285-19
12	5	X-01-285-12	20	9	X-01-285-20
13	6	X-01-285-13	22	10	X-01-285-22
14	6	X-01-285-14	24	10	X-01-285-24
15	7	X-01-285-15	26	12	X-01-285-26
16	7	X-01-285-16	28	12	X-01-285-28
17	8	X-01-285-17	30	14	X-01-285-30




WKRĘT KANIULOWANY
samowiercący
CANNULATED SCREW
self-drilling



L (mm)	A (mm)	○	L (mm)	A (mm)	○
17	5	X-01-286-17	24	6	X-01-286-24
18	5	X-01-286-18	26	6	X-01-286-26
19	5	X-01-286-19	28	6	X-01-286-28
20	5	X-01-286-20	30	6	X-01-286-30
22	5	X-01-286-22			X-01-286-




WKRĘT KANIULOWANY
samowiercący
CANNULATED SCREW
self-drilling



L (mm)	A (mm)	○	L (mm)	A (mm)	○
10	4	X-01-101-10	36	12	X-01-101-36
12	4	X-01-101-12	38	12	X-01-101-38
14	5	X-01-101-14	40	13	X-01-101-40
16	5	X-01-101-16	42	14	X-01-101-42
18	6	X-01-101-18	44	14	X-01-101-44
20	7	X-01-101-20	46	15	X-01-101-46
22	7	X-01-101-22	48	15	X-01-101-48
24	8	X-01-101-24	50	16	X-01-101-50
26	8	X-01-101-26	52	16	X-01-101-52
28	9	X-01-101-28	54	17	X-01-101-54
30	10	X-01-101-30	56	18	X-01-101-56
32	11	X-01-101-32	58	19	X-01-101-58
34	11	X-01-101-34	60	20	X-01-101-60




WKRĘT KANIULOWANY
samowiercący
CANNULATED SCREW
self-drilling



L (mm)	○	L (mm)	○	L (mm)	○
8	X-01-100-08	30	X-01-100-30	52	X-01-100-52
10	X-01-100-10	32	X-01-100-32	54	X-01-100-54
12	X-01-100-12	34	X-01-100-34	56	X-01-100-56
14	X-01-100-14	36	X-01-100-36	58	X-01-100-58
16	X-01-100-16	38	X-01-100-38	60	X-01-100-60
18	X-01-100-18	40	X-01-100-40	62	X-01-100-62
20	X-01-100-20	42	X-01-100-42	64	X-01-100-64
22	X-01-100-22	44	X-01-100-44	66	X-01-100-66
24	X-01-100-24	46	X-01-100-46	68	X-01-100-68
26	X-01-100-26	48	X-01-100-48	70	X-01-100-70
28	X-01-100-28	50	X-01-100-50		




WKREŢ KANIULOWANY
samowiercący
CANNULATED SCREW
self-drilling




L (mm)	Ø	L (mm)	Ø
30	X-01-326-30	46	X-01-326-52
32	X-01-326-32	48	X-01-326-54
34	X-01-326-34	50	X-01-326-56
36	X-01-326-36	52	X-01-326-58
38	X-01-326-38	54	X-01-326-60
40	X-01-326-40	56	X-01-326-62
42	X-01-326-42	58	X-01-326-64
44	X-01-326-44	60	X-01-326-66

WKREŢ KANIULOWANY
samowiercący
CANNULATED SCREW
self-drilling




L (mm)	A (mm)	Ø	L (mm)	A (mm)	Ø
16	8	X-01-232-16	46	23	X-01-232-46
18	9	X-01-232-18	48	24	X-01-232-48
20	10	X-01-232-20	50	25	X-01-232-50
22	11	X-01-232-22	52	26	X-01-232-52
24	12	X-01-232-24	54	27	X-01-232-54
26	13	X-01-232-26	56	28	X-01-232-56
28	14	X-01-232-28	58	29	X-01-232-58
30	15	X-01-232-30	60	30	X-01-232-60
32	16	X-01-232-32	62	31	X-01-232-62
34	17	X-01-232-34	64	32	X-01-232-64
36	18	X-01-232-36	66	33	X-01-232-66
38	19	X-01-232-38	68	34	X-01-232-68
40	20	X-01-232-40	70	35	X-01-232-70
42	21	X-01-232-42	72	36	X-01-232-72
44	22	X-01-232-44			

WKREŢ KANIULOWANY
samowiercący
CANNULATED SCREW
self-drilling



L (mm)	A (mm)	Ø	L (mm)	A (mm)	Ø
10	5	X-01-231-10	42	14	X-01-231-42
12	5	X-01-231-12	44	14	X-01-231-44
14	5	X-01-231-14	46	15	X-01-231-46
16	5	X-01-231-16	48	15	X-01-231-48
18	6	X-01-231-18	50	16	X-01-231-50
20	7	X-01-231-20	52	17	X-01-231-52
22	7	X-01-231-22	54	18	X-01-231-54
24	8	X-01-231-24	56	19	X-01-231-56
26	9	X-01-231-26	58	19	X-01-231-58
28	9	X-01-231-28	60	20	X-01-231-60
30	10	X-01-231-30	62	21	X-01-231-62
32	11	X-01-231-32	64	21	X-01-231-64
34	11	X-01-231-34	66	22	X-01-231-66
36	12	X-01-231-36	68	23	X-01-231-68
38	12	X-01-231-38	70	23	X-01-231-70
40	13	X-01-231-40	72	24	X-01-231-72


WKREŃ KANIULOWANY
samowiercący
CANNULATED SCREW
self-drilling



L (mm)	A (mm)	Ø	L (mm)	A (mm)	Ø
20	7	X-01-266-20	46	15	X-01-266-46
22	7	X-01-266-22	48	16	X-01-266-48
24	8	X-01-266-24	50	17	X-01-266-50
26	9	X-01-266-26	52	17	X-01-266-52
28	9	X-01-266-28	54	18	X-01-266-54
30	10	X-01-266-30	56	19	X-01-266-56
32	11	X-01-266-32	60	20	X-01-266-60
34	11	X-01-266-34	64	21	X-01-266-64
36	12	X-01-266-36	68	23	X-01-266-68
38	13	X-01-266-38	72	24	X-01-266-72
40	13	X-01-266-40	76	25	X-01-266-76
42	14	X-01-266-42	80	26	X-01-266-80
44	15	X-01-266-44			X-01-266-




WKREŃ KANIULOWANY
samowiercący
CANNULATED SCREW
self-drilling



L (mm)	Ø	L (mm)	Ø
20	X-01-233-20	46	X-01-233-46
22	X-01-233-22	48	X-01-233-48
24	X-01-233-24	50	X-01-233-50
26	X-01-233-26	52	X-01-233-52
28	X-01-233-28	54	X-01-233-54
30	X-01-233-30	56	X-01-233-56
32	X-01-233-32	60	X-01-233-60
34	X-01-233-34	64	X-01-233-64
36	X-01-233-36	68	X-01-233-68
38	X-01-233-38	70	X-01-233-70
40	X-01-233-40	72	X-01-233-72
42	X-01-233-42	76	X-01-233-76
44	X-01-233-44	80	X-01-233-80




WKREŃ KANIULOWANY
samowiercący
CANNULATED SCREW
self-drilling



L (mm)	Ø	L (mm)	Ø
20	X-01-235-20	85	X-01-235-85
25	X-01-235-25	90	X-01-235-90
30	X-01-235-30	95	X-01-235-95
35	X-01-235-35	100	X-01-235-100
40	X-01-235-40	105	X-01-235-105
45	X-01-235-45	110	X-01-235-110
50	X-01-235-50	115	X-01-235-115
55	X-01-235-55	120	X-01-235-120
60	X-01-235-60	125	X-01-235-125
65	X-01-235-65	130	X-01-235-130
70	X-01-235-70	135	X-01-235-135
75	X-01-235-75	140	X-01-235-140
80	X-01-235-80		




**WKRĘT KANIULOWANY
samowiercący**
CANNULATED SCREW
self-drilling




L (mm)	Ø	L (mm)	Ø
45	X-01-236-45	95	X-01-236-95
50	X-01-236-50	100	X-01-236-100
55	X-01-236-55	105	X-01-236-105
60	X-01-236-60	110	X-01-236-110
65	X-01-236-65	115	X-01-236-115
70	X-01-236-70	120	X-01-236-120
75	X-01-236-75	125	X-01-236-125
80	X-01-236-80	130	X-01-236-130
85	X-01-236-85	135	X-01-236-135
90	X-01-236-90	140	X-01-236-140

**WKRĘT KANIULOWANY
samowiercący**
CANNULATED SCREW
self-drilling





L (mm)	Ø	L (mm)	Ø
30	X-01-237-30	90	X-01-237-90
35	X-01-237-35	95	X-01-237-95
40	X-01-237-40	100	X-01-237-100
45	X-01-237-45	105	X-01-237-105
50	X-01-237-50	110	X-01-237-110
55	X-01-237-55	115	X-01-237-115
60	X-01-237-60	120	X-01-237-120
65	X-01-237-65	125	X-01-237-125
70	X-01-237-70	130	X-01-237-130
75	X-01-237-75	135	X-01-237-135
80	X-01-237-80	140	X-01-237-140
85	X-01-237-85		

**WKRĘT KANIULOWANY
samowiercący**
CANNULATED SCREW
self-drilling




L (mm)	Ø	L (mm)	Ø
45	X-01-269-45	100	X-01-269-100
50	X-01-269-50	105	X-01-269-105
55	X-01-269-55	110	X-01-269-110
60	X-01-269-60	115	X-01-269-115
65	X-01-269-65	120	X-01-269-120
70	X-01-269-70	125	X-01-269-125
75	X-01-269-75	130	X-01-269-130
80	X-01-269-80	135	X-01-269-135
85	X-01-269-85	140	X-01-269-140
90	X-01-269-90	145	X-01-269-145
95	X-01-269-95	150	X-01-269-150

WKREĆ KANIULOWANY
samowiercący
CANNULATED SCREW
self-drilling



L (mm)		L (mm)	
20	X-01-270-20	80	X-01-270-80
25	X-01-270-25	85	X-01-270-85
30	X-01-270-30	90	X-01-270-90
35	X-01-270-35	95	X-01-270-95
40	X-01-270-40	100	X-01-270-100
45	X-01-270-45	105	X-01-270-105
50	X-01-270-50	110	X-01-270-110
55	X-01-270-55	115	X-01-270-115
60	X-01-270-60	120	X-01-270-120
65	X-01-270-65	125	X-01-270-125
70	X-01-270-70	130	X-01-270-130
75	X-01-270-75		

WKREĆ KANIULOWANY
samowiercący
CANNULATED SCREW
self-drilling




L (mm)	A (mm)		L (mm)	A (mm)	
10	4	X-01-283-10	18	8	X-01-283-18
11	5	X-01-283-11	19	9	X-01-283-19
12	5	X-01-283-12	20	9	X-01-283-20
13	6	X-01-283-13	22	10	X-01-283-22
14	6	X-01-283-14	24	10	X-01-283-24
15	7	X-01-283-15	26	12	X-01-283-26
16	7	X-01-283-16	28	12	X-01-283-28
17	8	X-01-283-17	30	14	X-01-283-30

WKREĆ KANIULOWANY
samowiercący
CANNULATED SCREW
self-drilling




L (mm)	A (mm)		L (mm)	A (mm)	
17	5	X-01-284-17	24	6	X-01-284-24
18	5	X-01-284-18	26	6	X-01-284-26
19	5	X-01-284-19	28	6	X-01-284-28
20	5	X-01-284-20	30	6	X-01-284-30
22	5	X-01-284-22			



WKREĆ KANIULOWANY
samogwintujący
CANNULATED SCREW
self-tapping

L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Ø	L (mm)	L1 (mm)	Ø	L (mm)	L1 (mm)	Ø
10	-	3	X-01-90-10	55	12	X-01-90-12.55	40	20	X-01-90-20.40
12	-	4	X-01-90-12	60	12	X-01-90-12.60	45	22	X-01-90-22.45
14	-	5	X-01-90-14	65	12	X-01-90-12.65	50	24	X-01-90-24.50
16	-	5	X-01-90-16	70	12	X-01-90-12.70	55	26	X-01-90-26.55
18	11	6	X-01-90-11.18	75	12	X-01-90-12.75	60	30	X-01-90-30.60
20	12	6	X-01-90-12.20	80	12	X-01-90-12.80	65	30	X-01-90-30.65
22	12	6	X-01-90-12.22	30	15	X-01-90-15.30	70	32	X-01-90-32.70
24	12	6	X-01-90-12.24	50	16	X-01-90-16.50	75	32	X-01-90-32.75
25	12	6	X-01-90-12.25	55	16	X-01-90-16.55	80	32	X-01-90-32.80
26	12	6	X-01-90-12.26	60	16	X-01-90-16.60	85	32	X-01-90-32.85
28	12	6	X-01-90-12.28	65	16	X-01-90-16.65	90	32	X-01-90-32.90
30	12	6	X-01-90-12.30	70	16	X-01-90-16.70	95	32	X-01-90-32.85
35	12	6	X-01-90-12.35	75	16	X-01-90-16.75	100	32	X-01-90-32.100
36	12	6	X-01-90-12.36	80	16	X-01-90-16.80	105	32	X-01-90-32.105
40	12	6	X-01-90-12.40	85	16	X-01-90-16.85	110	32	X-01-90-32.110
42	12	6	X-01-90-12.42	90	16	X-01-90-16.90	-	-	-
45	12	6	X-01-90-12.45	95	16	X-01-90-16.95	-	-	-
46	12	6	X-01-90-12.46	100	16	X-01-90-16.100	-	-	-
50	12	6	X-01-90-12.50	35	18	X-01-90-18.35	-	-	-




WKREĆ KANIULOWANY
samogwintujący
CANNULATED SCREW
self-tapping

L (mm)	A (mm)	Ø	L (mm)	A (mm)	Ø
30	16	X-01-92-16.30	140	16	X-01-92-16.140
35	16	X-01-92-16.35	40	32	X-01-92-32.40
40	16	X-01-92-16.40	45	32	X-01-92-32.45
45	16	X-01-92-16.45	50	32	X-01-92-32.50
50	16	X-01-92-16.50	55	32	X-01-92-32.55
55	16	X-01-92-16.55	60	32	X-01-92-32.60
60	16	X-01-92-16.60	65	32	X-01-92-32.65
65	16	X-01-92-16.65	70	32	X-01-92-32.70
70	16	X-01-92-16.70	75	32	X-01-92-32.75
75	16	X-01-92-16.75	80	32	X-01-92-32.80
80	16	X-01-92-16.80	85	32	X-01-92-32.85
85	16	X-01-92-16.85	90	32	X-01-92-32.90
90	16	X-01-92-16.90	95	32	X-01-92-32.95
95	16	X-01-92-16.95	100	32	X-01-92-32.100
100	16	X-01-92-16.100	105	32	X-01-92-32.105
105	16	X-01-92-16.105	110	32	X-01-92-32.110
110	16	X-01-92-16.110	115	32	X-01-92-32.115
115	16	X-01-92-16.115	120	32	X-01-92-32.120
120	16	X-01-92-16.120	125	32	X-01-92-32.125
125	16	X-01-92-16.125	130	32	X-01-92-32.130
130	16	X-01-92-16.130	35	22	X-01-92-22.35
135	16	X-01-92-16.135	40	27	X-01-92-27.40



WKREĆ KANIULOWANY
samogwintujący
CANNULATED SCREW
self-tapping

L (mm)	A (mm)	Ø
25	16	X-01-91-16.25
30	16	X-01-91-16.30
35	16	X-01-91-16.35
40	16	X-01-91-16.40
45	16	X-01-91-16.45
50	16	X-01-91-16.50
55	16	X-01-91-16.55
60	16	X-01-91-16.60
65	16	X-01-91-16.65
70	16	X-01-91-16.70
40	32	X-01-91-32.40
45	32	X-01-91-32.45
50	32	X-01-91-32.50
55	32	X-01-91-32.55
60	32	X-01-91-32.60
65	32	X-01-91-32.65
70	32	X-01-91-32.70
75	32	X-01-91-32.75
80	32	X-01-91-32.80
85	32	X-01-91-32.85



PODKŁADKA
WASHER

g (mm)	d (mm)	D (mm)	Ø wkręta	Nr kat.
1	2,8	7	2,0-2,7	X-01-99-01
1,5	3,1	6,5	2,0-2,7	X-01-99-40
1,5	3,1	7	2,0-2,7	X-01-99-02
1,5	3,7	10	3,5	X-01-99-39
1,5	4,2	7	3,5-4,0	X-01-99-03
1,5	4,2	8	3,5-4,0	X-01-99-05
1,5	4,2	10	3,5-4,0	X-01-99-06
1,5	4,2	11	3,5-4,0	X-01-99-07
1,5	4,2	11	4,5	X-01-99-45/07
1,5	4,5	10	4,5	X-01-99-08
1,5	4,7	10	4,5	X-01-99-09
1,5	5,0	10	4,5-5,0	X-01-99-11
1,5	5,0	11	4,5	X-01-99-35
1,5	5,0	13	4,5-5,0	X-01-99-36
1,5	5,0	15	4,5-5,0	X-01-99-12
1,5	5,0	19	4,5-5,0	X-01-99-41
1,5	5,5	10	4,5-5,0	X-01-99-15
1,5	5,5	13	4,5-5,0	X-01-99-16
1,5	5,5	15	4,5-5,0	X-01-99-17
1,5	5,5	16	4,5-5,0	X-01-99-18
1,5	5,5	20	4,5-5,0	X-01-99-19
1,5	6,0	13	6,0	X-01-99-22
1,5	6,7	11	6,5	X-01-99-37
1,5	6,7	13	6,5	X-01-99-23
1,5	6,7	16	6,5	X-01-99-24
1,5	6,7	20	6,5	X-01-99-25
1,5	7,0	16	7,0	X-01-99-26
1,5	7,2	10	7,0	X-01-99-27
1,5	7,2	13	7,0	X-01-99-28
1,5	7,2	15	7,0	X-01-99-29
1,5	7,2	16	7,0	X-01-99-30
1,5	7,2	19	7,0	X-01-99-38
1,5	7,2	20	7,0	X-01-99-31
1,5	8,0	16	8,0	X-01-99-32
1,5	8,2	16	8,0	X-01-99-33
1,5	8,2	20	8,0	X-01-99-34

PŁYTKI KOSTNE PROSTE
STRAIGHT BONE PLATES



DOSTĘPNE ODMIANY PŁYTEK / AVAILABLE TYPES OF PLATES


Pierwszy człon numeru katalogowego First part of REF No.	Odmiany płytek / Types of plates
1	tytan / titanium
4	stal implantacyjna / stainless steel
5	stal implantacyjna + DLC / stainless steel + DLC
11	tytan + DLC / titanium + DLC
21	tytan lity pokryty Si-DLC / titanium + Si-DLC
24	stal pokryta Si-DLC / steel + Si-DLC

PRZYKŁAD / EXAMPLE

X-zz-zzz-zz


X = 1,4,5,11,21,24

z = numeracja / number




PŁYTKA WĄSKA, GRUBA
NARROW PLATE, THICK
4 x 12 mm
wkręty / screws: ø 4,5 mm

L (mm)	otwory holes	Nr kat.	L (mm)	otwory holes	Nr kat.
39	2	X-02-01-02	183	11	X-02-01-11
55	3	X-02-01-03	199	12	X-02-01-12
71	4	X-02-01-04	215	13	X-02-01-13
87	5	X-02-01-05	231	14	X-02-01-14
103	6	X-02-01-06	247	15	X-02-01-15
119	7	X-02-01-07	263	16	X-02-01-16
135	8	X-02-01-08	279	17	X-02-01-17
151	9	X-02-01-09	295	18	X-02-01-18
167	10	X-02-01-10			



PŁYTKA WĄSKA, CIENKA
NARROW PLATE, THIN
2,5 x 11 mm
wkręty / screws: ø 4,5 mm

L (mm)	otwory holes	Nr kat.	L (mm)	otwory holes	Nr kat.
39	2	X-02-02-02	167	10	X-02-02-10
55	3	X-02-02-03	183	11	X-02-02-11
71	4	X-02-02-04	199	12	X-02-02-12
87	5	X-02-02-05	215	13	X-02-02-13
103	6	X-02-02-06	231	14	X-02-02-14
119	7	X-02-02-07	247	15	X-02-02-15
135	8	X-02-02-08	263	16	X-02-02-16
151	9	X-02-02-09	279	17	X-02-02-17
			295	18	X-02-02-18




PLYTKA SZEROKA, GRUBA
WIDE PLATE, THICK
4,5 x 16 mm
wkręty / screws: ø 4,5/ø 6,5 mm

L (mm)	otwory holes	Nr kat.
71	4	X-02-05-04
87	5	X-02-05-05
103	6	X-02-05-06
119	7	X-02-05-07
135	8	X-02-05-08
151	9	X-02-05-09
167	10	X-02-05-10
183	11	X-02-05-11
199	12	X-02-05-12
215	13	X-02-05-13
231	14	X-02-05-14
247	15	X-02-05-15
263	16	X-02-05-16
295	18	X-02-05-18




PLYTKA SZEROKA, GRUBA
z ograniczonym kontaktem
WIDE PLATE, THICK
WITH LIMITED CONTACT
4,5 x 16 mm
wkręty / screws: ø 4,5/ø 6,5 mm

L (mm)	otwory holes	Nr kat. Ref. no.
71	4	X-02-179-04
87	5	X-02-179-05
103	6	X-02-179-06
119	7	X-02-179-07
135	8	X-02-179-08
151	9	X-02-179-09
167	10	X-02-179-10
183	11	X-02-179-11
199	12	X-02-179-12
215	13	X-02-179-13
231	14	X-02-179-14
247	15	X-02-179-15
263	16	X-02-179-16
295	18	X-02-179-18




PLYTKA SZEROKA, CIENKA
WIDE PLATE, THIN
2,5 x 16 mm
wkręty / screws: ø 4,5

L (mm)	otwory holes	Nr kat.	L (mm)	otwory holes	Nr kat.
71	4	X-02-07-04	199	12	X-02-07-12
87	5	X-02-07-05	215	13	X-02-07-13
103	6	X-02-07-06	231	14	X-02-07-14
119	7	X-02-07-07	247	15	X-02-07-15
135	8	X-02-07-08	263	16	X-02-07-16
151	9	X-02-07-09	279	17	X-02-07-17
167	10	X-02-07-10	295	18	X-02-07-18
183	11	X-02-07-11			




▲
PLYTKA WĄSKA SAMODOCISKOWA, CIENKA
AUTOCOMPRESSION NARROW PLATE, THIN
2,5 x 11 mm
wkręty / screws: ø 3,5

L (mm)	otwory holes	Nr kat.
25	2	X-02-10-02
37	3	X-02-10-03
49	4	X-02-10-04
61	5	X-02-10-05
73	6	X-02-10-06
77	6	X-02-10-77/06
85	7	X-02-10-07
97	8	X-02-10-08
109	9	X-02-10-09
121	10	X-02-10-10
133	11	X-02-10-11
145	12	X-02-10-12




▲
PLYTKA WĄSKA SAMODOCISKOWA, CIENKA
AUTOCOMPRESSION NARROW PLATE, THIN
2,5 x 11 mm
wkręty / screws: ø 4,0

L (mm)	otwory holes	Nr kat.
25	2	X-02-18-2
37	3	X-02-18-3
49	4	X-02-18-4
61	5	X-02-18-5
73	6	X-02-18-6
85	7	X-02-18-7
97	8	X-02-18-8
109	9	X-02-18-9
121	10	X-02-18-10
133	11	X-02-18-11
145	12	X-02-18-12




▲
PLYTKA DROBNA
SMALL PLATE
1,5 x 7,5 mm
wkręty / screws: ø 2,7

L (mm)	otwory holes	Nr kat.	L (mm)	otwory holes	Nr kat.
16	2	X-02-13-02	64	8	X-02-13-08
24	3	X-02-13-03	72	9	X-02-13-09
32	4	X-02-13-04	80	10	X-02-13-10
40	5	X-02-13-05	88	11	X-02-13-11
48	6	X-02-13-06	96	12	X-02-13-12
56	7	X-02-13-07			




PŁYTKA DROBNA
SMALL PLATE
1,5 x 7,5 mm
wkręty / screws: ø 3,5

L (mm)	otwory holes	Nr kat.	L (mm)	otwory holes	Nr kat.
16	2	X-02-14-02	63	8	X-02-14-08
23	3	X-02-14-03	71	9	X-02-14-09
31	4	X-02-14-04	79	10	X-02-14-10
39	5	X-02-14-05	87	11	X-02-14-11
47	6	X-02-14-06	95	12	X-02-14-12
55	7	X-02-14-07			




PŁYTKA DROBNA SAMODOCISKOWA
AUTOCOMPRESSION SMALL PLATE
2,5 x 8 mm
wkręty / screws: ø 2,7 mm

L (mm)	otwory holes	Nr kat.
20	2	X-02-11-02
28	3	X-02-11-03
36	4	X-02-11-04
44	5	X-02-11-05
52	6	X-02-11-06
60	7	X-02-11-07
68	8	X-02-11-08
76	9	X-02-11-09
84	10	X-02-11-10
92	11	X-02-11-11
100	12	X-02-11-12
116	14	X-02-11-14
132	16	X-02-11-16



PŁYTKA DROBNA SAMODOCISKOWA
AUTOCOMPRESSION SMALL PLATE
A x 8 mm
wkręty / screws: ø 2,0 mm

L (mm)	otwory holes	Nr kat.
A = 2,0mm		
20	2	X-02-12-02
28	3	X-02-12-03
36	4	X-02-12-04
44	5	X-02-12-05
52	6	X-02-12-06
60	7	X-02-12-07
68	8	X-02-12-08
76	9	X-02-12-09
84	10	X-02-12-10
92	11	X-02-12-11
100	12	X-02-12-12
116	14	X-02-12-14
132	16	X-02-12-16
A = 2,5mm		
68	8	X-02-48-08
76	9	X-02-48-09
84	10	X-02-48-10
92	11	X-02-48-11
100	12	X-02-48-12




PŁYTKA DROBNA
SMALL PLATE

1 x 5 mm

wkręty / screws: ø 2,0 mm

L (mm)	otwory holes	Nr kat.
12	2	X-02-37-02
16	3	X-02-37-03
20	4	X-02-37-04
24	5	X-02-37-05
28	6	X-02-37-06
32	7	X-02-37-07
36	8	X-02-37-08




PŁYTKA DROBNA
SMALL PLATE

1 x 5 mm

wkręty / screws: ø 2,0 mm

L (mm)	otwory holes	Nr kat.
12	2	X-02-15-02
18	3	X-02-15-03
24	4	X-02-15-04
30	5	X-02-15-05
36	6	X-02-15-06
48	8	X-02-15-08




PŁYTKA DROBNA, GRUBA
SMALL PLATE, THICK

2 x 5 mm


wkręty / screws: ø 2,0 mm

L (mm)	otwory holes	Nr kat.
17	2	X-02-16-02
27	4	X-02-16-04
37	6	X-02-16-06
47	8	X-02-16-08
57	10	X-02-16-10
67	12	X-02-16-12
77	14	X-02-16-14
87	16	X-02-16-16



PŁYTKA SZEROKA SAMODOCISKOWA, GRUBA
AUTOCOMPRESSION WIDE PLATE, THICK
4,5 x 16 mm
wkręty / screws: ø 4,5/ø 6,5 mm

L (mm)	otwory holes	Nr kat.	L (mm)	otwory holes	Nr kat.
103	6	X-02-19-06	247	15	X-02-19-15
119	7	X-02-19-07	263	16	X-02-19-16
135	8	X-02-19-08	279	17	X-02-19-17
151	9	X-02-19-09	295	18	X-02-19-18
167	10	X-02-19-10	327	20	X-02-19-20
183	11	X-02-19-11	359	22	X-02-19-22
199	12	X-02-19-12	391	24	X-02-19-24
215	13	X-02-19-13	407	25	X-02-19-25
231	14	X-02-19-14	423	26	X-02-19-26



PŁYTKA SZEROKA SAMODOCISKOWA, GRUBA
AUTOCOMPRESSION WIDE PLATE, THICK
4,5 x 16 mm
wkręty / screws: ø 4,5/ø 6,5 mm

L (mm)	otwory holes	Nr kat.	L (mm)	otwory holes	Nr kat.
103	6	X-02-21-06	199	12	X-02-21-12
109	7	X-02-21-07	231	13	X-02-21-13
135	8	X-02-21-08	252	14	X-02-21-14
151	9	X-02-21-09	273	15	X-02-21-15
167	10	X-02-21-10	294	16	X-02-21-16
183	11	X-02-21-11			



▲
PLYTKA 1/2 RURKA
1/2 TUBULAR PLATE
1 x 12 mm
wkręty / screws: ø 4,5 mm

L (mm)	otwory holes	Nr kat. Ref. no.
39	2	X-02-23-02
55	3	X-02-23-03
71	4	X-02-23-04
87	5	X-02-23-05
103	6	X-02-23-06
119	7	X-02-23-07
135	8	X-02-23-08
151	9	X-02-23-09
167	10	X-02-23-10
183	11	X-02-23-11
199	12	X-02-23-12



▲
PLYTKA 1/3 RURKA
1/3 TUBULAR PLATE
1 x 10 mm
wkręty / screws: ø 4,5 mm

L (mm)	otwory holes	Nr kat. Ref. no.
39	2	X-02-24-02
55	3	X-02-24-03
71	4	X-02-24-04
87	5	X-02-24-05
103	6	X-02-24-06
119	7	X-02-24-07
135	8	X-02-24-08
151	9	X-02-24-09
167	10	X-02-24-10
183	11	X-02-24-11
199	12	X-02-24-12



▲
PLYTKA 1/2 RURKA
1/2 TUBULAR PLATE
1 x 9 mm
wkręty korowe / Cortical screws: ø 2,7 mm

L (mm)	otwory holes	Nr kat. Ref. no.
31	4	X-02-178-04
39	5	X-02-178-05
47	6	X-02-178-06
55	7	X-02-178-07
63	8	X-02-178-08
71	9	X-02-178-09
79	10	X-02-178-10
87	11	X-02-178-11
95	12	X-02-178-12
103	13	X-02-178-13




PŁYTKA 1/3 RURKA
1/3 TUBULAR PLATE

1 x 9 mm

wkręty / screws: $\varnothing$ 3,5/ $\varnothing$ 4,0 mm



L (mm)	otwory holes	Nr kat.
25	2	X-02-25-02
37	3	X-02-25-03
49	4	X-02-25-04
61	5	X-02-25-05
73	6	X-02-25-06
85	7	X-02-25-07
97	8	X-02-25-08
109	9	X-02-25-09
121	10	X-02-25-10
133	11	X-02-25-11
145	12	X-02-25-12




PŁYTKA 1/3 RURKA
1/3 TUBULAR PLATE

1,5 x 10 mm

wkręty korowe / Cortical screws: $\varnothing$ 3,5 ; 4,0 mm

wkręty gąbczaste / Cancellous screws: $\varnothing$ 4,0 mm



L (mm)	otwory holes	Nr kat. Ref. no.
25	2	X-02-26-02
37	3	X-02-26-03
49	4	X-02-26-04
61	5	X-02-26-05
73	6	X-02-26-06
85	7	X-02-26-07
97	8	X-02-26-08
109	9	X-02-26-09
121	10	X-02-26-10
133	11	X-02-26-11
145	12	X-02-26-12



PŁYTKA 1/3 RURKA
1/3 TUBULAR PLATE

1 x 7 mm

wkręty / screws: $\varnothing$ 2,7 mm



L (mm)	otwory holes	Nr kat.
23	3	X-02-27-03
31	4	X-02-27-04
39	5	X-02-27-05
47	6	X-02-27-06
55	7	X-02-27-07
63	8	X-02-27-08
71	9	X-02-27-09
79	10	X-02-27-10
87	11	X-02-27-11
95	12	X-02-27-12



▲ PŁYTKI REKONSTRUKCYJNE

PROSTE DO MIEDNICY

RECONSTRUCTION STRAIGHT PLATES

FOR PELVIS



A x B mm

wkręty / screws: $\varnothing$ 6,5 mm

wkręty / screws: $\varnothing$ 4,5 mm

wkręty / screws: $\varnothing$ 3,5/ $\varnothing$ 4,0 mm

L (mm)	otwory holes	Nr kat.	L (mm)	otwory holes	Nr kat.
A = 4,0mm B = 11mm ($\varnothing$ 6,5mm)					
59	4	X-02-29-04	187	12	X-02-29-12
91	6	X-02-29-06	219	14	X-02-29-14
123	8	X-02-29-08	251	16	X-02-29-16
155	10	X-02-29-10	283	18	X-02-29-18
A = 2,5mm B = 11mm ($\varnothing$ 6,5mm)					
59	4	X-02-30-04	187	12	X-02-30-12
91	6	X-02-30-06	219	14	X-02-30-14
123	8	X-02-30-08	251	16	X-02-30-16
155	10	X-02-30-10	283	18	X-02-30-18
A = 4,0mm B = 11mm ($\varnothing$ 4,5mm)					
59	4	X-02-36-04	187	12	X-02-36-12
91	6	X-02-36-06	219	14	X-02-36-14
123	8	X-02-36-08	251	16	X-02-36-16
155	10	X-02-36-10	283	18	X-02-36-18
A = 2,5mm B = 11mm ($\varnothing$ 4,5mm)					
59	4	X-02-41-04	187	12	X-02-41-12
91	6	X-02-41-06	219	14	X-02-41-14
123	8	X-02-41-08	251	16	X-02-41-16
155	10	X-02-41-10	283	18	X-02-41-18
A = 2,5mm B = 11mm ($\varnothing$ 3,5 / $\varnothing$ 4,0mm)					
59	4	X-02-45-04	187	12	X-02-45-12
91	6	X-02-45-06	219	14	X-02-45-14
123	8	X-02-45-08	251	16	X-02-45-16
A = 2,5mm B = 11mm ($\varnothing$ 3,5 / $\varnothing$ 4,0mm)					
180	14	X-02-67-14	200	16	X-02-67-16
A = 2,5mm B = 10mm ($\varnothing$ 3,5 / $\varnothing$ 4,0mm)					
48	4	X-02-49-04	144	12	X-02-49-12
60	5	X-02-49-05	168	14	X-02-49-14
72	6	X-02-49-06	192	16	X-02-49-16
84	7	X-02-49-07	216	18	X-02-49-18
96	8	X-02-49-08	240	20	X-02-49-20
108	9	X-02-49-09	264	22	X-02-49-22
120	10	X-02-49-10	288	24	X-02-49-24
A = 2,0mm B = 10mm ($\varnothing$ 3,5 / $\varnothing$ 4,0mm)					
22	2	X-02-53-02	142	12	X-02-53-12
34	3	X-02-53-03	166	14	X-02-53-14
46	4	X-02-53-04	190	16	X-02-53-16
58	5	X-02-53-05	204	18	X-02-53-18
70	6	X-02-53-06	238	20	X-02-53-20
94	8	X-02-53-08	262	22	X-02-53-22
118	10	X-02-53-10			




▲
PLYTKA REKONSTRUKCYJNA
PROSTA DO MIEDNICY
RECONSTRUCTION STRAIGHT PLATE
FOR PELVIS

2 x 8 mm

wkręty / screws: $\varnothing$ 2,7 mm

L (mm)	otwory holes	Nr kat.	L (mm)	otwory holes	Nr kat.
16	2	X-02-54-02	80	10	X-02-54-10
24	3	X-02-54-03	96	12	X-02-54-12
32	4	X-02-54-04	112	14	X-02-54-14
40	5	X-02-54-05	128	16	X-02-54-16
48	6	X-02-54-06	144	18	X-02-54-18
64	8	X-02-54-08	160	20	X-02-54-20




▲
PLYTKA REKONSTRUKCYJNA
PROSTA DO MIEDNICY
RECONSTRUCTION STRAIGHT PLATE
FOR PELVIS

1 x 5 mm

wkręty / screws: $\varnothing$ 2,0 mm

L (mm)	otwory holes	Nr kat.	L (mm)	otwory holes	Nr kat.
20	4	X-02-55-04	80	16	X-02-55-16
30	6	X-02-55-06	90	18	X-02-55-18
40	8	X-02-55-08	100	20	X-02-55-20
50	10	X-02-55-10	110	22	X-02-55-22
60	12	X-02-55-12	120	24	X-02-55-24
70	14	X-02-55-14	130	26	X-02-55-26




▲
PLYTKA REKONSTRUKCYJNA
PROSTA DO MIEDNICY
RECONSTRUCTION STRAIGHT PLATE
FOR PELVIS


1 x 4 mm

wkręty / screws: $\varnothing$ 1,5 mm

L (mm)	otwory holes	Nr kat.	L (mm)	otwory holes	Nr kat.
16	4	X-02-56-04	64	16	X-02-56-16
24	6	X-02-56-06	72	18	X-02-56-18
32	8	X-02-56-08	80	20	X-02-56-20
40	10	X-02-56-10	88	22	X-02-56-22
48	12	X-02-56-12	96	24	X-02-56-24
56	14	X-02-56-14	104	26	X-02-56-26



PLYTKI REKONSTRUKCYJNE
ŁUKOWA DO MIEDNICY
RECONSTRUCTION CURVE PLATES
FOR PELVIS
A x 11 mm
wkręty / screws: ø 6,5 mm
wkręty / screws: ø 4,5 mm
wkręty / screws: ø 3,5/ø 4,0 mm

L (mm)	R (mm)	otwory holes	Nr kat.	L (mm)	R (mm)	otwory holes	Nr kat.
A = 4,0mm B = 11mm (ø 6,5mm)							
57	80	4	X-02-31-04	58	100	4	X-02-32-04
86	80	6	X-02-31-06	88	100	6	X-02-32-06
111	80	8	X-02-31-08	115	100	8	X-02-32-08
132	80	10	X-02-31-10	139	100	10	X-02-32-10
147	80	12	X-02-31-12	160	100	12	X-02-32-12
157	80	14	X-02-31-14	178	100	14	X-02-32-14
163	80	16	X-02-31-16	198	100	16	X-02-32-16
171	80	18	X-02-31-18	211	100	18	X-02-32-18
A = 2,5mm B = 11mm (ø 6,5mm)							
57	80	4	X-02-33-04	58	100	4	X-02-34-04
86	80	6	X-02-33-06	88	100	6	X-02-34-06
111	80	8	X-02-33-08	115	100	8	X-02-34-08
132	80	10	X-02-33-10	139	100	10	X-02-34-10
147	80	12	X-02-33-12	160	100	12	X-02-34-12
157	80	14	X-02-33-14	178	100	14	X-02-34-14
163	80	16	X-02-33-16	198	100	16	X-02-34-16
171	80	18	X-02-33-18	211	100	18	X-02-34-18
A = 4,0mm B = 11mm (ø 4,5mm)							
57	80	4	X-02-38-04	58	100	4	X-02-39-04
86	80	6	X-02-38-06	88	100	6	X-02-39-06
111	80	8	X-02-38-08	115	100	8	X-02-39-08
132	80	10	X-02-38-10	139	100	10	X-02-39-10
147	80	12	X-02-38-12	160	100	12	X-02-39-12
157	80	14	X-02-38-14	178	100	14	X-02-39-14
163	80	16	X-02-38-16	198	100	16	X-02-39-16
171	80	18	X-02-38-18	211	100	18	X-02-39-18
A = 2,5mm B = 11mm (ø 4,5mm)							
57	80	4	X-02-43-04	58	100	4	X-02-44-04
86	80	6	X-02-43-06	88	100	6	X-02-44-06
111	80	8	X-02-43-08	115	100	8	X-02-44-08
132	80	10	X-02-43-10	139	100	10	X-02-44-10
147	80	12	X-02-43-12	160	100	12	X-02-44-12
157	80	14	X-02-43-14	178	100	14	X-02-44-14
163	80	16	X-02-43-16	198	100	16	X-02-44-16
171	80	18	X-02-43-18	211	100	18	X-02-44-18
A = 2,5mm B = 11mm (ø 3,5 / ø 4,0mm)							
57	80	4	X-02-46-04	58	100	4	X-02-47-04
86	80	6	X-02-46-06	88	100	6	X-02-47-06
111	80	8	X-02-46-08	115	100	8	X-02-47-08
132	80	10	X-02-46-10	139	100	10	X-02-47-10
147	80	12	X-02-46-12	160	100	12	X-02-47-12
157	80	14	X-02-46-14	178	100	14	X-02-47-14
A = 3,5mm B = 11mm (ø 4,5mm)							
46	80	4	X-02-50-04	48	100	4	X-02-51-04
72	80	6	X-02-50-06	74	100	6	X-02-51-06
98	80	8	X-02-50-08	98	100	8	X-02-51-08
116	80	10	X-02-50-10	122	100	10	X-02-51-10
138	80	12	X-02-50-12	144	100	12	X-02-51-12
146	80	14	X-02-50-14	164	100	14	X-02-51-14
158	80	16	X-02-50-16	188	100	16	X-02-51-16
168	80	18	X-02-50-18	210	100	18	X-02-51-18





PŁYTKA WĄSKA KOMPRESYJNA
Z OGRANICZONYM KONTAKTEM, CIENKA
NARROW COMPRESSION PLATE
WITH LIMITED CONTACT, THIN
4 x 12 mm
wkręty / screws: ø 3,5 mm

L (mm)	otwory holes	Nr kat.
51	4	X-02-110-04
64	5	X-02-110-05
77	6	X-02-110-06
90	7	X-02-110-07
103	8	X-02-110-08
116	9	X-02-110-09
129	10	X-02-110-10
142	11	X-02-110-11
155	12	X-02-110-12




PŁYTKA WĄSKA KOMPRESYJNA
Z OGRANICZONYM KONTAKTEM, GRUBA
NARROW COMPRESSION PLATE
WITH LIMITED CONTACT, THICK
6 x 12 mm
wkręty / screws: ø 3,5 mm

L (mm)	otwory holes	Nr kat.
51	4	X-02-111-04
64	5	X-02-111-05
77	6	X-02-111-06
90	7	X-02-111-07
103	8	X-02-111-08
116	9	X-02-111-09
129	10	X-02-111-10
142	11	X-02-111-11
155	12	X-02-111-12




PŁYTKA SZEROKA KOMPRESYJNA
GRUBA
WIDE COMPRESSION PLATE
THICK
6,5 x 16 mm
wkręty / screws: ø 4,5/ø 6,5 mm

L (mm)	otwory holes	Nr kat.
110	6	X-02-121-06
128	7	X-02-121-07
146	8	X-02-121-08
164	9	X-02-121-09
182	10	X-02-121-10
200	11	X-02-121-11
218	12	X-02-121-12
236	13	X-02-121-13
254	14	X-02-121-14
272	15	X-02-121-15
290	16	X-02-121-16
308	17	X-02-121-17
326	18	X-02-121-18



- ▶ **PŁYTKA DO EPIFIZJODEZY KOŃCZYNY DOLNEJ**
LOWER LIMB EPIPHYSIODESIS PLATE
wkręty korowe / Cortical screws: ø 4,5 mm
wkręty gąbczaste / Cancellous screws: ø 4,0 mm

A (mm)	otwory holes	Nr kat. Ref. no.
12	2	X-02-172- 12
16	2	X-02-172- 16



- ▶ **PŁYTKA DO EPIFIZJODEZY KOŃCZYNY DOLNEJ**
LOWER LIMB EPIPHYSIODESIS PLATE
wkręty korowe / Cortical screws: ø 4,5 mm
wkręty gąbczaste / Cancellous screws: ø 4,0 mm

A (mm)	otwory holes	Nr kat. Ref. no.
16	4	X-02-173- 16
22	4	X-02-173- 22

PŁYTKI KOSTNE KSZTAŁTOWE
SHAPED BONE PLATES



DOSTĘPNE ODMIANY PŁYTEK / AVAILABLE TYPES OF PLATES


Pierwszy człon numeru katalogowego First part of REF No.	Odmiany płytek / Types of plates
1	tytan / titanium
4	stal implantacyjna / stainless steel
5	stal implantacyjna + DLC / stainless steel + DLC
11	tytan + DLC / titanium + DLC
21	tytan lity pokryty Si-DLC / titanium + Si-DLC
24	stal Si-DLC / steel + Si-DLC

PRZYKŁAD / EXAMPLE


X-zz-zzz-zz

X = 1,4,5,11,21,24


z = numeracja / number


PŁYTKA "T"
PLATE "T"
wkręty / screws: $\varnothing$ 3,5/ $\varnothing$ 4,0 mm

L (mm)	otwory holes	Nr kat.
A = 1,0mm B = 10mm		
45	3x3	X-04-20-45
50	3x3	X-04-20-50
58	4x4	X-04-20-58
67	3x5	X-04-20-67
68	3x4	X-04-20-68
78	4x6	X-04-20-78
100	4x8	X-04-20-100
A = 1,2mm B = 10mm		
50	3x3	X-04-58-50
57	3x4	X-04-58-57
67	3x5	X-04-58-67
77	3x6	X-04-58-77
A = 1,2mm B = 11mm		
50	3x3	X-04-59-50
67	3x5	X-04-59-67
68	3x5	X-04-59-68
50	4x3	X-04-60-50
56	4x4	X-04-60-56
67	4x5	X-04-60-67
78	4x6	X-04-60-78
100	4x8	X-04-60-100
128	4x8	X-04-60-128


PŁYTKA "T"
PLATE "T"
wkręty / screws: $\varnothing$ 3,5/ $\varnothing$ 4,0 mm


L (mm)	otwory holes	Lewa / Left	Prawa / Right
A = 1,0mm B = 10mm			
54	3x3	X-04-21-54	X-04-22-54
64	3x4	X-04-21-64	X-04-22-64
75	3x5	X-04-21-75	X-04-22-75
A = 1,2mm B = 11mm			
54	3x3	X-04-50-54	X-04-52-54
64	3x4	X-04-50-64	X-04-52-64
75	3x5	X-04-50-75	X-04-52-75
50	3x3	X-04-50-50	X-04-52-50
57	3x4	X-04-50-57	X-04-52-57
67	3x5	X-04-50-67	X-04-52-67
77	3x6	X-04-50-77	X-04-52-77


PŁYTKA "T" mini
PLATE "T" mini
wkręty / screws: $\varnothing$ 2,7 mm

L (mm)	A (mm)	Nr kat.
32	14	X-04-25-32
32	13,5	X-04-25-32


PŁYTKA "T" mini
PLATE "T" mini
wkręty / screws: $\varnothing$ 2,0 mm

L (mm)	A (mm)	Nr kat.
18	11	X-04-26-18
18	12	X-04-26-19


PŁYTKA PISZCZELOWA "T"
TIBIAL PLATE "T"
wkręty / screws: ø 4,5 mm

L (mm)	otwory holes	Nr kat.
64	3	X-04-23-03
80	4	X-04-23-04
96	5	X-04-23-05
112	6	X-04-23-06
128	7	X-04-23-07
144	8	X-04-23-08
160	9	X-04-23-09
176	10	X-04-23-10


PŁYTKA PISZCZELOWA "T"
TIBIAL PLATE "T"
wkręty / screws: ø 4,5 mm

L (mm)	otwory holes	Nr kat.
68	3	X-04-24-03
84	4	X-04-24-04
100	5	X-04-24-05
116	6	X-04-24-06
132	7	X-04-24-07
148	8	X-04-24-08
164	9	X-04-24-09
180	10	X-04-24-10



PŁYTKA PISZCZELOWA "L"

TIBIAL PLATE "L"

wkręty / screws: $\varnothing$ 4,5 mm

L (mm)	otwory holes	Lewa / Left	Prawa / Right
71	3	X-04-28-01	X-04-28-02
87	4	X-04-28-03	X-04-28-04
103	5	X-04-28-05	X-04-28-06
119	6	X-04-28-07	X-04-28-08
135	7	X-04-28-09	X-04-28-10
151	8	X-04-28-11	X-04-28-12




PŁYTKA PISZCZELOWA "L"

TIBIAL PLATE "L"

wkręty / screws: $\varnothing$ 4,5/ $\varnothing$ 6,5 mm

L (mm)	otwory holes	Lewa / Left	Prawa / Right
84	4	X-04-29-01	X-04-29-06
100	5	X-04-29-02	X-04-29-07
116	6	X-04-29-03	X-04-29-08
132	7	X-04-29-04	X-04-29-09
148	8	X-04-29-05	X-04-29-10




LEWA / left 4-04-30-01
PRAWA / right 4-04-30-02

PŁYTKA "L" 90°

PLATE "L" 90°

wkręty / screws: $\varnothing$ 2,7 mm

LEWA / Left	X-04-30-01
PRAWA / Right	X-04-30-02





PŁYTKA "L" 110°

PLATE "L" 110°


wkręty / screws: $\varnothing$ 2,7 mm

LEWA / Left	X-04-34-01
PRAWA / Right	X-04-34-02




PŁYTKA "L" 90° mini
PLATE "L" 90° mini
wkręty / screws: ø 2,0 mm

L (mm)	Lewa / Left	Prawa / Right
19	X-04-32-01	X-04-32-02
26	X-04-32-05	X-04-32-06
33	X-04-32-07	X-04-32-08
40	X-04-32-09	X-04-32-10




PŁYTKA "L" 110° mini
PLATE "L" 110° mini
wkręty / screws: ø 2,0 mm

LEWA / Left	X-04-36-01
PRAWA / Right	X-04-36-02




PŁYTKA "H" mini
PLATE "H" mini
wkręty / screws: ø 2,0 mm

X-04-31-02




PŁYTKA "H" mikro
PLATE "H" mikro
wkręty / screws: ø 1,5 mm

X-04-31-01




PŁYTKA DO KOŚCI PIĘTOWEJ
CALCENEAL BONE PLATE
wkręty / screws: ø 2,7 mm

X-04-47-01





PŁYTKA DO KOŚCI PIĘTOWEJ
CALCENEAL BONE PLATE
wkręty / screws: ø 2,7 mm

X-04-47-02





PŁYTKA WIELOFRAGMENTOWA
MULTIPLE FRAGMENT PLATE
wkręty / screws: ø 2,7 mm

X-04-47-03




▶ **PŁYTKA DO KOŚCI PIĘTOWEJ**
CALCENEAL BONE PLATE
wkręty / screws: ø 3,5 mm

L (mm)	A (mm)	Nr kat.
23	16	X-04-46-23
25	18	X-04-46-25
28	21	X-04-46-28



▶ **PŁYTKA DO KOŚCI PIĘTOWEJ**
CALCENEAL BONE PLATE
wkręty / screws: ø 3,5 mm

L (mm)	A (mm)	Nr kat.
41	18	X-04-46-41
44	19	X-04-46-44
59	18	X-04-46-59



▶ **PŁYTKA WIELOOTWOROWA DO KOŚCI PIĘTOWEJ**
MULTIPLE FRAGMENT CALCENEAL BONE PLATE
wkręty / screws: ø 2,7 mm

LEWA / Left	X-04-90-00
PRAWA / Right	X-04-90-01

PŁYTKI KOSTNE KĄTOWE
ANGULAR BONE PLATES



DOSTĘPNE ODMIANY PŁYTEK / AVAILABLE TYPES OF PLATES


Pierwszy człon numeru katalogowego First part of REF No.	Odmiany płytek / Types of plates
1	tytan / titanium
4	stal implantacyjna / stainless steel
5	stal implantacyjna + DLC / stainless steel + DLC
11	tytan + DLC / titanium + DLC
21	tytan lity pokryty Si-DLC / titanium + Si-DLC
24	stal Si-DLC / steel + Si-DLC

PRZYKŁAD / EXAMPLE


X-zz-zzz-zz

X = 1,4,5,11,21,24


z = numeracja / number




PŁYTKA KĄTOWA SAMODOCISKOWA 90°
AUTOCOMPRESSION ANGULAR PLATE 90°
wkręty / screws: ø 4,5 / ø 6,5 mm




α (°)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	A OSTRZE BLADE	B OSTRZE BLADE
90	30	75	12	X-03-47-30	X-03-48-30
90	35	75	12	X-03-47-35	X-03-48-35
90	40	75	12	X-03-47-40	X-03-48-40
90	45	75	12	X-03-47-45	X-03-48-45
90	50	75	12	X-03-47-50	X-03-48-50
90	55	75	13	X-03-47-55	X-03-48-55



PŁYTKA KĄTOWA SAMODOCISKOWA 90°
AUTOCOMPRESSION ANGULAR PLATE 90°
wkręty / screws: ø 4,5 mm



α (°)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	A OSTRZE BLADE	B OSTRZE BLADE
90	20	50	9	X-03-50-20	X-03-51-20
90	30	50	9	X-03-50-30	X-03-51-30
90	35	50	9	X-03-50-35	X-03-51-35
90	40	50	9	X-03-50-40	X-03-51-40




PŁYTKA KĄTOWA

ANGULAR PLATE

wkręty / screws: $\varnothing$ 3,5 mm

L (mm)	A (mm)	otwory holes	$\alpha = 120^\circ$	$\alpha = 125^\circ$	$\alpha = 130^\circ$	$\alpha = 135^\circ$
15	30	2	X-03-69-01	X-03-70-01	X-03-71-01	X-03-72-01
20	30	2	X-03-69-02	X-03-70-02	X-03-71-02	X-03-72-02
25	30	2	X-03-69-03	X-03-70-03	X-03-71-03	X-03-72-03
20	40	3	X-03-69-04	X-03-70-04	X-03-71-04	X-03-72-04
25	40	3	X-03-69-05	X-03-70-05	X-03-71-05	X-03-72-05
30	40	3	X-03-69-06	X-03-70-06	X-03-71-06	X-03-72-06
20	45	3	X-03-69-07	X-03-70-07	X-03-71-07	X-03-72-07
25	45	3	X-03-69-08	X-03-70-08	X-03-71-08	X-03-72-08
30	45	3	X-03-69-09	X-03-70-09	X-03-71-09	X-03-72-09
25	50	3	X-03-69-10	X-03-70-10	X-03-71-10	X-03-72-10
30	50	3	X-03-69-11	X-03-70-11	X-03-71-11	X-03-72-11
35	50	3	X-03-69-12	X-03-70-12	X-03-71-12	X-03-72-12
40	50	3	X-03-69-13	X-03-70-13	X-03-71-13	X-03-72-13
40	60	3	X-03-69-14	X-03-70-14	X-03-71-14	X-03-72-14
50	60	3	X-03-69-15	X-03-70-15	X-03-71-15	X-03-72-15
40	70	3	X-03-69-16	X-03-70-16	X-03-71-16	X-03-72-16
50	70	3	X-03-69-17	X-03-70-17	X-03-71-17	X-03-72-17
50	80	3	X-03-69-18	X-03-70-18	X-03-71-18	X-03-72-18
60	80	3	X-03-69-19	X-03-70-19	X-03-71-19	X-03-72-19

BIODROWY STABILIZATOR DYNAMICZNY (DHS) DYNAMIC HIP STABILIZER




PŁYTKA NAKRĘTARZOWA

WIELOOTWOROWA do systemu DHS

MULTI-HOLE TROCHANTER PLATE

wkręty / screws: $\varnothing$ 4,5 mm

L (mm)	Nr kat.
138	X-03-83- 59
142	X-03-83- 60
147	X-03-83- 61



Wkręty korowe / Cortical screws: $\varnothing$ 3,5 mm


PŁYTKA NAKRĘTARZOWA

WIELORAMIENNA do systemu DHS

MULTI-ARMED TROCHANTER PLATE

wkręty / screws: $\varnothing$ 4,5 mm

L (mm)	Nr kat.
138	X-03-127-59
142	X-03-127-60
147	X-03-127-61



ŚRUBA DHS/DCS

SCREW DHS/DCS


ŚRUBA SZYJKOWA $\varnothing$ 12,5mm		
L (mm)	L1=22mm	L1=27mm
50	X-03-73-50	X-03-74-50
55	X-03-73-55	X-03-74-55
60	X-03-73-60	X-03-74-60
65	X-03-73-65	X-03-74-65
70	X-03-73-70	X-03-74-70
75	X-03-73-75	X-03-74-75
80	X-03-73-80	X-03-74-80
85	X-03-73-85	X-03-74-85
90	X-03-73-90	X-03-74-90
95	X-03-73-95	X-03-74-95
100	X-03-73-100	X-03-74-100
105	X-03-73-105	X-03-74-105
110	X-03-73-110	X-03-74-110
115	X-03-73-115	X-03-74-115
120	X-03-73-120	X-03-74-120
125	X-03-73-125	X-03-74-125
130	X-03-73-130	X-03-74-130
135	X-03-73-135	X-03-74-135
140	X-03-73-140	X-03-74-140
145	X-03-73-145	X-03-74-145
150	X-03-73-150	X-03-74-150

ŚRUBA SZYJKOWA $\varnothing$ 16mm		
50	X-03-79-50	X-03-81-50
55	X-03-79-55	X-03-81-55
60	X-03-79-60	X-03-81-60
65	X-03-79-65	X-03-81-65
70	X-03-79-70	X-03-81-70
75	X-03-79-75	X-03-81-75
80	X-03-79-80	X-03-81-80
85	X-03-79-85	X-03-81-85
90	X-03-79-90	X-03-81-90
95	X-03-79-95	X-03-81-95
100	X-03-79-100	X-03-81-100
105	X-03-79-105	X-03-81-105
110	X-03-79-110	X-03-81-110
115	X-03-79-115	X-03-81-115
120	X-03-79-120	X-03-81-120
125	X-03-79-125	X-03-81-125
130	X-03-79-130	X-03-81-130
135	X-03-79-135	X-03-81-135
140	X-03-79-140	X-03-81-140
145	X-03-79-145	X-03-81-145
150	X-03-79-150	X-03-81-150

ŚRUBA KOMPRESYJNA M4

COMPRESSION SCREW M4

4-03-79-36



PŁYTKA DYNAMICZNA

Z OGRANICZONYM

KONTAKTEM

DYNAMIC HIP PLATE

WITH LIMITED CONTACT

wkręty / screws: $\varnothing$ 4,5 mm

PŁYTKA DYNAMICZNA

DYNAMIC HIP PLATE


wkręty / screws: $\varnothing$ 4,5 mm

BIODROWY STABILIZATOR DYNAMICZNY (DHS) DYNAMIC HIP STABILIZER

PŁYTKA DYNAMICZNA BIODROWA / DYNAMIC HIP PLATE							
L (mm)	A1 (mm)	otwory holes	$\alpha = 130^\circ$	$\alpha = 135^\circ$	$\alpha = 140^\circ$	$\alpha = 145^\circ$	$\alpha = 150^\circ$
38	48	2	X-03-83-02	X-03-75-02	X-03-76-02	X-03-77-02	X-03-78-02
38	64	3	X-03-83-03	X-03-75-03	X-03-76-03	X-03-77-03	X-03-78-03
38	80	4	X-03-83-04	X-03-75-04	X-03-76-04	X-03-77-04	X-03-78-04
38	96	5	X-03-83-05	X-03-75-05	X-03-76-05	X-03-77-05	X-03-78-05
38	112	6	X-03-83-06	X-03-75-06	X-03-76-06	X-03-77-06	X-03-78-06
38	144	8	X-03-83-08	X-03-75-08	X-03-76-08	X-03-77-08	X-03-78-08
38	176	10	X-03-83-10	X-03-75-10	X-03-76-10	X-03-77-10	X-03-78-10
38	208	12	X-03-83-12	X-03-75-12	X-03-76-12	X-03-77-12	X-03-78-12
38	240	14	X-03-83-14	X-03-75-14	X-03-76-14	X-03-77-14	X-03-78-14
38	272	16	X-03-83-16	X-03-75-16	X-03-76-16	X-03-77-16	X-03-78-16
38	304	18	X-03-83-18	X-03-75-18	X-03-76-18	X-03-77-18	X-03-78-18
38	336	20	X-03-83-20	X-03-75-20	X-03-76-20	X-03-77-20	X-03-78-20
38	368	22	X-03-83-22	X-03-75-22	X-03-76-22	X-03-77-22	X-03-78-22

PŁYTKA DYNAMICZNA BIODROWA / DYNAMIC HIP PLATE z ograniczonym kontaktem / with limited contact							
L (mm)	A1 (mm)	otwory holes	$\alpha = 130^\circ$	$\alpha = 135^\circ$	$\alpha = 140^\circ$	$\alpha = 145^\circ$	$\alpha = 150^\circ$
38	48	2	X-03-110-02	X-03-111-02	X-03-112-02	X-03-113-02	X-03-114-02
38	64	3	X-03-110-03	X-03-111-03	X-03-112-03	X-03-113-03	X-03-114-03
38	80	4	X-03-110-04	X-03-111-04	X-03-112-04	X-03-113-04	X-03-114-04
38	96	5	X-03-110-05	X-03-111-05	X-03-112-05	X-03-113-05	X-03-114-05
38	112	6	X-03-110-06	X-03-111-06	X-03-112-06	X-03-113-06	X-03-114-06
38	144	8	X-03-110-08	X-03-111-08	X-03-112-08	X-03-113-08	X-03-114-08
38	176	10	X-03-110-10	X-03-111-10	X-03-112-10	X-03-113-10	X-03-114-10
38	208	12	X-03-110-12	X-03-111-12	X-03-112-12	X-03-113-12	X-03-114-12
38	240	14	X-03-110-14	X-03-111-14	X-03-112-14	X-03-113-14	X-03-114-14
38	272	16	X-03-110-16	X-03-111-16	X-03-112-16	X-03-113-16	X-03-114-16
38	304	18	X-03-110-18	X-03-111-18	X-03-112-18	X-03-113-18	X-03-114-18
38	336	20	X-03-110-20	X-03-111-20	X-03-112-20	X-03-113-20	X-03-114-20
38	368	22	X-03-110-22	X-03-111-22	X-03-112-22	X-03-113-22	X-03-114-22

BIODROWY STABILIZATOR DYNAMICZNY (DHS)
DYNAMIC HIP STABILIZER





PŁYTKA NAKRĘTARZOWA
WIELORAMIENNA do systemu DHS
MULTI-ARMED TROCHANTER PLATE
wkręty / screws: ø 4,5 mm

L (mm)	Nr kat.
130	X-03-165-13

ŚRUBA KOMPRESYJNA M4
COMPRESSION SCREW M4

X-03-79-36



PŁYTKA DYNAMICZNA
Z OGRANICZONYM
KONTAKTEM BLOKOWANA
LOCKING DYNAMIC HIP PLATE
WITH LIMITED CONTACT

wkręty blokowane / locked screws: ø 5,0 mm
wkręty korowe / cortical screws: ø 4,5 mm


ŚRUBA DHS/DCS
SCREW DHS/DCS

ŚRUBA SZYJKOWA Ø12,5mm		
L (mm)	L1=22mm	L1=27mm
50	X-03-73-50	X-03-74-50
55	X-03-73-55	X-03-74-55
60	X-03-73-60	X-03-74-60
65	X-03-73-65	X-03-74-65
70	X-03-73-70	X-03-74-70
75	X-03-73-75	X-03-74-75
80	X-03-73-80	X-03-74-80
85	X-03-73-85	X-03-74-85
90	X-03-73-90	X-03-74-90
95	X-03-73-95	X-03-74-95
100	X-03-73-100	X-03-74-100
105	X-03-73-105	X-03-74-105
110	X-03-73-110	X-03-74-110
115	X-03-73-115	X-03-74-115
120	X-03-73-120	X-03-74-120
125	X-03-73-125	X-03-74-125
130	X-03-73-130	X-03-74-130
135	X-03-73-135	X-03-74-135
140	X-03-73-140	X-03-74-140
145	X-03-73-145	X-03-74-145
150	X-03-73-150	X-03-74-150
ŚRUBA SZYJKOWA Ø16mm		
50	X-03-79-50	X-03-81-50
55	X-03-79-55	X-03-81-55
60	X-03-79-60	X-03-81-60
65	X-03-79-65	X-03-81-65
70	X-03-79-70	X-03-81-70
75	X-03-79-75	X-03-81-75
80	X-03-79-80	X-03-81-80
85	X-03-79-85	X-03-81-85
90	X-03-79-90	X-03-81-90
95	X-03-79-95	X-03-81-95
100	X-03-79-100	X-03-81-100
105	X-03-79-105	X-03-81-105
110	X-03-79-110	X-03-81-110
115	X-03-79-115	X-03-81-115
120	X-03-79-120	X-03-81-120
125	X-03-79-125	X-03-81-125
130	X-03-79-130	X-03-81-130
135	X-03-79-135	X-03-81-135
140	X-03-79-140	X-03-81-140
145	X-03-79-145	X-03-81-145
150	X-03-79-150	X-03-81-150

BIODROWY STABILIZATOR DYNAMICZNY (DHS) DYNAMIC HIP STABILIZER

PŁYTKA DYNAMICZNA BIODROWA BLOKOWANA / LOCKING DYNAMIC HIP PLATE z ograniczonym kontaktem / with limited contact							
L (mm)	A1 (mm)	otwory holes	$\alpha = 130^\circ$	$\alpha = 135^\circ$	$\alpha = 140^\circ$	$\alpha = 145^\circ$	$\alpha = 150^\circ$
38	48	2	X-03-110-02/01	X-03-111-02/01	X-03-112-02/01	X-03-113-02/01	X-03-114-02/01
38	64	3	X-03-110-03/01	X-03-111-03/01	X-03-112-03/01	X-03-113-03/01	X-03-114-03/01
38	80	4	X-03-110-04/01	X-03-111-04/01	X-03-112-04/01	X-03-113-04/01	X-03-114-04/01
38	96	5	X-03-110-05/01	X-03-111-05/01	X-03-112-05/01	X-03-113-05/01	X-03-114-05/01
38	112	6	X-03-110-06/01	X-03-111-06/01	X-03-112-06/01	X-03-113-06/01	X-03-114-06/01
38	144	8	X-03-110-08/01	X-03-111-08/01	X-03-112-08/01	X-03-113-08/01	X-03-114-08/01
38	176	10	X-03-110-10/01	X-03-111-10/01	X-03-112-10/01	X-03-113-10/01	X-03-114-10/01
38	208	12	X-03-110-12/01	X-03-111-12/01	X-03-112-12/01	X-03-113-12/01	X-03-114-12/01
38	240	14	X-03-110-14/01	X-03-111-14/01	X-03-112-14/01	X-03-113-14/01	X-03-114-14/01
38	272	16	X-03-110-16/01	X-03-111-16/01	X-03-112-16/01	X-03-113-16/01	X-03-114-16/01
38	304	18	X-03-110-18/01	X-03-111-18/01	X-03-112-18/01	X-03-113-18/01	X-03-114-18/01
38	336	20	X-03-110-20/01	X-03-111-20/01	X-03-112-20/01	X-03-113-20/01	X-03-114-20/01
38	368	22	X-03-110-22/01	X-03-111-22/01	X-03-112-22/01	X-03-113-22/01	X-03-114-22/01

KŁYKCIOWY STABILIZATOR DYNAMICZNY (DCS) DYNAMIC CONDYLAR STABILIZER



ŚRUBA KOMPRESYJNA M4
COMPRESSION SCREW M4
X-03-79-36

ŚRUBA DHS/DCS
SCREW DHS/DCS

ŚRUBA SZYJKOWA Ø12,5mm		
L (mm)	L1=22mm	L1=27mm
50	X-03-73-50	X-03-74-50
55	X-03-73-55	X-03-74-55
60	X-03-73-60	X-03-74-60
65	X-03-73-65	X-03-74-65
70	X-03-73-70	X-03-74-70
75	X-03-73-75	X-03-74-75
80	X-03-73-80	X-03-74-80
85	X-03-73-85	X-03-74-85
90	X-03-73-90	X-03-74-90
95	X-03-73-95	X-03-74-95
100	X-03-73-100	X-03-74-100
105	X-03-73-105	X-03-74-105
110	X-03-73-110	X-03-74-110
115	X-03-73-115	X-03-74-115
120	X-03-73-120	X-03-74-120
125	X-03-73-125	X-03-74-125
130	X-03-73-130	X-03-74-130
135	X-03-73-135	X-03-74-135
140	X-03-73-140	X-03-74-140
145	X-03-73-145	X-03-74-145
150	X-03-73-150	X-03-74-150

PŁYTKA KŁYKCIOWA DYNAMICZNA 95°
DYNAMIC CONDYLAR PLATE 95°
wkrety / screws: ø 4,5 mm


A (mm)	otwory holes	Nr kat.
86	4	X-03-80-04
118	6	X-03-80-06
150	8	X-03-80-08
182	10	X-03-80-10
214	12	X-03-80-12
246	14	X-03-80-14
278	16	X-03-80-16
310	18	X-03-80-18
342	20	X-03-80-20
374	22	X-03-80-22

**PŁYTKA KŁYKCIOWA
DYNAMICZNA 95°
z ograniczonym kontaktem**
DYNAMIC CONDYLAR PLATE 95°
WITH LIMITED CONTACT
wkrety / screws: ø 4,5 mm

A (mm)	otwory holes	Nr kat.
86	4	X-03-125-04
118	6	X-03-125-06
150	8	X-03-125-08
182	10	X-03-125-10
214	12	X-03-125-12
246	14	X-03-125-14
278	16	X-03-125-16
310	18	X-03-125-18
342	20	X-03-125-20
374	22	X-03-125-22

ŚRUBA SZYJKOWA Ø16mm		
L (mm)	L1=22mm	L1=27mm
50	X-03-79-50	X-03-81-50
55	X-03-79-55	X-03-81-55
60	X-03-79-60	X-03-81-60
65	X-03-79-65	X-03-81-65
70	X-03-79-70	X-03-81-70
75	X-03-79-75	X-03-81-75
80	X-03-79-80	X-03-81-80
85	X-03-79-85	X-03-81-85
90	X-03-79-90	X-03-81-90
95	X-03-79-95	X-03-81-95
100	X-03-79-100	X-03-81-100
105	X-03-79-105	X-03-81-105
110	X-03-79-110	X-03-81-110
115	X-03-79-115	X-03-81-115
120	X-03-79-120	X-03-81-120
125	X-03-79-125	X-03-81-125
130	X-03-79-130	X-03-81-130
135	X-03-79-135	X-03-81-135
140	X-03-79-140	X-03-81-140
145	X-03-79-145	X-03-81-145
150	X-03-79-150	X-03-81-150

KŁYKCIOWY STABILIZATOR DYNAMICZNY (DCS) DYNAMIC CONDYLAR STABILIZER



ŚRUBA KOMPRESYJNA M4
COMPRESSION SCREW M4

X-03-79-36

ŚRUBA DHS/DCS
SCREW DHS/DCS

ŚRUBA SZYJKOWA Ø12,5mm		
L (mm)	L1=22mm	L1=27mm
50	X-03-73-50	X-03-74-50
55	X-03-73-55	X-03-74-55
60	X-03-73-60	X-03-74-60
65	X-03-73-65	X-03-74-65
70	X-03-73-70	X-03-74-70
75	X-03-73-75	X-03-74-75
80	X-03-73-80	X-03-74-80
85	X-03-73-85	X-03-74-85
90	X-03-73-90	X-03-74-90
95	X-03-73-95	X-03-74-95
100	X-03-73-100	X-03-74-100
105	X-03-73-105	X-03-74-105
110	X-03-73-110	X-03-74-110
115	X-03-73-115	X-03-74-115
120	X-03-73-120	X-03-74-120
125	X-03-73-125	X-03-74-125
130	X-03-73-130	X-03-74-130
135	X-03-73-135	X-03-74-135
140	X-03-73-140	X-03-74-140
145	X-03-73-145	X-03-74-145
150	X-03-73-150	X-03-74-150
ŚRUBA SZYJKOWA Ø16mm		
50	X-03-79-50	X-03-81-50
55	X-03-79-55	X-03-81-55
60	X-03-79-60	X-03-81-60
65	X-03-79-65	X-03-81-65
70	X-03-79-70	X-03-81-70
75	X-03-79-75	X-03-81-75
80	X-03-79-80	X-03-81-80
85	X-03-79-85	X-03-81-85
90	X-03-79-90	X-03-81-90
95	X-03-79-95	X-03-81-95
100	X-03-79-100	X-03-81-100
105	X-03-79-105	X-03-81-105
110	X-03-79-110	X-03-81-110
115	X-03-79-115	X-03-81-115
120	X-03-79-120	X-03-81-120
125	X-03-79-125	X-03-81-125
130	X-03-79-130	X-03-81-130
135	X-03-79-135	X-03-81-135
140	X-03-79-140	X-03-81-140
145	X-03-79-145	X-03-81-145
150	X-03-79-150	X-03-81-150

**PŁYTKA KŁYKCIOWA
DYNAMICZNA 95° BLOKOWANA
z ograniczonym kontaktem**

LOCKING DYNAMIC CONDYLAR PLATE 95°

WITH LIMITED CONTACT

wkręty blokowane / locked screws: ø 5,0 mm

wkręty korowe / cortical screws: ø 4,5 mm

A (mm)	otwory holes	Nr kat.
115	6	X-03-125-06/01
147	8	X-03-125-08/01
179	10	X-03-125-10/01
211	12	X-03-125-12/01
243	14	X-03-125-14/01
275	16	X-03-125-16/01
307	18	X-03-125-18/01
339	20	X-03-125-20/01

GWOŹDZIE, DRUTY, GROTY, KLAMRY KOSTNE
BONE NAILS, WIRES, PINS, STAPLES



DOSTĘPNE ODMIANY PRODUKTÓW / AVAILABLE TYPES OF PRODUCTS


Pierwszy człon numeru katalogowego First part of REF No.	Odmiany produktów / Types of products
1	tytan / titanium
4	stal implantacyjna / stainless steel
5	stal implantacyjna + DLC / stainless steel + DLC
11	tytan + DLC / titanium + DLC
21	tytan lity pokryty Si-DLC / titanium + Si-DLC
24	stal Si-DLC / steel + Si-DLC

PRZYKŁAD / EXAMPLE


X-zz-zzz-zz

X = 1,4,5,11,21,24


z = numeracja / number


DRUT KIRSCHNERA
KIRSCHNER WIRE

Ø (mm)	L (mm)	A OSTRZE BLADE	B OSTRZE BLADE	C OSTRZE BLADE
1,0	150	X-06-02- 15	X-06-02- 15 /01	X-06-02- 15 /02
1,0	210	X-06-02- 21	X-06-02- 21 /01	X-06-02- 21 /02
1,0	230	X-06-02- 23	-	-
1,0	310	X-06-02- 31	X-06-02- 31 /01	X-06-02- 31 /02
1,2	150	X-06-03- 15	X-06-03- 15 /01	X-06-03- 15 /02
1,2	210	X-06-03- 21	X-06-03- 21 /01	X-06-03- 21 /02
1,2	310	X-06-03- 31	X-06-03- 31 /01	X-06-03- 31 /02
1,4	150	X-06-04- 15	X-06-04- 15 /01	-
1,4	210	X-06-04- 21	X-06-04- 21 /01	-
1,4	310	X-06-04- 31	X-06-04- 31 /01	-
1,5	150	X-06-92- 15	X-06-92- 15 /01	X-06-92- 15 /02
1,5	210	X-06-92- 21	X-06-92- 21 /01	X-06-92- 21 /02
1,5	310	X-06-92- 31	X-06-92- 31 /01	X-06-92- 31 /02
1,5	380	X-06-92- 38	X-06-92- 38 /01	X-06-92- 38 /02
1,6	150	X-06-05- 15	X-06-05- 15 /01	X-06-05- 15 /02
1,6	210	X-06-05- 21	X-06-05- 21 /01	X-06-05- 21 /02
1,6	310	X-06-05- 31	X-06-05- 31 /01	X-06-05- 31 /02
1,6	380	X-06-05- 38	X-06-05- 38 /01	X-06-05- 38 /02
1,8	150	X-06-07- 15	X-06-07- 15 /01	X-06-07- 15 /02
1,8	210	X-06-07- 21	X-06-07- 21 /01	X-06-07- 21 /02
1,8	310	X-06-07- 31	X-06-07- 31 /01	X-06-07- 31 /02
1,8	380	X-06-07- 38	X-06-07- 38 /01	X-06-07- 38 /02
2,0	150	X-06-08- 15	X-06-08- 15 /01	X-06-08- 15 /02
2,0	200	X-06-08- 20	-	X-06-08- 20 /02
2,0	210	X-06-08- 21	X-06-08- 21 /01	X-06-08- 21 /02
2,0	230	X-06-08- 23	-	X-06-08- 23 /02
2,0	310	X-06-08- 31	X-06-08- 31 /01	X-06-08- 31 /02
2,0	380	X-06-08- 38	X-06-08- 38 /01	X-06-08- 38 /02
2,2	150	X-06-09- 15	X-06-09- 15 /01	-
2,2	200	X-06-09- 20	-	X-06-09-20 /02
2,2	210	X-06-09- 21	X-06-09- 21 /01	-
2,2	230	X-06-09- 23	-	X-06-09-23 /02
2,2	310	X-06-09- 31	X-06-09- 31 /01	-
2,2	380	X-06-09- 38	X-06-09- 38 /01	-
2,4	150	X-06-93- 15	X-06-93- 15 /01	X-06-93- -15/02
2,4	210	X-06-93- 21	X-06-93- 21 /01	X-06-93- 21 /02
2,4	310	X-06-93- 31	X-06-93- 31 /01	X-06-93- 31 /02
2,4	380	X-06-93- 38	X-06-93- 38 /01	X-06-93- 38 /02
2,5	150	X-06-10- 15	X-06-10- 15 /01	X-06-10- 15 /02
2,5	210	X-06-10- 21	X-06-10- 21 /01	X-06-10- 21 /02
2,5	310	X-06-10- 31	X-06-10- 31 /01	X-06-10- 31 /02
2,5	380	X-06-10- 38	X-06-11- 38 /01	X-06-10- 38 /02
3,0	150	X-06-11- 15	X-06-11- 15 /01	X-06-11- 15 /02
3,0	210	X-06-11- 21	X-06-11- 21 /01	X-06-11- 21 /02
3,0	310	X-06-11- 31	X-06-11- 31 /01	X-06-11- 31 /02
3,0	380	X-06-11- 38	X-06-11- 38 /01	X-06-11- 38 /02




GWÓŹDŹ ENDERA
ENDER NAIL




GWÓŹDŹ ENDERA - MODYFIKOWANY
ENDER NAIL - MODYFIED

L (mm)	MODYFIKOWANY / MODYFIED							
	Ø=3,5mm	Ø=4,0mm	Ø=4,5mm	Ø=4,8mm	Ø=5,0mm	Ø=4,5mm	Ø=4,8mm	Ø=5,0mm
180	X-06-13-18	X-06-14-18	X-06-15-18	-	-	X-06-17-18	X-06-12-18	X-06-18-18
190	X-06-13-19	X-06-14-19	X-06-15-19	-	-	X-06-17-19	X-06-12-19	X-06-18-19
200	X-06-13-20	X-06-14-20	X-06-15-20	-	-	X-06-17-20	X-06-12-20	X-06-18-20
210	X-06-13-21	X-06-14-21	X-06-15-21	-	-	X-06-17-21	X-06-12-21	X-06-18-21
220	X-06-13-22	X-06-14-22	X-06-15-22	-	-	X-06-17-22	X-06-12-22	X-06-18-22
230	X-06-13-23	X-06-14-23	X-06-15-23	-	-	X-06-17-23	X-06-12-23	X-06-18-23
240	X-06-13-24	X-06-14-24	X-06-15-24	-	-	X-06-17-24	X-06-12-24	X-06-18-24
250	X-06-13-25	X-06-14-25	X-06-15-25	-	-	X-06-17-25	X-06-12-25	X-06-18-25
260	X-06-13-26	X-06-14-26	X-06-15-26	-	-	X-06-17-26	X-06-12-26	X-06-18-26
270	X-06-13-27	X-06-14-27	X-06-15-27	-	-	X-06-17-27	X-06-12-27	X-06-18-27
280	X-06-13-28	X-06-14-28	X-06-15-28	-	-	X-06-17-28	X-06-12-28	X-06-18-28
290	X-06-13-29	X-06-14-29	X-06-15-29	-	-	X-06-17-29	X-06-12-29	X-06-18-29
300	X-06-13-30	X-06-14-30	X-06-15-30	X-06-94-30	X-06-16-30	X-06-17-30	X-06-12-30	X-06-18-30
310	X-06-13-31	X-06-14-31	X-06-15-31	X-06-94-31	X-06-16-31	X-06-17-31	X-06-12-31	X-06-18-31
320	X-06-13-32	X-06-14-32	X-06-15-32	X-06-94-32	X-06-16-32	X-06-17-32	X-06-12-32	X-06-18-32
330	X-06-13-33	X-06-14-33	X-06-15-33	X-06-94-33	X-06-16-33	X-06-17-33	X-06-12-33	X-06-18-33
340	X-06-13-34	X-06-14-34	X-06-15-34	X-06-94-34	X-06-16-34	X-06-17-34	X-06-12-34	X-06-18-34
350	X-06-13-35	X-06-14-35	X-06-15-35	X-06-94-35	X-06-16-35	X-06-17-35	X-06-12-35	X-06-18-35
360	X-06-13-36	X-06-14-36	X-06-15-36	X-06-94-36	X-06-16-36	X-06-17-36	X-06-12-36	X-06-18-36
370	X-06-13-37	X-06-14-37	X-06-15-37	X-06-94-37	X-06-16-37	X-06-17-37	X-06-12-37	X-06-18-37
380	X-06-13-38	X-06-14-38	X-06-15-38	X-06-94-38	X-06-16-38	X-06-17-38	X-06-12-38	X-06-18-38
390	X-06-13-39	X-06-14-39	X-06-15-39	X-06-94-39	X-06-16-39	X-06-17-39	X-06-12-39	X-06-18-39
400	X-06-13-40	X-06-14-40	X-06-15-40	X-06-94-40	X-06-16-40	X-06-17-40	X-06-12-40	X-06-18-40
410	X-06-13-41	X-06-14-41	X-06-15-41	X-06-94-41	X-06-16-41	X-06-17-41	X-06-12-41	X-06-18-41
420	X-06-13-42	X-06-14-42	X-06-15-42	X-06-94-42	X-06-16-42	X-06-17-42	X-06-12-42	X-06-18-42
430	-	X-06-14-43	X-06-15-43	X-06-94-43	X-06-16-43	X-06-17-43	X-06-12-43	X-06-18-43
440	-	X-06-14-44	X-06-15-44	X-06-94-44	X-06-16-44	X-06-17-44	X-06-12-44	X-06-18-44
450	-	X-06-14-45	X-06-15-45	X-06-94-45	X-06-16-45	X-06-17-45	X-06-12-45	X-06-18-45
460	-	-	X-06-15-46	X-06-94-46	X-06-16-46	X-06-17-46	X-06-12-46	X-06-18-46
470	-	-	X-06-15-47	X-06-94-47	X-06-16-47	X-06-17-47	X-06-12-47	X-06-18-47
480	-	-	X-06-15-48	X-06-94-48	X-06-16-48	X-06-17-48	X-06-12-48	X-06-18-48
490	-	-	X-06-15-49	X-06-94-49	X-06-16-49	X-06-17-49	X-06-12-49	X-06-18-49
500	-	-	X-06-15-50	X-06-94-50	X-06-16-50	X-06-17-50	X-06-12-50	X-06-18-50



GWÓŹDŹ ENDERA PROSTY
ENDER STRAIGHT NAIL

L (mm)	Ø=3,5mm	Ø=4,0mm	Ø=4,5mm	Ø=5,0mm	L (mm)	Ø=3,5mm	Ø=4,0mm	Ø=4,5mm	Ø=5,0mm
200	X-06-19-20	X-06-20-20	X-06-21-20	X-06-22-20	360	X-06-19-36	X-06-20-36	X-06-21-36	X-06-22-36
210	X-06-19-21	X-06-20-21	X-06-21-21	X-06-22-21	370	X-06-19-37	X-06-20-37	X-06-21-37	X-06-22-37
220	X-06-19-22	X-06-20-22	X-06-21-22	X-06-22-22	380	X-06-19-38	X-06-20-38	X-06-21-38	X-06-22-38
230	X-06-19-23	X-06-20-23	X-06-21-23	X-06-22-23	390	X-06-19-39	X-06-20-39	X-06-21-39	X-06-22-39
240	X-06-19-24	X-06-20-24	X-06-21-24	X-06-22-24	400	X-06-19-40	X-06-20-40	X-06-21-40	X-06-22-40
250	X-06-19-25	X-06-20-25	X-06-21-25	X-06-22-25	410	X-06-19-41	X-06-20-41	X-06-21-41	X-06-22-41
260	X-06-19-26	X-06-20-26	X-06-21-26	X-06-22-26	420	X-06-19-42	X-06-20-42	X-06-21-42	X-06-22-42
270	X-06-19-27	X-06-20-27	X-06-21-27	X-06-22-27	430	X-06-19-43	X-06-20-43	X-06-21-43	X-06-22-43
280	X-06-19-28	X-06-20-28	X-06-21-28	X-06-22-28	440	X-06-19-44	X-06-20-44	X-06-21-44	X-06-22-44
290	X-06-19-29	X-06-20-29	X-06-21-29	X-06-22-29	450	X-06-19-45	X-06-20-45	X-06-21-45	X-06-22-45
300	X-06-19-30	X-06-20-30	X-06-21-30	X-06-22-30	460	X-06-19-46	X-06-20-46	X-06-21-46	X-06-22-46
310	X-06-19-31	X-06-20-31	X-06-21-31	X-06-22-31	470	X-06-19-47	X-06-20-47	X-06-21-47	X-06-22-47
320	X-06-19-32	X-06-20-32	X-06-21-32	X-06-22-32	480	X-06-19-48	X-06-20-48	X-06-21-48	X-06-22-48
330	X-06-19-33	X-06-20-33	X-06-21-33	X-06-22-33	490	X-06-19-49	X-06-20-49	X-06-21-49	X-06-22-49
340	X-06-19-34	X-06-20-34	X-06-21-34	X-06-22-34	500	X-06-19-50	X-06-20-50	X-06-21-50	X-06-22-50
350	X-06-19-35	X-06-20-35	X-06-21-35	X-06-22-35					



**DRUTY ŚRÓDSZPIKOWE
DLA DZIECI**
INTRAMEDULLARY WIRES
FOR CHILDREN

Ø (mm)	L (mm)	A	B	Ø (mm)	L (mm)	A	B
1,6	250	X-06-23-25	X-06-23-25/01	2,5	240	X-06-96-24	X-06-96-24/01
1,6	400	X-06-23-40	X-06-23-40/01	2,5	280	X-06-96-28	X-06-96-28/01
2,0	200	X-06-95-20	X-06-95-20/01	2,5	320	X-06-96-32	X-06-96-32/01
2,0	240	X-06-95-24	X-06-95-24/01	2,5	360	X-06-96-36	X-06-96-36/01
2,0	280	X-06-95-28	X-06-95-28/01	2,5	400	X-06-96-40	X-06-96-40/01
2,0	310	X-06-95-31	X-06-95-31/01	3,0	240	X-06-97-24	X-06-97-24/01
2,0	320	X-06-95-32	X-06-95-32/01	3,0	280	X-06-97-28	X-06-97-28/01
2,0	400	X-06-95-40	X-06-95-40/01	3,0	320	X-06-97-32	X-06-97-32/01
2,2	310	X-06-51-31	X-06-51-31/01	3,0	360	X-06-97-36	X-06-97-36/01
2,2	400	X-06-51-40	X-06-51-40/01	3,0	400	X-06-97-40	X-06-97-40/01
2,2	200	X-06-96-20	X-06-96-20/01				




GWÓŹDŹ STEINMANN - GRUCA
STEINMANN - GRUCA NAIL

Ø (mm)	L (mm)	A	Ø (mm)	L (mm)	A
3,0	80	X-06-35-01	4,0	170	X-06-35-05
3,0	90	X-06-35-02	4,0	190	X-06-35-06
3,0	100	X-06-35-03	4,0	210	X-06-35-07
3,0	120	X-06-35-08	5,0	80	X-06-35-20
3,0	140	X-06-35-09	5,0	90	X-06-35-21
3,0	170	X-06-35-10	5,0	100	X-06-35-22
3,0	190	X-06-35-11	5,0	120	X-06-35-23
3,0	210	X-06-35-12	5,0	140	X-06-35-24
4,0	80	X-06-35-13	5,0	150	X-06-35-25
4,0	90	X-06-35-14	5,0	160	X-06-35-26
4,0	100	X-06-35-15	5,0	170	X-06-35-27
4,0	120	X-06-35-16	5,0	190	X-06-35-28
4,0	140	X-06-35-04	5,0	210	X-06-35-29



GWOŹDŹ RUSH'A
RUSH NAIL

L (mm)	Ø=2,4mm	Ø=3,2mm	Ø=4,0mm	Ø=4,8mm	Ø=5,0mm	Ø=6,0mm	Ø=6,4mm
25	X-06-24- 25	-	-	-	-	-	-
30	X-06-24- 30	-	-	-	-	-	-
35	X-06-24- 35	-	-	-	-	-	-
40	X-06-24- 40	-	-	-	-	-	-
45	X-06-24- 45	-	-	-	-	-	-
50	X-06-24- 50	-	-	-	-	-	-
55	X-06-24- 55	-	-	-	-	-	-
60	X-06-24- 60	-	-	-	-	-	-
65	X-06-24- 65	-	-	-	-	-	-
70	X-06-24- 70	-	-	-	-	-	-
75	X-06-24- 75	-	-	-	-	-	-
80	X-06-24- 80	-	-	-	-	-	-
85	X-06-24- 85	-	-	-	-	-	-
90	X-06-24- 90	-	-	-	-	-	-
95	X-06-24- 95	-	-	-	-	-	-
100	X-06-24- 100	X-06-25- 100	-	-	-	-	-
110	X-06-24- 110	X-06-25- 110	-	-	-	-	-
115	X-06-24- 115	X-06-25- 115	-	-	-	-	-
120	X-06-24- 120	X-06-25- 120	-	-	-	-	-
125	X-06-24- 125	X-06-25- 125	-	-	-	-	-
130	X-06-24- 130	X-06-25- 130	-	-	-	-	-
140	X-06-24- 140	X-06-25- 140	-	-	-	-	-
150	X-06-24- 150	X-06-25- 150	-	-	-	-	-
160	X-06-24- 160	X-06-25- 160	-	-	-	-	-
165	X-06-24- 165	X-06-25- 165	-	-	-	-	-
170	X-06-24- 170	X-06-25- 170	-	-	-	-	-
180	X-06-24- 180	X-06-25- 180	-	-	-	-	-
190	X-06-24- 190	X-06-25- 190	-	-	-	-	-
200	X-06-24- 200	X-06-25- 200	X-06-26- 200	X-06-27- 200	X-06-28- 200	-	-
205	X-06-24- 205	X-06-25- 205	X-06-26- 205	X-06-27- 205	X-06-28- 205	-	-
210	X-06-24- 210	X-06-25- 210	X-06-26- 210	X-06-27- 210	X-06-28- 210	-	-
215	X-06-24- 215	X-06-25- 215	X-06-26- 215	X-06-27- 215	X-06-28- 215	-	-
220	X-06-24- 220	X-06-25- 220	X-06-26- 220	X-06-27- 220	X-06-28- 220	-	-
230	X-06-24- 230	X-06-25- 230	X-06-26- 230	X-06-27- 230	X-06-28- 230	-	-
240	X-06-24- 240	X-06-25- 240	X-06-26- 240	X-06-27- 240	X-06-28- 240	-	-
250	X-06-24- 250	X-06-25- 250	X-06-26- 250	X-06-27- 250	X-06-28- 250	X-06-29- 250	-
255	-	X-06-25- 255	X-06-26- 255	X-06-27- 255	X-06-28- 255	X-06-29- 255	-
260	-	X-06-25- 260	X-06-26- 260	X-06-27- 260	X-06-28- 260	X-06-29- 260	-
265	-	-	X-06-26- 265	X-06-27- 265	X-06-28- 265	X-06-29- 265	-
270	-	-	X-06-26- 270	X-06-27- 270	X-06-28- 270	X-06-29- 270	X-06-30- 270
280	-	-	X-06-26- 280	X-06-27- 280	X-06-28- 280	X-06-29- 280	X-06-30- 280
290	-	-	X-06-26- 290	X-06-27- 290	X-06-28- 290	X-06-29- 290	X-06-30- 290
295	-	-	X-06-26- 295	X-06-27- 295	X-06-28- 295	X-06-29- 295	X-06-30- 295
300	-	-	X-06-26- 300	X-06-27- 300	X-06-28- 300	X-06-29- 300	X-06-30- 300
310	-	-	X-06-26- 310	X-06-27- 310	X-06-28- 310	X-06-29- 310	X-06-30- 310
315	-	-	X-06-26- 315	X-06-27- 315	X-06-28- 315	X-06-29- 315	X-06-30- 315
320	-	-	X-06-26- 320	X-06-27- 320	X-06-28- 320	X-06-29- 320	X-06-30- 320
330	-	-	X-06-26- 330	X-06-27- 330	X-06-28- 330	X-06-29- 330	X-06-30- 330
335	-	-	X-06-26- 335	X-06-27- 335	X-06-28- 335	X-06-29- 335	X-06-30- 335
340	-	-	X-06-26- 340	X-06-27- 340	X-06-28- 340	X-06-29- 340	X-06-30- 340
350	-	-	X-06-26- 350	X-06-27- 350	X-06-28- 350	X-06-29- 350	X-06-30- 350
355	-	-	X-06-26- 355	X-06-27- 355	X-06-28- 355	X-06-29- 355	X-06-30- 355
360	-	-	X-06-26- 360	X-06-27- 360	X-06-28- 360	X-06-29- 360	X-06-30- 360
365	-	-	X-06-26- 365	X-06-27- 365	X-06-28- 365	X-06-29- 365	X-06-30- 365
370	-	-	X-06-26- 370	X-06-27- 370	X-06-28- 370	X-06-29- 370	X-06-30- 370
375	-	-	-	-	-	X-06-29- 375	X-06-30- 375
380	-	-	-	-	-	X-06-29- 380	X-06-30- 380
390	-	-	-	-	-	X-06-29- 390	X-06-30- 390
400	-	-	-	-	-	X-06-29- 400	X-06-30- 400
410	-	-	-	-	-	X-06-29- 410	X-06-30- 410
420	-	-	-	-	-	X-06-29- 420	X-06-30- 420
430	-	-	-	-	-	X-06-29- 430	X-06-30- 430




GROT STEINMANN'A
STEINMANN PIN

L (mm)	Ø=4,0mm			Ø=4,5mm			Ø=5,0mm		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
80	X-06-37-08	X-06-38-08	X-06-39-08	X-06-40-08	X-06-41-08	X-06-42-08	X-06-43-08	X-06-44-08	X-06-45-08
90	X-06-37-09	X-06-38-09	X-06-39-09	X-06-40-09	X-06-41-09	X-06-42-09	X-06-43-09	X-06-44-09	X-06-45-09
100	X-06-37-10	X-06-38-10	X-06-39-10	X-06-40-10	X-06-41-10	X-06-42-10	X-06-43-10	X-06-44-10	X-06-45-10
110	X-06-37-11	X-06-38-11	X-06-39-11	X-06-40-11	X-06-41-11	X-06-42-11	X-06-43-11	X-06-44-11	X-06-45-11
120	X-06-37-12	X-06-38-12	X-06-39-12	X-06-40-12	X-06-41-12	X-06-42-12	X-06-43-12	X-06-44-12	X-06-45-12
130	X-06-37-13	X-06-38-13	X-06-39-13	X-06-40-13	X-06-41-13	X-06-42-13	X-06-43-13	X-06-44-13	X-06-45-13
140	X-06-37-14	X-06-38-14	X-06-39-14	X-06-40-14	X-06-41-14	X-06-42-14	X-06-43-14	X-06-44-14	X-06-45-14
150	X-06-37-15	X-06-38-15	X-06-39-15	X-06-40-15	X-06-41-15	X-06-42-15	X-06-43-15	X-06-44-15	X-06-45-15
160	X-06-37-16	X-06-38-16	X-06-39-16	X-06-40-16	X-06-41-16	X-06-42-16	X-06-43-16	X-06-44-16	X-06-45-16
170	X-06-37-17	X-06-38-17	X-06-39-17	X-06-40-17	X-06-41-17	X-06-42-17	X-06-43-17	X-06-44-17	X-06-45-17
180	X-06-37-18	X-06-38-18	X-06-39-18	X-06-40-18	X-06-41-18	X-06-42-18	X-06-43-18	X-06-44-18	X-06-45-18
190	X-06-37-19	X-06-38-19	X-06-39-19	X-06-40-19	X-06-41-19	X-06-42-19	X-06-43-19	X-06-44-19	X-06-45-19
200	X-06-37-20	X-06-38-20	X-06-39-20	X-06-40-20	X-06-41-20	X-06-42-20	X-06-43-20	X-06-44-20	X-06-45-20
210	X-06-37-21	X-06-38-21	X-06-39-21	X-06-40-21	X-06-41-21	X-06-42-21	X-06-43-21	X-06-44-21	X-06-45-21
220	X-06-37-22	X-06-38-22	X-06-39-22	X-06-40-22	X-06-41-22	X-06-42-22	X-06-43-22	X-06-44-22	X-06-45-22
250	X-06-37-25	X-06-38-25	X-06-39-25	X-06-40-25	X-06-41-25	X-06-42-25	X-06-43-25	X-06-44-25	X-06-45-25
280	X-06-37-28	X-06-38-28	X-06-39-28	X-06-40-28	X-06-41-28	X-06-42-28	X-06-43-28	X-06-44-28	X-06-45-28
300	X-06-37-30	X-06-38-30	X-06-39-30	X-06-40-30	X-06-41-30	X-06-42-30	X-06-43-30	X-06-44-30	X-06-45-30



GROTOWKRĘT STEINMANN
STEINMANN SCREW

L (mm)	Ø=4,0mm	Ø=4,5mm	Ø=5,0mm	Ø=3,0mm
150	X-06-46-15	X-06-47-15	X-06-48-15	X-06-50-15
180	X-06-46-18	X-06-47-18	X-06-48-18	X-06-50-18
200	X-06-46-20	X-06-47-20	X-06-48-20	X-06-50-20
220	X-06-46-22	X-06-47-22	X-06-48-22	X-06-50-22
250	X-06-46-25	X-06-47-25	X-06-48-25	X-06-50-25
280	X-06-46-28	X-06-47-28	X-06-48-28	X-06-50-28
300	X-06-46-30	X-06-47-30	X-06-48-30	X-06-50-30




GROTOWKRĘT SCHANZA
SCHANZ SCREW

L (mm)	Ø=2,5mm	Ø=3,0mm	Ø=4,0mm	Ø=4,5mm	Ø=5,0mm	Ø=6,0mm	Ø=7,0mm
40	X-06-52-04	X-06-53-04	X-06-54-04	X-06-55-04	X-06-56-04	X-06-57-04	X-06-58-04
60	X-06-52-06	X-06-53-06	X-06-54-06	X-06-55-06	X-06-56-06	X-06-57-06	X-06-58-06
80	X-06-52-08	X-06-53-08	X-06-54-08	X-06-55-08	X-06-56-08	X-06-57-08	X-06-58-08
100	X-06-52-10	X-06-53-10	X-06-54-10	X-06-55-10	X-06-56-10	X-06-57-10	X-06-58-10
120	X-06-52-12	X-06-53-12	X-06-54-12	X-06-55-12	X-06-56-12	X-06-57-12	X-06-58-12
130	X-06-52-13	X-06-53-13	X-06-54-13	X-06-55-13	X-06-56-13	X-06-57-13	X-06-58-13
150	X-06-52-15	X-06-53-15	X-06-54-15	X-06-55-15	X-06-56-15	X-06-57-15	X-06-58-15
180	X-06-52-18	X-06-53-18	X-06-54-18	X-06-55-18	X-06-56-18	X-06-57-18	X-06-58-18
200	X-06-52-20	X-06-53-20	X-06-54-20	X-06-55-20	X-06-56-20	X-06-57-20	X-06-58-20
220	X-06-52-22	X-06-53-22	X-06-54-22	X-06-55-22	X-06-56-22	X-06-57-22	X-06-58-22
250	X-06-52-25	X-06-53-25	X-06-54-25	X-06-55-25	X-06-56-25	X-06-57-25	X-06-58-25
280	X-06-52-28	X-06-53-28	X-06-54-28	X-06-55-28	X-06-56-28	X-06-57-28	X-06-58-28
300	X-06-52-30	X-06-53-30	X-06-54-30	X-06-55-30	X-06-56-30	X-06-57-30	X-06-58-30




GROTOWKRĘT APEX
APEX SCREW

Ø(mm)	L (mm)	A (mm)	Nr kat.	Ø(mm)	L (mm)	A (mm)	Nr kat.	Ø(mm)	L (mm)	A (mm)	Nr kat.	Ø(mm)	L (mm)	A (mm)	Nr kat.
4,0	95	35	X-06-59-02	3,0	60	10	X-06-59-30	4,0	120	30	X-06-59-44	5,0	150	50	X-06-59-54
4,0	135	45	X-06-59-03	3,0	80	10	X-06-59-31	4,0	120	35	X-06-59-45	5,0	175	55	X-06-59-55
4,0	180	55	X-06-59-04	3,0	80	15	X-06-59-32	4,0	150	40	X-06-59-46	5,0	180	60	X-06-59-56
5,0	95	35	X-06-59-12	3,0	80	20	X-06-59-33	4,0	150	50	X-06-59-47	5,0	200	50	X-06-59-57
5,0	135	45	X-06-59-13	3,0	110	10	X-06-59-34	4,0	175	50	X-06-59-48	5,0	200	60	X-06-59-58
5,0	180	55	X-06-59-14	3,0	110	25	X-06-59-35	4,0	180	50	X-06-59-49	5,0	250	50	X-06-59-59
6,0	95	35	X-06-59-22	4,0	90	10	X-06-59-41	5,0	120	30	X-06-59-51	5,0	250	70	X-06-59-60
6,0	135	45	X-06-59-23	4,0	90	20	X-06-59-42	5,0	120	35	X-06-59-52	6,0	150	50	X-06-59-71
6,0	180	55	X-06-59-24	4,0	90	30	X-06-59-43	5,0	150	40	X-06-59-53	6,0	180	60	X-06-59-72
												6,0	200	70	X-06-59-73
												6,0	250	80	X-06-59-74


GROTOWKRĘT STOŻKOWY
CONICAL SCREW



L (mm)	A (mm)	Ø=2,5mm	Ø=3,0mm	Ø=4,0mm	Ø=4,5mm	Ø=5,0mm	Ø=6,0mm	GĄBCZYSTY Cancellous Ø=6,0mm
60	20	X-06-61-01	X-06-62-01	X-06-63-01	X-06-64-01	X-06-65-01	X-06-66-01	X-06-67-01
60	25	X-06-61-02	X-06-62-02	X-06-63-02	X-06-64-02	X-06-65-02	X-06-66-02	-
60	30	-	-	X-06-63-03	X-06-64-03	X-06-65-03	X-06-66-03	-
80	20	X-06-61-03	X-06-62-03	-	-	-	-	-
80	25	X-06-61-04	X-06-62-04	-	X-06-64-04	X-06-65-04	-	-
80	30	X-06-61-05	X-06-62-05	X-06-63-04	X-06-64-05	X-06-65-05	X-06-66-04	X-06-67-02
80	40	-	-	X-06-63-05	-	-	X-06-66-05	X-06-67-03
100	25	X-06-61-06	X-06-62-06	-	-	-	-	-
100	30	X-06-61-07	X-06-62-07	X-06-63-06	X-06-64-06	X-06-65-06	X-06-66-06	X-06-67-04
100	40	-	-	X-06-63-07	X-06-64-07	X-06-65-07	X-06-66-07	X-06-67-05
120	30	X-06-61-08	X-06-62-08	X-06-63-08	X-06-64-08	X-06-65-08	X-06-66-08	X-06-67-06
120	40	X-06-61-09	X-06-62-09	X-06-63-09	X-06-64-09	X-06-65-09	X-06-66-09	X-06-67-07
120	50	-	-	-	-	-	-	X-06-67-08
120	60	-	-	-	-	-	-	X-06-67-09
130	30	X-06-61-10	X-06-62-10	X-06-63-10	X-06-64-10	X-06-65-10	X-06-66-10	-
130	40	X-06-61-11	X-06-62-11	X-06-63-11	X-06-64-11	X-06-65-11	X-06-66-11	X-06-67-10
130	50	-	-	-	X-06-64-12	X-06-65-12	X-06-66-12	X-06-67-11
130	60	-	-	-	-	-	-	X-06-67-12
150	40	X-06-61-12	X-06-62-12	X-06-63-12	X-06-64-13	X-06-65-13	X-06-66-13	-
150	50	-	-	-	-	X-06-65-14	X-06-66-14	X-06-67-13
150	60	-	-	-	-	X-06-65-15	X-06-66-15	X-06-67-14
180	40	X-06-61-13	X-06-62-13	X-06-63-13	X-06-64-14	X-06-65-16	X-06-66-16	-
180	50	X-06-61-14	X-06-62-14	X-06-63-14	X-06-64-15	X-06-65-17	X-06-66-17	-
180	60	-	-	-	-	X-06-65-18	X-06-66-18	-
180	70	-	-	-	-	-	X-06-66-19	X-06-67-15
180	80	-	-	-	-	-	X-06-66-20	X-06-67-16
180	90	-	-	-	-	-	X-06-66-21	X-06-67-17
180	100	-	-	-	-	-	X-06-66-22	X-06-67-18
200	40	X-06-61-15	X-06-62-15	X-06-63-15	X-06-64-16	X-06-65-19	X-06-66-23	-
200	50	X-06-61-16	X-06-62-16	X-06-63-16	X-06-64-17	X-06-65-20	X-06-66-24	-
200	60	-	-	-	-	X-06-65-21	X-06-66-25	-
200	70	-	-	-	-	-	X-06-66-26	X-06-67-19
200	80	-	-	-	-	-	X-06-66-27	X-06-67-20
200	90	-	-	-	-	-	X-06-66-28	X-06-67-21
200	100	-	-	-	-	-	X-06-66-29	X-06-67-22
220	50	X-06-61-17	X-06-62-17	X-06-63-17	X-06-64-18	X-06-65-22	X-06-66-30	-
220	60	-	-	-	-	X-06-65-23	X-06-66-31	-
220	70	-	-	-	-	-	X-06-66-32	-
220	80	-	-	-	-	-	X-06-66-33	-
220	90	-	-	-	-	-	X-06-66-34	-
220	100	-	-	-	-	-	X-06-66-35	-
250	50	X-06-61-18	X-06-62-18	X-06-63-18	X-06-64-19	X-06-65-24	X-06-66-36	-
250	60	-	-	-	-	X-06-65-25	X-06-66-37	-
250	70	-	-	-	-	-	X-06-66-38	-
250	80	-	-	-	-	-	X-06-66-39	-
250	90	-	-	-	-	-	X-06-66-40	-
250	100	-	-	-	-	-	X-06-66-41	-


GWÓŹDŹ KOSTNY Z OGRANICZNIKIEM
BONE NAIL WITH LIMITER

L (mm)	Ø(mm)	OSTRZE BLADE	OLIWKA OLIVE	ŁEZKA TEAR
330	1,5	A	X-06-68-01	X-06-69-01
330	1,8	A	X-06-68-02	X-06-69-02
330	2,0	A	X-06-68-03	X-06-69-03
330	2,5	A	X-06-68-04	X-06-69-04
380	1,5	A	X-06-68-05	X-06-69-05
380	1,8	A	X-06-68-06	X-06-69-06
380	2,0	A	X-06-68-07	X-06-69-07
380	2,5	A	X-06-68-08	X-06-69-08
330	1,5	B	X-06-68-11	X-06-69-11
330	1,8	B	X-06-68-12	X-06-69-12
330	2,0	B	X-06-68-13	X-06-69-13
330	2,5	B	X-06-68-14	X-06-69-14
380	1,5	B	X-06-68-15	X-06-69-15
380	1,8	B	X-06-68-16	X-06-69-16
380	2,0	B	X-06-68-17	X-06-69-17
380	2,5	B	X-06-68-18	X-06-69-18



DRUT DO CERKLARZU L=5 m
WIRE FOR CERCLAGE L=5 m

Ø(mm)	miękki soft	twardy hard
0,2	X-06-90-02	X-06-91-02
0,3	X-06-90-03	X-06-91-03
0,4	X-06-90-04	X-06-91-04
0,5	X-06-90-05	X-06-91-05
0,6	X-06-90-06	X-06-91-06
0,7	X-06-90-07	X-06-91-07
0,8	X-06-90-08	X-06-91-08
0,9	X-06-90-09	X-06-91-09
1,0	X-06-90-10	X-06-91-10
1,2	X-06-90-12	X-06-91-12
1,5	X-06-90-15	X-06-91-15




KLAMRA WILBERGA
WILBERG STAPLE

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø=2,5mm	Ø=3,0mm	Ø=3,5mm	Ø=4,0mm
15	20	-	X-06-70-01	X-06-70-04	X-06-70-07	X-06-70-10
20	20	-	X-06-70-02	X-06-70-05	X-06-70-08	X-06-70-11
20	25	-	X-06-70-03	X-06-70-06	X-06-70-09	X-06-70-12
15	10	20	X-06-71-01	X-06-71-04	X-06-71-07	X-06-71-10
20	10	20	X-06-71-02	X-06-71-05	X-06-71-08	X-06-71-11
20	15	25	X-06-71-03	X-06-71-06	X-06-71-09	X-06-71-12




TYP I / TYPE I



TYP II / TYPE II


KLAMRY KOSTNE
BONE STAPLES

Ø(mm)	A (mm)	B (mm)	TYP I TYPE I	TYP II TYPE II
3,2	20	25	X-06-73-01	X-06-74-01
3,2	25	25	X-06-73-02	X-06-74-02
3,2	30	25	X-06-73-03	X-06-74-03
3,2	35	25	X-06-73-04	X-06-74-04
3,2	40	25	X-06-73-05	X-06-74-05
3,2	20	30	X-06-73-06	X-06-74-06
3,2	25	30	X-06-73-07	X-06-74-07
3,2	30	30	X-06-73-08	X-06-74-08
3,2	35	30	X-06-73-09	X-06-74-09
3,2	40	30	X-06-73-10	X-06-74-10
2,5	20	15	X-06-73-11	X-06-74-11
2,5	25	15	X-06-73-12	X-06-74-12
2,5	30	15	X-06-73-13	X-06-74-13
2,5	20	20	X-06-73-14	X-06-74-14
2,5	25	20	X-06-73-15	X-06-74-15
2,5	30	20	X-06-73-16	X-06-74-16




◀ **KLAMRA KOSTNA**
BONE STAPLE

A (mm)	B (mm)	Nr kat.
18	20	X-06-77-01
25	20	X-06-77-02




◀ **KLAMRA KOSTNA**
BONE STAPLE

A (mm)	B (mm)	Nr kat.
10	19	X-06-79-01
16	22	X-06-79-02
22	22	X-06-79-03




◀ **KLAMRA KOSTNA**
BONE STAPLE

Ø(mm)	A (mm)	B (mm)	Nr kat.
1,6	16	19	X-06-81-01
1,6	22	19	X-06-81-02
2,4	16	19	X-06-81-03
2,4	22	19	X-06-81-04
2,8	16	19	X-06-81-05
2,8	22	19	X-06-81-06



◀ **KLAMRA KOSTNA**
BONE STAPLE


A (mm)	B (mm)	Nr kat.
16	19	X-06-84-01
22	19	X-06-84-02



◀ **KLAMRA KOSTNA**
BONE STAPLE

A (mm)	B (mm)	Nr kat.
9	16	X-06-86-01
9	19	X-06-86-02
9	22	X-06-86-03
9	25	X-06-86-04

GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE BLOKOWANE INTRAMEDULLARY LOCKING NAILS






◀ **WZÓR GWOŹDZIA AŻUROWEGO**
EXAMPLE OF THE OPENWORK NAIL

DOSTĘPNE ODMIANY GWOŹDZI / AVAILABLE TYPES OF NAILS

Pierwszy człon numeru katalogowego First part of REF No.	Odmiany gwoździ / Types of nails
1	tytan / titanium
2	tytan kaniulowany / cannulated titanium
3	Stalowe lite / Steel solid nails
4	stal kaniulowana / cannulated steel
5	stal kaniulowana + DLC / stainless steel + DLC
6	Ażurowe / openwork nails
11	tytan + DLC / titanium + DLC
21	tytan lity pokryty Si-DLC / titanium + Si-DLC
22	tytan kaniulowany Si-DLC / cannulated titanium + Si-DLC
23	stal lita pokryta Si-DLC / steel + Si-DLC
24	stal kaniulowana pokryta Si-DLC / cannulated steel + Si-DLC

GWÓŹDŹ UDOWY PROKSYMALNY PODWÓJNY - KRÓTKI DOUBLE PROXIMAL FEMORAL NAIL - SHORT



Rozmiar Size	REF
0	X-07-95-60
+5	X-07-95-61
+10	X-07-95-62
+15	X-07-95-63
+20	X-07-95-64
+25	X-07-95-65
+30	X-07-95-66

D (mm)	L (mm)	α = 125°	α = 130°	α = 135°
10	200	X-10-01-200	X-10-02-200	X-10-03-200
10	210	X-10-01-210	X-10-02-210	X-10-03-210
10	220	X-10-01-220	X-10-02-220	X-10-03-220
10	230	X-10-01-230	X-10-02-230	X-10-03-230
10	240	X-10-01-240	X-10-02-240	X-10-03-240
10	250	X-10-01-250	X-10-02-250	X-10-03-250
10	260	X-10-01-260	X-10-02-260	X-10-03-260
10	270	X-10-01-270	X-10-02-270	X-10-03-270
10	280	X-10-01-280	X-10-02-280	X-10-03-280
11	200	X-10-04-200	X-10-05-200	X-10-06-200
11	210	X-10-04-210	X-10-05-210	X-10-06-210
11	220	X-10-04-220	X-10-05-220	X-10-06-220
11	230	X-10-04-230	X-10-05-230	X-10-06-230
11	240	X-10-04-240	X-10-05-240	X-10-06-240
11	250	X-10-04-250	X-10-05-250	X-10-06-250
11	260	X-10-04-260	X-10-05-260	X-10-06-260
11	270	X-10-04-270	X-10-05-270	X-10-06-270
11	280	X-10-04-280	X-10-05-280	X-10-06-280
12	200	X-10-07-200	X-10-08-200	X-10-09-200
12	210	X-10-07-210	X-10-08-210	X-10-09-210
12	220	X-10-07-220	X-10-08-220	X-10-09-220
12	230	X-10-07-230	X-10-08-230	X-10-09-230
12	240	X-10-07-240	X-10-08-240	X-10-09-240
12	250	X-10-07-250	X-10-08-250	X-10-09-250
12	260	X-10-07-260	X-10-08-260	X-10-09-260
12	270	X-10-07-270	X-10-08-270	X-10-09-270
12	280	X-10-07-280	X-10-08-280	X-10-09-280

Gwoździe są dostępne również dla średnic / Available also for diameter D=9, 13, 14, 15 mm

GWÓŹDŹ UDOWY PROKSYMALNY PODWÓJNY - DŁUGI
DOUBLE PROXIMAL FEMORAL NAIL - LONG

D (mm)	L (mm)	GWÓŹDŹ LEWY / LEFT NAIL			GWÓŹDŹ PRAWY / RIGHT NAIL		
		α = 125°	α = 130°	α = 135°	α = 125°	α = 130°	α = 135°
10	300	X-10-01-300	X-10-02-300	X-10-03-300	X-10-16-300	X-10-17-300	X-10-18-300
10	310	X-10-01-310	X-10-02-310	X-10-03-310	X-10-16-310	X-10-17-310	X-10-18-310
10	320	X-10-01-320	X-10-02-320	X-10-03-320	X-10-16-320	X-10-17-320	X-10-18-320
10	330	X-10-01-330	X-10-02-330	X-10-03-330	X-10-16-330	X-10-17-330	X-10-18-330
10	340	X-10-01-340	X-10-02-340	X-10-03-340	X-10-16-340	X-10-17-340	X-10-18-340
10	350	X-10-01-350	X-10-02-350	X-10-03-350	X-10-16-350	X-10-17-350	X-10-18-350
10	360	X-10-01-360	X-10-02-360	X-10-03-360	X-10-16-360	X-10-17-360	X-10-18-360
10	370	X-10-01-370	X-10-02-370	X-10-03-370	X-10-16-370	X-10-17-370	X-10-18-370
10	380	X-10-01-380	X-10-02-380	X-10-03-380	X-10-16-380	X-10-17-380	X-10-18-380
10	390	X-10-01-390	X-10-02-390	X-10-03-390	X-10-16-390	X-10-17-390	X-10-18-390
10	400	X-10-01-400	X-10-02-400	X-10-03-400	X-10-16-400	X-10-17-400	X-10-18-400
10	410	X-10-01-410	X-10-02-410	X-10-03-410	X-10-16-410	X-10-17-410	X-10-18-410
10	420	X-10-01-420	X-10-02-420	X-10-03-420	X-10-16-420	X-10-17-420	X-10-18-420
10	430	X-10-01-430	X-10-02-430	X-10-03-430	X-10-16-430	X-10-17-430	X-10-18-430
10	440	X-10-01-440	X-10-02-440	X-10-03-440	X-10-16-440	X-10-17-440	X-10-18-440
11	300	X-10-04-300	X-10-05-300	X-10-06-300	X-10-19-300	X-10-20-300	X-10-21-300
11	310	X-10-04-310	X-10-05-310	X-10-06-310	X-10-19-310	X-10-20-310	X-10-21-310
11	320	X-10-04-320	X-10-05-320	X-10-06-320	X-10-19-320	X-10-20-320	X-10-21-320
11	330	X-10-04-330	X-10-05-330	X-10-06-330	X-10-19-330	X-10-20-330	X-10-21-330
11	340	X-10-04-340	X-10-05-340	X-10-06-340	X-10-19-340	X-10-20-340	X-10-21-340
11	350	X-10-04-350	X-10-05-350	X-10-06-350	X-10-19-350	X-10-20-350	X-10-21-350
11	360	X-10-04-360	X-10-05-360	X-10-06-360	X-10-19-360	X-10-20-360	X-10-21-360
11	370	X-10-04-370	X-10-05-370	X-10-06-370	X-10-19-370	X-10-20-370	X-10-21-370
11	380	X-10-04-380	X-10-05-380	X-10-06-380	X-10-19-380	X-10-20-380	X-10-21-380
11	390	X-10-04-390	X-10-05-390	X-10-06-390	X-10-19-390	X-10-20-390	X-10-21-390
11	400	X-10-04-400	X-10-05-400	X-10-06-400	X-10-19-400	X-10-20-400	X-10-21-400
11	410	X-10-04-410	X-10-05-410	X-10-06-410	X-10-19-410	X-10-20-410	X-10-21-410
11	420	X-10-04-420	X-10-05-420	X-10-06-420	X-10-19-420	X-10-20-420	X-10-21-420
11	430	X-10-04-430	X-10-05-430	X-10-06-430	X-10-19-430	X-10-20-430	X-10-21-430
11	440	X-10-04-440	X-10-05-440	X-10-06-440	X-10-19-440	X-10-20-440	X-10-21-440
12	300	X-10-07-300	X-10-08-300	X-10-09-300	X-10-22-300	X-10-23-300	X-10-24-300
12	310	X-10-07-310	X-10-08-310	X-10-09-310	X-10-22-310	X-10-23-310	X-10-24-310
12	320	X-10-07-320	X-10-08-320	X-10-09-320	X-10-22-320	X-10-23-320	X-10-24-320
12	330	X-10-07-330	X-10-08-330	X-10-09-330	X-10-22-330	X-10-23-330	X-10-24-330
12	340	X-10-07-340	X-10-08-340	X-10-09-340	X-10-22-340	X-10-23-340	X-10-24-340
12	350	X-10-07-350	X-10-08-350	X-10-09-350	X-10-22-350	X-10-23-350	X-10-24-350
12	360	X-10-07-360	X-10-08-360	X-10-09-360	X-10-22-360	X-10-23-360	X-10-24-360
12	370	X-10-07-370	X-10-08-370	X-10-09-370	X-10-22-370	X-10-23-370	X-10-24-370
12	380	X-10-07-380	X-10-08-380	X-10-09-380	X-10-22-380	X-10-23-380	X-10-24-380
12	390	X-10-07-390	X-10-08-390	X-10-09-390	X-10-22-390	X-10-23-390	X-10-24-390
12	400	X-10-07-400	X-10-08-400	X-10-09-400	X-10-22-400	X-10-23-400	X-10-24-400
12	410	X-10-07-410	X-10-08-410	X-10-09-410	X-10-22-410	X-10-23-410	X-10-24-410
12	420	X-10-07-420	X-10-08-420	X-10-09-420	X-10-22-420	X-10-23-420	X-10-24-420
12	430	X-10-07-430	X-10-08-430	X-10-09-430	X-10-22-430	X-10-23-430	X-10-24-430
12	440	X-10-07-440	X-10-08-440	X-10-09-440	X-10-22-440	X-10-23-440	X-10-24-440




Gwoździe są dostępne dla długości L = 300 - 600 mm, skok co 5 mm, ostatni człon numeru katalogowego oznacza długość w [mm]

Gwoździe są dostępne również dla średnic D = 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Available in lengths L = 300 - 600 mm, last part of catalogue number is length in [mm]. Available also for diameter D = 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

GWÓŹDŹ UDOWY PROKSYMALNY POTRÓJNY - KRÓTKI TRIPLE PROXIMAL FEMORAL NAIL - SHORT



Gwoździe są dostępne również dla średnic / Available also for diameter D=9, 13, 14, 15 mm

GWÓŹDŹ UDOWY PROKSYMALNY POTRÓJNY - DŁUGI TRIPLE PROXIMAL FEMORAL NAIL - LONG



D (mm)	L (mm)	GWÓŹDŹ LEWY / LEFT NAIL			GWÓŹDŹ PRAWY / RIGHT NAIL		
		$\alpha = 125^\circ$	$\alpha = 130^\circ$	$\alpha = 135^\circ$	$\alpha = 125^\circ$	$\alpha = 130^\circ$	$\alpha = 135^\circ$
10	300	X-07-113-300	X-07-120-300	X-07-127-300	X-07-134-300	X-07-141-300	X-07-148-300
10	310	X-07-113-310	X-07-120-310	X-07-127-310	X-07-134-310	X-07-141-310	X-07-148-310
10	320	X-07-113-320	X-07-120-320	X-07-127-320	X-07-134-320	X-07-141-320	X-07-148-320
10	330	X-07-113-330	X-07-120-330	X-07-127-330	X-07-134-330	X-07-141-330	X-07-148-330
10	340	X-07-113-340	X-07-120-340	X-07-127-340	X-07-134-340	X-07-141-340	X-07-148-340
10	350	X-07-113-350	X-07-120-350	X-07-127-350	X-07-134-350	X-07-141-350	X-07-148-350
10	360	X-07-113-360	X-07-120-360	X-07-127-360	X-07-134-360	X-07-141-360	X-07-148-360
10	370	X-07-113-370	X-07-120-370	X-07-127-370	X-07-134-370	X-07-141-370	X-07-148-370
10	380	X-07-113-380	X-07-120-380	X-07-127-380	X-07-134-380	X-07-141-380	X-07-148-380
10	390	X-07-113-390	X-07-120-390	X-07-127-390	X-07-134-390	X-07-141-390	X-07-148-390
10	400	X-07-113-400	X-07-120-400	X-07-127-400	X-07-134-400	X-07-141-400	X-07-148-400
10	410	X-07-113-410	X-07-120-410	X-07-127-410	X-07-134-410	X-07-141-410	X-07-148-410
10	420	X-07-113-420	X-07-120-420	X-07-127-420	X-07-134-420	X-07-141-420	X-07-148-420
10	430	X-07-113-430	X-07-120-430	X-07-127-430	X-07-134-430	X-07-141-430	X-07-148-430
10	440	X-07-113-440	X-07-120-440	X-07-127-440	X-07-134-440	X-07-141-440	X-07-148-440
11	300	X-07-114-300	X-07-121-300	X-07-128-300	X-07-135-300	X-07-142-300	X-07-149-300
11	310	X-07-114-310	X-07-121-310	X-07-128-310	X-07-135-310	X-07-142-310	X-07-149-310
11	320	X-07-114-320	X-07-121-320	X-07-128-320	X-07-135-320	X-07-142-320	X-07-149-320
11	330	X-07-114-330	X-07-121-330	X-07-128-330	X-07-135-330	X-07-142-330	X-07-149-330
11	340	X-07-114-340	X-07-121-340	X-07-128-340	X-07-135-340	X-07-142-340	X-07-149-340
11	350	X-07-114-350	X-07-121-350	X-07-128-350	X-07-135-350	X-07-142-350	X-07-149-350
11	360	X-07-114-360	X-07-121-360	X-07-128-360	X-07-135-360	X-07-142-360	X-07-149-360
11	370	X-07-114-370	X-07-121-370	X-07-128-370	X-07-135-370	X-07-142-370	X-07-149-370
11	380	X-07-114-380	X-07-121-380	X-07-128-380	X-07-135-380	X-07-142-380	X-07-149-380
11	390	X-07-114-390	X-07-121-390	X-07-128-390	X-07-135-390	X-07-142-390	X-07-149-390
11	400	X-07-114-400	X-07-121-400	X-07-128-400	X-07-135-400	X-07-142-400	X-07-149-400
11	410	X-07-114-410	X-07-121-410	X-07-128-410	X-07-135-410	X-07-142-410	X-07-149-410
11	420	X-07-114-420	X-07-121-420	X-07-128-420	X-07-135-420	X-07-142-420	X-07-149-420
11	430	X-07-114-430	X-07-121-430	X-07-128-430	X-07-135-430	X-07-142-430	X-07-149-430
11	440	X-07-114-440	X-07-121-440	X-07-128-440	X-07-135-440	X-07-142-440	X-07-149-440
12	300	X-07-115-300	X-07-122-300	X-07-129-300	X-07-136-300	X-07-143-300	X-07-150-300
12	310	X-07-115-310	X-07-122-310	X-07-129-310	X-07-136-310	X-07-143-310	X-07-150-310
12	320	X-07-115-320	X-07-122-320	X-07-129-320	X-07-136-320	X-07-143-320	X-07-150-320
12	330	X-07-115-330	X-07-122-330	X-07-129-330	X-07-136-330	X-07-143-330	X-07-150-330
12	340	X-07-115-340	X-07-122-340	X-07-129-340	X-07-136-340	X-07-143-340	X-07-150-340
12	350	X-07-115-350	X-07-122-350	X-07-129-350	X-07-136-350	X-07-143-350	X-07-150-350
12	360	X-07-115-360	X-07-122-360	X-07-129-360	X-07-136-360	X-07-143-360	X-07-150-360
12	370	X-07-115-370	X-07-122-370	X-07-129-370	X-07-136-370	X-07-143-370	X-07-150-370
12	380	X-07-115-380	X-07-122-380	X-07-129-380	X-07-136-380	X-07-143-380	X-07-150-380
12	390	X-07-115-390	X-07-122-390	X-07-129-390	X-07-136-390	X-07-143-390	X-07-150-390
12	400	X-07-115-400	X-07-122-400	X-07-129-400	X-07-136-400	X-07-143-400	X-07-150-400
12	410	X-07-115-410	X-07-122-410	X-07-129-410	X-07-136-410	X-07-143-410	X-07-150-410
12	420	X-07-115-420	X-07-122-420	X-07-129-420	X-07-136-420	X-07-143-420	X-07-150-420
12	430	X-07-115-430	X-07-122-430	X-07-129-430	X-07-136-430	X-07-143-430	X-07-150-430
12	440	X-07-115-440	X-07-122-440	X-07-129-440	X-07-136-440	X-07-143-440	X-07-150-440

Gwoździe są dostępne dla długości L = 300 - 600 mm, skok co 5 mm, ostatni człon numeru katalogowego oznacza długość w [mm]

Gwoździe są dostępne również dla średnic D = 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Available in lengths L = 300 - 600 mm, last part of catalogue number is length in [mm]. Available also for diameter D = 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

GWÓŹDŹ UDOWY UNIWERSALNY UNIVERSAL FEMORAL NAIL



Metoda antegrade, statyczna i kompresyjna
Antegrade static & compression method

Metoda antegrade skośna
Antegrade oblique screw

Metoda odkolanowa
Retrograde method

Rozmiar Size	REF
0	X-07-95-40
+ 5	X-07-95-41
+ 10	X-07-95-42
+ 15	X-07-95-43
+ 20	X-07-95-44
+ 25	X-07-95-45
+ 30	X-07-95-46


L (mm)	D=9mm	D=10mm	D=11mm	D=12mm
GWÓŹDŹ LEWY / LEFT NAIL				
200	X-07-305-200	X-07-306-200	X-07-307-200	X-07-308-200
220	X-07-305-220	X-07-306-220	X-07-307-220	X-07-308-220
240	X-07-305-240	X-07-306-240	X-07-307-240	X-07-308-240
260	X-07-305-260	X-07-306-260	X-07-307-260	X-07-308-260
280	X-07-305-280	X-07-306-280	X-07-307-280	X-07-308-280
300	X-07-305-300	X-07-306-300	X-07-307-300	X-07-308-300
320	X-07-305-320	X-07-306-320	X-07-307-320	X-07-308-320
340	X-07-305-340	X-07-306-340	X-07-307-340	X-07-308-340
360	X-07-305-360	X-07-306-360	X-07-307-360	X-07-308-360
380	X-07-305-380	X-07-306-380	X-07-307-380	X-07-308-380
400	X-07-305-400	X-07-306-400	X-07-307-400	X-07-308-400
420	X-07-305-420	X-07-306-420	X-07-307-420	X-07-308-420
440	X-07-305-440	X-07-306-440	X-07-307-440	X-07-308-440
460	X-07-305-460	X-07-306-460	X-07-307-460	X-07-308-460
480	X-07-305-480	X-07-306-480	X-07-307-480	X-07-308-480
500	X-07-305-500	X-07-306-500	X-07-307-500	X-07-308-500
GWÓŹDŹ PRAWY / RIGHT NAIL				
200	X-07-317-200	X-07-318-200	X-07-319-200	X-07-320-200
220	X-07-317-220	X-07-318-220	X-07-319-220	X-07-320-220
240	X-07-317-240	X-07-318-240	X-07-319-240	X-07-320-240
260	X-07-317-260	X-07-318-260	X-07-319-260	X-07-320-260
280	X-07-317-280	X-07-318-280	X-07-319-280	X-07-320-280
300	X-07-317-300	X-07-318-300	X-07-319-300	X-07-320-300
320	X-07-317-320	X-07-318-320	X-07-319-320	X-07-320-320
340	X-07-317-340	X-07-318-340	X-07-319-340	X-07-320-340
360	X-07-317-360	X-07-318-360	X-07-319-360	X-07-320-360
380	X-07-317-380	X-07-318-380	X-07-319-380	X-07-320-380
400	X-07-317-400	X-07-318-400	X-07-319-400	X-07-320-400
420	X-07-317-420	X-07-318-420	X-07-319-420	X-07-320-420
440	X-07-317-440	X-07-318-440	X-07-319-440	X-07-320-440
460	X-07-317-460	X-07-318-460	X-07-319-460	X-07-320-460
480	X-07-317-480	X-07-318-480	X-07-319-480	X-07-320-480
500	X-07-317-500	X-07-318-500	X-07-319-500	X-07-320-500

Gwoździe są dostępne dla długości co 10 mm, ostatni człon numeru katalogowego oznacza długość w [mm]
Gwoździe są dostępne również dla średnic D=8, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
. Available also for diameter D = 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

GWÓŹDŹ UDOWY PROSTY

STRAIGHT FEMORAL NAIL

Rozmiar Size	REF
0	X-07-95-40
+5	X-07-95-41
+10	X-07-95-42
+15	X-07-95-43
+20	X-07-95-44
+25	X-07-95-45
+30	X-07-95-46



L (mm)	D=9mm	D=10mm	D=11mm	D=12mm	D=13mm
300	X-07-01-300	X-07-02-300	X-07-03-300	X-07-04-300	X-07-05-300
310	X-07-01-310	X-07-02-310	X-07-03-310	X-07-04-310	X-07-05-310
320	X-07-01-320	X-07-02-320	X-07-03-320	X-07-04-320	X-07-05-320
330	X-07-01-330	X-07-02-330	X-07-03-330	X-07-04-330	X-07-05-330
340	X-07-01-340	X-07-02-340	X-07-03-340	X-07-04-340	X-07-05-340
350	X-07-01-350	X-07-02-350	X-07-03-350	X-07-04-350	X-07-05-350
360	X-07-01-360	X-07-02-360	X-07-03-360	X-07-04-360	X-07-05-360
370	X-07-01-370	X-07-02-370	X-07-03-370	X-07-04-370	X-07-05-370
380	X-07-01-380	X-07-02-380	X-07-03-380	X-07-04-380	X-07-05-380
390	X-07-01-390	X-07-02-390	X-07-03-390	X-07-04-390	X-07-05-390
400	X-07-01-400	X-07-02-400	X-07-03-400	X-07-04-400	X-07-05-400
410	X-07-01-410	X-07-02-410	X-07-03-410	X-07-04-410	X-07-05-410
420	X-07-01-420	X-07-02-420	X-07-03-420	X-07-04-420	X-07-05-420
430	X-07-01-430	X-07-02-430	X-07-03-430	X-07-04-430	X-07-05-430
440	X-07-01-440	X-07-02-440	X-07-03-440	X-07-04-440	X-07-05-440
450	X-07-01-450	X-07-02-450	X-07-03-450	X-07-04-450	X-07-05-450
460	X-07-01-460	X-07-02-460	X-07-03-460	X-07-04-460	X-07-05-460
470	X-07-01-470	X-07-02-470	X-07-03-470	X-07-04-470	X-07-05-470
480	X-07-01-480	X-07-02-480	X-07-03-480	X-07-04-480	X-07-05-480
490	X-07-01-490	X-07-02-490	X-07-03-490	X-07-04-490	X-07-05-490
500	X-07-01-500	X-07-02-500	X-07-03-500	X-07-04-500	X-07-05-500

Śruby zasłepiające
End caps

Śruba kompresyjna
Compression screw
X-07-96-02


Wkręty blokujące
samogwintujące $\varnothing 4,5$ mm
Self tapping locking screws
X-01-86-xx




Gwoździe są dostępne dla długości L=260 - 600 mm, skok co 5 mm, ostatni człon numeru katalogowego oznacza długość w [mm]

Gwoździe są dostępne również dla średnic D=8, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm


Available in lengths L = 260 - 600 mm, last part of catalogue number is length in [mm]. Available also for diameter D = 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

**GWÓŹDŹ UDOWY ODKOLANOWY
RETROGRADE FEMORAL NAIL**


**Wkręty blokujące
samogwintujące $\varnothing 4,5$ mm**
Self tapping locking screws
X-01-86-xx



L (mm)	D=9mm	D=10mm	D=11mm	D=12mm	D=13mm
150	X-07-64-150	X-07-65-150	X-07-66-150	X-07-67-150	X-07-68-150
160	X-07-64-160	X-07-65-160	X-07-66-160	X-07-67-160	X-07-68-160
170	X-07-64-170	X-07-65-170	X-07-66-170	X-07-67-170	X-07-68-170
180	X-07-64-180	X-07-65-180	X-07-66-180	X-07-67-180	X-07-68-180
190	X-07-64-190	X-07-65-190	X-07-66-190	X-07-67-190	X-07-68-190
200	X-07-64-200	X-07-65-200	X-07-66-200	X-07-67-200	X-07-68-200
210	X-07-64-210	X-07-65-210	X-07-66-210	X-07-67-210	X-07-68-210
220	X-07-64-220	X-07-65-220	X-07-66-220	X-07-67-220	X-07-68-220
230	X-07-64-230	X-07-65-230	X-07-66-230	X-07-67-230	X-07-68-230
240	X-07-64-240	X-07-65-240	X-07-66-240	X-07-67-240	X-07-68-240
250	X-07-64-250	X-07-65-250	X-07-66-250	X-07-67-250	X-07-68-250
260	X-07-64-260	X-07-65-260	X-07-66-260	X-07-67-260	X-07-68-260
270	X-07-64-270	X-07-65-270	X-07-66-270	X-07-67-270	X-07-68-270
280	X-07-64-280	X-07-65-280	X-07-66-280	X-07-67-280	X-07-68-280
290	X-07-64-290	X-07-65-290	X-07-66-290	X-07-67-290	X-07-68-290
300	X-07-64-300	X-07-65-300	X-07-66-300	X-07-67-300	X-07-68-300
310	X-07-64-310	X-07-65-310	X-07-66-310	X-07-67-310	X-07-68-310
320	X-07-64-320	X-07-65-320	X-07-66-320	X-07-67-320	X-07-68-320
330	X-07-64-330	X-07-65-330	X-07-66-330	X-07-67-330	X-07-68-330
340	X-07-64-340	X-07-65-340	X-07-66-340	X-07-67-340	X-07-68-340
350	X-07-64-350	X-07-65-350	X-07-66-350	X-07-67-350	X-07-68-350
360	X-07-64-360	X-07-65-360	X-07-66-360	X-07-67-360	X-07-68-360
370	X-07-64-370	X-07-65-370	X-07-66-370	X-07-67-370	X-07-68-370
380	X-07-64-380	X-07-65-380	X-07-66-380	X-07-67-380	X-07-68-380
390	X-07-64-390	X-07-65-390	X-07-66-390	X-07-67-390	X-07-68-390
400	X-07-64-400	X-07-65-400	X-07-66-400	X-07-67-400	X-07-68-400
410	X-07-64-410	X-07-65-410	X-07-66-410	X-07-67-410	X-07-68-410
420	X-07-64-420	X-07-65-420	X-07-66-420	X-07-67-420	X-07-68-420
430	X-07-64-430	X-07-65-430	X-07-66-430	X-07-67-430	X-07-68-430
440	X-07-64-440	X-07-65-440	X-07-66-440	X-07-67-440	X-07-68-440



**Wkręty blokujące
samogwintujące $\varnothing 4,5$ mm**
Self tapping locking screws
X-01-86-xx


Śruba zaślepiająca
End cap
X-07-95-05

Gwoździe są dostępne dla długości L = 150 - 600 mm, skok co 5 mm, ostatni człon numeru katalogowego oznacza długość w [mm]. Gwoździe są dostępne również dla średnic D = 14, 15, 16 mm
Available in lengths L = 160 - 600 mm, last part of catalogue number is length in [mm]. Available also for diameter D = 14, 15, 16 mm

GWÓŹDŹ UDOWY ODKOLANOWY RETROGRADE FEMORAL NAIL

Wkręty blokujące
samogwintujące
ø 4,5 mm
Self tapping
locking screws
X-01-86-xx

L (mm)	D=8mm	D=9mm	D=10mm	D=11mm	D=12mm	D=13mm
140	X-07-100-140	X-07-101-140	X-07-102-140	X-07-103-140	X-07-104-140	X-07-105-140
150	X-07-100-150	X-07-101-150	X-07-102-150	X-07-103-150	X-07-104-150	X-07-105-150
160	X-07-100-160	X-07-101-160	X-07-102-160	X-07-103-160	X-07-104-160	X-07-105-160
170	X-07-100-170	X-07-101-170	X-07-102-170	X-07-103-170	X-07-104-170	X-07-105-170
180	X-07-100-180	X-07-101-180	X-07-102-180	X-07-103-180	X-07-104-180	X-07-105-180
190	X-07-100-190	X-07-101-190	X-07-102-190	X-07-103-190	X-07-104-190	X-07-105-190
200	X-07-100-200	X-07-101-200	X-07-102-200	X-07-103-200	X-07-104-200	X-07-105-200
210	X-07-100-210	X-07-101-210	X-07-102-210	X-07-103-210	X-07-104-210	X-07-105-210
220	X-07-100-220	X-07-101-220	X-07-102-220	X-07-103-220	X-07-104-220	X-07-105-220
230	X-07-100-230	X-07-101-230	X-07-102-230	X-07-103-230	X-07-104-230	X-07-105-230
240	X-07-100-240	X-07-101-240	X-07-102-240	X-07-103-240	X-07-104-240	X-07-105-240
250	X-07-100-250	X-07-101-250	X-07-102-250	X-07-103-250	X-07-104-250	X-07-105-250
260	X-07-100-260	X-07-101-260	X-07-102-260	X-07-103-260	X-07-104-260	X-07-105-260
270	X-07-100-270	X-07-101-270	X-07-102-270	X-07-103-270	X-07-104-270	X-07-105-270
280	X-07-100-280	X-07-101-280	X-07-102-280	X-07-103-280	X-07-104-280	X-07-105-280
290	X-07-100-290	X-07-101-290	X-07-102-290	X-07-103-290	X-07-104-290	X-07-105-290
300	X-07-100-300	X-07-101-300	X-07-102-300	X-07-103-300	X-07-104-300	X-07-105-300
310	X-07-100-310	X-07-101-310	X-07-102-310	X-07-103-310	X-07-104-310	X-07-105-310
320	X-07-100-320	X-07-101-320	X-07-102-320	X-07-103-320	X-07-104-320	X-07-105-320
330	X-07-100-330	X-07-101-330	X-07-102-330	X-07-103-330	X-07-104-330	X-07-105-330
340	X-07-100-340	X-07-101-340	X-07-102-340	X-07-103-340	X-07-104-340	X-07-105-340
350	X-07-100-350	X-07-101-350	X-07-102-350	X-07-103-350	X-07-104-350	X-07-105-350
360	X-07-100-360	X-07-101-360	X-07-102-360	X-07-103-360	X-07-104-360	X-07-105-360
370	X-07-100-370	X-07-101-370	X-07-102-370	X-07-103-370	X-07-104-370	X-07-105-370
380	X-07-100-380	X-07-101-380	X-07-102-380	X-07-103-380	X-07-104-380	X-07-105-380
390	X-07-100-390	X-07-101-390	X-07-102-390	X-07-103-390	X-07-104-390	X-07-105-390
400	X-07-100-400	X-07-101-400	X-07-102-400	X-07-103-400	X-07-104-400	X-07-105-400
410	X-07-100-410	X-07-101-410	X-07-102-410	X-07-103-410	X-07-104-410	X-07-105-410
420	X-07-100-420	X-07-101-420	X-07-102-420	X-07-103-420	X-07-104-420	X-07-105-420
430	X-07-100-430	X-07-101-430	X-07-102-430	X-07-103-430	X-07-104-430	X-07-105-430
440	X-07-100-440	X-07-101-440	X-07-102-440	X-07-103-440	X-07-104-440	X-07-105-440




Wkręt blokujący
samogwintujący ø 6,5 mm
Self tapping locking screws
X-01-85-xx

LUB/OR

Zespoły blokujące
Locking set
50-105 mm
X-01-66-xx


RANGE (mm)	REF
50-60	X-01-66-50
60-75	X-01-66-60
70-85	X-01-66-70
80-95	X-01-66-80
90-105	X-01-66-90

Śruba zaślepiająca
End cap
X-07-95-05




Gwoździe są dostępne dla długości L = 140 - 600 mm, skok co 5 mm, ostatni człon numeru katalogowego oznacza długość w [mm]. Gwoździe są dostępne również dla średnic D: 8 - 19 mm
Available in lengths L = 140 - 600 mm, last part of catalogue number is length in [mm]. Available also for diameter D: 8 - 19 mm

GWÓŹDŹ UDOWY ANATOMICZNY ANATOMICAL FEMORAL NAIL



[mm]	Nr kat.
0	X-07-95-40
+5	X-07-95-41
+10	X-07-95-42
+15	X-07-95-43
+20	X-07-95-44
+25	X-07-95-45
+30	X-07-95-46



GWÓŹDŹ LEWY LEFT NAIL

L (mm)	D=9mm	D=10mm	D=11mm	D=12mm
300	X-07-163-300	X-07-164-300	X-07-165-300	X-07-166-300
310	X-07-163-310	X-07-164-310	X-07-165-310	X-07-166-310
320	X-07-163-320	X-07-164-320	X-07-165-320	X-07-166-320
330	X-07-163-330	X-07-164-330	X-07-165-330	X-07-166-330
340	X-07-163-340	X-07-164-340	X-07-165-340	X-07-166-340
350	X-07-163-350	X-07-164-350	X-07-165-350	X-07-166-350
360	X-07-163-360	X-07-164-360	X-07-165-360	X-07-166-360
370	X-07-163-370	X-07-164-370	X-07-165-370	X-07-166-370
380	X-07-163-380	X-07-164-380	X-07-165-380	X-07-166-380
390	X-07-163-390	X-07-164-390	X-07-165-390	X-07-166-390
400	X-07-163-400	X-07-164-400	X-07-165-400	X-07-166-400
410	X-07-163-410	X-07-164-410	X-07-165-410	X-07-166-410
420	X-07-163-420	X-07-164-420	X-07-165-420	X-07-166-420
430	X-07-163-430	X-07-164-430	X-07-165-430	X-07-166-430
440	X-07-163-440	X-07-164-440	X-07-165-440	X-07-166-440
450	X-07-163-450	X-07-164-450	X-07-165-450	X-07-166-450
460	X-07-163-460	X-07-164-460	X-07-165-460	X-07-166-460
470	X-07-163-470	X-07-164-470	X-07-165-470	X-07-166-470
480	X-07-163-480	X-07-164-480	X-07-165-480	X-07-166-480

GWÓŹDŹ PRAWY RIGHT NAIL

L (mm)	D=9mm	D=10mm	D=11mm	D=12mm
300	X-07-175-300	X-07-176-300	X-07-177-300	X-07-178-300
310	X-07-175-310	X-07-176-310	X-07-177-310	X-07-178-310
320	X-07-175-320	X-07-176-320	X-07-177-320	X-07-178-320
330	X-07-175-330	X-07-176-330	X-07-177-330	X-07-178-330
340	X-07-175-340	X-07-176-340	X-07-177-340	X-07-178-340
350	X-07-175-350	X-07-176-350	X-07-177-350	X-07-178-350
360	X-07-175-360	X-07-176-360	X-07-177-360	X-07-178-360
370	X-07-175-370	X-07-176-370	X-07-177-370	X-07-178-370
380	X-07-175-380	X-07-176-380	X-07-177-380	X-07-178-380
390	X-07-175-390	X-07-176-390	X-07-177-390	X-07-178-390
400	X-07-175-400	X-07-176-400	X-07-177-400	X-07-178-400
410	X-07-175-410	X-07-176-410	X-07-177-410	X-07-178-410
420	X-07-175-420	X-07-176-420	X-07-177-420	X-07-178-420
430	X-07-175-430	X-07-176-430	X-07-177-430	X-07-178-430
440	X-07-175-440	X-07-176-440	X-07-177-440	X-07-178-440
450	X-07-175-450	X-07-176-450	X-07-177-450	X-07-178-450
460	X-07-175-460	X-07-176-460	X-07-177-460	X-07-178-460
470	X-07-175-470	X-07-176-470	X-07-177-470	X-07-178-470
480	X-07-175-480	X-07-176-480	X-07-177-480	X-07-178-480

GWÓŹDŹ DO KOŚCI PISZCZEŁOWEJ - REKONSTRUKCYJNY RECONSTRUCTION TIBIAL NAIL

Rozmiar Size	REF
0	X-07-95-20
+5	X-07-95-21
+10	X-07-95-22
+15	X-07-95-23
+20	X-07-95-24
+25	X-07-95-25
+30	X-07-95-26

Śruby zaślepiające
End caps

Śruba kompresyjna
Compression screw
X-07-96-03

2 Wkręty blokujące
samogwintujące $\varnothing$ 5,0 mm
Self tapping locking screws
X-01-88-xx

lub/or
Wkręty blokujące
samogwintujące $\varnothing$ 4,5 mm
Self tapping locking screws
X-01-86-xx

Wersja - lity / solid



Wkręty blokujące
samogwintujące $\varnothing$ 4,5 mm
Self tapping locking screws
X-01-86-xx

L (mm)	D=8mm	D=9mm	D=10mm	D=11mm	D=12mm
180	X-08-45-180	X-08-46-180	X-08-47-180	X-08-48-180	X-08-49-180
190	X-08-45-190	X-08-46-190	X-08-47-190	X-08-48-190	X-08-49-190
200	X-08-45-200	X-08-46-200	X-08-47-200	X-08-48-200	X-08-49-200
210	X-08-45-210	X-08-46-210	X-08-47-210	X-08-48-210	X-08-49-210
220	X-08-45-220	X-08-46-220	X-08-47-220	X-08-48-220	X-08-49-220
230	X-08-45-230	X-08-46-230	X-08-47-230	X-08-48-230	X-08-49-230
240	X-08-45-240	X-08-46-240	X-08-47-240	X-08-48-240	X-08-49-240
250	X-08-45-250	X-08-46-250	X-08-47-250	X-08-48-250	X-08-49-250
260	X-08-45-260	X-08-46-260	X-08-47-260	X-08-48-260	X-08-49-260
270	X-08-45-270	X-08-46-270	X-08-47-270	X-08-48-270	X-08-49-270
280	X-08-45-280	X-08-46-280	X-08-47-280	X-08-48-280	X-08-49-280
290	X-08-45-290	X-08-46-290	X-08-47-290	X-08-48-290	X-08-49-290
300	X-08-45-300	X-08-46-300	X-08-47-300	X-08-48-300	X-08-49-300
310	X-08-45-310	X-08-46-310	X-08-47-310	X-08-48-310	X-08-49-310
320	X-08-45-320	X-08-46-320	X-08-47-320	X-08-48-320	X-08-49-320
330	X-08-45-330	X-08-46-330	X-08-47-330	X-08-48-330	X-08-49-330
340	X-08-45-340	X-08-46-340	X-08-47-340	X-08-48-340	X-08-49-340
350	X-08-45-350	X-08-46-350	X-08-47-350	X-08-48-350	X-08-49-350
360	X-08-45-360	X-08-46-360	X-08-47-360	X-08-48-360	X-08-49-360
370	X-08-45-370	X-08-46-370	X-08-47-370	X-08-48-370	X-08-49-370
380	X-08-45-380	X-08-46-380	X-08-47-380	X-08-48-380	X-08-49-380
390	X-08-45-390	X-08-46-390	X-08-47-390	X-08-48-390	X-08-49-390
400	X-08-45-400	X-08-46-400	X-08-47-400	X-08-48-400	X-08-49-400

Wkręty blokujące
samogwintujące $\varnothing$ 4,5 mm
Self tapping locking screws
X-01-86-xx

Gwoździe są dostępne dla długości L = 180 - 600 mm, skok co 5 mm, ostatni człon numeru katalogowego oznacza długość w [mm].

Gwoździe są dostępne również dla średnic D = 13, 14, 15, 16 17, 18, 19 mm

Available in lengths L = 180 - 600 mm, last part of catalogue number is length in [mm]. Available also for diameter D = 13, 14, 15, 16 17, 18, 19 mm

GWÓDŹ DO KOŚCI PISZCZEŁOWEJ - REKONSTRUKCYJNY RECONSTRUCTION TIBIAL NAIL

Rozmiar Size	REF
0	X-07-95-20
+5	X-07-95-21
+10	X-07-95-22
+15	X-07-95-23
+20	X-07-95-24
+25	X-07-95-25
+30	X-07-95-26



Śruby zaślepiające
End caps

Śruba kompresyjna
Compression screw
X-07-96-03

Wersja lity / solid version



2 Wkręty blokujące
samogwintujące $\varnothing 5,0$ mm
Self tapping locking screws
X-01-88-xx
lub/or
Wkręty blokujące
samogwintujące $\varnothing 4,5$ mm
Self tapping locking screws
X-01-86-xx

Wkręty blokujące
samogwintujące $\varnothing 4,5$ mm
Self tapping locking screws
X-01-86-xx

L (mm)	D=8mm	D=9mm	D=10mm	D=11mm	D=12mm
180	X-08-33-180	X-08-34-180	X-08-35-180	X-08-36-180	X-08-37-180
190	X-08-33-190	X-08-34-190	X-08-35-190	X-08-36-190	X-08-37-190
200	X-08-33-200	X-08-34-200	X-08-35-200	X-08-36-200	X-08-37-200
210	X-08-33-210	X-08-34-210	X-08-35-210	X-08-36-210	X-08-37-210
220	X-08-33-220	X-08-34-220	X-08-35-220	X-08-36-220	X-08-37-220
230	X-08-33-230	X-08-34-230	X-08-35-230	X-08-36-230	X-08-37-230
240	X-08-33-240	X-08-34-240	X-08-35-240	X-08-36-240	X-08-37-240
250	X-08-33-250	X-08-34-250	X-08-35-250	X-08-36-250	X-08-37-250
260	X-08-33-260	X-08-34-260	X-08-35-260	X-08-36-260	X-08-37-260
270	X-08-33-270	X-08-34-270	X-08-35-270	X-08-36-270	X-08-37-270
280	X-08-33-280	X-08-34-280	X-08-35-280	X-08-36-280	X-08-37-280
290	X-08-33-290	X-08-34-290	X-08-35-290	X-08-36-290	X-08-37-290
300	X-08-33-300	X-08-34-300	X-08-35-300	X-08-36-300	X-08-37-300
310	X-08-33-310	X-08-34-310	X-08-35-310	X-08-36-310	X-08-37-310
320	X-08-33-320	X-08-34-320	X-08-35-320	X-08-36-320	X-08-37-320
330	X-08-33-330	X-08-34-330	X-08-35-330	X-08-36-330	X-08-37-330
340	X-08-33-340	X-08-34-340	X-08-35-340	X-08-36-340	X-08-37-340
350	X-08-33-350	X-08-34-350	X-08-35-350	X-08-36-350	X-08-37-350
360	X-08-33-360	X-08-34-360	X-08-35-360	X-08-36-360	X-08-37-360
370	X-08-33-370	X-08-34-370	X-08-35-370	X-08-36-370	X-08-37-370
380	X-08-33-380	X-08-34-380	X-08-35-380	X-08-36-380	X-08-37-380
390	X-08-33-390	X-08-34-390	X-08-35-390	X-08-36-390	X-08-37-390
400	X-08-33-400	X-08-34-400	X-08-35-400	X-08-36-400	X-08-37-400

4 Wkręty blokujące
samogwintujące $\varnothing 5,0$ mm
Self tapping locking screws
X-01-88-xx
lub/or
Wkręty blokujące
samogwintujące $\varnothing 4,5$ mm
dł. 26-60 mm
Self tapping locking screws
X-01-86-xx



Gwoździe są dostępne dla długości L = 180 - 600 mm, skok co 5 mm, ostatni człon numeru katalogowego oznacza długość w [mm].

Gwoździe są dostępne również dla średnic D = 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Available in lengths L = 180 - 600 mm, last part of catalogue number is length in [mm]. Available also for diameter D = 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

GWÓDŹ DO KOŚCI PISZCZEŁOWEJ - REKONSTRUKCYJNY RECONSTRUCTION TIBIAL NAIL

Rozmiar Size	REF
0	X-07-95-20
+5	X-07-95-21
+10	X-07-95-22
+15	X-07-95-23
+20	X-07-95-24
+25	X-07-95-25
+30	X-07-95-26

Śruba kompresyjna
Compression screw
X-07-96-03



Śruby zaślepiające
End caps



Ø11÷15 mm

2 Wkręty blokujące
samogwintujące Ø 5,0 mm
Self tapping locking screws

X-01-88-xx

lub/or

Wkręty blokujące
samogwintujące Ø 4,5 mm
Self tapping locking screws

X-01-86-xx

Wersja - lity / solid



2 Wkręty blokujące
samogwintujące Ø 4,5 mm
Self tapping locking screws

X-01-86-xx

10°

L (mm)	D=8mm	D=9mm	D=10mm	D=11mm	D=12mm	D=13mm	D=14mm
180	X-08-57-180	X-08-58-180	X-08-59-180	X-08-60-180	X-08-61-180	X-08-62-180	X-08-63-180
190	X-08-57-190	X-08-58-190	X-08-59-190	X-08-60-190	X-08-61-190	X-08-62-190	X-08-63-190
200	X-08-57-200	X-08-58-200	X-08-59-200	X-08-60-200	X-08-61-200	X-08-62-200	X-08-63-200
210	X-08-57-210	X-08-58-210	X-08-59-210	X-08-60-210	X-08-61-210	X-08-62-210	X-08-63-210
220	X-08-57-220	X-08-58-220	X-08-59-220	X-08-60-220	X-08-61-220	X-08-62-220	X-08-63-220
230	X-08-57-230	X-08-58-230	X-08-59-230	X-08-60-230	X-08-61-230	X-08-62-230	X-08-63-230
240	X-08-57-240	X-08-58-240	X-08-59-240	X-08-60-240	X-08-61-240	X-08-62-240	X-08-63-240
250	X-08-57-250	X-08-58-250	X-08-59-250	X-08-60-250	X-08-61-250	X-08-62-250	X-08-63-250
260	X-08-57-260	X-08-58-260	X-08-59-260	X-08-60-260	X-08-61-260	X-08-62-260	X-08-63-260
270	X-08-57-270	X-08-58-270	X-08-59-270	X-08-60-270	X-08-61-270	X-08-62-270	X-08-63-270
280	X-08-57-280	X-08-58-280	X-08-59-280	X-08-60-280	X-08-61-280	X-08-62-280	X-08-63-280
290	X-08-57-290	X-08-58-290	X-08-59-290	X-08-60-290	X-08-61-290	X-08-62-290	X-08-63-290
300	X-08-57-300	X-08-58-300	X-08-59-300	X-08-60-300	X-08-61-300	X-08-62-300	X-08-63-300
310	X-08-57-310	X-08-58-310	X-08-59-310	X-08-60-310	X-08-61-310	X-08-62-310	X-08-63-310
320	X-08-57-320	X-08-58-320	X-08-59-320	X-08-60-320	X-08-61-320	X-08-62-320	X-08-63-320
330	X-08-57-330	X-08-58-330	X-08-59-330	X-08-60-330	X-08-61-330	X-08-62-330	X-08-63-330
340	X-08-57-340	X-08-58-340	X-08-59-340	X-08-60-340	X-08-61-340	X-08-62-340	X-08-63-340
350	X-08-57-350	X-08-58-350	X-08-59-350	X-08-60-350	X-08-61-350	X-08-62-350	X-08-63-350
360	X-08-57-360	X-08-58-360	X-08-59-360	X-08-60-360	X-08-61-360	X-08-62-360	X-08-63-360
370	X-08-57-370	X-08-58-370	X-08-59-370	X-08-60-370	X-08-61-370	X-08-62-370	X-08-63-370
380	X-08-57-380	X-08-58-380	X-08-59-380	X-08-60-380	X-08-61-380	X-08-62-380	X-08-63-380
390	X-08-57-390	X-08-58-390	X-08-59-390	X-08-60-390	X-08-61-390	X-08-62-390	X-08-63-390
400	X-08-57-400	X-08-58-400	X-08-59-400	X-08-60-400	X-08-61-400	X-08-62-400	X-08-63-400

3 Wkręty blokujące
samogwintujące Ø 4,5 mm
Self tapping locking screws

X-01-86-xx

~14 mm

~16 mm


4°

Gwoździe są dostępne dla długości L = 180 - 600 mm, skok co 5 mm, ostatni człon numeru katalogowego oznacza długość w [mm].



Gwoździe są dostępne również dla średnic D = 13, 14, 15, 16 17, 18, 19 mm

Available in lengths L = 180 - 600 mm, last part of catalogue number is length in [mm]. Available also for diameter D = 13, 14, 15, 16 17, 18, 19 mm

GWÓŹDŹ DO KOŚCI PISZCZEŁOWEJ BLOKOWANY ODPIĘTOWO
RETROGRADE LOCKING TIBIAL NAIL



Wkręty blokujące
samogwintujące $\varnothing 4,5$ mm
Self tapping locking screws
X-01-86-xx




Wkręty blokujące
samogwintujące $\varnothing 4,5$ mm
Self tapping locking screws
X-01-86-xx

Śruba zaślepiająca
End cap
X-07-95-05

L (mm)	D=9mm	D=10mm	D=11mm
140	X-08-11-140	X-08-12-140	X-08-13-140
150	X-08-11-150	X-08-12-150	X-08-13-150
160	X-08-11-160	X-08-12-160	X-08-13-160
170	X-08-11-170	X-08-12-170	X-08-13-170
180	X-08-11-180	X-08-12-180	X-08-13-180
190	X-08-11-190	X-08-12-190	X-08-13-190
200	X-08-11-200	X-08-12-200	X-08-13-200
210	X-08-11-210	X-08-12-210	X-08-13-210
220	X-08-11-220	X-08-12-220	X-08-13-220
230	X-08-11-230	X-08-12-230	X-08-13-230
240	X-08-11-240	X-08-12-240	X-08-13-240
250	X-08-11-250	X-08-12-250	X-08-13-250
260	X-08-11-260	X-08-12-260	X-08-13-260
270	X-08-11-270	X-08-12-270	X-08-13-270
280	X-08-11-280	X-08-12-280	X-08-13-280
290	X-08-11-290	X-08-12-290	X-08-13-290
300	X-08-11-300	X-08-12-300	X-08-13-300
310	X-08-11-310	X-08-12-310	X-08-13-310
320	X-08-11-320	X-08-12-320	X-08-13-320

Gwoździe są dostępne również dla średnic / Available also for diameter D=12, 13, 14, 15 mm

GWÓDŹ DO KOŚCI PRZEDRAMIENIA I STRZAŁKOWEJ FOREAM AND FIBULA NAIL



GWÓZDŹ DO KOŚCI RAMIENNEJ HUMERAL NAIL



Śruby zaślepiające
End caps




Śruba kompresyjna
Compression screw
X-07-96-05

Wkręty blokujące
samogwintujące $\varnothing 4,5$ mm
dł. 26-60 mm
Self tapping locking screws
X-01-86-xx

Wkręty blokujące
samogwintujące $\varnothing 3,5$ mm
dla średnicy gwoźdźa
Self tapping locking screws
for nail diameter
 $\varnothing 6$ i $\varnothing 7$ mm
X-01-51-xx

Wkręty blokujące
samogwintujące $\varnothing 4,5$ mm
dla średnicy gwoźdźa
Self tapping locking screws
for nail diameter
 $\varnothing 8$ mm
X-01-86-xx




Rozmiar Size	REF
0	X-07-95-30
+5	X-07-95-31
+10	X-07-95-32
+15	X-07-95-33
+20	X-07-95-34
+25	X-07-95-35
+30	X-07-95-36


L (mm)	D=8mm	D=9mm	D=10mm	D=11mm	D=12mm
180	X-09-01-180	X-09-02-180	X-09-03-180	X-09-04-180	X-09-05-180
185	X-09-01-185	X-09-02-185	X-09-03-185	X-09-04-185	X-09-05-185
190	X-09-01-190	X-09-02-190	X-09-03-190	X-09-04-190	X-09-05-190
195	X-09-01-195	X-09-02-195	X-09-03-195	X-09-04-195	X-09-05-195
200	X-09-01-200	X-09-02-200	X-09-03-200	X-09-04-200	X-09-05-200
205	X-09-01-205	X-09-02-205	X-09-03-205	X-09-04-205	X-09-05-205
210	X-09-01-210	X-09-02-210	X-09-03-210	X-09-04-210	X-09-05-210
215	X-09-01-215	X-09-02-215	X-09-03-215	X-09-04-215	X-09-05-215
220	X-09-01-220	X-09-02-220	X-09-03-220	X-09-04-220	X-09-05-220
225	X-09-01-225	X-09-02-225	X-09-03-225	X-09-04-225	X-09-05-225
230	X-09-01-230	X-09-02-230	X-09-03-230	X-09-04-230	X-09-05-230
235	X-09-01-235	X-09-02-235	X-09-03-235	X-09-04-235	X-09-05-235
240	X-09-01-240	X-09-02-240	X-09-03-240	X-09-04-240	X-09-05-240
245	X-09-01-245	X-09-02-245	X-09-03-245	X-09-04-245	X-09-05-245
250	X-09-01-250	X-09-02-250	X-09-03-250	X-09-04-250	X-09-05-250
255	X-09-01-255	X-09-02-255	X-09-03-255	X-09-04-255	X-09-05-255
260	X-09-01-260	X-09-02-260	X-09-03-260	X-09-04-260	X-09-05-260
265	X-09-01-265	X-09-02-265	X-09-03-265	X-09-04-265	X-09-05-265
270	X-09-01-270	X-09-02-270	X-09-03-270	X-09-04-270	X-09-05-270
275	X-09-01-275	X-09-02-275	X-09-03-275	X-09-04-275	X-09-05-275
280	X-09-01-280	X-09-02-280	X-09-03-280	X-09-04-280	X-09-05-280
285	X-09-01-285	X-09-02-285	X-09-03-285	X-09-04-285	X-09-05-285
290	X-09-01-290	X-09-02-290	X-09-03-290	X-09-04-290	X-09-05-290
295	X-09-01-295	X-09-02-295	X-09-03-295	X-09-04-295	X-09-05-295
300	X-09-01-300	X-09-02-300	X-09-03-300	X-09-04-300	X-09-05-300
310	X-09-01-310	X-09-02-310	X-09-03-310	X-09-04-310	X-09-05-310
320	X-09-01-320	X-09-02-320	X-09-03-320	X-09-04-320	X-09-05-320
330	X-09-01-330	X-09-02-330	X-09-03-330	X-09-04-330	X-09-05-330
340	X-09-01-340	X-09-02-340	X-09-03-340	X-09-04-340	X-09-05-340
350	X-09-01-350	X-09-02-350	X-09-03-350	X-09-04-350	X-09-05-350
360	X-09-01-360	X-09-02-360	X-09-03-360	X-09-04-360	X-09-05-360
370	X-09-01-370	X-09-02-370	X-09-03-370	X-09-04-370	X-09-05-370
380	X-09-01-380	X-09-02-380	X-09-03-380	X-09-04-380	X-09-05-380
390	X-09-01-390	X-09-02-390	X-09-03-390	X-09-04-390	X-09-05-390
400	X-09-01-400	X-09-02-400	X-09-03-400	X-09-04-400	X-09-05-400

Gwoździe są dostępne dla długości L= 180 - 600mm, skok co 5 mm, ostatni człon numeru katalogowego oznacza długość w [mm]. Gwoździe są dostępne również dla średnic D= 6, 7, 12, 13 mm
Available in lengths L = 180 - 600 mm, last part of catalogue number is length in [mm]. Available also for diameter D = 6, 7, 12, 13 mm

GWÓDŹ DO KOŚCI RAMIENNEJ WIELOPŁASZCZYZNOWY (REKONSTRUKCYJNY) MULTILAYERS (RECONSTRUCTION) HUMERAL NAIL



Rozmiar Size	REF
0	X-07-95-30
+5	X-07-95-31
+10	X-07-95-32
+15	X-07-95-33
+20	X-07-95-34
+25	X-07-95-35
+30	X-07-95-36



**Wkręty blokujące
samogwintujące $\varnothing 5,0$ mm
dł. 26-60 mm**
Self tapping locking screws
X-01-88-xx

**Wkręty blokujące
samogwintujące $\varnothing 4,5$ mm
dł. 26-60 mm**
Self tapping locking screws
X-01-86-xx

**Wkręty blokujące
samogwintujące $\varnothing 3,5$ mm
dla średnicy gwoźdza**
Self tapping locking screws
for nail diameter
 $\varnothing 6 + \varnothing 7$ mm
X-01-51-xx

**Wkręty blokujące
samogwintujące $\varnothing 4,5$ mm
dla średnicy gwoźdza**
Self tapping locking screws
for nail diameter
 $\geq \varnothing 8$ mm
X-01-86-xx

L (mm)	D=6mm	D=7mm	D=8mm	D=9mm
LEWY / LEFT				
150	X-09-21-150	X-09-22-150	X-09-23-150	X-09-24-150
220	X-09-21-220	X-09-22-220	X-09-23-220	X-09-24-220
250	X-09-21-250	X-09-22-250	X-09-23-250	X-09-24-250
PRAWY / RIGHT				
150	X-09-31-150	X-09-32-150	X-09-33-150	X-09-34-150
220	X-09-31-220	X-09-32-220	X-09-33-220	X-09-34-220
250	X-09-31-250	X-09-32-250	X-09-33-250	X-09-34-250

Gwoździe są dostępne dla długości L=150 - 280mm, skok co 10 mm, ostatni człon numeru katalogowego oznacza długość w [mm].
Available in lengths L = 150 - 280 mm, last part of catalogue number is length in [mm].


ŚRUBY I WKRETY BLOKUJĄCE DLA GWOŹDZI BLOKOWANYCH

LOCKING SCREWS FOR INTERLOCKING NAILS



Śruba szyjkowa kompletna $\varnothing$ 11 mm
 Lag screw, complete $\varnothing$ 11 mm

L (mm)	REF
70	X-07-161-70
75	X-07-161-75
80	X-07-161-80
85	X-07-161-85
90	X-07-161-90
95	X-07-161-95
100	X-07-161-100
105	X-07-161-105
110	X-07-161-110
115	X-07-161-115
120	X-07-161-120
125	X-07-161-125



Śruba szyjkowa teleskopowa kompletna $\varnothing$ 11 mm
 ze śrubą kompresyjną M4
 Telescopic lag screw, complete $\varnothing$ 11 mm
 with M4 compression screw

L (mm)	REF
70	X-07-154-70
75	X-07-154-75
80	X-07-154-80
85	X-07-154-85
90	X-07-154-90
95	X-07-154-95
100	X-07-154-100
105	X-07-154-105
110	X-07-154-110
115	X-07-154-115
120	X-07-154-120
125	X-07-154-125

ŚRUBY I WKRETY BLOKUJĄCE DLA GWOŹDZI BLOKOWANYCH

LOCKING SCREWS FOR INTERLOCKING NAILS

L (mm)	REF	L (mm)	REF
40	X-01-84-40	95	X-01-84-95
45	X-01-84-45	100	X-01-84-100
50	X-01-84-50	105	X-01-84-105
55	X-01-84-55	110	X-01-84-110
60	X-01-84-60	115	X-01-84-115
65	X-01-84-65	120	X-01-84-120
70	X-01-84-70	125	X-01-84-125
75	X-01-84-75	130	X-01-84-130
80	X-01-84-80	135	X-01-84-135
85	X-01-84-85	140	X-01-84-140
90	X-01-84-90		




Wkręt blokujący trzonowy $\varnothing 6,5$ mm
Molar locking screw $\varnothing 6,5$ mm

L (mm)	REF
65	X-01-162-65
70	X-01-162-70
75	X-01-162-75
80	X-01-162-80
85	X-01-162-85
90	X-01-162-90
95	X-01-162-95
100	X-01-162-100
105	X-01-162-105
110	X-01-162-110
115	X-01-162-115
120	X-01-162-120
125	X-01-162-125



Wkręt derotacyjny trzonowy $\varnothing 6,5$ mm
Molar anti-rotation screw $\varnothing 6,5$ mm

L (mm)	REF
65	X-01-163-65
70	X-01-163-70
75	X-01-163-75
80	X-01-163-80
85	X-01-163-85
90	X-01-163-90
95	X-01-163-95
100	X-01-163-100
105	X-01-163-105
110	X-01-163-110
115	X-01-163-115
120	X-01-163-120
125	X-01-163-125



Wkręt derotacyjny trzonowy $\varnothing 6,5$ mm kaniulowany
Molar cannulated anti-rotation screw $\varnothing 6,5$ mm


L (mm)	REF
65	X-07-155-65
70	X-07-155-70
75	X-07-155-75
80	X-07-155-80
85	X-07-155-85
90	X-07-155-90
95	X-07-155-95
100	X-07-155-100
105	X-07-155-105
110	X-07-155-110
115	X-07-155-115
120	X-07-155-120
125	X-07-155-125



Pin derotacyjny $\varnothing 4,0$ mm
Anti-rotation pin $\varnothing 4,0$ mm


ŚRUBY I WKRETY BLOKUJĄCE DLA GWOŹDZI BLOKOWANYCH

LOCKING SCREWS FOR INTERLOCKING NAILS




▲
Wkręt blokujący samogwintujący ø 5,0 mm
 Self tapping locking screw ø5,0 mm

L (mm)	REF	L (mm)	REF
26	X-01-88-26	64	X-01-88-64
28	X-01-88-28	66	X-01-88-66
30	X-01-88-30	68	X-01-88-68
32	X-01-88-32	70	X-01-88-70
34	X-01-88-34	72	X-01-88-72
36	X-01-88-36	74	X-01-88-74
38	X-01-88-38	76	X-01-88-76
40	X-01-88-40	78	X-01-88-78
42	X-01-88-42	80	X-01-88-80
44	X-01-88-44	82	X-01-88-82
46	X-01-88-46	84	X-01-88-84
48	X-01-88-48	86	X-01-88-86
50	X-01-88-50	88	X-01-88-88
52	X-01-88-52	90	X-01-88-90
54	X-01-88-54	92	X-01-88-92
56	X-01-88-56	94	X-01-88-94
58	X-01-88-58	96	X-01-88-96
60	X-01-88-60	98	X-01-88-98
62	X-01-88-62	100	X-01-88-100





▲
Wkręt blokujący samogwintujący ø 4,5 mm
 Self tapping locking screw ø4,5 mm

L (mm)	REF	L (mm)	REF
26	X-01-86-26	64	X-01-86-64
28	X-01-86-28	66	X-01-86-66
30	X-01-86-30	68	X-01-86-68
32	X-01-86-32	70	X-01-86-70
34	X-01-86-34	72	X-01-86-72
36	X-01-86-36	74	X-01-86-74
38	X-01-86-38	76	X-01-86-76
40	X-01-86-40	78	X-01-86-78
42	X-01-86-42	80	X-01-86-80
44	X-01-86-44	82	X-01-86-82
46	X-01-86-46	84	X-01-86-84
48	X-01-86-48	86	X-01-86-86
50	X-01-86-50	88	X-01-86-88
52	X-01-86-52	90	X-01-86-90
54	X-01-86-54	92	X-01-86-92
56	X-01-86-56	94	X-01-86-94
58	X-01-86-58	96	X-01-86-96
60	X-01-86-60	98	X-01-86-98
62	X-01-86-62	100	X-01-86-100



▲
Wkręt korowy samogwintujący ø 3,5 mm
 Self tapping cortical screw ø3,5 mm



L (mm)	REF
10	X-01-51-10
12	X-01-51-12
14	X-01-51-14
16	X-01-51-16
18	X-01-51-18
20	X-01-51-20
22	X-01-51-22
24	X-01-51-24
26	X-01-51-26
28	X-01-51-28
30	X-01-51-30
32	X-01-51-32
34	X-01-51-34



WKRĘT BLOKUJĄCY TRZONOWY
samogwintujący
LOCKING SHAFT SCREW
self-tapping
ø 4,5 x 1,75 mm





L (mm)	A (mm)	Ø	L (mm)	A (mm)	Ø
26	12	X-01-81-26	64	20	X-01-81-64
28	12	X-01-81-28	66	20	X-01-81-66
30	12	X-01-81-30	68	20	X-01-81-68
32	12	X-01-81-32	70	20	X-01-81-70
34	12	X-01-81-34	72	20	X-01-81-72
36	16	X-01-81-36	74	20	X-01-81-74
38	16	X-01-81-38	76	20	X-01-81-76
40	16	X-01-81-40	78	20	X-01-81-78
42	16	X-01-81-42	80	20	X-01-81-80
44	16	X-01-81-44	82	20	X-01-81-82
46	16	X-01-81-46	84	20	X-01-81-84
48	16	X-01-81-48	86	20	X-01-81-86
50	18	X-01-81-50	88	20	X-01-81-88
52	18	X-01-81-52	90	20	X-01-81-90
54	18	X-01-81-54	92	20	X-01-81-92
56	18	X-01-81-56	94	20	X-01-81-94
58	18	X-01-81-58	96	20	X-01-81-96
60	18	X-01-81-60	98	20	X-01-81-98
62	18	X-01-81-62	100	20	X-01-81-100



WKRĘT BLOKUJĄCY TRZONOWY
samogwintujący
LOCKING SHAFT SCREW
self-tapping
ø 6,5 x 2,75 mm





L (mm)	Ø
40	X-01-84-40
45	X-01-84-45
50	X-01-84-50
55	X-01-84-55
60	X-01-84-60
65	X-01-84-65
70	X-01-84-70
75	X-01-84-75
80	X-01-84-80
85	X-01-84-85
90	X-01-84-90
95	X-01-84-95
100	X-01-84-100
105	X-01-84-105
110	X-01-84-110
115	X-01-84-115
120	X-01-84-120
125	X-01-84-125
130	X-01-84-130
135	X-01-84-135
140	X-01-84-140



**WKRĘT BLOKUJĄCY
samogwintujący
LOCKING SCREW
self-tapping
ø 6,5 x 2,75 mm**



L (mm)	○	L (mm)	○
40	X-01-85-40	82	X-01-85-82
42	X-01-85-42	84	X-01-85-84
44	X-01-85-44	86	X-01-85-86
46	X-01-85-46	88	X-01-85-88
48	X-01-85-48	90	X-01-85-90
50	X-01-85-50	92	X-01-85-92
52	X-01-85-52	94	X-01-85-94
54	X-01-85-54	96	X-01-85-96
56	X-01-85-56	98	X-01-85-98
58	X-01-85-58	100	X-01-85-100
60	X-01-85-60	102	X-01-85-102
62	X-01-85-62	104	X-01-85-104
64	X-01-85-64	106	X-01-85-106
66	X-01-85-66	108	X-01-85-108
68	X-01-85-68	110	X-01-85-110
70	X-01-85-70	112	X-01-85-112
72	X-01-85-72	114	X-01-85-114
74	X-01-85-74	116	X-01-85-116
76	X-01-85-76	118	X-01-85-118
78	X-01-85-78	120	X-01-85-120
80	X-01-85-80		



**WKRĘT BLOKUJĄCY
samogwintujący
LOCKING SCREW
self-tapping
ø 4,5 mm**



L (mm)	○	L (mm)	○
16	X-01-86-16	60	X-01-86-60
18	X-01-86-18	62	X-01-86-62
20	X-01-86-20	64	X-01-86-64
22	X-01-86-22	66	X-01-86-66
24	X-01-86-24	68	X-01-86-68
26	X-01-86-26	70	X-01-86-70
28	X-01-86-28	72	X-01-86-72
30	X-01-86-30	74	X-01-86-74
32	X-01-86-32	76	X-01-86-76
34	X-01-86-34	78	X-01-86-78
36	X-01-86-36	80	X-01-86-80
38	X-01-86-38	82	X-01-86-82
40	X-01-86-40	84	X-01-86-84
42	X-01-86-42	86	X-01-86-86
44	X-01-86-44	88	X-01-86-88
46	X-01-86-46	90	X-01-86-90
48	X-01-86-48	92	X-01-86-92
50	X-01-86-50	94	X-01-86-94
52	X-01-86-52	96	X-01-86-96
54	X-01-86-54	98	X-01-86-98
56	X-01-86-56	100	X-01-86-100
58	X-01-86-58		

PLYTKI KOSTNE PROSTE
STRAIGHT BONE PLATES

Nr kat. Ref. no.	Strona Page
X-02-01-XX	29
X-02-02-XX	29
X-02-05-XX	30
X-02-07-XX	30
X-02-10-XX	31
X-02-11-XX	32
X-02-12-XX	32
X-02-13-XX	31
X-02-14-XX	32
X-02-15-XX	33
X-02-16-XX	33
X-02-18-XX	31
X-02-19-XX	34
X-02-21-XX	34
X-02-23-XX	35
X-02-24-XX	35
X-02-25-XX	36
X-02-26-XX	36
X-02-27-XX	36
X-02-29-XX	37
X-02-30-XX	37
X-02-31-XX	39
X-02-32-XX	39
X-02-33-XX	39
X-02-34-XX	39
X-02-36-XX	37
X-02-37-XX	39
X-02-38-XX	39
X-02-39-XX	39
X-02-41-XX	37
X-02-43-XX	39
X-02-44-XX	39
X-02-45-XX	37
X-02-46-XX	39
X-02-47-XX	39
X-02-48-XX	32
X-02-49-XX	37
X-02-50-XX	39
X-02-51-XX	39
X-02-53-XX	37
X-02-54-XX	37
X-02-55-XX	37
X-02-56-XX	38

PLYTKI KOSTNE KSZTAŁTOWE
SHAPED BONE PLATES

X-04-20-XX	45
X-04-21-XX	45
X-04-22-XX	45
X-04-23-XX	46
X-04-24-XX	46
X-04-25-XX	45
X-04-26-XX	45
X-04-28-XX	47
X-04-29-XX	47
X-04-30-XX	47
X-04-31-XX	48
X-04-32-XX	48
X-04-34-XX	47
X-04-36-XX	46
X-04-46-XX	49
X-04-47-XX	48
X-04-50-XX	45
X-04-52-XX	45
X-04-58-XX	45
X-04-59-XX	45
X-04-90-XX	49

PLYTKI KOSTNE KĄTOWE
ANGULAR BONE PLATES

X-03-47-XX	53
X-03-48-XX	53
X-03-50-XX	53
X-03-51-XX	53
X-03-69-XX	54
X-03-70-XX	54
X-03-71-XX	54
X-03-72-XX	54
X-03-73-XX	55, 57, 59, 60
X-03-74-XX	55, 57, 59, 60
X-03-75-XX	56
X-03-76-XX	56
X-03-77-XX	56
X-03-78-XX	56
X-03-79-XX	55, 57, 59, 60
X-03-80-XX	59
X-03-81-XX	55, 57, 59, 60
X-03-83-XX	55, 56
X-03-110-XX	56, 58
X-03-111-XX	56, 58
X-03-112-XX	56, 58
X-03-113-XX	56, 58
X-03-114-XX	56, 58
X-03-125-XX	59, 60
X-03-127-XX	55
X-03-165-13	57

GWOŹDZIE, DRUTY, GROTY, KLAMRY KOSTNE
BONE NAILS, WIRES, PINS, STAPLES

X-06-02-XX	63	X-06-53-XX	69
X-06-03-XX	63	X-06-54-XX	69
X-06-04-XX	63	X-06-55-XX	69
X-06-05-XX	63	X-06-56-XX	69
X-06-07-XX	63	X-06-57-XX	69
X-06-08-XX	63	X-06-58-XX	69
X-06-09-XX	63	X-06-59-XX	69
X-06-10-XX	63	X-06-61-XX	70
X-06-11-XX	63	X-06-62-XX	70
X-06-12-XX	64	X-06-63-XX	70
X-06-13-XX	64	X-06-64-XX	70
X-06-14-XX	64	X-06-65-XX	70
X-06-15-XX	64	X-06-66-XX	70
X-06-16-XX	64	X-06-67-XX	70
X-06-17-XX	64	X-06-68-XX	71
X-06-18-XX	64	X-06-69-XX	71
X-06-19-XX	65	X-06-70-XX	72
X-06-20-XX	65	X-06-71-XX	72
X-06-21-XX	64	X-06-73-XX	72
X-06-22-XX	64	X-06-74-XX	72
X-06-23-XX	66	X-06-77-XX	73
X-06-24-XX	67	X-06-79-XX	73
X-06-25-XX	67	X-06-81-XX	73
X-06-26-XX	67	X-06-84-XX	73
X-06-27-XX	67	X-06-86-XX	73
X-06-28-XX	67	X-06-90-XX	71
X-06-29-XX	67	X-06-91-XX	71
X-06-30-XX	67	X-06-92-XX	63
X-06-35-XX	66	X-06-93-XX	63
X-06-37-XX	68	X-06-94-XX	64
X-06-38-XX	68	X-06-95-XX	66
X-06-39-XX	68	X-06-96-XX	66
X-06-40-XX	68	X-06-97-XX	66
X-06-41-XX	68		
X-06-42-XX	68		
X-06-43-XX	68		
X-06-44-XX	68		
X-06-45-XX	68		
X-06-46-XX	68		
X-06-47-XX	68		
X-06-48-XX	68		
X-06-50-XX	68		
X-06-51-XX	66		
X-06-52-XX	69		

GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE BLOKOWANE
INTRAMEDULLARY LOCKING NAILS

X-01-48-XX	90	X-07-148-XX	80
X-01-51-XX	90, 91, 92, 95	X-07-149-XX	80
X-01-66-XX	84	X-07-150-XX	80
X-01-69-XX	90	X-07-154-XX	79, 93
X-01-81-XX	96	X-07-155-XX	79, 94
X-01-84-XX	81, 85, 94, 96	X-07-161-XX	77, 93
X-01-85-XX	84, 97	X-07-163-XX	85
X-01-86-XX	77, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 95, 97	X-07-164-XX	85
X-01-88-XX	86, 87, 88, 92, 95	X-07-165-XX	85
X-01-162-XX	77, 94	X-07-166-XX	85
X-01-163-XX	77, 94	X-07-175-XX	85
X-07-01-XX	82	X-07-176-XX	85
X-07-02-XX	82	X-07-177-XX	85
X-07-03-XX	82	X-07-178-XX	85
X-07-04-XX	82	X-07-305-XX	81
X-07-05-XX	82	X-07-306-XX	81
X-07-64-XX	83	X-07-307-XX	81
X-07-65-XX	83	X-07-308-XX	81
X-07-66-XX	83	X-07-317-XX	81
X-07-67-XX	83	X-07-318-XX	81
X-07-68-XX	83	X-07-319-XX	81
X-07-95-XX	77, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92	X-07-320-XX	81
X-07-96-XX	77, 79, 82, 86, 87, 88, 91	X-08-11-XX	89
X-07-100-XX	84	X-08-12-XX	89
X-07-101-XX	84	X-08-13-XX	89
X-07-102-XX	84	X-08-33-XX	87
X-07-103-XX	84	X-08-34-XX	87
X-07-104-XX	84	X-08-35-XX	87
X-07-105-XX	84	X-08-36-XX	87
X-07-113-XX	79, 80	X-08-37-XX	87
X-07-114-XX	79, 80	X-08-45-XX	84
X-07-115-XX	79, 80	X-08-46-XX	84
X-07-120-XX	79, 80	X-08-47-XX	84
X-07-121-XX	79, 80	X-08-48-XX	84
X-07-122-XX	79, 80	X-08-49-XX	84
X-07-127-XX	79, 80	X-08-57-XX	88
X-07-128-XX	79, 80	X-08-58-XX	88
X-07-129-XX	79, 80	X-08-59-XX	88
X-07-134-XX	80	X-08-60-XX	88
X-07-135-XX	80	X-08-61-XX	88
X-07-136-XX	80	X-08-62-XX	88
X-07-141-XX	80	X-08-63-XX	88
X-07-142-XX	80	X-09-01-XX	91
X-07-143-XX	80	X-09-02-XX	91

WKRETY KOSTNE
BONE SCREWS

X-09-03-XX	91	X-01-01-XX	5	X-01-76-XX	16
X-09-04-XX	91	X-01-02-XX	5	X-01-90-XX	25
X-09-05-XX	91	X-01-03-XX	6	X-01-91-XX	25
X-09-12-XX	90	X-01-04-XX	5	X-01-92-XX	25
X-09-14-XX	90	X-01-05-XX	5	X-01-93-XX	14
X-09-15-XX	90	X-01-06-XX	9	X-01-94-XX	14
X-09-21-XX	92	X-01-07-XX	9	X-01-99-XX	26
X-09-22-XX	92	X-01-08-XX	6	X-01-100-XX	20
X-09-23-XX	92	X-01-09-XX	9	X-01-101-XX	20
X-09-24-XX	92	X-01-10-XX	9	X-01-231-XX	21
X-09-31-XX	92	X-01-12-XX	6	X-01-232-XX	21
X-09-32-XX	92	X-01-13-XX	6	X-01-233-XX	22
X-09-33-XX	92	X-01-15-XX	7	X-01-235-XX	22
X-09-34-XX	92	X-01-16-XX	7	X-01-237-XX	23
X-10-01-XX	77, 78	X-01-18-XX	8	X-01-264-XX	17
X-10-02-XX	77, 78	X-01-19-XX	8	X-01-265-XX	17
X-10-03-XX	77, 78	X-01-21-XX	8	X-01-266-XX	22
X-10-04-XX	77, 78	X-01-22-XX	8	X-01-269-XX	23
X-10-05-XX	77, 78	X-01-24-XX	10	X-01-270-XX	24
X-10-06-XX	77, 78	X-01-25-XX	10	X-01-271-XX	17
X-10-07-XX	77, 78	X-01-27-XX	10	X-01-272-XX	18
X-10-08-XX	77, 78	X-01-28-XX	10	X-01-273-XX	19
X-10-09-XX	77, 78	X-01-29-XX	11	X-01-274-XX	19
X-10-16-XX	78	X-01-30-XX	11	X-01-278-XX	19
X-10-17-XX	78	X-01-31-XX	11	X-01-283-XX	24
X-10-18-XX	78	X-01-32-XX	12	X-01-284-XX	24
X-10-19-XX	78	X-01-33-XX	12	X-01-285-XX	20
X-10-20-XX	78	X-01-34-XX	12	X-01-286-XX	20
X-10-21-XX	78	X-01-35-XX	12	X-01-294-XX	18
X-10-22-XX	78	X-01-38-XX	11	X-01-295-XX	18
X-10-23-XX	78	X-01-42-XX	13	X-01-319-XX	7
X-10-24-XX	78	X-01-43-XX	13	X-01-326-XX	21
		X-01-45-XX	13		
		X-01-46-XX	13		
		X-01-48-XX	13		
		X-01-49-XX	13		
		X-01-51-XX	14		
		X-01-52-XX	14		
		X-01-61-XX	15		
		X-01-62-XX	15		
		X-01-63-XX	15		
		X-01-64-XX	15		
		X-01-74-XX	16		
		X-01-75-XX	16		

Nazwa

Strona

PŁYTKI KOSTNE PROSTE

PŁYTKA 1/2 RURKA	35
PŁYTKA 1/3 RURKA	35, 36
PŁYTKA DO EPIFIZJODEZY KOŃCZYNY DOLNEJ	41
PŁYTKA DROBNA	31, 32, 33
PŁYTKA DROBNA SAMODOCISKOWA	32
PŁYTKA DROBNA, GRUBA	33
PŁYTKA REKONSTRUKCYJNA PROSTA DO MIEDNICY	38
PŁYTKA SZEROKA KOMPRESYJNA GRUBA	40
PŁYTKA SZEROKA SAMODOCISKOWA, GRUBA	34
PŁYTKA SZEROKA, CIENKA	30
PŁYTKA SZEROKA, GRUBA	30
PŁYTKA SZEROKA, GRUBA Z OGRANICZONYM KONTAKTEM	30
PŁYTKA WĄSKA KOMPRESYJNA Z OGRANICZONYM KONTAKTEM, CIENKA	40
PŁYTKA WĄSKA KOMPRESYJNA Z OGRANICZONYM KONTAKTEM, GRUBA	40
PŁYTKA WĄSKA SAMODOCISKOWA, CIENKA	31
PŁYTKA WĄSKA, CIENKA	29
PŁYTKA WĄSKA, GRUBA	29
PŁYTKI REKONSTRUKCYJNE ŁUKOWA DO MIEDNICY	39
PŁYTKI REKONSTRUKCYJNE PROSTE DO MIEDNICY	37

Nazwa

Strona

PŁYTKI KOSTNE KSZTAŁTOWE

PŁYTKA "H" MIKRO	48
PŁYTKA "H" MINI	48
PŁYTKA "L" 110°	47
PŁYTKA "L" 110° MINI	48
PŁYTKA "L" 90°	47
PŁYTKA "L" 90° MINI	48
PŁYTKA "T"	45
PŁYTKA "T" MINI	45
PŁYTKA DO KOŚCI PIĘTOWEJ	48, 49
PŁYTKA PISZCZELOWA "L"	47
PŁYTKA PISZCZELOWA "T"	46
PŁYTKA WIELOFRAGMENTOWA	48
PŁYTKA WIELOOTWOROWA DO KOŚCI PIĘTOWEJ	49

Nazwa

Strona

PŁYTKI KOSTNE KĄTOWE

BIODROWY STABILIZATOR DYNAMICZNY (DHS)	55, 56, 57, 58
KŁYKCIOWY STABILIZATOR DYNAMICZNY (DCS)	59, 60
PŁYTKA DYNAMICZNA	55
PŁYTKA DYNAMICZNA Z OGRANICZONYM KONTAKTEM	55
PŁYTKA DYNAMICZNA Z OGRANICZONYM KONTAKTEM BLOKOWANA	57
PŁYTKA KĄTOWA	54
PŁYTKA KĄTOWA SAMODOCISKOWA 90°	53
PŁYTKA KŁYKCIOWA DYNAMICZNA 95°	59
PŁYTKA KŁYKCIOWA DYNAMICZNA 95° Z OGRANICZONYM KONTAKTEM	59
PŁYTKA KŁYKCIOWA DYNAMICZNA 95° BLOKOWANA Z OGRANICZONYM KONTAKTEM	60
PŁYTKA NAKRĘTARZOWA WIELOOTWOROWA DO SYSTEMU DHS	55, 57
ŚRUBA DHS/DCS	55, 57, 59, 60
ŚRUBA KOMPRESYJNA M4	57, 59, 60

Nazwa

Strona

GWOŹDZIE, DRUTY, GROTY, KLAMRY KOSTNE

DRUT DO CERKLARZU L=5m	71
DRUT KIRSCHNERA	63
DRUTY ŚRÓDSZPIKOWE DLA DZIECI	66
GROT STEINMANN'A	68
GROTOWKRĘT APEX	69
GROTOWKRĘT SCHANZA	69
GROTOWKRĘT STEINMANN	68
GROTOWKRĘT STOŻKOWY	70
GWÓZDŹ ENDERA - MODYFIKOWANY	64
GWÓZDŹ ENDERA	64
GWÓZDŹ ENDERA PROSTY	65
GWÓZDŹ KOSTNY Z OGRANICZNIKIEM	71
GWÓZDŹ RUSH'A	67
GWÓZDŹ STEINMANN - GRUCA	66
KLAMRA WILBERGA	72
KLAMRY KOSTNE	72, 73

GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE BLOKOWANE

GWÓŹDŹ DO KOŚCI PISZCZEŁOWEJ - REKONSTRUKCYJNY	86, 87, 88
GWÓŹDŹ DO KOŚCI PISZCZEŁOWEJ BLOKOWANY ODPIĘTOWO	89
GWÓŹDŹ DO KOŚCI PRZEDRAMIENIA I STRZAŁKOWEJ	90
GWÓŹDŹ DO KOŚCI RAMIENNEJ	91
GWÓŹDŹ DO KOŚCI RAMIENNEJ WIELOŁASZCZYKOWY (REKONSTRUKCYJNY)	92
GWÓŹDŹ UDOWY ANATOMICZNY	85
GWÓŹDŹ UDOWY ODKOLANOWY	83, 84
GWÓŹDŹ UDOWY PROKSIMALNY PODWÓJNY - DŁUGI	78, 80
GWÓŹDŹ UDOWY PROKSIMALNY PODWÓJNY - KRÓTKI	77, 79
GWÓŹDŹ UDOWY PROSTY	82
GWÓŹDŹ UDOWY UNIWERSALNY	81
PIN DEROTACYJNY	79, 94
ŚRUBA	77
ŚRUBA KOMPENSACYJNA	77
ŚRUBA KOMPRESYJNA	82, 86, 87, 88, 91
ŚRUBA KPL.	77
ŚRUBA SZYJKOWA KOMPLETNA	93
ŚRUBA SZYJKOWA TELESKOPOWA KOMPLETNA ZE ŚRUBĄ KOMPRESYJNĄ M4	93
ŚRUBA TELESKOPOWA KPL.	79
ŚRUBA ZAŚLEPIAJĄCA	83, 84, 85, 89, 90, 92
ŚRUBY I WKRETY BLOKUJĄCE DLA GWOŹDZI BLOKOWANYCH	93, 94, 95
ŚRUBA ZAŚLEPIAJĄCA	77, 79, 81, 82, 86, 87, 88, 91
WKREŢ BLOKUJĄCY SAMOGWINTUJĄCY	77, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 97
WKREŢ BLOKUJĄCY SAMOGWINTUJĄCY DLA ŚREDNICY GWOŹDZIA	91, 92
WKREŢ BLOKUJĄCY TRZONOWY	94
WKREŢ BLOKUJĄCY TRZONOWY SAMOGWINTUJĄCY	96
WKREŢ DEROTACYJNY TRZONOWY	94
WKREŢ DEROTACYJNY TRZONOWY KANIULOWANY	94
WKREŢ DO KOŚCI DROBNYCH SAMOGWINTUJĄCY DLA ŚREDNICY GWOŹDZIA	90
WKREŢ KOROWY SAMOGWINTUJĄCY	95
WKREŢ TRZONOWY	81, 85
ZESPOŁY BLOKUJĄCE	84

Nazwa

Strona

WKRĘTY KOSTNE

PŁYTKA ENDOBUTTON	15
PODKŁADKA	15, 26
WKRĘT DO KOŚCI DROBNYCH SAMOGWINTUJĄCY	13, 14
WKRĘT DO KOŚCI GĄBCZASTEJ SAMOGWINTUJĄCY	6, 7, 8
WKRĘT DO KOŚCI KOROWEJ SAMOGWINTUJĄCY	5, 6
WKRĘT DO KOŚCI ŁÓDKOWATEJ LUB GĄBCZASTEJ SAMOGWINTUJĄCY	9
WKRĘT DO KOŚCI ŁÓDKOWATEJ SAMOGWINTUJĄCY	9, 10, 11
WKRĘT KANIULOWANY SAMOGWINTUJĄCY	25
WKRĘT KANIULOWANY SAMOWIERCĄCY	20, 22, 23, 24
WKRĘT KOLANOWY INTERFERENCYJNY	15
WKRĘT KOMPRESYJNY	19
WKRĘT KOMPRESYJNY KANIULOWANY	16, 17, 18, 19
WKRĘT KOMPRESYJNY LITY	16
WKRĘT KOSTKOWY - TRÓJGRANIEC SAMOGWINTUJĄCY	12
WKRĘT KOSTKOWY SAMOGWINTUJĄCY	12

Name	Page
SHAPED BONE PLATES	
CALCENEAL BONE PLATE	48, 49
MULTIPLE FRAGMENT CALCENEAL BONE PLATE	49
MULTIPLE FRAGMENT PLATE	48
PLATE "H" MIKRO	48
PLATE "H" MINI	48
PLATE "L" 110°	47
PLATE "L" 110° MINI	48
PLATE "L" 90°	47
PLATE "L" 90° MINI	48
PLATE "T"	45
PLATE "T" MINI	45
TIBIAL PLATE "L"	47
TIBIAL PLATE "T"	46

Name	Page
STRAIGHT BONE PLATES	
1/2 TUBULAR PLATE	35
1/3 TUBULAR PLATE	35, 36
AUTOCOMPRESSION NARROW PLATE, THIN	31
AUTOCOMPRESSION SMALL PLATE	32
AUTOCOMPRESSION WIDE PLATE, THICK	34
LOWER LIMB EPIPHYSEDESIS PLATE	41
LOWER LIMB EPIPHYSEDESIS PLATE	41
NARROW COMPRESSION PLATE WITH LIMITED CONTACT, THICK	40
NARROW COMPRESSION PLATE WITH LIMITED CONTACT, THIN	40
NARROW PLATE, THICK	29
NARROW PLATE, THIN	29
RECONSTRUCTION CURVE PLATES FOR PELVIS	39
RECONSTRUCTION STRAIGHT PLATE FOR PELVIS	38
RECONSTRUCTION STRAIGHT PLATES FOR PELVIS	37
SMALL PLATE	31, 32, 33
SMALL PLATE, THICK	33
WIDE COMPRESSION PLATE THICK	40
WIDE PLATE, THICK	30
WIDE PLATE, THICK WITH LIMITED CONTACT	30
WIDE PLATE, THIN	30

Name	Page
ANGULAR BONE PLATES	
ANGULAR PLATE	54
AUTOCOMPRESSION ANGULAR PLATE 90°	53
COMPRESSION SCREW M4	57, 59, 60
DYNAMIC CONDYLAR PLATE 95°	59
DYNAMIC CONDYLAR PLATE 95° WITH LIMITED CONTACT	59
DYNAMIC CONDYLAR STABILIZER	59, 60
DYNAMIC HIP PLATE	55
DYNAMIC HIP PLATE WITH LIMITED CONTACT	55
DYNAMIC HIP STABILIZER	55, 56, 57, 58
LOCKING DYNAMIC CONDYLAR PLATE 95° WITH LIMITED CONTACT	60
LOCKING DYNAMIC HIP PLATE WITH LIMITED CONTACT	57
MULTI-ARMED TROCHANTER PLATE	55, 57
MULTI-HOLE TROCHANTER PLATE	55
SCREW DHS/DCS	55, 57, 59, 60

Name	Page
BONE NAILS, WIRES, PINS, STAPLES	
APEX SCREW	69
BONE NAIL WITH LIMITER	71
BONE STAPLES	72, 73
CONICAL SCREW	70
ENDER NAIL - MODYFIED	64
ENDER NAIL	64
GWÓZDZ ENDERA PROSTY	65
INTRAMEDULLARY WIRES FOR CHILDREN	66
KIRSCHNER WIRE	63
RUSH NAIL	67
SCHANZ SCREW	69
STEINMANN - GRUCA NAIL	66
STEINMANN PIN	68
STEINMANN SCREW	68
WILBERG STAPLE	72
WIRE FOR CERCLAGE L=5m	71

Name	Page
INTRAMEDULLARY LOCKING NAILS	
ANATOMICAL FEMORAL NAIL	85
ANTI-ROTATION PIN	79, 94
COMPRESSION SCREW	82, 86, 87, 88, 91
DOUBLE PROXIMAL FEMORAL NAIL - LONG	78
DOUBLE PROXIMAL FEMORAL NAIL - SHORT	77
END CAP	77, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92
FOREAM AND FIBULA NAIL	90
HUMERAL NAIL	91
LAG SCREW, COMPLETE	77, 93
LOCKING SCREW SELF-TAPPING	97
LOCKING SCREWS FOR INTERLOCKING NAILS	93, 94, 95
LOCKING SET	84
LOCKING SHAFT SCREW SELF-TAPPING	96
MOLAR ANTI-ROTATION SCREW	94
MOLAR CANNULATED ANTI-ROTATION SCREW	94
MOLAR LOCKING SCREW	81, 85, 94
MULTILAYERS (RECONSTRUCTION) HUMERAL NAIL	92
RECONSTRUCTION TIBIAL NAIL	86, 87, 88
RETROGRADE FEMORAL NAIL	83, 84
RETROGRADE LOCKING TIBIAL NAIL	89
SCREW	77
SELF TAPPING CORTICAL SCREW	95
SELF TAPPING LOCKING SCREWS	77, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95
SELF TAPPING LOCKING SCREWS FOR NAIL DIAMETER	91, 92
SELF TAPPING SMALL BONE FRAGMENTS SCREWS FOR NAIL DIAMETER	90
SET SCREW	77
STRAIGHT FEMORAL NAIL	82
TELESCOPIC LAG SCREW COMPLETE	79
TELESCOPIC LAG SCREW, COMPLETE WITH M4 COMPRESSION SCREW	93
TRIPLE PROXIMAL FEMORAL NAIL - LONG	80
TRIPLE PROXIMAL FEMORAL NAIL - SHORT	79
UNIVERSAL FEMORAL NAIL	81

Name	Page
BONE SCREWS	
CANCELLOUS SCREW SELF-TAPPING	6, 7, 8
CANNULATED SCREW SELF-DRILLING	20, 22, 23, 24
CANNULATED SCREW SELF-TAPPING	25
COMPRESSION CANNULATED SCREW	16, 17, 18, 19
COMPRESSION SCREW	19
CORTICAL SCREW SELF-TAPPING	5, 6
ENDBUTTON PLATE	15
INTERFERENCE KNEE SCREW	15
MALLEOLAR SCREW SELF-TAPPING	12
NAVICULAR OR CANCELLOUS SCREW SELF-TAPPING	9
NAVICULAR SCREW SELF-TAPPING	9, 10, 11
SCREW FOR SMALL BONE FRAGMENTS SELF-TAPPING	13, 14
SOLID COMPRESSION SCREW	16
WASHER	15, 26

Moje NOTATKI

MEDGAL[®]

ORTHOPAEDIC IMPLANTS & INSTRUMENTS

MEDGAL[®] Sp. z o.o.
ul. Niewodnicka 26A
16-001 Księżyno

SALES & MARKETING
info@medgal.com.pl
export@medgal.com.pl

OFFICE
tel.:+48 85 6632 344
fax+48 85 6632 622

