

**QUALITY CONTROL DATA SHEET – FICHE DE CONTRÔLE QUALITÉ****Rose Bengal Antigen for RSA test**

Product code / Code Produit : RSA-RB

Batch / N° de lot: 039 - Exp.: 2027/07

**KIT COMPONENTS / COMPOSITION DU KIT**

Rose Bengal Antigen  
For Rapid Slide Agglutination Test  
10 ml  
Batch: RSA-RB-039  
Exp : 2027/07  
Insert: 0112

**ANALYTICAL SENSITIVITY CONTROL / CONTRÔLE DE LA SENSIBILITÉ ANALYTIQUE**

Calibrated on the OIEISS International *Brucella* standard serum and the national secondary serum to be positive against a 1/45 dilution and negative against a 1/55 dilution; as per the European directive CEE 64/432 and OIE requirements.

*La sensibilité analytique est standardisée selon la directive Européenne CEE 64/432 et les exigences de l'OIE. Un résultat positif est obtenu lorsque le sérum international de référence OIEISS est testé dilué 1/45. Un résultat négatif est obtenu lorsque ce standard est dilué 1/55.*

**SENSITIVITY CONTROL / CONTRÔLE DE LA SENSIBILITÉ**

5 positive samples were tested: these 5 samples were found positive.

*5 échantillons positifs testés : les 5 échantillons ont été trouvés positifs.*

**SPECIFICITY CONTROL / CONTRÔLE DE LA SPÉCIFICITÉ**

40 negative samples were tested: all samples were found negative.

*40 sérums négatifs testés : tous les échantillons ont été trouvés négatifs.*



Quality Control Manager : Anaïs Agnel  
Responsable Contrôle Qualité  
[anaïs.agnel@innovative-diagnostics.com](mailto:anaïs.agnel@innovative-diagnostics.com)



Director : Philippe Pourquier  
Directeur  
[philippe.pourquier@innovative-diagnostics.com](mailto:philippe.pourquier@innovative-diagnostics.com)

**QUALITY CONTROL DATA SHEET – FICHE DE CONTRÔLE QUALITÉ**  
**Rose Bengal Antigen for RSA test**

Product code / Code Produit : RSA-RB  
Batch / N° de lot: 039 - Exp.: 2027/07

**KIT COMPONENTS / COMPOSITION DU KIT**

Rose Bengal Antigen  
For Rapid Slide Agglutination Test  
10 ml  
Batch: RSA-RB-039  
Exp : 2027/07  
Insert: 0112

**ANALYTICAL SENSITIVITY CONTROL / CONTRÔLE DE LA SENSIBILITÉ ANALYTIQUE**

Calibrated on the OIEISS International *Brucella* standard serum and the national secondary serum to be positive against a 1/45 dilution and negative against a 1/55 dilution; as per the European directive CEE 64/432 and OIE requirements.

*La sensibilité analytique est standardisée selon la directive Européenne CEE 64/432 et les exigences de l'OIE. Un résultat positif est obtenu lorsque le sérum international de référence OIEISS est testé dilué 1/45. Un résultat négatif est obtenu lorsque ce standard est dilué 1/55.*

**SENSITIVITY CONTROL / CONTRÔLE DE LA SENSIBILITÉ**

5 positive samples were tested: these 5 samples were found positive.

*5 échantillons positifs testés : les 5 échantillons ont été trouvés positifs.*

**SPECIFICITY CONTROL / CONTRÔLE DE LA SPÉCIFICITÉ**

40 negative samples were tested: all samples were found negative.

*40 sérums négatifs testés : tous les échantillons ont été trouvés négatifs.*



Quality Control Manager : Anaïs Agnel  
Responsable Contrôle Qualité  
[anaïs.agnel@innovative-diagnostics.com](mailto:anaïs.agnel@innovative-diagnostics.com)



Director : Philippe Pourquier  
Directeur  
[philippe.pourquier@innovative-diagnostics.com](mailto:philippe.pourquier@innovative-diagnostics.com)