

QUALITY CONTROL DATA SHEET – *FICHE DE CONTRÔLE QUALITÉ*

Brucellosis Antigen for Complement Fixation Test

Product code / Code Produit : AG-BRU
Batch / N° de lot: 020
Instructions for use / Mode d'emploi : 0512
Prod.: 2025/05 - Exp.: 2028/05

KIT COMPONENTS / COMPOSITION DU KIT

ID

Brucellosis Antigen for CFT

Antigène Brucellique pour RFC 100 mL
Brucella abortus Antigen für die KBR

 +2°C  +8°C  LOT AG-BRU-020  2028/05
Zul.-Nr. FLI-C 049 Für Rd., Schf., Zg., Haus- u. Wildschw.

ANALYTICAL SENSITIVITY CONTROL / CONTRÔLE DE LA SENSIBILITÉ ANALYTIQUE

The analytical sensitivity is standardized according to the European directive CEE 64/432 and the OIE requirements. The French substandard (BRU POS SE 2) diluted at 1/200 must give a fixation to 50%.

La sensibilité analytique est standardisée selon la directive Européenne CEE 64/432 et les exigences de l'OIE. Le sous-étalon national (BRU POS SE 2) dilué au 1/200 doit donner une fixation à 50%.

SENSITIVITY CONTROL / CONTRÔLE DE LA SENSIBILITÉ

6 positive samples were tested including the reference panel from NRL (Anses): all 6 samples were found positive.

6 échantillons positifs testés, dont les sérums du panel de référence du LNR (Anses) : les 6 échantillons ont été trouvés positifs.

Reference panel from NRL (Anses) Panel de référence du LNR (Anses)	Result obtained (UI/ml) Résultats obtenus (en UI/ml)
SR6	320
SR8	320
SR9	266
SR11	640
SR12	532

SPECIFICITY CONTROL / CONTRÔLE DE LA SPÉCIFICITÉ

30 negative samples were tested: all samples were found negative.

30 sérums négatifs testés : tous les échantillons ont été trouvés négatifs.



Quality Control Manager : Anaïs Agnel
Responsable Contrôle Qualité



Director : Philippe Pourquier
Directeur

QUALITY CONTROL DATA SHEET – *FICHE DE CONTROLE QUALITE*

Brucellosis Antigen for Complement Fixation Test

Product code / Code Produit : AG-BRU
Batch / N° de lot: 020
Instructions for use / Mode d'emploi : 0512
Prod.: 2025/05 - Exp.: 2028/05

KIT COMPONENTS / COMPOSITION DU KIT

ID

Brucellosis Antigen for CFT

Antigène Brucellique pour RFC 100 mL
Brucella abortus Antigen für die KBR

 +2°C  +8°C  LOT AG-BRU-020  2028/05
Zul.-Nr. FLI-C 049 Für Rd., Schf., Zg., Haus- u. Wildschw.

ANALYTICAL SENSITIVITY CONTROL / CONTRÔLE DE LA SENSIBILITÉ ANALYTIQUE

The analytical sensitivity is standardized according to the European directive CEE 64/432 and the OIE requirements. The French substandard (BRU POS SE 2) diluted at 1/200 must give a fixation to 50%.

La sensibilité analytique est standardisée selon la directive Européenne CEE 64/432 et les exigences de l'OIE. Le sous-étalon national (BRU POS SE 2) dilué au 1/200 doit donner une fixation à 50%.

SENSITIVITY CONTROL / CONTRÔLE DE LA SENSIBILITÉ

6 positive samples were tested including the reference panel from NRL (Anses): all 6 samples were found positive.

6 échantillons positifs testés, dont les sérums du panel de référence du LNR (Anses) : les 6 échantillons ont été trouvés positifs.

Reference panel from NRL (Anses) Panel de référence du LNR (Anses)	Result obtained (UI/ml) Résultats obtenus (en UI/ml)
SR6	320
SR8	320
SR9	266
SR11	640
SR12	532

SPECIFICITY CONTROL / CONTRÔLE DE LA SPÉCIFICITÉ

30 negative samples were tested: all samples were found negative.

30 sérums négatifs testés : tous les échantillons ont été trouvés négatifs.



Quality Control Manager : Anaïs Agnel
Responsable Contrôle Qualité



Director : Philippe Pourquier
Directeur