



Инструкция по эксплуатации трубок из силиконовой резины

ТУ 9398-152-00149535-2011

рег. уд. № ФСР 2011/10452

1. Назначение

Трубки из силиконовой резины применяются в качестве кровопроводящих магистралей в аппаратах экстракорпорального кровообращения и системах для переливания крови, а также в качестве дренажей. Трубки в процессе эксплуатации контактируют с кровью, биологическими средствами, лекарственными препаратами.

Трубки изготавливают с внутренним диаметром от 0,5 до 15,0 мм и толщиной стенки от 0,5 до 4,0 мм

2. Эксплуатация

Трубки из силиконовой резины подвергают стерилизации паровым или воздушным методами по МУ 287-113.

3. Хранение

Трубки из силиконовой резины следует хранить в помещении при температуре от 0 до плюс 25° С и относительной влажности воздуха не более 80% на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов.

Трубки при хранении не должны подвергаться действию прямых солнечных лучей, масел, бензина, кислот, щелочей и других веществ, разрушающих резину.

Изготовитель гарантирует качество трубок при условии соблюдения правил хранения и эксплуатации.

Срок годности трубок – 2 года со дня изготовления.

Срок эксплуатации – 6 месяцев.

Юридический адрес:

ОАО «Объединение Альфапластик»

Россия, 107150, Москва, 4-й проезд Подбельского, д.3