



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ



MD 2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67A, Tel. +373 22 574 501, <https://ansp.md> e-mail: office@ansp.gov.md IDNO:1018601000021

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE DE STAT**

Nr.	P-0250/2025
din	11.07.2025

I. Denumirea comercială a produsului în Republica Moldova

VELOX SPRAY TEA TONIC, VELOX SPRAY NEUTRAL, DR. MAYER GREEN NEUTRAL,
DR.MAYER GREEN TONIC.

II. Date de identificare ale solicitantului (numele, adresa, țara)

"M-INTER-FARMA" S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Centru, str. Grenoble, 23,
MD-2025

III. Date de identificare a producătorului (numele, adresa, țara)

Medisept Sp.Z.o.o., ul.Ludwika Spiessa 4, 20-270 Lublin, Polonia.

IV. Date de identificare a produsului

1. Categoria de produs	biocid
1.1. Grupa principală	1
1.2. Tip de produs	2

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 344 din 10.06.20 s-a decis că următorul produs biocid poate fi fabricat sau **comercializat și utilizat** în Republica Moldova, conform prevederilor legislației în vigoare.

Certificatul de înregistrare este valabil până la data: 11.07.2030.

Orice modificare a datelor de identificare a produsului biocid, duce în mod automat la anularea certificatului de înregistrare.

Director

Nicolae Jelamschi



Anexa
la certificatul nr. P-0250/2025 din 11.07.2025 pentru înregistrare de stat a
produsului biocid

I. Denumirea comercială a produsului în Republica Moldova

VELOX SPRAY TEA TONIC, VELOX SPRAY NEUTRAL, DR. MAYER GREEN NEUTRAL,
DR.MAYER GREEN TONIC.

V. Date privind substanța(e) activă(e) a produsului

<i>Denumirea chimică(IUPAC, ISO sau alte)</i>	<i>Nr. CE</i>	<i>Nr. CAS</i>	<i>Cantitatea de produs</i>
ethanol	200-578-6	64-17-5	63,7g
propan-2-ol	200-661-7	67-63-0	6,3g.

VI. Forma de condiționare

lichid

VII. Modul de ambalare (tipul, capacitatea)

flacoane de 1L, □ bidoane de 5L.

VIII. Domeniul și aria de utilizare

1. Domeniul de utilizare

Dezinfectante. Dezinfectant care nu este destinat aplicării directe la oameni sau animale.

2. Aria de aplicare

Dezinfectia suprafețelor și amprentelor dentare prin pulverizare.

IX. Eficacitatea

<i>Activitatea</i>	<i>Metoda de testare/protocolul de testare</i>	<i>Specia/tulpina</i>	<i>Concentrații</i>	<i>Timp de acțiune</i>
Bactericidă	EVS-EN 13727:2015	Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli	80%	30 sec.
Bactericidă/Levuricidă	EVS-EN 13697:2015+A1: 2019	Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Candida albicans	100%	30 sec.
Bactericidă/Levuricidă	EVS-EN 13697:2015+A1: 2019	Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli	100%	60 sec.
Bactericidă/Levuricidă	EVS-EN 17387:2021	Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli K12, Candida albicans	100%	5 min.
Bcatericidă/Levuricidă	EVS-EN 16615:2015	Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans	100%	30 sec.
Inactiveaza virusul	EVS-EN 14476:2013+A2: 2019	Vaccinia virus, Extindere pe virusurile anvelopate	nediluat	30 sec.
Inactiveaza virusul	EVS-EN 14476:2013+A2: 2019	MNV S99	nediluat	1 min.
Levuricidă	EVS-EN 13624:2019(2013)	Candida albicans	80%	15 sec.
Levuricidă	EVS-EN 13624:2021	Candida auris derivata din CDC B 11903	80%	15 sec.
Micobactericidă/Tuberc	EVS-EN	Mycobacterium terrae,	80%	30 sec., 60 sec.

ulocidă	14348:2005	Mycobacterium avium		
Tuberculocidă	EVS-EN 14348:2005	Mycobacterium terrae	80%	60 sec.
Virucidă (virusuri anvelope)	EVS-EN 16777:2018	Vaccinia virus	100%	60 sec.

X. Indicații de utilizare

<i>Metoda de aplicare</i>	<i>Concentrația soluției de lucru</i>	<i>Timpul de acțiune</i>
prin pulverizare	conc.	1 min.

XI. Etichetarea produsului biocid

Simboluri și indicarea pericolelor	GHS02. GHS07.
Fraze de risc (R) și/sau Pictograme de pericol (H)	H226 Lichid si vapori inflamabili.
Fraze de prudență (S) și/sau Fraze de precauție (P)	P101. P102.

XII. Categoria de utilizatori

Profesionali, Populație,

XIII. Recomandări/restricții privind protecția sănătății și a factorilor de mediu

Utilizare conform instrucțiunii.