



LAPAROSCOPY OPTICS

FÜR ANSCHLUSSSTANDARDS FOR CONNECTING STANDARDS

01 Storz / Aesculap / Olympus Adapter (RZ100-000)

02 Wolf Adapter (RZ100-010)

03 ACMI / Olympus Anschluss / Connector



BR / DV

NL / WL

0° 30°

MIKRO LAPAROSKOP MICRO LAPAROSCOPE



Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Kennfarbe Colour code	Bestell-Nr. Ordering no.
2,0 mm	0°	grün - green	LP120-000
	30°	rot - red	LP120-030

Nutzlänge (NL) - working length (WL) 300 mm - halbstarr - semi-rigid

MINI LAPAROSKOP MINI LAPAROSCOPE



Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Kennfarbe Colour code	Bestell-Nr. Ordering no.
3,0 mm	0°	grün - green	LP130-000
	30°	rot - red	LP130-030

Nutzlänge (NL) - working length (WL) 300 mm

0° 30° 45°

LAPAROSKOPE LAPAROSCOPES



Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Kennfarbe Colour code	Bestell-Nr. Ordering no.
5 mm	0°	grün - green	LP150-000
	30°	rot - red	LP150-030

Nutzlänge (NL) - working length (WL) 300 mm

10,0 mm



0°	grün - green	LP100-000
30°	rot - red	LP100-030
45°	schwarz - black	LP100-045

Nutzlänge (NL) - working length (WL) 340 mm

10,0 mm



0°	grün - green	LP105-000
30°	rot - red	LP105-030
45°	schwarz - black	LP105-045

Nutzlänge (NL) - working length (WL) 425 mm

RUDOLF

LP20