

## Маг 30- 04 аппарат магнитотерапии (Новатор,Украина)



- [Описание](#)
- [Отзывы](#)
- [Наличие в магазинах](#)

Простой и удобный в применении аппарат, пригодный для использования как в лечебных учреждениях, так и в домашних условиях. Аппарат Маг-30-04 воздействует на организм человека с помощью магнитной индукции. Кроме того, во время работы аппарат нагревается, т.е физиотерапевтический сеанс включает в себе одновременное воздействие магнитным полем и теплом, что повышает эффективность проводимого лечения.

Купить аппарат магнитотерапии МАГ 30 04 вы можете через наш интернет-магазин или по телефонам указанным на сайте. Доставка осуществляется по Санкт-Петербургу, области и России.

### Принцип действия

Низкочастотное магнитное поле обладает противовоспалительным и болеутоляющим действием, стимулирует кровообращение в зоне воздействия, ускоряет рассасывание отеков, способствует регенерации и быстрому заживлению тканей. Низкочастотное магнитное поле способное беспрепятственно проникать сквозь все органы и ткани человека.

Аппарат Маг-30-04, воздействуя магнитным полем на нервную систему, провоцирует усиление тормозных процессов ЦНС, что улучшает общее физическое состояние и сон, снижает

раздражительность.

Особенно показано использование аппарата Маг-30-04 пожилым и ослабленным пациентам, которым по состоянию здоровья не рекомендуется медикаментозная, а также СВЧ и УВЧ терапия.

## Характеристики Маг 30 04

- Амплитуда магнитной индукции – 35 мТл;
- Работа от сети 220 В;
- Масса аппарата – 0,6 кг;
- Размеры – 110.5x 72.5x 34 мм;
- Срок службы – не менее 3 лет или 2000 часов;
- Страна-производитель – Украина. Гарантия - 1 год.

## Показания к применению Маг 30 04

- Заболевания опорно-двигательной системы, травмы и повреждения суставов и связок, артрозы, артриты, бурсит, остеохондроз, эпикондилит (пяточная шпора);
- Гипертония и атеросклероз сосудов;
- Болезни нервной системы – перенесенный инсульт, болевой синдром, вегетативная нейропатия;
- Заболевания женской половой системы;
- Болезни глаз – глаукома, катаракта, травмы;
- Заболевания ЛОР-органов;
- Кожные болезни, в том числе аллергического характера.

## Противопоказания

- Возраст менее 18 месяцев;
- Период беременности;
- Системные заболевания крови;
- Воспаления в стадии обострения;
- Онкологические заболевания.

## Применение

Лечение аппаратом Маг-30-04 представляет собой непосредственное воздействие на зону поражения. Длительность одной процедуры составляет 15-20 мин. Рекомендуется проводить не более 3 процедур магнитотерапии в день. Один курс составляет 10-20 сеансов. Применение аппарата Маг-30-04 возможно как в непосредственном контакте с кожей человека, так и через тонкую одежду, повязки, бинты и даже гипс.

Прилагаемая к аппарату инструкция по медицинскому применению содержит подробное описание проведения процедур для каждого заболевания в отдельности.