

EDITION 2017



# SMI

## ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ

Качество  
и  
надежность



SMI

[www.sutures.be](http://www.sutures.be)

## *SMI: шовный хирургический материал высочайшего качества*

Компания SMI AG, первый производитель хирургического шовного материала в Бельгии, была образована в 1987 году. С тех пор компания не останавливалась в своем росте, и на сегодняшний день ее продукция известна во всем мире.

Компания расположена в городе Санкт Вит на востоке Бельгии, неподалеку от пересечения границ Бельгии, Германии и Люксембурга.

### *ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ*

SMI всегда внедряла международные стандарты качества, такие как EN ISO 9001, EN ISO 13485 и нормы GMP. Все виды сырья и готовая продукция находятся под строгим контролем качества высококвалифицированной команды. Компания SMI сфокусированна на удовлетворении потребностей клиентов, обеспечивая высокое качество продукции и отличный сервис, главная задача которого, надежность и производственные преимущества.

### *ВСЕМИРНОЕ ПРИЗНАНИЕ*

SMI экспортирует продукцию в более чем 90 разных стран по всему миру. Для этой работы компания SMI получила «Королевскую экспортную награду 2000» от Министерства внешней торговли Бельгии.


### *КАТАЛОГ*

Этот каталог содержит информацию о полном ассортименте шовных материалов SMI с описанием всех стандартных позиций, имеющих на постоянном складе. Специальные размеры хирургических нитей могут поставляться по желанию заказчика. Мы постоянно стремимся расширить ассортимент нашей продукции, основываясь на тенденциях рынка и потребностях клиентов.


SMI предлагает все размеры от USP 12/0 до USP 6, что позволяет хирургам работать во всех хирургических специализациях, включая кардиологию, микрохирургию и офтальмологию.

Многие годы продукты SMI признаны ведущими хирургами по всему миру.





1 20 01 15 2 P



Хирургические иглы **SMI** изготавливаются из высококачественных марок нержавеющей стали для отличной производительности, сочетая высокую пластичность и сильный изгиб. Прочное силиконовое покрытие обеспечивает плавное проникновение и снижение травмы тканей. Форма корпуса иглы сконструирована таким образом, чтобы обеспечить максимальную стабильность в держателе иглы.

5/8 окружности



1/2 окружности

3/8 окружности

1/4 окружности


J-образная игла

Прямая




### КОНИЧЕСКИЙ НАКОНЕЧНИК

Постепенный переход конического наконечника в округлый корпус иглы.




### С ДВУМЯ РЕЖУЩИМИ СТОРОНАМИ

Игла с режущими кромками с двух сторон.




### РЕЖУЩИЙ КОНИЧЕСКИЙ НАКОНЕЧНИК

Уравновешенный переход режуще-колющего наконечника в округлый корпус иглы.




### ПРОНИКАЮЩИЙ НАКОНЕЧНИК - КОРОНАРНЫЙ

Мельчайший кончик, перетекающий в округлый корпус иглы, для наилучшего проникновения в ткани, для кардиососудистой хирургии.




### НАРУЖНАЯ РЕЖУЩАЯ КРОМКА

Треугольное тело имеет третью режущую кромку на внешнем выпуклом изгибе.




### НАРУЖНАЯ РЕЖУЩАЯ КРОМКА

Треугольное тело имеет третью режущую кромку на внутренней вогнутой стороне.



### ИГЛА EASY PASS (ИЗИ ПАСС)

Высокоточный наконечник с дополнительной заточкой.




### ТУПОКОНЕЧНАЯ ИГЛА

Цилиндрическая игла с закругленной точкой. Для мягких тканей, таких как печень и почки. Снижение риска травм иглой.

- ✓ *Острый и прочный*
- ✓ *Легко проникающий*
- ✓ *Каждый прокол иглой ощущается как первый*

Иглы Easy Pass (Изи Пасс) Сочетает в себе 3 передовые технологии для достижения высочайшей точности иглы:



## ХАРАКТЕРИСТИКИ


- ✓ Точность наконечника с дополнительной заточкой
- ✓ Новое поколение нержавеющей стали
- ✓ Усовершенствованная технология покрытия игл  
Силиконовое покрытие покрывает всю хирургическую иглу

## ПРЕИМУЩЕСТВА


- Превосходное проникновение для снижения травматизма пациента и поддержания целостности интимных тканей
- Оптимальное и управляемое проникновение
- Длительное сохранение остроты в течении множественных проколов
- Значительное сохранение остроты прокол за проколом
- Лучшая устойчивость к изгибу и разрыву
- Оптимальное сочетание прочности и пластичности
- Чрезвычайно гладкая поверхность
- Лучшее проникновение, контроль и прохождение иглы
- Поддерживает остроту иглы от начала до конца операции, в течении нескольких проколов

**ПОКАЗАНИЯ**    Косметическая и пластическая хирургия


Эффективность проникновения улучшилась на 40% - 50% по сравнению со стандартными режущими иглами.



РАССАСЫВАЮЩИЙСЯ МАТЕРИАЛ




**SURGICRYL®**  
910  
POLYGLACTINE




**SURGICRYL®**  
PGA  
POLYGLYCOLIC ACID




**SURGICRYL®**  
RAPID  
POLYGLYCOLIC ACID




**SURGICRYL®**  
MONOFAST  
POLYGLICAPRONE 25



**SURGICRYL®**  
MONOFILAMENT  
POLYDIOXANONE




**CATGUT**  
PLAIN



**CATGUT**  
CHROM


НЕРАССАСЫВАЮЩИЙСЯ МАТЕРИАЛ




**POLYPROPYLENE**  
BLUE




**POLYESTER**




**DACLON**  
NYLON  
BLUE




**DACLON**  
NYLON  
BLACK




**SILK**  
BRAIDED  
BLACK



**SILK**  
VIRGIN  
BLUE



**STEEL**  
MONOFILAMENT



**SUPRAMID**  
BLACK

## Материал в упаковке из фольги


рассасывающийся

- СУРГИКРИЛ® 910 Полиглактин
- СУРГИКРИЛ® ПГА Полигликолиевая кислота
- СУРГИКРИЛ® Рапид Полигликолиевая кислота
- СУРГИКРИЛ® Монофаст Полиглекапрон
- СУРГИКРИЛ® Монофиламент Полидиоксанон
- КЕТГУТ Плоский
- КЕТГУТ Хромированный

нерассасывающийся

- ПОЛИПРОПИЛЕН
- ДАКЛОН Нейлон
- СУПРАМИД Полиамид
- ШЕЛК Плетеный
- ПОЛИЭСТЕР
- СТАЛЬ Монофиламент

Потеря прочности на растяжение с течением времени:



## Микрохирургия

рассасывающийся

- СУРГИКРИЛ® 910 Полиглактин

нерассасывающийся

- ДАКЛОН Нейлон
- ПОЛИПРОПИЛЕН

## Офтальмологическая хирургия

рассасывающийся

- СУРГИКРИЛ® ПГА Полигликолиевая кислота
- СУРГИКРИЛ® 910 Полиглактин

нерассасывающийся

- ШЕЛК Естественный
- ШЕЛК Плетеный
- ДАКЛОН Нейлон
- ПОЛИЭСТЕР
- ПОЛИПРОПИЛЕН

## Сопутствующие товары

Кожный степлер и удалитель скоб  
Игла для биопсии  
Держатель для хирургических нитей  
Полипропиленовые хирургические сетки  
Хирургические лезвия и ручки для скальпеля  
Набор для эпизиотомии  
Гинекологический набор

Коленный набор  
Пиломат - измельчитель таблеток  
Иглы хирургические  
Маркер для кожи  
Костный воск  
SMI Spon - рассасывающиеся гемостатические желатиновые губки

## Упаковка в кассете

рассасывающийся

- СУРГИКРИЛ® ПГА Полигликолиевая кислота
- СУРГИКРИЛ® ПГА Plus Полигликолиевая кислота
- СУРГИКРИЛ® Монофиламент Полидиоксанон
- СУРГИКРИЛ® Монофаст Полиглекапрон
- КЕТГУТ Плоский
- КЕТГУТ Хромированный

нерассасывающийся

- ШЕЛК Плетеный черный
- СУПРАМИД Полиамид белый
- СУПРАМИД Полиамид черный
- LINA FIL Натуральный
- VITAFIL Полиэстер белый
- DERMAFIL Полиэстер зеленый
- ДАКЛОН Нейлон
- СТАЛЬ Монофиламент


Более точную техническую информацию см. на упаковке.  
См. Полный список продуктов на сайте [www.sutures.be](http://www.sutures.be).



# SURGICRYL<sup>®</sup>

910

POLYGLACTINE



<b>Тип</b>	Плетеный полифиламент с покрытием
<b>Состав</b>	Полиглактин 910, кополимер, состоящий на 90% из гликолидной кислоты и на 10% из L-лактида
<b>Покрытие</b>	Поли-гликолид-ко-L-лактид и стеарат кальция (<1%)
<b>Цвет</b>	Фиолетовый
<b>Тканевая реакция</b>	Минимальная
<b>Рассасывание</b>	За счет гидролиза. Полное рассасывание от 56 до 70 дней. 50-ти % потеря прочности происходит через 21 день после имплантации.
<b>Комплект поставки</b>	Коробка с 12 упаковками



Качество  
и  
надежность

**smi**

[www.sutures.be](http://www.sutures.be)

# SURGICRYL®

## 910

### POLYGLACTINE

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокая прочность на растяжение
- Синтетический
- Рассасывается за счет гидролиза
- Плетеная структура
  
- Полифиламент с покрытием
  
- Герметичная упаковка

**ПОКАЗАНИЯ** Бшчая аппроксимация мягких тканей и/или наложение лигатур

особенно в

- Общая хирургия
- Кожные швы
- Желудочно-кишечная хирургия
- Пластическая хирургия
- Офтальмологическая хирургия
- Гинекология
- Акушерство
- Ортопедия
- Урология

#### ПРЕИМУЩЕСТВА


- Отличная поддержка тканей
- Минимальная тканевая реакция
- Предсказуемая динамика рассасывания
- Великолепные эргономичные свойства
- Высокая гибкость
- Высокая прочность на растяжение
- Отличная защита узлов
  
- Легко и с минимальным травматизмом проникает сквозь ткани
- Хорошая завязка узла / регулировка
- Низкая капиллярность
  
- Гарантированная герметичность и стерильность продукта

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ** Сердечно-сосудистая хирургия  
Нейрохирургия


Не используется для аппроксимации тканей в течение длительного периода времени.

Использовать с осторожностью для пациентов с замедленным восстановлением после операции (т.е. с ослабленной иммунной системой).

#### ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ



#### РАССАСЫВАНИЕ



Без иглы



EP	USP	Длина		Номер заказа
1.5	4/0	150 см	фиолетовый	15150015
2	3/0	150 см	фиолетовый	15200015
3	2/0	150 см	фиолетовый	15300015
3.5	0	150 см	фиолетовый	15350015
4	1	150 см	фиолетовый	15400015
5	2	150 см	фиолетовый	15500015
3	2/0	3 x 45 см	фиолетовый	15300045-3
3.5	0	3 x 45 см	фиолетовый	15350045-3
1.5	4/0	6 x 45 см	фиолетовый	15150045-6
2	3/0	6 x 45 см	фиолетовый	15200045-6
3	2/0	6 x 45 см	фиолетовый	15300045-6
3.5	0	6 x 45 см	фиолетовый	15350045-6
1.5	4/0	12 x 45 см	фиолетовый	15150045
2	3/0	12 x 45 см	фиолетовый	15200045
3	2/0	12 x 45 см	фиолетовый	15300045
3.5	0	12 x 45 см	фиолетовый	15350045
4	1	12 x 45 см	фиолетовый	15400045
5	2	12 x 45 см	фиолетовый	15500045
2	3/0	2 x 70 см	фиолетовый	15200070-2
3	2/0	2 x 70 см	фиолетовый	15300070-2
3.5	0	2 x 70 см	фиолетовый	15350070-2
4	1	2 x 70 см	фиолетовый	15400070-2
5	2	2 x 70 см	фиолетовый	15500070-2
4	1	7 x 75 см	фиолетовый	15400075

Без иглы



Лигапак



EP	USP	Длина		Номер заказа
2	3/0	250 см	фиолетовый	15200025
3	2/0	250 см	фиолетовый	15300025
3.5	0	250 см	фиолетовый	15350025
4	1	250 см	фиолетовый	15400025
5	2	250 см	фиолетовый	15500025

Округлый корпус  
конический наконечник



		EP	USP	Длина		Номер заказа
HR 13 мм		0.7	6/0	75 см	фиолетовый	15070113
		1	5/0	75 см	фиолетовый	15100113
		1.5	4/0	75 см	фиолетовый	15150113
HR 17 мм		1	5/0	75 см	фиолетовый	15100117
		1.5	4/0	75 см	фиолетовый	15150117
		2	3/0	75 см	фиолетовый	15200117
HR 22 мм		3	2/0	75 см	фиолетовый	15300117
		1.5	4/0	75 см	фиолетовый	15150122
		2	3/0	75 см	фиолетовый	15200122
HR 26 мм		3	2/0	75 см	фиолетовый	15300122
		4	1	75 см	фиолетовый	15400122
		1.5	4/0	75 см	фиолетовый	15150126
HR 26 мм		2	3/0	75 см	фиолетовый	15200126
		3	2/0	75 см	фиолетовый	15300126
		3.5	0	75 см	фиолетовый	15350126
		4	1	75 см	фиолетовый	15400126
		5	2	75 см	фиолетовый	15500126
HR 30 мм		2	3/0	75 см	фиолетовый	15200130
		3	2/0	75 см	фиолетовый	15300130
		3.5	0	75 см	фиолетовый	15350130
		4	1	75 см	фиолетовый	15400130
		5	2	90 см	фиолетовый	15500130
HR 36 мм		2	3/0	75 см	фиолетовый	15200136
		3	2/0	75 см	фиолетовый	15300136
		3.5	0	90 см	фиолетовый	15350136
		4	1	90 см	фиолетовый	15400136
HR 40 мм		5	2	90 см	фиолетовый	15500136
		2	3/0	75 см	фиолетовый	15200140
		3	2/0	75 см	фиолетовый	15300140
		3.5	0	75 см	фиолетовый	15350140-75
		3.5	0	90 см	фиолетовый	15350140
HR 45 мм		4	1	75 см	фиолетовый	15400140-75
		4	1	90 см	фиолетовый	15400140
		5	2	75 см	фиолетовый	15500140-75
		5	2	90 см	фиолетовый	15500140
		5	2	90 см	фиолетовый	15500145



**Округлый корпус  
конический наконечник**



		EP	USP	Длина		Номер заказа
<p>1/2 окружности</p>	HR 48 мм	3	2/0	90 см	фиолетовый	15300148
		3.5	0	90 см	фиолетовый	15350148
		4	1	90 см	фиолетовый	15400148
		5	2	90 см	фиолетовый	15500148
	HR 60 мм	3.5	0	75 см	фиолетовый	15350160
		4	1	75 см	фиолетовый	15400160
	HR 65 мм	3	2/0	90 см	фиолетовый	15300165
	HR 80 мм	4	1	100 см	фиолетовый	15400180

**Округлый корпус  
конический наконечник, петля**



		EP	USP	Длина		Номер заказа
<p>1/2 окружности</p>	HR 45 мм	3.5	0	150 см	фиолетовый	15350945

**Округлый корпус  
конический наконечник**



		EP	USP	Длина		Номер заказа
<p>5/8 окружности</p>	FR 27 мм	3	2/0	75 см	фиолетовый	15300327
		3.5	0	75 см	фиолетовый	15350327

## Округлый корпус конический наконечник



3/8  
окружности



EP

USP

Длина

Номер заказа

EP	USP	Длина	Номер заказа
1.5	4/0	45 см	15150217
2	3/0	75 см	15200222
4	1	75 см	15400230

## Наружная режущая кромка



1/2  
окружности



EP

USP

Длина

Номер заказа

EP	USP	Длина	Номер заказа
0.7	6/0	45 см	15071412
1	5/0	75 см	15101417
1.5	4/0	75 см	15151417
2	3/0	75 см	15201422
5	2	90 см	15501423
2	3/0	75 см	15201426
3	2/0	75 см	15301426
3.5	0	75 см	15351426
4	1	75 см	15401426
2	3/0	75 см	15201430
3	2/0	75 см	15301436
3.5	0	90 см	15351436
4	1	90 см	15401436
5	2	90 см	15501436
2	3/0	90 см	15201440
3	2/0	90 см	15301440
3.5	0	90 см	15351440
4	1	90 см	15401440
5	2	90 см	15501440
3.5	0	90 см	15351448
4	1	90 см	15401448
5	2	90 см	15501448
3.5	0	90 см	15351460

Наружная режущая кромка



EP

USP

Длина

Номер заказа

3/8  
окружности



Наружная режущая кромка	EP	USP	Длина	Цвет	Номер заказа
DS 12 мм	0.7	6/0	45 см	фиолетовый	15071512
	1	5/0	45 см	фиолетовый	15101512
	1.5	4/0	45 см	фиолетовый	15151512
DS 16 мм	0.7	6/0	45 см	фиолетовый	15071516
	1	5/0	75 см	фиолетовый	15101516
	1.5	4/0	75 см	фиолетовый	15151516
DS 16 мм Easy Pass	2	3/0	45 см	фиолетовый	15201516-45
	2	3/0	50 см	неокрашенный	15201516UP
DS 19 мм	1	5/0	75 см	фиолетовый	15101519
	1.5	4/0	75 см	фиолетовый	15151519
	2	3/0	75 см	фиолетовый	15201519
DS 19 мм Easy Pass	1.5	4/0	50 см	неокрашенный	15151519UP
DS 24 мм	1.5	4/0	75 см	фиолетовый	15151524
	2	3/0	75 см	фиолетовый	15201524
	3	2/0	75 см	фиолетовый	15301524
	3.5	0	75 см	фиолетовый	15351524
DS 24 мм Easy Pass	2	3/0	50 см	неокрашенный	15201524UP
DS 26 мм	2	3/0	75 см	фиолетовый	15201526
	3	2/0	75 см	фиолетовый	15301526
DS 26 мм Easy Pass	2	3/0	50 см	неокрашенный	15201526UP
DS 30 мм	2	3/0	75 см	фиолетовый	15201530
	3	2/0	75 см	фиолетовый	15301530
	3.5	0	75 см	фиолетовый	15351530
DS 30 мм Easy Pass	3	2/0	75 см	неокрашенный	15301530UP-75
DS 36 мм	3	2/0	75 см	фиолетовый	15301536
	3.5	0	75 см	фиолетовый	15351536
DS 40 мм	4	1	75 см	фиолетовый	15401536
	3.5	0	75 см	фиолетовый	15351540
DS 45 мм	4	1	75 см	фиолетовый	15401540
	3	2/0	75 см	фиолетовый	15301545

**Округлый корпус режущий конический наконечник**



			EP	USP	Длина		Номер заказа
<p>1/2 окружности</p>	HRT 13 мм		1.5	4/0	75 см	фиолетовый	15150513
	HRT 17 мм		1.5	4/0	75 см	фиолетовый	15150517
			2	3/0	75 см	фиолетовый	15200517
	HRT 26 мм		1.5	4/0	75 см	фиолетовый	15150526
			2	3/0	75 см	фиолетовый	15200526
	HRT 30 мм		3	2/0	75 см	фиолетовый	15300526
			3	2/0	75 см	фиолетовый	15300530
	HRT 36 мм		3.5	0	75 см	фиолетовый	15350530
			4	1	75 см	фиолетовый	15400530
	HRT 40 мм		3	2/0	90 см	фиолетовый	15300536
3.5			0	90 см	фиолетовый	15350536	
HRT 48 мм		4	1	90 см	фиолетовый	15400536	
		4	1	90 см	фиолетовый	15400540	
		5	2	90 см	фиолетовый	15500540	
		8	6	150 см	фиолетовый	15800548	

**Округлый корпус режущий конический наконечник**





			EP	USP	Длина		Номер заказа
<p>3/8 окружности</p>	DRT 13 мм		1.5	4/0	75 см	фиолетовый	15150413
	DRT 17 мм		1.5	4/0	75 см	фиолетовый	15150417
2			3/0	75 см	фиолетовый	15200417	






**Округлый корпус режущий конический наконечник**






			EP	USP	Длина		Номер заказа
<p>3/8 окружности</p>	DRT 13 мм		1	5/0	75 см	фиолетовый	15100530-0413
	HRT 30 мм						
<p>1/2 окружности</p>							



Внутренняя режущая кромка 		EP	USP	Длина		Номер заказа
Прямая	GS 60 мм 	2	3/0	75 см	фиолетовый	15202160
		3	2/0	75 см	фиолетовый	15302160

Тупоконечная 		EP	USP	Длина		Номер заказа
 <p>1/2 окружности</p>	HRB 30 мм 	3	2/0	75 см	фиолетовый	15301830
	HRB 36 мм 	3.5	0	90 см	фиолетовый	15351836
		4	1	90 см	фиолетовый	15401836
HRB 45 мм 	5	2	90 см	фиолетовый	15501845	

Тупоконечная 		EP	USP	Длина		Номер заказа
 <p>3/8 окружности</p>	DRB 63 мм 	4	1	100 см	фиолетовый	15401963

# SURGICRYL®

## PGA

### POLYGLYCOLIC ACID

SURGICRYL®  
PGA  
POLYGLYCOLIC ACID



<b>Тип</b>	Плетеный полифиламент с покрытием
<b>Состав</b>	Полигликолиевая кислота
<b>Покрытие</b>	Поликапролактон и стеарат кальция (1%)
<b>Цвет</b>	Фиолетовый / Беж - неокрашенный
<b>Тканевая реакция</b>	Минимальная
<b>Рассасывание</b>	За счет гидролиза. Полное рассасывание от 60 до 90 дней. 50-ти % потеря прочности происходит через 21 день после имплантации
<b>Комплект поставки</b>	Коробка с 12 упаковками



*Качество  
и  
надежность*

**smi**

[www.sutures.be](http://www.sutures.be)

# SURGICRYL®

PGA  
POLYGLYCOLIC ACID

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокая прочность на растяжение
- Синтетический
- Рассасывается за счет гидролиза
- Плетеная структура
  
- Полифиламент с покрытием
  
- Герметичная упаковка

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная поддержка тканей
- Минимальная тканевая реакция
- Предсказуемая динамика рассасывания
- Великолепные эргономичные свойства
- Высокая гибкость
- Высокая прочность на растяжение
- Отличная защита узлов
  
- Легко и с минимальным травматизмом проникает сквозь ткани
- Хорошая завязка узла / регулировка
- Низкая капиллярность
  
- Гарантированная герметичность и стерильность продукта

**ПОКАЗАНИЯ** Бшяя аппроксимация мягких тканей и/или наложение лигатур

особенно в


- Общая хирургия
- Кожные швы
- Желудочно-кишечная хирургия
- Гинекология
- Акушерство
- Пластическая хирургия
- Урология
- Офтальмологическая хирургия
- Ортопедия

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ** Сердечно-сосудистая хирургия  
Нейрохирургия


Не используется для аппроксимации тканей в течение длительного периода времени.

Использовать с осторожностью для пациентов с замедленным восстановлением после операции (т.е. с ослабленной иммунной системой).

## ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ



## РАССАСЫВАНИЕ



Без иглы



EP	USP	Длина		Номер заказа
2	3/0	150 см	фиолетовый	11200015
3	2/0	150 см	фиолетовый	11300015
3.5	0	150 см	фиолетовый	11350015
4	1	150 см	фиолетовый	11400015
5	2	150 см	фиолетовый	11500015
6	3&4	150 см	фиолетовый	1160 0015
7	5	150 см	фиолетовый	1170 0015
8	6	150 см	фиолетовый	11800015
1.5	4/0	3 x 50 см	фиолетовый	11150050
2	3/0	3 x 50 см	фиолетовый	11200050
3	2/0	3 x 50 см	фиолетовый	11300050
3.5	0	3 x 50 см	фиолетовый	11350050
4	1	3 x 50 см	фиолетовый	11400050
5	2	3 x 50 см	фиолетовый	11500050
2	3/0	12 x 45 см	фиолетовый	11200045
3	2/0	12 x 45 см	фиолетовый	11300045
3.5	0	12 x 45 см	фиолетовый	11350045
4	1	12 x 45 см	фиолетовый	11400045
5	2	12 x 45 см	фиолетовый	11500045
1.5	4/0	6 x 45 см	фиолетовый	11150045-6
2	3/0	6 x 45 см	фиолетовый	11200045-6
3	2/0	6 x 45 см	фиолетовый	11300045-6
3.5	0	6 x 45 см	фиолетовый	11350045-6
4	1	6 x 45 см	фиолетовый	11400045-6
5	2	6 x 45 см	фиолетовый	11500045-6
2	3/0	10 x 60 см	фиолетовый	11200060
3	2/0	10 x 60 см	фиолетовый	11300060
3.5	0	10 x 60 см	фиолетовый	11350060
2	3/0	5 x 70 см	фиолетовый	11200070
3	2/0	5 x 70 см	фиолетовый	11300070
3.5	0	5 x 70 см	фиолетовый	11350070
4	1	5 x 70 см	фиолетовый	11400070
5	2	5 x 70 см	фиолетовый	11500070

Без иглы



Лигапак



EP	USP	Длина		Номер заказа
1.5	4/0	250 см	фиолетовый	11150025
2	3/0	250 см	фиолетовый	11200025
3	2/0	250 см	фиолетовый	11300025
3.5	0	250 см	фиолетовый	11350025
4	1	250 см	фиолетовый	11400025
5	2	250 см	фиолетовый	11500025
6	3&4	250 см	фиолетовый	11600025

Округлый корпус  
конический наконечник








1/2  
окружности




















	EP	USP	Длина		Номер заказа
HR 13 мм	0.7	6/0	75 см	фиолетовый	11070113
	1	5/0	75 см	фиолетовый	11100113
	1.5	4/0	75 см	фиолетовый	11150113
HR 17 мм	0.7	6/0	75 см	фиолетовый	11070117
	1	5/0	75 см	фиолетовый	11100117
	1.5	4/0	75 см	фиолетовый	11150117
	2	3/0	75 см	фиолетовый	11200117
	3	2/0	75 см	фиолетовый	11300117
HR 22 мм	1.5	4/0	75 см	фиолетовый	11150122
	2	3/0	75 см	фиолетовый	11200122
	2	3/0	75 см	неокрашенный	11200122U
	3	2/0	75 см	фиолетовый	11300122
HR 26 мм	1.5	4/0	75 см	фиолетовый	11150126
	2	3/0	75 см	фиолетовый	11200126
	3	2/0	75 см	фиолетовый	11300126
	3	2/0	75 см	неокрашенный	11300126U
	3.5	0	75 см	фиолетовый	11350126
	4	1	75 см	фиолетовый	11400126
	2	3/0	75 см	фиолетовый	11200130
HR 30 мм	3	2/0	75 см	фиолетовый	11300130
	3	2/0	75 см	неокрашенный	11300130U
	3.5	0	75 см	фиолетовый	11350130
	4	1	75 см	фиолетовый	11400130
	2	3/0	75 см	фиолетовый	11200136
HR 36 мм	3	2/0	75 см	фиолетовый	11300136
	3.5	0	90 см	фиолетовый	11350136
	4	1	90 см	фиолетовый	11400136











Округлый корпус конический наконечник		EP	USP	Длина		Номер заказа	
 1/2 окружности	HR 40 мм		3	2/0	75 см	фиолетовый	11300140
		3.5	0	90 см	фиолетовый	11350140	
		4	1	75 см	фиолетовый	11400140-75	
		4	1	90 см	фиолетовый	11400140	
		5	2	75 см	фиолетовый	11500140-75	
		5	2	90 см	фиолетовый	11500140	
	HR 48 мм		3	2/0	75 см	фиолетовый	11300148
		3.5	0	90 см	фиолетовый	11350148	
		4	1	90 см	фиолетовый	11400148	
		5	2	90 см	фиолетовый	11500148	
		6	3&4	90 см	фиолетовый	11600148	

Округлый корпус конический наконечник		EP	USP	Длина		Номер заказа	
 3/8 окружности	DR 17 мм		1.5	4/0	75 см	фиолетовый	11150217
		2	3/0	75 см	фиолетовый	11200217	
	DR 25 мм		4	1	75 см	фиолетовый	11400225

Округлый корпус конический наконечник		EP	USP	Длина		Номер заказа	
 5/8 окружности	FR 27 мм		3	2/0	75 см	фиолетовый	11300327

Округлый корпус конический наконечник		EP	USP	Длина		Номер заказа	
 J-образная игла	JR 36 мм		3	2/0	75 см	фиолетовый	11303036
		3.5	0	75 см	фиолетовый	11353036	
		4	1	75 см	фиолетовый	11403040	





Округлый корпус конический наконечник			EP	USP	Длина		Номер заказа
5/8 окружности   J-образная игла	JR 36 мм		3.5	0	75 см	фиолетовый	11353036-0327
	FR 27 мм						
Округлый корпус конический наконечник, петля			EP	USP	Длина		Номер заказа
1/2 окружности  	HR 50 мм		4	1	150 см	фиолетовый	11400950
Округлый корпус режущий конический наконечник			EP	USP	Длина		Номер заказа
1/2 окружности  	HRT 26 мм		3	2/0	75 см	фиолетовый	11300526
	HRT 30 мм		3	2/0	75 см	фиолетовый	11300530
			3.5	0	75 см	фиолетовый	11350530
			4	1	75 см	фиолетовый	11400530
	HRT 36 мм		3	2/0	90 см	фиолетовый	11300536
			3.5	0	90 см	фиолетовый	11350536
			4	1	90 см	фиолетовый	11400536
	HRT 40 мм		3.5	0	90 см	фиолетовый	11350540
			4	1	90 см	фиолетовый	11400540
			5	2	90 см	фиолетовый	11500540
HRT 48 мм		4	1	90 см	фиолетовый	11400548	
Округлый корпус режущий конический наконечник			EP	USP	Длина		Номер заказа
J-образная игла	JRT 31 мм		4	1	75 см	фиолетовый	11403131









Наружная режущая кромка		EP	USP	Длина		Номер заказа
DS 12 мм		0.7	6/0	45 см	фиолетовый	11071512
		0.7	6/0	45 см	неокрашенный	11071512U
		1	5/0	45 см	фиолетовый	11101512
		1.5	4/0	75 см	фиолетовый	11151512
DS 12 мм Easy Pass		0.7	6/0	50 см	неокрашенный	11071512UP
		1	5/0	50 см	неокрашенный	11101512UP
		1.5	4/0	50 см	неокрашенный	11151512UP
DS 16 мм		0.7	6/0	75 см	фиолетовый	11071516
		1	5/0	75 см	фиолетовый	11101516
		1	5/0	75 см	неокрашенный	11101516U
		1.5	4/0	75 см	фиолетовый	11151516
		1.5	4/0	75 см	неокрашенный	11151516U
DS 16 мм Easy Pass		1.5	4/0	50 см	неокрашенный	11151516UP
DS 19 мм		1	5/0	75 см	фиолетовый	11101519
		1.5	4/0	75 см	фиолетовый	11151519
		1.5	4/0	75 см	неокрашенный	11151519U
		2	3/0	75 см	фиолетовый	11201519
		2	3/0	75 см	неокрашенный	11201519U
		3	2/0	75 см	фиолетовый	11301519
DS 19 мм Easy Pass		1.5	4/0	50 см	неокрашенный	11151519UP
		2	3/0	50 см	неокрашенный	11201519UP
DS 24 мм		2	3/0	75 см	фиолетовый	11201524
		2	3/0	75 см	неокрашенный	11201524U
		3	2/0	75 см	фиолетовый	11301524
		3	2/0	75 см	неокрашенный	11301524U
DS 24 мм Easy Pass		3.5	0	75 см	фиолетовый	11351524
		2	3/0	50 см	неокрашенный	11201524UP
		3	2/0	50 см	неокрашенный	11301524UP
DS 30 мм		1.5	4/0	75 см	фиолетовый	11151530
		2	3/0	75 см	фиолетовый	11201530
		3	2/0	75 см	фиолетовый	11301530
		3	2/0	75 см	неокрашенный	11301530U
		3.5	0	75 см	фиолетовый	11351530
		4	1	75 см	фиолетовый	11401530
		5	2	75 см	фиолетовый	11501530




3/8  
окружности





Наружная режущая кромка 		EP	USP	Длина		Номер заказа
<b>3/8</b> окружности 	DS 36 мм 	3	2/0	75 см	фиолетовый	11301536
		3.5	0	75 см	фиолетовый	11351536
		4	1	75 см	фиолетовый	11401536
	DS 40 мм 	5	2	75 см	фиолетовый	11501536
		3	2/0	75 см	фиолетовый	11301540
		3.5	0	75 см	фиолетовый	11351540
		4	1	75 см	фиолетовый	11401540
		5	2	75 см	фиолетовый	11501540

Наружная режущая кромка 		EP	USP	Длина		Номер заказа
<b>1/2</b> окружности 	HS 22 мм 	2	3/0	75 см	фиолетовый	11201422
		2	3/0	75 см	неокрашенный	11201422U
		3	2/0	75 см	фиолетовый	11301422
		3	2/0	75 см	неокрашенный	11301422U
	HS 26 мм 	1.5	4/0	75 см	фиолетовый	11151426
		2	3/0	75 см	фиолетовый	11201426
		3	2/0	75 см	фиолетовый	11301426
	HS 30 мм 	3.5	0	75 см	фиолетовый	11351426
		5	2	90 см	фиолетовый	11501430
		3	2/0	90 см	фиолетовый	11301436
	HS 36 мм 	3.5	0	90 см	фиолетовый	11351436
		4	1	90 см	фиолетовый	11401436
		5	2	90 см	фиолетовый	11501436
		3	2/0	90 см	фиолетовый	11301440
	HS 40 мм 	3.5	0	90 см	фиолетовый	11351440
		4	1	90 см	фиолетовый	11401440
		5	2	90 см	фиолетовый	11501440
	HS 48 мм 	3.5	0	90 см	фиолетовый	11351448
4		1	90 см	фиолетовый	11401448	
5		2	90 см	фиолетовый	11501448	
6		3&4	90 см	фиолетовый	11601448	

Внутренняя режущая кромка 		EP	USP	Длина		Номер заказа
Прямая 	GS 60 мм 	2	3/0	75 см	фиолетовый	11202160
		2	3/0	75 см	неокрашенный	11202160U
		3	2/0	75 см	фиолетовый	11302160

Внутренняя режущая кромка 		EP	USP	Длина		Номер заказа
3/8 окружности 	NS 16 мм 	1	5/0	45 см	фиолетовый	11101716

# SURGICRYL®

## RAPID

### POLYGLYCOLIC ACID



<b>Тип</b>	Плетеный полифиламент с покрытием
<b>Состав</b>	Полигликолиевая кислота
<b>Покрытие</b>	Поликапролактон и стеарат кальция (1%)
<b>Цвет</b>	Беж - неокрашенный / Фиолетовый
<b>Тканевая реакция</b>	Минимальная
<b>Рассасывание</b>	За счет гидролиза. Полное рассасывание приблизительно за 42 дня. 50-ти % потеря прочности происходит через 7 дней после имплантации.
<b>Комплект поставки</b>	Коробка с 12 упаковками



*Качество  
и  
надежность*

**smi**

[www.sutures.be](http://www.sutures.be)

# SURGICRYL<sup>®</sup>

## RAPID

### POLYGLYCOLIC ACID

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокая начальная прочность на растяжение
- Синтетический
- Рассасывается за счет гидролиза
- Плетеная структура
- Полифиламент с покрытием
- Герметичная упаковка

**ПОКАЗАНИЯ** Поверхностная мягкая ткань  
Только для закрытия кожи и слизистой оболочки

особенно в Пластическая хирургия  
Акушерство (восстановление эпизиотомии)  
Гинекология  
Урология (обрезание)  
Офтальмологическая хирургия (Конъюктива)  
Детская хирургия

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

Отличная поддержка тканей

Минимальная тканевая реакция

Предсказуемая динамика рассасывания, быстрое поглощение массы

Великолепные эргономичные свойства  
Высокая гибкость  
Высокая прочность на растяжение  
Отличная защита узлов

Легко и с минимальным травматизмом проникает сквозь ткани  
Хорошая завязка узла / регулировка  
Низкая капиллярность


Гарантированная герметичность и стерильность продукта

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ** Сердечно-сосудистая хирургия  
Нейрохирургия  
Наложение лигатур


Когда требуется поддержка раны более 7 дней.


Использовать с осторожностью для пациентов с замедленным восстановлением после операции (т.е. с ослабленной иммунной системой).











#### ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ



#### РАССАСЫВАНИЕ














Без иглы		EP	USP	Длина		Номер заказа
		2	3/0	150 см	неокрашенный	14200015
		3	2/0	150 см	неокрашенный	14300015
		3.5	0	150 см	неокрашенный	14350015
		4	1	150 см	неокрашенный	14400015
		5	2	150 см	неокрашенный	14500015

Округлый корпус конический наконечник		EP	USP	Длина		Номер заказа
HR 13 мм		1	5/0	75 см	неокрашенный	14100113
HR 17 мм		1	5/0	75 см	неокрашенный	14100117
		1.5	4/0	75 см	неокрашенный	14150117
HR 22 мм		2	3/0	75 см	неокрашенный	14200117
		1.5	4/0	75 см	неокрашенный	14150122
HR 26 мм		2	3/0	75 см	неокрашенный	14200122
		3	2/0	75 см	неокрашенный	14300122
HR 30 мм		2	3/0	75 см	неокрашенный	14200126
		3	2/0	75 см	неокрашенный	14300126
		3.5	0	75 см	неокрашенный	14350126
HR 36 мм		2	3/0	75 см	неокрашенный	14200130
		3	2/0	75 см	неокрашенный	14300130
		3.5	0	75 см	неокрашенный	14350130
HR 40 мм		4	1	90 см	неокрашенный	14400136
		3	2/0	75 см	неокрашенный	14300140
		3.5	0	90 см	неокрашенный	14350140
HR 48 мм		4	1	90 см	неокрашенный	14400140
		5	2	90 см	неокрашенный	14500140
		3	2/0	75 см	неокрашенный	14300148
HR 48 мм		3.5	0	90 см	неокрашенный	14350148
		4	1	90 см	неокрашенный	14400148
		5	2	90 см	неокрашенный	14500148



1/2  
окружности



Наружная режущая кромка		EP	USP	Длина		Номер заказа
DS 12 мм		0.7	6/0	75 см	неокрашенный	14071512
		1	5/0	75 см	неокрашенный	14101512
		1.5	4/0	75 см	неокрашенный	14151512
DS 12 мм Easy Pass		0.7	6/0	50 см	неокрашенный	14071512P
		1	5/0	50 см	неокрашенный	14101512P
		1.5	4/0	50 см	неокрашенный	14151512P
DS 16 мм		1	5/0	75 см	неокрашенный	14101516
		1.5	4/0	75 см	неокрашенный	14151516
		2	3/0	45 см	неокрашенный	14201516
DS 19 мм		1	5/0	75 см	неокрашенный	14101519
		1.5	4/0	75 см	неокрашенный	14151519
		2	3/0	75 см	неокрашенный	14201519
		3	2/0	75 см	неокрашенный	14301519
DS 19 мм Easy Pass		1.5	4/0	50 см	неокрашенный	14151519P
		2	3/0	50 см	неокрашенный	14201519P
DS 24 мм		2	3/0	75 см	неокрашенный	14201524
		3	2/0	75 см	неокрашенный	14301524
DS 24 мм Easy Pass		2	3/0	50 см	неокрашенный	14201524P
		3	2/0	50 см	неокрашенный	14301524P
DS 26 мм		2	3/0	75 см	неокрашенный	14201526
		3	2/0	75 см	неокрашенный	14301526
		3.5	0	75 см	неокрашенный	14351526
DS 30 мм		3.5	0	90 см	неокрашенный	14351530
DS 36 мм		3	2/0	75 см	неокрашенный	14301536
		3.5	0	75 см	неокрашенный	14351536


3/8  
окружности






Наружная режущая кромка		EP	USP	Длина		Номер заказа
HS 17 мм		1.5	4/0	45 см	неокрашенный	14151417
		2	3/0	45 см	неокрашенный	14201417
HS 36 мм		3	2/0	75 см	неокрашенный	14301436
		3.5	0	75 см	неокрашенный	14351436
HS 40 мм		3.5	0	90 см	неокрашенный	14351440
		4	1	90 см	неокрашенный	14401440
		5	2	90 см	неокрашенный	14501440

1/2  
окружности




Внутренняя режущая кромка 		EP	USP	Длина		Номер заказа
Прямая	GS 60 мм	2	3/0	75 см	неокрашенный	14202160

Округлый корпус режущий конический наконечник 		EP	USP	Длина		Номер заказа
 <p>1/2 окружности</p>	HRT 17 мм 	2	3/0	75 см	неокрашенный	14200517
	HRT 36 мм 	3	2/0	90 см	неокрашенный	14300536
		3.5	0	90 см	неокрашенный	14350536
		4	1	90 см	неокрашенный	14400536
	HRT 40 мм 	3.5	0	90 см	неокрашенный	14350540
4		1	90 см	неокрашенный	14400540	
HRT 48 мм 	3.5	0	90 см	неокрашенный	14350548	

Округлый корпус режущий конический наконечник 		EP	USP	Длина		Номер заказа
 <p>3/8 окружности</p>	DRT 16 мм 	1	5/0	75 см	неокрашенный	14100416
		1.5	4/0	75 см	неокрашенный	14150416
		2	3/0	75 см	неокрашенный	14200416

# SURGICRYL® MONOFAST POLYGLYCAPRONE 25



<b>Тип</b>	Монофиламент
<b>Состав</b>	Полиглекапрон-25, кополимер гликолида (75%) и эpsilon-капролактона (25%)
<b>Покрытие</b>	Нет
<b>Цвет</b>	Фиолетовый / Беж - неокрашенный
<b>Тканевая реакция</b>	Минимальная
<b>Рассасывание</b>	За счет гидролиза. Полное рассасывание 90 -120 дней. 60-ти % потеря прочности происходит через 7 дней после имплантации.
<b>Комплект поставки</b>	Коробка с 12 упаковками



*Качество  
и  
надежность*

**smi**

[www.sutures.be](http://www.sutures.be)



# SURGICRYL® MONOFAST POLYGLECAPRONE 25

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокая прочность на растяжение
- Синтетический
- Рассасывается за счет гидролиза
- Монофиламент однородного диаметра
  
- Пластичность и мягкость
  
- Герметичная упаковка

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная поддержка тканей
- Минимальная тканевая реакция
- Предсказуемая динамика рассасывания
- Легко и с минимальным травматизмом проникает сквозь ткани
- Отсутствие капиллярности (отсутствие возможности роста бактерий)
- Отличная прочность узла
  
- Хорошие манипуляционные свойства
- Простой и надежный узел
  
- Гарантированная герметичность и стерильность продукта

**ПОКАЗАНИЯ** Поверхностные мягкие ткани и / или лигирование

особенно в


- Общая хирургия
- Кожные швы
- Пластическая хирургия
- Желудочно-кишечная хирургия
- Гинекология
- Урология

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ** Сердечно-сосудистая хирургия  
Нейрохирургия  
Офтальмологическая хирургия


Не используется для аппроксимации тканей в течение длительного периода времени.


Использовать с осторожностью для пациентов с замедленным восстановлением после операции (т.е. с ослабленной иммунной системой).

## ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ



## РАССАСЫВАНИЕ












Без иглы		EP	USP	Длина		Номер заказа
		3	2/0	150 см	фиолетовый	16300015
		3.5	0	150 см	фиолетовый	16350015
		4	1	150 см	фиолетовый	16400015
		5	2	120 см	фиолетовый	16500012
		5	2	150 см	фиолетовый	16500015

Без иглы		EP	USP	Длина		Номер заказа
----------	---	----	-----	-------	--	--------------

**Лигапак**



5	2	250 см	фиолетовый	16500025
---	---	--------	------------	----------


Округлый корпус конический наконечник		EP	USP	Длина		Номер заказа
HR 13 мм		0.7	6/0	45 см	фиолетовый	16070113
		1	5/0	45 см	фиолетовый	16100113
		1.5	4/0	75 см	фиолетовый	16150113
HR 17 мм		1	5/0	45 см	фиолетовый	16100117
		1.5	4/0	75 см	фиолетовый	16150117
		2	3/0	75 см	фиолетовый	16200117
HR 22 мм		1.5	4/0	75 см	фиолетовый	16150122
		2	3/0	75 см	фиолетовый	16200122
HR 26 мм		1.5	4/0	75 см	фиолетовый	16150126
		2	3/0	75 см	фиолетовый	16200126
		3	2/0	75 см	фиолетовый	16300126
HR 30 мм		3.5	0	75 см	фиолетовый	16350126
		2	3/0	75 см	фиолетовый	16200130
		3	2/0	75 см	фиолетовый	16300130
HR 36 мм		3.5	0	75 см	фиолетовый	16350130
		4	1	75 см	фиолетовый	16400130
		3	2/0	75 см	фиолетовый	16300136
HR 36 мм		3.5	0	90 см	фиолетовый	16350136
		4	1	90 см	фиолетовый	16400136
HR 40 мм		3	2/0	75 см	фиолетовый	16300140
		3.5	0	90 см	фиолетовый	16350140
		4	1	90 см	фиолетовый	16400140



## Округлый корпус конический наконечник



1/2  
окружности



	EP	USP	Длина		Номер заказа
HR 48 мм	3.5	0	90 см	фиолетовый	16350148
	4	1	90 см	фиолетовый	16400148
HR 65 мм	3	2/0	90 см	фиолетовый	16300165

## Наружная режущая кромка






3/8  
окружности







	EP	USP	Длина		Номер заказа
DS 12 мм	0.7	6/0	45 см	неокрашенный	16071512
	0.7	6/0	75 см	неокрашенный	16071512-75
	0.7	6/0	75 см	фиолетовый	16071512V
	1	5/0	45 см	неокрашенный	16101512
	1	5/0	45 см	фиолетовый	16101512V
DS 12 мм Easy Pass	0.7	6/0	50 см	неокрашенный	16071512P
	1	5/0	50 см	неокрашенный	16101512P
	1.5	4/0	50 см	неокрашенный	16151512P
DS 16 мм	1	5/0	75 см	неокрашенный	16101516
	1	5/0	75 см	фиолетовый	16101516V
	1.5	4/0	75 см	неокрашенный	16151516
	1.5	4/0	75 см	фиолетовый	16151516V
	2	3/0	75 см	неокрашенный	16201516
DS 16 мм Easy Pass	1	5/0	50 см	неокрашенный	16101516P
	1.5	4/0	50 см	неокрашенный	16151516P
DS 19 мм	1	5/0	45 см	неокрашенный	16101519
	1.5	4/0	75 см	неокрашенный	16151519
	1.5	4/0	75 см	фиолетовый	16151519V
	2	3/0	75 см	неокрашенный	16201519
	3	2/0	75 см	неокрашенный	16301519
DS 19 мм Easy Pass	1.5	4/0	50 см	неокрашенный	16151519P
	2	3/0	50 см	неокрашенный	16201519P
DS 24 мм	2	3/0	75 см	неокрашенный	16201524
	3	2/0	75 см	неокрашенный	16301524
DS 24 мм Easy Pass	2	3/0	75 см	неокрашенный	16201524P-75

Наружная режущая кромка 		EP	USP	Длина		Номер заказа
<b>3/8</b> окружности 	DS 26 мм 	1.5	4/0	75 см	неокрашенный	16151526
		2	3/0	75 см	неокрашенный	16201526
		2	3/0	75 см	фиолетовый	16201526V
		3	2/0	75 см	неокрашенный	16301526
		3	2/0	75 см	фиолетовый	16301526V
	DS 30 мм 	3.5	0	75 см	фиолетовый	16351530V
	DS 40 мм 	3.5	0	75 см	неокрашенный	16351540
4		1	75 см	неокрашенный	16401540	

Наружная режущая кромка 		EP	USP	Длина		Номер заказа
<b>1/2</b> окружности 	HS 36 мм 	3	2/0	75 см	неокрашенный	16301436
		3.5	0	75 см	неокрашенный	16351436
	HS 40 мм 	4	1	90 см	неокрашенный	16401440


Внутренняя режущая кромка 		EP	USP	Длина		Номер заказа
<b>Прямая</b>	GS 60 мм 	2	3/0	75 см	неокрашенный	16202160
		3	2/0	75 см	неокрашенный	16302160

Тупоконечная 		EP	USP	Длина		Номер заказа
<b>1/2</b> окружности 	HRB 40 мм 	3.5	0	90 см	фиолетовый	16351840
	HRB 48 мм 	4	1	90 см	фиолетовый	16401848


# SURGICRYL<sup>®</sup>

## MONOFILAMENT

### POLYDIOXANONE



<b>Тип</b>	Монофиламент
<b>Состав</b>	Полидиоксанон Полимер полиэстера поли (п-диоксанон)
<b>Покрытие</b>	Нет
<b>Цвет</b>	Фиолетовый
<b>Тканевая реакция</b>	Минимальная
<b>Рассасывание</b>	За счет гидролиза. Полное рассасывание приблизительно от 180 до 210 дней. 50-ти % потеря прочности происходит через 28-42 дня после имплантации.
<b>Комплект поставки</b>	Коробка с 12 упаковками



Качество  
и  
надежность

[www.sutures.be](http://www.sutures.be)

# SURGICRYL® MONOFILAMENT POLYDIOXANONE

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокая прочность на растяжение, сохраняющаяся в течение продолжительного времени
- Синтетический
- Рассасывается за счет гидролиза
- Монофиламент однородного диаметра
- Пластичность и мягкость
- Герметичная упаковка

**ПОКАЗАНИЯ**    Общая аппроксимация мягких тканей

особенно в    Общая хирургия  
Желудочно-кишечная хирургия  
Офтальмологическая хирургия  
Ортопедия  
Наложении швов брюшины  
Гинекология  
Пластическая хирургия  
Урология

## ПРЕИМУЩЕСТВА


- Отличные характеристики прочности на растяжение для поддержки обширных ран
- Минимальная тканевая реакция
- Предсказуемая динамика рассасывания
- Легко и с минимальным травматизмом проникает сквозь ткани
- Отсутствие капиллярности (отсутствие возможности роста бактерий)
- Отличная прочность узла
- Хорошие манипуляционные свойства
- Простой и надежный узел
- Гарантированная герметичность и стерильность продукта

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**    Сердечно-сосудистая хирургия  
Нейрохирургия  
Протезирование


Если требуется поддержка раны в течение более чем 6 недель.

Использовать с осторожностью для пациентов с замедленным восстановлением после операции (т.е. с ослабленной иммунной системой).

## ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ



## РАССАСЫВАНИЕ



Без иглы



EP	USP	Длина		Номер заказа
5	2	150 см	фиолетовый	13500015
6	3&4	150 см	фиолетовый	13600015

Округлый корпус  
конический наконечник



EP USP Длина Номер заказа

HR	EP	USP	Длина		Номер заказа
HR 13 мм	0.7	6/0	75 см	фиолетовый	13070113
	1	5/0	75 см	фиолетовый	13100113
HR 17 мм	0.7	6/0	75 см	фиолетовый	13070117
	1	5/0	75 см	фиолетовый	13100117
	1.5	4/0	75 см	фиолетовый	13150117
	2	3/0	75 см	фиолетовый	13200117
HR 22 мм	1.5	4/0	75 см	фиолетовый	13150122
	2	3/0	75 см	фиолетовый	13200122
HR 26 мм	1.5	4/0	75 см	фиолетовый	13150126
	2	3/0	75 см	фиолетовый	13200126
	3	2/0	75 см	фиолетовый	13300126
	3.5	0	75 см	фиолетовый	13350126
HR 30 мм	2	3/0	75 см	фиолетовый	13200130
	3	2/0	75 см	фиолетовый	13300130
	3.5	0	75 см	фиолетовый	13350130
	3	2/0	75 см	фиолетовый	13300136
HR 36 мм	3.5	0	90 см	фиолетовый	13350136
	4	1	90 см	фиолетовый	13400136
	3	2/0	75 см	фиолетовый	13300140
HR 40 мм	3.5	0	90 см	фиолетовый	13350140
	4	1	90 см	фиолетовый	13400140
	5	2	90 см	фиолетовый	13500140
HR 48 мм	4	1	90 см	фиолетовый	13400148
	5	2	90 см	фиолетовый	13500148



**Округлый корпус  
конический наконечник, петля**



1/2  
окружности



		EP	USP	Длина		Номер заказа	
HR 40 мм		3.5	0	150 см	фиолетовый	13350940	
		4	1	150 см	фиолетовый	13400940	
	HR 50 мм		3.5	0	150 см	фиолетовый	13350950
			4	1	150 см	фиолетовый	13400950
		5	2	150 см	фиолетовый	13500950	
	HR 65 мм		4	1	150 см	фиолетовый	13400965

**Наружная режущая кромка**









3/8  
окружности



		EP	USP	Длина		Номер заказа
DS 12 мм		0.7	6/0	45 см	фиолетовый	13071512
		1	5/0	45 см	фиолетовый	13101512
		1.5	4/0	75 см	фиолетовый	13151512
DS 16 мм		1	5/0	75 см	фиолетовый	13101516
		1.5	4/0	75 см	фиолетовый	13151516
DS 19 мм		1	5/0	45 см	фиолетовый	13101519
		1	5/0	75 см	фиолетовый	13101519-75
		1.5	4/0	75 см	фиолетовый	13151519
DS 24 мм		2	3/0	75 см	фиолетовый	13201519
		1.5	4/0	75 см	фиолетовый	13151524
		2	3/0	75 см	фиолетовый	13201524
DS 26 мм		3	2/0	75 см	фиолетовый	13301524
		3.5	0	75 см	фиолетовый	13351524
		2	3/0	75 см	фиолетовый	13201526
DS 30 мм		3	2/0	75 см	фиолетовый	13301530
		3.5	0	75 см	фиолетовый	13351530
DS 40 мм		4	1	90 см	фиолетовый	13401540
		5	2	90 см	фиолетовый	13501540




Наружная режущая кромка 		EP	USP	Длина		Номер заказа
 1/2 окружности HS 36 мм		3	2/0	75 см	<i>фиолетовый</i>	13301436
		3.5	0	75 см	<i>фиолетовый</i>	13351436
		4	1	75 см	<i>фиолетовый</i>	13401436

Тупоконечная, петля 		EP	USP	Длина		Номер заказа
 1/2 окружности HRB 50 мм		4	1	150 см	<i>фиолетовый</i>	13401850

# CATGUT

## PLAIN



<b>Тип</b>	Крученный полифиламент с внешним видом монофиламент
<b>Состав</b>	соединительная ткань серозного слоя кишечника крупного рогатого скота, из стран, где не существует опасности заражения КГЭ (коровья губчатая энцефалопатия).
<b>Покрытие</b>	Нет
<b>Цвет</b>	Слоновья кость
<b>Тканевая реакция</b>	Умеренная
<b>Рассасывание</b>	За счет фагоцитоза. Полное рассасывание в течение 63 дней. 50-ти % потеря прочности происходит через 7 дней после имплантации. При использовании в инфицированных тканях, или в тканях с повышенным содержанием протолитических ферментов (желудок, вагина) скорость рассасывания увеличивается.
<b>Комплект поставки</b>	Коробка с 12 упаковками

*Качество  
и  
надежность*



[www.sutures.be](http://www.sutures.be)

# CATGUT

PLAIN

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокая прочность на растяжение
- Рассасывается за счет фагоцитоза
- Крученая структура
- Однородный диаметр с бесцентровой шлифовкой (внешний вид монофиламента)
- Герметичная упаковка


## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная поддержка тканей
- Равномерное рассасывание
- Великолепные эргономичные свойства
- Высокая гибкость
- Высокая прочность на растяжение
- Отличная защита узлов
- Легко и с минимальным травматизмом проникает сквозь ткани
- Отличная прочность узла
- Гарантированная герметичность и стерильность продукта


**ПОКАЗАНИЯ** Бщая аппроксимация мягких тканей и/или наложение лигатур особенно в  
Общая хирургия  
Желудочно-кишечная хирургия  
Гинекология  
Акушерство  
Урология  
Офтальмологическая хирургия

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ** Сердечно-сосудистая хирургия  
Нейрохирургия  
Не используется для аппроксимации тканей в течение длительного периода времени.  
Использовать с осторожностью для пациентов с замедленным восстановлением после операции (т.е. с ослабленной иммунной системой).  
Инфицированные раны  
При повышенной чувствительности или аллергии пациента на коллаген

## ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ



## РАССАСЫВАНИЕ



Без иглы



EP	USP	Длина		Номер заказа
2	4/0	150 см	<i>СЛОНОВЬЯ КОСТЬ</i>	1200015
3	3/0	150 см	<i>СЛОНОВЬЯ КОСТЬ</i>	1300015
3.5	2/0	150 см	<i>СЛОНОВЬЯ КОСТЬ</i>	1350015
4	0	150 см	<i>СЛОНОВЬЯ КОСТЬ</i>	1400015
5	1	150 см	<i>СЛОНОВЬЯ КОСТЬ</i>	1500015
6	2	150 см	<i>СЛОНОВЬЯ КОСТЬ</i>	1600015

Округлый корпус  
конический наконечник



EP USP Длина Номер заказа







1/2  
окружности



HR 16 мм		1.5	5/0	75 см	<i>СЛОНОВЬЯ КОСТЬ</i>	1150116
		2	4/0	75 см	<i>СЛОНОВЬЯ КОСТЬ</i>	1200116
HR 20 мм		2	4/0	75 см	<i>СЛОНОВЬЯ КОСТЬ</i>	1200120
		3	3/0	75 см	<i>СЛОНОВЬЯ КОСТЬ</i>	1300120
HR 26 мм		3.5	2/0	75 см	<i>СЛОНОВЬЯ КОСТЬ</i>	1350120
		2	4/0	75 см	<i>СЛОНОВЬЯ КОСТЬ</i>	1200126
HR 37 мм		3	3/0	75 см	<i>СЛОНОВЬЯ КОСТЬ</i>	1300126
		3.5	2/0	75 см	<i>СЛОНОВЬЯ КОСТЬ</i>	1350126
		4	0	75 см	<i>СЛОНОВЬЯ КОСТЬ</i>	1400126
HR 40 мм		3	3/0	75 см	<i>СЛОНОВЬЯ КОСТЬ</i>	1300137
		3.5	2/0	75 см	<i>СЛОНОВЬЯ КОСТЬ</i>	1350137
		4	0	75 см	<i>СЛОНОВЬЯ КОСТЬ</i>	1400137
HR 45 мм		5	1	75 см	<i>СЛОНОВЬЯ КОСТЬ</i>	1500137
		5	1	90 см	<i>СЛОНОВЬЯ КОСТЬ</i>	1500140-90
		4	0	75 см	<i>СЛОНОВЬЯ КОСТЬ</i>	1400145
HR 50 мм		5	1	75 см	<i>СЛОНОВЬЯ КОСТЬ</i>	1500145
		6	2	75 см	<i>СЛОНОВЬЯ КОСТЬ</i>	1600145
		3.5	2/0	75 см	<i>СЛОНОВЬЯ КОСТЬ</i>	1350150


# CATGUT

PLAIN

Наружная режущая кромка		EP	USP	Длина		Номер заказа
		1.5	5/0	45 см	<i>слоновья кость</i>	1151512
		1	6/0	45 см	<i>слоновья кость</i>	1101516
		1.5	5/0	75 см	<i>слоновья кость</i>	1151516
		2	4/0	75 см	<i>слоновья кость</i>	1201516
		3	3/0	75 см	<i>слоновья кость</i>	1301516
		2	4/0	75 см	<i>слоновья кость</i>	1201519
		3	3/0	75 см	<i>слоновья кость</i>	1301519
		3.5	2/0	75 см	<i>слоновья кость</i>	1351519
		2	4/0	75 см	<i>слоновья кость</i>	1201524
		3	3/0	75 см	<i>слоновья кость</i>	1301524
		3.5	2/0	75 см	<i>слоновья кость</i>	1351524
		4	0	75 см	<i>слоновья кость</i>	1401524
3.5		2/0	75 см	<i>слоновья кость</i>	1351537	

# CATGUT

## CHROM



<b>Тип</b>	Крученный полифиламент с внешним видом монофиламента
<b>Состав</b>	Соединительная ткань серозного слоя кишечника крупного рогатого скота, закреплённый (дублёный) солями хрома, из стран, где не существует опасности заражения КГЭ (коровья губчатая энцефалопатия).
<b>Покрытие</b>	Нет
<b>Цвет</b>	Темно-коричневый
<b>Тканевая реакция</b>	Умеренная
<b>Рассасывание</b>	За счет фагоцитоза. Скорость рассасывания замедлена за счет хромирования. Полное рассасывание происходит за 70 дней. 50-ти % потеря прочности происходит через 14 дней после имплантации. При использовании в инфицированных тканях, или в тканях с повышенным содержанием протолитических ферментов (желудок, вагина) скорость рассасывания увеличивается.
<b>Комплект поставки</b>	Коробка с 12 упаковками

*Качество  
и  
надежность*



[www.sutures.be](http://www.sutures.be)

# CATGUT

CHROM

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокая прочность на растяжение
- Рассасывается за счет фагоцитоза
- Крученая структура
- Однородный диаметр с бесцентровой шлифовкой (внешний вид монофиламента)
- Герметичная упаковка


## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная поддержка тканей
- Равномерное рассасывание
- Великолепные эргономичные свойства
- Высокая гибкость
- Высокая прочность на растяжение
- Отличная защита узлов
- Легко и с минимальным травматизмом проникает сквозь ткани
- Отличная прочность узла
- Гарантированная герметичность и стерильность продукта


**ПОКАЗАНИЯ** Бщая аппроксимация мягких тканей и/или наложение лигатур особенно в  
Общая хирургия  
Желудочно-кишечная хирургия  
Гинекология  
Акушерство  
Урология  
Офтальмологическая хирургия

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ** Сердечно-сосудистая хирургия  
Нейрохирургия  
Не используется для аппроксимации тканей в течение длительного периода времени.  
Использовать с осторожностью для пациентов с замедленным восстановлением после операции (т.е. с ослабленной иммунной системой).  
Инфицированные раны  
Известна чувствительности или аллергия на коллаген или хром

## ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ



## РАССАСЫВАНИЕ



Без иглы



EP	USP	Длина		Номер заказа
2	4/0	150 см	коричневый	2200015
3	3/0	150 см	коричневый	2300015
3.5	2/0	150 см	коричневый	2350015
4	0	150 см	коричневый	2400015
5	1	150 см	коричневый	2500015
6	2	150 см	коричневый	2600015
7	3	150 см	коричневый	2700015
8	4	150 см	коричневый	2800015
10	6	150 см	коричневый	21000015

Округлый корпус  
конический наконечник



EP	USP	Длина		Номер заказа					
1.5	5/0	75 см	коричневый	2150115					
				2	4/0	75 см	коричневый	2200115	
1.5	5/0	75 см	коричневый	2150120					
				HR 20 мм	2	4/0	75 см	коричневый	2200120
					3	3/0	75 см	коричневый	2300120
					3.5	2/0	75 см	коричневый	2350120
4	0	75 см	коричневый	2400120					
1.5	5/0	75 см	коричневый	2150126					
				HR 26 мм	2	4/0	75 см	коричневый	2200126
					3	3/0	75 см	коричневый	2300126
					3.5	2/0	75 см	коричневый	2350126
				4	0	75 см	коричневый	2400126	
				5	1	75 см	коричневый	2500126	
2	4/0	75 см	коричневый	2200130					
				HR 30 мм	3	3/0	75 см	коричневый	2300130
					3.5	2/0	75 см	коричневый	2350130
					4	0	75 см	коричневый	2400130
				5	1	75 см	коричневый	2500130	
2	4/0	75 см	коричневый	2200137					
				HR 37 мм	3	3/0	75 см	коричневый	2300137
					3.5	2/0	75 см	коричневый	2350137
					4	0	75 см	коричневый	2400137
5	1	75 см	коричневый	2500137					

1/2  
окружности





**Округлый корпус  
конический наконечник**



		EP	USP	Длина		Номер заказа
<p>1/2 окружности</p>	<p>HR 40 мм</p>	3.5	2/0	75 см	<i>коричневый</i>	2350140
		4	0	75 см	<i>коричневый</i>	2400140
		5	1	75 см	<i>коричневый</i>	2500140
		5	1	90 см	<i>коричневый</i>	2500140-90
		6	2	75 см	<i>коричневый</i>	2600140
	<p>HR 45 мм</p>	4	0	75 см	<i>коричневый</i>	2400145
		6	2	75 см	<i>коричневый</i>	2600145
	<p>HR 48 мм</p>	5	1	75 см	<i>коричневый</i>	2500148
	<p>HR 50 мм</p>	6	2	75 см	<i>коричневый</i>	2600150
		6	2	90 см	<i>коричневый</i>	2600150-90

**Округлый корпус  
конический наконечник  
наружная режущая кромка с двумя  
иглами**













		EP	USP	Длина		Номер заказа
<p>1/2 окружности</p>	<p>HR 37 мм HS 37 мм</p>	3.5	2/0	150 см	<i>коричневый</i>	2350137-1437

**Тупоконечная**





		EP	USP	Длина		Номер заказа
<p>3/8 окружности</p>	<p>DRB 63 мм</p>	5	1	75 см	<i>коричневый</i>	2501963

Наружная режущая кромка		EP	USP	Длина		Номер заказа
DS 12 мм		1	6/0	45 см	коричневый	2101512
		1.5	5/0	45 см	коричневый	2151512
DS 16 мм		1.5	5/0	75 см	коричневый	2151516
		2	4/0	75 см	коричневый	2201516
		3	3/0	75 см	коричневый	2301516
DS 19 мм		1.5	5/0	75 см	коричневый	2151519
		2	4/0	75 см	коричневый	2201519
		3	3/0	75 см	коричневый	2301519
DS 24 мм		3.5	2/0	75 см	коричневый	2351519
		2	4/0	75 см	коричневый	2201524
		3	3/0	75 см	коричневый	2301524
DS 24 мм		3.5	2/0	75 см	коричневый	2351524
		4	0	75 см	коричневый	2401524
		5	1	75 см	коричневый	2501524
DS 30 мм		3	3/0	75 см	коричневый	2301530
		3.5	2/0	75 см	коричневый	2351530
		4	0	75 см	коричневый	2401530
DS 30 мм		5	1	75 см	коричневый	2501530
		3	3/0	75 см	коричневый	2301537
		3.5	2/0	75 см	коричневый	2351537
DS 37 мм		4	0	75 см	коричневый	2401537
		5	1	75 см	коричневый	2501537
		3.5	2/0	75 см	коричневый	2351540
DS 40 мм		6	2	75 см	коричневый	2601540

3/8  
окружности




Наружная режущая кромка		EP	USP	Длина		Номер заказа
HS 37 мм		4	0	75 см	коричневый	2401437
		5	1	75 см	коричневый	2501437

1/2  
окружности



# POLYPROPYLENE

BLUE



<b>Тип</b>	Монофиламент
<b>Состав</b>	Полипропилен, полимер пропилена
<b>Покрытие</b>	Нет
<b>Цвет</b>	Синий
<b>Тканевая реакция</b>	Минимальная
<b>Рассасывание</b>	Нерассасывающийся
<b>Комплект поставки</b>	Коробка с 12 упаковками

*Качество  
и  
надежность*



[www.sutures.be](http://www.sutures.be)

# POLYPROPYLENE

BLUE

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокая прочность на растяжение, нерассасывающийся
- Стойкий к повторным изгибающим нагрузкам
- Синтетический
- Монофиламент однородного диаметра
  
- Пластичность и мягкость
  
- Герметичная упаковка

**ПОКАЗАНИЯ** Бщая аппроксимация мягких тканей и/или наложение лигатур

особенно в Сердечно-сосудистая хирургия  
Нейрохирургия  
Офтальмологическая хирургия  
Микрохирургии  
Пластическая хирургия  
Кожные швы  
Ортопедия  
Грыжи (также как сетка)  
Желудочно-кишечная хирургия  
Общая хирургия  
Гинекология  
Акушерство

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная постоянная поддержка тканей
  
- Используется в сердечно-сосудистой хирургии (протезирование сердца, сосудистый анастомоз)
  
- Минимальная тканевая реакция
  
- Легко и с минимальным травматизмом проникает сквозь ткани  
Отсутствие капиллярности (отсутствие возможности роста бактерий)  
Отличная прочность узла
  
- Хорошие манипуляционные свойства  
Простой и надежный узел
  
- Гарантированная герметичность и стерильность продукта

Округлый корпус  
конический наконечник



		EP	USP	Длина		Номер заказа
<p>1/2 окружности</p>	HR 10 мм	0.5	7/0	45 см	синий	5050110
		0.7	6/0	75 см	синий	5070110
	HR 15 мм	0.7	6/0	75 см	синий	5070115
		1	5/0	75 см	синий	5100115
	HR 17 мм	1.5	4/0	75 см	синий	5150115
		1	5/0	75 см	синий	5100117
	HR 20 мм	2	3/0	75 см	синий	5200117
		1	5/0	75 см	синий	5100120
	HR 25 мм	1.5	4/0	75 см	синий	5150120
		2	3/0	75 см	синий	5200120
	HR 30 мм	1	5/0	75 см	синий	5100125
		1.5	4/0	75 см	синий	5150125
		2	3/0	75 см	синий	5200125
		3	2/0	75 см	синий	5300125
		3.5	0	75 см	синий	5350125
	HR 35 мм	4	1	75 см	синий	5400125
		2	3/0	75 см	синий	5200130
		3	2/0	75 см	синий	5300130
HR 40 мм	3.5	0	75 см	синий	5350130	
	4	1	75 см	синий	5400130	
	3	2/0	75 см	синий	5300135	
DR 16 мм	3.5	0	75 см	синий	5350135	
	4	1	75 см	синий	5400135	
DR 16 мм	3.5	0	75 см	синий	5350140	
	4	1	90 см	синий	5400140	
		5	2	75 см	синий	5500140

Округлый корпус  
конический наконечник




		EP	USP	Длина		Номер заказа
<p>3/8 окружности</p>	DR 16 мм	1.5	4/0	75 см	синий	5150216

Округлый корпус  
конический наконечник  
с двумя иглами




		EP	USP	Длина		Номер заказа
	2 x HR 8 мм	0.4	8/0	60 см	синий	5040108-2
		0.5	7/0	60 см	синий	5050108-2
		0.7	6/0	60 см	синий	5070108-2
	2 x HR 10 мм	0.5	7/0	60 см	синий	5050110-2
		0.7	6/0	60 см	синий	5070110-2
		1	5/0	60 см	синий	5100110-2
	2 x HR 13 мм	0.5	7/0	60 см	синий	5050113-2
		0.7	6/0	60 см	синий	5070113-2
		1	5/0	75 см	синий	5100113-2
	2 x HR 16 мм	1	5/0	90 см	синий	5100116-2
		1.5	4/0	90 см	синий	5150116-2
		2	3/0	90 см	синий	5200116-2
	2 x HR 20 мм	1	5/0	90 см	синий	5100120-2
		1.5	4/0	90 см	синий	5150120-2
		2	3/0	90 см	синий	5200120-2
	2 x HR 25 мм	1.5	4/0	90 см	синий	5150125-2
		2	3/0	90 см	синий	5200125-2
		3	2/0	90 см	синий	5300125-2
2 x HR 30 мм	2	3/0	90 см	синий	5200130-2	
	3	2/0	90 см	синий	5300130-2	
2 x HR 35 мм	3	2/0	90 см	синий	5300135-2	
HR 15 мм HR 30 мм	2	3/0	90 см	синий	5200115-30	

## Округлый корпус конический наконечник с двумя иглами



3/8  
окружности



		EP	USP	Длина		Номер заказа
3/8 окружности	2 x DR 8 мм	0.4	8/0	45 см	синий	5040208-2
		0.5	7/0	60 см	синий	5050208-2
	2 x DR 10 мм	0.7	6/0	60 см	синий	5070210-2
		0.7	6/0	60 см	синий	5070213-2
	2 x DR 13 мм	1	5/0	90 см	синий	5100218-2
		1.5	4/0	90 см	синий	5150218-2










## Наружная режущая кромка



3/8  
окружности






		EP	USP	Длина		Номер заказа
3/8 окружности	DS 10 мм	0.7	6/0	45 см	синий	5071510
		0.5	7/0	45 см	синий	5051512
	DS 12 мм	0.7	6/0	45 см	синий	5071512
		1	5/0	45 см	синий	5101512
		1.5	4/0	75 см	синий	5151512
		0.7	6/0	50 см	синий	5071512P
	DS 12 мм Easy Pass	1	5/0	50 см	синий	5101512P
		0.7	6/0	45 см	синий	5071516
	DS 16 мм	1	5/0	45 см	синий	5101516
		1.5	4/0	75 см	синий	5151516
		2	3/0	75 см	синий	5201516
		0.7	6/0	50 см	синий	5071516P
	DS 16 мм Easy Pass	1	5/0	50 см	синий	5101516P
		1.5	4/0	50 см	синий	5151516P
		0.7	6/0	75 см	синий	5071519
	DS 19 мм	1	5/0	75 см	синий	5101519
		1.5	4/0	45 см	синий	5151519-45
		1.5	4/0	75 см	синий	5151519
		2	3/0	45 см	синий	5201519-45
		2	3/0	75 см	синий	5201519
3		2/0	75 см	синий	5301519	
3.5		0	75 см	синий	5351519	
1		5/0	50 см	синий	5101519P	
DS 19 мм Easy Pass	1.5	4/0	50 см	синий	5151519P	
	2	3/0	50 см	синий	5201519P	

Наружная режущая кромка		EP	USP	Длина	Номер заказа	
DS 24 мм		1.5	4/0	75 см	синий	5151524
		2	3/0	45 см	синий	5201524-45
		2	3/0	75 см	синий	5201524
		3	2/0	45 см	синий	5301524-45
		3	2/0	75 см	синий	5301524
		3.5	0	75 см	синий	5351524
		4	1	75 см	синий	5401524
DS 24 мм Easy Pass		2	3/0	50 см	синий	5201524P
		3	2/0	50 см	синий	5301524P
DS 26 мм		2	3/0	45 см	синий	5201526-45
		3	2/0	45 см	синий	5301526-45
		3	2/0	75 см	синий	5301526
DS 30 мм		2	3/0	75 см	синий	5201530
		3	2/0	75 см	синий	5301530
		3.5	0	75 см	синий	5351530
		4	1	75 см	синий	5401530
DS 36 мм		2	3/0	75 см	синий	5201536
		3	2/0	75 см	синий	5301536
		3.5	0	75 см	синий	5351536
		4	1	75 см	синий	5401536
DS 40 мм		3	2/0	75 см	синий	5301540
		3.5	0	75 см	синий	5351540
		4	1	90 см	синий	5401540
DS 45 мм		4	1	90 см	синий	5401545
		5	2	90 см	синий	5501540
DS 90 мм		4	1	90 см	синий	5401590

3/8  
окружности




Наружная режущая кромка		EP	USP	Длина	Номер заказа	
HS 22 мм		1.5	4/0	45 см	синий	5201422
		2	3/0	45 см	синий	5201422
HS 24 мм		3	2/0	75 см	синий	5301424

1/2  
окружности





Внутренняя режущая кромка 		EP	USP	Длина	Номер заказа	
Прямая	GS 60 мм	2	3/0	75 см	синий	5202160
		3	2/0	75 см	синий	5302160
	GS 75 мм	3	2/0	75 см	синий	5302175

Округлый корпус режущий  
конический наконечник  
с двумя иглами



EP

USP

Длина

Номер заказа

3/8  
окружности



2 x DRT 12 мм



0.7

6/0

75 см

синий

5070412-2

Округлый корпус режущий  
конический наконечник



EP

USP

Длина

Номер заказа

1/2  
окружности



HRT 10 мм



0.7

6/0

75 см

синий

5070510

HRT 25 мм



3

2/0

75 см

синий

5300525

Округлый корпус режущий  
конический наконечник  
с двумя иглами



EP

USP

Длина

Номер заказа

1/2  
окружности



2 x HRT 16 мм



1

5/0

75 см

синий

5100516-2

2 x HRT 22 мм



1.5

4/0

90 см

синий

5150522-2

2 x HRT 25 мм



1.5

4/0

90 см

синий

5150525-2

2

3/0

90 см

синий

5200525-2

3

2/0

90 см

синий

5300525-2

2 x HRT 30 мм



3

2/0

90 см

синий

5300530-2

**Проникающий наконечник  
коронарный  
с двумя иглами**



3/8  
окружности




		EP	USP	Длина		Номер заказа	
2 x CC 8 мм		0.4	8/0	60 см	<i>синий</i>	5042608-2	
		0.5	7/0	75 см	<i>синий</i>	5052608-2	
	0.7	6/0	75 см	<i>синий</i>	5072608-2		
	2 x CC 10 мм		0.5	7/0	75 см	<i>синий</i>	5052610-2
			0.7	6/0	75 см	<i>синий</i>	5072610-2
		0.5	7/0	75 см	<i>синий</i>	5052613-2	
2 x CC 13 мм		0.7	6/0	75 см	<i>синий</i>	5072613-2	
		1	5/0	75 см	<i>синий</i>	5102613-2	

**Проникающий наконечник  
коронарный  
Чёрная с двойной заточкой**



3/8  
окружности




		EP	USP	Длина		Номер заказа	
2 x CC 8 мм черный		0.4	8/0	60 см	<i>синий</i>	5042608-2VB	
		0.5	7/0	75 см	<i>синий</i>	5052608-2VB	
		0.7	6/0	75 см	<i>синий</i>	5072608-2VB	
	2 x CC 13 мм черный		0.7	6/0	75 см	<i>синий</i>	5072613-2VB
			1	5/0	75 см	<i>синий</i>	5102613-2VB

# DACLON

## NYLON

DACLON  
NYLON



<b>Тип</b>	Монофиламент
<b>Состав</b>	Экструзия полиамида 6.0 или 6.6
<b>Покрытие</b>	Нет
<b>Цвет</b>	Синий Черный
<b>Тканевая реакция</b>	Минимальная
<b>Рассасывание</b>	Нерассасывающийся. Постепенно инкапсулируется соединительной тканью. Масса нити уменьшается, приблизительно, на 10% в год из-за разрыва химических связей (в процессе гидролиза).
<b>Комплект поставки</b>	Коробка с 12 упаковками

*Качество  
и  
надежность*

**smi**

[www.sutures.be](http://www.sutures.be)

# DACLON

## NYLON

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ☑ Высокая прочность на растяжение, нерассасывающийся
- ☑ Синтетический
- ☑ Монофиламент однородного диаметра
- ☑ Пластичность и мягкость
- ☑ Герметичная упаковка

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная постоянная поддержка тканей
- Минимальная тканевая реакция
- Легко и с минимальным травматизмом проникает сквозь ткани
- Отсутствие капиллярности (отсутствие возможности роста бактерий)
- Отличная прочность узла
- Хорошие манипуляционные свойства
- Простой и надежный узел
- Гарантированная герметичность и стерильность продукта

**ПОКАЗАНИЯ**    Бщая аппроксимация мягких тканей и/или наложение лигатур

**Daclon Синий**  
 особенно в    Кожные швы  
                   Общая хирургия  
                   Пластическая хирургия  
                   Желудочно-кишечная хирургия  
                   Гинекология  
                   Акушерство  
                   Ортопедия

**Daclon Черный**  
 особенно в    Пластическая хирургия  
                   Офтальмологическая хирургия

Округлый корпус  
конический наконечник



		EP	USP	Длина	Цвет	Номер заказа
HR 16 мм		1	5/0	75 см	черный	9100116
		1.5	4/0	75 см	синий	9150116
HR 20 мм		0.7	6/0	75 см	черный	9070120
		1	5/0	75 см	черный	9100120
		1.5	4/0	75 см	синий	9150120
		2	3/0	75 см	синий	9200120
		3	2/0	75 см	синий	9300120
HR 22 мм		2	3/0	75 см	синий	9200122
		3	2/0	75 см	синий	9300122
HR 26 мм		1.5	4/0	75 см	синий	9150126
		2	3/0	75 см	синий	9200126
		3	2/0	75 см	синий	9300126
		3.5	0	75 см	синий	9350126
		4	1	75 см	синий	9400126
HR 30 мм		3	2/0	75 см	синий	9300130
		3.5	0	75 см	синий	9350130
		4	1	75 см	синий	9400130
HR 37 мм		3	2/0	75 см	синий	9300137
		3.5	0	75 см	синий	9350137
HR 40 мм		4	1	75 см	синий	9400137
		3	2/0	75 см	синий	9300140
HR 40 мм		3.5	0	75 см	синий	9350140
		4	1	75 см	синий	9400140
		5	2	75 см	синий	9500140
HR 50 мм		4	1	100 см	синий	9400150

1/2  
окружности



Округлый корпус  
конический наконечник, петля



		EP	USP	Длина		Номер заказа
HR 30 мм		3.5	0	150 см	синий	9350930
		4	1	150 см	синий	9400930
HR 35 мм		3.5	0	150 см	синий	9350935
		4	1	150 см	синий	9400935
HR 40 мм		3.5	0	150 см	синий	9350940
		4	1	150 см	синий	9400940
HR 50 мм		3.5	0	150 см	синий	9350950
		4	1	150 см	синий	9400950

Округлый корпус  
конический наконечник  
с двумя иглами



		EP	USP	Длина		Номер заказа
	2 x HR 65 мм	3	2/0	90 см	синий	9300165-2

## Наружная режущая кромка



EP

USP

Длина

Номер заказа

3/8  
окружности



Наружная режущая кромка	EP	USP	Длина	Номер заказа
DS 12 мм	0.5	7/0	75 см	черный 9051512
	0.7	6/0	75 см	черный 9071512
	1	5/0	75 см	черный 9101512
	1.5	4/0	75 см	синий 9151512
DS 12 мм Easy Pass	0.7	6/0	50 см	черный 9071512P
	1	5/0	50 см	черный 9101512P
	1.5	4/0	50 см	синий 9151512P
DS 16 мм	0.7	6/0	45 см	черный 9071516-45
	0.7	6/0	75 см	черный 9071516
	1	5/0	75 см	черный 9101516
	1.5	4/0	45 см	синий 9151516-45
	1.5	4/0	75 см	синий 9151516
	2	3/0	75 см	синий 9201516
DS 16 мм Easy Pass	0.7	6/0	50 см	черный 9071516P
	1	5/0	50 см	черный 9101516P
	1.5	4/0	50 см	синий 9151516P
DS 19 мм	1	5/0	45 см	черный 9101519-45
	1	5/0	75 см	черный 9101519
	1.5	4/0	45 см	синий 9151519-45
	1.5	4/0	75 см	синий 9151519
	2	3/0	45 см	синий 9201519-45
	2	3/0	75 см	синий 9201519
	3	2/0	75 см	синий 9301519
	3	2/0	75 см	синий 9301519
DS 19 мм Easy Pass	1.5	4/0	50 см	синий 9151519P
	2	3/0	50 см	синий 9201519P
	3	2/0	50 см	синий 9301519P
DS 24 мм	1	5/0	75 см	черный 9101524
	1.5	4/0	45 см	синий 9151524-45
	1.5	4/0	75 см	синий 9151524
	2	3/0	45 см	синий 9201524-45
	2	3/0	75 см	синий 9201524
	3	2/0	45 см	синий 9301524-45
	3	2/0	75 см	синий 9301524
	3.5	0	75 см	синий 9351524
	4	1	75 см	синий 9401524
5	2	90 см	синий 9501524	
DS 24 мм Easy Pass	3	2/0	50 см	синий 9301524P

## Наружная режущая кромка



EP

USP

Длина

Номер заказа

3/8  
окружности



DS 26 мм		2	3/0	45 см	синий	9201526-45		
		2	3/0	75 см	синий	9201526		
		3	2/0	45 см	синий	9301526-45		
		3	2/0	75 см	синий	9301526		
		DS 30 мм		2	3/0	75 см	синий	9201530
				3	2/0	75 см	синий	9301530
				3.5	0	75 см	синий	9351530
				4	1	75 см	синий	9401530
DS 36 мм		2	3/0	75 см	синий	9201536		
		3	2/0	75 см	синий	9301536		
		3.5	0	75 см	синий	9351536		
DS 40 мм		3	2/0	75 см	синий	9301540		
		3.5	0	75 см	синий	9351540		
		4	1	75 см	синий	9401540		
DS 45 мм		5	2	90 см	синий	9501540		
		3	2/0	100 см	синий	9301545		
DS 45 мм		4	1	75 см	синий	9401545		
		DS 60 мм		3.5	0	75 см	синий	9351560
DS 90 мм				3	2/0	100 см	синий	9301590
				3.5	0	100 см	синий	9351590
		4	1	100 см	синий	9401590		

## Наружная режущая кромка



EP

USP

Длина

Номер заказа

1/2  
окружности



HS 17 мм		1.5	4/0	75 см	синий	9151417
		2	3/0	75 см	синий	9201417
HS 22 мм		2	3/0	75 см	синий	9201422
		HS 26 мм		2	3/0	75 см
3	2/0			75 см	синий	9301426
HS 30 мм		3.5	0	75 см	синий	9351430



## Наружная режущая кромка



1/2  
окружности



		EP	USP	Длина		Номер заказа
	HS 36 мм	3.5	0	75 см	<i>синий</i>	9351436
		4	1	75 см	<i>синий</i>	9401436
		5	2	75 см	<i>синий</i>	9501436
	HS 40 мм	3.5	0	75 см	<i>синий</i>	9351440
		4	1	75 см	<i>синий</i>	9401440
	HS 48 мм	4	1	100 см	<i>синий</i>	9401448

## Внутренняя режущая кромка



Прямая

		EP	USP	Длина		Номер заказа
	GS 60 мм	2	3/0	75 см	<i>синий</i>	9202160
		3	2/0	75 см	<i>синий</i>	9302160

## Внутренняя режущая кромка



3/8  
окружности



		EP	USP	Длина		Номер заказа
	NS 26 мм	2	3/0	75 см	<i>синий</i>	9201726
	NS 30 мм	3	2/0	75 см	<i>синий</i>	9301730
	NS 40 мм	3	2/0	75 см	<i>синий</i>	9301740

# SUPRAMID

BLACK



<b>Тип</b>	Плетёный и мультифиламент с покрытием Размеры 5/0 и 6/0 монофиламент
<b>Состав</b>	Полиамидные 6.6 нити, заключенные в покрытие из полиамида 6
<b>Цвет</b>	Черный
<b>Тканевая реакция</b>	Минимальная
<b>Рассасывание</b>	Нерассасывающийся. Постепенно инкапсулируется соединительной тканью.
<b>Комплект поставки</b>	Коробка с 12 упаковками

*Качество  
и  
надежность*

**smi**

[www.sutures.be](http://www.sutures.be)

# SUPRAMID

BLACK

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокая прочность на растяжение, нерассасывающийся
- Синтетический
- Крученая структура
  
- Мультифиламент в оболочке
  
- Пластичность и мягкость
  
- Герметичная упаковка

**ПОКАЗАНИЯ**    Бщая аппроксимация мягких тканей и/или наложение лигатур  
особенно в    Кожные швы

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная постоянная поддержка тканей
  
- Минимальная тканевая реакция
  
- Великолепные эргономичные свойства  
Высокая гибкость  
Высокая прочность на растяжение  
Отличная защита узлов
  
- Легко и с минимальным травматизмом проникает сквозь ткани  
Хорошая завязка узла / регулировка  
Низкая капиллярность
  
- Хорошие манипуляционные свойства  
Простой и надежный узел
  
- Гарантированная герметичность и стерильность продукта

### Округлый корпус конический наконечник



EP

USP

Длина

Номер заказа

1/2  
окружности



HR 16 мм



1.5

4/0

75 см

черный

4150116

2

3/0

75 см

черный

4200116

HR 20 мм



2

3/0

45 см

черный

4200120

HR 26 мм



3

2/0

75 см

черный

4300126

### Округлый корпус конический наконечник



EP

USP

Длина

Номер заказа

Прямая

GR 22 мм



1.5

4/0

50 см

черный

4152022

### Наружная режущая кромка



EP

USP

Длина

Номер заказа

1/2  
окружности



HS 17 мм



1.5

4/0

75 см

черный

4151417

2

3/0

75 см

черный

4201417

HS 20 мм



1

5/0

75 см

черный

4101420

1.5

4/0

75 см

черный

4151420

2

3/0

75 см

черный

4201420

HS 22 мм



1.5

4/0

75 см

черный

4151422

HS 26 мм



1.5

4/0

75 см

черный

4151426

2

3/0

75 см

черный

4201426

3

2/0

75 см

черный

4301426

### Внутренняя режущая кромка



EP

USP

Длина

Номер заказа

Прямая

GS 20 мм



1.5

4/0

50 см

черный

4152120

GS 25 мм










1.5




4/0




60 см

черный


4152125

Наружная режущая кромка			EP	USP	Длина	Номер заказа	
	DS 12 мм		0.7	6/0	75 см	черный	4071512
			1	5/0	75 см	черный	4101512
			1.5	4/0	45 см	черный	4151512
	DS 16 мм		0.7	6/0	75 см	черный	4071516
			1	5/0	75 см	черный	4101516
			1.5	4/0	45 см	черный	4151516
			1.5	4/0	75 см	черный	4151516-75
			2	3/0	45 см	черный	4201516
			2	3/0	45 см	черный	4201516-75
	DS 19 мм		0.7	6/0	75 см	черный	4071519
			1	5/0	75 см	черный	4101519
			1.5	4/0	45 см	черный	4151519
			1.5	4/0	75 см	черный	4151519-75
			2	3/0	75 см	черный	4201519
	DS 24 мм		3	2/0	75 см	черный	4301524
			3.5	0	75 см	черный	4351524
			3	2/0	75 см	черный	4301536
	DS 36 мм		3.5	0	75 см	черный	4351536
			4	1	75 см	черный	4401536

Округлый корпус режущий конический наконечник			EP	USP	Длина	Номер заказа	
	HRT 18 мм		1.5	4/0	75 см	черный	4150518
			2	3/0	75 см	черный	4200518

Округлый корпус режущий конический наконечник			EP	USP	Длина	Номер заказа	
	DRT 18 мм		1.5	4/0	75 см	черный	4150418
			2	3/0	75 см	черный	4200418

# SILK



	<i><b>Шелк Плетеный</b></i>	<i><b>Шелк Естественный</b></i>
<b>Тип</b>	Плетеный полифиламент	Крученный полифиламент
<b>Состав</b>	Плетеный нити кокона шелкопряда	Крученые нити кокона шелкопряда
<b>Покрытие</b>	Силикон	Нет
<b>Цвет</b>	Черный	Синий
<b>Тканевая реакция</b>	Умеренная	
<b>Рассасывание</b>	Вызывает начальную воспалительную реакцию в тканях (за счет ферментативного гидролиза за период времени более 2-х лет), постепенно инкапсулируется соединительной тканью.	
<b>Комплект поставки</b>	Коробка с 12 упаковками	

*Качество  
и  
надежность*

**smi**

[www.sutures.be](http://www.sutures.be)

# SILK

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Высокая прочность на растяжение, нерассасывающийся
- ✓ Плетеная или крученая структура
- ✓ Полифиламент с покрытием
- ✓ Герметичная упаковка

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хорошая продолжительная поддержка тканей до 3 месяцев
- Великолепные эргономичные свойства
- Высокая гибкость
- Высокая прочность на растяжение
- Отличная защита узлов
- Легко и с минимальным травматизмом проникает сквозь ткани
- Хорошая завязка узла / регулировка
- Низкая капиллярность
- Гарантированная герметичность и стерильность продукта

**ПОКАЗАНИЯ** Бщая аппроксимация мягких тканей и/или наложение лигатур  
особенно в  
Общая хирургия  
Кожные швы  
Офтальмологическая хирургия  
Хирургия ротовой полости  
Желудочно-кишечная хирургия  
Гинекология  
Акушерство

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ** Мочевыводящие пути хирургия  
Желчные пути  
При повышенной чувствительности или аллергии пациента на шелк

Без иглы



EP	USP	Длина		Номер заказа
2	3/0	150 см	черный	8200015
3	2/0	150 см	черный	8300015
3.5	0	150 см	черный	8350015
4	1	150 см	черный	8400015
5	2	150 см	черный	8500015
6	3&4	150 см	черный	8600015
8	6	150 см	черный	8800015
2	3/0	6 x 45 см	черный	8200044
3	2/0	6 x 45 см	черный	8300044
3.5	0	6 x 45 см	черный	8350044
4	1	6 x 45 см	черный	8400044
5	2	6 x 45 см	черный	8500044
1.5	4/0	17 x 45 см	черный	8150046
2	3/0	17 x 45 см	черный	8200046
3	2/0	17 x 45 см	черный	8300046
3.5	0	17 x 45 см	черный	8350046
4	1	17 x 45 см	черный	8400046
5	2	17 x 45 см	черный	8500046
1.5	4/0	13 x 60 см	черный	8150060
2	3/0	13 x 60 см	черный	8200060
3	2/0	13 x 60 см	черный	8300060
3.5	0	13 x 60 см	черный	8350060
4	1	13 x 60 см	черный	8400060
2	3/0	12 x 75 см	черный	8200075
3	2/0	12 x 75 см	черный	8300075
3.5	0	12 x 75 см	черный	8350075
4	1	12 x 75 см	черный	8400075
5	2	12 x 75 см	черный	8500075

Без иглы



Лигапак



EP	USP	Длина		Номер заказа
2	3/0	250 см	черный	8200025
3	2/0	250 см	черный	8300025
3.5	0	250 см	черный	8350025
4	1	250 см	черный	8400025
5	2	250 см	черный	8500025
6	3&4	250 см	черный	8600025



Округлый корпус  
конический наконечник







1/2  
окружности



		EP	USP	Длина	Номер заказа
HR 12 мм		0.7	6/0	45 см	черный 8070112
		1	5/0	45 см	черный 8100112
		1.5	4/0	75 см	черный 8150112
HR 16 мм		0.7	6/0	45 см	черный 8070116
		1	5/0	75 см	черный 8100116
		1.5	4/0	75 см	черный 8150116
HR 20 мм		2	3/0	75 см	черный 8200116
		1	5/0	75 см	черный 8100120
		1.5	4/0	75 см	черный 8150120
HR 26 мм		2	3/0	75 см	черный 8200120
		3	2/0	75 см	черный 8300120
		3.5	0	75 см	черный 8350120
		4	1	75 см	черный 8400126
HR 30 мм		5	2	75 см	черный 8500126
		2	3/0	75 см	черный 8200130
		3	2/0	75 см	черный 8300130
		3.5	0	75 см	черный 8350130
		4	1	75 см	черный 8400130
HR 37 мм		5	2	75 см	черный 8500130
		2	3/0	75 см	черный 8200137
		3	2/0	75 см	черный 8300137
		3.5	0	75 см	черный 8350137
		4	1	75 см	черный 8400137
HR 40 мм		5	2	75 см	черный 8500137
		4	1	75 см	черный 8400140
		5	2	75 см	черный 8500140
HR 45 мм		3.5	0	75 см	черный 8350145
		4	1	75 см	черный 8400145
		5	2	75 см	черный 8500145

## Округлый корпус конический наконечник




		EP	USP	Длина	Номер заказа	
3/8 окружности	DR 12 мм 	1	5/0	45 см	черный	8100212
	DR 16 мм 	1.5	4/0	75 см	черный	8150216
		2	3/0	75 см	черный	8200216
	DR 25 мм 	2	3/0	75 см	черный	8200225
3		2/0	75 см	черный	8300225	
DR 30 мм 	3	2/0	75 см	черный	8300230	

## Округлый корпус конический наконечник








### Straight

		EP	USP	Длина	Номер заказа	
	GR 40 мм 	3	2/0	75 см	черный	8302040

## Наружная режущая кромка



		EP	USP	Длина	Номер заказа	
3/8 окружности	DS 12 мм 	0.5	7/0	45 см	черный	8051512
		0.7	6/0	45 см	черный	8071512
		1	5/0	45 см	черный	8101512
		1.5	4/0	75 см	черный	8151512
		2	3/0	75 см	черный	8201512
	DS 12 мм Easy Pass 	0.7	6/0	50 см	черный	8071512P
	DS 14 мм 	0.7	6/0	45 см	черный	8071514
	DS 16 мм 	0.7	6/0	75 см	черный	8071516
		1	5/0	75 см	черный	8101516
		1.5	4/0	75 см	черный	8151516
2		3/0	75 см	черный	8201516	
DS 16 мм Easy Pass 	3	2/0	75 см	черный	8301516	
	1	5/0	50 см	черный	8101516P	
	1.5	4/0	50 см	черный	8151516P	

Наружная режущая кромка



EP










USP

Длина

Номер заказа

3/8  
окружности



Наружная режущая кромка	EP	USP	Длина	Номер заказа
DS 19 мм 	0.7	6/0	75 см	черный 8071519
	1	5/0	75 см	черный 8101519
	1.5	4/0	75 см	черный 8151519
	2	3/0	75 см	черный 8201519
	3	2/0	75 см	черный 8301519
	3.5	0	75 см	черный 8351519
	4	1	75 см	черный 8401519
DS 19 мм Easy Pass 	1.5	4/0	50 см	черный 8151519P
	2	3/0	50 см	черный 8201519P
DS 24 мм 	1	5/0	75 см	черный 8101524
	1.5	4/0	75 см	черный 8151524
	2	3/0	75 см	черный 8201524
	3	2/0	75 см	черный 8301524
	3.5	0	75 см	черный 8351524
4	1	75 см	черный 8401524	
DS 24 мм Easy Pass 	2	3/0	75 см	черный 8201524P
DS 26 мм 	2	3/0	75 см	черный 8201526
	3	2/0	75 см	черный 8301526
DS 30 мм 	1.5	4/0	75 см	черный 8151530
	2	3/0	75 см	черный 8201530
	3	2/0	75 см	черный 8301530
	3.5	0	75 см	черный 8351530
	4	1	75 см	черный 8401530
DS 37 мм 	5	2	75 см	черный 8501530
	2	3/0	75 см	черный 8201537
	3	2/0	75 см	черный 8301537
	3.5	0	75 см	черный 8351537
	4	1	75 см	черный 8401537
DS 45 мм 	5	2	75 см	черный 8501537
	6	3&4	75 см	черный 8601537
	3	2/0	75 см	черный 8301545
	3.5	0	75 см	черный 8351545
	4	1	75 см	черный 8401545
DS 60 мм 	5	2	75 см	черный 8501545
	3	2/0	75 см	черный 8301560
	4	1	75 см	черный 8401560

### Наружная режущая кромка



EP

USP

Длина

Номер заказа

3/8  
окружности



DS 90 мм



3.5

0

100 см

черный

8351590

### Наружная режущая кромка



EP

USP

Длина

Номер заказа

1/2  
окружности



HS 12 мм



0.7

6/0

75 см

черный

8071412

HS 17 мм



1

5/0

75 см

черный

8101417

1.5

4/0

75 см

черный

8151417

2

3/0

75 см

черный

8201417

HS 20 мм



1.5

4/0

75 см

черный

8151420

2

3/0

75 см

черный

8201420

HS 22 мм



1

5/0

75 см

черный

8101422

1.5

4/0

75 см

черный

8151422

2

3/0

75 см

черный

8201422

3

2/0

75 см

черный

8301422

HS 26 мм



1

5/0

75 см

черный

8101426

1.5

4/0

75 см

черный

8151426

2

3/0

75 см

черный

8201426

3

2/0

75 см

черный

8301426

3.5

0

75 см

черный

8351426

HS 36 мм



3.5

0

75 см

черный

8351436

4

1

75 см

черный

8401436

### Внутренняя режущая кромка



EP

USP

Длина

Номер заказа

Прямая

GS 40 мм



3

2/0

75 см

черный

8302140

GS 60 мм



2

3/0

75 см

черный

8202160

3

2/0

75 см

черный

8302160

3.5

0

75 см

черный

8352160

4

1

75 см

черный

8402160

Округлый корпус режущий  
конический наконечник



			EP	USP	Длина	Номер заказа	
<p>1/2 окружности</p>	HRT 18 мм		1	5/0	75 см	черный	8100518
			1.5	4/0	75 см	черный	8150518
			2	3/0	75 см	черный	8200518
	HRT 27 мм		3	2/0	75 см	черный	8300518
			2	3/0	75 см	черный	8200527
			3	2/0	75 см	черный	8300527

Округлый корпус режущий  
конический наконечник



			EP	USP	Длина	Номер заказа	
<p>3/8 окружности</p>	DRT 18 мм		1.5	4/0	75 см	черный	8150418
			2	3/0	75 см	черный	8200418

# POLYESTER



<b>Тип</b>	Плетеный полифиламент
<b>Состав</b>	Полиэстер – полимер полиэтилен - терафталат
<b>Покрытие</b>	Силикон
<b>Цвет</b>	Зеленый Белый
<b>Тканевая реакция</b>	Минимальная
<b>Рассасывание</b>	Нерассасывающийся. Постепенно инкапсулируется соединительной тканью.
<b>Комплект поставки</b>	Коробка с 12 упаковками

*Качество  
и  
надежность*

**smi**

[www.sutures.be](http://www.sutures.be)

# POLYESTER

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ☑ Непревзойденная прочность на растяжение, нерассасывающийся
- ☑ Стойкий к повторным изгибающим нагрузкам
- ☑ Синтетический
- ☑ Плетеная структура
  
- ☑ Полифиламент с покрытием
  
- ☑ Герметичная упаковка

**ПОКАЗАНИЯ** Бщая аппроксимация мягких тканей и/или наложение лигатур

особенно в Сердечно-сосудистая хирургия  
Офтальмологическая хирургия  
Общая хирургия  
Кожные швы  
Ортопедия  
Желудочно-кишечная хирургия  
Акушерство

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная постоянная поддержка тканей
- Используется в сердечно-сосудистой хирургии (протезирование сердца)
- Минимальная тканевая реакция
- Великолепные эргономичные свойства  
Высокая гибкость  
Высокая прочность на растяжение  
Отличная защита узлов
- Легко и с минимальным травматизмом проникает сквозь ткани  
Хорошая завязка узла / регулировка  
Низкая капиллярность
- Гарантированная герметичность и стерильность продукта

Без иглы



EP	USP	Длина		Номер заказа
1.5	4/0	150 см	зеленый	7150015
2	3/0	150 см	зеленый	7200015
3	2/0	150 см	зеленый	7300015
3.5	0	150 см	зеленый	7350015
4	1	150 см	зеленый	7400015
5	2	150 см	зеленый	7500015
6	3&4	150 см	зеленый	7600015
1.5	4/0	6 x 45 см	зеленый	7150045
2	3/0	6 x 45 см	зеленый	7200045
3	2/0	6 x 45 см	зеленый	7300045
3.5	0	6 x 45 см	зеленый	7350045
4	1	6 x 45 см	зеленый	7400045
5	2	6 x 45 см	зеленый	7500045
6	3&4	6 x 45 см	зеленый	7600045
2	3/0	3 x 50 см	зеленый	7200050
3	2/0	3 x 50 см	зеленый	7300050
3.5	0	3 x 50 см	зеленый	7350050
4	1	3 x 50 см	зеленый	7400050
5	2	3 x 50 см	зеленый	7500050
2	3/0	2 x 75 см	зеленый	7200075-2

Без иглы



Лигапак



EP	USP	Длина		Номер заказа
1.5	4/0	250 см	зеленый	7150025
2	3/0	250 см	зеленый	7200025
3	2/0	250 см	зеленый	7300025
3.5	0	250 см	зеленый	7350025
4	1	250 см	зеленый	7400025
5	2	250 см	зеленый	7500025
6	3&4	250 см	зеленый	7600025



## Округлый корпус конический наконечник



1/2  
окружности



		EP	USP	Длина		Номер заказа
HR 16 мм		1	5/0	75 см	зеленый	7100116
		1.5	4/0	75 см	зеленый	7150116
		2	3/0	75 см	зеленый	7200116
HR 20 мм		1.5	4/0	75 см	зеленый	7150120
		2	3/0	75 см	зеленый	7200120
HR 26 мм		2	3/0	75 см	зеленый	7200126
		3	2/0	75 см	зеленый	7300126
		3.5	0	75 см	зеленый	7350126
		4	1	75 см	зеленый	7400126
HR 30 мм		2	3/0	75 см	зеленый	7200130
		3	2/0	75 см	зеленый	7300130
		3.5	0	75 см	зеленый	7350130
HR 36 мм		4	1	75 см	зеленый	7400130
		3	2/0	75 см	зеленый	7300136
HR 40 мм		3.5	0	75 см	зеленый	7350136
		4	1	75 см	зеленый	7400136
HR 48 мм		3.5	0	75 см	зеленый	7350140
		4	1	75 см	зеленый	7400140
		5	2	75 см	зеленый	7500140
HR 48 мм		7	5	75 см	зеленый	7700140
		4	1	75 см	зеленый	7400148
		5	2	75 см	зеленый	7500148

## Округлый корпус конический наконечник с двумя иглами



1/2  
окружности



		EP	USP	Длина		Номер заказа
2 x HR 17 мм		3	2/0	90 см	зеленый	7300117-2
2 x HR 20 мм		3	2/0	90 см	зеленый	7300120-2
2 x HR 26 мм		3	2/0	90 см	зеленый	7300126-2

**Округлый корпус  
конический наконечник  
с двумя иглами**



EP

USP

Длина

Номер заказа



HR 16 мм  
HR 36 мм



2

3/0

60 см

*зеленый*

7200116-36

**Округлый корпус  
конический наконечник  
с двумя иглами**



EP

USP

Длина

Номер заказа



HR 26 мм  
GR 19 мм



2

3/0

75 см

*зеленый*

7200126-2019

Прямая

**Округлый корпус  
конический наконечник**



EP

USP

Длина

Номер заказа

Прямая

GR 19 мм



1.5

4/0

45 см

*зеленый*

7152019

2

3/0

50 см

*зеленый*

7202019

**Округлый корпус режущий  
конический наконечник  
с двумя иглами**




EP

USP

Длина

Номер заказа



2 x HRT 17 мм



1.5

4/0

90 см

*зеленый*

7150517-2

2

3/0

90 см

*зеленый*

7200517-2

3

2/0

90 см

*зеленый*

7300517-2

3

2/0

90 см

*зеленый*  
10/foil

7300517-2-10

с закладкой - 4х *зелёные*, 4х  
*белые*

7300517-2P

2 x HRT 25 мм



2

3/0

90 см

*зеленый*

7200525-2

3

2/0

90 см

*зеленый*

7300525-2

3

2/0

90 см

*зеленый*  
10/foil

7300525-2-10

с закладкой - 4х *зелёные*, 4х  
*белые*

7300525-2P

## Округлый корпус режущий конический наконечник



1/2  
окружности











	EP	USP	Длина	Цвет	Номер заказа
HRT 18 мм 	1.5	4/0	75 см	зеленый	7150518
	2	3/0	75 см	зеленый	7200518
HRT 40 мм 	5	2	75 см	зеленый	7500540
HRT 55 мм 	7	5	4 x 75 см	зеленый	7700555-4











## Наружная режущая кромка





3/8  
окружности




	EP	USP	Длина	Цвет	Номер заказа
DS 12 мм 	1	5/0	45 см	зеленый	7101512
DS 16 мм 	1	5/0	75 см	зеленый	7101516
	1.5	4/0	75 см	зеленый	7151516
	2	3/0	75 см	зеленый	7201516
DS 19 мм 	1	5/0	75 см	зеленый	7101519
	1.5	4/0	75 см	зеленый	7151519
	2	3/0	75 см	зеленый	7201519
DS 24 мм 	3	2/0	75 см	зеленый	7301519
	2	3/0	75 см	зеленый	7201524
	3	2/0	75 см	зеленый	7301524
DS 26 мм 	3.5	0	75 см	зеленый	7351524
	1.5	4/0	75 см	зеленый	7151526
	3	2/0	75 см	зеленый	7301526
DS 30 мм 	2	3/0	75 см	зеленый	7201530
	3	2/0	75 см	зеленый	7301530
	3.5	0	75 см	зеленый	7351530
DS 36 мм 	4	1	75 см	зеленый	7401530
	3	2/0	75 см	зеленый	7301536
	5	2	75 см	зеленый	7501536
DS 40 мм 	3.5	0	75 см	зеленый	7351540
	4	1	75 см	зеленый	7401540
	5	2	75 см	зеленый	7501540

Наружная режущая кромка			EP	USP	Длина	Номер заказа	
	HS 17 мм		1.5	4/0	75 см	зеленый	7151417
			2	3/0	75 см	зеленый	7201417
	HS 20 мм		3	2/0	75 см	зеленый	7301420
			HS 22 мм		2	3/0	75 см
	HS 26 мм		2		3/0	75 см	зеленый
			3	2/0	75 см	зеленый	7301426
	HS 30 мм		3	2/0	75 см	зеленый	7301430
			3.5	0	75 см	зеленый	7351430
			4	1	75 см	зеленый	7401430
	HS 36 мм		5	2	75 см	зеленый	7501430
			3.5	0	75 см	зеленый	7351436
	HS 40 мм		4	1	75 см	зеленый	7401436
			5	2	75 см	зеленый	7501440
	HS 48 мм		6	3&4	75 см	зеленый	7601448
			7	5	75 см	зеленый	7701448

Внутренняя режущая кромка			EP	USP	Длина	Номер заказа	
Прямая	GS 60 мм		3.5	0	75 см	зеленый	7352160

# STEEL

## MONOFILAMENT



<b>Тип</b>	Монофиламент
<b>Состав</b>	Сплав железа, никеля и хрома
<b>Покрытие</b>	Нет
<b>Цвет</b>	Металл
<b>Тканевая реакция</b>	Минимальная
<b>Рассасывание</b>	Нерассасывающийся
<b>Комплект поставки</b>	Коробка с 12 упаковками

*Качество  
и  
надежность*

The logo for SMI, featuring the letters 'smi' in a stylized, lowercase, blue font with a white outline. The 'i' has a dot. The logo is positioned in the bottom right corner of the page.

[www.sutures.be](http://www.sutures.be)

# STEEL

## MONOFILAMENT

### *ХАРАКТЕРИСТИКИ*

- Высокая прочность на растяжение, нерассасывающийся
- Синтетический
- Пластичный и тягучий
- Монофиламент однородного диаметра
  
- Герметичная упаковка

### *ПОКАЗАНИЯ*

Сшивание грудины  
Ортопедия  
Наложении швов брюшины  
и хирургия грыж

### *ПРЕИМУЩЕСТВА*

- Отличная постоянная поддержка тканей
- Минимальная тканевая реакция
- Хорошие манипуляционные свойства
- Легко и с минимальным травматизмом проникает сквозь ткани
- Отсутствие капиллярности (отсутствие возможности роста бактерий)
- Отличная прочность узла
  
- Гарантированная герметичность и стерильность продукта


### *ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ*

При повышенной чувствительности или аллергии пациента на нержавеющую сталь, а также на такие металлы, как хром и никель

### Округлый корпус режущий конический наконечник



1/2  
окружности







	EP	USP	Длина	Номер заказа
HRT 40 мм 	6	3&4	4 x 45 см	ST45
HRT 48 мм 	7	5	4 x 45 см	ST55
	8	6	4 x 45 см	ST65
HRT 54 мм 	7	5	1 x 75 см	ST54

### Наружная режущая кромка



1/2  
окружности




	EP	USP	Длина	Номер заказа
HS 25 мм 	3.5	0	4 x 45 см	ST01
HS 40 мм 	4	1	4 x 45 см	ST11
	5	2	4 x 45 см	ST21
HS 48 мм 	6	3&4	4 x 45 см	ST41
HS 50 мм 	7	5	1 x 75 см	ST53
	7	5	4 x 45 см	ST51
	8	6	4 x 45 см	ST61
HS 58 мм 	7	5	4 x 45 см	ST52
	8	6	4 x 45 см	ST62

### Внутренняя режущая кромка



1/2  
окружности



	EP	USP	Длина	Номер заказа
NH 48 мм 	7	5	4 x 45 см	ST56
	8	6	4 x 45 см	ST63
	9	7	4 x 45 см	ST72



# МИКРОХИРУРГИЯ

Качество  
и  
надежность

**smi**

[www.sutures.be](http://www.sutures.be)



Микро игла кольцевой  
наконечник



EP

USP






Длина




Номер заказа


3/8  
окружности



MDR 3,3 мм 50µm		0.1	11/0	10 см	черный	MN111
MDR 3,8 мм 50µm		0.2	10/0	10 см	черный	MN102
MDR 5,1 мм 70µm		0.01	12/0	10 см	черный	MN124
		0.1	11/0	10 см	черный	MN114
		0.2	10/0	10 см	черный	MN104
MDR 3,8 мм 70µm		0.1	11/0	10 см	черный	MN113
MDR 3,8 мм 100µm		0.2	10/0	15 см	черный	MN105
MDR 5,1 мм 100µm		0.2	10/0	15 см	черный	MN106
		0.3	9/0	15 см	черный	MN096
MDR 6,4 мм 140µm		0.4	8/0	15 см	черный	MN087
MDR 9,7 мм 200µm		0.5	7/0	45 см	черный	MN078

Микро игла кольеющий наконечник		EP	USP	Длина	Номер заказа	
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;"> <p>3/8 окружности</p>  </div> <div> <p>MDR 5,1 мм 100µm</p> </div> </div>		0.2	10/0	15 см	<i>синий</i>	MP106
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;">  </div> <div> <p>MDR 6,4 мм 150µm</p> </div> </div>		0.3	9/0	15 см	<i>синий</i>	MP097

Микро игла колющий наконечник		EP	USP	Длина	<i>фиолетовый</i>	Номер заказа
<p>3/8 окружности</p> 		0.4	8/0	20 см	<i>фиолетовый</i>	M910087


















# ОФТАЛЬМО- ЛОГИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

Качество  
и  
надежность



[www.sutures.be](http://www.sutures.be)

Шпательная игла с двойной боковой заточкой 		EP	USP	Длина	Номер заказа	
1/2 окружности 	2 x HSP 8 мм 200 μm		0.5	7/0	45 см	фиолетовый OSU07
Шпательная игла с двойной боковой заточкой 		EP	USP	Длина	Номер заказа	
3/8 окружности 	2 x DSP 6 мм 200 μm		0.4	8/0	45 см	фиолетовый OSU08
	2 x DSP 6,2 мм 150 μm		0.2	10/0	30 см	фиолетовый OSU10
	2 x DSP 6,4 мм 200 μm		0.3	9/0	30 см	фиолетовый OSU09
	2 x DSP 8 мм 200 μm		0.5	7/0	45 см	фиолетовый OSU071
Шпательная игла с боковой заточкой 		EP	USP	Длина	Номер заказа	
3/8 окружности 	DSP 6,2 мм 150 μm		0.2	10/0	10 см	фиолетовый OSU101
Шпательная игла с двойной боковой заточкой 		EP	USP	Длина	Номер заказа	
1/4 окружности 	2 x VSP 8 мм 300 μm		0.7	6/0	45 см	фиолетовый OSU06
	350 μm		1	5/0	45 см	фиолетовый OSU05

## Шпательная игла с двойной боковой заточкой

1/2  
окружности



2 x HSP 8 мм  
200 µm  
300 µm



EP	USP	Длина		Номер заказа
0.5	7/0	45 см	фиолетовый	O91007
0.7	6/0	45 см	фиолетовый	O910061

## Шпательная игла с двойной боковой заточкой

3/8  
окружности



2 x DSP 6 мм  
200 µm  
220 µm



EP	USP	Длина		Номер заказа
0.4	8/0	45 см	фиолетовый	O91008
0.5	7/0	45 см	фиолетовый	O910072
1	5/0	45 см	фиолетовый	O910051

## С двумя режущими сторонами с двумя иглами

1/4  
окружности



2 x VSP 8 мм  
300 µm



EP	USP	Длина		Номер заказа
0.7	6/0	45 см	фиолетовый	O91006
0.7	6/0	45 см	неокрашенный	O91006U
1	5/0	45 см	фиолетовый	O91005

Шпательная игла с двойной боковой заточкой 

3/8  
окружности



2 x DSP 6,5 мм  
200 μm



EP

0.4

USP

8/0

Длина

45 см

Номер заказа

*синий* OS81

Шпательная игла с двойной боковой заточкой 

3/8  
окружности



2 x DSP 6,5 мм  
200 μm



EP

0.4

USP

8/0

Длина

45 см

Номер заказа

*черный* OS81B

2 x DSP 6,5 мм  
240 μm



0.5

7/0

45 см

*черный* OS71

2 x DSP 8 мм  
350 μm



0.7

6/0

45 см

*черный* OS61

1

5/0

30 см

*черный* OS52

С двумя режущими сторонами с двумя иглами 

1/4  
окружности



2 x VSP 8 мм  
250 μm



EP

0.7

USP

6/0

Длина

45 см

Номер заказа

*черный* OS62

2 x VSP 10 мм  
350 μm



1

5/0

45 см

*черный* OS51

### Округлый корпус конический наконечник с двумя иглами



EP USP Длина Номер заказа



2 x VR 8 мм  
220 μm



0.4 8/0 45 см *черный* ON81

### Шпательная игла с двойной боковой заточкой



EP USP Длина Номер заказа



2 x HSP 6,2 мм  
150 μm



0.2 10/0 30 см *черный* ON102

2 x HSP 6,4 мм  
220 μm



0.2 10/0 30 см *черный* ON106

2 x HSP 8 мм  
300 μm



0.7 6/0 45 см *черный* ON62

### Шпательная игла с двойной боковой заточкой



EP USP Длина Номер заказа



2 x DSP 6 мм  
220 μm



0.2 10/0 30 см *черный* ON103

0.1 11/0 20 см *черный* ON111

0.2 10/0 30 см *черный* ON101

2 x DSP 6,2 мм  
150 μm



0.3 9/0 30 см *черный* ON95

0.3 9/0 45 см *черный* ON95-45

0.4 8/0 30 см *черный* ON85

0.4 8/0 45 см *черный* ON85-45

0.5 7/0 30 см *черный* ON75

2 x DSP 6,4 мм  
220 μm



0.2 10/0 30 см *черный* ON105

0.2 10/0 45 см *черный* ON105-45

2 x DSP 8 мм  
300 μm



0.7 6/0 45 см *черный* ON61

### С двумя режущими сторонами с двумя иглами



EP USP Длина Номер заказа



2 x VSP 8 мм  
220 μm



1 5/0 45 см *черный* ON51



## Шпательная игла с двойной боковой заточкой



3/8  
окружности



2 x DSP 8 мм  
300 μm



EP

USP

Длина

Номер заказа

1

5/0

45 см


*белый*

OP53

## С двумя режущими сторонами с двумя иглами



1/4  
окружности



2 x VSP 8 мм  
350 μm



0.5

7/0

45 см

*белый*

OP71

2 x VSP 8 мм  
300 μm



0.7

6/0

45 см

*белый*

OP61

2 x VSP 8 мм  
250 μm



1

5/0

45 см

*белый*

OP51

2 x VSP 8 мм  
350 μm



1.5

4/0

45 см

*белый*

OP41

Шпательная игла с двойной боковой заточкой 3/8  
окружности2 x DSP 6,4 мм  
200 µm

EP

USP

Длина

Номер заказа

0.2

10/0

30 см

*синий*

OPP105

С двумя режущими сторонами с двумя иглами 

Прямая

2 x GSP 16,15 мм  
150 µm

EP

USP

Длина

Номер заказа

0.2

10/0

20 см

*синий*

OPP101



# *СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ*

*Качество  
и  
надежность*

**smi**

[www.sutures.be](http://www.sutures.be)

## Кожный степлер и удалитель скоб

### ПОКАЗАНИЯ:


Кожный степлер SMI может использоваться для различных видов закрытия кожи.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ☑ Эргономичный и удобный дизайн
- ☑ Чёткий обзор рабочей поверхности
- ☑ Легко проверить оставшиеся скобы

1. Степлер для кожи с 35 широкими скобами
2. Удалитель скоб однократного применения
3. Удалитель скоб однократного применения 2

Размер скобы



ZS35W  
ZSR  
ZSR2



## Игла для биопсии

Стерильная биопсийная игла для точной и бережной биопсии кожи

Бесшовная острая режущая кромка из нержавеющей стали

Рёбристая рукоятка для надёжного захвата и контроля



Ø 2 мм	25 штук	ZBP2
Ø 3 мм	25 штук	ZBP3
Ø 4 мм	25 штук	ZBP4
Ø 5 мм	25 штук	ZBP5
Ø 6 мм	25 штук	ZBP5
Ø 8 мм	25 штук	ZBP8
Ø 10 мм	15 штук	ZBP10
Ø 12 мм	15 штук	ZBP12

## Держатель для хирургических нитей

### Держатель и ящик для держателя



Благодаря стеллажной системе ваши хирургические нити организованы и легко доступны во время операции. Сменные части позволяют собирать в несколько конфигураций.

1 держатель для 2 горизонтальных коробок шовных материалов (125 мм x 72 мм x 143 мм) Z070

Ящик для держателя Z071

## Полипропиленовые хирургические сетки

### ПОКАЗАНИЯ:

Укрепление брюшной стенки

- Грыжа
- Событие

С помощью целиоскопии или лапаротомии

### СОСТАВ:


Полипропиленовые мононити, вязанные в эластичную, прочную сетку

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ☑ Высокая стабильность размеров
- ☑ Очень тонкая сетчатая структура
- ☑ Идеальная пористость
- ☑ Отличная прозрачность
- ☑ Высокая эргономичность
- ☑ Легко резать
- ☑ Хорошо переносится

### Квадратная и прямоугольная сетка

ЛЁГКАЯ СЕТКА 5 штук	15 см x 15 см	ZML1515
	30 см x 30 см	ZML3030
	6 см x 11 см	ZML0611
	10 см x 15 см	ZML1015
	7,5 см x 15 см	ZML07515
СТАНДАРТНАЯ СЕТКА 5 штук	15 см x 15 см	ZMS1515
	30 см x 30 см	ZMS3030
	6 см x 11 см	ZMS0611
	10 см x 15 см	ZMS1015
	7,5 см x 15 см	ZMS07515
	5 x 10 см	ZMS0510
ТЯЖЁЛАЯ СЕТКА 5 штук	15 см x 15 см	ZMH1515
	30 см x 30 см	ZMH3030
	6 см x 11 см	ZMH0611
	10 см x 15 см	ZMH1015
	7,5 см x 15 см	ZMH07515



### Сетчатая заплатка

5 штук	7 см Ø - накладка 5 x 10 см	ZMP7
	9 см Ø - накладка 5 x 10 см	ZMP9
	11 см Ø - накладка 5 x 10 см	ZMP11

Плоская заплатка



Формованная заплатка



Накладка



## Хирургические лезвия и ручки для скальпеля

Для рукоятки лезвия № 3



Хирургическое лезвие	№ 10	№ 11	№ 12	№ 12d	№ 15	№ 15c
без держателя	ZB10	ZB11	ZB12	ZB12d	ZB15	ZB15c
с пластиковым держателем	ZBD10	ZBD11	ZBD12		ZBD15	

Для рукоятки лезвия № 4



Хирургическое лезвие	№ 18	№ 20	№ 21	№ 22	№ 23	№ 24	№ 25
без держателя	ZB18	ZB20	ZB21	ZB22	ZB23	ZB24	ZB25
с пластиковым держателем		ZBD20	ZBD21	ZBD22	ZBD23	ZBD24	



### СОСТАВ:

Углеродистая сталь

### ПРЕЗЕНТАЦИЯ:

Индивидуальная стерильная фольгированная упаковка

Без держателя 100 / коробка

С пластиковым держателем 10 / коробка

## Кутер стежков



ZBS

## Держатель скальпеля

СОСТАВ: Нержавеющая сталь

ПРЕЗЕНТАЦИЯ: 10/ коробка



№ 3 ZBH3



№ 4 ZBH4

## Набор для эпизиотомии

Сургикрил® Рапид: Синтетическая абсорбируемая полигликолиевая кислота – плетеный полифиламент с покрытием - быстрое рассасывание

Наружная режущая кромка

Округлый корпус Режущий конический наконечник



Номер заказа

<p>3/8 окружности</p> <p>1/2 окружности</p>	<p>DS 26 мм HRT 40 мм</p>	1 x USP 2/0 – DS 26 мм – 75 см	неокрашенный	S-1430-1435
		2 x USP 0 – HRT 40 мм – 90 см		
		1 x USP 2/0 – DS 26 мм – 75 см	неокрашенный	S-1430-1435-1
		1 x USP 0 – HRT 40 мм – 90 см		

## Гинекологический набор

Шовный набор для шейки матки

2 тупоконечные иглы

Номер заказа

	2 x HRB 50 мм	4 мм лента из полиэстера 40 см	ZCE1
		4 мм лента из полиэстера 50 см	ZCE4
	2 x HRB 65 мм	4 мм лента из полиэстера 50 см	ZCE3

## Коленный набор

Внутренняя режущая кромка



EP

USP

Длина

Номер заказа

<p>1/2 окружности</p>	<p>NH 120 мм</p>	9	7	60 см	ST75
---------------------------	------------------	---	---	-------	------

## Пиломат

**Измельчитель таблеток Z045**  
Измельчает таблетки простым движением запястья.




**Разделитель таблеток Z044**  
Делит таблетку любого размера пополам.




## Иглы

12 в одной упаковке



	Обычное ушко GN	Пружинное ушко GF	Обычное ушко GRN	Пружинное ушко GRF
90 мм №00		Z 751		Z 850
80 мм №1	Z 702	Z 752		Z 851
70 мм №2	Z 703	Z 753		Z 853
65 мм №3	Z 704			
60 мм №4		Z 755		Z 855
55 мм №6	Z 706	Z 756	Z 806	Z 856
50 мм №7		Z 758	Z 807	Z 858
48 мм				Z 840
45 мм №8	Z 708	Z 759	Z 808	Z 859
40 мм №9	Z 710	Z 760	Z 810	Z 860
35 мм №10	Z 711	Z 761	Z 811	Z 861
30 мм №12	Z 712	Z 762	Z 812	Z 862
25 мм №13	Z 713	Z 763	Z 813	Z 863
20 мм №15	Z 714	Z 764	Z 814	Z 864
16 мм №16		Z 766		Z 866

### ЛЫЖНЫЕ ИГЛЫ Наполовину изогнутый



	Обычное ушко	Пружинное ушко
80 мм №1	Z 202	
70 мм №2	Z 203	
65 мм №3	Z 204	
60 мм №4	Z 205	
57 мм №5	Z 201	
55 мм №6	Z 206	
50 мм №7	Z 207	
45 мм №8	Z 208	
40 мм №9		Z 260
35 мм №10		Z 261
30 мм №12		Z 262
25 мм №13		Z 263
20 мм №15		Z 264
16 мм №16		Z 266
12 мм №20		Z 268





3/8 окружности




	Обычное ушко BN	Пружинное ушко BRN	Обычное ушко BRN	Пружинное ушко BRF	Обычное ушко BRT
130 мм №6-0	Z 495		Z 595		
110 мм №4-0			Z 599		
100 мм №000	Z 500	Z 550		Z 650	
90 мм №00	Z 501	Z 551	Z 601	Z 651	Z 301
90 мм LIGHT №00	Z 502		Z 602		
85 мм №0			Z 590		
80 мм №1	Z 503	Z 552	Z 591		Z 303
70 мм №2	Z 504	Z 553	Z 603	Z 653	
70 мм LIGHT №2	Z 504L				
65 мм №3			Z 604		
60 мм №4	Z 505	Z 555		Z 655	
57 мм №5	Z 506		Z 605		
55 мм №6		Z 556		Z 656	
50 мм №7		Z 557	Z 607	Z 657	
45 мм №8	Z 508	Z 558	Z 608	Z 658	
40 мм №9	Z 510	Z 560	Z 610	Z 660	
35 мм №10	Z 511	Z 561	Z 611	Z 661	
32 мм №11		Z 570		Z 670	
30 мм №12	Z 512	Z 562	Z 612	Z 662	
25 мм №13	Z 513	Z 563	Z 613	Z 663	
22 мм №14		Z 571		Z 671	
20 мм №15	Z 514	Z 564	Z 614	Z 664	
16 мм №16	Z 516	Z 566		Z 666	
14 мм №17		Z 567		Z 667	
12 мм №20		Z 568			

ПРЯМАЯ



Обычное ушко GSN

Пружинное ушко GSF



		Обычное ушко GSN	Пружинное ушко GSF
75 мм № 1			Z 904
60 мм № 4		Z 903	Z 913
45 мм № 8		Z 902	
40 мм № 9			Z 912
35 мм № 10			Z 911

## Маркер для кожи

Для маркировки кожи в общих целях. Нестираемые голубые фиолетовые чернила. Биосовместимый, нетоксичный и не раздражающий. С линейкой в сантиметрах и дюймах.

ZSM 20 Двойной наконечник, обычный и тонкий маркер кожи с линейкой, стерильный



## Костный воск



12 x 2.5 g

Z046

### СОСТАВ:

Рафинированный белый пчелиный воск, парафин и изопропилпальмитат

### ПОКАЗАНИЯ:

используется в качестве механического гемостатика для предотвращения кровотечения в костной ткани.

### ПРЕЗЕНТАЦИЯ:

2,5 г пластин, индивидуально обернутых 12 в одну коробку, стерильных

## SMI Spon

### *Абсорбируемая гемостатическая желатиновая губка*

### СОСТАВ:

Высокоочищенный желатиновый материал

### ПОКАЗАНИЯ:

Для использования в различных хирургических процедурах. Предназначен для гемостатического применения, применяя к кровоточащей поверхности. Непирогенный и биосовместимый.



1. СТАНДАРТНЫЙ	80 x 50 x 10 мм	ZHG805010
2. ОБЫЧНЫЙ	70 x 50 x 10 мм	ZHG705010
3. ОСОБЫЙ	80 x 50 x 1 мм	ZHG805001
4. ТАМПОН	80 x 30 мм DIA	ZHG8030
5. СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КУБ	10 x 10 x 10 мм	ZHG101010