

SPECIFICAȚII TEHNICE (Anexa nr.22)
pentru IMSP SCM „Sfînta Treime”

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1670311969004 / 21068959	din 27 decembrie 2022
Obiectul de achiziție : Reagenți pentru analizatoarele hematologice Sysmex XN-2000, XN-530, XP-300, UC-100 pentru anul 2023		

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	
1		Reagenți analizatorul Sysmex XN-2000						
1.1	33696500-0	Cellpack DCL	Cellpack DCL	Japonia	Sysmex	Reagent pentru diluarea tuturor fracțiilor celulare; ambalaj 20L. Compatibil cu analizatorul Sysmex XN-2000	Conform cerințelor; ambalaj 20 L; Produs este original de la producatorul analizatorului XN-2000	CE, ISO
1.2	33696500-0	Sulfolyser	Sulfolyser	Japonia	Sysmex	Reagent pentru determinarea automată a concentrației de hemoglobină din sânge; ambalaj 3x500 ml. Compatibil cu analizatorul Sysmex XN-2000	Conform cerințelor; ambalaj 3x500 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului XN-2000	CE, ISO
1.3	33696500-0	Lysercell WNR	Lysercell WNR	Japonia	Sysmex	Reagent pentru lizarea eritrocitelor pentru efectuarea enumerării ulterioare a leucocitelor, bazofilelor, eritrocitelor nucleate; ambalaj 5L. Compatibil cu analizatorul Sysmex XN-2000	Conform cerințelor; ambalaj 5 L; Produs este original de la producatorul analizatorului XN-2000	CE, ISO
1.4	33696500-0	Lysercell WDF	Lysercell WDF	Japonia	Sysmex	Reagent pentru lizarea eritrocitelor pentru efectuarea enumerării ulterioare a neutrofilelor, limfocitelor, monocitelor și eozinofilelor; ambalaj 2L. Compatibil cu analizatorul Sysmex XN-2000	Conform cerințelor; ambalaj 2 L; Produs este original de la producatorul analizatorului XN-2000	CE, ISO
1.5	33696500-0	Fluorcell WNR	Fluorocell WNR	Japonia	Sysmex	Reagent pentru marcarea celulelor nucleate din proba de sânge diluat și lizat în vederea stabilirii numărului de leucocite, a numărului de eritrocite nucleate și a numărului de bazofile din sânge; ambalaj 2x82 ml. Compatibil cu analizatorul Sysmex XN-2000	Conform cerințelor; ambalaj 2x82 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului XN-2000	CE, ISO

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0		1	2	3	4	5	6	7
1.6	33696500-0	Fluorocell WDF	Fluorocell WDF	Japonia	Sysmex	Reagent pentru marcarea leucocitelor din proba de sânge diluat și lizat în vederea stabilirii numărului diferențiat pe 4 tipuri de leucocite din sânge; ambalaj 2x22 ml. Compatibil cu analizatorul Sysmex XN-2000	Conform cerințelor; ambalaj 2x22 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului XN-2000	CE, ISO
1.7	33696500-0	Cellclean	Cellclean	Japonia	Sysmex	Detergent pentru îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului; ambalaj 50 ml. Compatibil cu analizatorul Sysmex XN-2000	Conform cerințelor; ambalaj 50 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului XN-2000	CE, ISO
1.8	33696500-0	XN Check L1	XN Check L1	Japonia	Sysmex	Material de control (nivel scăzut); ambalaj 3 ml. Compatibil cu analizatorul Sysmex XN-2000	Conform cerințelor; ambalaj 3 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului XN-2000	CE, ISO
1.9	33696500-0	XN Check L2	XN Check L2	Japonia	Sysmex	Material de control (nivel normal); ambalaj 3 ml. Compatibil cu analizatorul Sysmex XN-2000	Conform cerințelor; ambalaj 3 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului XN-2000	CE, ISO
1.10	33696500-0	XN Check L3	XN Check L3	Japonia	Sysmex	Material de control (nivel înalt); ambalaj 3 ml. Compatibil cu analizatorul Sysmex XN-2000	Conform cerințelor; ambalaj 3 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului XN-2000	CE, ISO
1.11	33696500-0	XN CAL	XN CAL	Japonia	Sysmex	Calibrator pentru calibrarea instrumentului; ambalaj 3 ml. Compatibil cu analizatorul Sysmex XN-2000	Conform cerințelor; ambalaj 3 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului XN-2000	CE, ISO
2		Reagenți analizatorul Sysmex XN-530						
2.1	33696500-0	Cellpack DCL	Cellpack DCL	Japonia	Sysmex	Reagent pentru diluarea tuturor fracțiilor celulare; ambalaj 20L. Compatibil cu analizatorul Sysmex XN-530	Conform cerințelor; ambalaj 20 L; Produs este original de la producatorul analizatorului XN-530	CE, ISO
2.2	33696500-0	Sulfolyser	Sulfolyser	Japonia	Sysmex	Reagent pentru determinarea automată a concentrației de hemoglobină din sânge; ambalaj 3x500 ml. Compatibil cu analizatorul Sysmex XN-530	Conform cerințelor; ambalaj 3x500 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului XN-530	CE, ISO
2.3	33696500-0	Lysercell WDF	Lysercell WDF	Japonia	Sysmex	Reagent pentru lizarea eritrocitelor pentru efectuarea enumerării ulterioare a neutrofilelor, limfocitelor, monocitelor și eozinofilelor; ambalaj 2L. Compatibil cu analizatorul Sysmex XN-530	Conform cerințelor; ambalaj 2 L; Produs este original de la producatorul analizatorului XN-530	CE, ISO

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1		2	3	4	5	6	7
2.4	33696500-0	Fluorocell WDF	Fluorocell WDF	Japonia	Sysmex	Reagent pentru marcarea leucocitelor din proba de sânge diluat și lizat în vederea stabilirii numărului diferențiat pe 4 tipuri de leucocite din sânge; ambalaj 2x22 ml. Compatibil cu analizatorul Sysmex XN-530	Conform cerințelor; ambalaj 2x22 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului XN-530	CE, ISO
2.5	33696500-0	Cellclean	Cellclean	Japonia	Sysmex	Detergent pentru îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului; ambalaj 50 ml. Compatibil cu analizatorul Sysmex XN-530	Conform cerințelor; ambalaj 50 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului XN-530	CE, ISO
2.6	33696500-0	XN-L Check L1	XN-L Check L1	Japonia	Sysmex	Material de control (nivel scăzut); ambalaj 3 ml. Compatibil cu analizatorul Sysmex XN-530	Conform cerințelor; ambalaj 3 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului XN-530	CE, ISO
2.7	33696500-0	XN-L Check L2	XN-L Check L2	Japonia	Sysmex	Material de control (nivel normal); ambalaj 3 ml. Compatibil cu analizatorul Sysmex XN-530	Conform cerințelor; ambalaj 3 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului XN-530	CE, ISO
2.8	33696500-0	XN-L Check L3	XN-L Check L3	Japonia	Sysmex	Materialul de control (nivel înalt); ambalaj 3 ml. Compatibil cu analizatorul Sysmex XN-530	Conform cerințelor; ambalaj 3 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului XN-530	CE, ISO
2.9	33696500-0	XN CAL	XN CAL	Japonia	Sysmex	Calibrator pentru calibrarea instrumentului; ambalaj 3 ml. Compatibil cu analizatorul Sysmex XN-530	Conform cerințelor; ambalaj 3 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului XN-530	CE, ISO
3		Reagenți analizatorul Sysmex XP-300						
3.1	33696500-0	Cellpack	Cellpack	Japonia	Sysmex	Reagent pentru diluarea tuturor fracțiilor celulare; ambalaj 20L. Compatibil cu analizatorul Sysmex XP-300	Conform cerințelor; ambalaj 20 L; Produs este original de la producatorul analizatorului XP-300	CE, ISO
3.2	33696500-0	Stromatolyzer-WH (3x500 ml)	Stromatolyzer-WH	Japonia	Sysmex	Reagent pentru determinarea automata a concentrației de hemoglobina în sânge; ambalaj 3x500 ml. Compatibil cu analizatorul Sysmex XP-300	Conform cerințelor; ambalaj 3x500 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului XP-300	CE, ISO
3.3	33696500-0	Cellclean (50 ml)	Cellclean	Japonia	Sysmex	Detergent pentru îndepărtarea resturilor de lizant, reziduri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului; ambalaj 50 ml. Compatibil cu analizatorul Sysmex XP-300	Conform cerințelor; ambalaj 50 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului XP-300	CE, ISO
3.4	33696500-0	Eightchek-3WP L (1,5 ml)	Eightcheck-3WP L	Japonia	Sysmex	Material de control (nivel scăzut); ambalaj 1,5 ml. Compatibil cu analizatorul Sysmex XP-300	Conform cerințelor; ambalaj 1,5 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului XP-300	CE, ISO

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0		1	2	3	4	5	6	7
3.5	33696500-0	Eightchek-3WP N (1,5 ml)	Eightcheck-3WP N	Japonia	Sysmex	Material de control (nivel normal); ambalaj 1,5 ml. Compatibil cu analizatorul Sysmex XP-300	Conform cerințelor; ambalaj 1,5 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului XP-300	CE, ISO
3.6	33696500-0	Eightchek-3WP H (1,5 ml)	Eightcheck-3WP H	Japonia	Sysmex	Material de control (nivel ridicat); ambalaj 1,5 ml. Compatibil cu analizatorul Sysmex XP-300	Conform cerințelor; ambalaj 1,5 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului XP-300	CE, ISO
4		Reagenți analizatorul Sysmex UC-100						
4.1	33696500-0	MEDITAPE UC-12S. (ambalaj - 100 buc.)	MEDITAPE UC-12S	Japonia	Sysmex	UC-12S: pH, SG, GLU, PRO, BLD, URO, KET, BIL, NIT, LEU, CRE, ALB, ALB/CRE ratio, PRO/CRE ratio. Ambalaj - 100 buc. Compatibil cu analizatorul Sysmex UC-100	Conform cerințelor; ambalaj 100 buc; Produs este original de la producatorul analizatorului UC-1000.	CE, ISO
4.2	33696500-0	UC-CONTROL	UC-CONTROL	Japonia	Sysmex	Material de control; Ambalaj 3x2x10 ml. Compatibil cu analizatorul Sysmex UC-100	Conform cerințelor; ambalaj 3x2x10 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului UC-1000.	CE, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **"Echipamed - Plus" SRL** Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B" of.2-7**