

Numarul procedurii de achizitie:					21316396 din 19.12.2024			
Obiectul achizitiei:					Reactivi și consumabile de laborator pentru necesitățile a.2025, conform necesitatilor IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Toma Ciorba"			
Cod CPV	NR Lot	Denumirea bunurilor si/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificatia tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33696500-0	Lot 1	TPHA	043100A	Marea Britanie	LORNE	Unitatea de masura "Test". Test TPHA este un test serologic care detecteaza anticorpi specifici anti- Treponema palidum. Metoda este bazată pe reactia de hemaglutinare indirecta. Trusa va contine tot necesarul pentru 100 de teste. Set pentru 100 teste Componenta setului: 1. TPHA reagent; 2. Diluent salină cu absorbant; 3. Ser de control pozitiv; 4. Ser de control negativ; Sensibilitatea ≥ 99.0% Specificitatea ≥ 99.0% Diferit de producatorul determinat castigator in cadrul Programului National HIV/SIDA și ITS pentru anul 2025	Unitatea de masura "Test". Test TPHA este un test serologic care detecteaza anticorpi specifici anti- Treponema palidum. Metoda este bazată pe reactia de hemaglutinare indirecta. Trusa va contine tot necesarul pentru 100 de teste. Set pentru 100 teste Componenta setului: 1. TPHA reagent; 2. Diluent salină cu absorbant; 3. Ser de control pozitiv; 4. Ser de control negativ; Sensibilitatea ≥ 99.0% Specificitatea ≥ 99.0% Diferit de producatorul determinat castigator in cadrul Programului National HIV/SIDA și ITS pentru anul 2025	ISO, CE
33696500-0	Lot 2	Set pentru colorație pe Gram	80293	Italia	Liofilchem	Tip reagent-licid, set = 4 flacoane x 125ml, unitatea de măsură set	Set pentru colorație pe Gram, 4x250 ml	ISO
33696500-0	Lot 3	Mediu Enterococ Agar, kg	610001	Italia	Liofilchem	Enterococagar/Bile Aesculin Azide Agar, Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	Enterococagar/Bile Aesculin Azide Agar, Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	ISO, CE
33696500-0	Lot 10	Determinarea antigenului Chlamydia	Chlamonos creen	Ecolab	Rusia	Determinarea antigenului Chlamydia prin reacție imunofloriscentă	Determinarea antigenului Chlamydia prin reacție imunofloriscentă, 2*30 ml	ISO

33696500-0	Lot 11	Determinarea calitativă a anticorpilor IgM către Borrelia burgdorferi	BORM0040	Germania	Novatec	Va avea același producător ca "Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către Borrelia burgdorferi"; Unitatea de măsură "Test".	Borrelia burgdorferi IgM, 96 teste ELISA. Are același producător ca "Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către Borrelia burgdorferi"	ISO, CE
33696500-0		Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către Borrelia burgdorferi	BORG0040	Germania	Novatec	Va avea același producător ca "Determinarea calitativă a anticorpilor IgM către Borrelia burgdorferi"; Unitatea de măsură "Test".	Borrelia burgdorferi IgG, 96 teste ELISA. Are același producător ca "Determinarea calitativă a anticorpilor IgM către Borrelia burgdorferi"	ISO, CE
33696500-0	Lot 12	Recombiantipallidum Ig M	1858	Rusia	VECTOR BEST	Posibilitatea determinării titrurilor anticorpilor; Va avea același producător ca "Determinarea calitativă a anticorpilor IgM către Recombiantipallidum"; Unitatea de măsură "Test"; Recombiantipallidum Ig G - Vezi anexa nr.2 a Ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010; Posibilitatea determinării titrurilor anticorpilor; Va avea același producător ca "Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către Recombiantipallidum"; Unitatea de măsură "Test".	Recombiantipallidum Ig M - Posibilitatea determinării titrurilor anticorpilor; Are același producător ca "Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către Recombiantipallidum"	ISO, CE
33696500-0		Recombiantipallidum Ig G	1852	Rusia	VECTOR BEST	Posibilitatea determinării titrurilor anticorpilor; Va avea același producător ca "Determinarea calitativă a anticorpilor IgM către Recombiantipallidum"; Unitatea de măsură "Test"; Recombiantipallidum Ig G - Vezi anexa nr.2 a Ordinului MS RM nr.701 din 18.10.2010; Posibilitatea determinării titrurilor anticorpilor; Va avea același producător ca "Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către Recombiantipallidum"; Unitatea de măsură "Test".	Recombiantipallidum Ig G - Posibilitatea determinării titrurilor anticorpilor. Are același producător ca "Determinarea calitativă a anticorpilor IgM către Recombiantipallidum"	ISO, CE
33696500-0	Lot 18	Set de extragere ADN/ARN	K1-11-100	Institute of Epidemiology	Federatia Rusia	Unitatea de măsură "Test", Set de extragere a ADN/ARN din material biologic uman (raclaj din canalul cervical, uretra la bărbați, urină), totodată să conțină control intern și compatibil cu setul de aplicare pentru loturile nr.21-35.	DNA Sorb AM. Set de extragere a ADN din material biologic uman (raclaj din canalul cervical, uretra la bărbați, urină), totodată conține control intern și compatibil cu setul de aplicare pentru loturile nr.78-92.	ISO, CE

33696500-0	Lot 19	Detectarea CMV prin PCR	R-V7	Institute of Epidemiology	Federatia Rusia	Unitatea de masura "Test", Set de amplificare și detecție într-o singură etapă, totodată să conțină control negativ și pozitiv. Tuburi de tip strip preumplute, master mix gata de utilizare. Detectarea să poată fi realizată pe echipamnet de RotorGene Q sau QuantStudio 5	AmpliSens® CMV-FL. Set de amplificare și detecție într-o singură etapă, totodată conține control negativ și pozitiv. Tuburi preumplute, master mix gata de utilizare. Detectarea poate fi realizată pe echipamnet de RotorGene Q sau QuantStudio 5	ISO, CE
33696500-0	Lot 20	Detectarea T. vaginalis prin PCR	R-B6	Institute of Epidemiology	Federatia Rusia	Unitatea de masura "Test", Set de amplificare și detecție într-o singură etapă, totodată să conțină control negativ și pozitiv. Tuburi de tip strip preumplute, master mix gata de utilizare. Detectarea să poată fi realizată pe echipamnet de RotorGene Q sau QuantStudio 5	AmpliSens® Trichomonas vaginalis-FL. Set de amplificare și detecție într-o singură etapă, totodată conține control negativ și pozitiv. Tuburi preumplute, master mix gata de utilizare. Detectarea poate fi realizată pe echipamnet de RotorGene Q sau QuantStudio 5	ISO, CE
33696500-0	Lot 21	Tub cu mediu mucolitic	953	Institute of Epidemiology	Federatia Rusia	Tub cu mediu de transport cu agent mucolitic	Tub cu mediu de transport cu agent mucolitic, volum mediu 500 mkl	ISO, CE

Numele, Prenumele: Tudor Ceaicovschi

În calitate de: Director

Ofertantul "GBG-MLD" SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Albisoara 64/2