

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd. Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1756459700540 din 03.10.2025, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Investigații Biochimice conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2026

noi, SRL Biosistem mld, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 02.10.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld

(semnătura autorizată)

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd.
Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de: "Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Investigatii Biochimice conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2026"

prin procedura de achiziție - Licitatie deschisă Nr. ocds-b3wdp1-MD-1756459700540 din 03.10.2025

pentru o durată de 160 (una sută șaizeci) zile, respectiv până la data de 12.03.2026, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 02.10.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld _____

(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție:						ocds-b3wdp1-MD-1756459700540 din 03.10.2025		
Obiectul achiziției:						Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Investigații Biochimice conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2026		
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006389)	Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006389)	12521 URIC ACID	Spania	Biosystems	Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006389), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată , urina Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 4.2 mcmol/ l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.1 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.15 Interferențe: Bilirubina pină la 0,18 mmol/l, Hemoglobina pină la 1,1 g/l, Lipemie - trigliceride pină la 21g/l., ml	Instrucțiunea de utilizare pentru analizatorul automat: " 12521.signed.pdf" Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006389), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată , urina Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 4.2 mcmol/ l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.1 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.15 Interferențe: Bilirubina pină la 0,18 mmol/l, Hemoglobina pină la 1,1 g/l, Lipemie - trigliceride pină la 21g/l., ml Ambalajul unui set este: 10 x 50 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 1 x 50 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000700017
2	Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006462)	Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006462)	12521 URIC ACID	Spania	Biosystems	Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006462), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată , urina Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 4.2 mcmol/ l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.1 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.15 Interferențe: Bilirubina pină la 0,18 mmol/l, Hemoglobina pină la 1,1 g/l, Lipemie - trigliceride pină la 21g/l., ml	Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul automat: " 12521.signed.pdf" Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul semi-automat: "11521.signed.pdf " Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006462), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată , urina Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 4.2 mcmol/ l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.1 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.15 Interferențe: Bilirubina pină la 0,18 mmol/l, Hemoglobina pină la 1,1 g/l, Lipemie - trigliceride pină la 21g/l., ml Ambalajul unui set este: 10 x 50 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 1 x 50 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000700017
3.1	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006382)	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006382)	12533 ALANINE AMINOTRANSFERASE(ALT/GPT)	Spania	Biosystems	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006382), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 4 U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1.0 Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1.7 mmol/l, Bilirubina pină la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pină la 3.8 g/l, Lipemie pină la 21 g/l., ml	Instrucțiunea de utilizare pentru analizatorul automat: " 12533.signed.pdf" ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006382), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 4 U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1.0 Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1.7 mmol/l, Bilirubina pină la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pină la 3.8 g/l, Lipemie pină la 21 g/l., ml Ambalajul unui set este: 5 x 50 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 1 x 50 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000699828

3.2	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006396)	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006396)	12531 ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (AST/GOT)	Spania	Biosystems	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006396), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1,5 Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1.7 mmol/l, Bilirubina pină la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pină la 3.8 g/l, Lipemie pină la 21 g/l., ml	Instrucțiunea de utilizare pentru analizatorul automat: " 12531.signed.pdf " ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006396), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1,5 Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1.7 mmol/l, Bilirubina pină la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pină la 3.8 g/l, Lipemie pină la 21 g/l., ml Ambalajul unui set este: 5 x 50 mL Cantitatea minimă ce poate fi livrată: 1 x 50 mL	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000699852
4.1	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006384)	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006384)	12533 ALANINE AMINOTRANSFERASE(ALT/GPT)	Spania	Biosystems	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006384), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 4 U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1.0 Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1.7 mmol/l, Bilirubina pină la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pină la 3.8 g/l, Lipemie pină la 21 g/l., ml	Instrucțiunea de utilizare pentru analizatorul automat: " 12533.signed.pdf " ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006384), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 4 U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1.0 Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1.7 mmol/l, Bilirubina pină la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pină la 3.8 g/l, Lipemie pină la 21 g/l., ml Ambalajul unui set este: 5 x 50 mL Cantitatea minimă ce poate fi livrată: 1 x 50 mL	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000699828
4.2	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006399)	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006399)	12531 ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (AST/GOT)	Spania	Biosystems	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006399), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1,5 Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1.7 mmol/l, Bilirubina pină la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pină la 3.8 g/l, Lipemie pină la 21 g/l., ml	Instrucțiunea de utilizare pentru analizatorul automat: " 12531.signed.pdf " ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006399), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1,5 Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1.7 mmol/l, Bilirubina pină la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pină la 3.8 g/l, Lipemie pină la 21 g/l., ml Ambalajul unui set este: 5 x 50 mL Cantitatea minimă ce poate fi livrată: 1 x 50 mL	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000699852
5.1	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml) determinarea la analizator semiautomat (006383)	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml) determinarea la analizator semiautomat (006383)	12533 ALANINE AMINOTRANSFERASE(ALT/GPT)	Spania	Biosystems	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml) determinarea la analizator semiautomat (006383), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 4 U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1.0 Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1.7 mmol/l, Bilirubina pină la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pină la 3.8 g/l, Lipemie pină la 21 g/l., ml	Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul automat: " 12533.signed.pdf " Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul semi-automat: "11832.signed.pdf " ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml) determinarea la analizator semiautomat (006383), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 4 U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1.0 Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1.7 mmol/l, Bilirubina pină la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pină la 3.8 g/l, Lipemie pină la 21 g/l., ml Ambalajul unui set este: 5 x 50 mL Cantitatea minimă ce poate fi livrată: 1 x 50 mL	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000699828

5.2	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006397)	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006397)	12531 ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (AST/GOT)	Spania	Biosystems	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006397), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1,5 Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1.7 mmol/l, Bilirubina pină la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pină la 3.8 g/l, Lipemie pină la 21 g/l., ml	Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul automat: " 12531.signed.pdf" Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul semi-automat: "11830.signed.pdf" ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006397), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1,5 Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1.7 mmol/l, Bilirubina pină la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pină la 3.8 g/l, Lipemie pină la 21 g/l., ml Ambalajul unui set este: 5 x 50 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 5 x 50 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDMD: DM000699852
6.1	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006385)	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006385)	12533 ALANINE AMINOTRANSFERASE(ALT/GPT)	Spania	Biosystems	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006385), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 4 U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1.0 Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1.7 mmol/l, Bilirubina pină la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pină la 3.8 g/l, Lipemie pină la 21 g/l., ml	Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul automat: " 12533.signed.pdf" Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul semi-automat: "11832.signed.pdf" ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006385), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 4 U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1.0 Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1.7 mmol/l, Bilirubina pină la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pină la 3.8 g/l, Lipemie pină la 21 g/l., ml Ambalajul unui set este: 5 x 50 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 1 x 50 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDMD: DM000699828
6.2	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006398)	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006398)	12531 ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (AST/GOT)	Spania	Biosystems	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006398), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1,5 Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1.7 mmol/l, Bilirubina pină la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pină la 3.8 g/l, Lipemie pină la 21 g/l., ml	Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul automat: " 12531.signed.pdf" Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul semi-automat: "11830.signed.pdf" ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006398), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1,5 Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1.7 mmol/l, Bilirubina pină la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pină la 3.8 g/l, Lipemie pină la 21 g/l., ml Ambalajul unui set este: 5 x 50 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 1 x 50 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDMD: DM000699852
7	Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006388)	Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006388)	12547 ALBUMIN	Spania	Biosystems	Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006388), Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2.0 g/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0,15 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0,15 Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Bilirubina pină la 0,7 mmol/l, Lipemie pină la 5,6 g/l, Hemoglobina pină la 5,5 g/l, Magneziu pină la 8 mmol/l, ml	Instrucțiunea de utilizare pentru analizatorul automat: " 12547.signed.pdf" Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006388), Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2.0 g/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0,15 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0,15 Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Bilirubina pină la 0,7 mmol/l, Lipemie pină la 5,6 g/l, Hemoglobina pină la 5,5 g/l, Magneziu pină la 8 mmol/l, ml Ambalajul unui set este: 5 x 50 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 1 x 50 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDMD: DM000699833

8	Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006386)	Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006386)	12547 ALBUMIN	Spania	Biosystems	Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006386), Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2.0 g/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0,15 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0,15 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 5,6 g/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Magneziu până la 8 mmol/l, ml	Instrucțiunea de utilizare pentru analizatorul automat: " 12547.signed.pdf " Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006386), Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2.0 g/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0,15 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0,15 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 5,6 g/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Magneziu până la 8 mmol/l, ml Ambalajul unui set este: 5 x 50 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 1 x 50 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDm: DM000699833
9	Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006387)	Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006387)	12547 ALBUMIN	Spania	Biosystems	Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006387), Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2.0 g/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0,15 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0,15 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 5,6 g/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Magneziu până la 8 mmol/l, ml	Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul automat: " 12547.signed.pdf " Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul semi-automat: "11573.signed.pdf " Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006387), Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2.0 g/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0,15 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0,15 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 5,6 g/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Magneziu până la 8 mmol/l, ml Ambalajul unui set este: 5 x 50 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 1 x 50 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDm: DM000699833
10	alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006390)	alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006390)	12550 alpha-AMYLASE - DIRECT	Spania	Biosystems	alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006390), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. CNP -G3 Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 33,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 8.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 11g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale ., ml	Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul automat: " 12550.signed.pdf " Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul semi-automat: "11583.signed.pdf " alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006390), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. CNP -G3 Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 33,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 8.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 11g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale ., ml Ambalajul unui set este: 5 x 20 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 1 x 20 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDm: DM000699810

11	alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006391)	alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006391)	12550 alpha-AMYLASE - DIRECT	Spania	Biosystems	alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006391), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. CNP -G3 Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 33,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 8.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 11g/l,, ml	Instrucțiunea de utilizare pentru analizatorul automat: " 12550.signed.pdf " alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006391), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. CNP -G3 Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 33,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 8.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 11g/l,, ml Ambalajul unui set este: 5 x 20 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 1 x 20 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000699810
12	alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006392)	alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006392)	12550 alpha-AMYLASE - DIRECT	Spania	Biosystems	alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006392), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. CNP -G3 Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 33,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 8.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 11g/l,, ml	Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul automat: " 12550.signed.pdf " Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul semi-automat: "11583.signed.pdf " alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006392), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. CNP -G3 Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 33,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 8.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 11g/l,, ml Ambalajul unui set este: 5 x 20 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 1 x 20 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000699810
13	alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006393)	alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006393)	12550 alpha-AMYLASE - DIRECT	Spania	Biosystems	alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006393), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. CNP -G3 Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 33,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 8.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 11g/l,, ml	Instrucțiunea de utilizare pentru analizatorul automat: " 12550.signed.pdf " alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006393), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. CNP -G3 Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 33,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 8.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 11g/l,, ml Ambalajul unui set este: 5 x 20 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 1 x 20 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000699810

14.1	alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006394)	alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006394)	21799 alpha-AMYLASE - PANCREATIC BS	Spania	Biosystems	alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006394), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă, cu imunoinhibiția monoclonală a amilazei salivare. Determinare Cinetică. În set să fie incluși minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: $\leq 5,0$ U/L Coefficientul de variație intraserial: $\leq 4,0$ Coefficientul de variație extraserial: $\leq 3,5$ Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 21g/l, ml	Instrucțiunea de utilizare pentru analizatorul automat: "21799.signed.pdf" alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006394), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă, cu imunoinhibiția monoclonală a amilazei salivare. Determinare Cinetică. În set să fie incluși minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: $\leq 5,0$ U/L Coefficientul de variație intraserial: $\leq 4,0$ Coefficientul de variație extraserial: $\leq 3,5$ Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 21g/l, ml Ambalajul unui set este: 2x60ml + 2x15ml Canțitatea minimă ce poate fi livrată: 1x60ml + 1x15ml	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000699817
14.2		Calibrator pentru alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase)	18044 BIOCHEMISTRY CALIBRATOR HUMAN	Spania	Biosystems	În lista de distribuție este indicat ca pentru acest lot, beneficiarii finali sunt 4 IMSP. În specificații de mai sus este menționat "să fie incluși minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control". Respectiv, din această logică de idei, deducem ca fiecare IMSP din lista de distribuție are nevoie de a câte 3 set de calibrator și a câte 1 set de control normal și patologic.	În lista de distribuție este indicat ca pentru acest lot, beneficiarii finali sunt 4 IMSP. În specificații de mai sus este menționat "să fie incluși minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control". Respectiv, din această logică de idei, deducem ca fiecare IMSP din lista de distribuție are nevoie de a câte 3 set de calibrator și a câte 1 set de control normal și patologic. Ambalajul unui flacon este: 5 mL Canțitatea minimă ce poate fi livrată: 5 mL	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000700148
14.3		Control Normal pentru alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase)	18042 BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM I (HUMAN)	Spania	Biosystems	În lista de distribuție este indicat ca pentru acest lot, beneficiarii finali sunt 4 IMSP. În specificații de mai sus este menționat "să fie incluși minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control". Respectiv, din această logică de idei, deducem ca fiecare IMSP din lista de distribuție are nevoie de a câte 3 set de calibrator și a câte 1 set de control normal și patologic.	În lista de distribuție este indicat ca pentru acest lot, beneficiarii finali sunt 4 IMSP. În specificații de mai sus este menționat "să fie incluși minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control". Respectiv, din această logică de idei, deducem ca fiecare IMSP din lista de distribuție are nevoie de a câte 3 set de calibrator și a câte 1 set de control normal și patologic. Ambalajul unui flacon este: 5 mL Canțitatea minimă ce poate fi livrată: 5 mL	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000700168
14.4		Control Patologic pentru alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase)	18043 BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM II (HUMAN)	Spania	Biosystems	În lista de distribuție este indicat ca pentru acest lot, beneficiarii finali sunt 4 IMSP. În specificații de mai sus este menționat "să fie incluși minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control". Respectiv, din această logică de idei, deducem ca fiecare IMSP din lista de distribuție are nevoie de a câte 3 set de calibrator și a câte 1 set de control normal și patologic.	În lista de distribuție este indicat ca pentru acest lot, beneficiarii finali sunt 4 IMSP. În specificații de mai sus este menționat "să fie incluși minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control". Respectiv, din această logică de idei, deducem ca fiecare IMSP din lista de distribuție are nevoie de a câte 3 set de calibrator și a câte 1 set de control normal și patologic. Ambalajul unui flacon este: 5 mL Canțitatea minimă ce poate fi livrată: 5 mL	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000700169

15.1	alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006395)	alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006395)	21799 alpha-AMYLASE - PANCREATIC BS	Spania	Biosystems	alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006395), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa, cu imunoinhibiția monoclonală a amilazei salivare. Determinare Cinetică. În set să fie inclusi minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 5,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 4.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.5 Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Bilirubina pină la 0,7 mmol/l, Lipemie pină la 21g/l, ml	Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul automat: " 21799.signed.pdf" Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul semi-automat: "11799.signed.pdf" alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006395), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa, cu imunoinhibiția monoclonală a amilazei salivare. Determinare Cinetică. În set să fie inclusi minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 5,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 4.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.5 Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Bilirubina pină la 0,7 mmol/l, Lipemie pină la 21g/l, ml Ambalajul unui set este: 2x60ml + 2x15ml Cantitatea minima ce poate fi livrata: 1x60ml + 1x15ml	ISO, CE Cod inregistrare AMDMD: DM000699817
15.2		Calibrator pentru Hemoglobina glicozilata (HbA1c)	18044 BIOCHEMISTRY CALIBRATOR HUMAN	Spania	Biosystems	In lista de distributie este indicat ca pentru acest lot, beneficiarii finali sunt 12 IMSP. In specificati de mai sus este mentionat "să fie inclusi minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control". Respectiv, din aceasta logica de idei, deducem ca fiecare IMSP din lista de distributie are nevoie de a cate 3 set de calibrator si a cate 1 set de control normal si patologic. Ambalajul unui flacon este: 5 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 5 mL	In lista de distributie este indicat ca pentru acest lot, beneficiarii finali sunt 12 IMSP. In specificati de mai sus este mentionat "să fie inclusi minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control". Respectiv, din aceasta logica de idei, deducem ca fiecare IMSP din lista de distributie are nevoie de a cate 3 set de calibrator si a cate 1 set de control normal si patologic. Ambalajul unui flacon este: 5 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 5 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDMD: DM000700148
15.3		Control Normal pentru Hemoglobina glicozilata (HbA1c)	18042 BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM I (HUMAN)	Spania	Biosystems	In lista de distributie este indicat ca pentru acest lot, beneficiarii finali sunt 12 IMSP. In specificati de mai sus este mentionat "să fie inclusi minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control". Respectiv, din aceasta logica de idei, deducem ca fiecare IMSP din lista de distributie are nevoie de a cate 3 set de calibrator si a cate 1 set de control normal si patologic.	In lista de distributie este indicat ca pentru acest lot, beneficiarii finali sunt 12 IMSP. In specificati de mai sus este mentionat "să fie inclusi minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control". Respectiv, din aceasta logica de idei, deducem ca fiecare IMSP din lista de distributie are nevoie de a cate 3 set de calibrator si a cate 1 set de control normal si patologic. Ambalajul unui flacon este: 5 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 5 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDMD: DM000700168
15.4		Control Patologic pentru Hemoglobina glicozilata (HbA1c)	18043 BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM II (HUMAN)	Spania	Biosystems	In lista de distributie este indicat ca pentru acest lot, beneficiarii finali sunt 12 IMSP. In specificati de mai sus este mentionat "să fie inclusi minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control". Respectiv, din aceasta logica de idei, deducem ca fiecare IMSP din lista de distributie are nevoie de a cate 3 set de calibrator si a cate 1 set de control normal si patologic.	In lista de distributie este indicat ca pentru acest lot, beneficiarii finali sunt 12 IMSP. In specificati de mai sus este mentionat "să fie inclusi minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control". Respectiv, din aceasta logica de idei, deducem ca fiecare IMSP din lista de distributie are nevoie de a cate 3 set de calibrator si a cate 1 set de control normal si patologic. Ambalajul unui flacon este: 5 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 5 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDMD: DM000700169
16.1	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006400)	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006400)	12504 BILIRUBIN (DIRECT)	Spania	Biosystems	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006400), Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.01 Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pină la 5,5 g/l, Lipemie pină la 11 g/l, ml	Instrucțiunea de utilizare pentru analizatorul automat: " 12504.signed.pdf" Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006400), Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.01 Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pină la 5,5 g/l, Lipemie pină la 11 g/l, ml Ambalajul unui set este: 5 x 50 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 1 x 50 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDMD: DM000699857

16.2	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006408)	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006408)	12506 BILIRUBIN (TOTAL)	Spania	Biosystems	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006408), Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 1.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 5.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l, ml	Instrucțiunea de utilizare pentru analizatorul automat: "12506.signed.pdf" Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006408), Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 1.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 5.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l, ml Ambalajul unui set este: 5 x 50 mL Cantitatea minimă ce poate fi livrată: 1 x 50 mL	ISO, CE Cod înregistrare AMDMD: DM000699864
17.1	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006409)	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006409)	12506 BILIRUBIN (TOTAL)	Spania	Biosystems	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006409), Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 1.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 5.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l, ml	Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul automat: "12506.signed.pdf" Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul semi-automat: "11510.signed.pdf" Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006409), Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 1.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 5.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l, ml Ambalajul unui set este: 5 x 50 mL Cantitatea minimă ce poate fi livrată: 1 x 50 mL	ISO, CE Cod înregistrare AMDMD: DM000699864
17.2	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006401)	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006401)	12504 BILIRUBIN (DIRECT)	Spania	Biosystems	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006401), Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.01 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 11 g/l, ml	Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul automat: "12504.signed.pdf" Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul semi-automat: "11511.signed.pdf" Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006401), Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.01 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 11 g/l, ml Ambalajul unui set este: 5 x 50 mL Cantitatea minimă ce poate fi livrată: 1 x 50 mL	ISO, CE Cod înregistrare AMDMD: DM000699857

18.1	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006412)	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006412)	12506 BILIRUBIN (TOTAL)	Spania	Biosystems	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006412), Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 1.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 5.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l, ml	Instrucțiunea de utilizare pentru analizatorul automat: "12506.signed.pdf" Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006412), Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 1.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 5.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l, ml Ambalajul unui set este: 5 x 50 mL Cantitatea minimă ce poate fi livrată: 1 x 50 mL	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000699864
18.2	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006404)	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006404)	12504 BILIRUBIN (DIRECT)	Spania	Biosystems	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006404), Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.01 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 11 g/l, ml	Instrucțiunea de utilizare pentru analizatorul automat: "12504.signed.pdf" Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006404), Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.01 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 11 g/l, ml Ambalajul unui set este: 5 x 50 mL Cantitatea minimă ce poate fi livrată: 1 x 50 mL	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000699857
19.1	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006405)	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006405)	12504 BILIRUBIN (DIRECT)	Spania	Biosystems	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006405), Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.01 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 11 g/l, ml	Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul automat: "12504.signed.pdf" Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul semi-automat: "11511.signed.pdf" Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006405), Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.01 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 11 g/l, ml Ambalajul unui set este: 5 x 50 mL Cantitatea minimă ce poate fi livrată: 1 x 50 mL	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000699857

19.2	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006411)	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006411)	12506 BILIRUBIN (TOTAL)	Spania	Biosystems	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006411), Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 1.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 5.0 Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pină la 5,5 g/l, Lipemie pină la 21 g/l, ml	Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul automat: " 12506.signed.pdf" Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul semi-automat: "11510.signed.pdf" Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006411), Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 1.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 5.0 Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pină la 5,5 g/l, Lipemie pină la 21 g/l, ml Ambalajul unui set este: 5 x 50 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 1 x 50 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDMD: DM000699864
20.1	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006402)	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006402)	12504 BILIRUBIN (DIRECT)	Spania	Biosystems	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006402), Metoda de determinare: Fotometrică Indrăsec Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.01 Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pină la 5,5 g/l, Lipemie pină la 11 g/l, ml	Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul automat: " 12504.signed.pdf" Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul semi-automat: "11511.signed.pdf" Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006402), Metoda de determinare: Fotometrică Indrăsec Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.01 Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pină la 5,5 g/l, Lipemie pină la 11 g/l, ml Ambalajul unui set este: 5 x 50 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 1 x 50 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDMD: DM000699857
20.2	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006410)	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006410)	12506 BILIRUBIN (TOTAL)	Spania	Biosystems	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006410), Metoda de determinare: Fotometrică Indrăsec Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 1.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 5.0 Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pină la 5,5 g/l, Lipemie pină la 21 g/l, ml	Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul automat: " 12506.signed.pdf" Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul semi-automat: "11510.signed.pdf" Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006410), Metoda de determinare: Fotometrică Indrăsec Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 1.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 5.0 Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pină la 5,5 g/l, Lipemie pină la 21 g/l, ml Ambalajul unui set este: 5 x 50 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 1 x 50 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDMD: DM000699864

21.1	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator automat (006403)	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator automat (006403)	12504 BILIRUBIN (DIRECT)	Spania	Biosystems	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator automat (006403), Metoda de determinare: Fotometrică Indrășec Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.01 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 11 g/l, ml	Instrucțiunea de utilizare pentru analizatorul automat: " 12504.signed.pdf " Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator automat (006403), Metoda de determinare: Fotometrică Indrășec Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.01 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 11 g/l, ml Ambalajul unui set este: 5 x 50 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 1 x 50 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDm: DM000699857
21.2	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006407)	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006407)	12506 BILIRUBIN (TOTAL)	Spania	Biosystems	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006407), Metoda de determinare: Fotometrică Indrășec Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 5.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l, ml	Instrucțiunea de utilizare pentru analizatorul automat: " 12506.signed.pdf " Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006407), Metoda de determinare: Fotometrică Indrășec Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 5.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 5.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l, ml Ambalajul unui set este: 5 x 50 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 1 x 50 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDm: DM000699864
22	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006406)	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006406)	12504 BILIRUBIN (DIRECT)	Spania	Biosystems	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006406), Metoda de determinare: Fotometrică Indrășec Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.01 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 11 g/l, ml	Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul automat: " 12504.signed.pdf " Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul semi-automat: "11511.signed.pdf " Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006406), Metoda de determinare: Fotometrică Indrășec Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 1.8 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.01 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 11 g/l, ml Ambalajul unui set este: 5 x 50 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 1 x 50 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDm: DM000699857

23	Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006415)	Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006415)	12570 CALCIUM-ARSENAZO	Spania	Biosystems	Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006415), Metoda de determinare: Fotometrică cu Arsenazo III Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigații: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0.01m mol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.3 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.3 Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Bilirubina pină la 0,7 mmol/l, Lipemie pină la 21 g/l, Hemoglobina pină la 5,5 g/l, Magneziu pină la 8 mmol/l, ml	Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul automat: " 12570.signed.pdf" Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul semi-automat: "11570.signed.pdf" Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006415), Metoda de determinare: Fotometrică cu Arsenazo III Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigații: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0.01m mol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.3 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.3 Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Bilirubina pină la 0,7 mmol/l, Lipemie pină la 21 g/l, Hemoglobina pină la 5,5 g/l, Magneziu pină la 8 mmol/l, ml Ambalajul unui set este: 10 x 50 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 1 x 50 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000699869
24	Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006414)	Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006414)	12570 CALCIUM-ARSENAZO	Spania	Biosystems	Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006414), Metoda de determinare: Fotometrică cu Arsenazo III Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigații: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0.01m mol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.3 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.3 Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Bilirubina pină la 0,7 mmol/l, Lipemie pină la 21 g/l, Hemoglobina pină la 5,5 g/l, Magneziu pină la 8 mmol/l, ml	Instrucțiunea de utilizare pentru analizatorul automat: " 12570.signed.pdf" Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006414), Metoda de determinare: Fotometrică cu Arsenazo III Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigații: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0.01m mol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.3 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.3 Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Bilirubina pină la 0,7 mmol/l, Lipemie pină la 21 g/l, Hemoglobina pină la 5,5 g/l, Magneziu pină la 8 mmol/l, ml Ambalajul unui set este: 10 x 50 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 1 x 50 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000699869
27	Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006422)	Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006422)	12505 CHOLESTEROL	Spania	Biosystems	Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006422), Metoda de determinare: Fotometrică CHOD -PAP Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0,08 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 2.5 Interferențe: Acid Ascorbic pină la 0,3 mmol/l, Bilirubina pină la 0,35 mmol/l, Hemoglobina pină la 2,1 g/l, Lipemie pină la 21 g/l., ml	Instrucțiunea de utilizare pentru analizatorul automat: " 12505.signed.pdf" Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006422), Metoda de determinare: Fotometrică CHOD -PAP Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0,08 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 2.5 Interferențe: Acid Ascorbic pină la 0,3 mmol/l, Bilirubina pină la 0,35 mmol/l, Hemoglobina pină la 2,1 g/l, Lipemie pină la 21 g/l., ml Ambalajul unui set este: 10 x 50 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 1 x 50 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000699887

28	Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006423)	Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006423)	12505 CHOLESTEROL	Spania	Biosystems	Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006423), Metoda de determinare: Fotometrică CHOD -PAP Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0,08 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 2.5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,3 mmol/l, Bilirubina până la 0,35 mmol/l, Hemoglobina până la 2,1 g/l, Lipemie până la 21 g/l., ml	Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul automat: " 12505.signed.pdf" Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul semi-automat: "11805.signed.pdf" Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006423), Metoda de determinare: Fotometrică CHOD -PAP Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0,08 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 2.5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,3 mmol/l, Bilirubina până la 0,35 mmol/l, Hemoglobina până la 2,1 g/l, Lipemie până la 21 g/l., ml Ambalajul unui set este: 10 x 50 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 1 x 50 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDMDM000699887
29	Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006420)	Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006420)	12505 CHOLESTEROL	Spania	Biosystems	Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006420), Metoda de determinare: Fotometrică CHOD -PAP Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0,08 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 2.5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,3 mmol/l, Bilirubina până la 0,35 mmol/l, Hemoglobina până la 2,1 g/l, Lipemie până la 21 g/l., ml	Instrucțiunea de utilizare pentru analizatorul automat: " 12505.signed.pdf" Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006420), Metoda de determinare: Fotometrică CHOD -PAP Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0,08 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 2.5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,3 mmol/l, Bilirubina până la 0,35 mmol/l, Hemoglobina până la 2,1 g/l, Lipemie până la 21 g/l., ml Ambalajul unui set este: 10 x 50 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 1 x 50 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDMDM000699887
30	Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006421)	Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006421)	12505 CHOLESTEROL	Spania	Biosystems	Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006421), Metoda de determinare: Fotometrică CHOD -PAP Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0,08 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 2.5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,3 mmol/l, Bilirubina până la 0,35 mmol/l, Hemoglobina până la 2,1 g/l, Lipemie până la 21 g/l., ml	Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul automat: " 12505.signed.pdf" Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul semi-automat: "11805.signed.pdf" Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006421), Metoda de determinare: Fotometrică CHOD -PAP Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0,08 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 2.5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,3 mmol/l, Bilirubina până la 0,35 mmol/l, Hemoglobina până la 2,1 g/l, Lipemie până la 21 g/l., ml Ambalajul unui set este: 10 x 50 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 1 x 50 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDMDM000699887



31	Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006471)	Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006471)	12566 CREATINE KINASE-MB	Spania	Biosystems	Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006471), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 2,5 Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Bilirubina pină la 1,1 mmol/l, lipemie pină la 600 mg/dl., ml	Instrucțiunea de utilizare pentru analizatorul automat: " 12566.signed.pdf " Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006471), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 2,5 Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Bilirubina pină la 1,1 mmol/l, lipemie pină la 600 mg/dl., ml Ambalajul unui set este: 3 x 15 mL Cantitatea minimă ce poate fi livrată: 3 x 15 mL	ISO, CE Cod înregistrare AMD: DM00069920
32	Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006472)	Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006472)	12566 CREATINE KINASE-MB	Spania	Biosystems	Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006472), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 2,5 Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Bilirubina pină la 1,1 mmol/l, lipemie pină la 600 mg/dl., ml	Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul automat: " 12566.signed.pdf " Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul semi-automat: "11792.signed.pdf " Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006472), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 2,5 Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Bilirubina pină la 1,1 mmol/l, lipemie pină la 600 mg/dl., ml Ambalajul unui set este: 3 x 15 mL Cantitatea minimă ce poate fi livrată: 3 x 15 mL	ISO, CE Cod înregistrare AMD: DM000699920
33	Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006470)	Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006470)	12524 CREATINE KINASE (CK)	Spania	Biosystems	Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006470), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 2,5 Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Bilirubina pină la 1,1 mmol/l, lipemie pină la 600 mg/dl., ml	Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul automat: " 12524.signed.pdf " Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul semi-automat: "11791.signed.pdf " Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006470), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 2,5 Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Bilirubina pină la 1,1 mmol/l, lipemie pină la 600 mg/dl., ml Ambalajul unui set este: 3 x 15 mL Cantitatea minimă ce poate fi livrată: 3 x 15 mL	ISO, CE Cod înregistrare AMD: DM000699916

34	Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006469)	Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006469)	12524 CREATINE KINASE (CK)	Spania	Biosystems	Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006469), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: $\leq 2,0$ Coeficientul de variație extraserial: $\leq 2,5$ Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Bilirubina pină la 1,1 mmol/l, lipemie pină la 600 mg/dl., ml	Instrucțiunea de utilizare pentru analizatorul automat: "12524.signed.pdf" Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006469), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: $\leq 2,0$ Coeficientul de variație extraserial: $\leq 2,5$ Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Bilirubina pină la 1,1 mmol/l, lipemie pină la 600 mg/dl., ml Ambalajul unui set este: 3 x 15 mL Cantitatea minimă ce poate fi livrată: 3 x 15 mL	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000699916
35	Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006426)	Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006426)	12502 CREATININE	Spania	Biosystems	Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006426), Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigații: Ser, plasma heparinizată, urina Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 15 mcmmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.05 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.05 Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Bilirubina pină la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pină la 5,5 g/l, Lipemie pină la 21 g/l., ml	Instrucțiunea de utilizare pentru analizatorul automat: "12502.signed.pdf" Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006426), Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigații: Ser, plasma heparinizată, urina Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 15 mcmmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.05 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.05 Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Bilirubina pină la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pină la 5,5 g/l, Lipemie pină la 21 g/l., ml Ambalajul unui set este: 10 x 50 mL Cantitatea minimă ce poate fi livrată: 2 x 50 mL	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000699926
36	Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006427)	Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006427)	12502 CREATININE	Spania	Biosystems	Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006427), Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigații: Ser, plasma heparinizată, urina Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 15 mcmmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.05 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.05 Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Bilirubina pină la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pină la 5,5 g/l, Lipemie pină la 21 g/l., ml	Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul automat: "12502.signed.pdf" Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul semi-automat: "11502.signed.pdf" Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006427), Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigații: Ser, plasma heparinizată, urina Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 15 mcmmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.05 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.05 Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Bilirubina pină la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pină la 5,5 g/l, Lipemie pină la 21 g/l., ml Ambalajul unui set este: 10 x 50 mL Cantitatea minimă ce poate fi livrată: 2 x 50 mL	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000699926

37	Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006424)	Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006424)	12502 CREATININE	Spania	Biosystems	Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006424), Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 15 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.05 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.05 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l., ml	Instrucțiunea de utilizare pentru analizatorul automat: " 12502.signed.pdf " Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006424), Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 15 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.05 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.05 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l., ml Ambalajul unui set este: 10 x 50 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 2 x 50 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDm: DM000699926
38	Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006425)	Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006425)	12502 CREATININE	Spania	Biosystems	Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006425), Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 15 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.05 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.05 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l., ml	Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul automat: " 12502.signed.pdf " Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul semi-automat: " 11502.signed.pdf " Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006425), Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 15 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.05 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.05 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l., ml Ambalajul unui set este: 10 x 50 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 2 x 50 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDm: DM000699926
39	Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006440)	Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006440)	12509 IRON FERROZINE	Spania	Biosystems	Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006440), Metoda de determinare: Fotometrică cu feren. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0.9 mmol/ l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 3.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 4.0 Interferențe: Bilirubina până la 1,0 mmol/l, Hemoglobina până la 1,1 g/l, Lipemie până la 21 g/l, Cupru până la 6,5 mmol/l, Zinc până la 0,06 mmol/l., ml	Instrucțiunea de utilizare pentru analizatorul automat: " 12509.signed.pdf " Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006440), Metoda de determinare: Fotometrică cu feren. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0.9 mmol/ l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 3.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 4.0 Interferențe: Bilirubina până la 1,0 mmol/l, Hemoglobina până la 1,1 g/l, Lipemie până la 21 g/l, Cupru până la 6,5 mmol/l, Zinc până la 0,06 mmol/l., ml Ambalajul unui set este: 5 x 50 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 1 x 50 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDm: DM000699953
40	Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006438)	Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006438)	12509 IRON FERROZINE	Spania	Biosystems	Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006438), Metoda de determinare: Fotometrică cu feren. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0.9 mmol/ l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 3.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 4.0 Interferențe: Bilirubina până la 1,0 mmol/l, Hemoglobina până la 1,1 g/l, Lipemie până la 21 g/l, Cupru până la 6,5 mmol/l, Zinc până la 0,06 mmol/l., ml	Instrucțiunea de utilizare pentru analizatorul automat: " 12509.signed.pdf " Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006438), Metoda de determinare: Fotometrică cu feren. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0.9 mmol/ l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 3.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 4.0 Interferențe: Bilirubina până la 1,0 mmol/l, Hemoglobina până la 1,1 g/l, Lipemie până la 21 g/l, Cupru până la 6,5 mmol/l, Zinc până la 0,06 mmol/l., ml Ambalajul unui set este: 5 x 50 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 1 x 50 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDm: DM000699953

41	Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator semiautomat (006439)	Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator semiautomat (006439)	12509 IRON FERROZINE	Spania	Biosystems	Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator semiautomat (006439), Metoda de determinare: Fotometrică cu feren. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0.9 mcmol/ l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 3.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 4.0 Interferențe: Bilirubina până la 1,0 mmol/l, Hemoglobina până la 1,1 g/l, Lipemie până la 21 g/l, Cupru până la 6,5 mmol/l, Zinc până la 0,06 mmol/l, ml	Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul automat: " 12509.signed.pdf" Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul semi-automat: "11509.signed.pdf" Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator semiautomat (006439), Metoda de determinare: Fotometrică cu feren. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0.9 mcmol/ l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 3.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 4.0 Interferențe: Bilirubina până la 1,0 mmol/l, Hemoglobina până la 1,1 g/l, Lipemie până la 21 g/l, Cupru până la 6,5 mmol/l, Zinc până la 0,06 mmol/l, ml Ambalajul unui set este: 5 x 50 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 1 x 50 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000699953
42	Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006419)	Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006419)	12518 ALKALINE PHOSPHATASE(ALP)-AMP	Spania	Biosystems	Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006419), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 3,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 3.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 21 g/l, Hemoglobina până la 2 g/l., ml	Instrucțiunea de utilizare pentru analizatorul automat: " 12518.signed.pdf" Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006419), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 3,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 3.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 21 g/l, Hemoglobina până la 2 g/l., ml Ambalajul unui set este: 5 x 20 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 1 x 50 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000699839
43	Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006417)	Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006417)	12518 ALKALINE PHOSPHATASE(ALP)-AMP	Spania	Biosystems	Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006417), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 3,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 3.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 21 g/l, Hemoglobina până la 2 g/l., ml	Instrucțiunea de utilizare pentru analizatorul automat: " 12518.signed.pdf" Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006417), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 3,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 3.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 21 g/l, Hemoglobina până la 2 g/l., ml Ambalajul unui set este: 5 x 20 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 5 x 20 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000699839
44	Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006418)	Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006418)	12518 ALKALINE PHOSPHATASE(ALP)-AMP	Spania	Biosystems	Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006418), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 3,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 3.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 21 g/l, Hemoglobina până la 2 g/l., ml	Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul automat: " 12518.signed.pdf" Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul semi-automat: "11598.signed.pdf" Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006418), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 3,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 3.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 21 g/l, Hemoglobina până la 2 g/l., ml Ambalajul unui set este: 5 x 20 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 5 x 20 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000699839

45	Gamma-GT (Gamma -GT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006429)	Gamma-GT (Gamma -GT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006429)	12520 gamma-GLUTAMYL TRANSFERASE	Spania	Biosystems	Gamma-GT (Gamma -GT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006429), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1,5 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1,0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 4,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l., ml	Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul automat: " 12520.signed.pdf" Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul semi-automat: "11520.signed.pdf" Gamma-GT (Gamma -GT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006429), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1,5 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1,0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 4,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l., ml Ambalajul unui set este: 5 x 50 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 1 x 50 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000699937
46	Gamma-GT (Gamma -GT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator automat (006428)	Gamma-GT (Gamma -GT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator automat (006428)	12520 gamma-GLUTAMYL TRANSFERASE	Spania	Biosystems	Gamma-GT (Gamma -GT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator automat (006428), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1,5 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1,0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 4,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l., ml	Instrucțiunea de utilizare pentru analizatorul automat: " 12520.signed.pdf" Gamma-GT (Gamma -GT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator automat (006428), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1,5 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1,0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 4,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l., ml Ambalajul unui set este: 5 x 50 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 1 x 50 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000699937
48	Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006436)	Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006436)	12503 GLUCOSE	Spania	Biosystems	Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006436), Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD -PAP Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,9 mmol/l, Bilirubina până la 0,9 mmol/l, Hemoglobina până la 5 g/l, Lipemie până la 20 g/l., ml	Instrucțiunea de utilizare pentru analizatorul automat: " 12503.signed.pdf" Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006436), Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD -PAP Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,9 mmol/l, Bilirubina până la 0,9 mmol/l, Hemoglobina până la 5 g/l, Lipemie până la 20 g/l., ml Ambalajul unui set este: 10 x 50 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 1 x 50 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000699944

50	Glucosa (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006437)	Glucosa (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006437)	12503 GLUCOSE	Spania	Biosystems	Glucosa (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006437), Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD -PAP Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată, urina Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,9 mmol/l, Bilirubina până la 0,9 mmol/l, Hemoglobina până la 5 g/l, Lipemie până la 20 g/l, ml	Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul automat: "12503.signed.pdf" Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul semi-automat: "11503.signed.pdf" Glucosa (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006437), Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD -PAP Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată, urina Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,9 mmol/l, Bilirubina până la 0,9 mmol/l, Hemoglobina până la 5 g/l, Lipemie până la 20 g/l, ml Ambalajul unui set este: 10 x 50 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 1 x 50 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000699944
52	Glucosa (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006434)	Glucosa (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006434)	12503 GLUCOSE	Spania	Biosystems	Glucosa (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006434), Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD -PAP Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată, urina Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,9 mmol/l, Bilirubina până la 0,9 mmol/l, Hemoglobina până la 5 g/l, Lipemie până la 20 g/l, ml	Instrucțiunea de utilizare pentru analizatorul automat: "12503.signed.pdf" Glucosa (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006434), Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD -PAP Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată, urina Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,9 mmol/l, Bilirubina până la 0,9 mmol/l, Hemoglobina până la 5 g/l, Lipemie până la 20 g/l, ml Ambalajul unui set este: 10 x 50 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 1 x 50 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000699944
54	Glucosa (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006435)	Glucosa (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006435)	12503 GLUCOSE	Spania	Biosystems	Glucosa (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006435), Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD -PAP Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată, urina Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,9 mmol/l, Bilirubina până la 0,9 mmol/l, Hemoglobina până la 5 g/l, Lipemie până la 20 g/l, ml	Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul automat: "12503.signed.pdf" Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul semi-automat: "11503.signed.pdf" Glucosa (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006435), Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD -PAP Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată, urina Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,9 mmol/l, Bilirubina până la 0,9 mmol/l, Hemoglobina până la 5 g/l, Lipemie până la 20 g/l, ml Ambalajul unui set este: 10 x 50 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 1 x 50 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000699944

55	HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006467)	HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006467)	12757 CHOLESTEROL HDL DIRECT	Spania	Biosystems	HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006467), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu imunoinhibiția a colesterolului LDL și VLDL. Fara sedimentare. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0.03 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 2.0, ml	Instrucțiunea de utilizare pentru analizatorul automat: " 12757.signed.pdf " HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006467), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu imunoinhibiția a colesterolului LDL și VLDL. Fara sedimentare. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0.03 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 2.0, ml Ambalajul unui set este: 4 x 20 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 4 x 20 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000699894
56	HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006468)	HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006468)	12757 CHOLESTEROL HDL DIRECT	Spania	Biosystems	HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006468), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu imunoinhibiția a colesterolului LDL și VLDL. Fara sedimentare. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0.03 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 2.0, ml	Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul automat: " 12757.signed.pdf " Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul semi-automat: "11557.signed.pdf " HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006468), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu imunoinhibiția a colesterolului LDL și VLDL. Fara sedimentare. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0.03 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 2.0, ml Ambalajul unui set este: 4 x 20 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 4 x 20 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000699894

57.1	Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006463)	Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006463)	22047 HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR) BA	Spania	Biosystems	Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006463), Metoda de determinare: Imunoturbidim etrică Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. În set să fie inclusi minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control. Material pentru investigatii: Singe integru cu EDTA Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1,5% Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0,3 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0,2 Interferențe: Acid Ascorbic până la 3.5 mmol/l, Bilirubina până la 4,4 mmol/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l, Hemoglobina până la 5.5 g/l, Factorul reumatoid până la 500 UI/ml a) Reactive în ambalaj original de la producător pentru analizoare automate (fără adaptare locală a instrucțiunilor cu efortul specialiștilor din firmă). Standardizare autorizată de organele competente. b) Setul să conțină control pozitiv, control negativ și calibratori pentru determinarea HbA1c. Cu material de control normal și patologic inclus, ml	Instrucțiunea de utilizare pentru analizatorul automat: " 22047.signed.pdf " Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006463), Metoda de determinare: Imunoturbidim etrică Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. În set să fie inclusi minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control. Material pentru investigatii: Singe integru cu EDTA Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1,5% Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0,3 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0,2 Interferențe: Acid Ascorbic până la 3.5 mmol/l, Bilirubina până la 4,4 mmol/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l, Hemoglobina până la 5.5 g/l, Factorul reumatoid până la 500 UI/ml a) Reactive în ambalaj original de la producător pentru analizoare automate (fără adaptare locală a instrucțiunilor cu efortul specialiștilor din firmă). Standardizare autorizată de organele competente. b) Setul să conțină control pozitiv, control negativ și calibratori pentru determinarea HbA1c. Cu material de control normal și patologic inclus, ml Ambalajul unui set este: 2x60+2x12 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 1x60+1x12 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000700103
57.2		Calibrator pentru Hemoglobina glicozilata (HbA1c)	31048 HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR)STANDAR	Spania	Biosystems	In lista de distributie este indicat ca pentru acest lot, beneficiarii finali sunt 6 IMSP. In specificati de mai sus este mentionat "să fie inclusi minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control". Respectiv, din aceasta logica de idei, deducem ca fiecare IMSP din lista de distributie are nevoie de a cate 3 set de calibrator si a cate 1 set de control normal si patologic.	In lista de distributie este indicat ca pentru acest lot, beneficiarii finali sunt 6 IMSP. In specificati de mai sus este mentionat "să fie inclusi minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control". Respectiv, din aceasta logica de idei, deducem ca fiecare IMSP din lista de distributie are nevoie de a cate 3 set de calibrator si a cate 1 set de control normal si patologic. Ambalajul unui set este: 4x0.5 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 4x0.5 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000700158
57.3		Control Normal pentru Hemoglobina glicozilata (HbA1c)	18001 HEMOGLOBIN A1C CONTROL (NORMAL)	Spania	Biosystems	In lista de distributie este indicat ca pentru acest lot, beneficiarii finali sunt 6 IMSP. In specificati de mai sus este mentionat "să fie inclusi minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control". Respectiv, din aceasta logica de idei, deducem ca fiecare IMSP din lista de distributie are nevoie de a cate 3 set de calibrator si a cate 1 set de control normal si patologic.	In lista de distributie este indicat ca pentru acest lot, beneficiarii finali sunt 6 IMSP. In specificati de mai sus este mentionat "să fie inclusi minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control". Respectiv, din aceasta logica de idei, deducem ca fiecare IMSP din lista de distributie are nevoie de a cate 3 set de calibrator si a cate 1 set de control normal si patologic. Ambalajul unui set este: 1 x 0.5 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 1 x 0.5 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000700187
57.4		Control Patologic pentru Hemoglobina glicozilata (HbA1c)	18002 HEMOGLOBIN A1C CONTROL (ELEVATED)	Spania	Biosystems	In lista de distributie este indicat ca pentru acest lot, beneficiarii finali sunt 6 IMSP. In specificati de mai sus este mentionat "să fie inclusi minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control". Respectiv, din aceasta logica de idei, deducem ca fiecare IMSP din lista de distributie are nevoie de a cate 3 set de calibrator si a cate 1 set de control normal si patologic.	In lista de distributie este indicat ca pentru acest lot, beneficiarii finali sunt 6 IMSP. In specificati de mai sus este mentionat "să fie inclusi minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control". Respectiv, din aceasta logica de idei, deducem ca fiecare IMSP din lista de distributie are nevoie de a cate 3 set de calibrator si a cate 1 set de control normal si patologic. Ambalajul unui set este: 1 x 0.5 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 1 x 0.5 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000700186

58.1	Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006464)	Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006464)	22047 HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR) BA	Spania	Biosystems	Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006464), Metoda de determinare: Imunoturbidim etrică Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. În set să fie inclusi minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control. Material pentru investigatii: Singe integru cu EDTA Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1,5% Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0,3 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0,2 Interferențe: Acid Ascorbic până la 3.5 mmol/l, Bilirubina până la 4,4 mmol/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l, Hemoglobina până la 5.5 g/l, Factorul reumatoid până la 500 UI/ml, ml	Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul automat: " 22047.signed.pdf" Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006464), Metoda de determinare: Imunoturbidim etrică Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. În set să fie inclusi minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control. Material pentru investigatii: Singe integru cu EDTA Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 1,5% Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0,3 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0,2 Interferențe: Acid Ascorbic până la 3.5 mmol/l, Bilirubina până la 4,4 mmol/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l, Hemoglobina până la 5.5 g/l, Factorul reumatoid până la 500 UI/ml, ml Ambalajul unui set este: 2x60+2x12 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 1x60+1x12 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000700103
58.2		Calibrator pentru Hemoglobina glicozilata (HbA1c)	31048 HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR)STANDAR	Spania	Biosystems	In lista de distributie este indicat ca pentru acest lot, beneficiarii finali sunt 4 IMSP. In specificati de mai sus este mentionat "să fie inclusi minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control". Respectiv, din aceasta logica de idei, deducem ca fiecare IMSP din lista de distributie are nevoie de a cate 3 set de calibrator si a cate 1 set de control normal si patologic.	In lista de distributie este indicat ca pentru acest lot, beneficiarii finali sunt 4 IMSP. In specificati de mai sus este mentionat "să fie inclusi minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control". Respectiv, din aceasta logica de idei, deducem ca fiecare IMSP din lista de distributie are nevoie de a cate 3 set de calibrator si a cate 1 set de control normal si patologic. Ambalajul unui set este: 4x0.5 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 4x0.5 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000700158
58.3		Control Normal pentru Hemoglobina glicozilata (HbA1c)	18001 HEMOGLOBIN A1C CONTROL (NORMAL)	Spania	Biosystems	In lista de distributie este indicat ca pentru acest lot, beneficiarii finali sunt 4 IMSP. In specificati de mai sus este mentionat "să fie inclusi minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control". Respectiv, din aceasta logica de idei, deducem ca fiecare IMSP din lista de distributie are nevoie de a cate 3 set de calibrator si a cate 1 set de control normal si patologic.	In lista de distributie este indicat ca pentru acest lot, beneficiarii finali sunt 4 IMSP. In specificati de mai sus este mentionat "să fie inclusi minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control". Respectiv, din aceasta logica de idei, deducem ca fiecare IMSP din lista de distributie are nevoie de a cate 3 set de calibrator si a cate 1 set de control normal si patologic. Ambalajul unui set este: 1 x 0.5 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 1 x 0.5 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000700187
58.4		Control Patologic pentru Hemoglobina glicozilata (HbA1c)	18002 HEMOGLOBIN A1C CONTROL (ELEVATED)	Spania	Biosystems	In lista de distributie este indicat ca pentru acest lot, beneficiarii finali sunt 4 IMSP. In specificati de mai sus este mentionat "să fie inclusi minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control". Respectiv, din aceasta logica de idei, deducem ca fiecare IMSP din lista de distributie are nevoie de a cate 3 set de calibrator si a cate 1 set de control normal si patologic.	In lista de distributie este indicat ca pentru acest lot, beneficiarii finali sunt 4 IMSP. In specificati de mai sus este mentionat "să fie inclusi minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control". Respectiv, din aceasta logica de idei, deducem ca fiecare IMSP din lista de distributie are nevoie de a cate 3 set de calibrator si a cate 1 set de control normal si patologic. Ambalajul unui set este: 1 x 0.5 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 1 x 0.5 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000700186

59	LDH (LDH) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006441)	LDH (LDH) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006441)	12580 LACTATE DEHYDROGENASE (LDH)	Spania	Biosystems	LDH (LDH) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006441), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa. Determinare cinetica Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: $\leq 5,0$ U/L Coeficientul de variație intraserial: $\leq 10,0$ Coeficientul de variație extraserial: $\leq 8,0$ Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l, ml	Instrucțiunea de utilizare pentru analizatorul automat: " 12580.signed.pdf " LDH (LDH) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006441), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa. Determinare cinetica Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: $\leq 5,0$ U/L Coeficientul de variație intraserial: $\leq 10,0$ Coeficientul de variație extraserial: $\leq 8,0$ Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l, ml Ambalajul unui set este: 5 x 50 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 1 x 50 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDm: DM000699962
60	LDH (LDH) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006442)	LDH (LDH) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006442)	12580 LACTATE DEHYDROGENASE (LDH)	Spania	Biosystems	LDH (LDH) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006442), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa. Determinare cinetica Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: $\leq 5,0$ U/L Coeficientul de variație intraserial: $\leq 10,0$ Coeficientul de variație extraserial: $\leq 8,0$ Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l, ml	Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul automat: " 12580.signed.pdf " Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul semi-automat: "11580.signed.pdf " LDH (LDH) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006442), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa. Determinare cinetica Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: $\leq 5,0$ U/L Coeficientul de variație intraserial: $\leq 10,0$ Coeficientul de variație extraserial: $\leq 8,0$ Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l, ml Ambalajul unui set este: 5 x 50 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 1 x 50 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDm: DM000699962
61	LDL Coolesterol (LDL Coolesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006465)	LDL Coolesterol (LDL Coolesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006465)	12785 CHOLESTEROL LDL DIRECT	Spania	Biosystems	LDL Coolesterol (LDL Coolesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006465), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu protecția selectivă a colesterolului LDL. Fără sedimentare. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: $\leq 0,03$ mmol/l Coeficientul de variație intraserial: $\leq 1,5$ Coeficientul de variație extraserial: $\leq 1,0$ Interferențe: Acid Ascorbic până la 3,0 mmol/l, Bilirubina până la 0,9 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride până la 11 g/l, ml	Instrucțiunea de utilizare pentru analizatorul automat: " 12785.signed.pdf " LDL Coolesterol (LDL Coolesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006465), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu protecția selectivă a colesterolului LDL. Fără sedimentare. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: $\leq 0,03$ mmol/l Coeficientul de variație intraserial: $\leq 1,5$ Coeficientul de variație extraserial: $\leq 1,0$ Interferențe: Acid Ascorbic până la 3,0 mmol/l, Bilirubina până la 0,9 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride până la 11 g/l, ml Ambalajul unui set este: 4 x 20 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 4 x 20 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDm: DM000699902

62	LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006466)	LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006466)	12785 CHOLESTEROL LDL DIRECT	Spania	Biosystems	LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006466), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu protecția selectivă a colesterolului LDL. Fără sedimentare. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0.03 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 3,0 mmol/l, Bilirubina până la 0,9 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride până la 11 g/l, ml	Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul automat: " 12785.signed.pdf" Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul semi-automat: "11585.signed.pdf" LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006466), Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu protecția selectivă a colesterolului LDL. Fără sedimentare. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0.03 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1.5 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 3,0 mmol/l, Bilirubina până la 0,9 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride până la 11 g/l, ml Ambalajul unui set este: 4 x 20 mL Cantitatea minimă ce poate fi livrată: 4 x 20 mL	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000699902
63.1	Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006443)	Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006443)	12760 LIPASE BSA	Spania	Biosystems	Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006443), Metoda de determinare: Colorimetric fermentativa Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. În set să fie incluși minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control. Material pentru investigații: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: $\leq 2,0$ U/L Coeficientul de variație intraserial: $\leq 1,5$ Coeficientul de variație extraserial: $\leq 1,0$ Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 1,0 mmol/l, Lipemie- trigliceride până la 11 g/l. Hemoglobina până la 5,5 g/l., ml	Instrucțiunea de utilizare pentru analizatorul automat: " 12760.signed.pdf" Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006443), Metoda de determinare: Colorimetric fermentativa Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. În set să fie incluși minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control. Material pentru investigații: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: $\leq 2,0$ U/L Coeficientul de variație intraserial: $\leq 1,5$ Coeficientul de variație extraserial: $\leq 1,0$ Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 1,0 mmol/l, Lipemie- trigliceride până la 11 g/l. Hemoglobina până la 5,5 g/l., ml Ambalajul unui set este: 1x10 + 1x20 mL Cantitatea minimă ce poate fi livrată: 1x10 + 1x20 mL	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000699972
63.2		Calibrator pentru Lipaza (Lipase)	18044 BIOCHEMISTRY CALIBRATOR HUMAN	Spania	Biosystems	În lista de distribuție este indicat ca pentru acest lot, beneficiarii finali sunt 4 IMSP. În specificații de mai sus este menționat "să fie incluși minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control". Respectiv, din aceasta logică de idei, deducem ca fiecare IMSP din lista de distribuție are nevoie de a cate 3 set de calibrator si a cate 1 set de control normal si patologic.	În lista de distribuție este indicat ca pentru acest lot, beneficiarii finali sunt 4 IMSP. În specificații de mai sus este menționat "să fie incluși minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control". Respectiv, din aceasta logică de idei, deducem ca fiecare IMSP din lista de distribuție are nevoie de a cate 3 set de calibrator si a cate 1 set de control normal si patologic. Ambalajul unui flacon este: 5 mL Cantitatea minimă ce poate fi livrată: 5 mL	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000700148
63.3		Control Normal pentru Lipaza (Lipase)	18042 BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM I (HUMAN)	Spania	Biosystems	În lista de distribuție este indicat ca pentru acest lot, beneficiarii finali sunt 4 IMSP. În specificații de mai sus este menționat "să fie incluși minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control". Respectiv, din aceasta logică de idei, deducem ca fiecare IMSP din lista de distribuție are nevoie de a cate 3 set de calibrator si a cate 1 set de control normal si patologic.	În lista de distribuție este indicat ca pentru acest lot, beneficiarii finali sunt 4 IMSP. În specificații de mai sus este menționat "să fie incluși minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control". Respectiv, din aceasta logică de idei, deducem ca fiecare IMSP din lista de distribuție are nevoie de a cate 3 set de calibrator si a cate 1 set de control normal si patologic. Ambalajul unui flacon este: 5 mL Cantitatea minimă ce poate fi livrată: 5 mL	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000700168
63.4		Control Patologic pentru Lipaza (Lipase)	18043 BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM II (HUMAN)	Spania	Biosystems	În lista de distribuție este indicat ca pentru acest lot, beneficiarii finali sunt 4 IMSP. În specificații de mai sus este menționat "să fie incluși minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control". Respectiv, din aceasta logică de idei, deducem ca fiecare IMSP din lista de distribuție are nevoie de a cate 3 set de calibrator si a cate 1 set de control normal si patologic.	În lista de distribuție este indicat ca pentru acest lot, beneficiarii finali sunt 4 IMSP. În specificații de mai sus este menționat "să fie incluși minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control". Respectiv, din aceasta logică de idei, deducem ca fiecare IMSP din lista de distribuție are nevoie de a cate 3 set de calibrator si a cate 1 set de control normal si patologic. Ambalajul unui flacon este: 5 mL Cantitatea minimă ce poate fi livrată: 5 mL	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000700169

64.1	Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006444)	Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006444)	12760 LIPASE BSA	Spania	Biosystems	Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006444), Metoda de determinare: Colorimetric fermentativa Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. În set să fie inclusi minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1,5 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1,0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 1,0 mmol/l, Lipemie- trigliceride până la 11g/l. Hemoglobina până la 5,5 g/l., ml	Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul automat: " 12760.signed.pdf" Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul semi-automat: "11760.signed.pdf" Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006444), Metoda de determinare: Colorimetric fermentativa Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. În set să fie inclusi minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 2,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: ≤ 1,5 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 1,0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 1,0 mmol/l, Lipemie- trigliceride până la 11g/l. Hemoglobina până la 5,5 g/l., ml Ambalajul unui set este: 1x10 + 1x20 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 1x10 + 1x20 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDm: DM000699972
64.2		Calibrator pentru Lipaza (Lipase)	18044 BIOCHEMISTRY CALIBRATOR HUMAN	Spania	Biosystems	In lista de distributie este indicat ca pentru acest lot, beneficiarii finali sunt 1 IMSP. In specificati de mai sus este mentionat "să fie inclusi minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control". Respectiv, din aceasta logica de idei, deducem ca fiecare IMSP din lista de distributie are nevoie de a cate 3 set de calibrator si a cate 1 set de control normal si patologic.	In lista de distributie este indicat ca pentru acest lot, beneficiarii finali sunt 1 IMSP. In specificati de mai sus este mentionat "să fie inclusi minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control". Respectiv, din aceasta logica de idei, deducem ca fiecare IMSP din lista de distributie are nevoie de a cate 3 set de calibrator si a cate 1 set de control normal si patologic. Ambalajul unui flacon este: 5 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 5 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDm: DM000700148
64.3		Control Normal pentru Lipaza (Lipase)	18042 BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM I (HUMAN)	Spania	Biosystems	In lista de distributie este indicat ca pentru acest lot, beneficiarii finali sunt 1 IMSP. In specificati de mai sus este mentionat "să fie inclusi minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control". Respectiv, din aceasta logica de idei, deducem ca fiecare IMSP din lista de distributie are nevoie de a cate 3 set de calibrator si a cate 1 set de control normal si patologic.	In lista de distributie este indicat ca pentru acest lot, beneficiarii finali sunt 1 IMSP. In specificati de mai sus este mentionat "să fie inclusi minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control". Respectiv, din aceasta logica de idei, deducem ca fiecare IMSP din lista de distributie are nevoie de a cate 3 set de calibrator si a cate 1 set de control normal si patologic. Ambalajul unui flacon este: 5 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 5 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDm: DM000700168
64.4		Control Patologic pentru Lipaza (Lipase)	18043 BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM II (HUMAN)	Spania	Biosystems	In lista de distributie este indicat ca pentru acest lot, beneficiarii finali sunt 1 IMSP. In specificati de mai sus este mentionat "să fie inclusi minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control". Respectiv, din aceasta logica de idei, deducem ca fiecare IMSP din lista de distributie are nevoie de a cate 3 set de calibrator si a cate 1 set de control normal si patologic.	In lista de distributie este indicat ca pentru acest lot, beneficiarii finali sunt 1 IMSP. In specificati de mai sus este mentionat "să fie inclusi minim 3 calibratori cu minim 2 nivele de control". Respectiv, din aceasta logica de idei, deducem ca fiecare IMSP din lista de distributie are nevoie de a cate 3 set de calibrator si a cate 1 set de control normal si patologic. Ambalajul unui flacon este: 5 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 5 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDm: DM000700169
65	Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006445)	Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006445)	12797 MAGNESIUM	Spania	Biosystems	Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006445), Metoda de determinare: Fotometrica Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată ,urina, LCR. Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0.02m mol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.06 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie- trigliceride până la 21g/l., ml	Instrucțiunea de utilizare pentru analizatorul automat: " 12797.signed.pdf" Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006445), Metoda de determinare: Fotometrica Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată ,urina, LCR. Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0.02m mol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.06 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie- trigliceride până la 21g/l., ml Ambalajul unui set este: 5x16mL+2x10mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 5x16mL+2x10mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDm: DM000699975

66	Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul maxim 175 mL.) determinarea la analizator semiautomat (006446)	Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul maxim 175 mL.) determinarea la analizator semiautomat (006446)	12797 MAGNESIUM	Spania	Biosystems	Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul maxim 175 mL.) determinarea la analizator semiautomat (006446), Metoda de determinare: Fotometrica Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată ,urina, LCR. Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0.02m mol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.06 Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Bilirubina pină la 0,7 mmol/l, Lipemie- trigliceride pină la 21g/l., ml	Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul automat: " 12797.signed.pdf" Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul semi-automat: "11797.signed.pdf" Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul maxim 175 mL.) determinarea la analizator semiautomat (006446), Metoda de determinare: Fotometrica Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată ,urina, LCR. Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0.02m mol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.03 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.06 Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Bilirubina pină la 0,7 mmol/l, Lipemie- trigliceride pină la 21g/l., ml Ambalajul unui set este: 5x16mL+2x10mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 5x16mL+2x10mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000699975
70	Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 1000 mL.) determinarea la analizator automat (006449)	Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 1000 mL.) determinarea la analizator automat (006449)	12500 PROTEIN (TOTAL)	Spania	Biosystems	Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 1000 mL.) determinarea la analizator automat (006449), Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 5,0 g/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.1 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.15 Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Bilirubina pină la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pină la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pină la 11g/l., ml	Instrucțiunea de utilizare pentru analizatorul automat: " 12500.signed.pdf" Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 1000 mL.) determinarea la analizator automat (006449), Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 5,0 g/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.1 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.15 Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Bilirubina pină la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pină la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pină la 11g/l., ml Ambalajul unui set este: 10 x 50 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 1 x 50 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000699986
71	Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 1000 mL.) determinarea la analizator semiautomat (006450)	Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 1000 mL.) determinarea la analizator semiautomat (006450)	12500 PROTEIN (TOTAL)	Spania	Biosystems	Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 1000 mL.) determinarea la analizator semiautomat (006450), Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 5,0 g/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.1 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.15 Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Bilirubina pină la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pină la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride pină la 11g/l., ml	Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul automat: " 12500.signed.pdf" Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul semi-automat: "11500.signed.pdf" Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 1000 mL.) determinarea la analizator semiautomat (006450), Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 5,0 g/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.1 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.15 Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Bilirubina pină la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pină la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride pină la 11g/l., ml Ambalajul unui set este: 10 x 50 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 1 x 50 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000699986
72	Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 175 mL.) determinarea la analizator automat (006447)	Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 175 mL.) determinarea la analizator automat (006447)	12500 PROTEIN (TOTAL)	Spania	Biosystems	Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 175 mL.) determinarea la analizator automat (006447), Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 5,0 g/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.1 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.15 Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Bilirubina pină la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pină la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pină la 11g/l., ml	Instrucțiunea de utilizare pentru analizatorul automat: " 12500.signed.pdf" Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 175 mL.) determinarea la analizator automat (006447), Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 5,0 g/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.1 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.15 Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Bilirubina pină la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pină la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pină la 11g/l., ml Ambalajul unui set este: 10 x 50 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 1 x 50 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000699986

73	Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006448)	Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006448)	12500 PROTEIN (TOTAL)	Spania	Biosystems	Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006448), Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigații: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 5,0 g/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.1 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.15 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride până la 11g/l, ml	Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul automat: " 12500.signed.pdf" Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul semi-automat: "11500.signed.pdf" Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006448), Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigații: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 5,0 g/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 0.1 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 0.15 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride până la 11g/l, ml Ambalajul unui set este: 10 x 50 mL Cantitatea minimă ce poate fi livrată: 1 x 50 mL	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM00069986
74	Ser control normal pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml (006477)	Ser control normal pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml (006477)	18042 BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM I (HUMAN)	Spania	Biosystems	Ser control normal pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml (006477), Ser control normal pe baza serului uman cu parametri cunoscuți ambalat în flacoane de maxim 5ml, ml	Instrucțiunea de utilizare: " 18042.signed.pdf " Ser control normal pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml (006477), Ser control normal pe baza serului uman cu parametri cunoscuți ambalat în flacoane de maxim 5ml, ml Ambalajul unui set este: 5 x 5 mL Cantitatea minimă ce poate fi livrată: 1 x 5 mL	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000700168
75	Ser control patologic pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml (006478)	Ser control patologic pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml (006478)	18043 BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM II (HUMAN)	Spania	Biosystems	Ser control patologic pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml (006478), Ser control patologic pe baza serului uman cu parametri cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml, ml	Instrucțiunea de utilizare: " 18043.signed.pdf " Ser control patologic pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml (006478), Ser control patologic pe baza serului uman cu parametri cunoscuți ambalat în flacoane maxim 5ml, ml Ambalajul unui set este: 5 x 5 mL Cantitatea minimă ce poate fi livrată: 1 x 5 mL	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000700169
76	Strip-test la troponina I în ser (006479)	Strip-test la troponina I în ser (006479)	Test-It® Troponin I Test	Turcia	Turklab	Strip-test la troponina I în ser (006479), Test la troponina I în ser de tip strip-test sau tip casetă. Sensibilitatea minim 98,5 % (valoarea cut-off),specificitatea minim 98,4%, Test	Instrucțiunea de utilizare: "Troponin.signed.pdf" Strip-test la troponina I în ser (006479), Test la troponina I în ser de tip strip-test sau tip casetă. Sensibilitatea minim 99 % (valoarea cut-off 0.5 ng/ml),specificitatea minim 98,9%, Test	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000633414
77	Trigliceride (Triglycerides) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006453)	Trigliceride (Triglycerides) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006453)	12528 TRIGLYCERIDES	Spania	Biosystems	Trigliceride (Triglycerides) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006453), Metoda de determinare: Fotometrică GPO Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0,01 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 3.5 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,35 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 2,6 g/l, ml	Instrucțiunea de utilizare pentru analizatorul automat: " 12528.signed.pdf " Trigliceride (Triglycerides) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006453), Metoda de determinare: Fotometrică GPO Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0,01 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 3.5 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,35 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 2,6 g/l, ml Ambalajul unui set este: 10 x 50 mL Cantitatea minimă ce poate fi livrată: 1 x 50 mL	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000699999

78	Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006454)	Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006454)	12528 TRIGLYCERIDES	Spania	Biosystems	Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006454), Metoda de determinare: Fotometrică GPO Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: $\leq 0,01$ mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 3.5 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,35 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 2,6 g/l, ml	Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul automat: "12528.signed.pdf" Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul semi-automat: "11528.signed.pdf" Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006454), Metoda de determinare: Fotometrică GPO Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: $\leq 0,01$ mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 3.5 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,35 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 2,6 g/l, ml Ambalajul unui set este: 10 x 50 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 1 x 50 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDm: DM000699999
79	Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006451)	Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006451)	12528 TRIGLYCERIDES	Spania	Biosystems	Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006451), Metoda de determinare: Fotometrică GPO Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: $\leq 0,01$ mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 3.5 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,35 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 2,6 g/l, ml	Instrucțiunea de utilizare pentru analizatorul automat: "12528.signed.pdf" Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006451), Metoda de determinare: Fotometrică GPO Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: $\leq 0,01$ mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 3.5 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,35 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 2,6 g/l, ml Ambalajul unui set este: 10 x 50 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 1 x 50 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDm: DM000699999
80	Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006452)	Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006452)	12528 TRIGLYCERIDES	Spania	Biosystems	Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006452), Metoda de determinare: Fotometrică GPO Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: $\leq 0,01$ mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 3.5 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,35 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 2,6 g/l, ml	Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul automat: "12528.signed.pdf" Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul semi-automat: "11528.signed.pdf" Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006452), Metoda de determinare: Fotometrică GPO Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: $\leq 0,01$ mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 3.5 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,35 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 2,6 g/l, ml Ambalajul unui set este: 10 x 50 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 1 x 50 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDm: DM000699999
81	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006458)	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006458)	12516 UREA/BUN - UV	Spania	Biosystems	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006458), Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detecție pentru set: $\leq 0,3$ mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride până la 21g/l. , ml	Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul automat: "12516.signed.pdf" Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul semi-automat: "11516.signed.pdf" Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006458), Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detecție pentru set: $\leq 0,3$ mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride până la 21g/l. , ml Ambalajul unui set este: 5 x 50 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 1 x 50 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDm: DM000700010

82	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator automat (006457)	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator automat (006457)	12516 UREA/BUN - UV	Spania	Biosystems	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator automat (006457), Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.5 Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Bilirubina pină la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pină la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride pină la 21g/l., ml	Instrucțiunea de utilizare pentru analizatorul automat: " 12516.signed.pdf " Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.)determinarea la analizator automat (006457), Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.5 Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Bilirubina pină la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pină la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride pină la 21g/l., ml Ambalajul unui set este: 5 x 50 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 1 x 50 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDMD: DM000700010
83	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006459)	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006459)	12516 UREA/BUN - UV	Spania	Biosystems	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006459), Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.5 Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Bilirubina pină la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pină la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride pină la 21g/l., ml	Instrucțiunea de utilizare pentru analizatorul automat: " 12516.signed.pdf " Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006459), Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.5 Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Bilirubina pină la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pină la 5,5 g/l, Lipemie- trigliceride pină la 21g/l., ml Ambalajul unui set este: 5 x 50 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 1 x 50 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDMD: DM000700010
84	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006460)	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006460)	12516 UREA/BUN - UV	Spania	Biosystems	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006460), Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.5 Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Bilirubina pină la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pină la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pină la 21g/l., ml	Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul automat: " 12516.signed.pdf " Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul semi-automat: "11516.signed.pdf " Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006460), Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 0.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 2.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.5 Interferențe: Acid Ascorbic pină la 1,7 mmol/l, Bilirubina pină la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pină la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pină la 21g/l., ml Ambalajul unui set este: 5 x 50 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 1 x 50 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDMD: DM000700010
88	Determinarea Microalbuminei în urină, test tip cartridj (007956)	Determinarea Microalbuminei în urină, test tip cartridj (007956)	Test pentru determinarea "mAlb" (cutie 25 teste) mAlb – micro albumina in urina	China	Lansionbio	Determinarea Microalbuminei în urină, test tip cartridj (007956), Determinarea Microalbuminei în urină (U-albumina) la analizatorul semiautomat existent „Finecare FIA” test tip cartridj. Set $\approx$ 24 teste. Metoda cromatografică, cantitativă., Test	Instrucțiunea de utilizare: "57 mAlb Test Kit-0.3-20250521007.signed.pdf" Brosura dispozitivului: "LS-1100 brochure.signed.pdf" Determinarea Microalbuminei în urină, test tip cartridj (007956), Determinarea Microalbuminei în urină (U-albumina) la analizatorul LS-1100 oferit in comodat pentru durata utilizarii testelor. test tip cartridj. Set 25 teste. Metoda cromatografică, cantitativă., Test	ISO, CE Cod inregistrare AMDMD: DM000500675

89	Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat, monoreagent (G48037)	Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat, monoreagent (G48037)	12503 GLUCOSE	Spania	Biosystems	Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat, monoreagent (G48037), Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD -PAP Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,9 mmol/l, Bilirubina până la 0,9 mmol/l, Hemoglobina până la 5 g/l, Lipemie până la 20 g/l., ml	Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul automat: " 12503.signed.pdf" Instrucțiunea de utilizare pentru ambalajul semi-automat: "11503.signed.pdf " Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat, monoreagent (G48037), Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD -PAP Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detecție pentru set: ≤ 0.1 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: ≤ 7.0 Coeficientul de variație extraserial: ≤ 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,9 mmol/l, Bilirubina până la 0,9 mmol/l, Hemoglobina până la 5 g/l, Lipemie până la 20 g/l., ml Ambalajul unui set este: 10 x 50 mL Cantitatea minima ce poate fi livrata: 1 x 50 mL	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000699944
----	---	---	------------------	--------	------------	---	--	---

Semnat:_____Numele, Prenumele: Poiata Vitalie În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău



Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție:					ocds-b3wdp1-MD-1756459700540 din 03.10.2025							
Obiectul achiziției:					Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Investigații Biochimice conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2026							
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006389)	Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006389)	ml	34550	0.89	1.07	30 749.50	36 968.50	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
2	Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006462)	Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006462)	ml	42827	0.89	1.07	38 116.03	45 824.89	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
3.1	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006382)	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006382)	ml	47775	1.08	1.30	51 597.00	62 107.50	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
3.2	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006396)	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006396)	ml	45850	1.08	1.30	49 518.00	59 605.00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
						TOTAL LOT 3	101 115.00	121 712.50				
4.1	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006384)	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006384)	ml	26274	1.08	1.30	28 375.92	34 156.20	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
4.2	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006399)	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006399)	ml	28274	1.08	1.30	30 535.92	36 756.20	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
						TOTAL LOT 4	58 911.84	70 912.40				

5.1	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml) determinarea la analizator semiautomat (006383)	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml) determinarea la analizator semiautomat (006383)	ml	72675	1.08	1.30	78 489.00	94 477.50	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
5.2	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006397)	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006397)	ml	78358	1.08	1.30	84 626.64	101 865.40	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
						TOTAL LOT 5	163 115.64	196 342.90				
6.1	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006385)	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006385)	ml	10708	1.08	1.30	11 564.64	13 920.40	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
6.2	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006398)	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006398)	ml	4600	1.08	1.30	4 968.00	5 980.00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
						TOTAL LOT 6	16 532.64	19 900.40				
7	Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006388)	Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006388)	ml	17350	0.44	0.53	7 634.00	9 195.50	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
8	Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006386)	Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006386)	ml	5100	0.44	0.53	2 244.00	2 703.00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
9	Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006387)	Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006387)	ml	3825	0.44	0.53	1 683.00	2 027.25	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
10	alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006390)	alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006390)	ml	46475	5.10	6.12	237 022.50	284 427.00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-

11	alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006391)	alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006391)	ml	12000	5.10	6.12	61 200.00	73 440.00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
12	alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006392)	alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006392)	ml	9540	5.10	6.12	48 654.00	58 384.80	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
13	alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006393)	alfa-Amilaza (alfa -Amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006393)	ml	30000	5.10	6.12	153 000.00	183 600.00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
14.1	alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006394)	alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006394)	ml	2025	12.06	14.47	24 421.50	29 301.75	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
14.2		Calibrator pentru alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase)	flacon	12	31.22	37.46	374.64	449.52		3310000-1	-	-
14.3		Control Normal pentru alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase)	flacon	4	31.22	37.46	124.88	149.84		3310000-1	-	-
14.4		Control Patologic pentru alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase)	flacon	4	31.22	37.46	124.88	149.84		3310000-1	-	-
						TOTAL LOT 14	25 045.90	30 050.95				
15.1	alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006395)	alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006395)	ml	3650	12.06	14.47	44 019.00	52 815.50	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
15.2		Calibrator pentru Hemoglobina glicozilata (HbA1c)	flacon	36	31.22	37.46	1 123.92	1 348.56	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
15.3		Control Normal pentru Hemoglobina glicozilata (HbA1c)	flacon	12	31.22	37.46	374.64	449.52	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
15.4		Control Patologic pentru Hemoglobina glicozilata (HbA1c)	flacon	12	31.22	37.46	374.64	449.52	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
						TOTAL LOT 15	45 892.20	55 063.10				

16.1	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006400)	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006400)	ml	24725	0.50	0.60	12 362.50	14 835.00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
16.2	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006408)	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006408)	ml	20750	0.49	0.59	10 167.50	12 242.50	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
TOTAL LOT 16							22 530.00	27 077.50				
17.1	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006409)	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006409)	ml	52000	0.49	0.59	25 480.00	30 680.00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
17.2	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006401)	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006401)	ml	48200	0.50	0.60	24 100.00	28 920.00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
TOTAL LOT 17							49 580.00	59 600.00				
18.1	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006412)	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006412)	ml	17500	0.49	0.59	8 575.00	10 325.00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
18.2	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006404)	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006404)	ml	15250	0.50	0.60	7 625.00	9 150.00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
TOTAL LOT 18							16 200.00	19 475.00				
19.1	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006405)	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006405)	ml	3300	0.50	0.60	1 650.00	1 980.00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
19.2	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006411)	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006411)	ml	8800	0.49	0.59	4 312.00	5 192.00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
TOTAL LOT 19							5 962.00	7 172.00				

20.1	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006402)	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006402)	ml	12200	0.50	0.60	6 100.00	7 320.00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
20.2	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006410)	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006410)	ml	12025	0.49	0.59	5 892.25	7 094.75	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
TOTAL LOT 20							11 992.25	14 414.75				
21.1	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006403)	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006403)	ml	23875	0.50	0.60	11 937.50	14 325.00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
21.2	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006407)	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006407)	ml	32325	0.49	0.59	15 839.25	19 071.75	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
TOTAL LOT 21							27 776.75	33 396.75				
22	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006406)	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006406)	ml	3000	0.50	0.60	1 500.00	1 800.00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
23	Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006415)	Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006415)	ml	8825	0.62	0.74	5 471.50	6 530.50	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
24	Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006414)	Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006414)	ml	11275	0.62	0.74	6 990.50	8 343.50	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-

27	Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006422)	Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006422)	ml	12700	0.79	0.95	10 033.00	12 065.00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
28	Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006423)	Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006423)	ml	12652	0.79	0.95	9 995.08	12 019.40	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
29	Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006420)	Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006420)	ml	35275	0.79	0.95	27 867.25	33 511.25	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
30	Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006421)	Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006421)	ml	81625	0.79	0.95	64 483.75	77 543.75	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
31	Creatin chinaz a MB (Creatinkinaz MB) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006471)	Creatin chinaz a MB (Creatinkinaz MB) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006471)	ml	3350	12.54	15.05	42 009.00	50 417.50	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
32	Creatin chinaz a MB (Creatinkinaz MB) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006472)	Creatin chinaz a MB (Creatinkinaz MB) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006472)	ml	10177	12.54	15.05	127 619.58	153 163.85	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
33	Creatin chinaz a totală (Creatinkinaz totale) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006470)	Creatin chinaz a totală (Creatinkinaz totale) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006470)	ml	6725	7.02	8.42	47 209.50	56 624.50	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
34	Creatin chinaz a totală (Creatinkinaz totale) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006469)	Creatin chinaz a totală (Creatinkinaz totale) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006469)	ml	8100	7.02	8.42	56 862.00	68 202.00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-

35	Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006426)	Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006426)	ml	31000	0.31	0.37	9 610.00	11 470.00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
36	Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006427)	Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006427)	ml	6351	0.31	0.37	1 968.81	2 349.87	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
37	Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006424)	Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006424)	ml	43725	0.31	0.37	13 554.75	16 178.25	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
38	Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006425)	Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006425)	ml	74102	0.31	0.37	22 971.62	27 417.74	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
39	Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006440)	Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006440)	ml	4000	1.54	1.85	6 160.00	7 400.00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
40	Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006438)	Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006438)	ml	10250	1.54	1.85	15 785.00	18 962.50	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
41	Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006439)	Fier (Iron) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006439)	ml	4700	1.54	1.85	7 238.00	8 695.00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
42	Fosfatasa alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006419)	Fosfatasa alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006419)	ml	2000	1.36	1.63	2 720.00	3 260.00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-

43	Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006417)	Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006417)	ml	15375	1.36	1.63	20 910.00	25 061.25	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
44	Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006418)	Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006418)	ml	10750	1.36	1.63	14 620.00	17 522.50	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
45	Gamma-GT (Gamma -GT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006429)	Gamma-GT (Gamma -GT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006429)	ml	3930	2.04	2.45	8 017.20	9 628.50	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
46	Gamma-GT (Gamma -GT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006428)	Gamma-GT (Gamma -GT) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006428)	ml	12600	2.04	2.45	25 704.00	30 870.00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
48	Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006436)	Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006436)	ml	18000	0.31	0.37	5 580.00	6 660.00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
50	Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006437)	Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006437)	ml	39450	0.31	0.37	12 229.50	14 596.50	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
52	Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006434)	Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006434)	ml	37900	0.31	0.37	11 749.00	14 023.00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
54	Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006435)	Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006435)	ml	69952	0.31	0.37	21 685.12	25 882.24	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
55	HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006467)	HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006467)	ml	24340	7.97	9.56	193 989.80	232 690.40	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-

56	HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006468)	HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006468)	ml	13866	7.97	9.56	110 512.02	132 558.96	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
57.1	Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006463)	Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006463)	ml	7169	43.36	52.03	310 847.84	373 003.07	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
57.2		Calibrator pentru Hemoglobina glicozilata (HbA1c)	set	18	637.15	764.58	11 468.70	13 762.44		3310000-1	-	-
57.3		Control Normal pentru Hemoglobina glicozilata (HbA1c)	set	6	596.28	715.54	3 577.68	4 293.24		3310000-1	-	-
57.4		Control Patologic pentru Hemoglobina glicozilata (HbA1c)	set	6	596.28	715.54	3 577.68	4 293.24		3310000-1	-	-
						TOTAL LOT 57	329 471.90	395 351.99				
58.1	Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006464)	Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006464)	ml	1675	43.36	52.03	72 628.00	87 150.25	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
58.2		Calibrator pentru Hemoglobina glicozilata (HbA1c)	set	12	637.15	764.58	7 645.80	9 174.96		3310000-1	-	-
58.3		Control Normal pentru Hemoglobina glicozilata (HbA1c)	set	4	596.28	715.54	2 385.12	2 862.16		3310000-1	-	-
58.4		Control Patologic pentru Hemoglobina glicozilata (HbA1c)	set	4	596.28	715.54	2 385.12	2 862.16		3310000-1	-	-
						TOTAL LOT 58	85 044.04	102 049.53				
59	LDH (LDH) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006441)	LDH (LDH) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006441)	ml	6400	0.95	1.14	6 080.00	7 296.00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
60	LDH (LDH) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006442)	LDH (LDH) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006442)	ml	6400	0.95	1.14	6 080.00	7 296.00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
61	LDL Coolesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006465)	LDL Coolesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006465)	ml	23608	13.38	16.06	315 875.04	379 144.48	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-

62	LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006466)	LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006466)	ml	12941	13.38	16.06	173 150.58	207 832.46	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
63.1	Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006443)	Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006443)	ml	3343	17.81	21.37	59 538.83	71 439.91	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
63.2		Calibrator pentru Lipaza (Lipase)	flacon	12	31.22	37.46	374.64	449.52		3310000-1	-	-
63.3		Control Normal pentru Lipaza (Lipase)	flacon	4	31.22	37.46	124.88	149.84		3310000-1	-	-
63.4		Control Patologic pentru Lipaza (Lipase)	flacon	4	31.22	37.46	124.88	149.84		3310000-1	-	-
						TOTAL LOT 63	60 163.23	72 189.11				
64.1	Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006444)	Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006444)	ml	500	17.81	21.37	8 905.00	10 685.00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
64.2		Calibrator pentru Lipaza (Lipase)	flacon	3	31.22	37.46	93.66	112.38		3310000-1	-	-
64.3		Control Normal pentru Lipaza (Lipase)	flacon	1	31.22	37.46	31.22	37.46		3310000-1	-	-
64.4		Control Patologic pentru Lipaza (Lipase)	flacon	1	31.22	37.46	31.22	37.46		3310000-1	-	-
						TOTAL LOT 64	9 061.10	10 872.30				
65	Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006445)	Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006445)	ml	9675	0.88	1.06	8 514.00	10 255.50	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
66	Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006446)	Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006446)	ml	2900	0.88	1.06	2 552.00	3 074.00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
70	Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006449)	Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006449)	ml	20000	0.44	0.53	8 800.00	10 600.00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
71	Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006450)	Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006450)	ml	1000	0.44	0.53	440.00	530.00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-

72	Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006447)	Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006447)	ml	9825	0.44	0.53	4 323.00	5 207.25	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
73	Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006448)	Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006448)	ml	19400	0.44	0.53	8 536.00	10 282.00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
74	Ser control normal pe baza serului uman cu param.cunoscute ambalat în flacoane maxim 5ml (006477)	Ser control normal pe baza serului uman cu param.cunoscute ambalat în flacoane maxim 5ml (006477)	ml	3374	31.22	37.46	105 336.28	126 390.04	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
75	Ser control patologic pe baza serului uman cu param.cunoscute ambalat în flacoane maxim 5ml (006478)	Ser control patologic pe baza serului uman cu param.cunoscute ambalat în flacoane maxim 5ml (006478)	ml	3239	31.22	37.46	101 121.58	121 332.94	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
76	Strip-test la troponina I în ser (006479)	Strip-test la troponina I în ser (006479)	Test	19140	7.64	9.26	146 229.60	177 236.40	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
77	Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006453)	Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006453)	ml	8450	0.90	1.08	7 605.00	9 126.00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
78	Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006454)	Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006454)	ml	6000	0.90	1.08	5 400.00	6 480.00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
79	Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006451)	Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006451)	ml	25550	0.90	1.08	22 995.00	27 594.00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
80	Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006452)	Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006452)	ml	35302	0.90	1.08	31 771.80	38 126.16	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-

81	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006458)	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006458)	ml	42783	1.10	1.32	47 061.30	56 473.56	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
82	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006457)	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (006457)	ml	43475	1.10	1.32	47 822.50	57 387.00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
83	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006459)	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator automat (006459)	ml	24024	1.10	1.32	26 426.40	31 711.68	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
84	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006460)	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat (006460)	ml	7000	1.10	1.32	7 700.00	9 240.00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
88	Determinarea Microalbuminei în urină, test tip cartridj (007956)	Determinarea Microalbuminei în urină, test tip cartridj (007956)	Test	2000	60.85	73.02	121 700.00	146 040.00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
89	Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat, monoreagent (G48037)	Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul maxim 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat, monoreagent (G48037)	ml	7000	0.31	0.37	2 170.00	2 590.00	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	3310000-1	-	-
						TOTAL Oferta	3 721 433.58	4 468 845.55				

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Poiata Vitalie În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

**Către Grupul de lucru pentru evaluarea
Procedurii de achiziție Nr:
ocds-b3wdp1-MD-1756459700540 din 03.10.2025
din cadrul CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Biosistem mld”, declara ca:

-Compania S.A. Biosystems, Spania produce reactivi cu coduri de referinta de tip 12xxx, 21xxx, 22xxx si 11xxx. In instructiunile de utilizare, producatorul mentioneaza ca reactivii cu codurile de referinta de tip 12xxx, 21xxx, 22xxx sunt utilizate la analizoare automate, iar cu codurile de tip 11xxx sunt utilizate la analizoare semi-automate. In realitate, compozitia chimica si concentratiile reactivelor sunt identice pentru toate tipurile de ambalaje (automat sau semi-automat), difera doar volumul si forma abalajului. In cadrul prezentei proceduri de achizitie, SRL Biosistem mld a oferit reactivi cu codul de referinta de tip 12xxx, 21xxx, 22xxx pentru ambele tipuri de analizoare: automate si semi-automate. Calibrarea analizatoarelor automate se face cu ajutorul calibratorului. Calibrarea analizatoarelor semi-automate se face fie cu ajutorul standardelor (calibratoarelor), fie cu ajutorul factorului de calibrare. La necesitate, inginerii SRL Biosistem mld vor oferi ghidarea si suportul necesar utilizatorilor finali. Ce tine de instructiuni de utilizare, SRL Biosistem mld, pentru loturile la analizoare automate a incarcat pe platforma instructiunile respective. Pentru loturile cu analizoare semi-automate, SRL Biosistem mld a incarcat ambele instructiuni si cele cu ambalaj pentru analizator automat si cele cu ambalaj pentru analizator semi-automat;

IDNO: 1010600028048;

adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519

e-mail: biosistem.mld@gmail.com

- Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) conform specificației tehnice solicitate pentru fiecare lot în parte, minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an;

- Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea.

Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018.

Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului.;

- Pentru produsele care sunt înregistrate la AMDM este indicat codul înregistrării în formularul specificațiilor tehnice, coloana "Standarde de Referință";

- Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza).

Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. (la livrare);

IDNO: 1010600028048;

adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519

e-mail: biosistem.mld@gmail.com

- va garanta livrarea produselor la destinatar cu respectarea condițiilor de păstrare și transportare pe tot parcursul lanțului de transportare de la fabricant la beneficiar;

- Vânzătorul va asigura cumpărătorului fără nici-o plată suplimentară, o perioadă de cel puțin 12 de luni garanție din data livrării conform Specificației Nr.2.

Data completării: 02.10.2025

Cu stimă,

Poiata Vitalie

Administrator

SRL Biosistem mld _____

(semnătura)